



The Durex logo is a blue oval with the word "durex" in white lowercase letters. Below it is a circular seal with the word "durex" in the center, "QUALITY" at the top, and "QUALITY" at the bottom.



1 Handle the condom carefully, as it can be damaged by fingernails and sharp objects.

D Gehen Sie vorsichtig mit dem Kondom um, weil man es mit Fingernägeln oder scharfkantigen Gegenständen leicht beschädigen kann.

NL Pak het condoom voorzichtig vast, omdat het kan worden beschadigd door nagels of scherpe voorwerpen.

F Manipuler le préservatif avec précaution car il peut être endommagé par les ongles et des objets coupants.

IT Maneggiare il profilattico con cura, in quanto può danneggiarsi con unghie ed oggetti affilati.

TR Keskin tımarlar ve sivri cisimler prezervatife zarar verebileceklerdir, prezervatifi özen göstererek kullanınız.

E Manipula el preservativo con cuidado, ya que puede dañarse con las uñas u objetos cortantes.

P Manuseie o preservativo cuidadosamente para não o rasgar com as unhas ou objetos cortantes.

GR Χειριστείτε προσεκτικά το προφυλακτικό, επειδή μπορεί να υποστεί ζημιές από τα νύχια ή αιχμηρά αντικείμενα.



EN With the roll outside, squeeze the teat and place the condom on the top of the erect penis.

D Setzen Sie das Kondom - mit dem Rollrand nach außen - oben auf den erigierten Penis und drücken Sie dabei das Reservoir zusammen.

NL Controleer of de opgerolde kant aan de buitenkant zit. Knijp het topje van het condoom (reservoir) voorzichtig met de vingers dicht en plaats het condoom over de top van de stijve penis.

F S'assurer que la partie à dérouler est à l'extérieur. Saisir soigneusement entre les doigts le haut du préservatif (réservoir) et le placer sur le bout du pénis en érection.

IT Accertandosi che la parte da srotolare sia all'esterno, stringere il serbatoio tra due dita e posizionare il profilattico sulla punta del pene eretto.

TR Yuvarlanmış halkının dışı kalmış olmasına dikkat ediniz. Prezervatifi, rezervuar ucunun içinde hava kalmayacak şekilde erekte olmuş penise takınız.

E Con el reborde del preservativo hacia el exterior, aprieta la punta del preservativo y colócalo sobre la punta del pene erecto.

P Com o rebordo do preservativo virado para fora, aperte o depósito e coloque o preservativo na ponta do pénis ereto.

GR Με το ρολό στο εξωτερικό, πιέστε την κατώληξη και τοποθετήστε το προφυλακτικό στην άκρη του πέους σε στύση.



EN Roll down to its base. Stop and check if you feel the condom slipping off or tightening excessively onto the penis because this might lead to breakage. Soon after ejaculation the condom should be taken off. The condom should be held firmly in place at the base of the penis before withdrawal.

D Rollen Sie das Kondom bis zum Penisansatz hinunter. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kondom abrutscht oder den Penis zu sehr einengt, sollten Sie den Sitz kontrollieren. Das Kondom könnte sonst reißen. Das Kondom sollte bald nach dem Samenerguss abgenommen werden. Halten Sie das Kondom vor dem Herausziehen am Penisansatz fest.

NL Rol het condoom zo ver mogelijk af. Stop en controleer voor je verder gaat of het condoom niet afglijdt of te strak zit, omdat het dan zou kunnen scheuren. Na de zaadlozing moet het condoom snel worden verwijderd. Houd het condoom goed vast aan de onderrand voordat u de penis terug trekt.

F Dérouler complètement le préservatif le long du pénis. Avant de continuer, vérifiez que le préservatif ne glisse pas ni ne serre de manière excessive le pénis car il pourrait se déchirer. Se retirer juste après l'éjaculation. Pour cela se retirer en tenant fermement le préservatif à la base du sexe. Attendre de s'être complètement retiré avant d'enlever le préservatif.

IT Con l'altra mano srotolarlo fino alla base. Fermarsi e controllare se si ha la sensazione che il profilattico si stia sfilando o sia troppo stretto per evitarne la rottura. Subito dopo l'eiaculazione, ritirare lentamente il pene prima della totale scomparsa dell'erezione.

TR Prezervatifi penis üzerinde yuvarlayarak açınız. Prezervatifi penis üzerinde kayıyor ya da sıkıyorsa durup kontrol ediniz, bu durum yarılmaya sebep olabilir. Bopalıktan kısa süre sonra, penis sertliğini yitirmeden prezervatifi dip kısmından yerinde tutarak geri çekilerek çıkınız.

E Desenróllalo hacia abajo con la otra mano. Si durante el acto sexual notas que se enrolla, se sale o te presiona el pene, para y comprueba que está bien puesto, pues en estas situaciones se puede romper. Tras la eyaculación el preservativo debe ser retirado. El preservativo deberá ser sostenido en la base del pene antes de retirarlo.

P Desenrole-o até ao fim com a outra mão. Se durante o ato sexual sentir que o preservativo está a enrolar-se, a sair, ou a puxar o pénis, pare e verifique, pois nestas situações o preservativo poderá romper-se. Após a ejaculação o preservativo deve ser retirado. O preservativo deve permanecer fixo na base do pénis antes de ser retirado.

GR Ξεδωλώστε κάτω προς τη βάση. Σταματήστε και ελέγξτε αν νοιώσετε ότι το προφυλακτικό γλιστράει ή πιέζει υπερβολικά στο πέος επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο. Το προφυλακτικό πρέπει να αφαιρεθεί σύντομα μετά την εκσπερμάτωση. Το προφυλακτικό πρέπει να κρατείται καλά στη θέση του στη βάση του πέους πριν την απόσυρση.



EN Dispose in a bin. Do not flush down the toilet.

D Entsorgen Sie das Kondom in einen Mülleimer. Werfen Sie es nicht in die Toilette.

NL Gooi het condoom in de vuilnisbak. Gooi het niet in het toilet.

F Jeter le préservatif à la poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes.

IT Gettare il profilattico in un bidone. Non gettare nel WC.

TR Prezervatifi çöpe atınız. Tuvalette atmayınız.

E Por favor, tirelo a la basura, no en el inodoro.

P Deite-o no lixo. Por favor não o deite na sanita.

GR Απορρίψτε το σε καλάβι. Μην τα πετάτε στην τουαλέτα.

DUREX and the DUREX logo are Trade Marks of The Reckitt Benckiser Group of Companies. Discover us online at: www.durex.com UK Carline 0333 2005 345, ROI 01 630 5429

DUREX und das DUREX Logo sind Warenzeichen der Reckitt Benckiser Unternehmensgruppe. Mehr Informationen unter durex.com

Durex en het Durex logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Reckitt Benckiser-groep. Ga naar de website van Durex voor een betere ervaring.

DUREX et le logo DUREX sont des marques déposées du groupe Reckitt Benckiser. Visitez le site Internet de Durex pour une meilleure expérience.

DUREX ed il logo DUREX sono marchi registrati del gruppo Reckitt Benckiser. Visita il sito www.durex.it per maggiori informazioni ed una più piacevole esperienza di coppia.

DUREX ve DUREX logosu Reckitt Benckiser Grup Şirketleri'nin ticari markalarıdır. Daha iyi bir deneyim için durex.com 'tr'yi ziyaret ediniz.

DUREX y el logo DUREX son Marcas Registradas del Grupo Reckitt Benckiser. Visita el sitio www.durex.es para más información.

Durex e o Logótipo Durex são Marcas Registradas do Grupo Reckitt Benckiser. Linha de Apoio: 808 203 867 - funcionamento 24h/d. Atendimento personalizado, dias úteis das 9-17h. Visite www.durex.pt para mais informação.

To óvovta DUREX jnóvte to koryútoma xwvov woxoyoywvúvov oúvovtov amó tnv Reckitt Benckiser Group of Companies. Ewvovxetvte durex.com yia yia kalytévov éxpevovia.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Ransom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

EC REP RBL Brands B.V. Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL

Service Consommateurs France: 0033 (0) 69 93 19 50

0032 (0) 2456 9701

0031 (0) 23558 4501

Reckitt Benckiser, Sydney, NSW, Australia

Reckitt Benckiser Auckland, New Zealand

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2-4, D-69115 Heidelberg

Reckitt Benckiser Austria GmbH, Guglgasse 15, A-1110 Wien

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtstrasse 5, CH-8304 Wallisellen

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., Mississauga, Ontario, L4W 5S9

Questions? Call 1-800-320-9738

Questions? Appeler 1-800-320-9738

Importato e distribuito da Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., Via Spadolini 7, 20141 Milano

İthalatçı: Reckitt Benckiser Tem. Mal. Tic. A.Ş. Selimium Plaza, 34349, Fulya-İstanbul, Türkiye T: 0212 326 96 00

Üreticisi: Tüketici Danışma Matru: 09002118112

Kullanım kılavuzunun en son güncellenme bilgisi: Haziran 2016

Yasal Üretici: RBL Brands B.V. Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL

ISO4074:2015 ve ilgili kalite sembollerini yalnızca Durex latex prezervatifleri için geçerlidir.

ISO23409:2011 ise Durex Polysoprene (sentetik lateks) prezervatifleri için geçerlidir.

Trk. 210 8127253

Store in a cool dry place away from direct sunlight.

ISO4074:2015 and associated quality marks apply to Durex latex condoms only

ISO23409:2011 applies to the Durex Polysoprene (synthetic latex) condoms only

ISO4074:2015 y las marcas de calidad asociadas son de aplicación únicamente para los preservativos de látex.

ISO 23409:2011 aplica únicamente a los preservativos de polioisopreno.

ISO4074:2015 e as marcas de qualidade associadas aplicam-se apenas aos preservativos de látex Durex.

ISO23409:2011 aplica-se apenas aos preservativos de polioisopreno.

ISO4074:2015 ed i marchi di qualità associati si applicano solo ai Condom Durex in lattice.

ISO23409:2011 si applica solo ai condom Durex in polioisopreno (lattice sintetico).



3080207 Rev. 02 06/16

