

INSHAPE

FIND YOUR INNER SHAPE

 GTG Wellness



**FIND
YOUR
INNER
SHAPE**




Was ist Elektromagnetische Behandlung?

Bei der elektromagnetischen Behandlung sollen die starken elektrischen Impulse genutzt werden erzeugt durch elektromagnetisches Feld.

Diese Technologie soll die Muskeln stimulieren und den damit verbundenen Körperstoffwechsel induzieren.

In der Vergangenheit wurde sie traditionell eher für die Muskelrehabilitation und die Linderung von Muskelschmerzen mit dem Ziel der physikalischen Therapie eingesetzt. Heutzutage wurde sie für medizinisch-ästhetische Anwendungen übernommen und transformiert, insbesondere mit dem Ziel, eine nicht-invasive Körperperformance zu realisieren.



Motor Neuron

Was ist InShape?

InShape ist eine neue Generation von Körperformungsgeräten, die Intelligente automatische Muskeltrainingstechnologie (IamT).

InShape mit IamT wendet durch ein elektromagnetisches Feld erzeugte super-elektrische Impulse auf den Muskel an, um erzwungene Muskelkontraktionen zu induzieren. Es handelt sich um eine automatische Reaktion, die einer intensiven Kraftübung wie 20.000 Kniebeugen ODER Sit-up entspricht. Der behandelte Muskel wird umgestaltet und rehabilitiert. Das Ergebnis ist eine straffere und festere Muskulatur der Bauchmuskeln, Oberschenkel und des Gesäßes für ein besseres ästhetisches Erscheinungsbild.

InShape ermöglicht es, die Effekte ohne Schmerzen, Ausfallzeiten und Unannehmlichkeiten zu erzielen nicht invasiv.



IamT-Technologie

IamT (Intelligent Automatic Muscle Training) ist eine Technologie, die es ermöglicht völlig nicht-invasive und sichere körperformende Behandlung. Sie erzeugt eine starke Stimulation der Muskeln durch leitende elektrische Impulse aus einem elektromagnetischen Feld.

Die IamT ist für das Muskeltraining optimiert, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. Indem die Muskeln gezwungen werden, ein automatisches Training durchzuführen, wird der behandelte Muskel extrem beansprucht, als ob er intensiv trainieren würde, ohne sich zu entspannen.

Das Verfahren bringt Ihren Körper dazu, die gewünschten Effekte auf Muskeln und Fett auf schnellere und einfachere Weise zu erreichen als beim herkömmlichen Training.




Product

Effect



Feature

ETC

InShape für Muskeln und Fett




InShape induziert supramaximale Kontraktionen des Muskels mit lamT, um ein unfreiwilliges Training zu erzwingen.



Als Folge des extremen Trainings wachsen die Muskeln an Volumen und Kraft, während gleichzeitig Fett verbrannt wird. Diese nicht-invasive Behandlung zur Körperformung ist am sichersten und effektivsten.

InShape-Effekt auf MUSKEL



InShape-Effekt auf FAT

Der Abbau der Fettzellen folgt während des Muskelwachstums.

Bei extremer Muskelaktivität benötigt der Körper eine sofortige Energiezufuhr zum Muskel. Zu diesem Zweck wird Fett in Fettsäuren und Glycerin abgebaut. Diese werden dem Muskel als ATP (Adenosintriphosphat), der Energiequelle, zugeführt. Die zersetzten Zellen werden verbraucht und der Rest über den Stoffwechselprozess abtransportiert.



Fat Cell Destroyed



Praktisch 2 Applikatoren

InShape ist mit 2 Applikatoren zur gleichzeitigen Behandlung mehrerer Körperbereiche ausgestattet.

Durch Platzieren des Applikators auf Behandlungsbereiche wie Bauch, Oberschenkel und Gesäß, die Zielpersonen würden einem elektronischen Magnetfeld ausgesetzt, das von den Applikatoren erzeugt wird.

Ermöglicht die Behandlung mehrerer Bereiche

- └ Zeitsparende Behandlung
- └ Profitabel für Patienten

Ermöglicht die selektive Behandlung gezielter Muskeln

- └ Sicherere & wirksamere Behandlung
- └ Empfehlenswert für Patienten, die ein selektives Training benötigen



Behandlungsbereich

: FOR MAN & WOMAN




4 Handy-Bänder mit unterschiedlicher Größe

Die Bereitstellung von 4 Gürteln für die ONLY InShape-Behandlung macht das Vorbereitungsverfahren einfacher und bequemer. Befestigen Sie die Applikatoren mit Hilfe der Bänder fest an der gewünschten Behandlungsstelle. Und beginnen Sie gleich danach mit der Behandlung.



InShape-Funktionen

: Der einzige Schlüssel für eine wirksame, sichere und kurze Behandlung zur Körperperformance



*Nachgewiesene
Wirkung sowohl auf
Muskeln als auch auf
Fett*



Nicht invasiv



*Behandlung NUR in 30
Minuten*



Komfortabel



Keine Ausfallzeit

Das Workout-Programm von InShape

: 5 Modi als optimierte Optionen für alle Belange

InShape UI

Programs

	Workout Program	Target	Candidates
F Burning	F. Burning	Fat Burning	- General patients - Regardless of fat thickness nor muscle mass amount
M Firmness	M. Firmness	Muscle Firmness& growth	- Patients who do muscle workout for better appearance - Who needs intensive impact on muscles
S Stretching	Stretching	Stretching & massage on muscles	- Before & after main workout
P1 Package	Package 1 = F.Burning & Stretching	Fat mode with stretching	- For fat workout & Stretching as package
P2 Package	package 2 = M.Firmness & Stretching	Muscle mode with stretching	- For fat workout & Stretching as package

Comparison chart

: Why is InShape the most needed for body shaping treatment?

	InShape	Liposuction	Cryolipolysis
Effect	Muscle growth & Fat burning	Fat reduction only	Fat reduction only
Mechanism	Induced intensive muscle workout with Electromagnetic	Invasive extraction with needle	Fat freeze with low temperature
Whether surgical	No-surgical	surgical	No-surgical
Treatment time	30 min	60 min ~	60 min
Pain level	No pain	Pain by surgery	Pain by Cryo
Down time	No downtime	weeks ~ month	days
Consumable	No consumable	consumable needed	consumable needed
Side effects	No damage on any tissue	Damage on superficial and inner skin	Bruise, edema, redness

Q&A

Q1 Wie lange?

: 30 Minuten

Q2 Wie oft?

: 2~3 Mal während 2 Wochen

Q3 Die Einschränkung Sitzungsnummer ?

: 6 Sitzungen (*3 mal / 2 Wochen)

Behandlungsbereich Q3 ?

: Körperbereiche, in denen sich Muskeln befinden, unter Vermeidung von Nerven und Knochen

Q4 Wie lange hält das Ergebnis an?

: nach 1 vollständigen Sitzung (4~6 Behandlungen) würde es 3~6 Monate anhalten.

Es kann je nach Patientenbedingungen wie Alter, Geschlecht, Muskelmasse, Fettdicke usw. variieren.



Q5 Wie lange dauert es, bis man das Ergebnis sieht ?

: Es ist möglich, die muskelstraffende Wirkung direkt nach der Behandlung zu sehen.
nach der vollständigen Sitzung kommen die Ergebnisse in Muskel und Fett zum Vorschein.

F6 Wie fühlt sich die Behandlung an ? Schmerzhaft ?

: automatische Muskelbewegung verursacht - kein Schmerz

Q7 Kandidat ?

: jedermann (bitte beachten Sie die Kontraindikationen, die auf der Präsentation angegeben sind)

Q8 Ausfallzeit?

: Keine Ausfallzeit erforderlich

Q9 Nebenwirkungen ?

: Keine Nebenwirkungen. Es kann Muskelkater verursachen, der ein natürliches Ergebnis nach dem Training ist.



Specifications

Electrical requirement	230V 50~60hz
Power consumption	2.3 kVA
Magnetic power	0 ~ 7 Tesla
Dimension	460(W) x 590(D) x 1280(H) mm
Weight	56.5Kg



F I N D
Y O U R
I N N E R
S H A P E



CDPSWISS
CLINICAL DISTRIBUTION PARTNER

🌐 www.cdpswiss.com

✉ info@cdpswiss.com

☎ +41 43 538 57 45

📍 Sagistrasse 8b 8910 Affoltern am Albis

Herzlichen Dank.