

# Catéter/Puerto implantable de Titanio

Sistema implantable para la administración de fármacos



# 1 Puerto implantable de **titanio** en tres tamaños

- Adulto – 9F
- Pediátrico – 7F
- Neonatal – 5,5F




- Extra-liviano
- Máxima resistencia
- Biocompatibilidad

# 2 Tubo de conexión con kit introductor desprendible

- Ensamblar puerto y catéter al momento del implante
- Fácil y rápida colocación
- Exclusivo cierre de seguridad tricúspide

# 3 Catéter para uso venoso y peritoneal

- Diseñado con silicona
- Radiopaco



## 4 Septum de silicona


- Gran superficie de punción
  - Autosellante
- permite múltiples punciones




EXTENSA VIDA ÚTIL



1000 PUNCIONES CON AGUJAS  
DE PUNTA TIPO HUBER (G23)  
SIN QUE SE PRODUZCAN  
PÉRDIDAS.



PUERTO



**Permite terapia de contraste  
y no afecta la MRI ni la TAC**

**PROCEDIMIENTO  
AMBULATORIO  
SEMI-INVASIVO**

SE COMPLETA EN  
APROXIMADAMENTE  
2 HORAS





<https://www.youtube.com/watch?v=6j5Ae-6N-wo>

## Set Completo:

- Puerto de titanio
- Catéter
- Tubo de conexión
- Aguja de punción (18-G)
- Introductor Peel-Away
- Guía corta (0,035"x50cm)
- Tunnelizador
- Set Aguja Huber 21-G
- Jeringa 10cc
- 2 Clips tricúspide
- Aguja punta roma

