

Tipo Fogarty



Catéter			Balón		
Referencia	Diámetro [Fr]	Longitud [cm]	Código de color	Volumen máximo [ml]	Diámetro de balón inflado [mm]
CEM802	2	80	Gris	0.2	4
CEM803	3	80	Verde	0.20	5
CEM804	4	80	Rojo	0.75	7
CEM805	5	80	Blanco	1.50	9
CEM806	6	80	Azul	2.00	11
CEM807	7	80	Amarillo	2.50	13
CEM808	8	80	Marrón	3.00	14

* Medidas comercializadas

Consultar disponibilidad, ya que puede variar sin previo aviso

 scmedicalsupply

 0414-4336097 / 0414-3254165

 scmedicalccs@gmail.com