

McPatch

TERAPIA POR MICRO CORRIENTE

BY: PAINMASTER

SISTEMA DESCHABLE DE TERAPIA POR MICROCORRIENTE


El sistema McPatch está compuesto por dos electrodos con gel, unidos entre sí por un cable. Uno de los electrodos lleva incorporado un chip con batería incluida para 300 horas de tratamiento y una luz roja intermitente que indica que el sistema está funcionando.

McPatch genera una potencia de salida de 42 μ A de forma continua.

¿Cómo alivia el dolor directamente la tecnología de microcorriente?



Las células lesionadas ponen resistencia a las corrientes naturales del cuerpo, impidiendo así el suministro de la sangre, del oxígeno y de nutrientes vitales (A). La microcorriente del parche Painmaster penetra en las células inflamadas, restaurando el suministro esencial de la sangre, eliminando los residuos celulares y produciendo alivio directo del dolor. (B)



El McPatch se diferencia del TENS y de otros aparatos de electroterapia en la forma de repartir los impulsos eléctricos. La corriente en mA del TENS tiene una amplitud muy alta, pero se administra en pulsos muy breves; la estimulación rebasa los umbrales de excitación de nervios (de suave hormigueo a vibración intensa). Los μ A proporcionan amplitudes de corriente muy bajas que permanecen durante mucho más tiempo. La microcorriente generada por McPatch es tan suave que no se nota ninguna sensación.

Los pulsos eléctricos del TENS bloquean la sensación de dolor, pero no alivian realmente. McPatch minimiza la corriente bioléctrica para estimular la fisiología celular y proporcionar alivio de dolor a largo plazo.

Ventajas

- SIN EFECTOS SECUNDARIOS
- 6 gramos de peso
- No molesta
- Fácil de utilizar
- Discreto y confortable
- 300 horas de tratamiento
- Sólo consume batería cuando se usa



MCPatch

TERAPIA POR MICRO CORRIENTE

BY: PAÍNMASTER

ACTIVA EL PROCESO REGENERADOR NATURAL DEL CUERPO




BATERIA INCORPORADA 300 HORAS DE TRATAMIENTO

La evidencia médica ha demostrado que el paso de corriente eléctrica a través de los tejidos del cuerpo ayuda al alivio del dolor muscular y articular.

La terapia con microcorriente es una purificación de las técnicas tradicionales de electroestimulación que sigue la tendencia de los tratamientos de electroterapia menos invasivos para el control duradero del dolor y alivio acelerado.

Aplicaciones

- Dolores musculares y espasmos
- Fibromialgia
- Dolor en cuello espalda
- Dolor en rodilla y articulaciones
- Dolor en hombro
- Epicondilitis
- Artritis
- Ciática
- Tendinitis
- Lesiones deportivas
- Dolor y malestar crónico
- Dismenorrea
- Procesos inflamatorios
- Dolores postoperatorios



Información técnica

- Voltaje 21mV DC @ 42 μ A.
- Resistente al agua
- Tratamiento continuo 300 horas
- Circuito y batería incluida en el parche
- Luz roja de funcionamiento en el parche
- Almacenar a temperatura ambiente



CE Aprobado por la F.D.A.

0197



Keylife, S.L.
C/ Campo de Gómara, 2 - Bajo
47008 Valladolid. España

Tel.: +34 983 248 816
Email: keylife@keylife.es
www.keylife.es