

Mortero con pistilo

DESCRIPCIÓN GENERAL

Instrumento de laboratorio utilizado para triturar, pulverizar o mezclar sustancias sólidas. El mortero permite reducir el tamaño de partículas y homogeneizar muestras mediante fricción y presión ejercida con el pistilo.



Imagen ilustrativa. Sujeto a modificaciones técnicas.

APLICACIÓN

- Trituración y pulverización de sustancias sólidas, preparación y homogeneización de muestras
- Procesos de laboratorio analítico, químico y de ingeniería
- Norma ISO 1773

DIÁMETROS DISPONIBLES

Código	Diámetro
PRM-PM-PH-241.008	80 mm
PRM-PM-PH-241.010	100 mm
PRM-PM-PH-241.012	120 mm
PRM-PM-PH-241.015	150 mm

CONSTRUCCIÓN

- Fabricado en porcelana de laboratorio de alta resistencia
- Interior rugoso para mejorar la trituración y pistilo macizo para mayor eficiencia de molienda
- Alta resistencia química y térmica

ENTREGA

- Incluye: 1 mortero con pistilo
- Compatibilidad con: preparación de muestras sólidas
- Plazo de entrega: inmediata Stock disponible

Más información y catálogo completo

Escanee el código QR para:

- Ver el catálogo completo
- Solicitar cotización
- Acceder a Fichas Técnicas

www.parametro.com.ar

