

**Canetas Marcadoras de Pele Viscot
DERMarker 1444 - Não Estéreis**

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade 869, térreo e 1º andar - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo – SP

CNPJ: 04.733.376/0001-66

Fabricado por: Viscot Medical, LLC.

32 West St.

East Hanover, NJ 07936 - USA

Modelos Comerciais

1444 - Caneta Marcadora de Pele Viscot EZ Removable Ink, Ponta Regular, Tinta Verde, Não Estéril.

Apresentação Comercial

Os marcadores cirúrgicos não estéreis são embalados em recipientes de plástico transparente.

Características

- Não tóxica, não tatua, não irrita, não mancha;
- Design ergonômico não rolante;
- Incinerável; não contém metais pesados ou látex.

Características de Desempenho: Marca da tinta clara e visível.

Indicação de Uso

Marcação de locais anatômicos em pele.

Mini marcadores de tinta a base de água, ponta Regular

- Marcação facial;
- Procedimentos estéticos;
- Consultas;

Princípio de Funcionamento

A caneta 1440 é de fácil remoção e permite a marcação para procedimentos estéticos.

Composição

Tubo, tampa: polietileno de alta densidade (PEAD).

Tinta marcadora de pele: Ethanol - (Nº CAS 64-17-5);

1-methoxy-2-propanol - (Nº CAS 107-98-2);

Propan-2-ol - (Nº CAS 67-63-0).

Esterilização: Não estéril.

Prazo de validade: 5 anos.

Especificações Técnicas

Nº Ref.	Descrição	Comprimento (cm)	Diâmetro (cm)	Peso un. (g)	Ponta – Traço (mm)
1444	Caneta Marcadora de Pele Viscot EZ Removable Ink, Ponta Regular, Tinta Verde, Não Estéril.	9,5	1,3	6	0,6

Condições de Manipulação

Sem requisitos especiais. A instituição deve seguir seu procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar.

Advertências

- Para uso em apenas um único paciente para evitar infecção;
- Descarte após o uso;
- O marcador é para uso externo, não para uso interno;
- Não utilizar caso o produto estiver vencido;
- Qualquer incidente grave que ocorra com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador/paciente está estabelecido.

SAC:

(11) 5539-7557

sac@memcirurgica.com.br