

Canetas Marcadoras de Pele Viscot Tinta Resistente XL - Estéreis

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda.

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade 869, térreo e 1º andar - Parque da Vila Prudente

CEP 03140-010 - São Paulo – SP

CNPJ: 04.733.376/0001-66

Fabricado por: Viscot Medical, LLC.

32 West St.

East Hanover, NJ 07936 - USA

Modelos Comerciais

1437XLSRL9 - Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Regular, c/ Régua e Etiqueta, Estéril.

1450XLSR - Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini XL, Ponta Regular, c/ Régua, Estéril.

1449XLSR - Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Grossa, com régua, Estéril.

Apresentação Comercial

Comercializadas em caixa de papel cartão com unidades estéreis embaladas individualmente em embalagem Tyvek.

Características

- Tinta Violeta Genciana resistente à solução preparatória;
- Cor violeta;
- Não tóxica, não tatua, não irrita, não mancha;
- Design ergonômico não rolante;
- Incinerável; não contém metais pesados ou látex.

Indicação de Uso

Marcação de locais anatômicos em pele intacta antes de procedimentos cirúrgicos.

Marcador de Tinta Resistente de ponta Regular

- Produto estéril destinado ao uso dentro da sala cirúrgica ou onde a esterilidade precisa ser mantida;
- Qualquer procedimento onde soluções preparatórias agressivas, como CHG, possam ser usadas;
- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado pelo Protocolo Universal da Joint Commission para Marcação Correta do Local Cirúrgico;
- Procedimentos ortopédicos e de coluna;
- Procedimentos de Cirurgia Plástica que incluem marcação extensa (por exemplo, mastopexia, abdominoplastia etc.);
- Lipoaspiração.

Marcador de tinta resistente de ponta Grossa

- Produto estéril destinado ao uso dentro da sala cirúrgica ou onde a esterilidade precisa ser mantida;
- Qualquer procedimento onde preparações agressivas como CHG possam ser usadas;
- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado pelo Protocolo da Comissão Conjunta para Marcação Correta do Local;
- Procedimentos vasculares e varizes;
- Procedimentos ortopédicos e de coluna;
- Procedimentos de cirurgia plástica com foco na mama.

Marcador Mini de Tinta Resistente de ponta Regular

- Produto estéril destinado ao uso dentro da sala cirúrgica ou onde a esterilidade precisa ser mantida;
- Fornecendo uma alternativa econômica e ecológica aos marcadores cirúrgicos de pele de tamanho real;
- Qualquer procedimento onde soluções preparatórias agressivas, como CHG, possam ser usadas;
- Marcação do local cirúrgico conforme recomendado pelo Protocolo Universal da Joint Commission para Marcação Correta do Local Cirúrgico;
- Procedimentos ortopédicos e de coluna;

- Procedimentos de Cirurgia Plástica que incluem marcação extensa (por exemplo, mamoplastia, abdominoplastia etc.);
- Lipoaspiração.

Utilizador Pretendido

Para ser utilizado por clínicos em pacientes cirúrgicos.

Princípio de Funcionamento

As canetas contêm tinta de Violeta Genciana resistente que permite que as marcações persistam após os procedimentos preparatórios como, esfregar e aplicar a solução preparatória.

Modo de Uso do Produto

1. Remova a oleosidade da pele do paciente com álcool ou água e sabão e deixe a área secar;
2. Marque os locais das incisões conforme necessário. Deixe a tinta secar completamente antes da preparação;
3. Preparar o paciente com antisséptico como requerido para a cirurgia. As marcas de tinta podem desbotar ligeiramente, mas permanecem legíveis;
4. Descarte a caneta juntamente com os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo da Instituição.

Composição

Tubo, tampa: polietileno de alta densidade (PEAD).

Tinta marcadora de pele: Ingrediente Patenteado - (Nº CAS) Segredo Comercial;

Água - (Nº CAS) 7732-18-5;

Violeta Básico 3 - (Nº CAS) 548-62-9;

Diazolidinil ureia - (Nº CAS) 78491-02-8.

Esterilização: por raio gama.

Prazo de validade: 3 anos.

Especificações Técnicas

Nº Ref.	Descrição	Comprimento (cm)	Diâmetro (cm)	Peso un. (g)	Ponta – Traço (mm)
1437XLSRL9	Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Regular, c/ Régua e Etiqueta, Estéril.	13	0,8	6	0,6
1450XLSR	Caneta Marcadora de Pele Viscot Mini XL, Ponta Regular, c/ Régua, Estéril.	10,3	0,8	3	0,6
1449XLSR	Caneta Marcadora de Pele Viscot XL, Ponta Grossa, com régua, Estéril.	13,5	1,0	6	1,0

Condições de Manipulação

Sem requisitos especiais. A instituição deve seguir seu procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar.

Advertências

- Para uso em apenas um único paciente para evitar infecção;
- Descarte após o uso;
- A superfície da pele deve estar limpa e seca antes da marcação;
- O marcador é para uso externo, não para uso interno;
- Considerar se o paciente é sensível à Violeta Genciana;

- Não utilizar caso o produto estiver vencido;
- Qualquer incidente grave que ocorra com o dispositivo deve ser comunicado ao Importador.

Precauções

- A tinta marcadora de pele deve ser aplicada sobre a pele intacta e seca antes da aplicação da solução preparatória. A tinta marcadora de pele não irá aderir à solução preparatória ou à pele úmida;
- Preparar a pele com álcool isopropanol antes da marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele;
- Quando a solução de preparação é aplicada sobre a tinta marcadora de pele, algumas das marcações poderão borrar, mas a tinta marcadora de pele continuará visível.

Contraindicações

- Não apropriado para utilização em recém-nascidos.

SAC:

(11) 5539-7557

sac@memcirurgica.com.br