

HOSPITALBEDARF GRUPPE 9



3-Wege Hahn	576f	Braun Artikel 545, 552, 5	55, 557f, 560,	Einmal Skalpelle	618f, 622f, 625
-			72, 577f, 580	Einmal Skalpellklingen	620, 623
Α		Braun Intrapur Inline	572	Einmal Slipper	608
Abdeckfolie	629	Braun Stopfen	580	Einmal Spekula	592f
Abdecktücher	608, 610ff	Braun Venofix	545f	Einmal Spritzen	559ff
Absaugbehälter	629	Butterflykanülen	546f	Einmal Sputumbecher	653
Absaugkatheter	631, 633, 635			Einmal Überschuhe	607
Absaugpumpe	630f	C		Einmal Zahnbürsten	643
Absaugsysteme	629, 635	Celltip Abstrichbürsten	595	Einnahmebecher	645
Absaugunterbrecher	635	Cervix Abstrichspatel	642	Einnahmelöffel	649
Abstrichbürsten	595	Chirurgenhauben	601	Einweg Behälter	629
Abstrichspatel	642	Chirurgische Handwaschbü	rsten 615	Einweg Kittel	602, 604
Abstrichwatteträger	640	Clinhand Schürzen	605	Einweg Schalen Zellstof	f 654
Adapter Spritzen	579	Combistopfen	580	Enterale Sicherheitsspri	tzen 562
Aderlass	566	Copolymer Handschuhe	586f, 606	Entnahmekanüle	578
After Shave Lotion	616	Curetten	628	Entnahmespike	578
Alkoholtupfer	548ff	Cytobürsten	595	Ess- und Küchenhilfen	647
Alkotip	548ff	Cytocan Portkanülen	558	Extra Spike Entnahmeka	nüle 578
Alltagshilfen	646f				
Amnicot	591	D		F	
Ampuwa Injektionslösu		DCT Absaugkatheter	631, 633	Fadenmesser	619, 623
Angiocath	557	Deckel für Einnahmebeche	645	Fadenziehset	618
Antibeschlagmittel	614	Dekompressionsnadel	557	Faroderm Hautküretten	626, 628
Arbeitskittel	604	Discofix Hahn	576f	Faroderm Hautstanzen	626
Ärmelschoner	606	Dispenser Medikamente	544, 649, 651	Feather Artikel	622
Askir Absaugpumpe	630	Dispenser Tablett	644	Feather Skalpelle	622
Aspirationskanülen	554, 557	Dormo Strip Venenstripper	554	FFP Masken	600
Atemkalk	634	Dosierspritze	563	Fingerlinge	591
Atemschutzmaske	600	Drei-Wege-Hahn	576f	Fingertip	635
Aufziehkanülen	557	_		Flaschenhalter	567
Adizierikandieri	337	E		Flügelkanülen	547, 553
В		Eclipse Sicherheitskanülen	544	Foliodrape Abdecktüch	er 608
Bakterienfilter	630	Economy Infusionsgeräte	573	Formmasken	599f
Baumwollhandschuhe	581	Edelstahl Nierenschalen	655	Fruchtblasensprenger	591
Bayha Skalpellklingen	621	Edelstahl Skalpellgriff	620	_	
	621 644, 553, 555, 557,	Edelstahl Universalschalen	655	G	
		Einmal Ärmelschoner	606	Ganzarmhandschuh	606
	60, 562, 564, 574f	Einmal Blutentnahmegerät	566	Geruchsschutz	652
BD Insyte BD Kanülen	553	Einmal Handschuhe	590	Gesichtsmasken	613
	544, 574	Einmal Hauben	593	Glucoselösung	569
BD Spinalkanülen	555	Einmal Infusionsgeräte	572f	Griffe Skalpelle	621f
BD Spritzen	560, 562, 564	Einmal Kanülen	543ff, 574f	Grippernadeln	556
BD Venflon	553	Einmal Katheter	633		
Becher	645ff	Einmal Kittel	603, 606	Н	
Besucherkittel	604	Einmal Kleidung	602, 604	Hahn 3-Wege	576
Bettabdeckfolie	629	Einmal Mundschutz	600	Hakenzange	594
Bettpfanne	656	Einmal Nabelklemmen	598	Halbmaske	600
Biopsienadeln	554	Einmal Nierenschalen	654	Handschuhe	581, 583ff, 589f
Biopsiestanzen	626f	Einmal Pinzetten	597	Handschuhspender	582
Blasenspritzen	559, 561	Einmal Proktoskope	596	Handwaschbürsten	615
Blunt Fill Kanülen	575	Einmal Rasierer	616	Hartmann Artikel	608, 653
Blutentnahmegerät	566	Einmal Schürzen	605	Hautküretten	628

540 $\label{eq:VE} VE = Verkaufseinheit.$

GRUPPE 9

Hautmarker	617	Kunststoff Nierenschalen	655	Metallwatteträger	641
Hautstanzen	626f	Kunststoff Watteträger	638, 640f	Microfine Kanülen	564
Heidelberger Verlängerungen	574	Küretten	628	Microlance 3 Kanülen	544
Hi-Risk Schutzhandschuhe	583	Kuretteri	020	Mini Spike	578
Holzabstrichspatel	642	L		Mölnlycke Artikel	612f
Holzmundspatel	636f	Labor Handschuhe	583	Mörser	649
Holzwatteträger	639f, 642	Labor Tablett	656	Mucus-Sauger	635
Hospital Slipper	608	Langzeit Infusionskanülen	551ff	Munderfrischungsstäbchen	648
	563	Latexfingerlinge	591	Munderinschungsstabenen	599f
HSW Henke Ject Spritzen	303	Latexhingeringe	583f, 588f	Mundschutz	
I		LED Untersuchungsleuchten	592f, 596		600 636f
Illinois-Biopsiekanülen	554	Lemon Tip	648	Mundspatel	0301
Infusionsbesteck	546	Leuchten	592f, 596	N	
Infusions desireck Infusions druck manschette	567		5921, 596	Nabelklemmen	598
Infusionsflaschenhalter	567	Lifeguard Handschuhe Lochtücher	610ff	Nadeln	
					556
Infusionsgeräte	572f	Luer-Lock Spritzen	561, 563	Nasenfilter	652
Infusionskanülen	558, 574	Luer-Lock Verschlusskappen	580	Nasenstöpsel	652
Infusionsleitungen	572, 574	М		Natriumcitrat Lösung	568
Infusionsset	547		553	Neopoint Kanülen	543, 575
Infusionsset Safestep	577	Mandrins	553	Neopoint Sicherheitsaufziehl	
Infuvalve Rückschlagventil	577	Mäntel	602		575
Injektionskanülen	543	Medikamentendispenser 64		Nierenschalen	654f
Injektionslösung	568	Medikamenteneinnahmebec		Nierenschalen Zellstoff	654
Instrumente	594	Medikamentenzerkleinerer	650	Nitril Handschuhe	585
Instrumententablett	656	Medispat	636	Norm Ject Spritzen	563
Instrumententischbezug	610	Meditip Watteträger	639	Nosa Nasenfilter	652
•	560, 564f	Mediware Abdecktücher	610f	Nosa Plugs Geruchsschutz	652
Intrafix	572	Mediware Biopsiestanzen	627		
Intrapur Inline Infusionsfilterse		Mediware Blasenspritzen	559	0	
Isotonische Kochsalzlösung	567ff	Mediware Einmal Pinzetten	597	Omnifix	562, 564
IUP-Faßzange	594	Mediware Einmal Rasierer	616	OP-Abdecktücher	612
IUP-Set	594	Mediware Einmal Skalpelle	619	OP-Absauger	635
		Mediware Einmal Skalpellklin	_	OP-Absaugpumpe	630
J		Mediware Einmal Spritzen 55	59, 561, 565	OP-Bürsten	615
Jamshidi Nadeln	554	Mediware Fadenmesser	619f	OP-Handschuhe	588, 590
JetCan Pro Sicherheits-Hubern	adeln557	Mediware Handwaschbürster		OP-Hauben	601, 613
1/		Mediware Heidelberger Verlä	ngerung	OP-Kittel	606
K			574	OP-Mundschutz	599f
Kai Biopsy Punch	626	Mediware Infusionsgeräte	573	Optidrop	614
Kanülen 543ff, 551ff, 555, 558,	, 574f, 578	Mediware Infusionsleitungen	574	Optiva II	551
Katheter	631, 633	Mediware Insulinspritzen	565	Oral Erfrischungsstäbchen	648
Katheter Tracheostomie	632	Mediware IUP-Set	594	Ozonflaschen	566
Kindermaske	600	Mediware Lochtücher	610	_	
Kittel	606	Mediware Nierenschalen	654	Р	
Klingen	621	Mediware Perfusionsleitung	574	Patientenkittel	603
Klingenentferner	624	Mediware Skalpelle	618	Patientenslipper	608
Klingen Skalpelle	621f	Mediware Skalpellgriffe	620	Patiententragetaschen	629
Knochenmarkaspirationsnadel	l 554	Mediware Spuckbeutel	653	Perfusionskanülen	546f
Kochsalzlösung	567ff	Mediware Tuberkulinspritzen	565	Perfusionsleitungen	572, 574
Kombistopfen	579	Mediware Zahnbürsten	643	Perfusionsspritzen	560
Kunststoff Abstrichspatel	642	Medizinische Hilfen	644, 649ff	Pinzetten	597
Kunststoff Mundspatel	636	Melamin-Tablett	656	Plastipak	560, 562

HOSPITALBEDARF

Diamana datiana Cat	625	Chala allidia aran antifama an	624	Hadana da un nalitata l	602.604
Pleurapunktions Set	635	Skalpellklingenentferner Softhand Handschuhe 5	624	Untersuchungskittel Untersuchungsleuchten	602, 604
PM Skalpellgriff	625		83, 585f, 589	Untersuchungsneuchten	592f, 596 602
PM Skalpellklingen	625 586	Spekula Kunststoff Spender für Handschuhe	592f 582	Uterussonde	594
Poly Classic Handschuhe	605	·	653	oterussonae	394
Poly Einmalschürzen Portkanülen	558	Spender für Spuckbeutel Spezialkanüle	557	٧	
Portkanulen Portnadeln	556f	·	555	Vaginal Abstrichbürsten	595
	625	Spinalkanülen	559ff	Vaginal Abstrictibul steri	592f
Post Mortem Skalpellgriff PP Kittel	603	Spritzen Spritzenadapter	579	Vakuumflaschen	566
Pressure Man	003	Spuckbeutel	653	Variabler Unterbrecher	635
Infusionsdruckmanschet	te 567	Sputumbecher	653	Vasco OP-Handschuhe	590
Profit OP-Handschuhe	588	Stanzen	626	Vasofix Kanülen	552
Proktoskope	596	Staubschutzmasken	599f	Venenkatheter	554
rioktoskope	390	Sterican Safety Kanülen	545	Venenstripper	554
R		Sternalpunktions-Kanülen	554		45, 551ff, 574
Rasierer	616	Sternobell	334	Venflon Mandrins	553
Rasierwasser	616	Knochenmarkaspiration	spadal EE4	Venflon Venenverweilkanül	
Redon Flasche	634	Stiefel Artikel	626, 628	Venofix Kanülen	545f
Redon Set	634	Stitch-Cutter Fadenmesser	619f, 623	Verbindungsschlauch	634
Ringer Lactat Lösung	569	Stopfen Spritzen	579	Vernülen	551
Ringerlösung	569	Surflo-Perfusionskanülen	546f	Verschlusskappen für Luer-I	
Rückschlagventil Infuvalve	577	Surshield Surflo	546	Vinyl Handschuhe	583
nuckschlagvertti ililuvalve	377	Swann Morton-Artikel	623f	,	
S		Syntex Vinyl Handschuhe	583	W	
Safestep Sicherheitsinfusions	sset 577	Syntex vinyr nandschane	363	Wandhalter für Spenderbox	en 582
Safe Touch Kanülen	546	Т		Waschschüssel	656
Safety Kanülen	545, 552f	Tablettendispenser 6	544, 649, 651	Wattestäbchen	639
Schalen aus Zellstoff	654	Tablettenentnehmer	651	Watteträger	638ff
Schleimabsauger	635	Tablettenzerkleinerer	650	Watteträger Abstrichtupfer	640
Schnabeltasse	646	Taky-Spike Plus Kanülen	578	Whitacre Spinalkanülen	555
Schürzen Einmal	605	TBC Spritze	564	Wilkinson After Shave	616
	06, 609, 613	Terumo Artikel	546f, 554	Wingflo Flügelkanülen	547
Schutzbrillen	615	Terumo Perfusionskanülen	547	Wischstäbchen	548ff
Schutzhandschuhe	583	Terumo Surflo-WP	554	Wochendispenser	649, 651
Schutzhauben	601	Tracheostomie Katheter	632		
Schutzmasken	600	Tragetasche	629	Υ	
Schwesternhauben	601	Transfer Ozon-Filterset	566	Yale Spinalkanülen	555
Sempermed Handschuhe	590	Transofix Transfer-Set	579		
Servosorb Atemkalk	634	Trinkbecher	646f	Z	
Sicherheitsaufziehkanülen	575	Tuberkulinspritzen	564	Zahnbürsten	643
Sicherheitsflügelkanülen	546			Zahnprothesendose	652
Sicherheitshandschuhe	583	U		Zellstoff Nierenschalen	654
Sicherheitskanülen	544ff, 552	Überleitungskanülen	579	Zellstoff Schalen	654
Sicherheitsportnadeln	557	Überschuhe	607	Zellstoff Tablett	654
Sicherheitsskalpelle	618	Überziehstiefel	607	Zubehör Absaugpumpe	635
Sicherheitsspritzen	562	Ultrastop	614		
Sicherheitsvenenverweilkan	ülen	Universalhauben	601		
	552, 574	Universalklemmen	598		
SicSac Spuckbeutel	653	Universalschalen	655		
Skalpelle	618f, 621ff	Universaltablett	656		
Skalpellgriffe	620ff, 625	Universalwandhalter	582		
Skalpellklingen	620ff	Untersuchungshandschuhe	583ff, 589f		

542 $\label{eq:VE} VE = Verkaufseinheit.$

NEOPOINT®





Gehören mit Sicherheit zu den Weltbesten!

- » Hergestellt von einem der führenden und weltgrößten Kanülenhersteller.
- » Internationaler Farbcode, transparenter Kanülenansatz.
- » Unerreicht präziser Schliff mit geringstem Trauma.
- » Jede einzelne Kanüle wird durch Laser dreifach geprüft.
- » In optimierter kompakter Verpackung und Peel-Pack!
- » Einzeln steril im Peelpack.

Packung: 100 Stück UK: 3000 Stück





Тур	Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
Standardgrössen							
Nr. 1	20 G x 1 1/2	40 mm	0,90 mm	gelb	00363553	100 Stück	L1 0201
Nr. 2	21 G x 1 1/2	40 mm	0,80 mm	grün	00363530	100 Stück	L1 0202
Nr. 12	22 G x 1 1/4	30 mm	0,70 mm	schwarz	00363493	100 Stück	L1 0212
Nr. 14	23 G x 1 1/4	30 mm	0,60 mm	blau	00363464	100 Stück	L1 0214
Nr. 16	23 G x 1	25 mm	0,60 mm	blau	00363435	100 Stück	L1 0216
Nr. 17	24 G x 1	25 mm	0,55 mm	violett	00363406	100 Stück	L1 0217
Nr. 18	26 G x 5/8	16 mm	0,45 mm	braun	00363369	100 Stück	L1 0218
Nr. 20	27 G x 1/2	12 mm	0,40 mm	grau	00363323	100 Stück	L1 0220
Sondergrössen							
Blutentnahme	18 G x 1 1/2	40 mm	1,20 mm	rosa	00363317	100 Stück	L1 0103
Blutentnahme	19 G x 1 1/2	40 mm	1,10 mm	beige	00363286	100 Stück	L1 0104
Insulin (kurz)	26 G x 1/2	12 mm	0,45 mm	braun	00363139	100 Stück	L1 0101
Insulin (lang)	27 G x 1 1/2	40 mm	0,40 mm	grau	00362795	100 Stück	L1 0301
Tuberkulin (kurz)	25 G x 5/8	16 mm	0,50 mm	orange	00362861	100 Stück	L1 0102
Tuberkulin (lang)	25 G x 1 1/2	40 mm	0,50 mm	orange	00363174	100 Stück	L1 0302
Injektion	21 G x 2	50 mm	0,80 mm	grün	00363211	100 Stück	L1 0105
Tiefeninjektion	20 G x 2	50 mm	0,90 mm	gelb	00363234	100 Stück	L1 0107



BD Microlance 3 Kanülen

Der dreifache Facettenschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion.

- » Kanülenoberfläche mit Ultraschall behandelt und feindosiert mit Silikon beschichtet
- » Extrem dünnwandig, dadurch besonders hohe Durchflussraten
- » Kombinierter Luer-/BD Luer-Lock-Ansatz
- » Transparenter, farbkodierter Kunststoffansatz
- » Verschiedene Schliffarten (Standardschliff, Kurzschliff und Intradermalschliff) sowie stumpfe Kanülen
- » Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	VE	REF				
Normkanülen									
18 G x 1 1/2	40 mm	1,2 mm	rosa	100 Stück	l3 303262				
21 G x 1 1/2"	40 mm	0,8 mm	grün	100 Stück	l3 304432				
23 G x 1"	25 mm	0,6 mm	blau	100 Stück	13 300800				
25 G x 1"	25 mm	0,5 mm	orange	100 Stück	13 300400				
30 G x 1/2"	13 mm	0,3 mm	gelb	100 Stück	I3 304000				
Sonderkanü	len								
21 G x 1"	25 mm	0,8 mm	grün	100 Stück	l3 301156				
25 G x 5/8"	16 mm	0,5 mm	orange	100 Stück	13 300600				
27 G x 1/2"	13 mm	0,4 mm	grau	100 Stück	13 300635				



BD Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen

Sicherheitskanüle mit SmartSlip-Technolgie. Ein vollintegrierter Kanülenschutzschild wird sofort nach Beendigung der Injektion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.

- » Die einzigartige SmartSlip-Technologie verbindet die BD Eclipse Kanüle sicher mit dem Luer-Ansatz der Spritze
- » BD Eclipse Kanülen sind mit allen Luer- und Luer-Lock-Ansätzen sicher zu verwenden

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
20 G x 1"	25 mm	0,90 mm	gelb	05012137	100 Stück	14 305899
21 G x 1"	25 mm	0,80 mm	grün	05012054	100 Stück	14 305894
21 G x 1 1/2"	40 mm	0,80 mm	grün	04219652	100 Stück	14 305895
23 G x 1"	25 mm	0,60 mm	blau	04219617	100 Stück	14 305892
25 G x 5/8"	16 mm	0,50 mm	orange	04219646	100 Stück	14 305760
27 G x 1/2"	13 mm	0,40 mm	grau	05012031	100 Stück	I4 305770
30 G x 1/2"	13 mm	0,30 mm	gelb	05012172	100 Stück	I4 305771



BD Vacutainer Eclipse Sicherheitskanüle


Sicherheitskanüle für die venöse Blutentnahme

- » Schutz vor Nadelstichverletzungen nach Aktivierung des vollintegrierten Schutzschildes
- » Doppelter Verschlussmechanismus
- » Anwendung der gewohnten Einhand-Punktionstechnik
- » Keine zusätzlichen Arbeitsschritte erforderlich
- » Kompatibilität mit allen anderen BD Vacutainer Produkten (Haltern und Röhrchen)

Integriertes Schutzschild:

- » Die Kanüle ist sicher umschlossen, sobald das lilafarbene Schutzschild aktiviert ist
- » Das Schutzschild ist direkt auf der Kanüle angebracht und entsprechend dem Kanülenschliff orientiert

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	VE	REF
21 G x 1 1/4"	32 mm	0,80 mm	grün	48 Stück	I4 368609
22 G x 1 1/4"	32 mm	0,70 mm	schwarz	48 Stück	l4 368610



Sterican Safety - B.Braun

Sterican Safety Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus erfüllen die Anforderungen an sichere Instrumente gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5. Einfache, intuitive Handhabung. Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt. Der Sicherheitsmechanismus kann unmittelbar nach Gebrauch einhändig ausgelöst werden und umschließt die Kanüle irreversibel. Unkomplizierte Entsorgung in Kanülen-Abwurfbehälter.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
Kanülen-Schutzsch	nild kurz					
25 G	16 mm	0,50 mm	orange	13353757	10 x 100 Stück	I4 4670012S
26 G	13 mm	0,45 mm	braun	13353740	10 x 100 Stück	I4 4670008S
27 G	13 mm	0,40 mm	grau	13353734	10 x 100 Stück	I4 4670005S
30 G	13 mm	0,30 mm	gelb	13353705	10 x 100 Stück	14 46700025
Kanülen-Schutzsch	nild lang					
18 G	25 mm	1,20 mm	rosa	13353680	10 x 100 Stück	14 4670053\$
18 G	40 mm	1,20 mm	rosa	13353697	10 x 100 Stück	I4 4670055S
19 G	40 mm	1,10 mm	elfenbein	13353668	10 x 100 Stück	I4 4670052S
20 G	25 mm	0,90 mm	gelb	13353912	10 x 100 Stück	I4 4670047S
20 G	40 mm	0,90 mm	gelb	13353929	10 x 100 Stück	I4 4670050S
21 G	25 mm	0,80 mm	grün	13353881	10 x 100 Stück	14 46700405
21 G	30 mm	0,80 mm	grün	13353898	10 x 100 Stück	I4 4670042S
21 G	40 mm	0,80 mm	grün	13353906	10 x 100 Stück	I4 4670045S
22 G	25 mm	0,70 mm	schwarz	13353846	10 x 100 Stück	14 46700305
22 G	30 mm	0,70 mm	schwarz	13353869	10 x 100 Stück	I4 4670032S
22 G	40 mm	0,70 mm	schwarz	13353875	10 x 100 Stück	I4 4670035S
23 G	25 mm	0,60 mm	blau	13353800	10 x 100 Stück	14 46700255
23 G	30 mm	0,60 mm	blau	13353817	10 x 100 Stück	I4 4670027S
23 G	40 mm	0,60 mm	blau	13353823	10 x 100 Stück	14 46700285
24 G	25 mm	0,55 mm	lila	13353792	10 x 100 Stück	14 46700225
25 G	25 mm	0,50 mm	orange	13353763	10 x 100 Stück	I4 4670016S
25 G	40 mm	0,50 mm	orange	13353786	10 x 100 Stück	14 46700205



Venofix Safety - B.Braun

Mit Sicherheitsmechanismus zur Injektion, kurzzeitigen Infusion/Transfusion, Flügel zur Fixierung und Punktion. Transparenter langer Schlauch.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
Schlauch	länge 19 cm	1					
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	4056506N	17935373	50 Stück	I4 4056521
Schlauch	länge 30 cm	1					
19 G	19 mm	1,10 mm	creme	4056505N	17935344	50 Stück	14 4056505
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	4056504N	17935338	50 Stück	14 4056520
23 G	19 mm	0,65 mm	blau	4056503N	17935321	50 Stück	I4 4056510
25 G	19 mm	0.50 mm	orange	4056502N	17935315	50 Stück	14 4056500



Butterfly Infusionsbesteck

- » Schmerzarme Punktion, durch extrem scharf geschliffene Kanüle
- » Mit weichen, biegsamen Flügeln zum Führen und Fixieren der Kanüle
- » Flexibler Katheter
- » Mit Luer-Lock-Anschluss

Gauge	Farbcode	Hersteller-Nr.	VE	REF
19 G	gelb	PSV-19ET-ICU	50 Stück	14 4072717
21 G	grün	PSV-21ET-ICU	50 Stück	I4 4072723
23 G	blau	PSV-23ET-ICU	50 Stück	14 4072746
25 G	orange	PSV-25ET-ICU	50 Stück	14 4072752



Venofix A Perfusionskanülen - B.Braun

Venenpunktionskanüle mit Schlauch und Luer Lock-Ansatz. Einzeln steril verpackt. Atraumatischer Facettenschliff. Flexible Flügel zum sicheren Fixieren. Mit Luer Lock-Stopfen.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
19 G	19 mm	1,1 mm	beige	4056310N	17935249	1000 Stück	50 Stück	I4 2019
21 G	19 mm	0,8 mm	grün	4056337N	17935255	1000 Stück	50 Stück	I4 2021
23 G	19 mm	0,65 mm	blau	4056353N	17935278	1000 Stück	50 Stück	I4 2023
25 G	19 mm	0,5 mm	orange	4056370N	17935284	1000 Stück	50 Stück	14 2025
27 G	16 mm	0,4 mm	grau	4056388N	17935309	1000 Stück	50 Stück	14 2027



Safe-Touch Sicherheits-Flügelkanülen

Das Problem der Stichverletzungen von med. Personal und die damit verbundenen Gefahren durch Infektionen ist bekannt.

Jetzt gibt es diese Sicherheits-Flügelkanüle:

Einstich wie gewohnt - Bei der Entnahme werden die beiden seitlichen Federn gedrückt und die benutzte Kanüle verschwindet sicher endgültig im anliegenden Schutzrohr.

Eine nochmalige Verwendung ist ausgeschlossen, eine Infektion ist unmöglich. \\\\

Einzeln steril verpackt.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
19 G	19 mm	1,10 mm	elfenbein	05956140	50 Stück	14 6019
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	05956157	50 Stück	14 6021
22 G	19 mm	0,70 mm	schwarz	05956163	50 Stück	14 6022
23 G	19 mm	0,60 mm	blau	05956186	50 Stück	14 6023
25 G	19 mm	0,50 mm	orange	10325080	50 Stück	14 6025




Surshield Surflo Perfusionsbesteck - Terumo

Sicherheits-Perfusionsbesteck, latexfrei, 30 cm Schlauch

Gauge	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
18 G	rosa	SVS18NL30	03043501	50 Stück	G9 7422801
19 G	beige	SVS19NL30	03043530	50 Stück	G9 7422802
21 G	grün	SVS21NL30	03043659	50 Stück	G9 7422803
22 G	schwarz	SVS22NL30	03043665	50 Stück	G9 7422804
23 G	blau	SVS23NL30	03043671	50 Stück	G9 7422805
25 G	orange	SVS25NL30	03043688	50 Stück	G9 7422806

WING TFLO®



Wing-Flo Flügelkanülen

- » Mit leicht geneigter Kanüle, um das Einführen zu erleichtern
- » Optimales Innenlumen
- » Sogenannte 3-K Spitze für geringstes Venentrauma
- » Knickfreier Ansatzschlauch
- » Luer Lock-Anschluß und Verschlußkappe
- » Farbcodiert
- » Besonders weiche Flügel sorgen für eine angenehme Befestigung
- » Die Größen 25G und 27G sind ideal bei Kindern und Säuglingen

Einzeln steril verpackt. Packung: 50 Stück UK: 1000 Stück



Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE REF
18 G	19 mm	1,20 mm	rosa	06868780	50 Stück 14 0018
19 G	19 mm	1,10 mm	elfenbein	06868840	50 Stück 14 0019
20 G	19 mm	0,90 mm	gelb	06868998	50 Stück 14 0020
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	06869118	50 Stück 14 0021
22 G	19 mm	0,70 mm	schwarz	06869124	50 Stück 14 0022
23 G	19 mm	0,60 mm	blau	06869147	50 Stück 14 0023
25 G	19 mm	0,50 mm	orange	06869153	50 Stück 14 0025
27 G	19 mm	0,40 mm	grau	06869176	50 Stück 14 0027





Surflo Perfusionskanülen - Terumo

Flügelkanüle zur Injektion, Infusion, Transfusion

- » Besonders dünnwandige, silikonbeschichtete Kanüle
- » Angewinkelt für sicheren und einfachen intravenösen Zugang
- » Weiche, flexible Flügel, die speziellen Griffnoppen sind an einer Seite konkav und an der anderen Seite konvex, dies verhindert ein Verrutschen während der Punktion
- » Luer-Lock-Adapter und Ventilationskappe mit Gewindeanschluß
- » Schlauchlänge: 30 cm
- » UK = 500 Stück

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
18 G	19 mm	1,20 mm	rosa	SV18BLK03/SV18NL30	07129518	50 Stück	14 018
19 G	19 mm	1,10 mm	elfenbein	SV19BL/SV19NL30	18060741	50 Stück	I4 019
21 G	19 mm	0,80 mm	grün	SV21NL30	18060758	50 Stück	I4 021
22 G	19 mm	0,70 mm	schwarz	SV22BL/SV22NL30	18060764	50 Stück	14 022
23 G	19 mm	0,60 mm	blau	SV23BL/SV23NL30	18060770	50 Stück	I4 023
25 G	19 mm	0,50 mm	orange	SV25BL/SV25NL30	18060787	50 Stück	14 025

Mit ALKOTIP Alkoholtupfern

bieten wir Ihnen höchsten Qualitätsstandard und eine breite Produktauswahl.









Alkotip Standard Alkoholtupfer

Mit 70 % Isopropylalkohol getränkt. Einzeln hygienisch im Aufreißbeutel verpackt.

12.99.99.1005

Тур	Maße	PZN	VE	REF
Alkotip Alkoholtupfer	30 x 65 mm	01273467	100+5 Stück	G6 02









Alkotip Alkoholtupfer steril

Die sterilen Alkotip Alkoholtupfer 6,5 x 3 cm, einzeln steril in der Mehrwertverpackung 100 + 5 Stück.





Mit ALKOTIP Alkoholtupfern

bieten wir Ihnen höchsten Qualitätsstandard und eine breite Produktauswahl.











Alkotip ECO-Standard Alkoholtupfer

Vorteilspackung mit 250 + 10 Stück Alkoholtupfern. Besonders preiswert und weniger Verpackung

Тур	Maße	PZN	VE	REF
Alkotip Alkoholtupfer	28 x 60 mm	01275851	250+10 Stück	G6 0250







Alkotip Alkoholtupfer in der Dispenserdose

- » 155 fertige Alkoholtupfer (44 x 44 mm) mit 70 % Alkohol getränkt
- » Saubere, schnelle + hygienische Entnahme aus der Dispenserdose mit Verschlussdeckel

Тур	Maße	PZN	VE	REF
Alkotip Alkoholtupfer-Spender	44 x 44 mm	02512980	150+5 Stück	G6 0202





Alkotip Alkohol Wattestäbchen mit großem Wattekopf

Einzeln hygienisch im Peelpack verpackt, 70 %lsopropylalkohol. Das ideale Wattestäbchen für das Reinigen.

Technische Daten: Kopfgröße-Ø: 10 mm, Länge: 100 mm

Тур	Maße	PZN	VE	REF
Alkotip Wattestäbchen	Ø 10 x 100 mm	02531339	50 Stück	G6 01

Mit ALKOTIP Alkoholtupfern

bieten wir Ihnen höchsten Qualitätsstandard und eine breite Produktauswahl.









Alkotip Alkoholtupfer medium

Größeres Format mit 45 x 83 mm Tupfergröße, 2-fach, einzeln eingepackt.

Тур	Maße	PZN	VE	REF
Alkotip Alkoholtupfer	45 x 83 mm	11722392	100 Stück	G6 03









Alkotip Alkoholtupfer large

Einzeln hygienisch im Aufreißbeutel verpackt, 4-fach gelegt, 90 x 110 mm.

Тур	Maße	PZN	VE REF
Alkotin Alkoholtunfer	90 x 110 mm	11722400	100 Stiick G6 04

550







17G x 1³/4" (1,5 x 45 mm • 125 ml/min) REF PZN I4 2617 4303507

18G x 1³/₄" 3 x 45 mm • 80 ml/min) 14 2620

20G x 1¹/₄" I4 2615 REF

22G x 1" (0,9 x 25 mm • 33 ml/min) 14 2634 REF PZN

Mediware VERNÜLE - Venenverweilkanüle


Mit Zuspritzventil und Röntgenkontraststreifen

Die neue VERNÜLE hat wichtige Produktvorteile:

- » Die hervorragende Dreischliff-Spitze garantiert eine leichte Punktion bei geringstem Trauma und Schmerzempfinden. Die Dünnwandkanüle sorgt für optimalen Durchfluß.
- » Das körperfreundliche, flexible Kanülenrohr ist weich ohne die Gefahr des Abknickens.
- » Der Übergang zwischen Kanüle und Katheter ist optimal gestaltet, daher ist ein leichtes Einführen möglich.
- » Die Zuspritzmöglichkeit mit anhängendem Stopfen ermöglicht eine sofortige Injektion.
- » Große Griffplatte und flexible Flügel für eine optimale Befestigung.
- » Die Injektions-Ventile sind farbcodiert zum sofortigen Erkennen.
- » Der transparente Kanülenansatz erlaubt die sofortige Kontrolle

bei Rückfluß des Blutes. Einzeln, steril peelverpackt.								
Gauge	Länge	Durchmesser	Flussrate	Farbcode	PZN	VE	REF	
14 G x 2	45 mm	2,10 mm	270 ml/min.	orange	04303915	50 Stück	I4 2614	
16 G x 2	45 mm	1,70 mm	180 ml/min.	grau	04303513	50 Stück	I4 2631	
17 G x 1 3/4	45 mm	1,50 mm	125 ml/min.	weiß	04303507	50 Stück	I4 2617	
18 G x 1 3/4	45 mm	1,30 mm	80 ml/min.	grün	04303499	50 Stück	14 2620	
20 G x 1 1/4	32 mm	1,10 mm	54 ml/min.	rosa	04303482	50 Stück	I4 2615	
22 G x 1	25 mm	0,90 mm	33 ml/min.	blau	04303476	50 Stück	I4 2634	







human connections

Optiva II Venenverweilkanülen

Mit Zuspritzport und zusätzlichen Fixationsflügeln, röntgenfähig, Ocrilon-Polyurethan.

Gauge	Länge	Durchmesser	Flussrate	PZN	VE	REF
14 G	45 mm	2,1 mm	315 ml/min.	00905882	50 Stück	I4 1014
16 G	45 mm	1,7 mm	210 ml/min	00905994	50 Stück	I4 1016
18 G	45 mm	1,3 mm	100 ml/min.	00906433	50 Stück	I4 1018
18 G	32 mm	1,3 mm	110 ml/min.	00906516	50 Stück	l4 1019
20 G	32 mm	1,1 mm	65 ml/min.	00906574	50 Stück	I4 1020
22 G	25 mm	0,9 mm	38 ml/min.	00906686	50 Stück	I4 1022



Vasofix Safety B.Braun

Sicherheits-Venenverweilkanüle mit Zuspritzmöglichkeit.

Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen und sichert das Arbeiten nach den neuesten Richtlinien der BG. Der Sicherheitsmechanismus aktiviert sich automatisch und kann nicht umgangen werden. Die Vasofix Safety ist extrem dünnwandig, dadurch hohe Durchflussrate. Sicheres Einstechen durch speziellen Schliff und glatte Oberflächen, vier Röntgenkontraststreifen, abnehmbarer Lock-Verschlusskonus, Lock-Ansatz, farbliche Größenkennzeichnung, latexfrei.

Gauge	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE REF
Katheter-Material FEP)			
14 G	orange	4268210S-01	00199415	50 Stück 14 4269225S
16 G	grau	4268172S-01	00198841	50 Stück 14 4269179S
17 G	weiß	4268156S-01	00198700	50 Stück 14 4269152S
18 G	grün	4268130S-01	00198605	50 Stück 14 4269136S
18 G	grün / weiß	4268334S-01	00198143	50 Stück 14 4269330S
20 G	rosa	4268113S-01	00198137	50 Stück 14 4269110S
22 G	blau	4268091S-01	00198120	50 Stück 14 4269098S
Katheter-Material PUI	R			
14 G	orange	4269225S-01		50 Stück 14 4269225PUR
16 G	grau	4269179S-01		50 Stück 14 4269179PUR
18 G	grün	4269136S-01		50 Stück 14 4269136PUR
18 G	grün / weiß	4269330S-01		50 Stück 14 4269330PUR
20 G	rosa	4269110S-01		50 Stück 14 4269110PUR
20 G	rosa / weiß	4269217S-01	05132485	50 Stück 14 4269217S
22 G	blau	4269098S-01		50 Stück 14 4269098PUR
24 G	gelb	4269071S-01w	05132456	50 Stück 14 4269071S





Vasofix Venenverweilkanüle - B.Braun

Mit Zuspritzventil, flexibler Katheter aus FEP Teflon, sanfter, gratfreier Übergang von Katheter zu Kanüle. Mit Luer Lock-Ansatz; transparent, mit Stopfen und Röntgen-Kontrollstreifen. Einzeln steril eingesiegelt.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
14 G	50 mm	2,2 mm	orange	4268210	02758853	50 Stück	I4 0414
16 G	50 mm	1,7 mm	grau	4268172	02758847	50 Stück	I4 0416
17 G	45 mm	1,5 mm	weiß	4268156	02758830	50 Stück	I4 0417
18 G	45 mm	1,3 mm	grün	4268130	02758824	50 Stück	I4 0418
18 G	33 mm	1,3 mm	grün / weiß	4268334	06176013	50 Stück	I4 0419
20 G	33 mm	1,1 mm	rosa	4268113	02758818	50 Stück	I4 0420
22 G	25 mm	0,9 mm	blau	4268091	02758801	50 Stück	I4 0422



BD Venflon Pro Safety Sicherheits-Venenverweilkanüle

Nach der Punktion wird die Kanüle herausgezogen und der passive Sicherheitsmechanismus wird automatisch aktiviert. Dabei rastet die Kanüle irreversibel fühl- und hörbar im Kanülenschutz ein. Beim Entfernen der Kanüle kommt es zu keinem erhöhtem Widerstand durch direkten Kontakt mit Metall und sie lässt sich leichtgängig aus dem Katheter herausziehen. Die ergonomisch konstruierte Halterung und die Griffplatte ermöglichen die Anwendung aller Griffe- und Punktionstechniken.

- » Mit Zuspritzventil und Schnappverschluss für sicheres und leichtes Verschließen
- » Mit breiten und formbaren Flügeln zur sicheren und schonenden Fixierung
- » Durch die transparente Blutrückflusskammer ist der Blutrückfluss unmittelbar nach der erfolgreichen Punktion sichtbar

Gauge	Länge	Durchmesser	Flussrate	Farbcode	PZN	VE	REF
14 G	45 mm	2,0 mm	270 ml/min.	orange	13156850	50 Stück	I4 393230
16 G	45 mm	1,8 mm	236 ml/min.	grau	13156896	50 Stück	14 393229
17 G	45 mm	1,5 mm	133 ml/min.	weiß	13156904	50 Stück	14 393228
18 G	45 mm	1,3 mm	103 ml/min.	grün	13156956	50 Stück	14 393227
18 G	32 mm	1,3 mm	103 ml/min.	grün	13156933	50 Stück	14 393226
20 G	32 mm	1,1 mm	67 ml/min.	rosa	13156910	50 Stück	I4 393224
22 G	25 mm	0,9 mm	42 ml/min.	blau	13156927	50 Stück	I4 393222



BD Venflon Venenverweilkanülen

Venenverweilkanülen mit Zuspritzmöglichkeit für Infusionen und Transfusionen. Flexibler Katheter aus PTFE, sanfter Übergang zwischen Katheterrohr und Kanüle, komplett mit Luer Lock-Kappe. Einzeln steril verpackt.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
14 G	45 mm	2,0 mm	orange	03533091	50 Stück	I4 391456
16 G	45 mm	1,7 mm	grau	03533085	50 Stück	I4 391455
17 G	45 mm	1,4 mm	weiß	03533079	50 Stück	I4 391454
18 G	45 mm	1,2 mm	grün	03533062	50 Stück	I4 391453
18 G	32 mm	1,2 mm	grün	07669580	50 Stück	I4 391467
20 G	32 mm	1,0 mm	pink	03533056	50 Stück	I4 391452
22 G	25 mm	0,8 mm	blau	03533033	50 Stück	I4 391451



BD Mandrins für Venflon, Venflon Pro und Venflon Pro Safety

Glatte Oberfläche, PVC- und latexfrei.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
14 G	45 mm	2,0 mm	orange	394256	04250478	50 Stück	I4 1456-3M
17 G	45 mm	1,4 mm	weiß	394254	04250455	50 Stück	I4 1454-8M



Mit Flügel, ohne Zuspritzventil

- » Kathetermaterial Polyurethan (BD Vialon)
- » Hohe Knickbeständigkeit und Antithrombogenität
- » Hohe Biokompatibilität zur Reduzierung der Thrombophlebitiden
- » Hohe Röntgenkontrastfähigkeit
- » Edelstahlkanüle mit Hinterschliff
- » Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch
- » Latexfrei, PVC-frei

Gauge	Maße	Farbcode	PZN	VE	REF
18 G	30 x 1,3 mm	grün	07546423	4 x 50 Stück	14 381344
20 G	30 x 1,1 mm	rosa	07546400	50 Stück	14 381334
20 G	48 x 1,1 mm	rosa	07546417	50 Stück	14 381337
22 G	25 x 0,9 mm	blau	07546392	50 Stück	I4 381323
24 G	19 x 0,7 mm	gelb	07546386	50 Stück	I4 381312





SURFLO-WP Venenverweilkatheter Terumo

Mit Flügeln und Injekt.-Ventil

Eine transparente Sichtkammer läßt das Aspirationsblut einfach und schnell feststellen. Der flüssigkeitsabweisende mikroporöse Filter ist luftdurchlässig, schließt aber trotzdem zuverlässig, um jedes Infektionsrisiko zu vermeiden. Der Luer-Lock-Konus ermöglicht das Verschließen des Katheters nach dem Herausziehen der Kanüle.

Gauge	Länge	Farbcode	Durchmesser	PZN	VE	REF
14 G	45 mm	orange	2,0 mm	06171814	50 Stück	I4 SRDM1445PD
16 G	45 mm	grau	1,75 mm	06311103	50 Stück	I4 SRDM1645PD
17 G	45 mm	weiß	1,5 mm	06311126	50 Stück	I4 SRDM1745PD
18 G	32 mm	grün	1,3 mm	06343563	50 Stück	I4 SRDM1832PD
18 G	45 mm	grün	1,3 mm	06348744	50 Stück	I4 SRDM1845PD
20 G	32 mm	rosa	1 mm	06612678	50 Stück	I4 SRDM2032PD
22 G	25 mm	blau	0,90 mm	06627131	50 Stück	I4 SRDM2225PD
24 G	19 mm	gelb	0,74 mm	06627183	50 Stück	I4 SRDM2419PD
26 G	19 mm	lila	0,64 mm	06627869	50 Stück	I4 SRDM2619PD



Jamshidi Biopsienadeln

Sterile, 3-teilige Spezialnadel zur Biopsie und Aspiration am hinteren Beckenkamm. Atraumatische Punktion durch besonders scharfe Spitze. Das konisch zulaufende Kanülen-Ende garantiert qualitativ einwandfreie Gewebezylinder. Die breiten Flügel und der gut geformte Griff sorgen für optimale Griffsicherheit. Mit Luer Lock-Adapter für die Spritzen-Aspiration.

Einzeln steril verpackt.

Gauge	Länge	Durchmesser	PZN	VE	REF
8 G	101,6 mm	4,0 mm	03831121	10 Stück	I4 DJ4008X
11 G	101,6 mm	3,1 mm	03831138	10 Stück	I4 DJ4011X
11 G	153,0 mm	3,1 mm	03831144	10 Stück	I4 DJ6011X
13 G	88,9 mm	2,5 mm	03831150	10 Stück	I4 DJ3513X



Illinois - Spezial Biopsiekanüle

Diese scharf lanzettenförmig geschliffene Spezialnadel dient zur direkten Probenentnahme (Aspiration) am hinteren Beckenkamm, zur Sternalpunktion oder Knochenmark-Infusion.

Verwendbar mit allen Luer Lock- oder Luer-Spritzen.

Einzeln steril verpackt, Packung = 10 Stück.

Gauge	Farbe	Länge	VE	REF
18 G	blau	verstellbare Länge 14 mm – 38 mm	10 Stück	14 DIN1518X
15 G	blau	verstellbare Länge 24 mm - 48 mm	10 Stück	14 DIN1515X



Sternobell Knochenmarkaspirationsnadel

Einweggerät für Knochenmark-Aspirationen vom Brustbein und Beckenkamm.

- » Ergonomischer Griff für einfache Handhabung
- » Millimetrischer Fortschrittsring zur Längenanpassung
- » Dreifach geschärfte Kanüle für schonende Penetration
- » Universeller Luer-Lock-Stecker für Anschluss an jede Spritze
- » Vollständig verschraubbares Fortschrittssystem für maximale Eindringtiefe

Gauge	Maße	PZN	VE	REF
15 G	22 - 47 mm	13753729	20 Stück	I4 RN1540
18 G	22 - 47 mm	19529766	20 Stück	I4 RN1840



Venenstripper - Dormo Strip

 $Zug fest\ bis\ maximal\ 42\ kg,\ mit\ R\"ontgenschatten.\ Leicht\ einf\"uhrbar\ durch\ Beschichtung.\ Aus\ haltbarem\ Polyamid.\ Einzeln\ steril\ verpackt.$

Inhalt:

2 x Venenstripper (100 cm x 1,5 mm-Ø)

mit 3 Köpfen (Ø = 9,5 mm, 12,8 mm und 15,9 mm und einem Handgriff)

Тур	VE	REF
Venenstripper	12 Set	H7 122022



Spinocan - B.Braun

- » Kanüle für die Spinalanästhesie, mit Quincke-Schliff
- » Scharfer Kanülenschliff für geringe Punktionskräfte
- » Sichere Kontrolle durch fühlbaren Dura-"Klick"
- » Geringe Rate von postspinalem Kopfschmerz
- » Perfekte Passform des Mandrins, keine Gewebsausstanzungen (Risiko von Epidermoidtumoren wird verringert)

Gauge	Lä nge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
18 G	75 mm	1,30 mm	rosa	06592852	25 Stück	I4 4501373-13
18 G	88 mm	1,30 mm	rosa	06592869	25 Stück	I4 4501390-01
19 G	40 mm	1,10 mm	elfenbein	06592823	25 Stück	I4 4501144-13
19 G	88 mm	1,10 mm	elfenbein	06592846	25 Stück	I4 4501195-13
20 G	75 mm	0,90 mm	gelb	06592993	25 Stück	I4 4509757-13
20 G	88 mm	0,90 mm	gelb	06593001	25 Stück	I4 4509900-01
22 G	40 mm	0,70 mm	schwarz	06592964	25 Stück	I4 4507401-13
22 G	75 mm	0,70 mm	schwarz	06592970	25 Stück	I4 4507754-13
22 G	88 mm	0,70 mm	schwarz	06592987	25 Stück	I4 4507908-01
22 G	120 mm	0,70 mm	schwarz	06592958	25 Stück	I4 4506090-13
25 G	75 mm	0,53 mm	orange	06592929	25 Stück	I4 4505751-01
25 G	88 mm	0,53 mm	orange	06592935	25 Stück	I4 4505905-01
25 G	120 mm	0,53 mm	orange	06592941	25 stück	I4 4505913-13
26 G	88 mm	0,47 mm	braun	06592906	25 Stück	I4 4502906-01
26 G	120 mm	0,47 mm	grau	06592912	25 Stück	I4 4504917-13
27 G	88 mm	0,42 mm	grau	06766163	25 Stück	I4 4503902-01
27 G	120 mm	0,42 mm	grau	06592898	25 Stück	I4 4502140-13
29 G	88 mm	0,35 mm	rot	06173575	25 Stück	I4 4501900-13
29 G	120 mm	0,35 mm	rot	03735185	25 Stück	l4 4501918-13



BD Whitacre Spinalkanülen

Type Yale - mit Quincke Schliff

 $Farb codiert, Spezial schliff sorgt f\"{u}r minimiertes Punktion strauma.$

Poliertes, unbeschichtetes Kanülenrohr, mit transparentem Ansatz, röntgenschattenfrei. Einzeln steril verpackt. Andere Grössen auf Anfrage.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
18 G x 3	76 mm	1,2 mm	rosa	405247	07545984	25 Stück	I4 405174
18 G x 3 1/2	90 mm	1,2 mm	rosa	405248	07545978	25 Stück	I4 405184
19 G x 3	76 mm	1,1 mm	creme	405249	07545961	25 Stück	I4 405173
19 G x 3 1/2	90 mm	1,1 mm	creme	405250	07545955	25 Stück	I4 405183
20 G x 1 1/2	38 mm	0,9 mm	gelb	405251	07545949	25 Stück	14 405162
20 G x 3	75 mm	0,9 mm	gelb	405252	07545926	25 Stück	I4 405172
20 G x 3 1/2	90 mm	0,9 mm	gelb	405253	07545903	25 Stück	I4 405182
22 G x 1 1/2	38 mm	0,7 mm	schwarz	405254	07545895	25 Stück	I4 405161
22 G x 3	75 mm	0,7 mm	schwarz	405255	07545872	25 Stück	I4 405171
22 G x 3 1/2	90 mm	0,7 mm	schwarz	405256	07545866	25 Stück	I4 405181
22 G x 5	127 mm	0,7 mm	schwarz	400366	18225768	10 Stück	14 400366
22 G x 7	178 mm	0,7 mm	schwarz	400367	18225774	10 Stück	14 400367
25 G x 1	25 mm	0,5 mm	blau	405243	07546044	25 Stück	14 405243
25 G x 3 1/2	90 mm	0,5 mm	orange	405257	07545837	25 Stück	I4 405180
26 G x 3 1/2	90 mm	0,4 mm	beige	405258	07545820	25 Stück	I4 405164
27 G x 3 1/2	90 mm	0,4 mm	grau	405259	07546015	25 Stück	14 405081



BD Whitacre Sets

Mit Führungskanüle.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
27 G x 3 1/2	90 mm	0,41 mm	grau	07546251	25 Stück	14 405075
25 G x 3 1/2	90 mm	0,50 mm	blau	07546245	25 Stück	14 405076





Gripper Portnadeln

Modifizierte sterile Huber-Nadeln für den rückstandsfreien Einstich.

Mit Schutzpolster und Grifflasche zur besseren Handhabung. Komplett mit Schlauch, Klemme und

Gauge	PZN	VE REF
19 G x 19 mm	00435749	12 Stück H7 21-2735-24
19 G x 25 mm	00435689	12 Stück H7 21-2720-24
19 G x 32 mm	00435703	12 Stück H7 21-2721-24
20 G x 16 mm	00435755	12 Stück H7 21-2736-24
20 G x 19 mm	00435732	12 Stück H7 21-2734-24
20 G x 25 mm	00435643	12 Stück H7 21-2717-24
20 G x 32 mm	00435672	12 Stück H7 21-2718-24
22 G x 16 mm	00435761	12 Stück H7 21-2737-24
22 G x 19 mm	00435726	12 Stück H7 21-2733-24
22 G x 25 mm	00435620	12 Stück H7 21-2714-24
22 G x 32 mm	00435637	12 Stück H7 21-2715-24



Gripper Plus Sicherheits-Portnadeln, ohne Y-Stelle

Schutz vor Stichverletzungen:

- » Kinderleichte und sichere Entfernung der Nadel durch klappbaren Sicherheitsarm
- » Zielgenaue, sichere Punktion durch handlichen und abnehmbaren Griff
- » Transparentes Sichtfenster zur Kontrolle der Punktionsstelle
- » Gepolsterter Nadelaufsatz für höchsten Patientenkomfort, Nadelstabilisierung und Schutz der Punktionsstelle
- » Bis zu 7 Tagen Liegedauer
- » Nicht-silikonisiert für festen Halt
- » Nicht-stanzender Huber-Schliff

Gauge	PZN	VE REF
19 G x 19 mm	00435896	12 Stück H7 21-2768-24
19 G x 25 mm	00435844	12 Stück H7 21-2764-24
19 G x 32 mm	00435850	12 Stück H7 21-2765-24
20 G x 16 mm	00435910	12 Stück H7 21-2769-24
20 G x 19 mm	00435873	12 Stück H7 21-2767-24
20 G x 25 mm	00435821	12 Stück H7 21-2762-24
20 G x 32 mm	00435838	12 Stück H7 21-2763-24
22 G x 16 mm	00435927	12 Stück H7 21-2770-24
22 G x 19 mm	00435867	12 Stück H7 21-2766-24
22 G x 25 mm	00435778	12 Stück H7 21-2760-24
22 G x 32 mm	00435790	12 Stück H7 21-2761-24





Gripper Micro Sicherheits-Portnadeln

- » 2-teiliges System mit einzigartiger stumpfer Sicherheitskanüle
- » Mini-Größe, sehr niedriges Profil für kleine, schlanke Patienten; ermöglicht eine sehr gute Kontrolle der Punktionsumgebung
- » Schaumstoffpolsterung für hohen Patientenkomfort
- » Nicht-silikonisierte Nadel, nicht-stanzend
- » MRT-sicher

Gauge	PZN	VE REF
19 G x 19 mm	04651556	12 Stück H7 21-3260-24
19 G x 25 mm	04652863	12 Stück H7 21-3261-24
19 G x 32 mm	07526248	12 Stück H7 21-3262-24
20 G x 19 mm	04652900	12 Stück H7 21-3256-24
20 G x 25 mm	04652917	12 Stück H7 21-3257-24
20 G x 32 mm	07526260	12 Stück H7 21-3258-24
22 G x 19 mm	04653006	12 Stück H7 21-3251-24
22 G x 25 mm	04653130	12 Stück H7 21-3252-24
22 G x 32 mm	07526283	12 Stück H7 21-3253-24







JetCan Pro Sicherheits-Hubernadel

Die JetCan Pro Sicherheits-Hubernadel ist eine nicht-stanzende Nadel für die Punktion von implantierten Portsystemen. Sie ist mit hochdruckfähigen Ports kompatibel und zur Durchführung von Hochdruckinjektionen in Zusammenhang mit diagnostischen Verfahren geeignet. Der integrierte Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und den Kontakt mit gefährlichen Flüssigkeiten.

- $\ \ \, \text{``Patentierter Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Nadelstichverletzungen}$
- » Minimierte Exposition gegenüber gefährlichen Flüssigkeiten und Aerosolen
- » Hergestellt aus chemikalienresistenten Materialien
- » Geeignet für Hochdruckinjektionen (zusammen mit einem hochdruckgeeigneten Portsystem)
- » Bewegliche und abnehmbare Flügel für eine bessere Griffigkeit
- » Transparente Basis mit Comfort-Pad
- » Ausführung mit Y-Ansatz zur simultanen Medikamentengabe bei laufender Infusion
- » MRT-Kompatibilität (unter bestimmten Bedingungen)

Farbcode	Größe	PZN	VE	REF
Gerade Verlängerung				
braun	19 G x 15 mm	19238738	24 Stück	I4 VJ01915S
braun	19 G x 19 mm	19238684	24 Stück	I4 VJ01919S
braun	19 G x 25 mm	19238796	24 Stück	I4 VJ01925S
braun	19 G x 38 mm	19238744	24 Stück	I4 VJ01938S
gelb	20 G x 15 mm	19238810	24 Stück	I4 VJ02015S
gelb	20 G x 19 mm	19238750	24 Stück	I4 VJ02019S
gelb	20 G x 25 mm	19238721	24 Stück	I4 VJ02025S
gelb	20 G x 38 mm	19238632	24 Stück	I4 VJ02038S
schwarz	22 G x 15 mm	19238804	24 Stück	I4 VJ02215S
schwarz	22 G x 19 mm	19238709	24 Stück	I4 VJ02219S
schwarz	22 G x 25 mm	19238649	24 Stück	I4 VJ02225S
schwarz	22 G x 38 mm	19238827	24 Stück	I4 VJ02238S
Verlängerung mit Y-Ansatz				
braun	19 G x 19 mm	19238767	24 Stück	I4 VJ01919Y
braun	19 G x 25 mm	19238879	24 Stück	I4 VJ01925Y
braun	19 G x 38 mm	19238862	24 Stück	I4 VJ01938Y
gelb	20 G x 19 mm	19238833	24 Stück	I4 VJ02019Y
gelb	20 G x 25 mm	19238856	24 Stück	I4 VJ02025Y
gelb	20 G x 38 mm	19238885	24 Stück	I4 VJ02038Y
schwarz	22 G x 19 mm	19238655	24 Stück	I4 VJ02219Y
schwarz	22 G x 25 mm	19238690	24 Stück	I4 VJ02225Y
schwarz	22 G x 38 mm	19238773	24 Stück	I4 VJ02238Y



Angiocath Spezialkanüle 14 G

83 mm lange Spezialkanüle zur Entlastung bei einem Spannungspneumothorax. Der Verweilkatheter ist deutlich härter und stabiler als eine herkömmliche Venenverweilkanüle und kann auch bei adipösen und muskulösen Patienten verwendet werden.

Größe	UK	VE	REF
14 G x 3 1/4	50 Stück	10 Stück	I4 382268
14 G x 5 1/4	50 Stück	5 x 10 Stück	14 382269



Aspirationskanüle, mit 15 µm Partikelfilter - B.Braun

Für Original-Perfusor-Spritze 20 und 50 ml.

Тур	PZN	VE	REF	
Aspirationskanüle,	08722750	100 Stück	14 8258821	
mit 15 um Partikelfilter				



Surecan Portkanüle mit Fixationsflügeln - B.Braun

Spezialschliff-Portkanüle mit flexiblen Fixationsflügeln für eine einfache Punktion und Fixierung.

- » Verwendung zur Langzeitinfusion
- » Flexible Fixationsflügel erleichtern die Punktion und Fixierung
- » Latex- und DEHP-frei (Flügel)
- » Bedingt MRT-sicher
- » PVC-freie Verlängerungsleitung mit farbcodierter Klemme
- » Schlauchlänge Kanüle bis Konnektor: 190 mm (+/- 10 mm)
- » Ohne Y-Stück

HMV-Gruppe: 03.99.99.1015

Gauge	Länge	Durchmesser	PZN	VE REF
19 G	15 mm	1,1 mm	01511174	15 Stück 14 4448286
19 G	20 mm	1,1 mm	01511168	15 Stück
19 G	25 mm	1,1 mm	01511151	15 Stück 14 4448308
20 G	15 mm	0,9 mm	01058013	15 Stück 14 4448332
20 G	20 mm	0,9 mm	01058036	15 Stück
20 G	25 mm	0,9 mm	01058042	15 Stück 14 4448359
22 G	15 mm	0,7 mm	01058071	15 Stück 14 4448383
22 G	20 mm	0,7 mm	01058088	15 Stück
22 G	25 mm	0,7 mm	01058094	15 Stück 14 4448405



Cytocan Portkanülen - B.Braun

Cytocan Spezialschliff-Portkanüle mit Fixierplatte

- » Verwendung zur Langzeitinfusion
- » Flexible, transparente Fixierplatte für eine einfache Punktion und Fixierung
- » Latex- und DEHP-frei
- » PVC-freie Verlängerungsleitung mit Klemme
- » Schlauchlänge Kanüle bis Konnektor: 250 (+/- 10 mm)

HMV-Gruppe: 03.99.99.1015

Gauge	Länge	Durchmesser	PZN	VE REF
19 G	15 mm	1,1 mm	04874291	25 Stück 14 4438035
19 G	20 mm	1,1 mm	04874316	25 Stück 14 4438019
19 G	25 mm	1,1 mm	04874457	25 Stück 14 4438027
20 G	15 mm	0,9 mm	03429241	25 Stück 14 4439759
20 G	20 mm	0,9 mm	03429258	25 Stück 14 4439767
20 G	25 mm	0,9 mm	03429264	25 Stück 14 4439775
22 G	15 mm	0,7 mm	03429212	25 Stück 14 4439694
22 G	20 mm	0,7 mm	03429229	25 Stück 14 4439635
22 G	25 mm	0,7 mm	03429235	25 Stück 14 4439686

558









Mediware Blasenspritzen

Volumen = 100 ml - Steril

- » 3-teilig
- » Mit geradem Katheteransatz
- » Mit zusätzlichen Adaptoren in der Kolbenstange
- » Einzeln steril verpackt, im praktischen Dispenser

Volumer	n PZN	UK	VE	REF	
100 ml	13863412	2 x 25 Stück	25 Stück	13 041200	





Mediware Wund- und Blasenspritze 60 ml

- » 3-teilig
- » Konus zentrisch
- » Mit zusätzlichem Luer-Adapter

Volumen	PZN	UK	VE	REF
50/60 ml - steril	04761960	400 Stück	50 Stück	I3 040800
50/60 ml - unsteril		120 Stück	4 Stück	I3 040800B





Mediware Großvolumen-Spritzen

- » 3-teilig
- » Konus exzentrisch
- » Lueransatz
- » Einzeln steril

Volumen	PZN	UK	VE	REF
50/60 ml	05961394	400 Stück	50 Stück	13 040700



BD Plastipak Spritzen Luer

- » 3-teilige Spritzen mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring
- » Leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Spritzenkolbens
- » Genaues Ablesen des Volumens
- » Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- » Kolbengleitmittel Silikonöl
- » Alle anderen Produkte sind EO-sterilisiert.
- » Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei
- » Mit Luer-Ansatz, exzentrisch

Volumen	PZN	UK	VE	REF
50/60 ml	07657536	240 Stück	60 Stück	14 300866



Perfusor Spritze 50 ml, mit Aspirationskanüle - B. Braun

- » 3-teilige Spritze für Infusionspumpen.
- » Aus Polypropylen
- » Hochtransparenter Zylinder
- » Grüne, wischfeste Graduierung, in ml zur Volumen Dosierung
- » Zentrischer Luer-Lock Konus
- » Minimales Restvolumen und leichtgängigen Kolbenstopfen
- » Mit Aspirationskanüle
- » Einzeln steril verpackt
- » Verbesserte Zylinder Beschriftung mit erhöhter Resistenz gegen Abrieb
- » Optimiertes Kolbenstopfen Design für besonders leichtgängiges Gleiten
- » Neues Griffplattendesign ohne Nut, um eine einfachere Handhabung zu gewährleisten
- » Integrierter Kolbenstopp
- » Sanfteres Anlaufverhalten
- » Einheitlich englischer Produktname: Original Perfusor Syringe

Wichtig: Der bestehende Spritzen-Datensatz kann grundsätzlich auf allen Spritzenpumpen beibehalten werden.

Volumen	PZN	VE	REF
50 ml	00583906	100 Stück	I4 8728810F



BD Spritzen Katheteransatz Plastipak

- » 3-teilig
- » Konus zentrisch
- » Mit Katheter-Ansatz
- » Einzeln steril

volumen	PZN	UK	VE	KEF
50/60 ml	07664217	240 Stück	60 Stück	14 300867



BD Discardit II Einmalspritzen

2-teilige Spritzen mit glasklarem Spritzenzylinder durch den der Inhalt besser zu erkennen ist. Durch die leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung kann sicher und genau appliziert werden. Der Rückhaltering verhindert das versehentliche Herausziehen des Kolbens. Mit gut ablesbarer und wischfester Skalenqualität.

Volumen	PZN	VE REF
2 ml zentrisch, unterteilt in 0,1 ml	03626800	100 Stück
5 ml exzentrisch, unterteilt in 0,2 ml	03626817	100 Stück 13 309050
10 ml exzentrisch, unterteilt in 0,5 ml	03626823	100 Stück 13 309110
20 ml exzentrisch, unterteilt in 1 ml	07358756	80 Stück 13 300296





Mediware Einmalspritzen mit zentriertem Ansatz

- » 3-teilig mit Lueransatz
- » Mit leicht laufendem, latexfreiem Silikonkolben
- » Schwarze, abriebfeste Graduierung mit erweiterter Skala
- » Lueransatz
- » Einzeln steril im Peel Pack

Ту	p	PZN	UK	VE	REF
2 r	nl	15195423	3000 Stück	100 Stück	I3 0510
5 r	nl	15195446	2000 Stück	100 Stück	I3 0511
10	ml	15195452	1200 Stück	100 Stück	I3 0512
20	ml	15195469	900 Stück	50 Stück	I3 0513





Mediware Einmalspritzen Luer Lock

- » Die qualitativ hervorragende 3-teilige Luer Lock-Spezialspritze
- » Ohne Kanüle
- » Glasklar
- » Erweiterte abriebfeste Skala
- » Einzeln steril verpackt

Volumen	PZN	UK	VE REF
2,5/3 ml	10549394	3000 Stück	100 Stück 13 0501
5 ml	10549402	2000 Stück	100 Stück 13 0502
10 ml	10549371	1200 Stück	100 Stück 13 0503
20 ml	10549419	900 Stück	100 Stück 13 0504
50/60 ml	10549431	400 Stück	50 Stück 13 0506






ENFit Enterale Sicherheitsspritzen

- » Die Sicherheitsspritzen haben einen weiblichen Luer-Lock Anschluss und sind mit parenteralen Systemen nicht konnektierbar.
- » Der Innendurchmesser der Spritzenspitze ermöglicht eine gute Flussrate. Diese ist insbesondere bei fetthaltigen bzw. dickflüssigen Nahrungslösungen wichtig.
- » Alle Spritzen sind mit der weltweit (außer Australien) gültigen Signalfarbe lila/violett für die enterale Ernährung gekennzeichnet.
- » Kompatibilität mit Perfusionspumpen
- » Für den Einsatz in allen gängigen Perfusionspumpen (Einstellung: BD-Modus ab 5 ml)

Volumen	PZN	UK	VE	REF
ENFit Low Dosis				
1 ml	12339867	2400 Stück	100 Stück	I4 LPE01
2,5 ml	12339873	2000 Stück	100 Stück	I4 LPE25
ENFit				
5 ml	12339896	1600 Stück	100 Stück	I4 LPE05
10 ml	12339904	1000 Stück	100 Stück	I4 LPE10
20 ml	12339910	800 Stück	80 Stück	I4 LPE20
30 ml	13229833	640 Stück	80 Stück	I4 LPE30
60 ml	12339927	240 Stück	60 Stück	I4 LPE60
100 ml	13229862	120 Stück	30 Stück	14 LPE100



BD Plastipak Spritzen Luer-Lok

- $\ \ \text{``a-teilige Spritzen mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring}$
- » Der zentrische Luer-/BD Luer-Lok-Ansatz gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Spritze und Kanüle
- » Leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Spritzenkolbens
- » Genaues Ablesen des Volumens
- » Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- » Kolbengleitmittel Silikonöl
- » Die Produkte REF: 13 309628 und REF: 13 305959 sind gammasterilisiert. Alle anderen Produkte sind EO-sterilisiert.
- » Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Volumen	PZN	UK	VE	REF
1 ml	01319181	800 Stück	100 Stück	13 309628
3 ml	08463685	800 Stück	200 Stück	13 309658
5 ml	07518220	500 Stück	125 Stück	13 309649
10 ml	11861082	400 Stück	100 Stück	13 305959
20 ml	08656361	480 Stück	120 Stück	13 300629
30 ml	01477201	240 Stück	60 Stück	I3 301229
50/60 ml	07657513	240 Stück	60 Stück	14 300865



Omnifix Einmalspritzen Luer Lock zentrisch - B.Braun

Einmalspritzen, 3-teilig: aus Polypropylen.

- » Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk,
- » Latexfrei: für langsames Aufziehen und Injizieren, besonders zum Dosieren kleinerer Mengen
- » Sicherer Kolbenstopp: problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- » Hochtransparenter Zylinder
- » Gut ablesbare Graduierung: wischfest
- » Minimales Restvolumen
- » Lock-Ansatz, zentrisch
- » Einzeln steril verpackt

Volumen	PZN	VE	REF
20 ml	00570039	100 Stück	I4 4617207V



HSW HENKE-JECT – 2-teilige Einmalspritzen

- » Hervorragende Qualität, welche auch in der Humanmedizin verwendet wird
- » Steril in individueller Blisterverpackung
- » Pyrogenfrei, nicht toxisch und PVC-frei
- » Wischfeste Skala und transparenter Zylinder
- » Umweltfreundliche Verpackung
- » Luer, ohne Kanüle

Volumen	UK	VE REF
2/3 ml	2500 Stück	100 Stück 13 4020.000V0
5/6 ml	2000 Stück	100 Stück 13 4050.000V0
10/12 ml	1200 Stück	100 Stück 13 4100.000V0
20/24 ml	800 Stück	100 Stück 13 4200.000V0



Norm-Ject Luer Solo – 2-teilige Einmalspritzen - B.Braun

- » Hochtransparenter Zylinder
- » Starker Kontrast durch blaue Graduierung
- » Gute Ablesbarkeit der Skalierung
- » Sicherer Kolbenstopp
- » Abhängig von der Größe der Spritze mit zentrischem oder exzentrischem Luer-Ansatz
- » Spritzenzylinder aus Polypropylen
- » Spritzenkolben aus Polyethylen
- » Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- » Einzeln steril verpackt

Volumen	Тур	Hersteller-Nr.	UK	VE	REF
2/3 ml	Luer zentrisch	NJ-4606027	2500 Stück	100 Stück	I3 0201
5/6 ml	Luer exzentrisch	NJ-4606051	2000 Stück	100 Stück	13 0202
10/12 ml	Luer exzentrisch	NJ-4606108	1200 Stück	100 Stück	I3 0203
20/24 ml	Luer exzentrisch	NJ-4606205	800 Stück	100 Stück	13 0204



Injekt Luer Solo - B.Braun

Zweiteilige Einmalspritzen mit Luer-Ansatz

- » Integrierter Kolbenstopp
- » Mit grüner Kolbenstange
- » Hochtransparenter Zylinder
- » Schwarze, wischfeste Graduierung
- » Über Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- » Mit Luer-Ansatz
- » Spritzenzylinder aus Polypropylen, Spritzenkolben aus Polyethylen
- » Silikonölfrei, Latex- und PVC-frei
- » Einzeln steril verpackt

Volumen	Тур	UK	PZN	VE	REF
2 ml/3 ml	Luer zentrisch	2500 Stück	02057895	100 Stück	I4 4606027V
5 ml/6 ml	Luer exzentrisch	2000 Stück	02057903	100 Stück	I4 4606051V
10 ml/12 ml	Luer exzentrisch	1500 Stück	18074594	100 Stück	I4 4606108N
20 ml/24 ml	Luer exzentrisch	800 Stück	02057932	100 Stück	I4 4606205V



BD Insulinspritzen Microfine Plus

» Mit eingeschweißter Kanüle

Volumen	Größe	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
U 100					
0,3 ml	30 G - 0,30 x 8 mm	320837	04144150	100 Stück	I3 320837
0,5 ml	30 G - 0,30 x 8 mm	324825	07468077	100 Stück	I3 324825
0,5 ml	29 G - 0,33 x 12,7 mm	320812	04400156	100 Stück	I3 06044
1,0 ml	29 G - 0,33 x 12,7 mm	324811	04400162	100 Stück	13 0609
U 40					
0,5 ml	30 G - 0,30 x 8 mm	324876	07468060	100 Stück	13 324876
1,0 ml	29 G - 0,33 x 12,7 mm	320801	04400127	100 Stück	13 0605



Omnifix F Solo TBC - Spritzen 1 ml - B.Braun

Feindosierungsspritze ohne Kanüle, 1 ml, 3-teilig, sicherer Kolbenstopp. Luer-Ansatz, zentrisch. Schwarze Graduierung, Skalenwert 0,01 ml.

Volumen	PZN	UK	VE	REF
1 ml	00569881	1800 Stück	100 Stück	I4 9161406V



In sulin spritzen

- » Mit eingeschweißter Kanüle
- » Teilung = U 100

Volumen	Größe	UK	VE	REF
0,5 ml	30 G - 0,30 x 13 mm	3600 Stück	100 Stück	I3 53013





Mediware Insulinspritzen 1 ml - U 40

- » 3-teilig
- » Lueransatz
- » Teilung U 40
- » Langhub
- » Mit weißem Kolben, schwarzem latexfreiem Dorn
- » Ohne Totraumverlust
- » Schwarze Graduierung
- » Ohne Kanüle

Volumen	PZN	UK	VE	REF
U 40 - 1 ml	15195417	2400 Stück	100 Stück	I3 040100





Mediware Insulinspritzen 1 ml - U 100

- » Ohne Kanüle
- » Glasklar
- » 3-teilig
- » Lueransatz
- » Teilung U 100

Volumen	PZN	UK	VE	REF
U 100 - 1 ml	15195481	2400 Stück	100 Stück	I3 0101





Mediware Tuberkulinspritzen 1 ml

- » 3-teilig, ohne Totraum
- » Lueransatz
- » Langhub, mit blauem Kolben, latexfreiem Dorn und schwarzer Graduierung
- » Ohne Kanüle

Volumen	PZN	UK	VE	REF
1 ml	15195475	1000 Stück	100 Stück	13 040200



SMP Vakuumflasche

Steriles Packmittel für Laborzwecke

- » Kein Medizinprodukt
- » Ohne CE

Тур	PZN	UK	VE REF
250 ml	19540621	120 Stck	10 Stück H7 50000250
500 ml	19540615	80 Stück	10 Stück H7 50000500





Ozon Vakuumflaschen

Pyrogenfrei, mit Entlüftung und Aufhängevorrichtung, aus Glas, innen steril.

Тур	PZN	VE	REF
250 ml	05956393	10 Flaschen	H7 03021
500 ml	11127519	10 Flaschen	H7 03022



Transfer-Filter-Set

- » Zur Einleitung des Ozons in die Vakuumflasche über den Bakterienfilter und zur keimfreien Belüftung der Reinfusion
- » Mit Präzisionsrollklemme zur genauen Dosierung des Ozon-Sauerstoff-Gemisches
- » Bakterien Luftfilter zur sterilen Belüftung
- » Luer-Lock-Ansatz nach ISO 594
- » Schlauchlänge 30 cm
- » Einzeln, steril

Тур	VE	REF
Transfer-Filter-Set, einzeln, steril	100 Stück	H7 42301126



Blutentnahmegerät mit Venenpunktionskanüle 1,5 mm

Zur Übertragung von parenteralen Lösungen, Blut oder Hämoderivaten.

- » Latex- und DEHP-freies Material
- » Transparenter Schlauch aus PVC
- » Mit durchflussregulierender Klemme aus PP
- » Einzeln steril verpackt

Länge	Innendurchmesser	Aussendurchmesser	PZN	VE	REF
70 cm	3 mm	4,1 mm	19480988	100 Stück	I4 42301125



Pressure Man Infusions Druckmanschette

- » 2-teilig
- » Mit separater Gummiblase und 2-Schlauch
- » Mit transparenter Nylonfolie, daher ideal zur geregelten Lösungsinfusion
- » Mit Manometer
- » Mit Aufhängevorrichtung

Maise	VE	KEF
36 x 18 cm	1 Stück	E5 00301



Universal Flaschenhalter

Für Infusionen

Bei der Verwendung von Einmalflaschen ärgert sich jeder über den unnötigen Müll, bedingt durch die Plastikaufhänger.

Mit diesem Universal-Metallaufhänger befestigen Sie sicher Infusionsflaschen von 50 - 1000 ml.

Aus rostfreiem Leichtmetall, preiswert und praktisch, kein Medizinprodukt.

Тур	VE	REF
Flaschenhalter	1 Stück	G1 014



Isotone Kochsalzlösung 0,9 % Ecoflac Plus - B.Braun

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % ist eine Kochsalzlösung, die Ihnen über einen Venentropf zugeführt wird. Die Lösung enthält Kochsalz in einer Konzentration, die der Salzkonzentration im Blut entspricht.

Hinweis: apothekenpflichtig.

Тур	PZN	VE REF
250 ml, Ecoflac Plus	08609249	10 Flaschen H7 347873
500 ml, Ecoflac Plus	08609255	10 Flaschen H7 3200950
500 ml, Ecoflac Plus	08646871	10 Flaschen H7 9511083
1000 ml, Ecoflac Plus	08609261	10 Flaschen H7 3200970

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Natriumcitrat Lösung 3,13 %

Steril und pyrogenfrei

Тур	PZN	UK	VE	REF
10 ml Ampullen	03195010	540 Ampullen	10 Ampullen	H7 0304
100 ml Durchstichflasche	01218563	20 Flaschen	1 Flasche	B3 0704



Ampuwa Injektionslösung Fresenius

Hinweis: apothekenpflichtig.

Тур	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
50 ml, Flasche	1080011	06178443	20 Flaschen	H7 1004-FRE
100 ml, Flasche	B1012165	09235555	20 Flaschen	H7 1005-FRE
1000 ml, Flasche	1080231	00041447	10 Flaschen	H7 1006-FRE

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Isotonische Kochsalzlösung Ampullen Fresenius

Kunststoffampullen, zur Injektion Hinweis: apothekenpflichtig.

Тур	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
10 ml, Ampulle	B315263	06605514	720 Ampullen	20 Ampullen	H7 1000-FRE

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Isotonische Kochsalzlösung Faltenbalg Fresenius

Zur Blasenspülung.

Diese Faltenbalgflasche enthält 120 ml sterile, physiologische Kochsalzlösung, welche ideal zur internen und externen Anwendung für die Spülung von Blase, Magen- und Darmtrakt, Hämodialyse geeignet ist.

Auch ideal für das Befeuchten von Wunden und Verbänden.

Durch das Zusammendrücken des Faltenbalges leicht zu dosieren.

Тур	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
120 ml, Faltenbalg	1313121	07628902	10 Flaschen	H7 031161

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.





Isotonische Kochsalzlösung 0,9 % Fresenius

Isotonische ("physiologische") Natriumchloridlösung 0,9 %. Plasmaisotoner Flüssigkeitsersatz, besonders bei hypochlorämischer Azidose, Hyponatriämie, Trägerlösung für Medikamente.

Hinweis: apothekenpflichtig.

Тур	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
100 ml, Glasflasche (Weithals)	1310031	02159638	10 Flaschen	H7 1002-FRE
100 ml, Glasflasche (ISOLA)	B101156	08439712	20 Flaschen	H7 1011565
100 ml, Kunststoffflasche	PK03XE010D	04986179	40 Flaschen	H7 10010-FRE
250 ml, Glasflasche	B101354	00809049	10 Flaschen	H7 0301-FRE
250 ml, Kunststoffflasche	PK03XE025D10	01636355	10 Flaschen	H7 0305-FRE
500 ml, Glasflasche	B101353	00809061	10 Flaschen	H7 0306-FRE
500 ml, Kunststoffflasche	1310221	00809109	10 Flaschen	H7 0307
1000 ml, Kunststoffflasche	1310231	00809138	10 Flaschen	H7 1009-FRE

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.





Glucosteril 5 % Fresenius

 $\label{thm:continuous} \mbox{Trägerl\"{o}sung f\"{u}r\ kompatible\ Elektrolytkonzentrate\ und\ Medikamente}.\ \mbox{Zufuhr\ freien\ Wassers}.$

Hinweis: * apothekenpflichtig.

Тур	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
250 ml, Glasflasche*	B315456	00424585	10 Flaschen	H7 0308-FRE
500 ml, Glasflasche	1540967	00424616	10 Flaschen	H7 0313-FRE
500 ml, Kunststoffflasche	2700221	00424757	10 Flaschen	H7 0314-FRE

Pflichttext nach \S 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Ringerlösung Fresenius

Kurzfristiger, intravasaler Volumenersatz. Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente.

Hinweis: apothekenpflichtig.

Тур	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
500 ml, Glasflasche	3135051	00880550	10 Flaschen	H7 03114-FRE
500 ml, Kunststoffflasche	2600221	00880627	10 Flaschen	H7 03112-FRE
1000 ml, Kunststoffflasche	2600231	01836338	10 Flaschen	H7 2600234

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Ringer-Lactat-Lösung Fresenius

Flüssigkeitsersatz bei ausgeglichenem Säuren-Basen-Haushalt und bei leichter Azidose.

Ideal zum Spülen, besonders wirtschaftlich.

Hinweis: apothekenpflichtig.

Тур	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
500 ml, Kunststoff-Flasche	2620221	00879920	10 Flaschen	H7 0321-FRE

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Mit unseren Infusions-Sets, welche in unserem eigenen Reinraum zusammengestellt werden, stellen wir einen höchstmöglichen Hygienestandard bei der Versorgung von ZVK und Portpatienten sicher. Mit unseren Sets versorgen Sie ihre Patienten auf höchstem Niveau mit höchster Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Selbstverständlich können wir auch ganz individuell nach Ihren Vorgaben Ihr Wunschset erstellen, fragen Sie hierzu einfach bei uns an.







Mediware Set An- und Abhängeset für ZVK und Portsysteme

Bestehend aus:

Anhänge-Set - Beutel 1:

 $2\,x\,Untersuchungs\text{-}Handschuhe\,Latex,\,Gr.\,M,\,steril$

1 x Arbeitstuch 2-lagig 45 x 75 cm, steril

3 x Kanülen Nr. 1, 20 G x 1 ½, 40 x 0,90 mm, steril

6 x Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril

2 x Einwegspritzen LL 10 ml, 3-teilig, steril

1 x vorgefüllte Spritze 0,9 % NaCl, 10 ml, steril

1 x Mundschutz 3-lagig mit Ohrschlaufen

Abhänge-Set - Beutel 2:

1 x vorgefüllte Spritze 0,9 % NaCl, 10 ml, steril

2 x Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril

1 x Kombi-Verschluss-Stopfen rot, steril

Тур	PZN	VE	REF
An- und Abhänge-Set	16742548	1 Set	H7 978

570





Mediware Set Anhänge-Set für ZVK und Portpatienten

2 x Untersuchungs-Handschuhe Latex puderfrei Gr. M, steril

1 x Arbeitstuch 2-lagig, 45 x 75 cm, steril

5 x Kanülen Nr. 1, 20 G x 1 ½, 40 x 0,90 mm, steril

2 x Einwegspritzen LL, 10 ml, steril

6 x Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril

1 x vorgefüllte Spritze 0,9% NaCl, 10 ml, steril

1 x Mundschutz 3-lagig mit Ohrschlaufen

Тур	PZN	VE	REF
Anhänge-Set	16742554	1 Set	H7 979





Mediware Set Abhänge-Set für ZVK und Portpatienten

2 x Untersuchungs-Handschuhe Latex, puderfrei, Gr. M, steril

4 x Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril

1 x vorgefüllte Spritze 0,9% NaCl, 10 ml, steril

1 x Mundschutz 3-lagig mit Ohrschlaufen

1 x Kombi-Verschluss-Stopfen rot, steril

Тур	PZN	VE	REF
Abhänge-Set	16742560	1 Set	H7 980





Mediware Set Portnadel-Wechselset

Bestehend aus:

2 x Untersuchungs-Handschuhe Latex, puderfrei, Gr. M, steril

1 x Arbeitstuch 2-lagig, 45 x 75 cm, steril 4 x Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach, steril 1 x vorgefüllte Spritze 0,9 % NaCl, 10 ml, steril

1 x Mundschutz 3-lagig mit Ohrschlaufen 1 x Tegaderm Transparentverband, 10 x 12 cm, steril

1 x Urimed-Klett klein

1 x Kombi-Verschluss-Stopfen rot, steril

Тур	PZN	VE REF
Portnadel-Wechselset	16742577	1 Set H7 981





Infusionsbestecke - B.Braun

Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Einzeln steril verpackt.

Тур	PZN	VE	REF
Intrafix Primeline Classic, 150 cm		100 Stück	14 4062957
Intrafix Primeline Standard, 180 cm	00426779	100 Stück	14 4062981
Intrafix Air RV/P, mit Rückschlagventil, 180 cm	00412895	100 Stück	14 4063287
Intrafix Air-P, Standard, 150 cm (ohne PZN)		100 Stück	14 4062955
Intrafix Air-P, Standard, 150 cm	07666297	100 Stück	14 4062955-ORIG
Intrafix SafeSet Standard, 180 cm	01900697	100 Stück	14 4063000
Intrafix SafeSet mit Rückschlagventil, 180 cm	03688853	100 Stück	14 4063001
Intrafix SafeSet Neutrapur, PVC-frei, 180 cm	03688913	100 Stück	14 4063002
Proset Intrafix Primeline RV DWH 15 cm	09694180	100 Stück	I4 4182111



Infusionsset Intrapur Inline - B.Braun

PVC-freies Infusions-Filterset für die Applikation von Chemotherapeutika.

- » Gebrauchsfertiges Infusionsset mit 0,2 µm Infusionsfilter
- » Bakterien- und Partikelretention
- » Empfohlene Standzeit 24 Stunden
- » Lageunabhängige Luftabscheidung
- » Hohe Durchflussrate

Тур	PZN	VE	REF
Infusionsset, mit 0,2 µm Infusionsfilter	06866976	20 Stück	14 4099842N



Perfusor Leitungen - B.Braun

Infusionsleitung aus PVC zur Verwendung mit Spritzenpumpen Perfusor Leitungen aus PVC zur Verwendung mit Spritzenpumpen für

die Applikation unterschiedlichster Lösungen in der Infusionstherapie.

Eigenschaften:

- » Für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Spritzenpumpen bis zu einem Druck < 2 bar
- » Varianten ohne und mit extra dünnem Schlauchdurchmesser optional auch mit Schiebeklemme
- » Varianten ohne und mit integriertem 0,2 μ m Filter
- » Verfügbar in verschiedenen Längen und Materialien
- » Minimales Restvolumen
- » Luer-Lock-Ansätze
- » Nicht hergestellt mit DEHP

Тур	PZN	VE	REF
Standard, 1,5 x 2,7 mm, PVC, 150 cm	03814275	100 Stück	H7 8722960







 $Das\ be sonders\ preisaktuelle\ Infusions ger\"{a}t.$

- » Mit bakteriendichtem Luft- und Flüssigkeitsfilter
- » Mit 60 mm flexibler Tropfkammer
- » Große Rollklemme

Servodrop IG Schwerkraft

- » Zwischenstück latexfrei
- » Luer Lock-Anschluß mit Kappe

Für die Schwerkraft-Infusion!







PZN

13704553



REF

100 Stück H7 0303-E

Mediware Infusionsgerät

Für die Schwerkraftinfusion. Mit flexibler großer Tropfkammer, knickfreiem Schlauch, großer Rollklemme, bakteriendichtem Luftfilter, Luer Lock-Anschluß, Flüssigkeitsfilter 15 µm, Peel Verpackung. Nicht für Druckinfusionen verwendbar.

Mit latexfreiem Zuspritzstück. Ähnlich Perfudrop Air.

Тур	PZN	VE REF
IG Schwerkraft	05956476	100 Stiick H7 0303









Mediware Heidelberger Verlängerungen

Infusions-Schlauchverlängerung.

- » Mit Luer Lock-Anschluß
- $> Ø = 3 \times 4 \text{ mm}$
- » Nach GMP produziert
- » Einzeln steril verpackt

Länge	PZN	UK	VE REF
75 cm	13989857	200 Stück	50 Stück H7 1403
140 cm	14038035	200 Stück	50 Stück H7 1404







Mediware Infusions- / Perfusionsleitungen

- » Mit Luer Lock-Anschluß
- » Druckfest
- » \emptyset = 1,5 x 3 mm für venöse oder arterielle Infusionen
- » Maximaler Druck = 2 Bar
- » Passend für alle üblichen Spritzenpumpen
- » Einzeln steril verpackt

Länge	UK	VE	REF
150 cm	100 Stück	100 Stück	H7 1405
200 cm	200 Stück	50 Stück	H7 1406





BD Saf-T-Intima Sicherheitssystem

Der BD Saf-T-Intima Sicherheitsvenenverweilkatheter, der für die subkutane Infusionstherapie konzipiert wurde, umfasst fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, die helfen, das Risiko von Nadelstichverletzungen und Blutexposition zu minimieren.

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
ohne Y-	Anschluss					
22 G	19 mm	0,9 mm	blau	17755168	25 Stück	I4 383328
24 G	19 mm	0,7 mm	gelb	10011890	25 Stück	I4 383318
mit Y-Aı	nschluss					
22 G	19 mm	0,9 mm	blau	17755174	25 Stück	I4 383329
24 G	19 mm	0,7 mm	gelb	17755197	25 Stück	I4 383319

574





NEOPOINT®

Neopoint Einweg-Sicherheitsaufziehkanüle, stumpf, ohne Filter

- » Speziell entwickelt für die sichere Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten.
- » 45° Schliff für weniger Ausstanzungen bei Mehrdosenbehältnissen
- » Nicht zur Injektion geeignet
- » Mit Luer-Ansatz
- » Einzeln, steril geblistert

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
18 G x 1 1/2"	38 mm	1,2 mm	rot	16955445	100 Stück	L1 0400







NEOPOINT®

Neopoint Einweg-Sicherheitsaufziehkanüle, stumpf, mit Filter

- » Speziell entwickelt für die sichere Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten.
- » Der 5 µm-Filter filtert 98 % aller Partikel heraus.
- » 45° Schliff für weniger Ausstanzungen bei Mehrdosenbehältnissen
- » Nicht zur Injektion geeignet
- » Mit Luer-Ansatz
- » Einzeln, steril geblistert

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	PZN	VE	REF
18 G x 1 1/2"	38 mm	1,2 mm	flieder	16886856	100 Stück	L1 0401



BD Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanülen

- » Spitze und scharfe Gegenstände werden nicht mehr benötigt
- » Der Kraftaufwand, der benötigt würde, um die Haut zu durchdringen, ist um ein Vielfaches höher als bei einer Standardkanüle
- » BD Blunt Fill Kanüle ohne Filter: schnell zu befüllen, auch für viskose Medikamente geeignet
- » Erprobte Wirksamkeit
- » Kosteneffizient
- » Speziell entwickelt für die sichere Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten
- » Der 5-Mikrometer-Filter filtert 98 % aller Partikel heraus
- » 45° Schliff für weniger Ausstanzungen bei Mehrdosenbehältnissen
- » Leichtes Eindringen in die Stechampullen (z. B. Mehrdosenbehältnisse) durch schrägen Anschnitt

Gauge	Länge	Durchmesser	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
ohne Filter							
18 G x 1 1/2"	40 mm	1,2 mm	rot	303129	04856353	100 Stück	I3 305180
mit 5 μm Filt	er						
18 G x 1 1/2"	40 mm	1,2 mm	flieder		04856235	100 Stück	I4 305211



Discofix-3 Dreiwegehähne - B.Braun

Mehrwegehahnsystem für Infusionstherapie und Monitoring

- » Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme
- » Durchflussbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- » Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
- » Frei von PVC und Latex
- » 360° drehbar

Farbe	PZN	UK	VE	REF
blau	02133047	200 Stück	50 Stück	l4 4095111
rot	03200604	200 Stück	50 Stück	l4 4095120
weiß	03200627	200 Stück	200 Stück	l4 4095146





- » Steril
- » Zum Einsatz in der simultanen Infusionstherapie und Monitoring
- » 360° drehbar
- » Mit Luer Lock-Anschlüssen

Aus lipidbeständigem PSU-Material

Farbe	UK	VE REF
blau	1800 Stück	150 Stück H7 2640010
rot	1800 Stück	150 Stück H7 2640020
weiß	1800 Stück	150 Stück H7 2640030









Discofix C Dreiwegehahn blau - B.Braun

- » Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn für mehr Sicherheit in der Infusionstherapie
- » Undichtigkeiten und die daraus möglicherweise resultierenden Gefährdungen für Patient und Anwender werden verhindert
- » Schnelle und sichere Konnektionen zuverlässige Verbindung auch bei langfristiger Anwendung
- » Problemloser Zugang durch den Rotationsadapter bei Injektionen und Aspirationen
- » Der Klick-Mechanismus spürbares Einrasten und exakte Positionierung des Kükens in 45°-Position
- » Latex- und DEHP-frei
- » Farbe: blau

Тур	PZN	VE	REF
mit Rotationsadapter	03672131	100 Stück	I4 16494C
mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 10 cm	03672579	50 Stück	14 16500C



Discofix C Dreiwegehahn blau - B.Braun

Arzneimittelbeständige Mehrwegehahnsysteme für Infusionstherapie und Monitoring. Farbe: blau

Тур	UK	VE	REF
mit Verbindungsleitung 10 cm	200 Stück	50 Stück	I4 16502C



Discofix-3 Dreiwegehahn mit Verbindungsleitung - B.Braun

 $Mehrwege hahn system \ f\"{u}r\ Infusions the rapie\ und\ Monitoring.$

Farbe: blau.

- » Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme
- » Durchflussbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- » Latex-frei

Тур	PZN	UK	VE	REF
mit Verlängerung 10 cm	02133076	200 Stück	50 Stück	14 4098102



Infuvalve - B.Braun

Rückschlagventil zur Konnektion mit Infusionssystemen.

- » Rückflussverhinderung in Infusionsleitungen bei Parallelinfusionen
- » Latex-frei

Тур	PZN	VE	REF
Infuvalve Rückschlagventil	02232430	50 Stück	14 4094000N



SafeStep Huber Sicherheits-Infusionsset

Ohne Zuspritzmöglichkeit.

- » Leichter, einfacher Sicherheitsmechanismus
- » Transparente Basisplatte bietet ausgezeichnete Sichtbarkeit beim Platzieren
- » Nadelfreier Konnektor
- » Der integrierte Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen.

Gauge	Flussrate	PZN	VE REF	
19 G x 19 mm	1680 ml/hr	00353879	25 Stück H7 LH0033	
19 G x 25 mm	1680 ml/hr	00354465	25 Stück H7 LH0034	
19 G x 38 mm	1680 ml/hr	00354488	25 Stück H7 LH0040	
20 G x 19 mm	960 ml/hr	00354904	25 Stück H7 LH0031	
20 G x 25 mm	960 ml/hr	00354910	25 Stück H7 LH0032	
20 G x 38 mm	960 ml/hr	00355097	25 Stück H7 LH0038	



Extra-Spike Plus

Die praktische Entnahmekanüle zur Mehrfachentnahme und zum Zuspritzen.

- » Mit Klapp-Verschlußkappe
- » Luer Lock-Ansatz
- » Auch geeignet für kleine Flaschen
- » Nadellänge = 20 mm
- » Gehäuselänge = 35 mm
- » Einzeln steril verpackt

Farbcode	PZN	Hersteller-Nr.	VE	REF
Chemo, mit P	artikelfilter 5 μm	n, mit Belüftungsfilter 0	,2 μm	
rot	03416103	90132200/2902822	400 Stück	H7 901322
ohne Partike	filter, mit Belüft	ungsfilter 3 µm		
grün	03416801	2902802	400 Stück	H7 901300
mit Partikelfi	lter 5 μm, mit Be	elüftungsfilter 3 µm		
blau	03415894	2902812	400 Stück	H7 901350



Extra Spike

- » Entnahmekanüle mit Stahlnadel für die Mehrfachentnahme aus Kleinstflaschen.
- » Mit Belüftung
- » Bakterienfilter
- » Minimales Restvolumen
- » Einzeln steril verpackt

Тур	PZN	VE	REF
Extra Spike Air Stahlkanüle	03415463	400 Stück	H7 9211000



Mini-Spike Plus - B.Braun

Mini-Spike – Zuspritz- und Entnahmespike

- » Einfache Handhabung
- » Wirtschaftliches Arbeiten
- » PVC- und Latex-frei

Тур	PZN	VE	REF
Mini-Spike Plus mit Filter	07423465	50 Stück	14 4550234
Mini-Spike Plus mit Mikrospitze	02157964	50 Stück	I4 4550510



Mini-Spike Plus mit Filter - B.Braun

Mehr Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit für die Arzneimittelzubereitung

Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehälter.

Leichte Entnahme und Zugabe von Arzneimittel durch optimalen Druckausgleich. Reduziertes Kontaminationsrisiko bei der Entnahme und Präparation durch den integrierten bakterienretentiven 0,45 µm Belüftungsfilter. Leichtes Arbeiten und verbesserte Hygiene bei der Mehrfachentnahme aus Mehrdosenbehältern, durch grünen, dicht schließenden Schnappdeckel und geschützten Luer-Lock-Anschluss.

Тур	PZN	UK	VE	REF
Mini-Spike Plus Entnahme-/	07423488	100 Stück	50 Stück	14 4550242
7usnritzsnike				



Transfer-Set

Das Transfer-Set ist eine Überleitungskanüle zum Mischen von Lösungen / Medikamenten und zum Auflösen von Lyophilisaten.

- » Einzeln steril verpackt (EO)
- » Latexfrei
- » Haltbarkeit: 5 Jahre

Тур	PZN	UK	VE	REF	
Transfer-Set,	01281395	1000 Stück	100 Stück	H7 90100000	
kurze Form					



Transofix Transfer-Set - B.Braun

Transfer-Set für sterile Flüssigkeiten.

- » Auflösen von Lyophilisaten
- » Mischen von Lösungen und Arzneimitteln
- » Aufschwemmen von Ery-Konzentrat
- » Schlanke, leicht silikonisierte Einstichdorne mit abgerundetem Schliff, um Abscherungen von Gummi-Partikeln zu vermeiden
- » Kurzer Einstechdorn für Flaschen bis 100 ml
- » Komfortable Griffplatte

Тур	PZN	UK	VE	REF
Transofix Transfer-Set	03033218	200 Stück	50 Stück	14 4090500



Spritzenadapter

Für Luer Spritzen / auf Rekord-Kanüle. Steril verpackt. Farbe: blau.

Тур	UK	VE	REF
Spritzenadapter	5000 Stück	100 Stück	H7 1706





Verschlussstopfen - Luer positiv / Luer negativ

Gelb, steril verpackt.

Тур	UK	VE	REF
Verschlussstopfen	5000 Stück	100 Stück	H7 1704



Verschlusskappen - für Luer Lock Systeme

Gelb, Luer Lock IN, steril verpackt.

Тур	PZN	UK	VE	REF
Verschlusskappe	03470545	2000 Stück	100 Stück	H7 1705



Kombi Verschlusskappen - Luer Lock

Für sicheren Verschluss aller Luer Lock-Anschlüsse IN und OUT, steril verpackt, rot.

Тур	UK	VE	REF
Verschlusskappe	5000 Stück	100 Stück	H7 1702



${\bf Einspritz\ Verschluss kappen\ In-Stopfen}$

Luer Lock, mit Latexmembran, einzeln steril verpackt.

Тур	PZN	UK	VE	REF
Verschlusskappe	03443815	2000 Stück	100 Stück	H7 1708



Combi Stopper Verschlusskonus - B. Braun

Verschlusskonus Luer-Lock weiblich/männlich.

- » Aus Polyethylen (PE)
- » Zum idealen Verschließen aller weiblichen und männlichen Luer-Anschlüsse
- » Steriler Verschluss aller Arten von Anschlüssen am Infusion-Set
- » Sicherer Verschluss von vorgefüllten Spritzen

Farbe	PZN	UK	VE	REF
rot	03200685	1000 Stück	100 Stück	I4 4495101
blau	00812057	1000 Stück	100 Stück	I4 4495152





Soft-Hand Cotton Zwirnhandschuhe

Jetzt können Sie unter 2 optimierten Verpackungen bei unseren Soft-Hand Cotton Zwirnhandschuhen wählen:

- » Paarweise im Displaykarton verpackt, mit Maßtabelle auf dem Karton, 4-sprachig beschriftet.
- » 5 Paar im Polybeutel, ideal für alle Großverbraucher. So wird nichts mehr im Lager staubig und schmutzig.

Größe	PZN	VE REF
Paarweise im Karton		
7 - extra klein	04016191	1 Paar H9 1007
3 - klein	04016222	1 Paar H9 1008
9 - mittel	04016239	1 Paar H9 1009
10 - groß	04016274	1 Paar H9 1010
11 – extra groß	04016297	1 Paar H9 1011
12 – extra extra groß	04016305	1 Paar H9 1012
5 Paar im Beutel		
7 - extra klein	13343411	5 Paar H9 7
3 - klein	13343428	5 Paar H9 8
9 - mittel	13343434	5 Paar H9 9
10 - groß	13343440	5 Paar H9 10
11 – extra groß	13343457	5 Paar H9 11
12 – extra extra groß	13343463	5 Paar H9 12





So unterschiedlich wie Hände sind, so klar konzipiert sollte die Lösung zur Entnahme der einzelnen Handschuhgrößen sein. Der Triple bietet eine einfache Bestückung mit Spenderkartons der Größen S, M und L. Durch das Schlüsselloch-System ist er schnell und ohne Werkzeug von der Wand zu entfernen und wieder anzubringen.

- » Aus hochwertigem Edelstahl
- » Oberfläche matt gebürstet
- » Kennzeichnung zum Bestücken der Kartons
- » Schlüsselloch-System für die schnelle Montage
- » Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel liegen bei

Technische Daten: Halter Triple, passend für 3 Spenderkartons, Maße (L x B x H): 392 x ca. 258 x 96 mm

Тур	Für	UK	VE	REF
Halter Triple	Spenderboxgrösse 250 x 132 x 75 mm	10 Stück	1 Stück	H8 00953





Halter F75/F90 für Handschuhdispenser

Halter für die meisten Standard Latex- und Nitril Handschuh-Dispensergrößen hervorragend geeignet. Durch das Schlüsselloch-System sind sie schnell und ohne Werkzeug von der Wand zu entfernen und wieder anzubringen.

- » Passend für 1 Spenderkarton
- » Aus hochwertigem Edelstahl
- » Oberfläche matt gebürstet
- » Schlüsselloch-System für die schnelle Montage
- » Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel liegen bei

Technische Daten: Maße Halter F75 (L \times B \times H): 250 \times 135 \times 80mm, Maße Halter F90 (L \times B \times H): 250 \times 135 \times 95 mm

Тур	Für	UK	VE	REF
Halter F75	Spenderboxgrösse 250 x 135 x 80 mm (L x B x H)	20 Stück	1 Stück	H8 00952
Halter F90	Spenderboxgrösse 250 x 135 x 95 mm (L x B x H)	20 Stück	1 Stück	H8 00955

Universal Wandhalter

Dieser praktische Wandhalter dient zur Aufnahme von Spenderboxen unterschiedlicher Größen.

Einmal-Handschuhe, Tissues oder Wischtücher können sicher und schnell mit einer Hand entnommen werden. Zum Einsetzen der Spenderbox wird der Spannschieber mit der Box nach oben geschoben und dann heruntergelassen.

Die "Zähne" halten die Box fest.

Sie können Spender sämtlicher Hersteller benutzen und sind nicht an ein System gebunden. Aus Kunststoff.

Тур	VE	REF
Universal-Wandhalter	1 Stück	N9 0850





Soft-Hand Hi-Risk - Latex - puderfrei

Untersuchungshandschuhe

Die bekannten Hi-Risk - Untersuchungshandschuhe für Laborzwecke in blauer Farbe aus Latex. Für Arbeiten in Labor, Zytologie besonders empfehlenswert, unsteril.

Diese Handschuhe haben folgende Vorteile:

- » Der Handschuh ist dicker als normale Latexhandschuhe
- » Die Innen- und Außenseiten sind leicht gerauht
- » Der Handschuh hat eine verlängerte Stulpe mit Rollrand

Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 421 und medizinischer Untersuchungshandschuh nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Umkarton: 10 x 50 Stück

Größe	VE REF
S - klein	50 Stück H9 7050
M - mittel	50 Stück H9 7051
L - groß	50 Stück H9 7052
XL – extra groß	50 Stück H9 7053



servoprax oft-hand

Soft-Hand Vinyl - puderfrei

Untersuchungshandschuhe

Antiallergisch, garantiert puderfrei. Ideal für Elektronik, Lebensmittelbranche, Gewerbe und Labor. Besonders weiche, angenehme Folie, reißfest und dehnbar. Unsteril. Links und rechts verwendbar.

Umkarton: 10 x 100 Stück

Größe	PZN	VE	REF
XS – extra klein	08750663	100 Stück	H9 2999
S - klein	08750686	100 Stück	H9 3000
M - mittel	08750692	100 Stück	H9 3001
L - groß	08753319	100 Stück	H9 3002
XL - extra groß	08754655	100 Stück	H9 3003





Soft-Hand Latex - puderfrei

Untersuchungshandschuhe

Bei Hautproblemen sollten Sie den puderfreien Soft-Hand Handschuh verwenden. Mehrfach gewaschen, ohne Puderrückstände und der Anteil der allergieauslösenden Proteine ist besonders niedrig. Leicht angerauhte Oberfläche, doppelt chloriniert, kräftige Qualität: 6,8 gr (Mittelwert) / Stück. Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 421 und medizinischer Untersuchungshandschuh nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Umkarton: 10 x 100 Stück

HMV-Gruppe: 19.99.01.0xxx

Größe	PZN	VE	REF
XS – extra klein	08843092	100 Stück	H9 0400
S - klein	00368740	100 Stück	H9 0401
M - mittel	00368757	100 Stück	H9 0402
L - groß	00368763	100 Stück	H9 0403
XL - extra groß	00368786	100 Stück	H9 0404



Lifeguard Latex - puderfrei

Untersuchungshandschuhe

Dieser Handschuh ist mehrfach gewaschen, enthält keine Puderrückstände und der Anteil der allergieauslösenden Proteine ist niedrig. Angenehmer Tragekomfort, leicht angerauhte Oberfläche, einmal chloriniert. Kräftige Qualität: 6,0 gr (Mittelwert)/ Stück. Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 421 und medizinischer Untersuchungshandschuh nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Umkarton: 10 x 100 Stück

Größe	VE REF
XS – extra klein	100 Stück H9 100400
S – klein	100 Stück H9 100401
M - mittel	100 Stück H9 100402
L - groß	100 Stück H9 100403
XL - extra groß	100 Stück H9 100404





Soft-Hand Nitril Blue - puderfrei

Untersuchungshandschuhe

Dieser Untersuchungshandschuh besteht aus Nitril, ein synthetischer Latex. Dieses Produkt hat keine Puderung und erzeugt keine Latexallergien. Latex- und puderfrei. Besonders angenehm in der Langzeitanwendung, blau zum besseren Erkennen. Für die Chemotherapie geeignet. Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 421 und medizinischer Untersuchungshandschuh nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Umkarton: 10 x 100 Stück

HMV-Gruppe: 19.99.01.0xxx

Größe	PZN	VE REF
S – klein	08755850	100 Stück H9 7000
M - mittel	08755867	100 Stück H9 7001
L - groß	08755873	100 Stück H9 7002
XL – extra groß	08755896	100 Stück H9 7003



servoprax oft-hand

Soft-Hand Nitril - White Sensitive - puderfrei

Unter such ung shand schuhe


Dieser Untersuchungshandschuh besteht aus Nitril, einem synthetischen Latex. Er hat keine Puderung und erzeugt keine Latexallergien. Leichte, besonders sensitive Qualität, ideal für Untersuchungen und Laborarbeiten. Handschuh mit Doppelfunktion als Schutzhandschuh nach PSA Verordnung (EU) 2016/425 Cat. III, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 421 und medizinischer Untersuchungshandschuh nach MDR (EU) 2017/745, EN 455:1 -4.

Farbe: weiß

Umkarton: 10 x 200 Stück

Größe	PZN	VE REF
XS – extra-klein	09772603	200 Stück H9 0699
S - klein	09772626	200 Stück H9 0700
M - mittel	09772632	200 Stück H9 0701
L - groß	09772649	200 Stück H9 0702
XL – extra groß	11689849	200 Stück H9 0703









servoprax oft-hand

Soft-Hand Poly Classic

Die bewährten, preiswerten Poly Classic-Handschuhe in Damen- und Herrengröße. Die 100er Packung ist in der Polytüte verpackt und die 500er Packung ist im Karton verpackt.

Тур	PZN	UK	VE REF
Damengröße			
100er Polytüte	00368869	10000 Stück	100 Stück H9 0101
500er Karton		10000 Stück	500 Stück H9 0151
Herrengröße			
100er Polytüte	00368875	10000 Stück	100 Stück H9 0102
500er Karton		10000 Stück	500 Stück H9 0152





servoprax soft-hand

Handschuhe mit verlängerter Stulpe

Aus weicher, dehnbarer Folie, leicht grün getönt. Angenehmes Tastempfinden, besonders dicht und reißfest. In der praktischen Entnahmebox, unsteril. Umkarton: 50 x 100 Stück

Größe	UK	VE	REF
S - klein	5000 Stück	100 Stück	H9 1001
M - mittel	5000 Stück	100 Stück	H9 1002
L – groß	5000 Stück	100 Stück	H9 1003
XL - extra groß	5000 Stück	100 Stück	H9 1004





servoprax oft-hand

Soft-Hand Copolymer - unsteril

Untersuchungshandschuhe

Weiche, sensitive Folie. Diese Handschuhe sind zum besseren Hineinschlüpfen auf Papier gezogen. Das Anziehen ist kinderleicht. Umkarton: 10 x 100 Stück

HMV-Gruppe: 19.99.01.0xxx

Größe	PZN	UK	VE REF
S - klein	00368556	1000 Stück	100 Stück H9 1201
M - mittel	00368562	1000 Stück	100 Stück H9 1202
L - groß	00368579	1000 Stück	100 Stück H9 1203



Untersuchungshandschuhe

Diese Handschuhe sind zum besseren Hineinschlüpfen auf Papier gezogen. Das Anziehen ist kinderleicht. Weiche, sensitive Folie. Wahlweise einzeln oder paarweise steril im Peel Pack erhältlich, puderfrei.

illity diappe. 15.55.01.1888			
Größe	PZN	UK	VE REF
einzeln, steril			
S - klein	12377017	2000 Stück	100 Stück H9 4401
M - mittel	12377000	2000 Stück	100 Stück H9 4402
L - groß	12376992	2000 Stück	100 Stück H9 4403
paarweise, steril			
S - klein	11188484	1000 Paar	50 Paar H9 4601
M - mittel	11188509	1000 Paar	50 Paar H9 4602
L - groß	11188515	1000 Paar	50 Paar H9 4603









OP-Handschuhe

Verlängerte Stulpe, mit eingeprägter Größenangabe, paarweise verpackt, mehrfach gewaschen = geringster Proteingehalt, leicht gerauhte Innenflächen für den optimalen Griff, anatomische Form. Steril.

Umkarton: 6 x 50 Paar

Größe	PZN	UK	VE REF
6 - extra klein	09223121	300 Paar	50 Paar H9 0506
6 1/2 - klein	09223173	300 Paar	50 Paar H9 05065
7 - mittel	09223196	300 Paar	50 Paar H9 0507
7 1/2 - mittel	09223204	300 Paar	50 Paar H9 05075
8 - groß	09223210	300 Paar	50 Paar H9 0508
8 1/2 - extra groß	09223227	300 Paar	50 Paar H9 05085









OP-Handschuhe

Leicht gepuderte Ausführung, helle Qualität, leicht gerauht, anatomische Form. Steril. Umkarton: 6×50 Paar

Größe	PZN	UK	VE REF
6 - extra klein	00368355	300 Paar	50 Paar H9 0556
6 1/2 - klein	00368378	300 Paar	50 Paar H9 05565
7 - mittel	00368390	300 Paar	50 Paar H9 0557
7 1/2 - mittel	00368415	300 Paar	50 Paar H9 05575
8 - groß	00368438	300 Paar	50 Paar H9 0558
8 1/2 - extra groß	00368450	300 Paar	50 Paar H9 05585









Untersuchungshandschuhe

Paarweise steril verpackte, puderfreie Untersuchungshandschuhe.

Diese Handschuhe haben eine verlängerte Stulpe, sind leicht angerauht für einen optimalen Griff, mehrfach gewaschen, daher nur geringster Proteingehalt: kaum Allergiegefahr, besonders angenehm beim Tragen.

Umkarton: 6 x 50 Paar

HMV-Gruppe: 19.99.01.1xxx

Größe	PZN	UK	VE	REF
S – klein	00368792	300 Stück	50 Paar	H9 0301
M - mittel	00368800	300 Stück	50 Paar	H9 0302
L - groß	00368817	300 Stück	50 Paar	H9 0303









Soft-Hand Clean einzeln steril verpackt

Untersuchungshandschuhe

Einzeln steril verpackte, puderfreie Untersuchungshandschuhe.

Diese Handschuhe haben eine verlängerte Stulpe, sind leicht angerauht für einen optimalen Griff, mehrfach gewaschen, daher nur geringster Proteingehalt: kaum Allergiegefahr, besonders angenehm beim Tragen.

Umkarton: 6 x 100 Stück

Größe	PZN	UK	VE	REF
S - klein	00368852	600 Stück	100 Stück	H9 0201
M - mittel	00368846	600 Stück	100 Stück	H9 0202
L - groß	00368823	600 Stück	100 Stück	H9 0203





Sempermed Supreme OP-Handschuhe

Steriler, puderfreier OP-Handschuh, mit synthetischer Innenbeschichtung.

Der Handschuh ist mehrfach gewaschen, besonders protein- und reizstoffarm und besticht durch sehr gute Hautverträglichkeit. Hoher Tragekomfort durch vollanatomische Form, breiteren Handrücken und natürlich gekrümmte Fingerform. Er ist wie eine kaum spürbare zweite Haut. Und wo es wirklich zur Sache geht, profitieren Sie von der problemlosen doppelten Anziehbarkeit. Paarweise steril verpackt. Für doppelte Behandschuhung geeignet

» Material: Naturlatex / naturfarben» Form: vollanatomisch mit Rollrand

» Außenseite: mikrorauh

» Innenseite: glatt, puderfrei, synthetische Innenbeschichtung

» Steril, EN 455, AQL 1

Umkarton = 300 Paar.

Größe	VE REF
6 - extra klein	50 Paar H9 0666
6,5 - klein	50 Paar H9 06665
7 - mittel	50 Paar H9 0667
7,5 - mittel	50 Paar H9 06675
8 - groß	50 Paar H9 0668
8,5 - extra groß	50 Paar H9 06685
9 – extra extra groß	50 Paar H9 0669



Sempermed Derma Plus OP-Handschuhe

Steriler, gepuderter OP-Handschuh mit mikrorauer Oberfläche für sicheren Griff. Die vollanatomische Passform und der geschmeidige Latexfilm sorgen für entspanntes Arbeiten im OP. Paarweise steril verpackt.

» Material: Naturlatex, hell

» Form: vollanatomisch mit Rollrand

» Außenseite: mikrorauh» Innenseite: glatt, gepudert

» Steril, EN 455, AQL 1

Umkarton = 300 Paar

Größe	VE REF
6 - extra klein	50 Paar H9 0706
6,5 - klein	50 Paar H9 07065
7 - miitel	50 Paar H9 0707
7,5 - mittel	50 Paar H9 07075
8 - groß	50 Paar H9 0708
8,5 - extra groß	50 Paar H9 07085
9 – extra extra groß	50 Paar H9 0709



Vasco OP-Sensitive Handschuhe - B.Braun

Paarweise steril verpackt, hypoallergen, anatomische Passform, innen beschichtet, aus Naturlatex, puderfrei.

Umkarton = 400 Paar

Größe	PZN	VE	REF
6 - extra klein	04423826	40 Paar	H9 6081002
6,5 - klein	04423832	40 Paar	H9 6081010
7 - mittel	04423849	40 Paar	H9 6081029
7,5 - mittel	04423855	40 Paar	H9 6081037
8 - groß	04423861	40 Paar	H9 6081045
8,5 - extra groß	04423878	40 Paar	H9 6081053
9 – extra extra groß	00539555	40 Paar	H9 6081060



servoprex oft-hand









Soft-Hand Latex Fingerlinge

Untersuchungsfingerlinge

Ideal verpackt:

» Geschützter Polybeutel = 100 Stück » Dispenserkarton = 2.500 Stück » Umkarton = 20.000 Stück

Größe	PZN	VE	REF
klein	01041656	100 Stück	H9 0100
mittel	01041662	100 Stück	H9 0103
groß	01041679	100 Stück	H9 0104
extra groß	01041685	100 Stück	H9 0105





Amnicot Fruchtblasensprenger

Für die sichere Fruchtblasenöffnung

Der Amnicot-Fruchtblasensprenger besteht aus einem Gummifingerling mit einem fest aufgesetzten, kleinen Kunststoffhaken/Schneide. Dieser Fingerling wird auf den Mittel- oder Zeigefinger einer steril behandschuhten Hand aufgesetzt.


Es ist wichtig darauf zu achten, daß der Haken sich oben auf dem Finger befindet. Jetzt wird die Fruchtblasensprengung für den behandelnden Arzt/ Ärztin bzw. die Hebamme und für die Patientin wesentlich leichter.

- » Einfach zu verwenden
- » Weniger Schmerz, weniger Angst
- » Exakte Plazierung des Schneidhakens
- » Keine Assistenz nötig
- » Keine Lithotomie nötig
- » Geringe Kosten

Тур	UK	VE	REF
Fruchtblasensprenger	100 Stück	1 Stück	H7 01500







Mediware Vaginal Spekulum

- » Rändel-Verstellschraube stufenlos verstellbar
- » Phthalatfrei
- » Stark haltende Verriegelungen
- » Einfaches und schnelles Öffnen aus der Sterifolie
- » Farblich markiert, um schnell die richtige Größe identifizieren zu können.
- » Einzeln steril verpackt
- » Separat erhältlich: mehrfach verwendbare LED Beleuchtung

Unser Vaginal-Spekulum ist in 6 Größen erhältlich:

	J 1		
XXXS	extra extra extra small	Ø 12 mm	gelb
XXS	extra extra small	Ø 15 mm	lila
XS	extra small	Ø 20 mm	weiß
S	small	Ø 24 mm	blau
M	medium	Ø 26 mm	rot
L	large	Ø 30 mm	grün



Тур	Durchmesser	UK	VE REF
XXXS	12 mm	100 Stück	25 Stück 15 80099
XXS	15 mm	100 Stück	25 Stück
XS	20 mm	100 Stück	25 Stück
S	24 mm	100 Stück	25 Stück
M	26 mm	100 Stück	25 Stück
L	30 mm	100 Stück	25 Stück
Musterset, unsteril			6 Stück

6 Stück (1 x XXXS, XXS, 1 x XS, 1 x S, 1 x M, 1 x L)

Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Universal I FD-I euchte. inkl. nicht wechselbaren Batterien	10 Stück	15 85000

592



Тур	Durchmesser	VE	REF
XXXS	12 mm	100 Stück	15 90099
XXS	15 mm	100 Stück	I5 90100
XS	20 mm	100 Stück	I5 90101
S	24 mm	100 Stück	I5 90102
M	26 mm	100 Stück	I5 90103
	30 mm	100 Stück	I5 90104
Musterset, unsteril,		6 Stück	I5 90100-P

6 Stück (1 x XXXS, 1 x XXS, 1 x XS, 1 x S, 1 x M, 1 x L)









Universal LED-Leuchte

Blau mit Adapter-Clip

 $Optimale\ Beleuchtungshilfe-universelle\ Einsatzm\"{o}glichkeit.$

Batterien mit max. 2 Stunden konstanter Beleuchtung, inkl. An-/Aus-Schalter.

Z. B. für transparente E. Proktoskope, Rektoskope, Vaginal Spekula diverser Hersteller.

Mittels elastischem Adapter-Clip am Instrumentenrand leicht zu fixieren.

Тур	VE	REF
Universal LED-Leuchte, inkl. nicht wechselbaren Batterien	10 Stück	15 85000







Mediware IUP-Set

Mediware IUP-Set für den Einmalgebrauch, einzeln steril verpackt.

Das Einbringen und Entfernen von Intrauterinpessaren (IUP) gehört zur täglichen Routine in der gynäkologischen Praxis. Der Eingriff ist mit hochwertigen sterilen Einmalinstrumenten hygienisch sicher und durch Wegfall der aufwendigen Aufbereitung kostengünstig für den Anwender.

Das sterile Mediware IUP-Set enthält:

- » Hakenzange nach Pozzi
- » Fasszange 25 cm
- » Fadenschere 22 cm
- » Uterussonde gerade nach Ramister

Тур	VE	REF
Mediware IUP-Set	1 Set	H7 19010



Uterussonde nach Sims

Biegsam, graduiert mit cm-Skala.

Länge	VE REF
32 cm	1 Stiick 15 740



IUP Fasszange

1:2 Zähne

Länge	VE	REF
45 cm	1 Stück	I5 743



Hakenzange nach Schröder

Mit Rastersperre

Länge	VE	REF
25 cm	1 Stück	15 742







Celltip Abstrichbürste

Endocervical- bzw. Vaginalabstriche und Probenentnahmen können Sie mit der Cytobrush gezielt entnehmen. Die spiralförmig angebrachten Nylonbürsten fördern ausreichend Zellmaterial für aussagefähige Proben. Mit biegsamen Kunststoffträgern.

10 Bürsten im Polybeutel, UK: 10 Beutel

Тур	Länge	UK	VE	REF
unsteril	20 cm	100 Stück	10 Stück	B9 1200






Celltip Economy GYN Abstrichbürste

 $\label{thm:local-bzw.} I deal f \"{u}r \ Endocervical-bzw. \ Vaginal abstriche \ und \ Probenent nahmen, in unserer \ Economy-Verpackung.$

Тур	Länge	UK	VE	REF
unsteril	20 cm	6000 Stück	100 Stück	B9 1300





Celltip PLUS Economy Abstrichbürste

mit Sicherheitsspitze (Safety Tip)

Für Endocervical- bzw. Vaginalabstriche und Probenentnahmen, mit vorgesägter Spitze zum leichten Abbrechen für Untersuchungen in der Petrischale.

Тур	Länge	UK	VE	REF
unsteril	20 cm	6000 Stück	100 Stück	B9 1300ST





Celltip Economy GYN Abstrichbürste einzeln

Für die Vorsorgeuntersuchungen, einzeln steril verpackt, 20 cm lang, biegsam.

Тур	Länge	UK	VE	REF	
steril	20 cm	3000 Stück	50 Stück	B9 1400-S	





Mediware Proktoskope aus Kunststoff steril

Aus glasklarem Polystyrol

Mit Beleuchtungseinsatz. Die völlig glatte Oberfläche erleichtert die Untersuchung und verhindert mögliche Verletzungen. Einzeln steril im Polybeutel verpackt.

Größe	UK	VE	REF
S	100 Stück	1 Stück	I5 500S
M	100 Stück	1 Stück	I5 501S
L	100 Stück	1 Stück	I5 502S



Universal LED-Leuchte

Blau mit Adapter-Clip

Optimale Beleuchtungshilfe - universelle Einsatzmöglichkeit.

 $Batterien\ mit\ max.\ 2\ Stunden\ konstanter\ Beleuchtung, inkl.\ An-/Aus-Schalter.$

Z. B. für transparente E. Proktoskope, Rektoskope, Vaginal Spekula diverser Hersteller.

 $\label{thm:mittels} \mbox{Mittels elastischem Adapter-Clip am Instrumentenrand leicht zu fixieren.}$

Тур	VE	REF
Universal LED-Leuchte, inkl. nicht wechselbaren Batterien	10 Stück	15 85000

596












Mediware Einmalpinzetten - steril

Einzeln steril verpackt, anatomische Form, zum sicheren Erfassen im med. Arbeitsfeld.

Тур	UK	VE	REF
steril	600 Stück	50 Stück	H7 301





Mediware Einmalpinzetten - unsteril

Anatomische Form, zum sicheren Erfassen im med. Arbeitsfeld. Unsteril, im Polybeutel verpackt.


Тур	UK	VE	REF
unsteril	1000 Stück	100 Stück	H7 3010



Einmal Nabelklemmen

Neue Form mit sicherem, nicht lösbarem Doppelverschluss. Einzeln steril im Peel Pack.

Тур	Farbe	VE REF
Nabelklemme	weiß	500 Stück H7 305





Mediware Universalklemmen Typ Pean

Autoklavierbar, unsteril, aus glasfaserverstärktem Polyamid, kräftiges Modell.

Тур	Farbe	UK	VE	REF
Pean	grün	1000 Stück	50 Stück	H7 1800



Universalklemmen Typ Kocher

Die gezahnte Spitze eignet sich als Tupferhalter, der anschließende Teil ist für das sichere Abklemmen von Kathetern und Sonden geeignet, besonders preiswert.

Ту	р	Farbe	UK	VE	REF
Ко	cher	blau	1000 Stück	250 Stück	F5 0304



Mediware Mundschutz TYP IIR, 3-lagig aus PP. Der Mundschutz Typ IIR ist eine OP-Maske mit ausgezeichneter Filterwirkung.

Mediware chirurgischer Mundschutz mit Ohrschlaufen, 3-lagig

Aus zelluloser Filterfolie

- » Hochwertiges PP-Vlies, 3-lagig
- » Resistent gegen Aerosole, Flüssigkeiten und Blut
- » Ausgezeichnete Filterleistung 98 % BFE
- » Mit latexfreien Ohrschlaufen.
- » Integrierter Nasenbügel, anatomisch einstellbar für guten Sitz
- » Zum einmaligem Gebrauch
- » Ideal für den OP
- » Geeignet als Fremdschutz vor Tröpfcheninfektion

EN 14683:2019 + AC:2019. Typ IIR

Farbe: eine Seite: blau / eine Seite: weiß

Spenderkarton: 50 Stück Umkarton: 40 x 50 Stück

Das "R" in der Bezeichnung zeigt an, dass der Mundschutz resistent gegen Aerosole, Flüssigkeiten und Blut ist.

Die Maske erfüllt somit alle Anforderungen für den medizinischen Gebrauch - auch für OP-Bereiche geeignet.

Das Material ist weich und angenehm zu tragen.

Тур	PZN	UK	VE	REF
OP-Mundschutz	16511139	200 Stück	50 Stück	H7 50991







Mediware Mundschutz TYP IIR, 3-lagig aus PP Der Mundschutz Typ IIR ist eine OP-Maske mit ausgezeichneter Filterwirkung.

Mediware chirurgischer Mundschutz zum Binden, 3-lagig

Aus zelluloser Filterfolie

- » Hochwertiges PP-Vlies, 3-lagig
- » Resistent gegen Aerosole, Flüssigkeiten und Blut
- » Ausgezeichnete Filterleistung 98 % BFE
- » Mit latexfreien Ohrschlaufen
- » Integrierter Nasenbügel, anatomisch einstellbar für guten Sitz
- » Zum einmaligem Gebrauch
- » Ideal für den OP
- » Geeignet als Fremdschutz vor Tröpfcheninfektion

EN 14683:2019 + AC:2019. Typ IIR

Farbe: eine Seite: blau/ eine Seite: weiß

Spenderkarton: 50 Stück Umkarton: 40 x 50 Stück

Das "R" in der Bezeichnung zeigt an, dass der Mundschutz resistent

gegen Aerosole, Flüssigkei-

ten und Blut ist.

Die Maske erfüllt somit alle Anforderungen für den medizinischen Gebrauch-auch für OP-Bereiche geeignet.

Das Material ist weich und angenehm zu tragen.



Тур	PZN	UK	VE	REF
OP-Mundschutz	16511145	200 Stück	50 Stück	H7 509