



m.cast-Air, Fussgelenkschiene

Die pneumatische Fußgelenkschiene, mit der das Sprunggelenk stabilisiert und unterstützt wird. Die anatomisch geformten Seitenschalen sind mit vorgefüllten und nachjustierbaren Luftkammern ausgestattet. Die Luftkissen bewirken eine gute Kompression des evtl. angeschwollenen Gewebes.

Die Fußgelenkschiene ist rechts und links tragbar. Einzeln im Karton verpackt.

HMV-Gruppe: 05.02.03.0xxx

Größe	VE	REF
Erwachsene	1 Stück	M1 620L
Junior	1 Stück	M1 620M

m.cast, AIR⁶



Original Aircast Gelenkschiene

Mit dieser Schiene wird die Funktion des Sprunggelenkes stabilisiert und unterstützt.

Die anatomisch geformten Seitenschalen passen in jeden Schnürschuh; an den Innenseiten befinden sich vorgefüllte und noch zusätzlich nachstellbare Luftzellen, die sich individuell den Körperkonturen anpassen. Wenn die Aircast Schiene mit einem geschnürten Schuh getragen wird, wird das Gelenk seitlich gestützt, um ein Innen-/ Außenverkranten zu verhindern. Die normale Biegung beim Gehen wird kaum eingeschränkt. Die Luftkissen bewirken eine Kompression des eventuell angeschwollenen Gewebes. Diese Fußgelenkschienen sind verschreibungsfähig. In vier verschiedenen Ausführungen, einzeln verpackt.



Typ	Größe	HMV	PZN	VE	REF
02 A links	> 167 cm	23.02.02.0027	00959783	1 Stück	S3 0201
02 A rechts	> 167 cm	23.02.02.0027	00959777	1 Stück	S3 0202
02 B links	157 – 167 cm	23.02.02.0027	00959760	1 Stück	S3 0203
02 B rechts	157 – 167 cm	23.02.02.0027	00959748	1 Stück	S3 0204
02 C links	< 157 cm	23.02.02.0027	00959731	1 Stück	S3 0205
02 C rechts	< 157 cm	23.02.02.0027	00959725	1 Stück	S3 0206
02 J links	Kleinkind	23.02.02.0027	00959694	1 Stück	S3 0207
02 J rechts	Kleinkind	23.02.02.0027	00959671	1 Stück	S3 0208

*Artikel mit reduzierter MwSt.

Aircast AirGo Schiene

Zum Schutz des Sprunggelenks von Sportlern oder bei chronischer Instabilität.

Diese Schiene kombiniert die bewährten Air-Stirrup Charakteristiken mit verstärkter Kompression und Stabilisierung durch das patentierte ATF-Zugband, durch den integrierten Mittelfuß und durch Klettbänder.

Einfache Anwendung durch das einzigartige Step-In-Design und die automatische Fersenanpassung. Einzeln lieferbar.



Größe	HMV	PZN	VE	REF
30 – 34 rechts	23.02.02.1022	02593783	1 Stück	S3 02-MXSR
30 – 34 links	23.02.02.1022	02588368	1 Stück	S3 02-MXSL
35 – 38 rechts	23.02.02.1022	00995810	1 Stück	S3 02-MSR
35 – 38 links	23.02.02.1022	00995773	1 Stück	S3 02-MSL
39 – 42 rechts	23.02.02.1022	00995827	1 Stück	S3 02-MMR
39 – 42 links	23.02.02.1022	00995796	1 Stück	S3 02-MML
43 – 47 rechts	23.02.02.1022	00995833	1 Stück	S3 02-MLR
43 – 47 links	23.02.02.1022	00995804	1 Stück	S3 02-MLL
47 > rechts	23.02.02.1022	02594280	1 Stück	S3 02-MXLR
47 > links	23.02.02.1022	02593694	1 Stück	S3 02-MXLL

*Artikel mit reduzierter MwSt.

servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



Servocare Cervicalstütze Standard

Hautfarben, anatomisch geformt, mit Kinnausschnitt und guter Führung für besonders angenehmes Tragen. Lange Velcro-Verschlusslaschen zur optimalen Anpassung. Besonders freundlicher und thermosensitiver Schaumstoff mit Textilüberzug, einzeln kartonverpackt. Erhältlich in 4 Größen.

HMV-Gruppe: 05.12.02.1xxx

Größe	Durchmesser	Höhe	PZN	VE	REF
Klein	36 - 40 cm (Nacken)	7 cm (Kinnhöhe)	05956708	1 Stück	H7 899
Mittel	40 - 44 cm (Nacken)	8 cm (Kinnhöhe)	05956602	1 Stück	H7 900
Groß	44 - 48 cm (Nacken)	10 cm (Kinnhöhe)	05956743	1 Stück	H7 901
Extra-Groß	48 - 52 cm (Nacken)	11 cm (Kinnhöhe)		1 Stück	H7 902

*Artikel mit reduzierter MwSt.



Universal Schulterbandage

Modifiziert nach Gilchrist

Die sichere Bandage für die stabile Fixation der Schulter, des Arms und zur sicheren und stabilen Ruhigstellung des Oberarm/Schulterbereiches.

Es entsteht weder Druck noch Schmerz, weil kein Gurt bzw. keine Bänder über die Verletzung führen. Unter- und Oberarm bleiben bis auf die Manschette frei, die verletzte Stelle ist leicht zu kontrollieren und zu pflegen.

Durch praktische Klettverschlüsse universell einsetzbar. Waschbar bis 30 °C.

HMV-Gruppe: 05.09.01.1xxx

HMV-Gruppe: 05.09.01.1xxx

Größe	VE	REF
Universalgröße	1 Stück	M1 340100

*Artikel mit reduzierter MwSt.



Tricodur Gilchrist BSN

Tricodur Gilchrist eignet sich zur Behandlung von Schulterverletzungen und Erkrankungen wie z. B. Distorsion / Kontusion, Rotatorenverletzung, Periarthritis humeroscapularis, Luxation / Luxationsbruch, Schulterblattfraktur, subcapitale Humerusfraktur, Oberarmkopf- und -schaftfraktur, nach operativen Eingriffen.

Weitere Eigenschaften: Einfach und schnell anzulegen, sicherer Sitz, rechts wie links tragbar, hohe Therapiesicherheit, kein Ablängen oder Zuschneiden.

Größe	Umfang	Länge	PZN	UK	VE	REF
S	26 - 32 cm (Armumfang)	48 - 52 cm (Armlänge)	03361313	12 Stück	1 Stück	G9 45163
M	28 - 34 cm (Armumfang)	50 - 56 cm (Armlänge)	03361336	12 Stück	1 Stück	G9 45164
L	32 - 40 cm (Armumfang)	54 - 60 cm (Armlänge)	03361342	12 Stück	1 Stück	G9 45165
XL	38 - 48 cm (Armumfang)	58 - 68 cm (Armlänge)	03361359	12 Stück	1 Stück	G9 45229
XXL	46 - 56 cm (Armumfang)	66 - 78 cm (Armlänge)	07274396	12 Stück	1 Stück	G9 45228



HYGIENE GRUPPE 6





3M / Solventum Artikel 440

A

Abfallbeutel 490
 Abfallcontainer 490
 Abfallentsorgung 485
 Abfallkorb 480
 Abtropfschale Seifenspender 471
 Abwurfbehälter 490
 Ärztekrepp 482ff
 Ärzterollen 482, 484
 Aseptoderm 448
 Aseptoman Med 448

B

Bacillol 458
 Bacillol 30 Sensitive Tissues 459, 466
 Bacillol 30 Tissues 459
 Bacillol AF 459, 466
 Bacillol Tissues 458
 Bacillol Zero 459
 Baktolan 442, 446
 Baktolin 442, 446
 Bett Abfallbeutel 490
 Bode Artikel 442, 446, 450ff, 458ff, 464ff
 Bodedex Forte 465
 Bode Sprühkopf 466
 Bode X-Wipes 458
 Bomix 465
 Braun Artikel 441, 445, 448, 454f, 457, 467
 Braunoderm 454
 Braunol 448
 Bürstenspender Wechsellmagazin 480

C

Cidex 465
 Cleanisept 461
 Clinipack Container 485
 Cutasept 452

D

Dekubitus Reinigungsschaum 439
 Descoderm 448
 Descolid Pure Waschlotion 447
 Desco Wipes DT 461
 Desderman 452, 454
 Desinfektionsmittel 449ff, 455, 457, 463f, 466ff
 Desinfektionstücher 456ff
 Desinfektionsvollwaschmittel 473
 Desinfektionswanne 473
 Desmanol 452

E

Ecolab Artikel 445, 453, 461f, 468f, 473
 Ederol Krepp 483
 Edisonite 462
 Einmal Handtücher 474, 476ff
 Eltra 473
 Esemtan 443f

F

Falthandtücher 476ff
 Flächendesinfektion 456ff, 461f, 466ff
 Fripa Ärztekrepp 484
 Fripa Falthandtücher 478

G

Gigasept 463
 Gigasept FF 463
 Gigazyme 463

H

Haarwaschhauben 439
 Händedesinfektion 448, 450ff
 Handseife 445
 Handtücher Einmal 474, 476f
 Handtuchspender 475f
 Hartmann Artikel 459f, 466
 Hautantiseptik 448, 453
 Hautdesinfektionsmittel 448ff, 452, 454

Hautpflege 439f, 442ff, 447
 Hautschutz 440
 Helipur H-Plus N 467
 Henkel Artikel 445, 453, 462, 468, 473
 Hexaquart 467
 Hygienebeutel 480
 Hygienebeutelhalter 480
 Hygienestation für Desinfektionsmittelflaschen 472

I

Incidin Liquid 468
 Incidin OxyFoam NG 469
 Incidin OxyWipes 461
 Incidin Pro 468
 Inkontinenz Reinigungsschaum 439
 Instrumentenaufbereitung 462f
 Instrumentendesinfektion 463, 465, 467
 Instrumentenreiniger 465
 Instrumentenwanne 473

J

Johnson & Johnson Artikel 465

K

Kanülensammler 490
 Kerasol 440
 Kimberly Artikel 447, 474f
 Kleenex Artikel 447, 474f
 Kodan Desinfektion 458
 Kodan Tinktur Forte 449
 Kohrsolin FF 466
 Körperlotion 443
 Korsolex 464
 Krepppapier 483f

L

Labor Reinigungsmittel 462
 Lavanid Wundgel 440
 Liegenabdeckung 482f
 Liegenrollen 482

M

Manisoft Waschlotion 445
 Mediware Ärztekrepp 482
 Mediware Falthandtücher 478
 Mediware Liegenabdeckungen 482f
 Medizinalrollen 484
 Meliseptol 457, 468
 Meliseptol Foam pure 468
 Meliseptol Wipes sensitive 457
 Melkfett 439
 Microbac 460
 Microbac Forte 466
 Mikroizid 456, 469
 Mucasol 462
 Müllboxen 485

N

Neodisher 462

O

Oberflächen Desinfektionsmittel 467
 Octeniderm 449
 Octenisan 444
 Octenisept 449

P

Papierhandtücher 476ff
 Patientenwaschhandschuh 481
 Perform 457
 Pflegecreme 439
 Pflegeschaum 439
 Pflagetücher 478
 Poly-Perf Ärzterollen 484
 Praxisdesinfektionsmittel 469
 Primasept 447
 Promanum 454
 Prontosan 441
 Pumpeneinsatz Seifen- und Desinfektionspumpe 470

R

Reinigungsschaum 439, 443

S

Schluckfix Kanülensammler 490
 Schnelldesinfektion 456ff, 466, 468
 Schülke & Mayr Artikel 443ff, 447, 449, 452, 456ff, 463f, 469
 Scott Ärzterollen 484
 Scott Handtücher 474
 Seifenlappen 481
 Seifen- und Desinfektionsmittelspender 470ff, 475
 Sekusept Aktiv 462
 Sensiva 444
 Seraman Sensitive 445
 Servobox 485, 487, 489
 Servocare Pflegeschaum 439
 Shampoo Caps 439
 Sharpsafe Abfallcontainer 490
 Sharpsguard Abfallcontainer 490
 Sicherheitsbehälter 485, 490
 Sicherheitscontainer 487, 489f
 Skinman Soft 453
 Skinsept 453
 S & M Artikel 443ff, 447, 449, 452, 456, 463f, 469
 Softa-Man 455
 Softa-Man acute 455
 Softasept 454
 Softaskin 445
 Solventum Artikel 440
 Spender für Seifen- und Desinfektionsmittel 471
 Spitacid 453
 Sprühflasche 468
 Sprühkopf 466
 Stellisept 444
 Sterillium 450
 Sterillium Classic Pure 451
 Sterillium Gel 451
 Sterillium med 450
 Sterillium Protex & Care Tissues 460
 Sterillium pure 450
 Sterillium Virugard 451

T

Tena Artikel 481
 Terralin 463
 Thermosept 464
 Tisch Seifen- und Desinfektionsmittelspender 471
 Toilettenpapier 479
 Tork Advanced 477
 Tork Artikel 476f, 479
 Tork Falthandtücher 476f
 Tork Handtücher 476
 Tork Soft Waschtücher 477
 Tork Spender 476
 Tork Wischtücher 477
 Tücher zur Schnelldesinfektion 456ff

V

Vaseline 440
 Vliestücher 461

W

Wandhalter für Hygienebeutel 480
 Wäschedesinfektion 473
 Waschhandschuhe 481
 Waschlappen 481
 Waschlotion 444ff
 Wischdesinfektion 456f, 459ff
 Wischtücher 477f
 Wundgel 440f
 Wundspray 440f, 449
 Wundsprühgel 440
 Wundspüllösung 440f

Z

Zellstoff in Lagen 483



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

Servocare Medic Pflegeschäum

Ideal für die Inkontinenzversorgung und Krankenpflege zu Hause. Mit pflegender Reinigungswirkung.

In der besonders ergiebigen 500 ml Spraydose. Rückfettende Substanzen bilden einen pflegenden Schutzfilm nach der Reinigung. Einfach einen walnussgroßen Schaumballen aufsprühen, fertig. Preiswert, wirtschaftlich und wirksam.

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Spraydose	01287771	12 Stück	1 Stück	M1 230400



Melkfett Soft

Universelle Hautpflege
Optimale Pflege und Schutz

- » Mit Glycerin und Panthenol spendet wertvolle Feuchtigkeit
- » Für normale sowie trockene Haut / Für Diabetiker geeignet
- » Für die tägliche Anwendung.

Typ	UK	VE	REF
150 g Tube	10 Stück	1 Stück	M1 150T



Pflegecreme PC 30

Flüssigkeit mit Kamillenblütenextrakt, Rosskastaniensamenextrakt und Dexpanthenol zur Anwendung auf der Haut.

Bei längerer Bettlägerigkeit oder dem Tragen von Prothesen kann es leicht zur Entwicklung von Druckgeschwüren (Dekubitus) kommen. Daher ist es dann notwendig, die Haut speziell zu schützen und ihre Widerstandskraft zu verbessern. PC 30 ist eine pflegende Flüssigkeit, welche besonders für trockene und mechanisch stark beanspruchte Haut konzipiert wurde.

- » PC 30 stärkt die Haut, macht sie widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse und verbessert ihre natürlichen Funktionen
- » Hat antibakterielle Eigenschaften
- » Enthält keine Konservierungsstoffe
- » Ist wasserlöslich und enthält kein Öl

Typ	PZN	VE	REF
100 ml Flasche	15579514	1 Stück	M1 15579514
250 ml Flasche	15579520	1 Stück	M1 15579520



Shampoo Haube

Die Haarwaschhauben sind einzeln folienverpackt und werden durch einfaches Aufreißen entnommen. In der Haube sind neben Wasser alle notwendigen Reinigungs- und Haarpflegestoffe enthalten. Sie können vor Öffnen der Verpackung die Haube in der Mikrowelle erwärmen. Die Shampoo Haube wird dem Patienten aufgesetzt und die Flüssigkeit ca. 1 Minute einmassiert. Danach werden die Haare nur noch mit einem Handtuch frottiert. Fönen ist möglich, aber nicht notwendig. Die Haarwäsche mit der Shampoo Haube dauert max. 1 – 2 Minuten. Somit wird die Hygiene deutlich verbessert, die Gefahr einer Kreuzkontamination deutlich verringert.

Typ	UK	VE	REF
Shampoo Hauben, einzeln verpackt	24 Stück	1 Stück	J2 70301





LAVANID - Wundgel / Wundgel V+

Hydrogele mit Polyhexanid als Konservierungsmittel zur Reinigung und Befeuchtung von chronischen und akuten Wunden

LAVANID - Wundgel / LAVANID® - Wundgel V+ sind sterile Hydrogele mit 0,04 % Polyhexanid, auf Basis der Ringer-Lösung. Polyhexanid (PHMB) dient hierbei ausschließlich als Konservierungsmittel. Die gewählte Zusammensetzung hat sich in experimentellen und klinischen Untersuchungen als sehr gut gewebeverträglich erwiesen. Chronische Wunden sind allgemein mit avitalem und nekrotischen Gewebe belegt und mit Keimen besiedelt. Für eine erfolgreiche Wundversorgung muss dieser Belag, durch bspw. chirurgisches Débridement, abgetragen werden. Hierzu kommt das LAVANID - Wundgel unterstützend zur Anwendung.

Das LAVANID - Wundgel weist ein gutes Fließverhalten auf, was bei der Anwendung in Wundhöhlen oder Wundtaschen einen Vorteil darstellt. Das LAVANID - Wundgel V+ besitzt eine höhere Viskosität und kann mit besseren Haftungseigenschaften gegenüber dem normalen Gel überzeugen.

- » Zur Befeuchtung sowie für konservierende Verbände und Wundauflagen
- » Zur Reduktion der Neubildung von Biofilm
- » Bei schlecht heilenden und empfindlichen Wunden
- » Bei Verbrennungswunden
- » Für das autolytische Débridement



Typ	PZN	VE	REF
Lavanid-Wundgel			
10 g Spritze	06122661	2 Stück	H7 015272
10 g Spritze	02078785	12 Stück	H7 015271
40 g Tube	13946724	1 Stück	H7 015273
100 g Tube	08837192	1 Stück	H7 015274
Lavanid-Wundgel V+			
10 g Spritze	13576919	2 Stück	H7 15772
10 g Spritze	13576925	12 Stück	H7 15771
Lavanid-Wundgel V+ höhere Viskosität			
40 g Tube	10813543	1 Stück	H7 15773
100 g Tube	10329497	1 Stück	H7 15774



Vaseline

Traditionelle Pflege

Der Klassiker unter den Pflegeprodukten

- » Bewahrt beanspruchte und strapazierte Haut vor dem Austrocknen
- » Pflegt trockene Hautpartien
- » Auch als Nässechutz bei kaltem und rauem Wetter

Typ	UK	VE	REF
125 ml Dose	12 Stück	1 Stück	J2 9191



Kerrasol Wundreinigung 3M/Solventum

Effektive Wundreinigung auf Wasser- und Salzbasis für alle Anforderungen.

Zur Reinigung, Befeuchtung und Infektionsprophylaxe in der Wunde sowie zum Ablösen von verkrusteten Wundaufgaben, Verbänden und Belägen.

- » Natürliche, körpereigene Inhaltsstoffe: Wasser und Salz, elektrochemisch aktiviert
- » Stabile Lösungen dank ECA-Technologie
- » Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Wochen nach Anbruch
- » Gebrauchsfertige Darreichungsformen



Typ	PZN	UK	VE	REF
Wundspüllösung				
250 ml Flasche	11341129	49 Stück	1 Stück	J7 CWL1152
1 Liter Flasche	16576794		6 Stück	J7 CWL1277
Wundspray				
75 ml Flasche	11341106	50 Stück	1 Stück	J7 CWL1150
Wundgel				
20 g Tube	11341112	225 Stück	1 Stück	J7 CWL1154
Wundsprühgel				
75 ml Flasche	11341135	50 Stück	1 Stück	J7 CWL1153



Prontosan Wound Gel

Hydrogel für die Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen (Grad 1+2), fließfähige Konsistenz für Wundcavitäten.

- » Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- » Verhinderung der Bildung von Wundbelägen
- » Geeignet für Wundcavitäten durch gutes Fließverhalten
- » Schmerzarme Anwendung
- » Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- » Für wiederholten und langfristigen Gebrauch
- » Als Hydrogel durch die GKV erstattungsfähig

Typ	PZN	UK	VE	REF
30 ml Flasche	02855349	20 Stück	1 Stück	E1 400505



Prontosan Wound Gel X

Hydrogel für die Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen (Grad 1 bis 4), festere Konsistenz für die Applikation auf flächigen Wunden.

- » Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- » Verhinderung der Bildung von Wundbelägen
- » Gutes Haftungsverhalten auf flächigen Wunden (inkl. schwergradigen Verbrennungen)
- » Schmerzarme Anwendung
- » Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- » Für wiederholten und langfristigen Gebrauch
- » Haltbarkeit bis 8 Wochen nach Anbruch
- » Als Hydrogel durch die GKV erstattungsfähig

Typ	PZN	UK	VE	REF
50 g Tube	09706693	20 Stück	20 Stück	E1 400517
250 g Tube	06464893	20 Stück	1 Stück	E1 400508



Prontosan Wundspray

Zur Reinigung, Spülung und Befeuchtung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden sowie oberflächlichen Verbrennungen. Zum Befeuchten von Wundauflagen und beim Verbandswechsel zum Lösen verkrusteter Verbände oder Wundauflagen. Zur Reinigung der Eintrittspforten von transurethralen und suprapubischen urologischen Kathetern, PEG-/PEJ-Sonden sowie peristomalen Hautbereichen

Typ	PZN	VE	REF
75 ml Sprühflasche	09447292	20 Stück	E1 400565



Prontosan Wundspüllösung

Sterile, gebrauchsfertige Lösung für die Reinigung, Spülung und Befeuchtung von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden sowie Verbrennungen 1. und 2. Grades.

- » Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- » Intraoperative Reinigung und Spülung von Wunden
- » Instillation in Kombination mit der V.A.C. Ulta
- » Lösen verkrusteter Wundauflagen und Verbände vor deren Entfernen
- » Verhindert Bildung von Biofilm
- » Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- » Für wiederholten und langfristigen Gebrauch

Typ	PZN	UK	VE	REF
40 ml Ampulle	09513652	192 Stück	24 Ampullen	E1 400484
350 ml Flasche	02850062	100 Stück	10 Stück	E1 400403
1 Liter Flasche	09003678	10 Stück	1 Stück	E1 400446



Baktolan Protect Pure

Innovative Wasser-in-Öl-in-Wasser (W/O/W)-Emulsion zum Schutz vor wässrigen Lösungen und zur Regeneration rissiger und beanspruchter Haut.

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Tube	07592794	25 Stück	1 Stück	E1 981137



Baktolan Protect

Die Wasser-in-Öl (W/O) Creme pflegt mit einer reichhaltigen Formel mit Urea und trägt zum Schutz der Hände vor wässrigen Lösungen für trockene, stark beanspruchte Haut bei.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
100 ml Tube	972532	08529964	25 Stück	1 Stück	E1 634



Baktolan Balm

Intensiv-Pflege für stark beanspruchte Haut, ideal im Pflegebereich, als Kälteschutz, fördert die Hautregeneration. Wertvolle Substanzen wie Allantoin, Vitamin E etc. erhöhen den Feuchtigkeitsgehalt der Haut.

Zusätzliche Benefit:

- » Erhält den Säureschutzmantel der Haut
- » Lindert Hautreizungen und Rötungen

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
350 ml Flasche	972553/9819490	08529941	20 Stück	1 Stück	E1 623



Baktolan Lotion

Feuchtigkeitsspendende Lotion für die Ganzkörper- und Handpflege. Zieht schnell und rückstandslos ein, hält die Haut glatt und geschmeidig, sehr ergiebig. Kann mehrfach ohne Bildung eines Fettfilms eingesetzt werden in Praxis, Labor, Reinigungsbereich und Industrie.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
350 ml Flasche	9819510	08824143	20 Stück	1 Stück	E1 973023



schülke →

esemtan Reinigungs- und Pflegeschaum

- » Besonders bei bettlägerigen und inkontinenten Patient:innen geeignet
- » Hautschonend und gut reinigend
- » Geruchsabdeckend
- » Hinterlässt keinen klebrigen Film
- » Mit frischem Duft
- » Dermatologisch geprüft

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
500 ml Spenderflasche	127001	03473555	10 Stück	1 Stück	E2 2304



schülke →

esemtan Aktiv Gel

Durchblutungsanregendes und belebendes Gel.

- » Hilft bei Verspannungen und schweren Beinen
- » Geeignet zur Pneumonieprophylaxe
- » Fördert die Durchblutung & entspannt die Muskulatur
- » Erfrischend und belebend durch ätherische Öle
- » Zieht schnell ein
- » Dermatologisch geprüft

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Spenderflasche	05702913	20 Stück	1 Stück	E2 11506



schülke →

esemtan dry skin balm

Reichhaltige Körperpflege für anspruchsvolle und trockene Haut.

- » Farbstofffrei
- » Angenehmer Duft
- » Dermatologisch geprüft

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Spenderflasche	11729661	20 Stück	1 Stück	E2 70000843



Stellisept med

Antimikrobielle Waschlotion für Körper, Haare und Hände. In 30 Sekunden umfassend wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE.

- » Milde antimikrobielle Waschlotion zum Abspülen
- » Wirkt innerhalb von 30 Sekunden umfassend gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ ORSA und VRE
- » Angenehmer Duft
- » Ohne Alkohol und Farbstoffe

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Flasche	01234295	45 Stück	1 Stück	E1 975661
500 ml Flasche	01234303	20 Stück	1 Stück	E1 975665
1 Liter Flasche	01234326	10 Stück	1 Stück	E1 975660



schülke →

esemtan Washlotion

Pflegende Hände- und Körperreinigung.

- » Seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- » Mit dezentem Duft
- » Dermatologisch geprüft
- » Mit Allantoin

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	116625	05702741	20 Stück	1 Stück	E2 116625
1 Liter Flasche	116602	07707429	10 Stück	1 Stück	E2 0801
5 Liter Kanister	116604	07707435		1 Stück	E2 0803



schülke →

octenisan

Antimikrobielle Waschlotion für Haut & Haar. Auch zur Ganzkörperwaschung bei MRSA.

Octenisan basiert auf ausgesuchten Pflegesubstanzen, hautmilden Tensiden und Octenidin. Octenisan ist für alle Hauttypen geeignet, insbesondere auch für zu Allergien neigende Patienten.

- » Hautneutraler pH-Wert
- » Farbstoff- und parfümfrei

Typ	PZN	UK	VE	REF
150 ml Flasche	02840537	30 Stück	1 Stück	E2 121501
500 ml Flasche	05702770	20 Stück	1 Stück	E2 121505



schülke →

sensiva wash lotion

Hautschonende und milde Reinigung

- » Seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- » Farbstofffrei, Parfümfrei, wollwachs frei
- » Dermatologisch geprüft
- » Mit Allantoin

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	05702882	20 Stück	1 Stück	E2 114006
1 Liter Flasche	02458909	10 Stück	1 Stück	E2 114002
1 Liter Euroflasche	06099560	10 Stück	1 Stück	E2 114005
5 Liter Kanister	02458915		1 Stück	E2 114003



schülke ->

S&M Waschlotion

Seifenfreie Waschlotion auf Basis einer Kombination hautverträglicher Tenside und Pflegekomponenten.

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	05702876	20 Stück	1 Stück	E2 112006
1 Liter Flasche	04427600	10 Stück	1 Stück	E2 112002



Softaskin Waschlotion

- » Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert
- » Zur Händewaschung in allen medizinischen und sonstigen Einrichtungen
- » Zur Patientenwaschung vor operativen Eingriffen und bei Inkontinenzpatienten
- » Ideal als Duschgel oder für Vollbäder
- » Frei von Mikroplastik und Parabenen
- » Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
- » Besonders leichte, allergenarme Parfümierung
- » Frischer und angenehmer Duft
- » Farbstofffrei
- » Allergie- und dermatologisch getestet

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Flasche	16913725	20 Stück	20 Stück	E1 180213
500 ml Flasche	16913731	20 Stück	1 Stück	E1 180214
1 Liter Flasche	16913748	10 Stück	1 Stück	E1 180217
5 Liter Kanister	16913814		1 Stück	E1 180221



Manisoft

Zur schonenden und hautfreundlichen Reinigung der Hände auch bei häufigem Waschen, besonders vor der chirurgischen oder nach der hygienischen Händedesinfektion. Eignet sich auch zum Duschen und Baden. Seifen- und alkalifrei mit frischem Duft.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
500 ml Spenderflasche	3039100/3087070	03834970	24 Stück	1 Stück	J6 S0T4
1 Liter Spenderflasche	3039170/3087050	03515839	12 Stück	1 Stück	J6 S0T12
6 Liter Kanister	3039230/3087110	06952724		1 Stück	J6 S0T6



Seraman Sensitive

Hautfreundliche Waschlotion für empfindliche Haut. Moderne und hochwertige Tenside sorgen für eine hautschonende Hände- und Körperreinigung. Bestandteil der farb- und duftstofffreien Produktlinie „Pure-Line“.

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	00648014	24 Stück	1 Stück	J6 3039380
1 Liter Flasche	00648020	12 Stück	1 Stück	J6 3038710



Baktolan Vital

Belebendes Hydrogel zum Einreiben, Baktolan Vital empfiehlt sich als unterstützende Maßnahme bei der Behandlung von allgemein mangelnder Hautdurchblutung.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
350 ml Flasche	9819520	08413150	20 Stück	1 Stück	E1 972693



Baktolin sensitive Waschlotion

Waschlotion für die milde Reinigung beanspruchter Haut und Hände. Farbstofffrei.

Baktolin sensitive ist eine milde, farbstofffreie Waschlotion. Für besondere Hautverträglichkeit sorgen pflegende Substanzen und der Verzicht auf Duftstoff-Mix*-Bestandteile. Die Waschlotion verfügt über einen hautneutralen pH-Wert von 5,5, der verhindert, dass sich die Haut beim Waschen in ein alkalisches Milieu verschiebt. Hautmilde, waschaktive Substanzen und schonende Konservierungsstoffe tragen dazu bei, daß Baktolin sensitive hervorragend hautverträglich ist.

* Gruppe von Duftstoffen, die dafür bekannt sind, häufiger Allergien auszulösen.

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	07259818	20 Stück	1 Stück	E1 981333
1 Liter Flasche	07259824	10 Stück	1 Stück	E1 981334
5 Liter Kanister	07259830		1 Stück	E1 981335



Baktolin pure Waschlotion

Waschlotion für die milde Reinigung. Parfüm- und farbstofffrei.

Baktolin pure ist eine milde, parfüm- und farbstofffreie Waschlotion mit einer guten Hautverträglichkeit. Mit einem pH-Wert von 5,5 wurde die Waschlotion dem schwach-sauren Milieu der Haut angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Säureschutzmantel. Hautmilde, waschaktive Substanzen und schonende Reinigung tragen dazu bei, dass Baktolin pure eine gute Hautverträglichkeit aufweist. Die sehr gute Hautverträglichkeit auch auf empfindlicher Haut ist mit unabhängigen Gutachten belegt.

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	08597598	20 Stück	1 Stück	E1 981328
1 Liter Flasche	08597606	10 Stück	1 Stück	E1 981329
5 Liter Kanister	08598238		1 Stück	E1 981330



schülke →

primasept wash

Antimikrobielle Waschlotion zur hygienischen Händewaschung mit begrenzt viruzider Wirksamkeit.

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	15879601	20 Stück	1 Stück	E2 70002402
1 Liter Flasche	15879624	10 Stück	1 Stück	E2 70002404
5 Liter Kanister	15879618		1 Stück	E2 70002405

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Descolind Pure Wash sensitive skin

Parfümfreie Waschlotion - sensible Haut

Descolind Pure Wash eignet sich hervorragend für die Händereinigung bei sensibler Haut. Descolind Pure Wash ist auch geeignet zur Händereinigung vor der chirurgischen oder vor, bzw. nach der hygienischen Händedesinfektion.

- » Parfüm- und farbstofffrei für die sensible Haut
- » Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- » Mild reinigend und pH-hautneutral

Typ	PZN	VE	REF
500 ml Flasche	16674930	20 Stück	J2 006310P00501
5 Liter Kanister	16674947	1 Stück	J2 006310P050



Kleenex normale Waschlotion

Enthält feuchtigkeitsspendende sowie hautpflegende Zusätze. Somit pflegt Sie die Hände und hält sie geschmeidig. Passend zu Aquarius Seifenspendern HA 6948, HA 6955 und HA 7173 und dem Kimberly-Clark Professional Wandseifenspender HA 8973.

Typ	VE	REF
1 Liter Kassette, rosa, parfümiert	6 Stück	HA 6331



Descoderm

Alkoholisches Hände- und Hautdesinfektionsmittel

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände und Haut. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich. Dermatologisch empfohlen für die Hände- und Hautdesinfektion bei haut- bzw. allergieempfindlichen Personen.

- » Bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- » Begrenzt viruzid
- » Parfümfrei, frei von potenziell allergisierenden Zusatzstoffen

Typ	PZN	VE	REF
150 ml Kittelflasche	15231998	20 Stück	J2 00401001501
250 ml Flasche	04606343	30 Stück	J2 004010025
500 ml Flasche	04606366	20 Stück	J2 00401005
1 Liter Flasche	04606372	12 Stück	J2 00401010
5 Liter Kanister	04606389	3 Stück	J2 00401050

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Aseptoman med Händedesinfektion

Aseptoman Med ist ein hautverträgliches alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit breitem Wirkspektrum gegen Noro-, Rota- und Adenoviren. Ideal für die tägliche Anwendung erfüllt es alle Anforderungen bei Virusausbrüchen. Parfümfrei und ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe beugt es Hautreizungen vor. Mit hochwertigen rückfettenden Inhaltsstoffen verhindert es effektiv die Austrocknung der Haut.

Typ	PZN	UK	VE	REF
150 ml Flasche	16821124	20 Stück	20 Stück	J2 004570P0015
500 ml Flasche	13420821	20 Stück	1 Stück	J2 004570P005
1 Liter Flasche	13420809	12 Stück	12 Stück	J2 004570P010
5 Liter Kanister	14307340	3 Stück	3 Stück	J2 004570P050

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Aseptoderm Hautdesinfektionsmittel

Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel.

- » Bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- » Begrenzt viruzid
- » Besonders hautverträglich

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel. Im stationären, ambulanten und niedergelassenen Bereich und zur Hautdesinfektion vor Injektionen, Inzisionen, Punktionen, Blutentnahmen, Katheterisierungen und kleinen medizinischen Eingriffen. Darüber hinaus kann das Präparat auch zur präoperativen Hautdesinfektion eingesetzt werden. Gute Hautverträglichkeit, da frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen. Sporenfrei gefiltert.

Typ	PZN	UK	VE	REF
250 ml Sprühflasche	00143633	20 Stück	1 Stück	J2 00501002530
1 Liter Flasche	00143656	10 Stück	1 Stück	J2 0050101010

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Braunol

Haut-, Schleimhaut- und Wundantiseptik

- » Wässrige, standardisierte Povidon-Iod-Lösung
- » Für die besonders gut verträgliche Haut-, Schleimhaut- und Wundantiseptik
- » Der Wirkstoff Povidon-Iod (PVP-Iod) besitzt ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, Tbb), Pilze und Hefen
- » Unverdünnt und verdünnt für Spülungen, Waschungen und feuchte Wundauflagen
- » Schneller Wirkungseintritt ab 15 Sekunden nach VAH
- » DGHM-/VAH- und RKI-gelistet

Hinweis: apothekenpflichtig.

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Flasche	01588722	20 Stück	20 Stück	E1 3864065
250 ml Sprühflasche	01588739	20 Stück	20 Stück	E1 3864073
1 Liter Dosierflasche	01588716	10 Stück	10 Stück	E1 9322531

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



octeniderm - farblos

schülke →

Zur Sofortdesinfektion der Haut, mit langanhaltender Wirkung.

- » Vor Injektionen und Blutentnahmen schon ab 15 Sekunden wirksam
- » Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus Typ 5 und Rotavirus)
- » Langanhaltende Wirkung (Remanenz) bis zu 6 Stunden

Typ	PZN	UK	VE	REF
250 ml Sprühflasche	03673202	10 Stück	1 Stück	E2 148202
1 Liter Praxisflasche	03673219	10 Stück	1 Stück	E2 148203

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



kodan Tinktur forte

schülke →

Gebrauchsfertige Lösung auf alkoholischer Basis zur Desinfektion der Haut.

- » Zur Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Blutentnahmen, Injektionen, Punktionen, Biopsien und Wund- bzw. Nahtversorgung
- » Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus Typ 5 und Rotavirus)
- » Jederzeit einsatzbereit, da gebrauchsfertig
- » Wahlweise farblos oder gefärbt lieferbar

Typ	PZN	VE	REF
farblös			
250 ml Sprühflasche		10 Stück	E2 1202
1 Liter Flasche	11728437	10 Stück	E2 70000899
gefärbt			
250 ml Sprühflasche		10 Stück	E2 1303
1 Liter Flasche	06099531	10 Stück	E2 104804

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



octenisept wässriges Wund- und Schleimhautantiseptikum

schülke →

- » Breites antiseptisches Wirkungsspektrum
- » Schneller Wirkungseintritt
- » Gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- » Für Säuglinge und Frühgeborene geeignet
- » sichere Anwendung in der Schwangerschaft (ab dem 4. Monat)
- » Schmerzfreie und farblose Anwendung

Typ	UK	VE	REF
15 ml Ampulle (Katheterisierung)	100 Stück	1 Stück	E2 1504
250 ml Flasche mit Sprühkopf, apothekenpflichtig	10 Stück	10 Stück	E2 1499
250 ml Flasche ohne Sprühkopf, apothekenpflichtig	10 Stück	10 Stück	E2 1499-OHNE
500 ml Flasche, apothekenpflichtig	20 Stück	20 Stück	E2 121464
1 Liter Flasche, apothekenpflichtig	10 Stück	10 Stück	E2 1501

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



octenisept Wund-Desinfektion

schülke →

Antiseptikum zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden

- » Desinfektion akuter und chronischer Wunden
- » Schützt aktiv vor einer Infektion
- » Schmerzfrei anzuwenden
- » Schneller Wirkeintritt
- » Farblos
- » Für alle Altersklassen

Typ	UK	VE	REF
50 ml Pumpsprayflasche	20 Stück	1 Stück	E2 1503
100 ml Flasche	20 Stück	20 Stück	E2 70003563

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Sterillium med Händedesinfektion

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
Farbstoff- und parfümfreies Hände-Desinfektionsmittel auf Ethanolbasis.

- » Breites Wirkungsspektrum inkl. Bakterizide, Levurozide, Tuberkulozide, Fungizide, Mykobakterizide, begrenzte Viruzide, sowie gegenüber Adeno-, Polio-, Rota- und Norovirus*
- » Sehr gute Hautverträglichkeit
- » Farbstoff- und parfümfrei
- » Hervorragende Sofortwirkung
- » Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

*getestet am murinen Norovirus (MNV)

Typ	VE	REF
100 ml Flasche	45 Stück	E1 981112
500 ml Flasche	20 Stück	E1 981113
1 Liter Flasche	10 Stück	E1 981114

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Sterillium

Besonders hautverträglich und rückfettend. Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zum Einreiben - unabhängig von Waschbecken und Wasser. Für alle hygiene relevanten Bereiche im Gesundheitswesen, in der häuslichen Kranken- und Altenpflege, bei der Hemodialyse.

Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	VE	REF
100 ml Flasche	45 Stück	E1 10661
500 ml Flasche	20 Stück	E1 0600
1 Liter Flasche	10 Stück	E1 0601
5 Liter Kanister	1 Stück	E1 0602

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Sterillium pure

Mit dem bewährten Sterillium Hautpflegekomplex. Ohne Duft- oder Farbstoffe. Ohne remanente Wirkstoffe gemäß KRINKO Empfehlung.

- » Umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- » Mit bewährtem Hautpflegekomplex für ein samtiges Hautgefühl
- » Mit begrenzt viruzid PLUS Wirksamkeit, inkl. Noroviren*
- » Besonders hautverträglich und rückfettend
- » Ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- » Hervorragende Sofortwirkung
- » Farbstoff- und parfümfrei
- » Ohne remanenten Wirkstoff
- » Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

* getestet am murinen Norovirus (MNV)

Typ	UK	VE	REF
100 ml Flasche	45 Stück	1 Stück	E1 981683
500 ml Flasche	20 Stück	1 Stück	E1 981684
1 Liter Flasche	10 Stück	1 Stück	E1 981686
5 Liter Kanister		1 Stück	E1 981687

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Sterillium Classic pure

Das klassische Sterillium als farbstoff- und parfümfreie Variante.

- » Umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- » Für die besonders empfindliche Haut
- » 1,5 Minuten Einwirkzeit zur chirurgischen Händedesinfektion
- » Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

Typ	VE	REF
100 ml Flasche	45 Stück	E1 974301
500 ml Flasche	20 Stück	E1 974305
1 Liter Flasche	10 Stück	E1 974300
5 Liter Kanister	1 Stück	E1 974309

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Sterillium Gel pure und CleanSafe

Das Duo für die komfortable Händedesinfektion.

Sterillium Gel pure ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepreparat, das sofort und unabhängig von Wasser und Waschbecken eingesetzt werden kann. Die qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe des Gels sorgen für eine umfassende und hautfreundliche Desinfektion und ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit:

- » Angenehmes Hautgefühl ohne klebrige Rückstände
- » Schnelle Auftrocknung
- » Nachweislich erhöhte Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- » Ausgezeichnet hautverträglich auch bei Langzeitanwendung
- » Farbstoff- und parfümfrei
- » Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren, inklusive Norovirus-Wirksamkeit (MNV) innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- » Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

Typ	UK	VE	REF
Sterillium Gel pure			
100 ml Flasche	45 Stück	1 Stück	E1 981451
475 ml Flasche	20 Stück	1 Stück	E1 981452
1 Liter Flasche	10 Stück	1 Stück	E1 981453
Sterillium Gel pure CleanSafe			
1 Liter Flasche, mit vormontierter Dosierpumpe, für CleanSafe Spender	10 Stück	1 Stück	E1 981454

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Sterillium Virugard

Spezielle Hände - Desinfektion. Farb - und parfümfrei.

Breites Wirkungsspektrum. Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Hat RKI-Listung in den Bereichen A+B.

Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Flasche		45 Stück	1 Stück	E1 30661
500 ml Flasche	07243042	20 Stück	1 Stück	E1 30665
1 Liter Flasche	07243059	10 Stück	1 Stück	E1 30660

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Cutasept F / Cutasept G

Das ideale Hautdesinfektionsmittel mit schneller Wirkung, ideal zur Desinfektion vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen. Bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid HBV/HIV/HCV, levurozid. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
farblos					
50 ml Flasche			50 Stück	50 Stück	E1 381
250 ml Flasche			20 Stück	20 Stück	E1 0203
1 Liter Flasche			10 Stück	10 Stück	E1 0205
5 Liter Kanister	976808	03917302		1 Stück	E1 389
gefärbt					
1 Liter Flasche			10 Stück	10 Stück	E1 0206

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

schülke →



desderman

Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Sehr gute Hautverträglichkeit und bekanntes Hautgefühl, dank rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Substanzen wie Isopropyl Myristate und Sorbitol.

- » Voll viruzide Wirksamkeit (inkl. Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, poliovirus)
- » Gute Hautverträglichkeit und frei von remanenten Wirkstoffen
- » Mit bewährtem Rückfettersystem

Nachhaltigkeit:

- » 100 Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen
- » Ohne Farb- & Duftstoffe
- » Produktion mit 100 Ökostrom

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Flasche	16582607	30 Stück	1 Stück	E2 70001092
500 ml Flasche	16582636	20 Stück	1 Stück	E2 70001087
1 Liter Flasche	16582642	10 Stück	1 Stück	E2 70001090
1 Liter Euroflasche	16794195	10 Stück	1 Stück	E2 70001088

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.

schülke →



desmanol care

Alkoholische Händedesinfektion mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel - farbstoff- und parfümfrei.

- » Ganzjahresprodukt
- » Breites Wirkspektrum inkl. begrenzt viruzid PLUS
- » Mit ProPanthenol - Komplex
- » Pflegeeffekt klinisch bestätigt
- » Frei von remanenten Wirkstoffen

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Flasche	12427838	30 Stück	1 Stück	E2 70001036
500 ml Flasche	12427844	20 Stück	1 Stück	E2 70001037
1 Liter Flasche	12427815	10 Stück	1 Stück	E2 70001038
1 Liter Euroflasche	12427809	10 Stück	10 Stück	E2 70001039

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Spitacid

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Sehr gute Hautverträglichkeit auch bei häufiger Anwendung. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Adeno- sowie Rotaviren. VAH/RKI-gelistet (Bereich A).

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
500 ml Spenderflasche	3095370	03834958	24 Stück	1 Stück	J6 AS4
1 Liter Spenderflasche	3095350	02399704	12 Stück	1 Stück	J6 AS12
5 Liter Kanister	3095410	01849453		1 Stück	J6 AS5

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Skinsept G

Zur Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen und Punktionen — gefärbt und jodfrei. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Sehr gute Markierung des Operationsfeldes. Gute Auswaschbarkeit aus Textilien und einfache Entfernung von Oberflächen. VAH-gelistet.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
1 Liter Spenderflasche	3003780	07153155	12 Stück	1 Stück	J6 ATG12

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Skinman Soft

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Rotaviren. VAH/RKI-gelistet (Bereich A) zertifiziert (DGHM EN1500).

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Spenderflasche	07356119	24 Stück	1 Stück	J6 3118530
1 Liter Spenderflasche	07356125	12 Stück	1 Stück	J6 3118550
5 Liter Kanister	07356177		1 Stück	J6 3118570

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.





desderman hyclick

Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Sehr gute Hautverträglichkeit und bekanntes Hautgefühl, dank rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Substanzen wie Isopropyl Myristate und Sorbitol.

- » Voll viruzide Wirksamkeit (inkl. Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, poliovirus)
- » Gute Hautverträglichkeit und frei von remanenten Wirkstoffen
- » Mit bewährtem Rückfettersystem

Nachhaltigkeit:

- » 100 Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen
- » Ohne Farb- & Duftstoffe
- » Produktion mit 100 Ökostrom

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	16582659	20 Stück	1 Stück	E2 70001093
1 Liter Flasche	16582665	10 Stück	1 Stück	E2 70001089

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Promanum pure

» Gebrauchsfertiges, alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

» Farbstoff- und parfümfrei

» Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze. Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Adeno-, Rota-, Vaccinia- und Noroviren (MNV)

» Langzeitwirkung. Mit ausgesuchten Rückfetttern ausgestattet

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	08815948	20 Stück	1 Stück	E1 19592
1 Liter Flasche	08815977	10 Stück	1 Stück	E1 19593
5 Liter Flasche	08816008		1 Stück	E1 19594

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Braunoderm

Alkoholische, gebrauchsfertige Lösung mit PVP-Jod. Als Sprechstundenbedarf abrechenbar, kurze Einwirkzeit. DGHM-/VAH-gelistet.

Typ	PZN	UK	VE	REF
ungefärbt				
250 ml Spenderflasche	08505165	20 Stück	1 Stück	E1 3881105
1 Liter Dosierflasche	02181974	10 Stück	1 Stück	E1 3881156
5 Liter Kanister	03036748		1 Stück	E1 6504264
nachgefärbt				
1 Liter Flasche	01867557	10 Stück	1 Stück	E1 3881059
5 Liter Kanister	03036731		1 Stück	E1 6504256

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Softasept N

Schnelle gebrauchsfertige alkoholische Hautdesinfektion, ideal vor Injektionen. Einwirkzeit ab 15 Sekunden, ideal in treibgasfreier Sprühflasche, farblos oder gefärbt lieferbar. DGHM-/VAH-gelistet.

Typ	PZN	UK	VE	REF
farblos				
250 ml Sprühflasche	08505018	20 Stück	1 Stück	E1 3887138
1 Liter Dosierflasche	08505047	10 Stück	1 Stück	E1 3887049
5 Liter Kanister	04345078		1 Stück	E1 3887294
gefärbt				
1 Liter Flasche	08505538	10 Stück	1 Stück	E1 3884040
5 Liter Kanister	04345109		1 Stück	E1 3884295

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Softa-Man

Händedesinfektionsmittel für trockene bis normale Haut, pflegend. Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze. Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren). Farbstofffrei, allergenarm parfümiert. Frei von Zusatzwirkstoffen. Enthält hochwertige Pflegesubstanzen wie Panthenol, Bisabolol und Allantoin. Einwirkzeit für hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden, für chirurgische Händedesinfektion: 60 Sekunden. DGHM-/VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A) sowie in der IHO-Desinfektionsmittelliste.

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Flasche	08504958	20 Stück	1 Stück	E1 3865150
500 ml Spenderflasche	08504964	20 Stück	1 Stück	E1 3865088
1 Liter Spenderflasche	08504970	10 Stück	1 Stück	E1 3865096
5 Liter Kanister	02744302		1 Stück	E1 3865290

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Softa-Man pure

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel – farbstoff- und parfümfrei. Allergenarmes Händedesinfektionsmittel, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze. Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren). Farbstoff- und parfümfrei, frei von Zusatzwirkstoffen. Speziell für besonders sensible Haut. Einwirkzeit für hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden, für chirurgische Händedesinfektion: 60 Sekunden. DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste.

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Spenderflasche	01977903	20 Stück	1 Stück	E1 19153
1 Liter Spenderflasche	01977932	10 Stück	1 Stück	E1 19154

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Softa-Man acute

Viruzides, RKI-gelistetes Händedesinfektionsmittel

Gelartiges Händedesinfektionsmittel, Desinfektion und Pflege in Einem. Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze. Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid* (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Influenza- und Noroviren. Allergenarm, da farbstoff- und parfümfrei. Dermatologisch getestet, exzellent hautverträglich. Einwirkzeit für hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden, für chirurgische Händedesinfektion: 90 Sekunden. DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste. *Gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004.

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Kittelflasche	00734038	20 Stück	1 Stück	E1 19113
500 ml Spenderflasche	00736758	20 Stück	1 Stück	E1 19114
1 Liter Spenderflasche	00737427	10 Stück	1 Stück	E1 19115

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.



Softa-Man ViscoRub

Gelartiges Händedesinfektionsmittel, Desinfektion und Pflege in Einem. Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze. Viruswirksamkeit: begrenzt viruzid* (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Influenza- und Noroviren. Allergenarm, da farbstoff- und parfümfrei. Dermatologisch getestet, exzellent hautverträglich. Einwirkzeit für hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden, für chirurgische Händedesinfektion: 90 Sekunden. DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste. *Gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01-2004.

Typ	PZN	UK	VE	REF
100 ml Flasche	01980466	20 Stück	1 Stück	E1 19158
500 ml Spenderflasche	01980561	20 Stück	1 Stück	E1 19159
1 Liter Spenderflasche	01981075	10 Stück	1 Stück	E1 19160
5 Liter Kanister	01981158		1 Stück	E1 19161

Pflichttext nach § 4 HWG im Anhang des Kataloges.





mikrozid AF wipes

Praktische alkoholische Schnelldesinfektionstücher von nichtinvasiven Medizinprodukten.

- » Hervorragende Reinigungsleistung
- » Umfassende und schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- » Rückstandsfrei
- » Gebrauchsfertig
- » Nachfüllbar
- » Für patient:innennahe Oberflächen
- » Wirksam gegen dermatophyten

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
Spenderdose, Tuchgröße: 14 x 18 cm	109203	08824605	10 Dosen	150 Tücher	E2 1508
Nachfüllbeutel		15319368		20 x 150 Tücher	E2 70002062

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



mikrozid AF wipes Jumbo

Praktische alkoholische Schnelldesinfektionstücher von nichtinvasiven Medizinprodukten.

- » Hervorragende Reinigungsleistung
- » Umfassende und schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- » Rückstandsfrei
- » Gebrauchsfertig
- » Nachfüllbar
- » Für patient:innennahe Oberflächen
- » Wirksam gegen dermatophyten

Typ	PZN	UK	VE	REF
Jumbo Dose, Tuchgröße: 20 x 20 cm	17386989	10 Dosen	220 Tücher	E2 70003093
Jumbo Refill	17386995		12 x 220 Tücher	E2 70003094

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



mikrozid AF wipes premium

Praktische, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

- » Aldehydfreie Hochleistungsformulierung (rückstandsfrei abtrocknend)
- » Wirkt umfassend gegen Bakterien (inkl. TbB), Pilze und Viren (inkl. HBV, HIV, Adeno-Rota-Viren, SV 40 und Polio-Viren) innerhalb kürzester Zeit
- » VAH / DGHM gelistet

Typ	PZN	VE	REF
Softpack, Tuchgröße: 20 x 20 cm	11616477	12 x 50 Tücher	E2 70000808

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



mikrozid Sensitive wipes Jumbo

Gebrauchsfertige, mit alkoholfreier Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher. Besonders geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen wie Acrylglas etc.. IHO-gelistet, VAH-Zertifikat.

Typ	PZN	UK	VE	REF
Spenderdose, Tuchgröße: 20 x 20 cm	17414881	10 Dosen	200 Tücher	E2 70003104
Nachfüllpackung	17414875		12 x 200 Tücher	E2 70003109



mikrozid universal wipes green line

Gering alkoholische Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und Flächen.

- » 100 % plastikfreie Tücher
- » Vielfach nachhaltig und klimaneutral
- » Maximale Materialverträglichkeit
- » Sekundenschnelle Wirkung
- » Dermatologisch getestet

Typ	PZN	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 18 x 20 cm	18091807	6 x 114 Tücher	E2 70003354

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



mikroqid universal wipes premium

Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.

- » Sehr gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets)
- » Schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- » Wirkspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS
- » Wirksam in Anlehnung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute
- » Dermatologisch getestet
- » Ohne Farb- und Parfümstoffe
- » Biozid: BAuA-Reg.-Nr. N-63300 und N-63301
- » IHO-gelistet, VAH-Zertifikat

Typ	PZN	VE	REF
Flowpack premium, Tuchgröße: 20 x 20 cm	11551364	6 x 100 Tücher	E2 7000038
Flowpack premium maxi, Tuchgröße: 25 x 25 cm	12594915	6 x 80 Tücher	E2 70001061

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Meliseptol HBV-Tücher

Gezielte Wischdesinfektion für kleine Flächen, breites Spektrum, leicht entnehmbar, überall einsetzbar.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
Spenderdose, Tuchgröße: 14 x 20 cm	18706	01889406	12 Dosen	100 Tücher	E1 9321608
Nachfüllpackung	18707	01889412	12 Packungen	100 Tücher	E1 9321616

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Meliseptol Wipes sensitive

Desinfektionstücher für alkoholempfindliche Flächen. Weiche, gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von Ultraschallköpfen und anderen alkoholempfindlichen Oberflächen. Getränkt mit Meliseptol Foam pure. Sehr gute Materialverträglichkeit. Weiche, nicht fuselnde Vliesqualität vermeidet ein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen. Schnell wirksam, auch gegen Polyomaviren. Dermatologisch getestet, aldehyd- und aminfrei. Farbstoff- und parfümfrei. Tränkflüssigkeit DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste.

Typ	PZN	UK	VE	REF
Spenderdose, Tuchgröße: 15,2 x 20 cm	06810007	12 Dosen	60 Tücher	E1 19582
Nachfüllpackung, Tuchgröße: 15,2 x 20 cm	06810013	12 Packungen	60 Tücher	E1 19530
Flowpack XL, Tuchgröße: 24 x 30 cm	12143124	6 Packungen	42 Tücher	E1 19893
Flowpack, Tuchgröße: 18 x 20 cm	12143130	6 Packungen	100 Tücher	E1 19894

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



perform

Pulverförmiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen auf Basis von Aktiv-Sauerstoff.

- » Sehr gute Materialverträglichkeit
- » Breites Wirkspektrum (begrenzt viruzid PLUS, tuberkulozid, sporizid (inkl C. difficile)
- » Auf Basis von Aktiv-Sauerstoff

Typ	PZN	VE	REF
40 gr Beutel	15638547	60 Beutel	E2 70001858

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Kodan (N) wipes Desinfektionstücher

Gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art.

- » Kurze Einwirkzeiten
- » Universell einsetzbar
- » Für den Toilettenbereich und Wickelaufgaben geeignet
- » Sehr breite mikrobiologische Wirksamkeit: bakterizid inkl. Tb, fungizid (C.albicans), begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, sowie Influenza-Viren), Adeno- und Rotavirus
- » VAH gelistet
- » Dermatologisch getestet
- » Nicht zur Hautdesinfektion geeignet

Typ	PZN	UK	VE	REF
Spenderdose, Tuchgröße: 14 x 22 cm	14306665	10 Dosen	90 Tücher	E2 70002034
Nachfüllpackung	14306671		20 x 90 Tücher	E2 70002035

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bode X-Wipes

Universell einsetzbarer Vliestuchspender für alle flüssigen Bode Flächendesinfektionsmittel

- » Lösung 28 Tage verwendbar
- » Reduziert Arbeitsvorbereitungszeit
- » Sparsam im Gebrauch

Zur desinfizierenden Flächenreinigung in allen Bereichen, in denen ein Höchstmaß an Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Anwendernutzen erforderlich ist. Besonders empfehlenswert für Bereiche, die mehrmals täglich gereinigt werden müssen.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
Spender blau	981370	10273940	4 Stück	1 Stück	E1 976660
Spender grün	981372	10273963	4 Stück	1 Stück	E1 976670
Spender rot	981371	10273957	4 Stück	1 Stück	E1 976680
Vliesrolle, Tuchgröße: 38 x 20 cm	9805562	03538510		6 x 90 Tücher	E1 976690



Bacilloil Wipes

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher in größerem Format und mit umfassender Wirksamkeit. Bacilloil Wipes sind gebrauchsfertig zu verwenden. Oberflächen mit Bacilloil Wipes sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung und die entsprechende Einwirkzeit achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Für Acrylglas (Plexiglas) sowie alkoholempfindliche Lacke nicht einsetzbar. Bei empfindlichen Flächen Beständigkeitsprüfung an unauffälliger Stelle vornehmen. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
Standbodenbeutel, Tuchgröße: 38 x 20 cm	9819110	05380177	4 x 90 Tücher	E1 976350

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bacilloil Tissues

Zur sofortigen Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen, mit umfassender Wirksamkeit und rückstandsfreier Auftrocknung. Parfümfrei, aldehydfrei und gebrauchsfertig. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	PZN	UK	VE	REF
Spenderdose, Tuchgröße: 22,5 x 13,9 cm	00916851	12 Dosen	100 Tücher	E1 975670
Nachfüllpackung	00916868	12 x 100 Tücher	100 Tücher	E1 975673

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bacillol AF Tissues

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit.

Für Flächen, welche alkoholunempfindlich sind, z. B. in Großküchen- und Lebensmittelbereiche (gem. BPR), Krankenhaus und Altenheim (gem. BPR), med. Geräte und Inventar, die unter das MPG fallen. Rückstandsfrei, parfümfrei, breites Wirkungsspektrum. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Gem. RKI Liste Stand 31.10.2017 (17. Ausgabe).



Typ	PZN	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 18 x 20 cm	02416199	6 x 80 Tücher	E1 981311

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bacillol Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und material-schonende Reinigungs- und Desinfektionstücher.

100 % plastikfreies Tuchmaterial, viruzid in 2 Minuten, frei von Alkoholen, quartären Ammoniumverbindungen, Oxidationsmitteln und von Parfum- und Farbstoffen, paten-tierte Formulierung – organic acid complex

Bacillol Zero Tissues eignen sich zur unkomplizierten, materialschonenden Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen und medizinischen Geräten und Inventar. Nur für gewerbliche Anwender.



Typ	PZN	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 20 x 17 cm	18662925	6 x 100 Tücher	E1 981935
Flowpack, XL-Tuchgröße: 20 x 30 cm	18662919	6 x 80 Tücher	E1 981936

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bacillol 30 Sensitive Tissues

Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher im handlichen Flowpack. Mit Bacillol 30 Sensitive Foam getränkt, gebrauchsfertig. Schnell wirksam, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei. Besonders materialschonend, geeignet für empfindliche Kunststoffmaterialien wie Makrolon, Plexiglas und Polysul-fon. Einfache Entnahme einzelner Tissues aus wiederverschließbarer Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem. Hochwertiges, reißfestes Vlies, hervorragende Benetzung. Ohne Handschuhe an-wendbar, gute Reinigungseigenschaften. In zwei Tuchgrößen erhältlich: Standard und XXL Format. Wirksam gegen das Affenpockenvirus.



Typ	PZN	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 18 x 20 cm	16401480	12 x 24 Tücher	E1 981866
Flowpack, Tuchgröße: 18 x 20 cm	16401468	6 x 80 Tücher	E1 9816931
Flowpack, Tuchgröße: 25 x 38 cm	16401474	6 x 40 Tücher	E1 9818650

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bacillol 30 Sensitive Green Tissues

Materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher für sensible Ober-flächen.

Die Bacillol 30 Sensitive Green Tissues setzen auf die bewährte Leistung der Bacillol 30 Sensitive Tissues. Optimale Wirksamkeit, hohe Materialverträ-glichkeit sowie einfach und sicher in der Anwendung. Das Tuchmaterial ist aber zu 100 % plastikfrei und besteht aus nachwachsenden Rohstoffen einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Damit haben die neuen Bacillol 30 Sensitive Green Tissues einen bis zu 25 % geringeren CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu PET-Tüchern*. Ein Plus an Nachhaltigkeit in der täglichen Hygieneroutine.

*Gemessen an der Anzahl der Wischtücher im Vergleich zu Bacillol 30 Sensitive Tissues.

- » 100 % plastikfreie Tücher
- » Frei von Mikroplastik
- » Schnell wirksam mit guten Reinigungseigenschaften
- » Besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien wie: Polycarbonat (PC), Acrylglas (PMMA) und Polysulfon
- » Hautverträglich & allergikerfreundlich - SGS Institut Fresenius** - & ECARF-zertifiziert

* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

** Das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungsunternehmen



Typ	PZN	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 17 x 20 cm	18851738	6 x 120 Tücher	E1 981943

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Mikrobac Tissues Flow Pack

Alkohol- und aldehydfreie Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Schnell wirksam.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 18 x 20 cm	981387	06968725	6 Packungen	80 Tücher	E1 977040
Flowpack, Tuchgröße XXL: 25 x 38 cm		10031390	6 Packungen	40 Tücher	E1 981339

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Mikrobac Virucidal Tissues

Mikrobac Virucidal Tissues reinigen und desinfizieren alkoholempfindliche nicht-invasive und invasive Medizinprodukte und Oberflächen und können zur Aufbereitung von Ultraschallsonden für transvaginale, transrektale und abdominale Untersuchungen eingesetzt werden.

Typ	PZN	UK	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 18 x 20 cm	13583115	6 Packungen	80 Tücher	E1 981531

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Sterillium Protect & Care Desinfektionstücher Fläche

Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher zur Desinfektion sensibler Oberflächen im handlichen Flowpack.

- » Desinfektion und Reinigung in einem
- » Entfernen 99,99 % der Bakterien, Hefepilze und behüllten Viren (wie z. B. Influenza- und Coronaviren)
- » Schnell wirksam
- » Farbstoff- und parfümfrei
- » Besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Kunststoffmaterialien und sensible Bildschirmoberflächen
- » Sichere und einfache Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung
- » Hochwertiges, reißfestes Vlies

Typ	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 18 x 20 cm	7 x 60 Tücher	E1 9817100

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Incidin OxyWipe S

Gebrauchsfertiges Reinigungs- und Desinfektionstuch mit breitem Wirkspektrum. Die innovative Formulierung von Incidin OxyWipe S bietet den einzigartigen Vorteil einer patentierten* Wasserstoffperoxid-Lösung mit breitem Wirkspektrum. Sie wirkt gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlässt keine aktiven Rückstände.

* Europäisches Patent EP1987121

- » Keine aktiven Rückstände – Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
- » Voll viruzid
- » Exzellente Materialverträglichkeit
- » Wirksamkeit von Incidin OxyWipe S für die aus dem Wischtuch
- » Freigesetzte Flüssigkeit bestätigt

Typ	PZN	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 20 x 20 cm	11156082	6 x 100 Tücher	J6 3116020
Flowpack, Tuchgröße XL: 25 x 37 cm	13832015	6 x 50 Tücher	J6 3116100

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Incidin OxyWipe NG

Gebrauchsfertiges Flächendesinfektions- und Reinigungstuch für nicht-invasive und nicht tauchbare Medizinprodukte gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

- » Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten - kombiniert mit Reinigungsleistung
- » Exzellente Materialverträglichkeit, breite Materialverträglichkeit, einschließlich empfindlicher Oberflächen wie ABS, PMMA-Plexiglas
- » Reinigen & desinfizieren in einem Schritt

Hochwertiges Polypropylen-Tuch (50 g/m²) für effiziente Anwendung

Typ	PZN	VE	REF
Flowpack, Tuchgröße: 20 x 20 cm	18037481	6 x 100 Tücher	J6 3114110
Flowpack, Tuchgröße XL: 25 x 37 cm	18037475	6 x 50 Tücher	J6 3114190

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Cleanisept Wipes/Maxi

Cleanisept Wipes sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar. Cleanisept Wipes ermöglichen insbesondere bei der Desinfektion und Reinigung von Ultraschallköpfen ohne Schleimhautkontakt eine praxisnahe und zeitsparende Anwendung. Sie sind alkoholfrei und enthalten weder Aldehyde noch Phenole. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen und wiederverschließbaren Spenderdose entnehmen. VAH-/IHO-/ÖGHMP-gelistet

- » Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung durch praktische Spenderdose
- » Grundlegende, schnelle Wirksamkeit
- » Zur Desinfektion von Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen

Typ	PZN	VE	REF
Spenderdose, Tuchgröße: 14 x 20 cm	15559262	12 x 100 Tücher	J2 00208D10001
Nachfüllpackung	15559256	12 x 100 Tücher	J2 00208R10001
Flowpack, Tuchgröße: 20 x 22 cm	14307311	6 x 100 Tücher	J2 00208T100

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Desco Wipes DT Vliestücher

Desco Wipes Vliestücher sind aus qualitativ hochwertigem, fusselarmen DESOTEX Vliesstoff. Aufgrund der quervernetzten Struktur sind Desco Wipes Vliestücher sehr strapazierfähig und besonders reißfest.

Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentrat verwendet werden und bieten somit eine hohe Flexibilität.

Typ	VE	REF
Tücherrolle, Tuchgröße: 30 x 32 cm	6 x 100 Tücher	J2 00915RD10006



Sekusept Aktiv

Die leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und flexiblen Endoskopen mit umfassendem Wirkspektrum (inkl. Bakterien, Sporen, Hefen und Viren). Umfassend materialverträglich. RKI-gelistet (A,B). Viruzid gem. RKI Liste Stand 31.10.2017 (17. Ausgabe).

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
1,5 kg Eimer mit Messlöffel	3050470	04681505	4 Stück	1 Stück	J6 SAX4
6 kg Eimer mit Messbecher	3050570	02255069		1 Stück	J6 SAX6



Neodisher MediClean forte

Reinigungsmittel zur Aufbereitung thermostabiler und thermolabiler Instrumente

Alkalischer Universalreiniger - Flüssigkonzentrat - enthält Alkalitätsspende, Enzyme und Tenside. Exzellente Materialschonung, universell einsetzbar. Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut. Vermeidet eine Wiederablagerung von Proteinrückständen. Dieses Produkt ist für alle maschinellen Prozesse vorzusehen.

Typ	VE	REF
2 Liter Flasche	6 Stück	J2 405042
5 Liter Kanister	1 Stück	J2 405033
5 Liter Euro-Kanister	1 Stück	J2 405035
10 Liter Kanister	1 Stück	J2 405030



schülke →

perform classic concentrate mucasol

Alkalischer Laborreiniger zur manuellen Reinigung

- » Alkalischer Reiniger für die kraftvolle Reinigung
- » Entfernt kraftvoll Blut, Eiweiß, Öl, Fett, Silikon, Teer, Wachs, Hahnfett, Harz sowie Destillationsrückstände
- » Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund geringer Anwendungskonzentration
- » Frei von Ätzalkalien und Chlorverbindungen

Typ	UK	VE	REF
2 Liter Flasche	5 Stück	5 Stück	E1 44103
5 Liter Kanister		1 Stück	E1 44105



schülke →

edisonite classic

Das Laborreinigungsgranulat mit der großen Wirkung, alkalisch, entfernt Verschmutzungen durch Öle und Fette, Eiweiß und Blut. Auch im Ultraschallbad wirksam.

Ohne Messlöffel!

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
5 kg Eimer	70003063	00316536	1 Stück	E1 0102

schülke →



terralin protect

Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art

- » Aldehydfrei
- » Breite, mikrobiologische Wirkung gegen Bakterien (inkl. Tb), Pilze und Viren (HBV, HIV, Rota)
- » Ansprechende Anwendung durch besonders frischen und dezenten Duft
- » Gute Materialverträglichkeit, kraftvolle Reinigung
- » Begrenzt viruzid gem. RKI Liste Stand 31.10.2017 (17. Ausgabe)
- » Besonders für geruchssensible Bereiche (z. B. Frühgeborenen-Stationen) geeignet
- » IHO-gelistet, VAH-Zertifikat

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
2 Liter Flasche	181604	01874020	5 Stück	1 Stück	E2 181611
5 Liter Kanister	181612	04808756		1 Stück	E2 0208

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



schülke →

gigazyme

Enzymatischer Reiniger zur manuellen Aufbereitung von Medizinprodukten, wie z.B. flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.

- » Erstklassige Reinigungskraft durch 3 Enzyme
- » Hervorragende Materialverträglichkeit durch neutralen pH-Wert
- » Wenig Schaumbildung durch nichtionische Tenside

Typ	PZN	UK	VE	REF
2 Liter Flasche	18501211	5 Stück	1 Stück	E2 70003409
5 Liter Kanister	18501228		1 Stück	E2 70003408



schülke →

gigasept FF (Neu)

Gigasept FF (neu) ist ein auf Bernsteinsäuredialdehyd basierendes Präparat für die manuelle Desinfektion von chirurgischen und empfindlichen medizinischen Instrumenten. Hervorragende Materialverträglichkeit, 7 Tage Standzeit. Besonders geeignet für thermolabile und thermostabile Endoskope (flexibel und starr) wie Ultraschallsonden. Umfassendes mikrobiologisches Wirkungsspektrum. Frei von Formaldehyd und GDA. VAH-Zertifikat.

Typ	PZN	UK	VE	REF
2 Liter Praxisflasche	18501205	5 Stück	1 Stück	E2 70003414
5 Liter Kanister	18501197		1 Stück	E2 70003415



schülke →

gigasept Instru AF

Aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör, etc.

- » Aldehydfrei
- » Sehr gute Reinigungsleistung
- » Umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- » Verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad

Typ	PZN	UK	VE	REF
2 Liter Praxisflasche	04197442	5 Stück	1 Stück	E2 107411
5 Liter Kanister	04197465		1 Stück	E2 107412



schülke ->

thermosept ED

Thermosept ED ist kompatibel mit den Reinigungskomponenten Thermosept ER und Thermosept Endo-Cleaner und bietet die aufeinander abgestimmte Reinigung und Desinfektion für die chemothermische Aufbereitung von flexiblen Endoskopen.

- » Bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid, levurozid, begrenzt viruzid und viruzid, gemäß DVV
- » Umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- » Hervorragende Materialverträglichkeit
- » Schaumarm

Typ	VE	REF
5 Liter Kanister	1 Stück	E2 181001



Korsolex Endo-Cleaner

Reiniger für die chemothermische Endoskopaufbereitung

- » Hohe Materialverträglichkeit für Maschine und Endoskop
- » Schaumarm
- » Kompatibel mit Korsolex Endo-Disinfektant
- » Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

Typ	PZN	VE	REF
5 Liter Kanister	07233598	1 Stück	E1 972020



Korsolex Endo-Disinfektant

Desinfektionsmittel für die chemothermische Endoskopaufbereitung

- » Kompatibel mit unterschiedlichen Wasserqualitäten
- » Formaldehydfrei
- » Kompatibel mit Korsolex Endo-Cleaner
- » Viruzid
- » Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

Typ	PZN	VE	REF
5 Liter Kanister	07233606	1 Stück	E1 972030



Bodedex Forte

Flüssigreiniger für Instrumente, selbsttätig reinigende Wirkung. Gut reinigend auch bei hartnäckiger Verschmutzung, löst auch Reste von Kontrastmitteln, schaumarm. Auch gut für die Vorreinigung einsetzbar, ideal im Ultraschallbad. Alle Kaltlichtinstrumente wie Gastroskope, Biopsieschlingen, Rektoskope sind damit zu reinigen.

Typ	PZN	UK	VE	REF
2 Liter Flasche	00946415	4 Stück	1 Stück	E1 973762
5 Liter Kanister	00946421		1 Stück	E1 973769



Bomix plus

Aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel mit ausgezeichneten Reinigungseigenschaften. Zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium im manuellen Tauchbadverfahren sowie für die Grob- und Bürstenreinigung von Endoskopen. Selbst stark eiweiß-verschmutzte flexible Endoskope können mit Bomix plus aufbereitet werden. Bei gründlicher Spülung der Instrumente mit Wasser nach dem Gebrauch von Bomix plus, ist eine Kompatibilität mit Produkten auf der Basis von Aldehyden und Peressigsäure für die High-Level-Desinfektion gegeben.

- » Sehr wirtschaftlich mittels niedriger Einsatzkonzentrationen
- » Hohe Materialverträglichkeit
- » Kompatibel mit Präparaten auf anderer Wirkstoffbasis
- » Hervorragende Reinigungseigenschaft
- » Personalschutz
- » Angenehmer Geruch
- » Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus

Typ	PZN	VE	REF
5 Liter Kanister	09154785	1 Stück	E1 974609



Cidex OPA

Schnell und hochwirksam. Cidex OPA (Ortho-Phtalaldehyd) - der neue Standard der Instrumentendesinfektion. Schneller unter Beibehaltung einer ausgezeichneten Materialverträglichkeit. Cidex OPA ist nach einer Mindesteinwirkzeit von 5 Minuten wirksam gegenüber einem breiten Spektrum von Mikroorganismen, einschließlich Mikrobakterien und Viren.

Typ	UK	VE	REF
3,8 Liter Flasche	4 Stück	1 Stück	J7 20391
Teststreifen		2 x 15 Stück	J7 CX20393





Bacillol 30 Sensitive Foam

Materialschonendes Schnelldesinfektionsmittel zur Desinfektion von empfindlichen Oberflächen.

- » Anwendung als Sprühschaum
- » Gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung
- » Schnell wirksam
- » Besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien wie: Makrolon, Plexiglas und Polysulfon
- » Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- » Hervorragende Benetzung
- » Ohne Handschuhe anwendbar
- » Gute Reinigungseigenschaften
- » Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	PZN	UK	VE	REF
750 ml Flasche, inkl. Schaumsprühkopf	16401451	8 Stück	1 Stück	E1 9816901
5 Liter Kanister	17401045		1 Stück	E1 9818610

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Bacillol AF

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel für Flächen, welche alkoholunempfindlich sind, z. B. in Großküchen- und Lebensmittelbereiche (gem. BPR), Krankenhaus und Altenheim (gem. BPR), med. Geräte und Inventar, die unter das MPG fallen. Rückstandsfrei, parfümfrei, breites Wirkungsspektrum. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	PZN	UK	VE	REF
500 ml Flasche	00182662	20 Stück	1 Stück	E1 973385
1 Liter Flasche	00182679	10 Stück	1 Stück	E1 973380
5 Liter Kanister	00182685		1 Stück	E1 973389
Sprühkopf für 500/1000 ml Flaschen	02423584		1 Stück	E1 81587

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Kohrsolin FF

Flächendesinfektionsreiniger ohne Formaldehyd.

Gute Reinigungswirkung, breites Wirkungsspektrum, inklusive Viruzidie.

Anwendung: Desinfizierende Reinigung abwaschbarer Oberflächen im Wischverfahren e.g. med. Geräte und Inventar (gem. MPG) und Krankenhaus u. Altenheim (gem. BPR). IHO-gelistet, VAH-Zertifikat. Wirksamkeit gegen das Affenpockenvirus.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
40 ml Beutel	975382	07438099	125 Beutel	E1 234
5 Liter Kanister	202390	04764450	1 Stück	E1 20239

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Mikrobac Forte

Aldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger mit Schutzfaktor. Gut materialverträglich. Breites Wirkungsspektrum, geeignet für alle abwaschbaren Produkte und Flächen, z. B. Geräte, Fliesen, Wand- und Bodenflächen.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
20 ml Beutel	975392	07438030	250 Beutel	E1 10104
5 Liter Kanister	975395	04764467	1 Stück	E1 10109

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Helipur H Plus N

- » Schonende Desinfektion von thermolabilen Artikeln, wie z. B. Endoskope oder Kunststoffinstrumente. Breites Wirkungsspektrum, sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentrationen.
- » Schonende Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, Anästhesie-Zubehör und anderen thermolabilen Materialien
- » Sehr gute Materialverträglichkeit
- » Umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- » Sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration
- » Im Ultraschallbad einsetzbar
- » DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

Typ	PZN	UK	VE	REF
1 Liter Dosierflasche	08504929	10 Stück	1 Stück	E1 3891950
5 Liter Kanister	08504941		1 Stück	E1 3892050



Hexaquart XL

Aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel (Konzentrat)

- » Reinigung und Desinfektion von Inventar und Böden
- » Basierend auf Amin und quartären Ammoniumverbindungen
- » Aktiv gegen Bakterien, Mykobakterien, Hefen, umhüllte Viren (HIV / HCV / BV), Adeno-, Noro-, Rota- und Vaccinia-Virus
- » DGHM-/VAH- und RKI-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

Typ	PZN	UK	VE	REF
1 Liter Flasche	14138883	10 Stück	1 Stück	E1 19940
5 Liter Kanister	14138908		1 Stück	E1 19941

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hexaquart pure

Konzentrat zur kombinierten Desinfektion und Reinigung von Inventar und Fußböden

- » Aldehydfrei, ohne Amine und ohne Parfüm
- » Kurze Einwirkzeiten - Schnelldesinfektion (5 Min.) möglich
- » Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA) und Pilze; begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polyoma- und Noroviren
- » Gute Materialverträglichkeit mit den am häufigsten eingesetzten Materialien bei Fußboden und Inventar
- » Einsetzbar im B.Braun Wipes Tuchspendersystem, Haltbarkeit 4 Wochen
- » DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

Typ	PZN	UK	VE	REF
1 Liter Flasche	14138914	10 Stück	1 Stück	E1 19942
5 Liter Kanister	14138920		1 Stück	E1 19943

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Meliseptol New Formula

Flächendesinfektionsmittel Meliseptol mit neuer Rezeptur.

Meliseptol New Formula ist frei von Zusatzwirkstoffen und hat ein verbessertes mikrobizides Wirkspektrum. Meliseptol ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen. Es eignet sich für die Desinfektion von medizinischem Inventar und anderen alkoholbeständigen Oberflächen. Bei einer Einwirkzeit von nur einer Minute wirkt Meliseptol New Formula gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze; es ist begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Adeno- und Noroviren. Dabei enthält es keine zusätzlichen Wirkstoffe wie z.B. QAV, Amine oder Aldehyde und ist DGHM-/VAH-gelistet sowie in der IHO-Viruzidie-Liste.



Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
250 ml Sprayflasche	19763	10966123	20 Stück	1 Stück	E1 19763
1 Liter Flasche, eckig, ohne Sprühkopf	19761	10966169	10 Stück	1 Stück	E1 19761
1 Liter Flasche, rund, ohne Sprühkopf	19764	10966152	10 Stück	1 Stück	E1 19764
5 Liter Kanister	19758	10966175		1 Stück	E1 19758
Sprühkopf		02182034	50 Stück	1 Stück	E1 6510094

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Meliseptol Foam pure

Schaum zur Schnelldesinfektion auch für empfindliche Flächen

- » Gute Materialverträglichkeit bei alkoholempfindlichen Materialien wie z. B. Kunststoffoberflächen medizinischer Geräte, Acrylglas, Ultraschallköpfe und -sonden, (inkl. Vaginalsonden) und Untersuchungsliegen
- » Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, ist begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma- und aviäre Influenzaviren
- » DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
750 ml Schaumsprühflasche	19171/19796	07314546	12 Stück	1 Stück	E1 19171
5 Liter Kanister		07314552		1 Stück	E1 19288

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Meliseptol Rapid

Sprühdeseinfektionsmittel für Inventar, treibgasfrei. Besonders umfassend und schnell wirksam.

Typ	PZN	UK	VE	REF
250 ml Sprühflasche	01264592	20 Stück	1 Stück	E1 18564
250 ml Flasche	01264534	20 Stück	1 Stück	E1 18566
1 Liter Flasche	01264586	10 Stück	1 Stück	E1 18565
5 Liter Kanister	01264600		1 Stück	E1 18567

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Incidin Liquid

Farb- und duftstofffreie gebrauchsfertige Lösung zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkohlbeständigen Oberflächen. Schnelldesinfektion von nicht porösen Flächen einschl. Oberflächen von Medizinprodukten, auch ohne mechanische Einwirkung gemäß DIN 16777. Gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung. Bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI Liste Stand 31.10.2017 (17. Ausgabe) sowie wirksam gegen Rota- und Polyma/SV40-Viren. VAH gelistet.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
1 Liter Flasche, ohne Sprühkopf	3011340/3096220	07503098	12 Stück	1 Stück	J6 YLS12
5 Liter Kanister	3011350/3096300	07503081	2 Stück	1 Stück	J6 YLS2

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Incidin Pro

Aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion von Oberflächen aller Art. Incidin Pro setzt mit seiner SMART-BALANCED-Formel einen neuen Standard für die Profi-Reinigung und Desinfektion von Oberflächen. Incidin Pro ist umfassend geprüft und VAH-gelistet. Die breite Wirksamkeit ist nach den neuesten EN Standards, DGHM- und DVV-Methoden getestet. Bakterizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI Liste Stand 31.10.2017 (17. Ausgabe) sowie wirksam gegen Adeno-, Rota- und Noroviren. Incidin Pro zeichnet sich aus durch kurze Einwirkzeiten, niedrige Anwendungskonzentrationen und sehr gute Reinigungsleistung.

Typ	PZN	UK	VE	REF
20 ml Beutel	10832871		400 Beutel	J6 3076560
2 Liter Flasche	10179388	3 Stück	1 Stück	J6 3148468
6 Liter Kanister	10179371		1 Stück	J6 3140908

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Incidin OxyFoam NG

Gebrauchsfertige Flächendesinfektion- und Reinigungslösung

Die fortschrittliche Formulierung von Incidin OxyFoam NG bietet die Vorteile der patentierten Wasserstoffperoxidlösung in Kombination mit der synergistischen Wirkung von Phenoxyethanol:

- » Effiziente Formulierung ohne Parfüm und Farbstoff
- » Reinigung und Desinfektion in einem Schritt - Oberflächen sichtbar sauber
- » Formulierung auf der Grundlage biologisch abbaubarer Inhaltsstoffe

Aufgrund der Eigenschaften ist Incidin OxyFoam NG für den Einsatz auf einer Vielzahl von Oberflächen in Gesundheitseinrichtungen geeignet und ideale Produkte für die Intensivpflege und andere Hochrisikobereiche.

Typ	PZN	UK	VE	REF
750 ml Flasche	18037469	6 Stück	1 Stück	J6 3113950
5 Liter Kanister	18037452	2 Stück	1 Stück	J6 3114050

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



schülke →

mikrozid AF Liquid

Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen auf Basis von Alkoholen. Mikrobiologische Wirksamkeit: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus, Adenovirus (Typ 5). IHO-gelistet, VAH-Zertifikat.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
250 ml Pumpsprayflasche	109160	02877813	10 Stück	1 Stück	E2 1507
1 Liter Flasche	109301	02877606	10 Stück	1 Stück	E2 1502
10 Liter Kanister	109102	02877807		1 Stück	E2 1505
Sprühkopf für 1 Liter Flasche	109126	17669463		1 Stück	E2 0506

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



schülke →

mikrozid Sensitive Liquid

Gebrauchsfertige Lösung zur reinigenden Desinfektion empfindlicher Flächen und sensibler Medizinprodukte.

- » Alkoholfrei
- » Gebrauchsfertig
- » Sehr schnell und gut wirksam
- » Für alkoholempfindliche Flächen
- » Gute Reinigungsleistung
- » IHO-gelistet, VAH-Zertifikat

Typ	PZN	UK	VE	REF
1 Liter Flasche	17518480	10 Stück	1 Stück	E2 70003135
5 Liter Kanister	17518617		1 Stück	E2 70003136



schülke →

mikrozid universal Liquid

- » Gering alkoholische Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.
- » Gute Materialverträglichkeit (z. B. Tablets)
- » Schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- » Wirksam in Anlehnung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Min.
- » Dermatologisch getestet
- » Ohne Farb- und Parfümstoffe
- » Hervorragende Reinigungsleistung
- » IHO-gelistet, VAH-Zertifikat

Typ	PZN	UK	VE	REF
1 Liter Flasche	12397190	10 Stück	1 Stück	E2 70000998
5 Liter Kanister	12397209		1 Stück	E2 70000997

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.





Seifen- und Desinfektionsmittelpender

- » Mit Kunststoffpumpe
- » Komplet aus Kunststoff, inklusive Tropfschale
- » Mit weiß-grauen, langen Armhebel aus Kunststoff und Wandhalterung
- » Geeignet für alle herkömmlichen 500 ml Flaschen

Technische Daten: Maße: 265 x 145 x 210 mm

Typ	VE	REF
Armhebelpender für 500 ml Flaschen	1 Stück	J2 50000
Ersatz-Pumpeneinsatz für Seifen-/Desinfektionspender	1 Stück	J2 50000EP



Seifen- und Desinfektionsmittelpender aus Aluminium, 500 ml

- » Mit Pumpe (rostfreier Stahl)
- » Komplet aus Aluminium, silber
- » Mit 14 cm langem Edelstahl Armhebel, abschliessbarer Frontplatte, 2 Schlüsseln und Wandhalterung
- » Geeignet für alle herkömmlichen 500 ml Flaschen

Technische Daten: Gewicht: 620 g, Maße: 287 x 84 x 225 mm

Typ	VE	REF
Seifen- und Desinfektionsmittelpender, 500 ml	1 Stück	J2 60000
Ersatzpumpe (rostfreier Stahl), für Seifen- und Desinfektionsmittelpender, 500 ml	1 Stück	J2 60000EP



Seifen- und Desinfektionsmittelpender aus Aluminium, 1000 ml

- » Mit Pumpe (rostfreier Stahl)
- » Komplet aus Aluminium, silber
- » Mit 14 cm langem Edelstahl Armhebel, abschließbarer Frontplatte, 2 Schlüsseln und Wandhalterung
- » Geeignet für alle herkömmlichen 1000 ml Flaschen

Technische Daten: Gewicht: 820 g, Maße: 327 x 84 x 225 mm

Typ	VE	REF
Seifen- und Desinfektionsmittelpender, 1000 ml	1 Stück	J2 70000
Ersatzpumpe (rostfreier Stahl), für Seifen- und Desinfektionsmittelpender, 1000 ml	1 Stück	J2 70000EP



Seifen- und Desinfektionsmittelpender, 500/1000 ml

Batteriebetrieben, für 500 ml/1000 ml Flaschen (Lieferumfang ohne Batterien). Der sensorgesteuerte Mechanismus verhindert nosokomiale Infektionen, da der Spender zum Auslösen in keinster Weise in Kontakt mit den Händen kommt. Der Sensorspender kann freistehend oder an einer Wand montiert zum Einsatz kommen. Der berührungslose Sensorspender wird mit 2 Pumpen geliefert und ist dadurch für sämtliche Flüssigseifen als auch für alle Händedesinfektionsmittel hervorragend geeignet.

Lieferumfang: mit Montageplatte und Schraubenset, Tropfschale, Tropfpumpe für Flüssigseife, Sprühpumpe für Händedesinfektionsmittel, Einlage zur Verwendung von 500 ml Euro-Flaschen

Technische Daten: Maße: 104 x 190 x 312 mm

Typ	VE	REF
Seifen- und Desinfektionsmittelpender, 500 ml/1000 ml	1 Stück	J2 80000



Tisch Seifen- und Desinfektionsmittelpender mit Infrarot Sensor, 250 ml

- » Ideal für Küchen, Hotels, Restaurants, Ladentheken, Besprechungsräume
- » Mit einem Infrarot Bewegungssensor ausgestattet, gibt der Seifenspender die Flüssigkeit automatisch frei, sobald der Sensor Ihre Hände erkennt
- » Berührungslose Bedienung, sauber und hygienisch
- » Für Flüssigseife, Desinfektionsmittel
- » Infrarot Sensor spendet automatisch: Optimale Hygiene
- » Füllmenge 250 ml
- » Stromversorgung mit 4 AAA Micro Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
- » Mit An-/Aus-Schalter

Technische Daten: Höhe: 19 cm, Durchmesser: ca. 7,5 cm

Typ	VE	REF
Seifen- und Desinfektionsmittelpender, 250 ml	1 Stück	J2 90000



Armhebelspender Universal

- » ABS, weiß
- » Mit Wandhalterung
- » Abschließbare Verschlussplatte
- » Auswechselbare Pumpe
- » Flexible Dosiermengeneinstellung
- » Für alle herkömmlichen 500 ml und 1.000 ml Flaschen
- » 1.000 ml Flasche im Lieferumfang enthalten
- » Inklusive Adapter für 500 ml Flasche

Typ	VE	REF
Armhebelspender Universal für 500 ml und 1000 ml Flaschen	1 Stück	J2 1500
Tropfschale für Seifenspender, ABS, weiß	1 Stück	J2 80018



Ingo-Man Seifen- und Desinfektionsmittelpender

Für Flüssigseifen, alkoholische Händedesinfektionsmittel, Lotionen etc., autoklavierbar, Aluminiumgehäuse mit Edelstahlhebel für Ellbogenbedienung, austauschbare Edelstahlpumpe (3 Dosiermengen einstellbar). Passend für Einwegflaschen von Bode und Schülke & Mayr.

Typ	Maße	Hersteller-Nr.	VE	REF
500 ml, mit langem Armhebel	82 x 282 x 230 mm	1115400/ELS26A	1 Stück	G1 ELS24
1000 ml, mit langem Armhebel	82 x 325 x 230 mm	1005100/TLS26A	1 Stück	G1 TLS24
1000 ml, mit kurzem Armhebel	94 x 317 x 162 mm	1220900/T26A/25	1 Stück	G1 1220900



Ingo-Man Schalenhalter

Zum Einhängen für diverse Ingo-Man-Spender.

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF
Schalenhalter, passend für 500 ml Spender	263800	1 Stück	G1 SHE
Schalenhalter, passend für 1000 ml Spender	161100	1 Stück	G1 SHT



Hygiene-Tower

Hygiene-Tower aus geschliffenen Edelstahl, mit schwarz-pulverbeschichteter Grundplatte, mit Montagevorrichtung für Desinfektionsmittelspender. Passend für berührungsfreien Seifen- und Desinfektionsmittelspender 500/1000 ml. REF. J2 80000 sowie für die manuellen Aluminiumspender REF. J2 60000, REF. J2 70000 und REF. J2 50000
Plattenaufnahme auch für weitere diverse Marken geeignet.

Technische Daten: Grundplatte: 450 x 450 mm, Höhe: 1500 mm, ohne Spender, jedoch inkl. Montageanleitung.

Typ	VE	REF
Hygiene Tower, ohne Spender	1 Stück	G1 300400



Ingo-Man Hygienestationen E AFP

Hygienestation aus Edelstahl mit ingo-man plus Desinfektionsmittelspender 1000 ml und Auffangschale.

- » Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- » Ideal für Eingangsbereiche und Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder möglich ist
- » Zur Unterstützung der Infektionsprävention im öffentlichen und halböffentlichen Bereich
- » Zum Selbstaufbau beim Anwender

Technische Daten: Material: Edelstahl, geschliffen, mit Anti-Fingerprint-Beschichtung (AFP), Bodenplatte: Edelstahl, mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, mit Gummifüßen

Typ	Maße	VE	REF
1 Edelstahl-Säule, inkl. manuellem Desinfektionsmittelspender 1000 ml und Auffangschale	350 x 1260 x 406 mm	1 Stück	G1 1420163
2 Edelstahl-Säule, inkl. Touchless Desinfektionsmittelspender 1000 ml und Auffangschale	350 x 1211 x 434 mm	1 Stück	G1 1420164



Eltra

Zur bioziden Anwendung für desinfizierendes Waschen von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik wie Krankenhauswäsche, Praxiswäsche, Altenheimwäsche, Textilien aus anderen hygienesensiblen Bereichen sowie Berufsbekleidung aus Küche und Lebensmittelverarbeitung, Feuchtwischbezüge aus Krankenhäusern.

Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60/70/80 °C gemäß RKI (AB) und VAH.

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
6 kg Papiersack	1011210	00727073	1 Stück	J6 EL6
20 kg Papiersack	1011200		1 Stück	J6 EL20

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Instrumenten-Desinfektionswanne

Mit Lochsieb und Deckel, nicht autoklavierbar.

Inhalt	Maße	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
Mit cremefarbenem Deckel mit Schlitz (ohne Abbildung)					
3 Liter	300 x 200 x 110 mm	882960	03083647	1 Stück	E1 882960-BODE
Mit weißem Deckel (ohne Abbildung)					
4 Liter	340 x 210 x 120 mm			1 Stück	E1 88296
Mit transparentem Deckel					
5 Liter	546 x 198 x 120 mm	882860	02423578	1 Stück	E1 88286
10 Liter	400 x 290 x 180 mm	882940	03655345	1 Stück	E1 88294



Das hochleistungsfähige, kosteneffiziente Handtuchsystem, **KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Handtücher aus AIRFLEX Material.**

Im Gegensatz zu herkömmlichen Papierhandtüchern verhindert das hoch saugfähige AIRFLEX Material, dass die Handtücher zerreißen oder durchnässen.

Sie bleiben jederzeit angenehm im Gebrauch und bieten eine hohe Trockenleistung. Durch das Interfold-System entfaltet sich das Handtuch optimal, so dass nur 1 Handtuch pro Trocknung genügt.



Kleenex Ultra Handtücher

Weiche, weiße, 2-lagige Handtücher aus AIRFLEX Material, hautschonend, sehr saugstark, effizient und wirtschaftlich. Optimale Qualität für jeden Waschraum. Kartonverpackung.

Geeignet für AQUARIUS Handtuchspender HA 6945 und HA 6956.

Typ	Maße	VE	REF
2-lagig, weiß, interfold	21,5 x 21 cm	15 x 186 Tücher (2790 Tücher)	HA 6789
2-lagig, weiß, interfold	21,5 x 41,5 cm	30 x 94 Tücher (2820 Tücher)	HA 6772
2-lagig, weiß, interfold	31,5 x 21,5 cm	15 x 124 Tücher (1680 Tücher)	HA 6778



Kleenex Ultra Falthandtücher

Supersofte, weiße, 3-lagige Handtücher aus AIRFLEX Material, hautschonend, weich und hoch saugfähig. Optimaler Pflegekomfort, ideal für häufiges Händetrocknen. Kartonverpackung. Geeignet für AQUARIUS Handtuchspender HA 6945 und HA 6956.

Typ	Maße	VE	REF
3-lagig, weiß, interfold	31,5 x 21,5 cm	15 x 96 Tücher (1440 Tücher)	HA 6710



Scott Performance Handtücher

Die schnell aufsaugenden Handtücher aus 1-lagigem AIRFLEX Material garantieren durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Nassfestigkeit ein effizientes Trocknen der Hände.

Geeignet für AQUARIUS Handtuchspender HA 6945 und HA 6956.

Typ	Maße	VE	REF
1-lagig, weiß, interfold	21,5 x 31,5 cm	15 x 212 Tücher (3180 Tücher)	HA 6663



Scott Control Papierhandtücher

Scott Control blaue, detektierbare Falthandtücher zum Abtrocknen der Hände in kontaminierten Umgebungen, z. B. Bereiche der Lebensmittelzubereitung und stark frequentierten Waschräume. Die einzigartige Airflex-Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination. Die Papierhandtücher sind zertifiziert mit FSC und EU Ecolabel und bieten damit umweltbewusste Händehygiene. Zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. Geeignet für Aquarius Falthandtuchspendern (HA 6945 und HA 7171) und Kimberly-Clark Professional Falthandtuchspendern (HA 6692 und HA 8971). Kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Papiertuchspendern.

Typ	Maße	VE	REF
1-lagig blau, interfold	31,5 x 20 cm	15 x 240 Tücher (3600 Tücher)	HA 6682



Scott Essential Handtücher

Scott Essential Handtücher sind weicher, saugfähiger und stärker als herkömmliche Handtücher und bieten beständige Qualität zum günstigen Preis. Das clevere Design mit Interfold-Faltung und Airflex-Material verhindert ein Reißen der Tücher bei der Entnahme aus dem Spender und sorgt zudem dafür, dass jeweils nur ein einzelnes Tuch entnommen wird.

Geeignet für Aquarius Handtuchspender (HA 6945 und HA 7171) und Kimberly-Clark Professional Handtuchspender (HA 8971).

Typ	Maße	VE	REF
1-lagig, weiß, klein, interfold	21 x 20 cm	15 x 340 Tücher (5100 Tücher)	HA 6617



Universal Handtuchspender

Passend für alle gängigen Papierhandtücher in Zickzack- und Lagenfaltung, passend für 600 Handtücher. Aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet, abschließbar, zur Wandmontage.

Maße	VE	REF
330 x 265 x 120 mm (H/B/T)	1 Stück	J2 31400



Kunststoff Handtuchspender

Passend für alle gängigen Papierhandtücher in Zickzack- und Lagenfaltung, passend für 500 Handtücher. Aus ABS-Kunststoff, weiß, zur Wandmontage.

Maße	VE	REF
250 x 255 x 120 mm (H/B/T)	1 Stück	J2 31200



Aquarius Handtuchspender klein

Schlagfester Kunststoff, weiß mit Sichtfenster für C- und Zickzack-Falz, kann mit Adapter auf Interfold umgestellt werden.

Maße	VE	REF
15,9 x 28,7 x 14 cm (H/B/T)	1 Stück	HA 6956



Aquarius Spender für Waschlotion und Handdesinfektion

Aus schlagfestem Kunststoff, kompaktes Design für einen geringeren Platzbedarf, mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung, für Flüssigseife und Schaumseife, für Kimberly Produkte: 6330, 6331, 6332, 6333, 6336, 6340, 6342, 6348, 6382, 6385, 6386, 6387, 6373.

Maße	VE	REF
23,5 x 11,6 x 11,0 cm (H/B/T)	1 Stück	HA 6948



Aquarius Handtuchspender - Interfold

Schlagfester Kunststoff, weiß mit Sichtfenster für Formathandtücher interfold-Faltung.

Maße	VE	REF
39,9 x 26,5 x 14 cm (H/B/T)	1 Stück	HA 6945



Aquarius Handtuchspender Standard

Schlagfester Kunststoff, weiß mit Sichtfenster, für Handtücher mit 25 cm Breite geeignet, für C- und Zickzack-Falz, kann mit Adapter auf Interfold umgestellt werden.

Maße	VE	REF
40,7 x 31,7 x 15 cm (H/B/T)	1 Stück	HA 6954



Tork Advanced Handtuch weiss

Hochweißes, 2-lagiges Tissue, höchste Weichheit und Saugfähigkeit durch Luftpolsterprägung, sehr gute Naßfestigkeit.

Maße	Typ	VE	REF
23 x 22,6 cm	Zickzackfalz	3750 Tücher	J5 290143
25 x 23 cm	Zickzackfalz	3750 Tücher	J5 290163



Tork Advanced Handtuch grün

Grünes, 2-lagiges Tissue, angenehm weich und saugstark durch Luftpolsterprägung. Schnelle Wasseraufnahme und gute Naßfestigkeit.

Maße	Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF
25 x 23 cm	Zickzackfalz	290179	3750 Tücher	J5 9/01-77



Tork Xpress Interfold/Multifold-Handtücher

Universal Handtuchpapier Interfold (Multifold) H2, 2-lagiges Tissue, hochweiß.

Maße	Typ	VE	REF
21,3 x 23,4 cm	Z-Falz	4740 Tücher	J5 150299



Tork Xpress Multifold-Handtücher

Universal Handtuchpapier H2 Multifold, 2-lagiges Tissue, hochweiß.

Maße	Typ	VE	REF
20 x 34 cm	W-Falz	3360 Tücher	J5 150300



Tork H3 Elevation Handtuchspender

Passend für Handtücher mit Zickzackfaltung. Mit Sichtfenster, abschließbar, aus schlagfestem Kunststoff.

Maße	VE	REF
für Handtücher mit Zickzackfaltung		
333 x 439 x 136 mm	1 Stück	J5 553000
für Handtücher Mini, mit Zickzackfaltung		
332 x 291 x 135 mm	1 Stück	J5 553100



Tork Xpress Soft Handtuch Multifold
2-lagiges Tissue, weiß, weich, für H2-Systeme.

Maße	VE	REF
21,2 x 34 cm	2856 Tücher	J5 120399



Tork Express Multifold-Handtücher Premium

Premium Handtuchpapier, komprimiert, weich, H2 Multifold, 2-lagiges Tissue, weiß.

Maße	VE	REF
21,2 x 32 cm	2040 Tücher	J5 100888



Tork Xpress Handtuch Extra Soft, Premium

Extra weiches Multifold Handtuch, 2-lagig, weiß, passend für H2-Multifold-Handtuchsystem.

Maße	VE	REF
21 x 34 cm	2100 Tücher	J5 100297



Tork Universal Wischtuch 320, Kleinrolle

Ideal bei Wasser, Lebensmittelresten und Ölen, 2-lagig, hochweiß, mit Luftpolsterprägung, 28 cm Abrisslänge.

Maße	Hersteller-Nr.	VE	REF
28 x 23 cm	129265	10 Rollen à 200 Tücher	J5 9/03-64



Tork Advanced Wischtuch 420 grün, Kleinrolle

Bei Wasser, grobem Schmutz oder Schmiere, 2-lagig, grün, 28 cm Abrisslänge.

Maße	Hersteller-Nr.	VE	REF
28 x 23 cm	129255	10 Rollen à 200 Tücher	J5 9/03-56



Tork Premium Waschtuch

Softes Patientenwaschtuch, textiltartiger Charakter, geschnitten, weiß. 1-lagig und ungefaltet.

Maße	VE	REF
30 x 32 cm	8 x 135 Tücher	J5 742200





Falhandtuch Tissue

Mit Vollentfaltung, 2-lagig, hochweiß gebleicht, V-Falz, ZZ-Faltung.

Technische Daten: Passend für Kleenex Spender

Maße	VE	REF
23 x 22 cm	15 x 270 Stück	J2 15534



Fripa Papierhandtücher Verde

1-lagig grün. Recyclingqualität, geprägt, V-Falz.

Maße	VE	REF
25 x 23 cm	20 x 250 Stück	J2 4021101



Proflin Handtuchpapier

1-lagig, natur, ZickZack/ V-Falz, Recyclingmaterial.

Maße	VE	REF
25 x 23 cm	20 x 250 Stück	J2 251760



Wisch und Putztuch

4-lagig, ungebleicht

Maße	VE	REF
28 x 34 cm	20 x 50 Stück	J2 7150



KIMTECH Pflgetücher

Widerstandsfähiges, voluminöses Tuch. Angenehm im Gebrauch für hohen Pflegekomfort. Sehr gute Hautverträglichkeit und für Wischvorgänge in steriler Umgebung geeignet. Geprägt, weiß, z-gefaltet (HYDROKNIT Material).

Maße	VE	REF
32 x 38 cm	20 x 50 Stück	HA 7505



Tissuline Toilettenpapier Recycling 3-lagig

Extra weiches Toilettenpapier, Zellstoff, 3-lagig, weiß, 250 Blatt auf der Rolle.

Sack: 8 x 8 Rollen

Typ	VE	REF
Tissuline	64 Rollen	J2 40304



Katrin Basic Toilettenpapier

250 Blatt auf der Rolle, 2-lagiges Tissue, natur

Sack: 8 x 8 Rollen

Typ	VE	REF
Katrin Basic, natur	64 Rollen	J2 16950



Katrin Plus Toilettenpapier

250 Blatt auf der Rolle, 3-lagiges Tissue, weiss

Sack: 6 x 8 Rollen

Typ	VE	REF
Katrin Plus, weiß	48 Rollen	J2 10487



Tork Premium Toilettenpapier-Rollen

250 Blatt auf der Rolle, 3-lagig, hochweiß

Sack: 30 Rollen

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF
Tork Premium	110782	30 Rollen	J5 9/07-82



Bürstenspender aus Edelstahl

Für 16 Standard-Handwaschbürsten. Mit Wandhalterung. Der gesamte Bürstenspender ist abnehmbar und autoclavierbar. Zum Füllen ist die vordere Abdeckung verschiebbar.

Durch Tastendruck wird die Bürste aus dem Spender nach vorn geschoben. Formschöne, hochwertige Ausführung zum günstigen Preis.

Maße	VE	REF
130 x 480 x 80 mm (B/H/T)	1 Stück	G1 186



Ingo-Man Hygienebeutelspender

Aus Aluminium, mattsilber eloxiert, für Hygienebeutel aus Papier.

Maße	Hersteller-Nr.	VE	REF
130 x 275 x 30 mm (B/H/T)	311500	1 Stück	G1 HB1



Wandhalter Economy für Hygienebeutel

Drahtgestell, weiß beschichtet.

Typ	VE	REF
Wandhalter	1 Stück	H7 551



Hygienebeutel aus Papier

Für Damenbinden

Maße	VE	REF
280 x 120 x 40 mm (B/H/T)	100 Stück	F4 0104



Tork Littainer 100 Drahtgitter-Korb

weiß

Maße	VE	REF
330 x 720 x 250 mm (B/H/T)	1 Stück	J5 0/97-50



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

Servocare Einweg Waschhandschuh Faservlies

Blau-weiss

Maße	UK	VE	REF
15 x 23 cm	20 Pack.	50 Stück	J2 407



servocare
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

Servocare Einweg Waschhandschuh Naturfaservlies

Naturfarben, Molton.

Maße	UK	VE	REF
15 x 22 cm	20 Pack.	50 Stück	J2 408



Tenaset Waschhandschuh

Textilartig, anschmiegsam, hygienisch.

Größe	PZN	UK	VE	REF
ohne Folie an der Innenseite				
16,5 x 25 cm	04941981	6 x 200 Stück	200 Stück	K7 740400
mit Folie an der Innenseite				
16,5 x 25 cm	06632563	6 x 175 Stück	175 Stück	K7 740500



Patienten Seifenlappen


Ideal für die schnelle Reinigung vor der Untersuchung. Nur in weiß lieferbar. 100 % Baumwolle, ca. 380 g/m².

Typ	Maße	VE	REF
Seifenlappen, weiß	30 x 30 cm	1 Stück	G1 N007010



Geld sparen! Wirtschaftlich einkaufen

Mit Mediware können Sie beträchtliche Einsparungen erzielen, indem Sie wirtschaftlich einkaufen. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, Ihnen kosteneffiziente Lösungen zu bieten, ohne dabei an Qualität zu sparen. Vertrauen Sie auf Mediware, um Ihre Ausgaben zu optimieren und gleichzeitig hochwertige Produkte zu erhalten. Entdecken Sie, wie Sie mit uns Geld sparen können!



Mediware Ärztekrepp Standard

Aus 2-lagigem weissem Tissue 34 g/qm, alle 38 cm perforiert, Länge pro Rolle = 50 Meter

Breite	Länge	VE	REF
39/40 cm	50 m	9 Rollen	G7 5040
46 cm	50 m	9 Rollen	G7 5046
50 cm	50 m	9 Rollen	G7 5050
55 cm	50 m	9 Rollen	G7 5055
59 cm	50 m	9 Rollen	G7 5059



Mediware Ärztekrepp

Aus 2-lagigem, weissem Tissue, 34 g/qm, alle 38 cm perforiert. Länge pro Rolle = 80 Meter

Breite	Länge	VE	REF
39/40 cm	80 m	6 Rollen	G7 8040
50 cm	80 m	6 Rollen	G7 8050
55 cm	80 m	6 Rollen	G7 8055
59 cm	80 m	6 Rollen	G7 8059



Mediware Ärztekrepp Extra Long Vorteilsrolle 150 m

Aus 2-lagigem, weissem Tissue, 34 g/qm, Zwischenblatt verleimt und geprägt, alle 38 cm perforiert, auf der ergiebigen 150 Meter Vorteilsrolle.


Breite	Länge	VE	REF
39/40 cm	150 m	6 Rollen	K7 40
46 cm	150 m	6 Rollen	K7 45
50 cm	150 m	6 Rollen	K7 50
55 cm	150 m	4 Rollen	K7 55
59 cm	150 m	4 Rollen	K7 59



Mediware Ärztekrepp Rolle 100 m

Aus 2-lagigem, weissem Tissue, 34 g/m², alle 37,5 cm perforiert. Länge pro Rolle = 100 Meter

Breite	Länge	VE	REF
39/40 cm	100 m	6 Rollen	G7 10040
50 cm	100 m	6 Rollen	G7 10050
55 cm	100 m	6 Rollen	G7 10055
59 cm	100 m	6 Rollen	G7 10059



Medikrepp in Lagen

Kräftige Ausführung, 70 g/m², hochweiß, ungefaltet. Ideal für die gynäkologische Praxis.

Maße	VE	REF
40 x 40 cm	1000 Stück	G7 02



Semikrepp in Lagen

46 g/m², ungefaltet, 1-lagig.

Maße	VE	REF
40 x 40 cm	1000 Stück	G7 43165



Ideal zum Abwischen und Unterlegen

Zellstoff in Lagen

1-lagige Qualität in ungebleicht bzw. hochgebleicht lieferbar

Maße	VE	REF
ungebleicht		
20 x 30 cm	3 x 5 kg	G6 0705
40 x 60 cm	3 x 5 kg	G6 0702
hochgebleicht		
40 x 60 cm	3 x 5 kg	G6 0703



Scott Extra Ärzterollen

2-lagiges, weiches Tissue - 100 % Recyclingmaterial, perforiert. Für Krankenhäuser, Kliniken, med. Praxen, Gesundheits- und Schönheitspflege. Überall dort wo auf Qualität und Komfort Wert gelegt wird. In weiß bzw. blau lieferbar.

Typ	Maße	Länge	VE	REF
im Polybeutel verpackt				
weiß / 2-lagig	51 x 38 cm	50 m	6 Rollen	HA 6003
im Karton verpackt				
weiß / 2-lagig	59 x 37 cm	50 m	6 Rollen	HA 6004
blau / 2-lagig	59 x 37 cm	50 m	6 Rollen	HA 6024



Alta Q-1 Ärzterollen

Wasserundurchlässiges, PE-beschichtetes Ärztekrepp, 1-lagiges Tissue, alle 30 cm perforiert.

Rollenlänge: 50 m

Breite	Länge	VE	REF
39 cm	50 m	6 Rollen	G7 51199
50 cm	50 m	6 Rollen	G7 51200
55 cm	50 m	6 Rollen	G7 51201
59 cm	50 m	6 Rollen	G7 51202



Alta Q-2 Ärztekrepp - wasserfest

Die sichere 2-lagige Auflage mit stabiler Polyunterseite, welche das Mobiliar sicher vor Feuchtigkeit schützt. Oberfläche besonders gut saugend. Tissue 2-lagig. Alle 60 cm perforiert. Rollenlänge: 50 m

Breite	Länge	VE	REF
40 cm	50 m	6 Rollen	G7 158
50 cm	50 m	6 Rollen	G7 156
60 cm	50 m	6 Rollen	G7 157



Fripa Ärztekrepp Economy

Aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, naßfest, weiß, Gewicht 40 g/m², alle 38 cm perforiert, einlagig. Rollenlänge: 50 m

Breite	Länge	Hersteller-Nr.	VE	REF
39 cm	50 m	5053902	9 Rollen	G7 0039
50 cm	50 m	5055001	9 Rollen	G7 0050
55 cm	50 m	5055502	9 Rollen	G7 0055
59 cm	50 m	5055901	9 Rollen	G7 0059



SERVOBOX

SERVOBOX Grossmodelle

Für alle Arten von Problemüll

Neuer Deckel für SERVobox Großmodelle:

Größere Öffnung - Einfachere Bedienung - Größere Sicherheit

- » Mit UN-Zulassung
- » Aus 100 % recyceltem Material
- » Großes Loch
- » Henkeldeckel - Einhandbedienung
- » Vorschriftsmäßige Abstreifvorrichtung für Kanülen und Insulinspritzen
- » Zwischenzeitliche und endgültige Verschlussmöglichkeit. Für den endgültigen Verschluss muss die Lasche nach unten gebogen werden, bevor diese fest in den Schlitz gedrückt wird
- » Farbe: schwarz-gelb

Alle SERVoboxen erfüllen die aktuellen Anforderungen der TRBA 250.

Volumen	Höhe	Durchmesser	VE	REF
5 Liter	190 mm	235 mm oben / 190 mm unten	1 Stück	I9 0125
11 Liter	260 mm	280 mm oben / 235 mm unten	1 Stück	I9 0130
21 Liter	400 mm	310 mm oben / 260 mm unten	1 Stück	I9 0135



Clinipack Container

für die sichere Entsorgung

Der Clinipack-Sicherheitsbehälter (3 l Inhalt) ist für die sichere Lagerung und Vernichtung von kontaminationsgefährdeten Artikeln wie Spritzen, Kanülen, Tupfern, etc. Der Deckel des Clinipack-Behälters ist mit einem schwenkbaren Teil versehen, so daß damit leicht Kanülen von den Spritzen abgezogen werden können. Durch Öffnen des Deckels können größere Abfälle leicht entsorgt werden. Durch einen Clip ist die gesamte Öffnung verschließbar.

Der Clinipack-Behälter besteht aus kräftigem, verbrennbarem Kunststoff (umweltfreundlich).

Die gelbe Farbe entspricht den gültigen Sicherheitsvorschriften.


Volumen	Höhe	Durchmesser	VE	REF
3 Liter	170 mm	200 mm	1 Stück	B3 138013



SERVOBOX

Es gibt eine Menge von Abfallsystemen, doch wenige sind so durchdacht wie die SERVBOX!

- Die neue, einzigartige Rückschlagklappe verhindert das Herausfallen von Müll, falls die Box umfallen sollte.
- Doppelseitiger Sicherheitsdeckel für den Tagesgebrauch und ein endgültigen Verschluss
- Mit Kerbe und Öffnung für das Abstreifen von Kanülen, Multisample- und Penkanülen
- Aus rückstandsfrei verbrennbarem PP-Recyclingmaterial
- Besonders starkwandig und durchstichsicher (1,5 - 1,6 mm)
- Mit Angabe der max. Füllhöhe



Fixierplatte

Einfach genial:

Klebspunkte lösen und Platte an der gewünschten Stelle aufdrücken. SERVBOX aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen. Die drei Befestigungsnocken am Boden drehen sich in die Platte und die Box ist sicher fixiert. Zum Abnehmen einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Box ist gelöst.

Kein Kippen, kein Umfallen!

Sicher zu fixieren an schrägen oder sogar senkrechten Flächen!

Hinweis:

Auch kontaminierter Müll darf - sofern er nicht stechen oder verletzen kann - in geeigneten Behältnissen im Hausmüll entsorgt werden (lt. Aussage des Ministeriums für Umwelt im Namen der Landesregierung NRW vom 8. Juni 1994).



Schließen und Öffnen im täglichen Gebrauch



Fester Verschluss für die endgültige Entsorgung



Alle SERVBOXEN sind starkwandig und besonders widerstandsfähig gegen Penetration durch Kanülen usw.



Alle Servoboxen erfüllen die aktuellen Anforderungen der TRBA 250

SERVOBOX Abfallsysteme Eco line

Umstellung von herkömmlichen SERVBOXEN auf nachhaltige SERVBOXEN Eco line

- » Oeko-Linie
- » Hergestellt aus 100 % recyceltem Material
- » Deutliche Füllmarkierung: Maximale Fülllinie, Zertifizierung, Volumen usw. (ausgenommen Taschenmodell 100 ml, Ref. I9 4701)
- » Zertifiziert nach UN3291 - wie die traditionelle Linie.
- » CO₂-Belastung um 50 - 80 % reduziert (je nach Berechnungsmethode)
- » Oeko-Linie besteht aus undurchsichtigen Behältern (= nicht-transparente Behälter)

Alle Modelle sind mit Befestigungsnocken zur Aufnahme der Fixierplatten ausgestattet, mit Ausnahme des Taschenmodells. Die Behälter sind gem. UN3291 zertifiziert. Alle SERVBOXEN erfüllen die aktuellen Anforderungen der TRBA 250.

SERVOBOX

Typ	Volumen	Für	Farbe	Höhe	Durchmesser	VE	REF
gelb - mit gelbem Deckel							
1	Taschenmodell	100 ml	Kanülen ohne Rückschlagklappe	gelb / gelb	7,8 cm	5 cm oben / 4 cm unten	100 Stück I9 4701
2	Taschenmodell	150 ml	Kanülen ohne Rückschlagklappe	gelb / gelb	13,0 cm	4,2 cm oben / 3,2 cm unten	100 Stück I9 4702
3	Kleinmodell	500 ml	Kanülen mit Rückschlagklappe	gelb / gelb	10,7 cm	9 cm oben / 7,5 cm unten	100 Stück I9 4705
4	Spezialmodell	500 ml	hohe Form für Sprizentablets	gelb / gelb	14,0 cm	7,5 cm oben / 6 cm unten	100 Stück I9 4705-H
5	Standard	1500 ml	Spritzen und Kanülen	gelb / gelb	12,5 cm	13,5 cm oben / 11 cm unten	100 Stück I9 4715
6	Mittel	1700 ml	Spritzen und Kanülen	gelb / gelb	15,5 cm	13,5 cm oben / 11 cm unten	100 Stück I9 4717
7	Groß	2000 ml	Spritzen und Kanülen	gelb / gelb	17,8 cm	13,5 cm oben / 11 cm unten	100 Stück I9 4720
	Extra-Groß	7000 ml	Spritzen und Kanülen	gelb / gelb	33 cm	26 cm oben / 18,5 cm unten	1 Stück I9 4770
Zubehör							
8	Fixierplatte		Servoboxen mit Klebezonen, einzeln				1 Stück I9 0127





SERVOBOX



SERVOBOX

SERVOBOX Sicherheitscontainer

Die Behälter sind gem. UN3291 zertifiziert.

Diese besonders starkwandigen, transparenten Container mit Deckel erfüllen die besonders strengen Bedingungen der UN für Gefahrstoff- und Transport-Container. Durchstichfest, mit maximaler Füllhöhenanzeige. Umweltneutral und rückstandsfrei verbrennbar.

Die Modelle ab 500 ml bis 7000 ml sind mit Fuß- und Befestigungsnocken am Boden ausgestattet um die Fixierplatte aufzunehmen.

Alle SERVOPLEXEN erfüllen die aktuellen Anforderungen der TRBA 250.

