



**Zubehör für Badelifter ECO u. Classic  
(passt auch zum alten Modell Badeboy)**

Typ	Farbe	VE	REF
Sitz- u. Rückenbezug mit Stopfen	blau	1 Set	M1 4104
Sitz- u. Rückenbezug mit Stopfen, antibakteriell	türkis	1 Set	M1 4144
Höhenadapter 2 cm, inkl. Sauger, Set mit 6 Adaptern inkl. 2 Sauger		1 Set	M1 42010



**Transfer und Drehhilfe für Badewannenlifter**

Transfer und Drehhilfe mit blauem Bezug

Der Drehteller wird einfach auf den Sitz des Badewannenlifters gelegt. Man nimmt von außerhalb der Badewanne die Sitzposition ein, hebt die Beine an und senkt sie nach einer Drehung bequem in die Wanne und wieder zurück. Bei der Dreh- und Übersetzhilfe gleitet der Drehteller auf einer flexiblen Transferschiene zwischen Badewannenrand und Badewannenlifter, was das Einsteigen in die Wanne nochmals einfacher und sicherer macht.

**Technische Daten:** Farbe: blau, Abmessungen: 411 x 320 x 22 mm, Sitzfläche: 320 mm, Gewicht: 1,3 kg, Belastbarkeit: 140 kg

Typ	HMV	VE	REF
Transfer- und Drehhilfe	22.29.01.0022	1 Stück	M1 2003



**Kunststoffreiniger - Spezial**

Für die leichte Reinigung und Pflege von Badewannenliftern und Toilettsitzerhöhungen.

Typ	VE	REF
1 Liter Sprühflasche	1 Stück	M1 2002R



**Badewannenbrett aus Kunststoff weiß**

Praktisch und stabil, mit Griff macht das Baden und Abtrocknen auf der Höhe des Badewannenrandes möglich. Auch bei eingeschränkter Mobilität ist das Wannenbrett das ideale Hilfsmittel zur Körperreinigung. Der Griff gibt zusätzlichen Halt und erleichtert das Aufstehen und Hinsetzen. Das Wasser kann durch die Drainage-Löcher während der Nutzung sofort abfließen und ein angenehmes Sitzgefühl bleibt erhalten. Die verstellbaren Gummihalfterungen unterhalb des Brettes machen den Gebrauch auf nahezu jeder Badewanne möglich und geben dem Wannenbrett einen festen Sitz.

**Technische Daten:** Farbe: weiß mit gelbem Haltegriff, Maße (L/B/H): 70 x 31 x 5 cm, Max. Belastbarkeit: 150 kg

Maße	PZN	HMV	VE	REF
70 x 31 cm	01840222	04.40.02.0030	1 Stück	M1 01840222




### Wannendrehsitz

Der Wannendrehsitz zeigt sich als äußerst flexibler Helfer. Mit der variablen Breitereinstellung seiner Auflagebügel passt er in jede Badewanne und erleichtert das Ein- und Aussteigen.

Stabiler Rahmen aus Aluminium; Korrosionsschutzte Konstruktion; Ergonomische Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff mit Hygieneausschnitt; Sitzfläche 90° drehbar; einfaches Auflegen auf den Badewannenrand; Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel; Fixierung durch gummierte Klemmhebel; Leicht zu reinigende glatte Oberfläche; Sitzhöhe über Badewannenrand 4 cm; Individuell einstellbar auf die jeweilige Badewannenbreite.

**Technische Daten:** Farbe: weiß, Gesamtbreite: 70 - 84 cm, Gesamtlänge: 57 cm, Gesamthöhe: 54,5 cm, Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe: 40 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg, Gewicht: 6,3 kg



Typ	HMV	VE	REF
mit Hygieneausschnitt	04.40.02.3010	1 Stück	M1 SBA01-D



### Badewannen-Einhängesitz Atlantic

Der Badewannensitz Atlantic ermöglicht das Baden und Abtrocknen in der Sitzposition unterhalb des Badewannenrandes und erleichtert das Ein- und Aussteigen. Die Anti-Rutsch-Struktur, die ergonomische Form und das Abflussloch in der Sitzoberfläche ermöglichen eine sichere Körperreinigung.

**Technische Daten:** Maße (B x T): 77 x 32 cm, Gewicht: 2 kg, Max. Belastbarkeit: 125 kg, Material: eloxiertes Aluminium, Polypropylen, Gummi

Typ	VE	REF
weiß, mit Rückenlehne	1 Stück	M1 13169083



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Wannengriff**

Mit dem Handrad befestigen Sie den Griff am Wannenrand, zum Säubern ist der Griff leicht zu entfernen. Die kräftige Stahlkonstruktion ist mit weißem, hygienischen Vinyl überzogen. Der Befestigungsmechanismus besteht aus rostfreiem Stahl, die Andruck-Platten sind mit kräftigen Gummipuffern belegt.

**Technische Daten:** Gesamthöhe: ca. 49 cm, Höhe über Wannenrand: ca. 37 cm, Breite: ca. 20 - 29 cm, Klemmenbreite: ca. 7,6 - 17,8 cm, Gewicht: 3,4 kg, Max. Belastbarkeit: 100 kg

04.40.05.0xxx

Typ	VE	REF
Wannengriff	1 Stück	M1 344001W



**Economy Klappgriff**

Ist ein preiswerter Haltegriff aus kunststoffbeschichtetem Stahl. Eine ideale Einstiegs- und Aufrichthilfe im Bad. Mit 6 Schraubbohrungen, gerauht, ohne Befestigungsmaterial.

HMV-Gruppe: 04.40.05.1xxx

Typ	Länge	VE	REF
Klappgriff, max. Belastbarkeit: 67 kg	55 cm	1 Stück	M1 AA2000
Klappgriff, max. Belastbarkeit: 80 kg	72 cm	1 Stück	M1 7140



**Bett-Aufstehhilfe**

Diese Aufstehhilfe aus stabilem Stahlrohr wird einfach auf den Lattenrost gelegt und mit Hilfe von robusten Nylongurten festgezurt. So ist sie sicher platziert ohne zu Rutschen oder zu Wackeln. Viele Menschen haben Probleme mit dem Aufstehen. Der spezielle Hand-Haltegriff ist ergonomisch optimal geformt und bietet maximale Sicherheit. Die Aufstehhilfe hilft gleich zweifach:

- » Rückenschonendes Aufrichten aus der Sitzposition
- » Sicherer Halt beim Aufstehen

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 65 kg, Gewicht: 2,25 kg, Farbe: weiß

Typ	HMV	VE	REF
Bett-Aufstehhilfe	19.40.02.0900	1 Stück	M1 92215



Mobiler Wannengriff, mit 2 Saugnäpfen

Mobiler Wannengriff, mit 2 Saugnäpfen



## servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

### Servocare mobile Wannengriffe

Die neuen Wannengriffe ohne Schrauben.

Ideal für die Sicherheit beim Einsteigen in Duschkabinen oder Wannen. Alle 3 Griffe lassen sich ohne Bohren und Schrauben befestigen. Durch 2 bzw. 3 kräftige Saugnäpfe werden die Griffe durch einen Vakuumhebel sicher und fest auf einer glatten, nicht porösen Oberfläche befestigt.


In den Haltegriffen ist ein Indikator, der den Benutzer warnt:

Bei roter Anzeige ist die Saugleistung nicht ausreichend

bei grüner Anzeige haftet der Griff fest und sicher.

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 60 kg (lateral und vertikal), 30 kg (abgewinkelt)

Länge	VE	REF
<b>Mobiler Wannengriff, mit 2 Saugnäpfen</b>		
350 mm	1 Stück	M1 111350
500 mm	1 Stück	M1 111500
<b>Mobiler Wannengriff, mit 3 Saugnäpfen, 5-teilig, mit Gelenk, 45°-180°</b>		
520 x 520 mm	1 Stück	M1 111600



Mobiler Wannengriff, mit 3 Saugnäpfen, 5-teilig, mit Gelenk, 45°-180°



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Haltegriffe aus Kunststoff**

Diese Haltegriffe sind aus weißem Kunststoff und haben eine geriffelte Oberfläche für einen besseren Halt.

Mit Befestigungsflanschen für je 2 Schrauben.

**Technische Daten:** Rohr-Ø: ca. 30 mm, Wandabstand des Rohres: ca. 50 mm

HMV-Gruppe: 04.40.05.1xxx

Länge	VE	REF
31 cm	1 Stück	M1 30212
46 cm	1 Stück	M1 30218
61 cm	1 Stück	M1 30224



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Universal-Handgriff**

Mehr Sicherheit durch gerillte Griffe! Aus kräftigem Kunststoff, ideal überall dort, wo ein Festhalten größere Sicherheit gibt. Komplett mit Dübeln und Schrauben, aus weißem, abwaschbarem, kräftigem ABS-Kunststoff hergestellt.

HMV-Gruppe: 04.40.05.1xxx

Typ	Länge	VE	REF
Einzelgriff	24 cm	1 Stück	M1 24810001
Doppelgriff	44 cm	1 Stück	M1 24810002
Dreifachgriff	64 cm	1 Stück	M1 24810000



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Haltegriffe für jeden Bereich**

Diese kräftigen Haltegriffe sollte man dort befestigen, wo Unfälle passieren können: im Bad, an der Toilette, an Treppen, in der Küche. Aus kräftigem Stahlrohr hergestellt, mit Befestigungsflansch für 3 Schrauben. Verchromte Ausführung.

**Technische Daten:** Rohr-Ø: ca. 25 mm, Wandabstand des Rohres: ca. 38 mm

HMV-Gruppe: 04.40.05.1xxx

Typ	Länge	VE	REF
Gerade	30 cm	1 Stück	M1 3031C
Gerade	40 cm	1 Stück	M1 3032C
Gerade	46 cm	1 Stück	M1 3033C
Gerade	61 cm	1 Stück	M1 3034C
Gerade	81 cm	1 Stück	M1 3035C
90°-Winkel (ohne Abbildung)	40 x 40 cm	1 Stück	M1 3037C



## Duschklappsitz weiß

Der Duschklappsitz ist für das Duschen zu Hause und in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken das perfekte Hilfsmittel. Die Abflusslöcher in der Sitzfläche ermöglichen ein sofortiges Abfließen des Wassers und der Hygiene-Ausschnitt ein einfaches Waschen. Die Gummifüße geben dem Duschklappsitz zusätzliche Stabilität. Wenn der Sitz nicht genutzt oder die Duschwanne gereinigt wird, kann dieser mühelos nach oben geklappt werden.

**Technische Daten:** Sitzfläche: 40 x 40 cm, Gesamtbreite: ca. 54 cm, Gesamttiefe ausgeklappt: 48 cm, Höhenverstellbar in vier Stufen, von: ca. 50 – 60 cm, Maße gefaltet: 46 x 12,5 x 65 cm, Gewicht: 5 kg, Max. Belastbarkeit: 113 kg

Typ	HMV	VE	REF
Duschklappsitz	04.40.03.0043	1 Stück	M1 80006479



## Duschklappsitz

In zwei Ausführungen erhältlich, mit viersprossigem Kunststoff Sitz oder mit gepolsterter Sitzplatte. Ausgestattet mit 2 Stabilitätsfüßen, welche höhenverstellbar sind.

**Technische Daten:** Sitzhöhe: 42 – 52 cm, Gewicht: 4,7 kg, Max. Belastbarkeit: 158 kg  
HMV-Gruppe: 04.40.03.0xxx

Typ	Größe	VE	REF
1 mit Kunststoff Sitz	Sitzfläche 29,5 x 43,5 cm	1 Stück	M1 1690
2 mit gepolsterter Sitzplatte	Sitzfläche 33 x 39 cm	1 Stück	M1 1694



## Drehbarer Duschhocker aus Aluminium

Die BLUE SEAT Duschhocker sind mit höhenverstellbaren Aluminiumbeinen und einem weichen, rutschfesten Sitz versehen, um dem Patienten Komfort und Sicherheit zu bieten.

Material: Aluminium, Polypropylen

- » Höhenverstellbare, rostfreie Aluminiumbeine
- » Wasserablauföffnungen reduzieren die Rutschgefahr
- » Gepolsterter, rutschfester Sitz
- » Rutschfeste Saugkappen

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 110 kg, Gewicht: 1,94 kg, Sitzhöhe verstellbar: 42,5 – 52,5 cm, Durchmesser: 30,5 cm  
HMV-Gruppe: 04.40.03.1xxx

Typ	VE	REF
Duschhocker	1 Stück	M1 528025



**Duschstuhl RFM faltbar**

Es fällt Ihnen zunehmend schwerer eigenständig zu duschen und eine mögliche Alternative durch eine Badewanne steht nicht zur Verfügung? Der Duschstuhl RFM unterstützt Sie bei beeinträchtigter Standfähigkeit und ermöglicht Ihnen auch das Duschen im Sitzen. Damit erleichtert der Duschstuhl RFM Ihre tägliche Körperpflege. Auch für den Pflegenden ist der faltbare Duschstuhl eine enorme Hilfe, weil der Patient leichter gewaschen werden kann.

Der Duschstuhl hat eine stabile Rückenlehne und bietet einen angenehmen Sitzkomfort. Wenn Sie den Duschstuhl mal nicht benutzen, lässt er sich einfach zusammenfallen und verstauen. Die Sitzfläche und die Rückenlehne sind leicht zu reinigen. Durch eine Aussparung in der Sitzfläche wird die Intimhygiene erleichtert, dass Sie während des Duschens nicht aufstehen müssen bzw. der Vorgang für die Pflegekräfte erleichtert wird.

**Technische Daten:** Grundmaße (B x T x H): 51,5 x 55 x 89 – 99 cm, Sitzbreite: 40,5 cm, Sitztiefe: 40 cm Sitzhöhe verstellbar: 45 – 55 cm, Gewicht: 4,7 kg, Max. Belastbarkeit: 136 kg

Typ	PZN	VE	REF
Duschstuhl RFM faltbar	09674705	1 Stück	M1 9674705



**Duschhocker mit Armlehnen und Hygieneausschnitt**

Mit Armlehnen und Hygieneausschnitt. Aluminiumrahmen pulverbeschichtet. Standfüße mit Gummikappen, 4-fach höhenverstellbar. Kunststoff sehr leicht mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen.

**Technische Daten:** Breite: 53,5 cm, Länge: 44 cm, Sitzhöhe verstellbar: 46 – 53 cm, Seitenteilhöhe: 20 cm, Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe: 40 cm, Gewicht: 2,75 kg, Max. Belastbarkeit: 120 kg

Typ	HMV	VE	REF
Duschhocker	04.40.03.1007	1 Stück	M1 224-D



**Servocare Duschhocker höhenverstellbar**

Mit rundem stabilem Plastiksitz und Aluminiumgestell.

- » Hilfreich beim Sitzen in der Dusche oder im Bad
- » Antibakterielle und hygienische Sitzfläche
- » Standfüße mit rutschfesten Gummikappen

**Technische Daten:** Sitzhöhe verstellbar: 34,5 – 52 cm, Sitzdurchmesser: 32 cm, Gewicht: 1,25 kg, Max. Belastbarkeit: 120 kg

HMV-Gruppe: 04.40.03.1xxx

Typ	VE	REF
Duschhocker	1 Stück	M1 1590



## TAYO Duschhocker ohne Rückenlehne

Gleich mehrere Eigenschaften machen die weißen Duschhocker der TAYO Serie zu einem zuverlässigen Hilfsmittel bei der täglichen Körperhygiene. Das modulare Stecksystem ermöglicht eine flexible Anpassung an den jeweiligen Bedarf. Durch einfaches Einstecken können die Armlehnen seitlich in die Ausschnitte der Sitzfläche ergänzt werden. Der Hygieneausschnitt kann wahlweise vorne oder hinten verwendet werden. Die innovative Softtouch Oberflächenstruktur bietet einen sicheren Halt, ist schmutz- und wasserabweisend und leicht zu reinigen. Alle Modelle verfügen über eine hohe Kippstabilität bis zu zehn Grad zu jeder Seite und bis zu fünf Grad nach vorne.

**Technische Daten:** Sitzbreite: 50 cm, Sitztiefe: 42 cm, Sitzhöhe verstellbar: 42 - 59 cm, Max. Belastbarkeit: 130 kg

Typ	HMV	VE	REF
Duschhocker, weiß, mit Armlehnen	04.40.03.1028	1 Stück	M1 430102
Duschhocker, weiß, ohne Armlehnen		1 Stück	M1 430101



## TAYO Duschstühle mit Rückenlehne

Der neue Duschstuhl TAYO überzeugt in einem modularen Design mit sinnvoll gestalteten Komponenten. Alle Modelle der Serie TAYO sind baugleichen, mittels Stecksystem mit der Sitzfläche verbundenen Beinen ausgestattet. Beim Duschstuhl kann durch ein Umstecken der Rückenlehne der Hygieneausschnitt nach vorne oder hinten ausgerichtet werden, die minimalistische, sich nach oben hin verjüngende Rückenlehne sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und ermöglicht eine bessere Waschbarkeit im Schulter- / Achselbereich, so ist eine bestmögliche Körperpflege gewährleistet. Weiterhin können seitliche Armlehnen durch einfaches Einstecken in die Ausschnitte der Sitzfläche ergänzt werden. Die innovativ geformten Gummifüße sind platzsparend nach innen ausgerichtet – das gewährleistet kompakte Außenabmessungen für das optimale Platzieren des TAYO Duschstuhls bei gleichzeitig erhöhter Rutschsicherheit. Die speziell entwickelte schmutz- und wasserabweisende Softtouch-Oberflächenstruktur erleichtert die Reinigung und bietet den Anwendern einen sicheren Halt. Alle Modelle verfügen über eine hohe Kippstabilität bis zu zehn Grad zu jeder Seite und bis zu fünf Grad nach vorne.

**Technische Daten:** Sitzbreite: 50 cm, Sitztiefe: 42 cm, Sitzhöhe verstellbar: 44 - 59 cm, Rückenlehne: 37 cm, Max. Belastbarkeit: 130 kg

Typ	HMV	VE	REF
Duschstuhl, weiß, mit Armlehnen	04.40.03.2045	1 Stück	M1 430104



## TAYO Duschhocker dreieckig

Als kompaktes, platzsparendes Dreibein-Modell mit ergonomisch geformtem Sattelsitz kann der äußerst stabile dreieckige TAYO Duschhocker auch in kleineren Duschbädern eingesetzt werden. Der Hygieneausschnitt lässt sich ebenfalls wahlweise vorne oder hinten einsetzen und schafft so die Voraussetzung für eine optimale, komfortable Körperhygiene.

**Technische Daten:** Sitzbreite: 38 cm, Sitztiefe: 34 cm, Sitzhöhe verstellbar: 44 - 59 cm, Max. Belastbarkeit: 130 kg

Typ	VE	REF
Duschhocker, dreieckig, weiß	1 Stück	M1 430105



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Duschkocker mit Ausschnitt**

Dieser praktische Hocker hat eine vordere Aussparung, um die Wäsche des ganzen Körpers zu erleichtern. Höhenverstellbar durch Clips. Das kräftige Gestell ist aus nichtrostendem, leichtem Aluminiumrohr, das Sitz- und Rückenteil aus haltbarem Kunststoff.

Die Füße sind mit rutschsicheren, nicht färbenden Gummistopfen versehen.

**Technische Daten:** Sitzbreite: 36, Sitztiefe: 40 cm, Grundfläche: 44 x 47 cm, Sitzhöhe verstellbar: 40 - 50 cm

HMV-Gruppe: 04.40.02.2xxx

Typ	VE	REF
Duschkocker mit Lehne	1 Stück	M1 1268



**Aqua Stop**

Wiederverwendbarer Verbandsschutz

Der ideale Schutz für Gips und Verbände beim Duschen etc.

Typ	Maße	VE	REF
<b>Unterarm</b>			
Erwachsene	22 x 54 cm	1 Stück	M1 A21
Kinder	22 x 48 cm	1 Stück	M1 A17
<b>Oberarm</b>			
Erwachsene	25 x 78 cm	1 Stück	M1 A31
Kinder	25 x 54 cm	1 Stück	M1 A26
<b>Unterschenkel, mit rutschfester Sohle</b>			
Erwachsene	29 x 64 cm	1 Stück	M1 L25
Kinder	29 x 58 cm	1 Stück	M1 L20
<b>Oberschenkel</b>			
Erwachsene	47 x 99 cm	1 Stück	M1 L44
Kinder	47 x 64 cm	1 Stück	M1 L33



## Rückenwasch-Gurt

Ist praktisch für alle, die Probleme haben, die Rückenpartie zu erreichen.

Mit dem Rückenwascher geht das einfach:

Auf der einen Seite mit Baumwoll-Frottée, auf der anderen Seite mit Schaumgummi beschichtet. Einfach an den beiden Ringen halten und ziehen, schon geht das Waschen leichter. Auch ideal als Trockentuch für den Rücken nach der Dusche.

Maße	VE	REF
79 x 10 cm	1 Stück	M1 B164



## Badeschwamm

Dieser leichte Badeschwamm besteht aus einem 50 cm langen, leicht gebogenem Griff und am Ende befindet sich ein feiner weicher Schwamm. Damit erreichen Sie bequem und leicht alle Körperpartien.

Typ	VE	REF
Badeschwamm	1 Stück	M1 7150




## Badematte mit Fußreiniger

Kann leicht in die Badewanne oder in die Dusche gelegt werden da der Unterseite Saugnäpfe vorhanden sind. Zweifach-Funktion: Massagewirkung durch unterschiedliche Oberflächen-Noppen, wie auch Reinigungsbürste am oberen Ende, zur einfachen Reinigung der Zehen und Fersen im Liegen in der Badewanne oder im Stehen in der Dusche.

**Technische Daten:** Maße: 38 x 27,2 x 2,7 cm, Gewicht: 545 g

Typ	VE	REF
Badematte mit Fußreiniger	1 Stück	M1 7602



## Zehenascher

Ideal für Leute mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, die Schwierigkeiten haben Ihre Füße problemlos zu erreichen. Während des Duschens oder des Badens in der Wanne ist so ein leichtes Erreichen der Zehenzwischenräume möglich. Mit Bürstenkopf zur Reinigung, wie auch Schwammaufsätzen zum Wechseln (waschen bzw. trocknen).

Typ	VE	REF
Zehenascher	1 Stück	M4 7151



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Wannenmatte groß**

Für die bessere Sicherheit im Wannenbereich.

Farbe	Maße	VE	REF
creme	105 x 41 cm	1 Stück	M1 241101W



**Dusch-Sicherheitsmatte**

Verhindert gefährliche Unfälle im Bad beim Ein- und Aussteigen.  
Mit Befestigungsnoppen. Farbe: weiß.

Maße	VE	REF
56 x 35,5 cm	1 Stück	M1 B10A
76 x 35 cm	1 Stück	M1 B11



**Sicherheits-Vorlegematte „Elastik“**

Aus rutschfestem, besonders hautsympatichen Schaumgummi, antibakteriell veredelt. Das weiche Material isoliert Ihre Füße gegen den kalten Boden und gibt Sicherheit gegen Ausrutschen und Stürze. Farbe: blau.

Maße	VE	REF
60 x 40 x 0,8 cm	1 Stück	M1 6040B
100 x 60 x 0,8 cm	1 Stück	M1 10060B



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

### Servocare Toilettenrahmen aus Aluminium

Höhenverstellbar und mit Anti-Rutsch-Gummikappen ausgerüstet.  
Durch einfaches Eindrücken der Befestigungslasche können die Füße einzeln in der Höhe verstellt werden.  
Die Arme des Toilettenrahmens sind mit Kunststoffauflagen versehen.

**Technische Daten:** Maße: 59,5 x 46 cm, Sitzhöhe verstellbar: 66,5 - 76 cm,  
Max. Belastbarkeit: 120 kg  
HMV-Gruppe: 33.40.02.0xxx

Typ	VE	REF
Toilettenrahmen	1 Stück	M1 B31



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

### Servocare Toilettenstuhl-Gestell

- » Toilettenstuhl-Gestell aus Aluminium mit klappbarer Kunststoff-Toilettenbrille.
- » Kann als Toilettenstuhl-Gestell über der Toilette platziert werden, oder auch mit einem einschiebbaren Toiletteneimer mit Deckel als Toilettenstuhl verwendet werden.

**Technische Daten:** Sitzhöhe verstellbar: 51 - 61 cm, Max. Belastbarkeit: 100 kg  
HMV-Gruppe: 33.40.02.1xxx

Typ	VE	REF
Toilettenstuhl-Gestell	1 Stück	M1 700600





**Servocare Toilettenstuhl Basic**

Der Preisbrecher unter den Toilettenstühlen.

Fahrbarer Toilettenstuhl mit abnehmbarer Rückenlehne. Armlehnen aus PU-Schaum, abschwenkbar. Beinstützen abschwenkbar, Toiletteneimer universell einsetzbar.

Lieferung: das Unterteil ist vormontiert, die Rückenlehne mit Armlehnenaufsätzen mit 2 Rändelschrauben fixieren und schon ist der „Basic“-Toilettenstuhl einsatzbereit.

- » PVC-Rückenstütze
- » Abnehmbares Rückenteil
- » Abschwenkbare Armlehnen
- » 4 Rollen (davon 2 feststellbar)
- » Abnehmbare Beinstützen
- » PVC-gepolsterter Sitz

**Technische Daten:** Sitzformat: 45 x 43 cm, Gesamtbreite: 57 cm, Sitzhöhe: 56 cm, Gesamthöhe: 99 cm, Überfahrhöhe: 44 cm, Gewicht: 14 kg, Max. Belastbarkeit: 120 kg

HMV-Gruppe: 18.46.02.0xxx

Typ	VE	REF
Toilettenstuhl Basic	1 Stück	M1 1100B

\*Artikel mit reduzierter MwSt.



**Servocare Gummisitzring**

Aufblasbar, in zwei Größen erhältlich. Ideal für das Sitzen nach Operationen durch Hohlräumlagerung.

Sehr gut auch als Sitzkissen geeignet, wenn Patienten für längere Zeit auf dem Toilettenstuhl verbleiben müssen. Auch im Bett einsetzbar.

HMV-Gruppe: 11.11.01.0xxx

Durchmesser	VE	REF
40,5 cm	1 Stück	M1 60616
45,5 cm	1 Stück	M1 60618



**Nachtstuhl-Einsatz Edelstahl**

Aus Edelstahl.

Mit Deckel und Metallbügel. Für alle Standard-Toilettenstühle geeignet.

**Technische Daten:** Durchmesser: 29,6 cm, Höhe: 17,7 cm, Volumen: 4 Liter

Typ	VE	REF
Nachtstuhl-Einsatz Edelstahl	1 Stück	H8 610



**Nachtstuhl-Einsatz Kunststoff**

Aus festem, grauem Kunststoff.

Mit Deckel und Metallbügel. Für alle Standard-Toilettenstühle geeignet.

**Technische Daten:** Aussen-Ø: 30,5 cm, Innen-Ø: 25,0 cm, Höhe: 17,0 cm

Typ	VE	REF
Nachtstuhl-Einsatz Kunststoff	1 Stück	M1 208001



## Toilettensitzerhöhung Universal

3-fach verstellbar mit Armlehnen und Deckel

Komfortable Hygiene - im Handumdrehen ergonomisch und hygienisch und fest auf der Toilette montiert! Die Toilettensitzerhöhung kann in der Höhe zwischen 8, 12 oder 15 Zentimeter angepasst werden. Die seitlich befestigten Armlehnen können bei Bedarf nach oben abgeklappt werden, erleichtern den Transfer und bieten dem Anwender Sicherheit und Komfort. Dank der stabilen Konstruktion kann die Toilettensitzerhöhung bei geschlossenem Deckel zusätzlich als bequeme Sitzgelegenheit genutzt werden.

Einfache Montage. Geeignet für nahezu alle üblichen WC's. Anatomisch geformte Sitzmulde mit großen Hygieneausschnitten vorn und hinten.

**Technische Daten:** Farbe: Weiß, Breite: 44,5 / 56 cm (mit/o. Armlehnen), Länge: 49,7 cm, Höhe: 37,7 cm, Sitzhöhe Vorderkante: 17,7 cm, Sitzhöhe verstellbar: 8 / 12 / 15 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg, Gewicht: 4,1 kg / 2,8 kg (mit / o. Armlehnen)

Typ	HMV	VE	REF
Toilettensitzerhöhung Universal	33.40.01.3038	1 Stück	M1 429100



## Toilettensitzerhöhung

Aus glattem Kunststoff.

Komplett versiegelte Form ohne Seitennähte, mit Hygieneausschnitt. Die kräftige Deckelkonstruktion, die auch ein Sitzen auf dem heruntergeklappten Deckel problemlos möglich macht. Mit 2 verstellbaren Schraubhalterungen zum Fixieren.

Wahlweise lieferbar mit oder ohne Deckel.

Einzel kartonverpackt

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 200 kg, Tiefe: 40 cm, Breite: 37 cm, Höhe: 10 cm, Öffnung: 27,7 cm

Typ	HMV	VE	REF
ohne Deckel	33.40.01.0069	1 Stück	M1 2114-SC
mit Deckel	33.40.01.0070	1 Stück	M1 2114L-SC



## Savanah Toilettensitz

Aus glattem, hautsympathischem warmen Kunststoff.

Komplette versiegelte Form ohne Seitennähte oder Vertiefungen, daher besonders hygienisch. Kräftige, haltbare Konstruktion.

Anatomisch perfekt geformt, richtiger Ausschnitt vorn und hinten für die optimale Körperpflege. Mit 2 verstellbaren Kunststoff-Schraubhaltern zu befestigen. Die besonders gestaltete Frontlippe paßt sich optimal der Toilette an, so daß eine sichere Fixierung ermöglicht wird.

Einzel kartonverpackt. In 3 Höhen lieferbar.

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 190 kg, Gesamtlänge: 40 cm, Breite: 41 cm

Typ	HMV	Höhe	VE	REF
mit Deckel	33.40.01.0050	5 cm	1 Stück	M1 2112L
mit Deckel		10 cm	1 Stück	M1 2114L
ohne Deckel	33.40.01.0050	15 cm	1 Stück	M1 2116
mit Deckel		15 cm	1 Stück	M1 2116L

## Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Ersatzbefestigungs-Set: 2 Halterungen mit Gummi & Schrauben	1 Set	M1 2114L-SC-BK



**Relaxon B-protect Toilettensitzerhöhung mit Deckel**

Die antimikrobiell beschichtete Toilettensitzerhöhung Silverline mit Deckel erhöht Ihren Toilettensitz um 10 cm.

- » 99,9% antibakteriell durch Silber-Ionen
- » Keine Verfärbungen
- » Leicht zu reinigen durch Lotus-Effekt
- » Extrem hartes und widerstandsfähiges Material mit kratz- und abriebfesten Oberflächen
- » Durch die sehr niedrige thermische Leitfähigkeit des Materials behält der Körper die Temperatur, da die Wärme nicht abgeführt wird
- » Anatomisch geformter Sitz
- » Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- » Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- » Made in Germany
- » Entwickelt in Zusammenarbeit mit Fraunhofer ICT

**Technische Daten:** Gesamtbreite: 370 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Gesamthöhe: 100 mm, Maße L x B x H: 400 x 370 x 100 mm, Max. Benutzergewicht inkl. Zuladung: 200 kg, Gewicht: 1,4 kg, Deckel: mit Deckel, Lebensdauer: 3 Jahre, Wiedereinsatz: ja, Umgebungstemperatur Betrieb: 10 - 40 °C

Typ	Farbe	HMV	VE	REF
Relaxon B-protect Toilettensitzerhöhung	weiß	33.40.01.0070	1 Stück	M1720



**Toiletten-Polsteraufsatz**

Dieser vinylbezogene, weiche Toilettenaufsatz passt auf alle üblichen Standardtoiletten. Er reduziert Druckstellen und ist besonders bequem. Mit Klettbandern zum Fixieren.

**Technische Daten:** Breite: 40 cm, Länge: 37,5 cm, Höhe: 10 cm

Typ	Farbe	VE	REF
Polsteraufsatz	weiß	1 Stück	M47251



## Lavaset

### Die mobile Krankenbett-Dusche für

- » Krankenhaus
- » Altenheim
- » Rehaklinik

Die tragbare Krankenwascheinrichtung für die richtige Körperpflege von Patienten und Behinderten. Die flexible, wasserfeste Bettwanne wird im Bett unter den Patienten gerollt, mit Klettverschlüssen befestigt und zur Wannenform gespannt. Die Wanne ist bis zu 150 °C autoklavierbar, d.h. universell im Pflegebereich einsetzbar. Komplett mit Handbrause, Abwasserschlauch und Anschluß an Mischbatterie im Patienten-Zimmer. Mehr Hygiene, mehr Wohlbefinden, weniger Decubitusprobleme. Komplett im handlichen Transportkoffer verpackt.

#### Lavaset 1, Krankenbett-Dusche

Komplett im Koffer, ohne Absaugpumpe, zum manuellen Ablassen des Abwassers.

#### Lavaset 3, Krankenbett-Dusche

Komplett mit elektrischer Absaugpumpe (12 V), Akku und Koffer. Das Badewasser wird einfach ins Haarwasch- bzw. Abwasserbecken gesaugt.

Zubehör:

#### Schnellspanner

Zum Aufspannen der Bettwanne.

Nur für Krankenhaus- und Pflegebetten ohne Rundrohr-Rahmen geeignet. Bei Betten mit Rundrohr ist die Befestigung am Rahmen möglich!

Satz = 4 Stück

Typ	HMV	VE	REF
Lavaset 1, Krankenbett-Dusche	51.45.01.1002	1 Stück	M1 LM
Lavaset 3, Krankenbett-Dusche	51.45.01.1003	1 Stück	M1 LM3
Schnellspanner-Satz, Satz = 4 Stück		1 Satz	M1 LMS

# servocomfort

MEDICAL EQUIPMENT



## Servocomfort Wandschirm, 3-teilig

- » Fahrbar
- » Die ideale Abschirmung bzw. Trennung zwischen Patientenbett und Waschbecken
- » Kann zusammengeklappt werden und ist schnell aufgestellt
- » Rahmen aus Aluminium, mit schwer entflammbarem PVC-Bezugsstoff
- » Ideal für jedes Krankenzimmer und die Praxis
- » Preiswert, kartonverpackt

**Technische Daten:** Einzelbreite: 68 cm, Gesamtbreite: 204 cm, Höhe: 180 cm

Typ	VE	REF
Wandschirm	1 Stück	M1 10295
Ersatzbezug, 3-teilig	1 Set	M1 10295E



servocare  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

## Servocare Bidetbecken

Mit Seifenablage, auskochbar bis 100 °C, zum Einsatz in Toilettenbecken.

Farbe	Größe	PZN	VE	REF
weiß	300 x 100 mm	15385690	1 Stück	I9 20130



# servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



## Servocare Bett-Badewanne

Diese aufblasbare Bett-Badewanne ermöglicht bettlägerigen Patienten die komplette Körperpflege innerhalb weniger Minuten ohne umständliches Transportieren. Im unaufgeblasenen Zustand leicht wie ein Bettlaken unter den Patienten zu führen. Nach Positionierung über die mitgelieferte Doppelhubpumpe die Seitenränder aufblasen. Somit entsteht eine Seitenwulst, die das benutzte Wasser auffängt. Inklusive seitlichem Ablauf, um das Badewasser nach Gebrauch in einen Eimer ablaufen lassen zu können.

Das Wasserreservoir mit 10 Liter kann an einen Infusionsständer oder an der Wand aufgehängt werden. Die Handbrause mit 150 cm langem Schlauch ist mit einfachem Tastendruck regelbar.

Die Brause verteilt das Wasser mit einem feinen, großflächigen Strahl. Mit 1,5 m Ablaufschlauch.

Nachdem der Abwasserablauf über den Ablaufschlauch erfolgt ist, kann über ein Großventil ein Schnellablass der Luft aus den Seitenwülsten vorgenommen werden, um danach die Bettwanne aus dem Bett leicht zu entfernen.

**Technische Daten:** Größe: 90 x 200 cm, Höhe der Seitenränder: 20 cm

HMV-Gruppe: 51.45.01.1xxx

Typ	VE	REF
Bett-Badewanne Komplettsset; bestehend aus: Wanne, Luftpumpe und Kopfbrause mit Reservoir	1 Set	M1 1876-SET
Bett-Badewanne und Luftpumpe	1 Stück	M1 1876-7004
Bett-Badewanne einzeln	1 Stück	M1 1876
Doppelhubpumpe aus Kunststoff, einzeln	1 Stück	M1 7004





**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare großes Kopfwashbecken**

Dieses aufblasbare Becken hat ein besonders großes Volumen und erlaubt eine sichere Haarwäsche. Es besteht aus zwei übereinanderliegenden, aufblasbaren Ringen mit einem Nackenausschnitt. Der Abflussschlauch mit Ventil und Klemme leitet das Washwasser in einen Eimer, Schlauchlänge: 80 cm. Mit Blasebalg, zur Hand oder Fußbetätigung.

HMV-Gruppe: 51.45.01.0xxx

Typ	VE	REF
Kopfwashbecken	1 Stück	M1 1874



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare mobile Kopfdusche**

Passend zum aufblasbaren Haarwaschbecken gibt es jetzt bei uns auch die mobile Haarbrause. Ein praktisches Hilfsmittel für zu Hause und für mobile Pflegedienste. Das Wasserreservoir kann an einem Infusionsständer oder an der Wand aufgehängt werden.

Wahlweise für 8 oder 10 Liter Inhalt erhältlich.

Die Handbrause mit 150 cm langem Schlauch ist mit einfachem Tastendruck regelbar. Diese Brause verteilt das Wasser mit einem feinen großflächigen Strahl.

HMV-Gruppe: 51.45.01.0xxx

Inhalt	VE	REF
8 Liter	1 Stück	M1 1880
10 Liter	1 Stück	M1 1875



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare aufblasbares Haarwaschbecken**

Für die problemlose Haarwäsche auf Reisen und in Pflegeheimen. Aus kräftigem Vinyl hergestellt, auf das kleinste Format zusammenfaltbar. Aufgeblasen hat das Becken einen Durchmesser von 52 cm. Der angeschlossene Abfluss sorgt dafür, daß das Schmutzwasser nach der Wäsche abgelassen werden kann. Nach Ablassen der Luft kann das Becken leicht verstaut werden.

HMV-Gruppe: 51.45.01.0xxx

Typ	VE	REF
Kopfwashbecken	1 Stück	M1 76430



## servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



### Servocare Leichtgewicht Rollator

Der Servocare Leichtgewicht Rollator vereint ein geringes Gewicht (nur 6,7 kg) mit hoher Stabilität und Komfort. Das hochwertige Gestell bietet ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Die Höhe ist mehrfach verstellbar und mit einer einfach bedienbaren Rasten-Funktion ausgestattet. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe bieten sicheren Halt und einen optimalen Zugriff auf die Bremsgriffe. Die starke Feststellbremse verhindert das unbeabsichtigte Wegrollen und integrierte Rückstrahler tragen zur Sicherheit in Dämmerung und Dunkelheit bei. Falls nötig bietet die geräumige Sitzfläche einen sicheren Platz zum Ausruhen. Auch an die Unterstützung für den täglichen Einkauf wurde gedacht. Verwenden Sie einfach die praktische Tasche im Frontbereich des Rollators. Und wenn Sie Ihren comfort Leichtgewicht Rollator einmal platzsparend transportieren möchten, lässt sich Ihr Rollator einfach zusammenfallen.

### Produkteigenschaften

- » Leichtgewicht-Rollator aus stabilem Aluminium
- » Besonders ruhiges Laufverhalten
- » Höhenverstellung mit Rast-Funktion für eine einfache Anpassung der Griffhöhe
- » Leichtgängige Bremsen und Loop-Griffe mit Feststell-Funktion
- » Einfache falt-Technik für stabilen Stand und leichten Transport
- » Integrierte Reflektoren für mehr Sicherheit bei Dämmerung oder Dunkelheit
- » Tasche und Stockhalter im Lieferumfang enthalten

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 136 kg, Gewicht: 6,7 kg, Sitzhöhe: 54,7 cm, Sitzbreite: 46,1 cm, Sitztiefe: 25,0 cm, Höhenverstellbarer Griff: 86 - 96 cm, Gesamtbreite: 60 cm (inkl. Stockhalter), Breite zusammengeklappt: ca. 27 cm (inkl. Stockhalter), Max. Belastbarkeit Tasche: 3,5 kg, Räder Durchmesser: vorne / hinten 20 cm

Typ	VE	REF
Leichtgewicht Rollator	1 Stück	M1 9414

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Ersatztasche zum Servocare Leichtgewicht Rollator	1 Stück	M1 9414-TA
Bremsseil-Set für Servocare Leichtgewicht Rollator	1 Set	M1 9414-03



### Server HD - Heavy Duty XXL Rollator

Die Heavy-Duty Version der Server-Rollatoren Reihe.

Stabiler Rahmen aus Aluminium mit einem Gewicht von weniger als 8 kg, geeignet für den Außen- und Innenbereich. Der Server HD ist einfach zusammenzuklappen und bleibt in geklappter Position dank dem einfachen Verschlusssystem mit Doppelfunktion eines ergonomisch gestalteten Tragegriffes. Der Rahmen und Sitz wurden auf ein maximales Benutzergewicht von 200 kg zugelassen. Der Bremsmechanismus ist leichtgängig aber dennoch sehr stark. Bruchfeste Räder, mit dämpfender TPE Lauffläche sorgen für hohen Komfort auch bei unebenen Böden und runden die Ausstattung ab. Die stabilen Schiebegriffe sind ergonomisch geformt und höhenverstellbar in 10 Positionen, von 74 bis 102 cm. Mit besonders breiter Sitzfläche. Optimales Rahmen-design und ergonomische Schiebegriffe garantieren den Benutzerkomfort. Der Rollator Server HD ist CE gekennzeichnet und entspricht damit Anforderungen der EU-Richtlinie 2017/745 (MDR) für Medizinprodukte.

### Besondere Merkmale:

- » Stockhalter im Lieferumfang enthalten
- » Trittpedal und Sicherheitsreflektoren rundum
- » Inkl. praktische abnehmbare Einkaufstasche (max. 5 kg Ladegewicht)

**Technische Daten:** Farbe: anthrazit, Höhe der Sitzfläche: 62 cm, Breite der Sitzfläche: 55 cm, Griffe: höhenverstellbar in 10 Positionen, von 74 bis 102 cm, Gewicht: ca. 8 kg, Tasche: Ladegewicht ca. 5 kg, Max. Belastbarkeit: 200 kg, Garantie: 8 Jahre (bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung)

Typ	VE	REF
Server HD - Heavy Duty Rollator	1 Stück	M1 94600

\*Artikel mit reduzierter MwSt.



## Servocare Rollator Indoor

- » Gebogener Handgriff mit direkt anliegender Zugbremse, somit auch gut zur einhändigen Benutzung geeignet
- » Einfaches Zusammenfallen zur Erleichterung des Transports und der Verstaung
- » Leicht verstellbare Griffhöhe
- » Zusätzlich angebrachte Tasche als Stauraum
- » Moderne Optik
- » Das Tablett kann zum Essen oder für andere Zwecke benutzt werden. Leicht abnehmbar

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 100 kg, Griffhöhe: 83,5 - 94,5 cm (5 Einstellungen), Radstand außen: 54 cm, Tiefe der Tasche: 29 cm, Breite der Tasche: 39 cm, Höhe der Tasche: 68 cm, Reifengröße: 7", Bremsmethode: Bremszugstange, Max. Belastung des Tablett: 5 kg, Max. Belastung der Tasche: 5 kg, Gewicht: 5,9 kg, inkl. Tasche und Tablett, Farbe: weiß

Typ	VE	REF
Rollator Indoor	1 Stück	M1 9290

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

## Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Ersatztasche zum Servocare Indoor Rollator	1 Stück	M1 9290-BAG
Ersatztablett zum Servocare Rollator Indoor	1 Stück	M1 9290-TRAY



## STAHL



### Servomobil Rollstuhl Stahl

Die servomobil Rollstühle sind ideale Begleiter für drinnen und draußen.

Mit höhenverstellbarem Sitz von 47 – 51 cm, nach innen- und außen schwenkbare Beinstützen. Serienmäßig Radstandverlängerung und Steckachsen. Die Stahlausführung hat ca. 20 kg Gewicht und ist mit Sitzbreiten 43 - 45 cm und 48 - 50 cm erhältlich.

Leicht montierbare Desk- und Langversion der hochklappbaren Seitenteile.

**Technische Daten:** Sitzbreite: 45 / 50 cm, Breite gesamt: 65 cm / 70 cm, Breite gefaltet: 30 cm, Sitztiefe: 42 cm, Fußstützenlänge verstellbar: 38 cm - 46 cm, Rückenlehnenhöhe: 38 cm, Armlehnenabstand zum Sitz: 22 cm, Höhe gesamt: 91 cm, Tiefe gesamt: 100 cm, Sitzhöhe vorne: 51,5 cm, Sitzhöhe hinten: 49 cm, Gewicht: 20,5 / 21,5 kg, Max. Belastbarkeit: 135 kg, Rahmenfarbe: Metallic silbergrau, Standardbestückung: pannensichere Bereifung

Typ	HMV	VE	REF
Rollstuhl, 43-45 cm Sitzbreite	18.50.02.0065	1 Stück	M1 845
Rollstuhl, 48-50 cm Sitzbreite	18.50.02.0065	1 Stück	M1 850

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Beinstützen-Set, paarweise, höhen- u. winkelverstellbar, silber/schwarz	1 Paar	M1 845BS
Bremsen-Set, paarweise	1 Set	M1 945BR
Infusionsstange mit Fixierklau 22,4/19 mm Ø für Rollstühle, Höhe: 150 cm, mit Kloben	1 Stück	M1 2333
Fixierklau für 22,4/19 mm Rohrdurchmesser, einzeln	1 Stück	M1 900BLOCK


**ALU**


### Servomobil Rollstuhl Alu-Light

Nur 15 kg Gewicht!

Mit höhenverstellbarem Sitz von 47 – 51 cm, nach innen- und außen schwenkbare Beinstützen. Serienmäßig Radstandverlängerung und Steckachsen. Die Aluminium-Ausführung hat ca. 15 kg Gewicht und ist in Sitzbreiten von 43-45 cm und 48-50 cm erhältlich.

**Technische Daten:** Sitzbreite: 45 / 50 cm, Breite gesamt: 65 cm / 70 cm, Breite gefaltet: 30 cm, Sitztiefe: 42 cm, Fusstützenlänge verstellbar: 38 cm - 46 cm, Rückenlehnenhöhe: 38 cm, Armlehnenabstand zum Sitz: 22 cm, Höhe gesamt: 91 cm, Tiefe gesamt: 100 cm, Sitzhöhe vorne: 51,5 cm, Sitzhöhe hinten: 49 cm, Gewicht: 15,1 kg / 16 kg, Max. Belastbarkeit: 135 kg, Rahmenfarbe: Metallic silbergrau, Standardbestückung: pannensichere Bereifung

Typ	HMV	VE	REF
Rollstuhl, 43-45 cm Sitzbreite	18.50.02.2900	1 Stück	M1 945
Rollstuhl, 48-50 cm Sitzbreite	18.50.02.2900	1 Stück	M1 950

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Beinstützen-Set, paarweise, höhen- u. winkelverstellbar, silber/schwarz	1 Paar	M1 845BS
Bremsen-Set, paarweise	1 Set	M1 945BR
Infusionsstange mit Fixierklaue 22,4/19 mm Ø für Rollstühle, Höhe: 150 cm, mit Klöben	1 Stück	M1 2333
Fixierklaue für 22,4/19 mm Rohrdurchmesser, einzeln	1 Stück	M1 900BLOCK



## Arthrodesenkissen Vario

Eine optimale Sitzhilfe nach operativen Versteifungen, eine Sitzunterlage bei degenerativen Gelenk- und Knochenleiden und bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte.

Gefertigt aus PU-Elastikschaum und einem anthrazitfarbenen Polyacrylbezug (Abbildung ähnlich) bietet somit einen hervorragenden Sitzkomfort. Der Frontkeil lässt sich durch zwei Klettstreifen sowohl links wie auch rechts auf dem Kissen befestigen.

Erhältlich auch mit Antirutschbeschichtung auf der Unterseite der Kissen.

HMV-Gruppe: 26.46.01.0xxx

Größe	VE	REF
40 x 40 x 10 cm	1 Stück	M1 1096
43 x 43 x 10 cm	1 Stück	M1 1105
<b>Mit Antirutschbeschichtung</b>		
43 x 43 x 10 cm	1 Stück	M1 1105-ANTI



## Keilkissen mit Kunstlederbezug

Das Keilkissen entlastet den Rücken auf eine natürliche Art und Weise.

Durch die leicht abschüssige Form des Kissens wird das Becken nach vorn gekippt, die Bandscheibe entlastet und die Wirbelsäule in die anatomisch richtige Lage gebracht.

Ideal für alle sitzenden Tätigkeiten im Büro, zu Hause und beim Autofahren geeignet.

HMV-Gruppe: 11.11.01.3xxx

Größe	Farbe	VE	REF
38 x 38 x 7,5 cm	schwarz	1 Stück	M1 1011



## Schaumstoffsitzkissen

Mit kräftigem Bezug, schwarz. Besonders preisgünstig.


Größe	VE	REF
43 x 40 x 5 cm	1 Stück	M1 85
43 x 45 x 5 cm	1 Stück	M1 86



## Rollator-Poncho

Der Rollator-Poncho ist als verkürzte Form des Ponchos ideal für Benutzer eines Rollators oder Scooters geeignet. Für einen besseren Halt sind im inneren Vorderteil für die Arme 2 Gummischlaufen vorgesehen.

Farbe	VE	REF
marineblau	1 Stück	M1 208605R



**Inkontinenz-Polster-Sitzauflagen**

Dient als Polsterschutz bei Rollstühlen.

Pflegehinweise:

- » 95° kochfest
- » Tumblerbeständig
- » Nicht heiß bügeln
- » Chemische Reinigung unter Vorbehalt möglich
- » Chlorbleiche nicht möglich

Der medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen, hat mit dem Prüfverfahren MDS 1/93 die Mindestanforderung für aufsaugende Inkontinenzhilfen festgestellt.

Flüssigkeitsaufnahme: 1808,0 ml/m<sup>2</sup> (MDS-Anforderung 624 ml/m<sup>2</sup>)

**Technische Daten:** Material: PES-Velours und Vlies versteppt, laminiert mit innenliegender PU-Folie, Gewicht: ca. 450 g/m<sup>2</sup>, Maße: 44 x 44 cm

Farbe	VE	REF
blau-grün-kariert	1 Stück	M1 206BG
rot-orange-gelb-grau-kariert	1 Stück	M1 206RG



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Rollstuhltasche**

Diese wasserdichte Nylontasche paßt über die Handgriffe des Rollstuhls. Mit oberem Reißverschluß, Tragegurten und Aufhängeschlaufen.

**Technische Daten:** Gewicht: 378 g

Typ	HMV	VE	REF
Rollstuhl-Tasche	18.99.09.0999	1 Stück	M1 8630



**Rollstuhl- / Rollatortasche**

Befestigung möglich mit zwei großen, verstellbaren Schlaufen und Clipsystem um den Sitz herum oder mit 4 kleinen Schlaufen um die Rollstuhlgriffe-/ stangen, zum Einhängen in D-Ringe. Aus schwarzem Nylon.

**Technische Daten:** Maße: 45 x 35 x 12 cm (H x B x T)

Typ	VE	REF
Rollstuhl-Tasche	1 Stück	M1 208951





## Servomobil Infusionsstange

Mit Rollstuhl-Befestigung

Bisher mußte die Infusionsstange zusammen mit dem Patientenstuhl bewegt werden. Jetzt wird die Infusionsstange an der Schraubklemme befestigt und der Patient kann während des Transportes weiterhin seine Infusion/Nährlösung erhalten. Komplett mit Kloben.

Typ	HMV	VE	REF
Infusionsstange mit Fixierklau e 22,4/19 mm Ø für Rollstühle, Höhe: 150 cm, mit Kloben	18.99.09.0999	1 Stück	M1 2333
Fixierklau für 22,4/19 mm Rohrdurchmesser, einzeln		1 Stück	M1 900BLOCK
Infusionsstange mit Fixierklau e 25,4/19 mm Ø, für Rollstühle, Höhe: 150 cm, mit Kloben	18.99.09.0999	1 Stück	M1 900IS
Fixierklau für 25/19 mm Rohrdurchmesser, einzeln		1 Stück	M1 900BLOCK-2



## Servocare Scooterrampe

Für die größeren Hürden.

Die tragbare Scooterrampe aus Aluminium mit rutschfester Oberfläche, stabil und witterungsbeständig. Paarweise verpackt.

**Technische Daten:** Scooterrampe: ausziehbar auf 1,5 m Länge, Packmaß: 75 x 26 x 10 cm, Gewicht: 11,5 kg, Max. Belastbarkeit: 400 kg

HMV-Gruppe: 22.50.01.0xxx

Typ	VE	REF
Scooterrampe bis 1,5 m	1 Paar	M1 10299



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

#### Servocare Gehgestell starr

- » Aus stabilem, leichtem Alurohr
- » Per Knopfdruck platzsparend zusammenklappbar
- » Vielfach höhenverstellbar durch Clip
- » Die hohen Seitenstreben ermöglichen auch eine Nutzung als Toilettengestell
- » Die weichen, geformten Handgriffe sorgen für einen sicheren Halt
- » Ein besonders formschönes, preiswertes Gehgestell

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 77 - 88 cm, Breite: ca. 61 cm, Tiefe: ca. 45 cm, Gefaltet: ca. 10 cm, Gewicht: 2,4 kg, Max. Belastbarkeit: 135 kg

HMV-Gruppe: 10.46.01.0xxx

Typ	VE	REF
Gestellfarbe: bronze	1 Stück	M1 204081BR



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

#### Servocare Achselstütze

Wenn eine übliche Unterarmgehstütze nicht ausreicht, sind diese Achselstützen zu empfehlen!

Aus kräftigem Alurohr mit weicher Schaumgummipolsterung am Handgriff und im Achselbereich.

Durch Clips höhenverstellbar, Griff ebenfalls verstellbar. Komplett mit kräftiger Gummikappe.

**Technische Daten:** Gewicht: 900 g, Höhenverstellbar: 112 - 133 cm, Max. Belastbarkeit: 114 kg

HMV-Gruppe: 10.50.03.0xxx

Typ	VE	REF
Achselstütze	1 Stück	M1 40A

\*Artikel mit reduzierter MwSt.



## servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

### Servocare Griffpolster

Aufschiebbar, aus Neopren-Polsterschaum, besonders handfreundlich. Diese schützen vor Druck und Schwielen. Einfach aufschieben, Reißverschluss ziehen, fertig.

Einzeln verpackt.

Farbe	HMV	VE	REF
grau	10.99.99.2002	1 Stück	M1 802G
schwarz	10.99.99.2002	1 Stück	M1 802S
blau	10.99.99.2002	1 Stück	M1 802B
rot	10.99.99.2002	1 Stück	M1 802R



### Polster für Gehstütze

Wenn Sie Ihre Gehstütze längere Zeit benutzen, sollten Sie dieses beigefarbene Polster über die Stützschaale stecken. Damit verhindern Sie Reibung und Druckprobleme.

Einzeln verpackt.

Typ	HMV	VE	REF
Gehstützen-Polster	10.99.99.2002	1 Stück	M1 80111389



### Universalkappen

Für Stöcke, Gehgestelle und Stühle

Innen metallverstärkt für eine längere Haltbarkeit. Paarweise verpackt.

Durchmesser	HMV	VE	REF
<b>schwarz</b>			
16 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M51
19 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M52
<b>grau</b>			
16 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M40
19 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M41
22 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M42
25 mm	10.99.01.0001	1 Paar	M1 M43



**Unterarm-Gehstütze Standard**

- » Sicherheitsstrahler in Griff und Schale
- » Höhenverstellbar durch Druckknopf
- » Aus kräftigem Leichtmetall und abriebfester Kappe
- » Rohrfarbe silber

Einzel lieferbar

**Technische Daten:** Höhenverstellbar bis Griff: 76 - 96 cm, Max. Belastbarkeit: 140 kg, Gewicht: 600 g

Farbe	VE	REF
<b>Mit Hartgriff</b>		
Griff-Farbe silber	1 Stück	M1 4
Griff-Farbe blau	1 Stück	M1 4B
Griff-Farbe rot	1 Stück	M1 4R
<b>Mit Softgriff</b>		
Griff-Farbe silber	1 Stück	M1 8
Griff-Farbe blau	1 Stück	M1 8B
Griff-Farbe rot	1 Stück	M1 8R

\*Artikel mit reduzierter MwSt.



**Unterarm-Gehstütze mit ERGO Soft-Griff**

Der auswechselbare gepolsterte, weiche Kunststoffgriff schmiegt sich der Hand hervorragend an. Die Gehstütze ist durch Clip höhenverstellbar, mit zusätzlicher Überwurfmutter und großer, rutschfester Latexkappe. Einzel lieferbar.

**Technische Daten:** Höhenverstellbar bis Griff: 76 - 96 cm, Max. Belastbarkeit: 140 kg, Gewicht: 600 g

Typ	HMV	VE	REF
1 türkis-blau Kombination	10.50.02.1007	1 Stück	M1 5TB
2 gelb-blau Kombination	10.50.02.1007	1 Stück	M1 5GB

\*Artikel mit reduzierter MwSt.



**Unterarm-Gehstütze Anatom**

Der anatomische Handgriff kann durch Drehen individuell auf die Patientenhand eingestellt werden. Eine Überbeanspruchung oder Druckstellen können vermieden werden. Aus silberfarbigem Alurohr, mit Kappe und Kunststoffteilen. Einzel lieferbar.

- » Sicherheitsstrahler in Griff und Schale
- » Höhenverstellbar durch Druckknopf

**Technische Daten:** Höhenverstellbar bis Griff: 76 - 96 cm, Max. Belastbarkeit: 140 kg, Gewicht: 600 g

Typ	HMV	VE	REF
<b>Mit Softgriff</b>			
Ausführung links, Griff-Farbe: aubergine	10.50.02.1016	1 Stück	M1 11412
Ausführung rechts, Griff-Farbe: aubergine	10.50.02.1016	1 Stück	M1 11413

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

**Kinder-Gehstütze einzeln**

Besonders farbenfrohes Design, per Druckknopf höhenverstellbar. Einzel lieferbar.

**Technische Daten:** Höhenverstellbar Boden bis Griff: 57 - 74,5 cm, Bügelweite: 7 cm, Armschelle bis Griff: 14,5 - 17,5 cm, Max. Belastbarkeit: 100 kg, Gewicht: 450 g

Typ	HMV	VE	REF
rot-gelb-blau Kombination	10.50.02.0065	1 Stück	M1 7K

\*Artikel mit reduzierter MwSt.





## Gleitschutz

Sicherheit bei Eis- und Schneeglätte.

- » Passt an fast alle Schuhe
- » Robuste Konstruktion und Materialien
- » Effektiv und praktisch
- » Leicht an- und ausziehbar

Durch die an der Unterseite befindlichen gehärteten und robusten Metallnägeln und die besonders strukturierte Sohle wird die Rutschgefahr um ein Vielfaches vermindert. Ein Reflektor an der Rückseite erhöht Ihre Sicherheit im Dunkeln. Das Material des Gleitschutzes widersteht selbst extremer Kälte, ohne Schaden zu nehmen.



Größe	VE	REF
S	1 Paar	M1 905-S
M	1 Paar	M1 905-M
L	1 Paar	M1 905-L
XL	1 Paar	M1 905-XL



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

## Servocare Eisfuß aufklappbar

Sicher bei Eis und Schnee

Einfach nach unten klappen und der Stock greift auch bei unsicherem Untergrund. Auch ideal bei Unterarm-Gehstützen. Aus rostfreiem Edelstahl, mit 5 Zähnen. Bei Nichtbenutzen nach oben schwenken.

HMV-Gruppe: 10.99.01.1xxx

Typ	VE	REF
Eisfuß	1 Stück	M1 303155



**Derby Gehstock**

Mit Zweikomponentengriff

Der Handgriff des Gehstocks besteht aus Leichtmetall und ist mit einem weichen Comfort Soft Derbygriff auf der Oberseite überzogen. Somit bietet er eine hautfreundliche, gepolsterte und rutschsichere Oberfläche.

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 76 - 96 cm, Max. Belastbarkeit: 100 kg, Gewicht: 350 g

Farbe	VE	REF
rot	1 Stück	M1 H26
schwarz	1 Stück	M1 H25



**Stockschlaufe**

Mit dieser praktischen Stockschlaufe fällt Ihnen nie wieder der Stock aus der Hand! Einfach zu befestigen. Aus schwarzem Kordelband.

HMV-Gruppe: 10.99.01.2xxx

Typ	VE	REF
Stockschlaufe	1 Stück	M1 60



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG


**Servocare Gehstockhalter**

Durch einfaches Einklicken wird der Gehstock oder die Krücke sicher gehalten. Ideal für die Montage an Rollstuhl/Gehgestell oder am Sessel. Aus kräftigem Kunststoff hergestellt.

Zur Rohrbefestigung mit Schelle, inkl. Fußsteller.

Passend für 22 mm und 25 mm dicke Rohre.

Typ	HMV	VE	REF
Gehstockhalter	18.99.09.0016	1 Stück	M1 22103



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Gehstockhalter**

Die praktische Kunststoff-Klemme paßt auf jeden Stock und erlaubt ein Auflegen auf jede Tischplatte. Einfach und praktisch.

HMV-Gruppe: 10.99.01.2xxx

Typ	VE	REF
Gehstockhalter	1 Stück	M1 1023



## servocare

NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG



### Ultraleichte Teleskop-Trekkingstöcke

Ergonomisch und robust, mit Anti-Schock-Federung. Die ultraleichten Trekking-Stöcke sind schnell in Ihre drei Segmente zusammengescho-ben und überzeugen mit einem Packmaß von 60 x 10 x 5 cm. Die integrierte Anti-Schock Federung absorbiert Stöße und Erschütterungen. Die ergonomisch geformten, rutschsicheren Griffe mit verstellbaren Schlaufen garantieren ein komfortables und sicheres Laufgefühl. Ab-nehmbarer Teller und Spitzen gewährleisten einen sicheren Gang, auch in schwierigem Gelände (Schnee, Schlamm, Geröll, Eis etc.).

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 100 - 120 cm, Eine cm-Skala erleichtert das Einstellen., Max. Belastbarkeit: 80 kg pro Trekking-Stock

### Servocare Pedal Beintrainer mit elektronischem Pedometer

Im Mittelsegment befindet sich das digitale Display: es zeigt Runden, die Trainingszeit und verbrauchte Kalorien an. Der Bremswiderstand ist individuell, stufenlos einstellbar. Das Gerät ist mit den einklappbaren Füßen besonders platzsparend zu verstauen.

**Technische Daten:** Gestellfarbe: schwarz

Typ	VE	REF
Teleskop-Trekkingstöcke	1 Paar	M1 92331

Typ	VE	REF
Pedal Beintrainer, mit elektronischem Pedometer	1 Stück	M1 SPE004



**Allergiker Bettwäsche Oslo**

Evolon Encasing Milbenschutzbezug mit Reißverschluss

Vielfalt: Die Allergie-Bettwäsche schützt vor Verunreinigung und verlängert die Lebensdauer der Decke, des Kissens oder der Matratze. Sie bietet sich optimal für Allergiker an. Bester Schutz durch innovatives Evolon Milben Encasing – wasserdichte, atmungsaktive und luftdurchlässige Schutzbarriere.

- » Milben- und milbenkotdicht
- » Ohne chemische Zusatzstoffe, dadurch permanente Wirkung
- » Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme
- » Super leicht und sehr schnell trocknend
- » Sehr langlebig
- » Kein Rascheln
- » Hautsympathisch, für Allergiker geeignet
- » Nach erster Wäsche angenehm weicher Griff

Material: 70 % Polyester, 30 % Polyamid (Mikrofaser ohne chemische Zusatzstoffe)

Maße	VE	REF
<b>Bettbezug mit Reißverschluss</b>		
100 x 135 cm	1 Stück	M1 2062015-1
135 x 200 cm	1 Stück	M1 2062015-2
155 x 200 cm	1 Stück	M1 2062015-3
<b>Kissenbezug mit Reißverschluss</b>		
40 x 80 cm	1 Stück	M1 2062020-1
80 x 80 cm	1 Stück	M1 2062020-2
<b>Matratzenbezug mit 2-seitigem Reißverschluss</b>		
90 x 200 x 17 cm	1 Stück	M1 2062037-1
100 x 200 x 17 cm	1 Stück	M1 2062037-2
140 x 200 x 17 cm	1 Stück	M1 2062037-3



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Servocomfort Doppelfunktions-Universaltisch

- » Mit teilbarer, schwenkbarer Tischplatte
- » Mit Knebelschraubenarretierung
- » Geteilte Tischplatte:

Schwenkbare Tischfläche = 60,5 x 38,5 cm zum Lesen etc.

Waagerechte, feste Standfläche = 20,5 x 38,5 cm für Getränke, Essen etc.

**Technische Daten:** Tischplatte: 81 x 38,5 cm, Höhenverstellbar: 70 - 110 cm  
HMV-Gruppe: 50.45.04.0xxx

Typ	VE	REF
mit geteilter Tischplatte	1 Stück	M1 10213C



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Servocomfort Universaltisch mit schwenkbarer Platte

- » Auf stabilem Stahlgestell mit 4 Rollen
- » Die Platte ist kunststoffbeschichtet
- » 2 aufgesetzte Kanten für sicheren Halt
- » Platte um 90° schwenk- und fixierbar
- » Kartonverpackt geliefert, mit nur 2 Schrauben montierbar

**Technische Daten:** Tischplatte: 60,5 x 38,5 cm, Höhenverstellbar: 73 - 112 cm  
HMV-Gruppe: 50.45.04.0xxx

Typ	VE	REF
mit schwenkbarer Tischplatte	1 Stück	M1 HE6000F



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Servocomfort Betttisch

Ein praktischer Betttisch mit einer stufenlos automatischen Höhenverstellung. Durch Hochziehen des seitlichen Hebels lässt sich die Tischplatte stufenlos nach oben oder unten verstellen. Wahlweise auch erhältlich als Modell mit Schwenkfunktion der Tischplatte und zusätzlichen aufgesetzten Kanten gegen ein Verrutschen von Lesematerial.

**Technische Daten:** Tischplatte: 80,5 x 38,5 cm  
HMV-Gruppe: 50.45.04.0xxx

Typ	Höhe	VE	REF
1 Betttisch	verstellbar: 70 - 107 cm	1 Stück	M1 HE6000
2 Betttisch, schwenkbar	verstellbar: 73 - 111 cm	1 Stück	M1 HE6001FA

# MoveMate

## DIE PRAKTISCHE UMLAGERUNGSHILFE



### MoveMate

Die praktische Umlagerungshilfe

Mit Hilfe von MoveMate, der handlichen und leichten Umlagerungshilfe, können jetzt bettlägerige Patienten von nur einem oder zwei Helfern problemlos umgelagert werden; ohne Heben oder Schieben.

Die in zwei Größen erhältliche Umlagerungshilfe ermöglicht durch die besondere Gleitfähigkeit ein einfaches und problemloses Umbetten.

Leichte Höhenunterschiede bis max. 12 cm können überwunden werden, z. B. das Umlagern vom Bett auf eine Fahrliège oder umgekehrt. Falls ein Höhenunterschied zwischen dem Patientenbett und einer Fahrtrage entsteht, ist es ratsam, ein zusätzliches Bettlaken unter den Patienten zu führen und mit dem Tragelaken zu transferieren.

MoveMate ist voll röntgenfähig und muss nicht von einer Fahrliège entfernt werden.

Der Bezug kann bei 60 °C gewaschen oder mit jedem herkömmlichen Flächen- desinfektionsmittel gereinigt werden.

Nach der Benutzung einfach in der Mitte zusammenklappen (nur S1 37100-I) und verstauen. Über die 2 praktischen Griffe leicht tragfähig.

### So einfach geht es mit MoveMate:

- » Patienten seitlich leicht kippen.
- » MoveMate unter den Patienten fahren
- » Patienten vorsichtig auf MoveMate herablassen und mit dem Umlagern beginnen.
- » Patienten wieder seitlich anheben und MoveMate entfernen

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 150 kg, Farbe: dunkelgrün

Typ	Breite	Länge	VE	REF
MoveMate Mini	50 cm	85 cm	1 Stück	S1 37200-I
Ersatzbezug grün, passend für MoveMate Mini	50 cm	85 cm	1 Stück	S1 37200EB-I
MoveMate Groß	50 cm	170 cm	1 Stück	S1 37100-I
Ersatzbezug grün, passend für MoveMate Groß	50 cm	170 cm	1 Stück	S1 37100EB-I



## Gleiter

Diese neuartige, mit Silikon beschichtete gleitförmige Unterlage sorgt für eine sichere, schnelle und einfache Verlagerung von Patienten von einer Sitz- oder Liegefläche zur anderen.

### Gleiter > Typ: I

Eine Gleitunterlage zur Verlagerung sitzender Patienten.

### Gleiter > Typ: II

Zwei Gleitunterlagen und Gurte für die Umbettung liegender Patienten.

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 120 kg

HMV-Gruppe: 22.29.01.2xxx

Typ	Breite	Länge	VE	REF
Gleiter, Typ 1	34,5 cm	64 cm	1 Stück	I6 16400
Gleiter, Typ 2	34,5 cm	64 cm	2 Stück	I6 26400



## Geschwungenes Umlagerungsbrett


Das geschwungene Umlagerungsbrett erleichtert Ihnen das Umsitzen z. B. von einem Stuhl in einen Rollstuhl, oder von einem Rollstuhl ins Auto.

Die gebogene Form ermöglicht mehrere Sitzpositionen und unterstützt bei der Umlagerung die natürliche Drehbewegung.

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 152 kg

HMV-Gruppe: 22.29.01.3xxx

Maße	VE	REF
70,1 x 37 cm	1 Stück	M1 8835



## Drehkissen

Komfortables Drehkissen / Ausstiegshilfe für Auto, Bett etc.. Die beiden Kisseanteile sind durch einen zentralen Drehkern verbunden, der eine Drehung von 360° ermöglicht. Die Sitzfläche ist mit weicher Baumwolle in Velouptik bezogen und bequem gepolstert. Die Unterseite mit seiner haftenden Anti-Rutsch-Struktur hält das Kissen sicher an seinem Platz.

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: bis 120 kg, Durchmesser: 40 cm, Sitzhöhe: 2 cm

Typ	Durchmesser	VE	REF
Drehkissen	40 cm	1 Stück	M1 92006



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Bettleiter**

Hilft dem Patienten, sich selbstständig in die senkrechte Sitzposition zu bewegen. Schnurlänge = 3 Meter.

HMV-Gruppe: 19.40.02.3xxx

Typ	VE	REF
Bettleiter	1 Stück	M1 L5



**Bettgalgen Aufrichthilfe 3-Fuß**

Durch den stabilen 3-Fuß kann diese Aufrichthilfe (Bettgalgen) freistehend an jedem Bett verwendet werden, auch an Holzbetten. Die seitlichen Ausleger sind für Bettbreiten von 74 bis 95 cm geeignet. Die Aufstehhilfe ist in der Höhe von 158 bis zu 188 cm verstellbar.

Lieferung inkl. Handgriff

Farbe: reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet

**Technische Daten:** Abmessungen: Höhe: verstellbar von 158 - 188 cm, Rahmenbreite je Seite: inkl. Platte ca. 45 cm, Mittlerer Standfuß: ca. 95 cm, Rahmenhöhe: ca. 5 cm, Tragkraft: bis 75 kg, Ausladung: 80 cm

HMV-Gruppe: 19.40.02.2xxx

Typ	VE	REF
Aufrichthilfe	1 Stück	M1 21310



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Rückenstütze**

Hat einen stufenlos verstellbaren Stahlrahmen mit einer kräftigen Nylonbespannung. Bei Nichtbenutzung zusammenklappbar. Diese Rückenstütze gibt dem Kranken sicheren Halt beim Schreiben, Lesen und Essen. Kann auch als Bettverkürzer am Fußende verwendet werden.

**Technische Daten:** Höhe: 53 cm, Breite: 69 cm, Tiefe: 45 cm, Max. Belastbarkeit: 100 kg

HMV-Gruppe: 50.45.03.1xxx

Typ	VE	REF
Rückenstütze	1 Stück	M1 L80



**servocare**  
NÜTZLICHES FÜR DEN ALLTAG

**Servocare Patientendrehscheibe**

Die Plattform hat eine Gummiunterlage und eine rutschfeste Oberfläche. Während der Patient auf der Plattform steht, kann diese gedreht werden; das Unterteil der Plattform bleibt fest stehen. Diese Plattform gibt dem Patienten Sicherheit.

**Technische Daten:** Gewicht: 1 kg

HMV-Gruppe: 22.29.01.0xxx

Typ	Durchmesser	VE	REF
Patientendrehscheibe	40,5 cm	1 Stück	M1 9500



### Rückenstützkeil

Der praktische Rückenstützkeil mit Lasche, ist auch ideal für die Seitenlagerung.

Durch Liegen auf der angenähten Lasche wird ein Verrutschen des Keils verhindert.

Mit weißem Kunstlederbezug.

HMV-Gruppe: 20.29.01.2xxx

Maße	VE	REF
70 x 30 x 30 cm	1 Stück	F6 790000



### Nacken- und Knie rollen

Mit weißem Kunstleder-Bezug zur unterstützenden Nacken- u. Knielagerung.

Andere Maße auf Anfrage!

HMV-Gruppe: 53.45.01.0xxx

Breite	Durchmesser	VE	REF
40 cm	13 cm	1 Stück	F6 40710
40 cm	15 cm	1 Stück	F6 40713
50 cm	15 cm	1 Stück	F6 0402
65 cm	15 cm	1 Stück	F6 0403
65 cm	20 cm	1 Stück	F6 40721
50 cm	25 cm	1 Stück	F6 40724



### Halbrollen

Zur Lagerung von Nacken, Knie und Fersen. Aus weichem Schaumstoff mit weißem Kunstlederbezug.

Andere Maße auf Anfrage!

HMV-Gruppe: 53.45.01.1xxx

Maße	VE	REF
40 x 15 x 7,5 cm	1 Stück	F6 4092
40 x 22 x 11 cm	1 Stück	F6 4091
50 x 22 x 11 cm	1 Stück	F6 0904



**Beinhochlagerungsschienen**

Für die erhöhte Beinfixierung, geschlossene Form, sog. „Braunsche“ ABC-Schiene.

Verbessertes Modell, aus grauem Schaumstoff, ohne Bezug. Ideal bei Venenentzündungen und Thrombosen.

Für Erwachsene, 75 cm Beinlänge.

Typ	VE	REF
Lagerungsschiene, ohne Bezug	1 Stück	F6 7200

**Passendes Zubehör**

Artikel	VE	REF
Kunstlederbezug	1 Stück	F6 72004
Trikotstoffbezug	1 Stück	F6 72002



**Beinlagerungsschiene**

Nach Art der sog. Vollmann-, Schweizer-, oder Kehlschiene. Offene Form, verbessertes Modell, aus grauem Schaumstoff, ohne Bezug. Für die gestreckte Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das gepolsterte Fußbett verhindert die sog. Spitzfußbildung.

Für Erwachsene, 75 cm Beinlänge.

Typ	VE	REF
Lagerungsschiene, ohne Bezug	1 Stück	F6 7100

**Passendes Zubehör**

Artikel	VE	REF
Kunstlederbezug	1 Stück	F6 71004
Trikotstoffbezug	1 Stück	F6 71002



**Lagerungshilfen mit Neopolenkugelfüllung**

Lagerungskissen mit Neopolenkugelfüllung zur Kopf-, Bein-, Arm- oder Ganzkörperlagerung. Die Kugeln sind leicht beweglich und passen sich dank optimaler Druckverteilung den Körperkonturen an.

Maße	VE	REF
<b>Mit hellem Nesselbezug</b>		
35 x 40 cm	1 Stück	F6 640401
40 x 40 cm	1 Stück	F6 640402
40 x 60 cm	1 Stück	F6 640403
<b>Mit Kunstlederbezug, weiß</b>		
35 x 40 cm	1 Stück	F6 640501
40 x 40 cm	1 Stück	F6 640502
40 x 60 cm	1 Stück	F6 640503



**Haftband-Fixierungen**

Zur Sicherung des Patienten. Haftband aus gewebtem Band mit Metallschleife zur Befestigung. Wahlweise ist die Innenseite gepolstert oder ungepolstert.

Maße	VE	REF
<b>ohne Polster</b>		
17 x 3 cm	1 Stück	F6 780001
30 x 3 cm	1 Stück	F6 780002
30 x 5 cm	1 Stück	F6 780003
40 x 5 cm	1 Stück	F6 780004
80 x 5 cm	1 Stück	F6 780005
<b>mit Polster</b>		
17 x 3 cm	1 Stück	F6 780101
30 x 3 cm	1 Stück	F6 780102
30 x 5 cm	1 Stück	F6 780103
40 x 5 cm	1 Stück	F6 780104
80 x 5 cm	1 Stück	F6 780105



### Bein- und Rückenkissen aufblasbar

Aus weichem PVC Material, leicht aufzublasen mit 4 Sektionen. Kann genauso gut als Keilkissen zum Anheben der Beine genutzt werden.

Minipumpe zum leichten Aufblasen und Ablassen der Luft liegt bei.

**Technische Daten:** Größe: 62 x 61 cm, Gewicht: 500 g

Typ	VE	REF
Aufblasbares Rücken- und Beinkissen, inkl. Pumpe	1 Stück	M1 4510



### Sitzkissen

Das ovale Polyurethan Schaumkissen verringert den Druck und bietet mehr Bequemlichkeit auf Stühlen wie auch im Bett. Lindert Schmerzen beim Sitzen, beispielsweise nach einer schweren Geburt, bei Hämorrhoiden oder bei Steißbeinverletzungen. Die offene Mitte sorgt für Druckentlastung beim Sitzen. Der Bezug ist aus waschbarer Baumwolle.

**Technische Daten:** Größe: 40,7 x 33,5 x 7 cm, Gewicht: 370 g

Typ	VE	REF
Sitzkissen, inkl. Bezug	1 Stück	M1 4783



### Servocare Gummisitzring

Aufblasbar, in zwei Größen erhältlich. Ideal für das Sitzen nach Operationen durch Hohlraumlagerung.

Sehr gut auch als Sitzkissen geeignet, wenn Patienten für längere Zeit auf dem Toilettenstuhl verbleiben müssen. Auch im Bett einsetzbar.

HMV-Gruppe: 11.11.01.0xxx

Durchmesser	VE	REF
40,5 cm	1 Stück	M1 60616
45,5 cm	1 Stück	M1 60618

**Servofill-Med Stützlagerung**



Das von uns eingesetzte Füllmaterial (EPS-Mikroperlen) liefert hervorragende Lagerungseigenschaften und zeichnet sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit aus. Das geringe Gewicht macht die Handhabung darüber hinaus angenehm und komfortabel. Es ist haltbar, hygienisch, antiallergisch und preiswert. Guter Wärme- und Feuchtigkeitstransport macht es zum idealen Helfer.

- » OEKO-TEX 100 zertifiziert
- » Qualität ‚Made in Germany‘
- » Mit PU-beschichtetem Kissenlett
- » Abwaschbar und wischdesinfizierbar



**Servofill-Premium Weichlagerung**



Die Kombination aus rhombenförmig geschnittenem Polyurethanschaum mit EPP-Kügelchen schafft eine ideale Füllungsalternative für den täglichen Pflegeeinsatz. Hohe punktelastische Anpassungsfähigkeit verbindet sich hier mit robusten Pflegeeigenschaften.

- » OEKO-TEX 100 zertifiziert
- » Desinfizierbar / Kochbar
- » Rhombschaumgemisch aus Polyurethan & Polypropylen.



	<b>Lieferbare Bezugsfarbe</b> pastellgrün	<b>Material</b> 100 % Baumwolle
--	----------------------------------------------	------------------------------------



**Theraline Babykopfkissen**

Prävention & Sicherheit

Hilft die natürliche Kopfform Ihres Babys zu erhalten. Eine einfache Idee und ein einmaliges Design schaffen sicheren Schlaf- und Liegekomfort für Ihr Baby. Ein anatomisch geformtes und gelochtes Hi-Tech-Abstandsgewebe stützt das Babyköpfchen gleichmäßig und effektiv. Das verwendete Gewebe ist so offen, das selbst wenn Ihr Baby beginnt sich zu drehen und mit dem Gesicht in die Kissenmulde gerät, frei durch dieses hindurchgeatmet werden kann.

- » Hilft, Verformungen zu verhindern
- » Unterstützt deren schnellere Rückbildung
- » Ohne Bezug – höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe
- » Ergonomische und komfortable Schlaflage
- » Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- » Temperaturnausgleichend
- » Hygienisch, bei 60 °C waschbar

Größe	Maße	VE	REF
1, bis 7 kg	ca. 23 x 21 x 3 cm	1 Stück	M1 3400
2, ab 7 kg	ca. 24,5 x 23 x 5 cm	1 Stück	M1 3402



**Servofill Armrampe, klein**

35 x 20 x 12 cm

Typ	VE	REF
Servofill-Med Armrampe klein, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 925805
Servofill-Jerseybezug für kleine Armrampe, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 9200118



**Servofill gekammertes Beinkissen**

75 x 75 cm

Typ	VE	REF
Servofill-Med gekammertes Beinkissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 865805
Bamboo-Bezug (neu) für gekammertes Beinkissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 8600118



## Servofill Gesäßkissen

60 x 70 cm

Typ	VE	REF
Servofill-Premium Gesäßkissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 850100
Servofill-Jerseybezug für Gesäßkissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 8500118



## Servofill Kissen

40 x 80 cm

Typ	VE	REF
Servofill-Med Kissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 205805
Servofill-Premium Kissen, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 200100
Servofill-Jerseybezug für Kissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 2000118



## Servofill Lagerungshörnchen

110 x 34 cm

Typ	VE	REF
Servofill-Med Lagerungshörnchen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 025805
Servofill-Premium Lagerungshörnchen, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 020100
Servofill-Jerseybezug für Lagerungshörnchen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 0200118



## Servofill Vati-Lagerungskissen

25 x 80 cm

Typ	VE	REF
Servofill-Med Vati-Lagerungskissen, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 305805
Servofill-Premium Vati-Lagerungskissen, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 300100
Bamboo-Bezug (neu) für Vati-Lagerungskissen, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 3000118



## Servofill Lagerungsrollen lang

220 x 20 cm

Typ	VE	REF
Servofill-Med Lagerungsrolle, PU-beschichtet in pastellgrün, ohne Bezug	1 Stück	M1 275805
Servofill-Premium Lagerungsrolle, ohne Bezug (siehe Abb.)	1 Stück	M1 270100
Bamboo-Bezug (neu) für Lagerungsrolle, Farbe: pastellgrün	1 Stück	M1 2700118