



PRAXISBEDARF GRUPPE 3





3M / Solventum Artikel	145	Bowie & Dick Testpaket	182	Einweg Tuben	168
A		Boxen Zellstofftupfer	173	Elektrodenreiniger	212
Ablageboxen	176	Braun Thermoscan	158	Elektronisches Fieberthermometer	156f
Ablassventil	151	Breeze Care Sauerstoffset	223	Episiotomie Schere	216
Adreßfeldaufkleber	176	C		Ersatz O2-Flasche	222
Adson Pinzette	192, 206, 214	Cardiologie Stethoskop	143, 146	Ersatzteile Heine	167
Aerosol Vernebler	227	Chirurgische Pinzetten	192, 206, 214f	Etiketten sterile Ware	183
Akkus	161	Chirurgischer Nervenfinder	212	F	
Alkoholspender	172	Chirurgische Scheren	185f, 216f	Fadenschere	198
Alkoholtupfer	172	Cilienpinzette	191	Fahrbarer Flaschenständer	223
Alkotip	172	Classic Stethoskope	142, 144	Farb-Sehprüftafel	164
Allspec Einweg Tips	166	Containerlabel	183	Feilchenfeld Pinzetten	191, 206, 215
Allspec Tip Dispenser	166	Cusco Spekulum	188	Feile	198
Alphanorm	176	D		Fiberoptik Taschenotokope	170
Aluminium Hand	210	Dampfindikator	183	Fieberthermometer	158f
Ampullarium	169	DCT Sauerstoffbrille	226	Fingerring Schneidegerät	190
Ampullenetui	169	DCT Sauerstoffkatheter	224ff	Flachkopfsthethoskope	140
Ampullenfeile	169	DCT Sauerstoffmaske	224f	Flaschenständer Sauerstoff	223
Anästhesie Stethoskope	140	DCT Sauerstoffschlauch	224, 226	Folienschild	159
Anatomische Pinzette	191f, 206, 214	DCT Verneblerset	227	G	
Archivierungskästen	176	Dermatoskop	170	Gassteri-Klebeband	182
Arterienklemmen	193, 208, 213	Dermojet Injektor	199	Gesichtssauna	221
Arztschild Folien	159	Diagnostikleuchte	162f	Gillies Pinzette	214
Arztwaage	175	Digitalthermometer	156ff	Gipsschere	187
Atemgasbefeuchter	222	Digitemp Thermometerhüllen	157	Gipsspreizer	187
Atemtrainer	228	Dilatoren	189	Gummiblase	151
Aufkleber Kartei	176	Doppelkopfsthethoskope	141	H	
Aufladbare Akkubatterien	161	Druckball Blutdruckmesser	151	Hakenzange	188
Augenleuchte	162f	Druckinjektor	199	Halogenlampen Heine Artikel	167
Augenmagnet	192	Druckminderer	222	Hammer	199
Autoclave Beutel	181	Dual Stethoskop	143	Hautscheren	198
Autoclave Rollen	179	E		Haut- und Fadenschere	198
B		Edelstahl Instrumentenschalen	203	Hegar Nadelhalter	217
Babymanschette	151	Edelstahl Nierenschalen	201	Heine Adapter für Opticlar Griffe	167
Babystethoskop	142	Edelstahl Schüssel	202	Heine Artikel	165ff
Babywaage	174f	Edelstahl Sputumbecher	204	Heißluftsterilisationsrollen	180
Bälle Blutdruckmessgeräte	151	Edelstahl Standzylinder	203f	Heißluftsterilisator	177
Batteriegriff für Ophthalmoskope	167	Edelstahl Stechbecken	201	Helix Test	182
Batterieleuchte	162f	Edelstahl Universalschalen	201	Hochtemperaturkauter	211
Batterien	160f	Einmal Instrumente	213ff	Holzkasten Studentenetui	200
Bettpfanne	201	Einmal Pinzetten	214f	Hüllen Thermometer	157
Biopsiezange	189	Einweg Nervenstimulator	212	Humi-Rainbow Luftbefeuchter	218
Blasenschlauch	227	Einweg Ohrtrichter	168	Hyperventilationsbeutel	225
Blutdruckmessgeräte	148ff	Einweg Tips	166, 169, 219		
Boso Geräte	155				

I		L		Nasenspekulum	195, 210
Indikator	183	Ladebatterie Heine Beta Ladegriff	167	Nervendetektor	212
Infrarot-Fieberthermometer	158f	Ladegerät für Otoskope	167	Nervenfinder	212
Infrarot-Wärmeleuchte	218	Ladegriff für Heine Beta	167	Nervenlokalisator	212
Inhalatoren	220f	Lampen für Heine Artikel	167	Nervenrad nach Wartenberg	196
Instrumente	185ff, 205ff, 213ff	Lane Pinzette	215	Nervenstimulationsgeräte	212
Instrumentenaufbewahrung	200	LED Diagnostikleuchte	163	Nerve Stim Nervendetektor	212
Instrumentenpflege	177	LED Lampen Heine Artikel	167	Niedertemperatur Kauter	211
Instrumentenschalen	203	Leichtgewicht Stethoskop	147	Nierenschalen	201
Instrumentenset	200	Ligaturschere Spencer	186	Notdienstschild	159
Integrator	183	Listerschere	186, 190, 209, 216	Notfall Arztschild	159
Intense	160	Littmann Classic III	144		
Irisscheren	205, 216	Littmann Stethoskope	144ff	O	
Ishihara Sehprüftafel	164	Littmann Zubehör	147	O2-Brille	226
IUP-Faßzange	188	Löffel nach Volkmann	188, 215	O2-Einheit	223
		Löffel nach Willinger	215	O2-Flaschen	222
		Luftbefeuchter	218	O2-Flaschenständer	223
K				O2-Maske	224f
Kardiologiestethoskop	145f	M		O2-Verbindungsschlauch	224, 226
Karteiaufkleber	176	Magillzange	190	Oberschenkelmanschette	151
Katheter	225	Manometer	151	Oculus Sehtesttafeln	164
Kauter	211	Manschetten Blutdruckmessgeräte	151	Ohrenspritzen	218
Kern Waagen	174	Master Kardiologiestethoskope	145	Ohrenzängchen	210
Kindermanschette	151	Mathieu Nadelhalter	195	Ohrfieberthermometer	158
Kindersauerstoffmaske	224f	Medicus Blutdruckmessgerät	155	Ohrschlinge	196
Kinderstethoskop	141, 145	Medispray Silikonspray	177	Ohrspülgerät	219
Kinderverneblerset	227	Mediware Dermatoskop	170	Ohrtips	158, 166, 169, 219
Klammerzange	190	Mediware Einmal Pinzetten	215	Ohrtrichter	166, 168
Klarsichtrollen Sterilisation	179f	Mediware Otoskope	170	Ölspray	177
Klebeband Sterilisation	182	Med & Org Artikel	176	Omron Blutdruckmessgerät	152f
Kleiderschere	186	Mehrzweckschere	186	Ophthalmoskop Aufsatz	167
Klemmen	193, 213	Messband	139	Ophthalmoskop Sets	167
Klettmanchette	151	Metzenbaumschere	217	OP-Instrumente I. Wahl	205, 208
Knopfsonde	192	Michel Klammerzange	190	Otoskope	165ff, 170
Kocherklemme	193, 213	Micro Nadelhalter	207		
Komedonenquetscher	190	Mini Otoskop	165	P	
Kopfleuchte	164	Mosquitoklemmen	193, 208, 213	Paillettenentnahme Pinzette	191
Kopfschneidezange	196	M-Spray Ölspray	177	Peanklemmen	193, 213
Kopfstück für Unispec Einwegtuben	168	Mundsperrer	210	Penisklemme	210
Kornzange	194, 209			Penlight Leuchten	162f
Kreppfix Zungenläppchen	172	N		Percussionshammer	199
Kristeller Spekulum	188	Nabelschnurzange	210	Personenwaagen	174f
Kunstlederampullenetui	169	Nadelhalter	195, 207, 209, 217	Pinzetten	191f, 200, 214f
Künstliche Nase	223	Nagelausschere	187	Präpariernadel	200
		Nagelfeile	198	Präparierschere	208
		Nagelscheren	198	Praxis Organisation	176
		Nagelzangen	187, 196f	Praxis Zootiere Sortiment	159

Pressure Man		Servoprax Helix Test	182	Universalschalen	201
Blutdruckmessgeräte	148ff, 154	Servoprax Venenstauer	171	Universalscheren	186
Privat Blutdruckmessgerät	150	Silikonspray	177	Uterus Dilator	189
Probentafel	164	Skalpelle	200	Uterussonde	189
Procell	160	Spekulum	188		
ProJet Ohrspülgerät	219	Spezialbatterien	160	V	
Proktoskope	168	Splitterpinzetten	191, 215	Varta Batterien	160
Pulsuhr	156	Standzylinder	203f	Venenstauer	171
R		Staubänder	171	Verbandschere	186, 209, 216
Rappaport Stethoskope	139	Stechbecken	201	Verbinder für Schläuche	226
Rasiermesser	200	Steribeutel	178, 180	Verbindungsschlauch	224, 226
Reflexhammer	199	Steriklebeband	182	Vernebler	221
Rektoskoptuben	168	Sterikrepp	178	Vernebler Systeme	227
Rotlichtleuchte	218	Sterilisiervlies	178	Volkman Löffel	188, 215
S		Sterirollen	179	W	
Sanduhr Puls	156	Stethoskope	139ff	Waagen	174f
Sauerstoffblasenschlauch	227	Stille Gipsschere	187	Wärme-Feuchtigkeits-Austauscher	223
Sauerstoffbrille	226	Stimmgabel	196	Wärmeleuchte	218
Sauerstoffdruckminderer	222	Stirnleuchte	164	Wischstäbchen	172
Sauerstoffflaschen	222f	Studentenetui	200	Wundspreizer	187
Sauerstoffgeräte	223	T		Z	
Sauerstoffkatheter	225	Taschendermatoskope	170	Zangen	190, 196
Sauerstoffmasken	224f	Taschenleuchte	162f	Zeckenzangen	197
Sauerstoffverbindungsschlauch	224, 226f	Taschenotoskope	170	Zellstoff Tupfer	173
Sauerstoff Zubehör	222ff	Terminplaner	176	Zelltip Tupfer	173
Säuglingsstethoskop	145	Thermometer	156ff	Zootiere Sortiment	159
Säuglingswaage	175	Thermometerhülle	157	Zubehör für Inhalatoren	220
Scharfer Löffel	188, 192, 215	Thermoscan Ohrtips	158	Zubehör für Pressure Man	
Scheren	185f, 198, 216f	Thermovent T	223	Blutdruckmessgerät	154
Schlauchklemme	194	Tip Cleaner	212	Zubehör Littmann Stethoskope	147
Schlauchverbinder	226	Tippfix Alkoholspender	172	Zubehör Studentenetui	200
Schneidegerät Fingerring	190	Tracheostoma	223	Zubehör Ultraschallvernebler	220
Schüsseln Edelstahl	202	Triflo Atemtrainer	228	Zungenläppchen Kreppfix	172
Schutzkappen Thermoscan	158	Tupferbehälter	203f		
Schwesternsets	198	Tupferbox	173		
Schwesternstethoskope	140	Tupfer Fasszange	194		
Schwesternuhr	156	U			
Seal Easy Steribeutel	181	Uhr Schwestern	156		
Seca Waagen	139, 175	Ultraschallluftbefeuchter	218		
Sehprobentafel	164	Ultraschallvernebler	220f		
Selbstklebebeutel	181	Umfangsmessband	139		
Selfseal Autoclave Beutel	181	Unispec Einwegtuben	168		
Servoclean Bowie & Dick Testpaket	182	Universalbatterien	160		
Servoclean Heißluftsterilisatoren	177	Universalblasenschlauch	227		
		Universalpinzette	191		



Rappaport Stethoskop

- » Mit besonders schwerem, schwenkbarem Doppelkopf
- » Diverse Aufsätze und Ersatzteile im Etui
- » Mit Gummi-Doppelschlauch
- » Membrane, Ø 45 mm
- » Trichter mit Membrane, Ø 35 mm
- » Im Display-Karton verpackt

Technische Daten: Membrane: Ø 45 mm, Trichter: Ø 35 mm

SUPERIOR QUALITY

Farbe	VE	REF
schwarz	1 Stück	G5 001
rot	1 Stück	G5 0010
blau	1 Stück	G5 0011
grün	1 Stück	G5 0012
grau	1 Stück	G5 0014



seca

Präzision für die Gesundheit

Ergonomisches Umfangsmessband seca 201

Weil auch Umfangsmessbänder heute höchsten medizinischen Ansprüchen genügen müssen, hat seca das seca 201 entwickelt, mit dem der Körperrumfang millimetergenau gemessen werden kann. Denn die hochwertige Mechanik gewährleistet, dass sich das 205 cm lange Band leicht herausziehen lässt und präzise einrastet. Dabei liegt das Gehäuse gut in der Hand, fühlt sich angenehm an und ist so robust, dass es auch mal auf den Boden fallen kann.

Technische Daten:

- Messbereich: 0 - 205 cm
- Teilung (Längenmesssysteme): 1 mm
- Maße (BxHxT): 70 x 22 x 65 mm
- Eigengewicht: 50 g
- Funktionen: Mobiles Messen und Wiegen

Typ	VE	REF
seca 201 - Umfangsmessband	1 Stück	G3 201






Flachkopfsthethoskop Schwester

- » Mit Flachmembrane
- » Metallbügel mit Feder, Schrauboliven
- » Bruststück Ø 45 mm mit Schraubring
- » Latex- und Nickelfrei
- » Im Display-Karton verpackt
- » In diversen Schlauchfarben

Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei

Farbe	VE	REF
rot	1 Stück	G5 007
blau	1 Stück	G5 0084
pink	1 Stück	G5 0088
grün	1 Stück	G5 0085
weiß	1 Stück	G5 00811
gelb	1 Stück	G5 00812
grau	1 Stück	G5 00813
schwarz	1 Stück	G5 008
orange	1 Stück	G5 0040



Flachkopfsthethoskop Kinder

- » Mit Flachmembrane
- » Metallbügel mit Feder, Schrauboliven
- » Bruststück Ø 35 mm mit Schraubring
- » Latex- und Nickelfrei
- » Im Display-Karton verpackt
- » In diversen Schlauchfarben

Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei

Farbe	VE	REF
rot	1 Stück	G5 007CH
blau	1 Stück	G5 0084CH
gelb	1 Stück	G5 00812CH



Flachkopfsthethoskop Anästhesie

110 cm Schlauch, Bruststück Ø 45 mm, mit Luer Lock-Metallverbinder

Farbe	VE	REF
schwarz	1 Stück	G5 00162



Doppelkopfstethoskop Economy

Standardausführung mit Doppelkopf, drehbarem Trichter, Gummiring, silbernem Bruststück und Bügelfeder außerhalb des Schlauches.

- » Latex- und Nickelfrei
- » Im Display-Karton verpackt

Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring. 100 % nickelfrei.

Technische Daten: Membrane: Ø 45 mm, Trichter: Ø 30 mm

Farbe	VE	REF
schwarz	1 Stück	G5 005
blau	1 Stück	G5 0054
grün	1 Stück	G5 0055
pink	1 Stück	G5 0058
weiß	1 Stück	G5 00511
gelb	1 Stück	G5 00512
orange	1 Stück	G5 0045
rot	1 Stück	G5 00513



Doppelkopfstethoskop Kinder

Mit kleinerem Doppelbruststück

Technische Daten: Membrane: Ø 35 mm, Trichter: Ø 25 mm

Farbe	VE	REF
blau	1 Stück	G5 004
schwarz	1 Stück	G5 0041



Doppelkopfstethoskop Super

Mit innenliegender Feder im Schlauch.

Technische Daten: Membrane: Ø 45 mm, Trichter: Ø 30 mm

Typ	Farbe	VE	REF
Aluminium-Kopf	schwarz	1 Stück	G5 006
Edelstahl-Kopf	grau	1 Stück	G5 003



SUPERIOR QUALITY

Classic - Stethoskop

Edelstahl

- » Mit schwerem, handlichen Edelstahl-Doppelkopf
- » Großer Schlauchdurchmesser
- » Bruststück und innenliegende Feder aus Edelstahl
- » Mit harten und weichen Ohroliven
- » Im Display-Karton verpackt
- » In 2 Größen lieferbar

Technische Daten:

Type	Membrane	Trichter
Erwachsene	45 mm Ø	30 mm Ø
Säuglinge	30 mm Ø	20 mm Ø

Farbe	VE	REF
Erwachsene		
schwarz	1 Stück	G5 1101
rot	1 Stück	G5 1111
Säuglinge		
schwarz	1 Stück	G5 1103
rot	1 Stück	G5 1113

CLASSIC SET STETHOSCOPE



SUPERIOR QUALITY

Classic - Stethoskop Set


Set mit 3 Bruststücken

- » Aus haltbarem Edelstahl
- » Ohrbügel mit innenliegender Feder
- » Schwarzer Schlauch mit großem Lumen
- » Mit weichen, auswechselbaren Ohroliven
- » Im Display-Karton verpackt
- » 3 verschiedene Doppelkopf-Bruststücke aus Edelstahl

Technische Daten:

Type	Membrane	Trichter
Erwachsene	47 mm Ø	36 mm Ø
Kinder	38 mm Ø	30 mm Ø
Säuglinge	30 mm Ø	23 mm Ø

Farbe	VE	REF
schwarz	1 Stück	G5 1100SET




SUPERIOR QUALITY

Cardiologie Stethoskop Classic II

- » Besonders gut verarbeitetes Kardiologie Edelstahl Stethoskop
- » In 3 unterschiedlichen Schlauchfarben erhältlich
- » Im Display-Karton verpackt
- » Mit Ersatzmembran und Ohrloiven

Technische Daten: Membrane: 43,3 mm Ø

Farbe	VE	REF
schwarz	1 Stück	G5 1300
rot	1 Stück	G5 1301
blau	1 Stück	G5 1302



SUPERIOR QUALITY

Cardiologie Stethoskop Dual

- » Mit besonders schwerem Edelstahl-Cardiologie-Doppelkopf
- » Mit wärmeisolierenden Kunststoffringen
- » Großlumiger PVC-Schlauch
- » Innenliegende Edelstahl-Feder
- » Extra weiche Ohrloiven
- » Komplett mit Ersatzmembran und Ersatzoliven im Etui
- » Im Display-Karton verpackt

Technische Daten: Membrane: 43,3 mm Ø, Trichter: 36 mm Ø

Farbe	VE	REF
schwarz	1 Stück	G5 1201
rot	1 Stück	G5 1202



Original Littmann Classic III Stethoskop

Hohe akustische Empfindlichkeit bei der allgemeinen Auskultation. Dual Frequency Membrane auf beiden Seiten des Bruststücks für Erwachsene und für Kinder. Die pädiatrische Seite verwandelt sich in einen traditionellen offenen Trichter, indem man die Membrane durch einen Kälteschutzring austauscht. Die einteilige Membrane ist leicht anzubringen und durch die glatte Oberfläche leicht zu reinigen. Durch das neue widerstandsfähige Material hält der Schlauch länger und ist robuster gegen Flecken und Verfärbungen.

Technische Daten: Membrane Erwachsene: 43 mm Ø, Membrane Pädiatrie: 33 mm Ø, Gewicht: 150 g, Länge: 69 cm



Typ	VE	REF
Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5620
Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Black-Edition, Schlauchanschluss/Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 5803
Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Regenbogenfarben, Schlauchanschluss/Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 5870
Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Smoke-Finish, Schlauchanschluss/Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 5811
Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Champagner, Schlauchanschluss/Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 5861
Schlauchfarbe: marineblau, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5622
Schlauchfarbe: marineblau, Bruststück: hochglanzpoliert, Schlauchanschluss/Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 5863
Schlauchfarbe: karibikblau, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5623
Schlauchfarbe: karibikblau, Bruststück: Regenbogenfarben, Schlauchanschluss/Ohrbügel: Messing	1 Stück	G5 5807
Schlauchfarbe: burgund, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5627
Schlauchfarbe: burgund, Bruststück: Black-Edition, Schlauchanschluss/Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 5868
Schlauchfarbe: burgund, Bruststück: Champagner, Schlauchanschluss/Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 5864
Schlauchfarbe: hellblau, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5630
Schlauchfarbe: pflaume, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5831
Schlauchfarbe: perlmutt, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5633
Schlauchfarbe: perlmutt, Bruststück: hochglanzpoliert, Schlauchanschluss: pink, Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 5962
Schlauchfarbe: zitronengelb, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5839
Schlauchfarbe: himbeerrot, Bruststück: Regenbogenfarben, Schlauchanschluss/Ohrbügel: Messing	1 Stück	G5 5806
Schlauchfarbe: schokoladenfarben, Bruststück: Kupfer, Schlauchanschluss/Ohrbügel: Kupfer	1 Stück	G5 5809
Schlauchfarbe: limettengrün, Bruststück: Smoke-Finish, Schlauchanschluss: blau, Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 5875
Schlauchfarbe: grau, Bruststück: Standard, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 5621



Original Littmann Classic III Stethoskop mit Edelstahl-Bruststück und Schlauch mit Satin-Oberfläche

Die Satin-Finish Schlauchformel der Littmann Stethoskope bedeutet, dass die gleiche Leistung, die Sie von Ihrem 3M Littmann Stethoskop erwarten, nun mit einem angenehmeren, flexibleren Tragegefühl erhältlich ist, das nicht an Haaren oder Kleidung haftet. Die Satin-Oberfläche ist außerdem flexibler und erleichtert das Zusammenlegen und Verstauen des Stethoskops, so dass Sie es zwischen den Behandlungen bei sich tragen können. Die speziell entwickelte Beschichtung ist leicht zu reinigen und bietet Schutz vor Schmutz und Kratzern, um das Aussehen und die Lebensdauer Ihres Stethoskops zu erhalten. Im Vergleich zu unbeschichteten Schläuchen ist der Satin-Finish Schlauch weicher mit einem seidigen Gefühl, fleckenbeständiger, leichter zu reinigen und lassen sich aufgrund ihrer Biegsamkeit leichter in einen Laborkittel stecken.

Technische Daten: Membrane Erwachsene: 43 mm Ø, Membrane Pädiatrie: 33 mm Ø, Gewicht: 150 g, Länge: 69 cm

Farbe	VE	REF
champagner-rose	1 Stück	G5 5910C
ozeanblau	1 Stück	G5 5912C



Original Littmann Classic II Stethoskop, Typ Kinder

Technische Daten: Membrane: 35 mm Ø, Trichter: 30 mm Ø, Gewicht: 100 g, Länge: 71 cm

Farbe	VE	REF
Edelstahl		
schwarz	1 Stück	G5 2113
rot	1 Stück	G5 2113R
karibikblau	1 Stück	G5 2119
himbeerrot	1 Stück	G5 2122
Regenbogen/Messing/Messing		
karibikblau	1 Stück	G5 2153



Original Littmann Classic II Stethoskop, Typ Säuglinge

Technische Daten: Membrane: 30 mm Ø, Trichter: 23 mm Ø, Gewicht: 85 g, Länge: 71 cm

Farbe	VE	REF
Edelstahl		
schwarz	1 Stück	G5 2114
rot	1 Stück	G5 2114R
karibikblau	1 Stück	G5 2124
Regenbogen/Messing/Messing		
himbeerrot	1 Stück	G5 2157



Original Littmann Master Cardiology Stethoskop

Das Spezialinstrument für die Kardiologie mit dem besonders gut aufliegenden Master-Bruststück und der „Dual Frequenz Membran“. Doppelschlauch-System, aufsteckbare Soft-Oliven. Die besondere Form des Bruststückes erlaubt die gute Handhabung.

Technische Daten: Membrane: 50 mm Ø, Gewicht: 235 g, Länge: 69 cm

Farbe	VE	REF
Edelstahl		
burgund	1 Stück	G5 2163
marineblau	1 Stück	G5 2164
pflaume	1 Stück	G5 2167
Edelstahl poliert		
schwarz	1 Stück	G5 2160
Black Edition		
schwarz	1 Stück	G5 2161
Einheitlich Messing-Finish		
schwarz	1 Stück	G5 2175
Einheitlich Smoke-Finish		
schwarz	1 Stück	G5 2176





Original Littmann Cardiology IV Stethoskop mit Edelstahl-Bruststück und Schlauch mit Satin-Oberfläche

Die Satin-Finish Schlauchformel der Littmann Stethoskope bedeutet, dass die gleiche Leistung, die Sie von Ihrem 3M Littmann Stethoskop erwarten, nun mit einem angenehmeren, flexibleren Tragegefühl erhältlich ist, das nicht an Haaren oder Kleidung haftet. Die Satin-Oberfläche ist außerdem flexibler und erleichtert das Zusammenlegen und Verstauen des Stethoskops, so dass Sie es zwischen den Behandlungen bei sich tragen können. Die speziell entwickelte Beschichtung ist leicht zu reinigen und bietet Schutz vor Schmutz und Kratzern, um das Aussehen und die Lebensdauer Ihres Stethoskops zu erhalten. Im Vergleich zu unbeschichteten Schläuchen ist der Satin-Finish Schlauch weicher mit einem seidigen Gefühl, fleckenbeständiger, leichter zu reinigen und lassen sich aufgrund ihrer Biegsamkeit leichter in einen Laborkittel stecken.

Technische Daten: Membrane Erwachsene: 43 mm Ø, Membrane Pädiatrie: 33 mm, Gewicht: 177 g, Länge: 69 cm

Typ	Farbe	VE	REF
Edelstahl-Bruststück	mitternachtsblau	1 Stück	G5 6187C
Bruststück schwarz mattiert	alabaster	1 Stück	G5 6186C



Original Littmann Cardiology IV Stethoskop

Exzellente akustische Leistung verbunden mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit – das Cardiology IV Stethoskop verfügt über abstimmbare Dual Frequency Membranen auf beiden Seiten des Bruststücks.

Technische Daten: Membrane Erwachsene: 43 mm Ø, Membrane Pädiatrie: 33 mm, Gewicht: 177 g, Länge: 69 cm

Typ	VE	REF
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Standard, Schlauchanschluss/Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 6152
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Black-Edition, Schlauchanschluss/Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6163
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück/Schlauchanschluss: hochglanzpoliert, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 6177
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Regenbogen, Schlauchanschluss/Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6165
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Champagner, Schlauchanschluss/Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 6179
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Smoke-Finish, Schlauchanschluss: champagnerfarben, Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6204
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Smoke-Finish, Schlauchanschluss/Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6232
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Hochglanz-Regenbogen, Schlauchanschluss/Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 6240
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Black-Edition, Schlauchanschluss: rot, Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6200
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Black-Edition, Schlauchanschluss: blau, Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6201
1 Schlauchfarbe: schwarz, Bruststück: Black-Edition, Schlauchanschluss: violett, Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6203
2 Schlauchfarbe: dunkelgrün, Bruststück: Standard, Schlauchanschluss/Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 6155
4 Schlauchfarbe: marineblau, Bruststück: Standard, Schlauchanschluss/Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 6154
4 Schlauchfarbe: marineblau, Bruststück: Black-Edition, Schlauchanschluss/Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6168
4 Schlauchfarbe: marineblau, Bruststück: Smoke-Finish, Schlauchanschluss: blau, Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6202
4 Schlauchfarbe: marineblau, Bruststück: Hochglanz-Regenbogen, Schlauchanschluss/Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6242
5 Schlauchfarbe: karibikblau, Bruststück/Schlauchanschluss: Champagner, Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 6190
5 Schlauchfarbe: karibikblau, Bruststück: Smoke-Finish, Schlauchanschluss: hochglanzpoliert, Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 6234
6 Schlauchfarbe: burgund, Bruststück/Schlauchanschluss: hochglanzpoliert, Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 6170
6 Schlauchfarbe: burgund, Bruststück/Schlauchanschluss: Champagner, Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 6176
7 Schlauchfarbe: pflaume, Bruststück: Standard, Schlauchanschluss/Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 6156
7 Schlauchfarbe: pflaume, Bruststück: Regenbogenfarben, Schlauchanschluss: violett, Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6205
7 Schlauchfarbe: pflaume, Bruststück: Regenbogen, Schlauchanschluss: violett, Ohrbügel: schwarz	1 Stück	G5 6239
8 Schlauchfarbe: himbeerrot, Bruststück: Standard, Schlauchanschluss/Ohrbügel: Edelstahl	1 Stück	G5 6158
8 Schlauchfarbe: himbeerrot, Bruststück: Hochglanz-Regenbogen, Schlauchanschluss/Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 6241
9 Schlauchfarbe: grau, Bruststück: Smoke-Finish, Schlauchanschluss/Ohrbügel: rauchfarben	1 Stück	G5 6238





Original Littmann Lightweight II S.E. Stethoskop

Das Littmann Lightweight II S.E. Stethoskop mit einstellbarer Dual-Frequency-Membran, zweiseitigem Bruststück und zuverlässiger akustischer Leistung ist eine gute Wahl für Einsteiger. Seine Tropfenform erleichtert die Auskultation an einer Blutdruckmanschette.

Mit 118 Gramm das leichteste aller Littmann Stethoskope für Erwachsene.

- » Das doppelseitige Bruststück ermöglicht die flexible Verwendung der einstellbaren Dual-Frequency-Membran oder des offenen Trichters.
- » Tropfenförmiges Bruststück für erleichterte Positionierung unter Blutdruckmanschetten und an Verbänden.

Technische Daten: Durchmesser: Doppelseitig, Bruststück ca.: 52 x 45 mm, 35 x 32 mm, Gewicht: 118 g, Länge: 71 cm

Farbe	VE	REF
Edelstahl		
schwarz	1 Stück	G5 2450
burgund	1 Stück	G5 2451
karibikblau	1 Stück	G5 2452
hellblau	1 Stück	G5 2454
perlmutter	1 Stück	G5 2456



Littmann Zubehör für Stethoskope

Typ	VE	REF
Ersatzteil-Set: Soft-Ohroliven, groß und klein, Farbe: schwarz	1 Set	G5 40001
Ersatzteil-Set: Soft-Ohroliven, groß und klein, Farbe: grau	1 Set	G5 40002
Ersatzteil-Set: Kälteschutzring, weiche/kleine Ohroliven schwarz, Membran & Ring, für Classic II S.E.	1 Set	G5 40005
Ersatzteil-Set: Kälteschutzring, weiche/kleine Ohroliven grau, Membran & Ring, für Classic II S.E.	1 Set	G5 40006
Stethoskop-Namensschild, Einheitsgröße, schwarz (ohne Abbildung)	1 Stück	G5 40007
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, schwarz, Membran & Ring, für Master Cardiology	1 Set	G5 40011
Ersatzteil-Set: Membran-Set, schwarz grau für das Classic II Kinder	1 Set	G5 40012
Ersatzteil-Set: Membran-Set, schwarz/grau für das Classic II Säugling	1 Set	G5 40013
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, schwarz, Membran & Ring für Classic III & Cardiology IV	1 Set	G5 40016
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, grau, Membran & Ring für Classic III & Cardiology IV	1 Set	G5 40017
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, grau, Membran & Ring, für Master Cardology	1 Set	G5 40018
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, schwarz, Membran & Ring, Kälteschutzring für Lightweight II S.E.	1 Set	G5 40020
Ersatzteil-Set: weiche/kleine Ohroliven, hellbraun, Membran & Ring, Kälteschutzring für Lightweight II S.E.	1 Set	G5 40021
Ersatzteil-Set: weiche Ohroliven, schwarz, Membran & Ring für Master Classic II	1 Set	G5 40022
Ersatzteil-Set: weiche Ohroliven, grau, Membran & Ring für Master Classic II	1 Set	G5 40023

PRESSURE MAN II

Pressure Man II Chrome Line

2-Schlauch Blutdruckmesser mit kalibriertem, verchromten 50 mm Durchmesser Manometer, inkl. Klettmanschette, deutsche Qualität.

Besondere Merkmale:

- » Leicht ablesbare Skalenmarkierungen
- » Bewährte Doppelschlauch-Konstruktion
- » Kalibrierte Klettmanschetten
- » Progressive Ventile für besonders gleichmäßigen Druckablauf
- » Ansprechende Farben der Manschetten
- » Mit farblich angepasstem Stethoskop auch als Set lieferbar



HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx

Typ	VE	REF
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 1079
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 1079R
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 1079G
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 1079B



PRESSURE MAN II

Pressure Man II Chrome Line Set

2-Schlauch Blutdruckmesser mit verchromten 50 mm Durchmesser Manometer. Klettmanschette komplett mit farbigem Doppelkopf-Stethoskop verpackt.



Typ	VE	REF
Set - grau	1 Set	E3 1079-ST
Set - rot	1 Set	E3 1079R-ST
Set - grün	1 Set	E3 1079G-ST
Set - blau	1 Set	E3 1079B-ST



PRESSURE MAN II

Pressure Man II Chrome Line

2-Schlauch Blutdruckmesser, kalibriertes Manometer mit großer Skala, 60 mm Durchmesser, mit kalibrierter Klettmanschette.

Typ	VE	REF
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 1090
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 1090R
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 1090G
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 1090B





PRESSURE MAN I

Pressure Man

Diese Blutdruckmessgeräte bringen Farbe in die Praxis. Farblich abgestimmte Manschetten und Stethoskope: Ideal für den gezielten Einsatz in Abteilungen und Stationen.



Pressure Man I

Der besonders preiswerte Economy Blutdruckmesser mit separatem Metallgehäuse 50 mm Durchmesser, Gehäuse blau, getrennter Schlauch mit Ventil wie auch Tonometer-Uhr. Erhältlich in den 4 Farben.

Typ	VE	REF
Klett-Manschette - grau	1 Stück	E3 2079
Klett-Manschette - rot	1 Stück	E3 2079R
Klett-Manschette - grün	1 Stück	E3 2079G
Klett-Manschette - blau	1 Stück	E3 2079B



Pressure Man I Set

Economy Blutdruckmesser mit getrenntem Schlauch, Ventil und Tonometer-Uhr, komplett mit farbigem Doppelkopf-Stethoskop verpackt.

HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx

Typ	VE	REF
Set - grau	1 Set	E3 2079-ST
Set - rot	1 Set	E3 2079R-ST
Set - grün	1 Set	E3 2079G-ST
Set - blau	1 Set	E3 2079B-ST

PRESSURE MAN I

Pressure Man I Privat

Das preiswerte Selbstmessgerät mit eingebautem Stethoskop. Manometergehäuse metallverchromt, gehärtete Spezialmembran mit Velcro-Zugbügel-Klettmanschette.

HMV-Gruppe: 21.28.01.0xxx



Typ	VE	REF
Blutdruckmessgerät	1 Stück	E3 1174

PRESSURE MAN II

Pressure Man II Kinder-Set

Komplettes 2-Schlauch Manometergerät mit jeweils einer Baumwollmanschette für Kinder und für Säuglinge. In passender Kindermotiv-Aufbewahrungstasche.

Typ	VE	REF
Kinder-Set	1 Stück	E3 1090K-SET





PRESSURE MAN II

Zubehör für servoprax - Blutdruckmessgeräte

Manometer

Für 2-Schlauch, ohne Manschette.

Typ	VE	REF
Pressure Man Import	1 Stück	E3 03-68
Pressure Man Chrome	1 Stück	E3 03-CHROM



Armmanschetten für Erwachsene

Kalibriert mit 2-Schlauch-Innenblase, Velcro-Klettverschluss. Schlauchlänge ca. 70 cm.

Technische Daten: Maß: 51 x 14,5 cm (Länge x Breite)

Farbe	Länge	Breite	VE	REF
grau	49 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1221
schwarz	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1222
rot	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1223
blau	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1224
grün	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 1225



Klettmanschettenbezug für Blutdruckmesserblase

Klettmanschettenbezug, kalibriert, passend für Blasen mit den Maßen von 12 x 23 cm bis 12 x 28 cm.

Farbe	Länge	Breite	VE	REF
grau	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 110102
rot	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 000001
grün	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 000003
blau	51 cm	14,5 cm	1 Stück	E3 000010



Spezialmanschetten für Blutdruckmessgeräte

Klettmanschettenbezüge mit innenliegender PVC Blase.

Typ	Länge	Breite	VE	REF
Oberschenkel	72 cm	20 cm	1 Stück	E3 1342
Kinder	34,5 cm	10,5 cm	1 Stück	E3 1250
Babies	19 cm	5,5 cm	1 Stück	E3 1240



Latexfreie PVC Blasen, einzeln

Typ	Länge	Breite	VE	REF
Ersatzblase 2-Schlauch für Erwachsene	23 cm	12 cm	1 Stück	E3 1103
Ersatzblase 2-Schlauch für Kinder	20 cm	8 cm	1 Stück	E3 1104
Druckball, schwarz			1 Stück	E3 1105
Ablassventil Standard mit Drehschraube			1 Stück	E3 1106



OMRON M500 intelli IT

Das M500 intelli IT ist ein klinisch validiertes, Bluetooth-fähiges Blutdruckmessgerät. Ausgezeichnet mit dem Prüfsiegel der deutschen Hochdruckliga für Messgenauigkeit.

- » Das OMRON M500 intelli IT ist ein Blutdruckmessgerät, das auch mögliches Vorhofflimmern (AFib) erkennt. (Spezifität (93,8 %) und Empfindlichkeit (95,5 %))
- » Im Afib-Modus misst das OMRON M500 intelli IT drei Blutdruckwerte, errechnet den Durchschnittswert und ermittelt auf diese Weise ein genaueres Ergebnis.
- » Das Gerät ist mit einer neuen Funktion zum Vergleich von bis zu 100 Blutdruckwerten ausgestattet, die im Gerät gespeichert werden können. Auch wöchentliche sowie morgendliche oder abendliche Durchschnittswerte können angezeigt werden.
- » Das OMRON M500 intelli IT kann auf Wunsch die Blutdruckwerte automatisch per Bluetooth an Ihr Smartphone übermitteln, sodass in der App OMRON connect immer die neuesten Werte zur Verfügung stehen. Mit der App OMRON connect können Sie Ihre Fortschritte nachverfolgen oder die Messergebnisse an Ihren Arzt weitergeben.

Technische Daten:

Gerätetyp:	Oberarm-Blutdruckmessgerät
Manschentyp:	Intelli Wrap Manschette 22 - 42 cm
Speicher:	max. 2 Nutzer / jeweils 100 Messwerte
Armmanschettensitzkontrolle:	Ja
LED-Ampel für Bluthochdruck:	Ja
Mittelwertfunktion:	Ja
Erkennung unregelmäßiger Herzschläge:	Ja
Erkennung von Körperbewegungen:	Ja
Aufbewahrungsbehälter im Lieferumfang:	Ja
Validierung:	Klinische Validierung, Validierung für Diabetes, Validierung für Schwangerschaft
Intellisense-Technologie:	Ja
Schlaganfallprävention:	Ja
Länge:	19,1 cm
Höhe:	8,5 cm
Tiefe:	12 cm
Gewicht Verkaufsverpackung:	460 g

Typ	PZN	VE	REF
OMRON M500 intelli IT	15423367	1 Stück	E3 HEM-7361T-D



OMRON M300

Dieses vollautomatische digitale Oberarm-Blutdruckmessgerät bietet alle Funktionen, die für eine komfortable, schnelle und präzise Blutdruckmessung nötig sind.

- » M+ Manschette (22 – 42 cm)
- » Intellisense Technologie für eine sanfte Messung
- » Erkennt unregelmäßige Herzschläge
- » Symbol für (in)korrektes Anlegen der Manschette
- » Grafische Klassifizierung des Blutdrucks
- » 21 Speicherplätze

Technische Daten:

Druck:	0-299 mmHg / Puls: 40-180 Minute
Stromversorgung:	4 x 1,5 V Batterien Typ AAA LR03 (oder optional Netzteil)
Gewicht:	ca. 280 g, ohne Batterien
Größe:	10,4 x 8,1 x 12,9 cm

Typ	HMV	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
OMRON M300	21.28.01.2110	HEM-7121-D	16957645	1 Stück	E3 M300



OMRON HBP-1120-E

Professionelles Oberarm-Blutdruckmessgerät zur auskultatorischen und oszillometrischen Messung mit Nullstellung.

- » Kompaktes Design: passt auf jeden Schreibtisch
- » Einfache Benutzeroberfläche: 3 Tasten und großes Display
- » Display / Anzeige: 7-Segment-LCD
- » Kompatibel mit 5 Manschettengrößen (von 12 - 50 cm), Manschetten sind desinfizierbar
- » Erkennt unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen
- » Inklusive M-Manschette (22 - 32 cm), AC-Adapter (Netzteil) und Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

Abmessungen: 30 x 175 x 120 mm (BxTxH)
 Display-Typ: LCD

Typ	PZN	VE	REF
OMRON HBP-1120-E	14057535	1 Stück	E3 HBP-1120E



OMRON RS2

Das besonders einfach zu handhabende Handgelenkgerät RS2 verfügt wie alle OMRON Geräte über die Intellisense Technologie, die eine schnelle, schonende und präzise Messung gewährleistet. Weitere Features wie Manschettensitzkontrolle, Erkennung unregelmäßiger Herzschläge und Grafische Klassifizierung des Blutdrucks runden das Bild des Nachfolgers, des von Stiftung Warentest als gut bewerteten RX Classic II ab. 30 Speicherplätze garantieren die persönliche Verlaufskontrolle.

Technische Daten:

30 Speicherplätze mit Datum und Uhrzeit
 Geeignet für Handgelenkumfang: von 13,5 - 21,5 cm
 Blutdruckmessbereich SYS: 60 bis 260 mmHg
 DIA: 40 bis 215 mmHg
 Pulsmessbereich: 40 bis 180 Schläge/Min.
 Genauigkeit Druck: ±3 mmHg
 Genauigkeit Puls: ±5 % des angezeigten Werts
 Stromversorgung: 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten)
 Produktabmessungen: 84 x 62 x 22 mm
 Gewicht: ca. 100 gr, inkl. Batterien

Typ	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
OMRON RS2	HEM-6161D	13974956	1 Stück	E3 RS2



Digital

PRESSURE MAN

Pressure Man Digital

- » Vollautomatische und präzise Blutdruckmessung am Oberarm mit dem elektronischen Pressure Man Blutdruckmessgerät.
- » Das Pressure Man Oberarm-Blutdruckmessgerät ist optimal geeignet für die schnelle und präzise Blutdruckmessung am Oberarm und ist ein sicheres Hilfsmittel zur regelmäßigen Blutdruckkontrolle in der Arztpraxis, im Krankenhaus, Pflegeheim oder Zuhause. Das großformatige Display ist auch für Brillenträger leicht ablesbar und der interne Speicher hat Platz für bis zu 120 Messwerte. Im Zubehör ist eine universelle Oberarmmanschette für einen Armumfang von 22 bis 42 cm enthalten.
- » Leichte Ablesbarkeit dank großem Display.
- » Das Pressure Man Blutdruckmessgerät überzeugt mit einer unkomplizierten Ein-Knopf Bedienung. Die digitale Anzeige informiert Sie auf einen Blick über Systole, Diastole, Pulsfrequenz, Uhrzeit und Datum. Zusätzlich verfügt das Blutdruckmessgerät über eine Erkennung und Anzeige für unregelmäßigen Herzschlag.
- » Aussagekräftige Blutdruckkontrolle
- » Das Pressure Man ist optimal für die tägliche Blutdruckkontrolle geeignet, dem Nutzer stehen 120 Speicherplätze für Messwerte zur Verfügung. Der Speicher ist über zwei integrierte Pfeiltasten leicht abrufbar. Die im Lieferumfang enthaltene universelle Oberarmmanschette ist für einen Armumfang von 22 bis 42 cm geeignet und sorgt für präzise und verlässliche Messwerte.

Technische Daten:

Größe:	ca. 105 x 140 x 65 mm
Gewicht:	ca. 300 g (ohne Batterien)
Messmethode:	Oszillometrisch mit Arrhythmie Erkennung
Messbereich:	Blutdruck 30 - 280 mmHg Puls 40 - 180 Schläge/Min.
Batterien:	4 x 1,5 V (AA) oder Netzadapter

Typ	PZN	VE	REF
Pressure Man Digital	19230234	1 Stück	E3 3060

Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Stecker-Netzteil passend zum Pressure Man Digital, Ref: E3 3060	1 Stück	E3 3060-NT



PRESSURE MAN

Pressure Man Professional

Das preiswerte, quecksilberfreie (digitale) Tisch-Arztmodell mit großem, gut lesbarem Display. Es entspricht der gleichen Größe mit Aufbewahrungsbox eines professionellen Quecksilber-Tischgerätes, jedoch als ungiftige, digitale Variante.

Technische Daten:

Druckanzeige:	0 - 300 mm HG (oder bis 40 kPa)
Genauigkeit:	+/- 3 mm HG / +/- 0,4 kPa
Puls wiedergabe:	30 - 200 / Min. +/- 5 %
Memory Funktion:	5 Werte-Speicher
Low battery-Anzeige:	3 Volt, 2 AA-Batterien.

Typ	VE	REF
Pressure Man Professional	1 Stück	E3 3070



Boso Medicus Uno

Das Basisgerät für die Oberarmmessung mit Einknopfbedienung:

- » Die Arrhythmie-Erkennung zeigt Herz-Rhythmus-Störungen an
- » Intelligente Aufpumpautomatik für sanftes Aufpumpen und schnelles Ablassen
- » Speicher für die letzte Messung

Typ	Hersteller-Nr.	HMV	PZN	VE	REF
Medicus Uno	451-0-143	21.28.01.2003	02227831	1 Stück	E3 451
Medicus Uno XL, starke Arme	451-0-143XL	21.28.01.2003	07147545	1 Stück	E3 451 XL



Boso Medicus

Das Oberarm-Blutdruckmessgerät – mit hoher Arztverwendung:

- » Vollautomatische Messung
- » Komfortable Einknopf-Bedienung
- » Manuelle Druckvorwahl
- » Messbereich bis 280 mm Hg
- » Batterieschonende Abschaltautomatik
- » Netzteil-Anschluss für batteriefreien Betrieb

Typ	Hersteller-Nr.	HMV	PZN	VE	REF
Medicus Medicus	421-0-143	21.28.01.2012	07365845	1 Stück	E3 421

DIGItemp™



DIGItemp flex - digitales Fieberthermometer

DIGItemp flex
elektronisches Fieberthermometer mit flexibler Spitze
... schnelle Messung innerhalb von nur 10 Sekunden

Das DIGItemp flex ist ein medizinisches Thermometer mit flexibler Spitze. Anwendbar für die orale, axillare und rektale Messung der Körpertemperatur, bei Patienten aller Altersgruppen. Sicherer Einsatz in der Arztpraxis, im Krankenhaus, in der Pflege oder im häuslichen Umfeld. Die flexible Spitze erleichtert die Messung und beugt Verletzungen vor. Das DIGItemp flex Thermometer ist leicht ablesbar und verfügt über ein übersichtliches Display mit Speicheranzeige, eine akustische Alarmfunktion und eine automatische Abschaltautomatik. Auf Knopfdruck kann die Anzeige zwischen den Einheiten °F und °C umgeschaltet werden.

Lieferumfang:

- 1 DIGItemp flex digitales Thermometer
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 DC 1,5V (L736F Knopfzelle)
- 5 Schutzhüllen

Technische Daten:

Flexible, wasserdichte Thermometerspitze
Schnelle Messung (nur 10 Sekunden)
Maßeinheiten: °C/°F
Messbereich: 32 °C - 42,9 °C
Auflösung der Temperaturanzeige: 0,1 °C/0,1 °F
Schutzart: IP22
Kindersicher, bruchsicher, quecksilberfrei, desinfizierbar
Signalton, automatische Abschaltung, austauschbare Batterien

Typ	VE	REF
DIGItemp flex digitales Fieberthermometer, 3-stellig	1 Stück	E3 116



Mediware Schwesternuhr

Diese werden vom Pflegepersonal in Kliniken oder von Helferinnen in Arztpraxen verwendet. Schwesternuhr mit stabilem Clip und Sekundenanzeiger in einer Metalldose. Sie wird aus Hygienegründen nicht am Handgelenk getragen, sondern ist an einer kurzen Kette befestigt und wird mittels eines Clips oft freihängend an der Kleidung getragen. Das Ziffernblatt ist um 180° verdreht und zeigt noch Skalen an, die z. B. das Messen des Pulses eines Patienten erleichtern.

Technische Daten: Design: blau/silber, Durchmesser: 2,7 cm

Typ	VE	REF
mit Clip und Kette	1 Stück	B8 2000



Sanduhr

Im Metallgehäuse mit Ring und Clip.

Typ	VE	REF
1/4-Minuten Messung	1 Stück	B8 09
1/2-Minuten Messung	1 Stück	B8 10



DIGitemp™

DIGitemp elektronisches Fieberthermometer

- » 4-stellige große Digitalanzeige. Messbereich: 32 – 42 °C
- » Kindersicher, bruchsicher, quecksilberfrei, wasserdicht, desinfizierbar in Lösungen
- » Signalton, Abschaltautomatik, auswechselbare Batterien
- » Im Einzeldisplay mit Plastikhülle oder in der Hospitalpackung mit Plastikhülle (Preisvorteil!)

Typ	PZN	VE	REF
DIGitemp im Einzeldisplay	01219746	1 Stück	E3 15
DIGitemp ECO im Hospitalpack	10545367	25 Stück	E3 15-ECO



DIGitemp™

Die besondere Thermometerhülle

DIGitemp Thermometerhülle

Aus besonders weicher Folie, griffgerechte Verpackung, großes Schriftfeld. Hygienisch, da sich die beschmutzte Außenhülle automatisch beim Abstreifen nach innen stülpt.

Typ	VE	REF
Für alle gebräuchlichen Digital-Fieberthermometer (z. B. Philips, Hestia, Digitemp, etc.)		
ohne Gleitmittel	1000 Stück	H7 11033
mit Gleitmittel	1000 Stück	H7 11034
Für Glasthermometer		
ohne Gleitmittel	1000 Stück	H7 11031
mit Gleitmittel	1000 Stück	H7 11032



Braun ThermoScan Pro 6000 Ohrthermometer

Das Braun ThermoScan Pro 6000 Ohrthermometer bietet die Schnelligkeit und einfache Bedienung, die Sie für präzise und zuverlässige Temperaturmessungen benötigen.

- » Vorgewärmte Sondenspitze verbessert den Patientenkomfort während der Messung
- » Sondenschutzhüllen sind für zusätzlichen Komfort weich ummantelt und für den Einmalgebrauch vorgesehen, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern
- » Speicherabruf-taste zeigt die zuletzt durchgeführte Messung an
- » 60-Sekunden-Timer unterstützt die manuelle Messung der Pulsfrequenz und Atmung
- » C/F-Taste für schnelles Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit
- » Elektronische und mechanische Sicherheitsfunktionen schützen vor Diebstahl und Verlust
- » Grün leuchtende LED signalisiert ExaTemp Positionierungsfeedback für die Sondenspitze
- » Ergonomisches Griffdesign – angenehm und sicher zu halten
- » Optionen der Basiseinheit:
 - » Kleine Basiseinheit mit 1 Schachtel Sondenschutzhüllen (20 St.)
 - » Große Basiseinheit mit 2 Schachteln Sondenschutzhüllen (2 x 20 St.)

Typ	VE	REF
Braun ThermoScan Pro 6000, mit kleiner Basiseinheit	1 Stück	E3 06000200
Braun ThermoScan Pro 6000, mit großer Basiseinheit	1 Stück	E3 06000300
Einmal-Schutzkappen/Ohrtips	2 x 20 Stück	E3 06000800-40
Einmal-Schutzkappen/Ohrtips	200 Stück	E3 06000800-200
Braun ThermoScan Pro 6000 Ladestation (einschließlich Akkueinheit)	1 Stück	E3 06000125



Braun ThermoScan 7 IRT6520 Ohrthermometer mit Age Precision

Das meistverkaufte Ohrthermometer – mit neuer, zusätzlicher Funktion Das Braun ThermoScan 7 mit altersabhängiger Temperaturmessung.

- » Patentierte, vorgewärmte Messspitze zur Sicherstellung höchster Genauigkeit
- » ExaTemp Technologie bestätigt in Sekunden die sichere Positionierung und damit ein genaues Messergebnis
- » Patentiertes, farbcodiertes Age Precision Display hilft dabei, die Temperatur für alle Altersgruppen richtig zu interpretieren
- » Einstellung des Alters für Age Precision: 0 - 3 Monate, 3 - 36 Monate, 36 Monate - Erwachsene
- » Großes LCD Display auf der Oberseite des Gerätes
- » Ergonomische Form
- » Nachtlicht
- » Separater Memory-Button
- » +1 Speicher (9 Messwerte)
- » Inkl. 2 AA Batterien, Aufbewahrungsbox und 21 Einmal-Schutzkappen

Typ	PZN	VE	REF
Braun ThermoScan 7 IRT6520	10216818	1 Stück	E3 6520



Braun ThermoScan 7+ IRT6525WE Ohrthermometer mit Age Precision und Nachtmodus

Braun ThermoScan 7+ Ohrthermometer – schnell, schonend und einfach zu verwenden. Die Definition von Fieber ändert sich mit dem Alter. Der Braun ThermoScan 7+ ist mit der patentierten Age Precision Technologie ausgestattet – eine altersabhängige Temperaturanzeige, mit dem das Raten bei Temperaturmessungen ein Ende hat. Das Thermometer verfügt über einen Nachtmodus zur Verwendung im Dunklen und einen Lautlosmodus, um ein Aufwecken zu verhindern.

- » Die Nr. 1 der Thermometer-Marken, die von Ärzten verwendet werden und empfohlen werden
- » Age Precision-Technologie – altersabhängig einstellbare Fiebergrenzwerte
- » Nachtmodus mit Licht und Lautlosmodus
- » Farbcodiertes Display für eine einfachere Interpretation der Ergebnisse
- » Weitwinkelsonde für genaue Messungen – auch bei Neugeborenen
- » Vorgewärmte Spitze, um zuverlässige Messungen zu gewährleisten
- » ExaTemp-Stabilitätsanzeige zur Gewährleistung der sicheren Positionierung des Geräts vor dem Vornehmen einer Messung
- » +1 Speicher (9 Messwerte)
- » Inkl. 2 AA Batterien, Aufbewahrungsbox und 21 Einmal-Schutzkappen

Typ	PZN	VE	REF
Braun ThermoScan 7+ IRT6525WE	14286017	1 Stück	E3 6525



Infrarot-Thermometer

Noch nie war die Temperaturmessung einfacher. Das kontaktlose Infrarot-Thermometer bietet Komfort, Genauigkeit und Präzision bei der Temperaturmessung. Mit nur einem Knopfdruck ermittelt das Gerät sofort und präzise die Temperatur einer Person, ohne die Gefahr einer Kontamination. Richten Sie das Thermometer einfach auf die Stirn des Patienten, drücken Sie die Auslösetaste und der Messwert wird unverzüglich angezeigt. Ausgabe der Messwerte wahlweise in Celsius oder Fahrenheit. Farbliche Fieber-Warnanzeige (grün/orange/rot) und integrierter akustischer Alarm, wenn die gemessene Körpertemperatur mehr als 38 °C (100.4 °F) beträgt. Drei wählbare Temperaturmessmodi: Körper-, Raum- und Oberflächentemperatur. Lieferumfang: ohne Batterien.

Produkteigenschaften

- » Langlebige Messzelle (ca. 100.000 Messungen ohne Neukalibrierung)
- » Hygienisch und einfach zu bedienen, keine Kreuzkontamination
- » Reaktionszeit: 1 Sekunde
- » Auflösung der Temperaturanzeige: 0,1 °C (0,1 °F)
- » Farbliche Fieber-Warnanzeige
- » Integrierter akustischer Alarm
- » Geeignet für Neugeborene und Erwachsene
- » Automatische Abschaltung: < 30 Sekunden
- » Messwertspeicher: für 32 Messungen

Technische Daten:

Messentfernung: 3 cm ~ 5 cm (1,2in ~ 2in)
 Messbereich, Körper-Modus: 32 °C ~ 42,9 °C (89,6 °F ~ 109,2 °F)
 Oberflächentemperatur-Modus: 0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F)
 Raum-Modus: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 Genauigkeit: 32,0 °C ~ 34,9 °C (89,6 °F ~ 94,8 °F) ±0,3 °C (±0,6 °F)
 35,0 °C ~ 42,0 °C (95 °F ~ 107,6 °F) ±0,2 °C (±0,4 °F)
 42,1 °C ~ 42,9 °C (107,8 °F ~ 109,2 °F) ±0,3 °C (±0,6 °F)
 Energieversorgung: 2 Stück 1,5 Volt AA
 Umgebungstemperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
 Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %
 Abmessungen: 187 x 120 x 57 mm (L x B x H)
 Gewicht (ohne Batterien): 80 g

Typ	PZN	VE	REF
Infrarot-Thermometer	16837131	1 Stück	E3 25-178



Sortiment Zootiere

Für den kleinen Patienten.

Aus bemaltem Kunststoff. Das ideale Geschenk für den „tapferen“ kleinen Patienten. **Absolut giftfrei.** Packung = 100 + 4 Stück (kostenlos).

Typ	VE	REF
Zootiere	1 Packung	P1 004



Folienschild „Med.-techn.-Notdienst“

Selbstklebend, für Windschutz- oder Schau- fensterscheiben, für Anliefer- oder Service- fahrzeuge.

Typ	VE	REF
Schild „Med.-Techn.Notdienst“	1 Stück	E5 50



Schild „Arzt im Dienst“

Mit Saugfuß zum Einhängen an der Wind- schutzscheibe

Typ	VE	REF
Schild „Arzt im Dienst“	1 Stück	E5 51



PROCELL Intense Alkaline-Batterien

PROCELL Intense - von Experten entwickelt für lang anhaltende Leistung in professionellen Geräten mit hohem Stromverbrauch

PROCELL Intense Alkaline-Batterien für ein Leistungsprofil, das den Anforderungen von Geräten mit hohem Stromverbrauch so lange wie möglich gerecht wird.

- » Sparen Sie bis zu 20 % durch die Umstellung auf PROCELL Intense Batterien (geschätzte Einsparungen im Vergleich zu relevanten Wettbewerbern)
- » Qualitätsgarantie auf jede Batterie
- » Strenge Qualitätsstandards basierend auf ANSI- und IEC-Empfehlungen
- » Großpackungen mit individueller Datums-codierung für effektives Bestandsmanagement
- » Betriebstemperaturen von -20 °C bis 54 °C

PROCELL Intense Batterien sind ideal geeignet für die Energieversorgung bei professionellen Anwendungen und Geräten mit hohen Leistungsanforderungen, wie z.B. Blutdruckmessgeräte, Seifenspender, Labor-Messgeräten, Diagnostik-Instrumenten, Diagnostikleuchten, etc.

Typ	Spannung	VE	REF
1 Mono	1,5V	10 Stück	F3 MN1300
2 Block	9V	10 Stück	F3 MN1604
3 Baby	1,5V	10 Stück	F3 MN1400
4 Mignon – AA	1,5V	10 Stück	F3 MN1500
5 Micro – AAA	1,5V	10 Stück	F3 MN2400



VARTA Batterien

VARTA Industrial Alkaline

- » Beste Qualität „Made in Germany“* mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit
- » Kontinuierliche Qualitätsverbesserungen gewährleisten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
- » Spezielle OEM Verpackungsgebilde für einfache Abwicklungsprozesse
- » Hält seine Spannung länger als jede andere Industriezelle am Markt
- » Bestens geeignet für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen
- » Hermetisch dicht und daher gegen Auslaufen geschützt
- » Bei AAA bis zu 11 % und bei AA bis 5 % besser als vergleichbare Konkurrenz Produkte im IEC Durchschnitt
- » VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA garantiert eine zuverlässige Leistung auch bei extremen Temperaturen von -20 °C bis +50 °C
- » Nicht wieder aufladbar

Zertifizierte Qualität

- » Die Batterie ist auslaufsicher und nach internationalen Normen zertifiziert
- » Jede Batterie wird von unserem VARTA-Qualitätsteam einzeln geprüft
- » Öffentliche Institutionen verlassen sich seit Jahrzehnten auf VARTA Industrial Zellen

*Ausnahme: Industrial 9V Made in China.

Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren bei AA, AAA, C & D

Typ	Spannung	VE	REF
1 Mono	1,5V	1 Stück	K1 1072
2 Block	9V	1 Stück	K1 3367
3 Baby	1,5V	1 Stück	K1 7319
4 Mignon – AA	1,5V	4 Stück	K1 4449
5 Micro – AAA	1,5V	10 Stück	K1 3730



Energizer Industrial Alkaline Batterien

Energizer Industrial Alkaline Batterien stellen die neueste Generation professioneller Alkaline Batterien dar. Ideal für Behörden, Großverbraucher, Industrie, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik. Sie wurden entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Gerade im professionellen Bereich kommt es auf höchste Zuverlässigkeit an. Sensible Geräte müssen geschützt werden. High-Tech Anwendungen erfordern hundertprozentige Leistung. Mit der Energizer Industrial Alkaline sind Sie hier rundum auf der sicheren Seite.

- » Höchster Qualitätsstandard und absolut zuverlässige Leistung
- » Ideal in Rauchmeldern, Langzeit EKG's, Fernbedienungen, Mikrofone uvm.
- » Ähnlich wie: Duracell Procell, Varta Industrial, Panasonic Powerline
- » Ausgezeichnetes Temperaturverhalten von -20 °C - +55 °C
- » Optimaler Auslaufschutz

Typ	Spannung	VE	REF
1 Mono, EN95/LR20	1,5V	12 Stück	F3 623865
2 Block, EN22/6LR61	9V	12 Stück	F3 623866
3 Baby, EN93/LR14	1,5V	12 Stück	F3 623863
4 Mignon, EN91/LR6 – AA	1,5V	10 Stück	F3 633297
5 Micro, EN92/LR03 – AAA	1,5V	10 Stück	F3 623862



VARTA Akkus - aufladbare Batterien

- » Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen
- » Bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit – "Ready to Use"
- » Einzigartig: Die derzeit höchste „Ready To Use“ Kapazität am Markt – AA 2600 mAh
- » Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- » Geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen am Markt
- » Durch die maximale Leistungsfähigkeit, niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer
- » Optimal für energiehungrige und anspruchsvolle Anwendungen wie z. B. Fotokameras und Blitzgeräte.

Typ	Spannung	Kapazität	VE	REF
1 Mono	1,2V	3000mAh	2 Stück	K1 7202
2 E-Block	8,4V	200mAh	1 Stück	K1 7221
3 Baby	1,2V	3000mAh	10 x 2 Stück	K1 7142
4 Mignon	1,2V	2600mAh	2 Stück	K1 7662
5 Micro	1,2V	1000mAh	2 Stück	K1 7632



Penlight Classic

Gezieltes handliches Licht

- » Mit Feder-Clip
- » Betrieb über quecksilberfreie Langzeit-Batterien (nicht auswechselbar)
- » Eingesiegelt, nach Verbrauch komplett entsorgen
- » Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF
Penlight Classic, Six Pack Dispenser, bedruckt	6 Stück	B6 1006
Penlight Classic, einzeln, unbedruckt	1 Stück	B6 10061




Penlight Deluxe

Gezieltes handliches Licht

- » Mit Federclip Kontakt
- » Batterien (2 Stück AAA) im Lieferumfang enthalten
- » Helles, gezieltes Licht, ideal für jede Kitteltasche
- » Einzeln im Displaykarton
- » Kein Medizinprodukt

Typ	PZN	VE	REF
Penlight Deluxe	04425446	1 Stück	B6 1003



Penlight Eloxy -Aluminium-

- » Mit Druckschalter
- » Auswechselbare Batterien
- » Batterien (2 Stück AAA) im Lieferumfang enthalten
- » Einzel im Display verpackt
- » Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF
Penlight Eloxy	1 Stück	B6 1200



Penlight Comfort -Edelstahl-

- » Für Untersuchungen im Ohren-, Nasen- und Rachenbereich geeignet.
- » Aus Edelstahl, rostfrei, matt gebürstet
- » Mit Druckknopf-Schalter
- » Batterien (2 Stück AAA) im Lieferumfang enthalten
- » Einzel im Display verpackt
- » Kein Medizinprodukt

Typ	VE	REF
Penlight Comfort	1 Stück	B6 1621



Penlight LED Deluxe

Deutlich helleres und weißeres Licht durch LED-Leuchtmittel.

Wegen des besonders hellen Lichtes nicht als Pupillen-Leuchte verwenden.

- » Aus Edelstahl
- » Rostfrei, matt, gebürstet
- » Mit Druckschalter
- » Batterien (2 Stück AAA) im Lieferumfang enthalten
- » Einzel im Display verpackt
- » Kein Medizinprodukt

Auf dem Foto sehen Sie im direkten Vergleich die konventionelle Beleuchtung im Verhältnis zur LED Beleuchtung.

Typ	VE	REF
Penlight LED Deluxe	1 Stück	B6 1300



LED Stirnleuchte mit Akku


Moderne LED-Stirnleuchte mit dauerhaft hellem Licht bei angenehmem und störungsfreiem Tragekomfort. Zweifach einstellbares Stirnband für optimalen Sitz, ultrakompakter Lithium-Ionen Akku für ca. 4 Stunden netzunabhängigen Betrieb.

Hohe Lebensdauer durch den Einsatz einer LED-Lichtquelle. Inkl. Ladegerät.

Technische Daten:

Hohe Lichtleistung:	15.000 Lux bei 25 cm Arbeitsabstand
Farbtemperatur:	6.000 Kelvin
LED-Lebensdauer:	50.000 Stunden
Akkubetrieb:	4 Stunden kabellos
Akku:	Li-Ion für mindestens 800 Ladezyklen
Gewicht:	223 Gramm inkl. Akku
Garantie:	24 Monate


Typ	VE	REF
LED Stirnleuchte mit Akku	1 Stück	H7 45



Oculus Sehtesttafeln

Für den Sehtest aus 5 m Entfernung.
Folienverschweißt.

Typ	Größe	VE	REF
1 E-Haken	295 x 490 mm	1 Stück	H7 46926
2 Kinderbilder nach Löhlein	295 x 490 mm	1 Stück	H7 46936
Buchstaben (ohne Abb.)	295 x 490 mm	1 Stück	H7 46016
3 Zahlen / Buchstaben	295 x 490 mm	1 Stück	H7 46346



Oculus Farbprüftafeln nach Ishihara

Buch mit 14 Farbtafeln, zur Prüfung von angeborenen Rot-Grün-Sehstörungen.

Typ	VE	REF
Farbprüftafeln	1 Stück	H7 47610

HEINE mini 3000

Handliche Tascheninstrumente in höchster Qualität im Kompakt-Format.

- » Instrumente mit LED-Beleuchtung in HEINE Qualität. Für ein helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe.
- » Einzigartiges ergonomisches Design mit hochwertiger Komplettausstattung. Qualitätsprodukt mit maximaler Festigkeit bei geringem Gewicht
- » Hochwertige Optiken und eine darauf abgestimmte Beleuchtung für eine eindeutige Diagnose
- » Alle Geräte inkl. 2,5 V Batteriegriff



HEINE mini 3000 Otoskop mit Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung

- » Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- » Instrumente mit LED-Beleuchtung
- » 3-fache Vergrößerung
- » Sichtfenster integriert und seitlich schwenkbar
- » Gebläse-Anschluss
- » Inkl. je 5 Einweg-Tips 2,5 und 4 mm Ø

Typ	VE	REF
mini 3000 Otoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00870110



HEINE mini 3000 Ophthalmoskop

- » Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- » Instrumente mit LED-Beleuchtung
- » Gut geeignet für die Visite
- » Fünf verschiedene Blenden inkl. Fixationsstern
- » Refraktionsausgleich -20 bis + 20 D

Typ	VE	REF
mini 3000 Ophthalmoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00871120



HEINE mini 3000 Dermatoskop

Kompaktes Dermatoskop mit langlebiger LED-Beleuchtung.

- » Inkl. 2,5 V Batteriegriff
- » Instrument mit LED Beleuchtung
- » 10-fache Vergrößerung mit fokussierbarer Optik
- » Ausführliches Kompendium mit Bildatlas enthalten

Typ	VE	REF
mini 3000 Dermatoskop mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00878107



HEINE mini-C Cliplampe

Handgehaltene Untersuchungslampe, klein in der Größe, groß in der Leistung und sicher im Auge. Robuste, langlebige Untersuchungsleuchte im kompakten Taschenformat. Helles, konzentriertes Licht – mit einzigartiger LED HQ Technik.

- » Sichere Augenuntersuchung dank getesteter photobiologischer Sicherheit
- » Komfortabel und ergonomisch
- » Natürliche Farbdarstellung und praktisch unbegrenzte Lebensdauer der LED HQ
- » Automatische Abschaltung in der Tasche dank Halteclip mit Ein- / Ausschalter
- » 20.000 Schaltzyklen garantiert
- » Betrieb über 2 austauschbare Batterien (Größe: AAA)

Typ	VE	REF
mini-C Cliplampe mit LED-Beleuchtung	1 Stück	I5 D00873109



HEINE BETA 200 LED F.O. Otoskop

Fiber Optik Otoskop mit robustem Metallgehäuse und innenliegender F.O. LED HQ Beleuchtung. Helles, farbtreues LED Licht. Kratzfeste Schwenklupe aus mehrfach vergütetem Glas, mit 3-facher Vergrößerung für besonders randscharfe Bilder ohne Verzerrungen. 4 Dauergebrauch-Tips im Lieferumfang enthalten.

Typ	VE	REF
BETA 200 LED F.O. Otoskop - mit 4 Dauergebrauch-Tips, ohne Griff	1 Stück	IS B00811501



HEINE BETA 400 LED F.O. Otoskop

Fiber Optik Otoskop mit robustem Metallgehäuse und innenliegender F.O. LED HQ Beleuchtung. Helles, farbtreues LED Licht mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer. Kratzfeste Schwenklupe aus mehrfach vergütetem Glas, mit 4,2-facher Vergrößerung für besonders randscharfe Bilder ohne Verzerrungen. 4 Dauergebrauch-Tips im Lieferumfang enthalten.

Typ	VE	REF
BETA 400 LED F.O. Otoskop - mit 4 Dauergebrauch-Tips, ohne Griff	1 Stück	IS B00811401



HEINE AllSpec Einweg-Tips

Für mini 3000, mini 3000 F.O., BETA 400, BETA 200 und K180

- » Für den Einmalgebrauch, Hygienisch und sicher.
- » Original HEINE-Ausführung. Fester Sitz auf dem Otoskop.
- » Kontrollierte Qualität. Ohne scharfe Kanten.

Typ	Größe	VE	REF
AllSpec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	250 Stück	IS B00011153
AllSpec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	10 x 250 Stück	IS B0011151
AllSpec Einmal-Tips, grau	2,5 mm für Kinder	1000 Stück	IS B0011128
AllSpec Einmal-Tips, grau	4,0 mm für Erwachsene	250 Stück	IS B00011152
AllSpec Einmal-Tips, grau	4,0 mm für Erwachsene	10 x 250 Stück	IS B0011150
AllSpec Einmal-Tips, grau	4,0 mm für Erwachsene	1000 Stück	IS B0011127
AllSpec Tip-Spender		1 Stück	IS B00011149



HEINE BETA 200S LED Ophthalmoskop

Präzise Diagnose auf den ersten Blick, Ophthalmoskop mit überragender Langlebigkeit, optimal auch für kleine Pupillen.

Direktes Ophthalmoskop mit speziellem optischen System, das für ein besonders klares und helles Bild sorgt. Robust und handlich in der Ausführung, ideal für den mobilen Einsatz.

Durch 7 unterschiedliche Blenden sind immer die passenden Einstellungen für unterschiedliche Untersuchungssituationen verfügbar. Besonders hell und dimmbar durch LED HQ mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer, kein Lampenwechsel nötig.

- » Zuverlässige Diagnose
- » Optimale Beleuchtung
- » Besondere Langlebigkeit
- » Einfache Anwendung

Flexible Stromversorgung, wahlweise mit Batteriegriff, USB-Ladegriff oder mit NT4-Ladegriff und Tischladestation

Typ	VE	REF
BETA 200S LED Ophthalmoskop Set mit USB Ladegriff	1 Stück	I5 C26128388
BETA 200S LED Ophthalmoskop Set mit NT-Ladegriff und Tischladestation	1 Stück	I5 C26124420
BETA 200 S LED Ophthalmoskop-Kopf 2,5 V, ohne Griff	1 Stück	I5 C0130120
BETA 200 S LED Ophthalmoskop-Kopf 3,5 V, ohne Griff	1 Stück	I5 C00830120



HEINE LED HQ Modul

Das HEINE LED HQ Modul leuchtet bis fast in alle Ewigkeit. Durch den geringeren Stromverbrauch des LED HQ Moduls hält die Batterie oder die Akkuladung länger, auch die Lebensdauer der Akkus erhöht sich dank der selteneren Ladezyklen.

Typ	VE	REF
LED HQ Modul für HEINE BETA 200S/BETA 200 - 2,5V	1 Stück	I5 X02888134
LED HQ Modul für HEINE BETA 200S/BETA 200 - 3,5V	1 Stück	I5 X00888135
LED HQ Modul für HEINE BETA 200/BETA 400, K 180, G100 geschlitztes Kopfstück, BETA 200 VET	1 Stück	I5 X00888133



HEINE Griffprogramm

Ladegriffe und Ladestationen


Typ	VE	REF
BETA Batteriegriff 145 x 30 mm / für handelsübliche Batterien 2,5V	1 Stück	I5 X0199118
BETA NT Ladegriff 145 x 30 mm / mit NiMH Ladebatterie 3,5 Volt	1 Stück	I5 X0299411
BETA 4 NT Ladegriff, komplett mit Li-ion Ladebatterie und BETA 4 NT Bodeneinheit	1 Stück	I5 X00799396
BETA 4 USB Li-ion Ladegriff, mit Li-ion Ladebatterie, BETA 4 USB Bodeneinheit, USB Kabel mit Steckernetzteil und Griffablage	1 Stück	I5 X00799388
Batteriegriff mini 3000, schwarz - einzeln	1 Stück	I5 D0179021
NiMH Ladebatterie 3,5 V für BETA Ladegriff	1 Stück	I5 X00299315
NT4 Tisch-Ladegerät, ohne Griff, inkl. Adapter für BETA 4 NT Ladegriff, Standard F.O. 4 NT und F.O. 4 SHORT NT Laryngoskopgriff	1 Stück	I5 X00299494
NT300 Tisch-Ladegerät für BETA Griffe, F.O. Winkelgriff, Standard F.O., sowie kleinen und kurzen F.O. Laryngoskopgriff (ohne Griff, inkl. Adapter)	1 Stück	I5 X00299495



HEINE XHL Xenon Halogen Lampen

Originale HEINE Ersatzleuchtmittel, speziell auf das jeweilige Instrument abgestimmt. Hohe Qualität für lange Lebensdauer, optimale Farbtreue und Sicherheit.

Typ	VE	REF
1 Halogen Lampe für HEINE mini 3000 Dermatoskop - 2,5V	1 Stück	I5 X0188109
2 Halogen Lampe für HEINE mini 3000 F.O. Otoskop - 2,5V	1 Stück	I5 X0188105
3 Halogen Lampe für HEINE mini 3000 Spatelhalter - 2,5V	1 Stück	I5 X0188037
4 Halogen Lampe für HEINE mini-c Cliplampe - 2,5V	1 Stück	I5 X0188108
5 Halogen Lampe für HEINE mini 3000 Cliplampe - 2,5V	1 Stück	I5 X0188107
6 Halogen Lampe für HEINE mini 3000 Ophthalmoskop - 2,5V	1 Stück	I5 X0188106
7 Halogen Lampe für HEINE mini 3000 Otoskop - 2,5V	1 Stück	I5 X0188110
8 Halogen Lampe für HEINE Kehlkopfspiegel - 2,5V	1 Stück	I5 X0188057



HEINE Kopfstück für UniSpec Tuben

Kopfstück mit integrierter Fiberglas Ringbeleuchtung zum Anschluss mittels Lichtleitkabel an einen HEINE Lichtprojektor, einen HEINE Lampengriff oder mittels Beleuchtungsadapter an einen BETA 3.5 V Handgriff. Helle und blendfreie Ausleuchtung für ein detailreiches Bild. Schwenklupe mit 1,5-facher Vergrößerung im Lieferumfang enthalten. Schwenkbare Verschlussfenster mit Gebläseanschluss zur Insufflation.

Anoskop, Proktoskop und Rektoskopie-Tuben zum Einmalgebrauch

- » Keine Infektionsübertragung
- » Keine Reinigung notwendig (Zeitgewinn)
- » Tuben aus physiologisch einwandfreiem und körperfreundlichem Kunststoff vermindern das Kältegefühl bei der Untersuchung
- » Lichttransport direkt durch die Tubuswand
- » Distaler Lichtaustritt für eine homogene Ausleuchtung des Untersuchungsareals
- » Innenseite mit Graduierung in cm (zur Kontrolle der Insertionstiefe)

Typ	VE	REF
UniSpec Einmal-Anoskope (85 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0319925
UniSpec Einmal-Anoskope (85 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0319911
UniSpec Einmal-Proktoskope (130 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0319825
UniSpec Einmal-Proktoskope (130 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0319811
UniSpec Einmal-Rektoskope (250 x 20 mm)	25 Stück	I5 E0318825
UniSpec Einmal-Rektoskope (250 x 20 mm)	100 Stück	I5 E0318811
Kopfstück für UniSpec Einmalgebrauchstuben, komplett mit Verschlussfenster und Schwenklupe	1 Stück	I5 E00318100
Standard-Lichtleitkabel für HEINE Fiber Optik (F.O.) Projektoren	1 Stück	I5 Y00399518
HK 7000 F.O. Projektor, inkl. 150 W XHL Halogensatzlampe und Sicherung	1 Stück	I5 Y09615121



HEINE UniSpec Einweg-Ohrtrichter

UniSpec Einweg-Ohrtrichter (grau) für BETA100, K100 und Operations-Otoskop.

- » Für den Einmalgebrauch. Hygienisch und sicher.
- » Original HEINE-Ausführung. Fester Sitz auf dem Otoskop.
- » Kontrollierte Qualität. Ohne scharfe Kanten.

Typ	Größe	VE	REF
UniSpec Einmal-Ohrtrichter	2,5 mm für Kinder	1000 Stück	I5 B0011242
UniSpec Einmal-Ohrtrichter	4,0 mm für Erwachsene	1000 Stück	I5 B0011241
Unispec Tip-Spender		1 Stück	I5 B0011146



Einmal-Ohrtips

Für den Einmalgebrauch, hygienisch und sicher. Fester Sitz auf dem Otoskop, kontrollierte Qualität ohne scharfe Kanten. Durchmesser der Öffnung 2,5 mm oder 4 mm. Abgepackt im Spender zu 250 Stück oder im Beutel zu 1000 Stück (unterverpackt zu 20 x 50 Stück).

Ideal passend auf unsere Mediware Taschenotoscope.

Ebenfalls kompatibel mit:

- » Heine Alpha
- » Heine Beta 200
- » Heine Mini I 2000 + FO
- » Heine Mini 3000 + FO
- » KaWe Picolight
- » KaWe Comblight FO30
- » KaWe Eurolight FO30
- » Riester RI-Mini
- » OPTICLAR

Größe	VE	REF
2,5 mm Öffnung	50 Stück	IS 1128-50
2,5 mm Öffnung	250 Stück	IS 1128
2,5 mm Öffnung	20 x 50 Stück	IS 1128-1000
4,0 mm Öffnung	50 Stück	IS 1127-50
4,0 mm Öffnung	250 Stück	IS 1127
4,0 mm Öffnung	20 x 50 Stück	IS 1127-1000



Ampullenetui Kunstleder

Passend für 10 kleine (2 ml), 11 mittlere (5 ml) und 13 große (10 ml) Ampullen, innen gefüttert und gepolstert.

Maß: 245 x 125 x 45 mm.

Farbe	VE	REF
burgund	1 Stück	E5 016435
schwarz	1 Stück	E5 016431



Ampullenfeile

Mit Diamantbeschichtung. Aus vernickeltem Metall mit Diamant D91 Belag. Gesamtlänge 130 mm, Diamantbelag ca. 60 mm, mit Kunststoffgriff. Ideal zum Anritzen von Ampullen. Einmal kräftig an der Ampullenkante vorbei ziehen, schon kann der Ampullenkopf abgebrochen werden.



Typ	Länge	VE	REF
Ampullenfeile	130 mm	1 Stück	F4 0108




Mediware Taschen-Otoskop

- » Kompaktes Otoskop mit distaler Fiber-Optik Beleuchtung
- » Schwenkbares Sichtfenster mit 2-facher Vergrößerung
- » Metallclip am Griff zum sicheren Befestigen am Arztkittel
- » Mit 10 Ohrtrichter im Spenderröhrchen (5 x 2,5 mm / 5 x 4 mm)
- » Inkl. Aufbewahrungstasche aus Nylon

Zum Betrieb werden zwei 1,5 Volt AA Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

WEEE Registrierungs-Nr. des Herstellers: DE74434443

Farbe	VE	REF
schwarz	1 Stück	I5 6800
rot	1 Stück	I5 6800-ROT
blau	1 Stück	I5 6800-BLAU
grün	1 Stück	I5 6800-GRÜN
burgund	1 Stück	I5 6800-BURGUND



Mediware Taschen-Dermatoskop


Lichtstarkes LED Dermatoskop, mit 3-facher Vergrößerung (8 Dioptrien) zur Beurteilung von Struktur und Pigmentierung der Haut.

- » Stabiler Batteriegriff mit schraubbarem Dermatoskopie-Kopf
- » 3-fache Vergrößerung (8 Dioptrien)
- » Achromatische Optik mit Fokussiering
- » Abnehmbare Kontaktscheibe für leichte Reinigung
- » Hartschalen-Etui

Zum Betrieb werden zwei 1,5 Volt AA Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

WEEE Registrierungs-Nr. des Herstellers: DE74434443

Farbe	VE	REF
schwarz	1 Stück	I5 6850
rot	1 Stück	I5 6850-ROT
blau	1 Stück	I5 6850-BLAU
grün	1 Stück	I5 6850-GRÜN
burgund	1 Stück	I5 6850-BURGUND





servoprax Venenstauer

- » Kräftiges Gewebe, Kunststoffverschluss
- » Einhandbedienung: Er lässt sich mit einer Hand spannen und öffnen
- » Ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert
- » Band bei 60 °C waschbar
- » Einzeln im Display verpackt

Typ	Länge	VE	REF
blau	40 cm	1 Stück	G2 1001
rot	40 cm	1 Stück	G2 1001R
grün	40 cm	1 Stück	G2 1001G
gelb, mit Tiermotiven	40 cm	1 Stück	G2 1001KM







servoprax bunte Venenstauer

Die Spannbänder sind in modisch melierten Farben gestaltet.

Typ	Länge	VE	REF
Herbstfarben	50 cm	1 Stück	G2 2000
Frühlingsfarben	50 cm	1 Stück	G2 2001

So einfach geht's!

- 1 Band um den Arm legen, Verschluss zusammenstecken bis er hörbar einschnappt. Das Sicherheitsverschluss ist jetzt verriegelt
- 2 Bandende in Pfeilrichtung zum Stauen ziehen. Öffnungssicherung ist nun automatisch eingeschaltet.
- 3 Nach dem Setzen der Nadel kann nun das Band durch einen einfachen Druck auf die Taste 1 entspannt werden.
- 4 Zum Öffnen auf die Taste 2 drücken.





ALKOTIP®

Alkotip Alkoholtupfer in der Dispenserdose

- » 155 fertige Alkoholtupfer (44 x 44 mm) mit 70 % Alkohol getränkt
- » Saubere, schnelle + hygienische Entnahme aus der Dispenserdose mit Verschlussdeckel

Typ	Maße	PZN	VE	REF
Alkotip Alkohol-tupfer-Spender	44 x 44 mm	02512980	150+5 Stück	G6 0202



Mediware Krepp Zungenläppchen

Für die HNO-Praxis

Aus Zellstoff, zur hygienischen Fixierung der Zunge.

Rollenlänge: 25 m, 150 Abrisse, perforiert.

Maße	Länge	PZN	VE	REF
160 x 55 mm	25 m	12381303	6 Rollen	F4 0107



Tippfix Tupferbefeuchter

Aus Kunststoff.

Einfach auf Ventil auftupfen und schon kommt eine ausreichende Alkoholmenge heraus.

Farbe	Volumen	VE	REF
grau-weiß	250 ml	1 Stück	F4 0105

ZellTip

ZELLSTOFFTUPFER



ZellTip



Zelltip Zellstofftupfer

- » Reinweiß
- » Medizinische Qualität
- » Stark saugend
- » Unsteril

Mehrwertpackung = Ihr Preisvorteil!

Typ	UK	VE	REF
4 x 5 cm, unsteril	12480 Stück	2 x 520 Stück	G6 0801



ZellTip

Zelltip Tupferdispenser

Kunststoffbox mit Abdeckhaube und Aufdruck, ohne Inhalt.

Typ	PZN	UK	VE	REF
Tupferbox, leer	02512974	27 Stück	1 Stück	G6 0802



ZellTip

Zelltip Tupferbox, leer

- » weiß, rund, mit transparentem Deckel
- » passend für Zelltip, Purzellin, Zelletten, etc.

Typ	VE	REF
Tupferbox, leer	1 Stück	G6 0803



Step-On-Personenwaage Kern MPD

- » Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- » Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe. Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF
Step-On-Personenwaage MPD	MPD 250K100M	1 Stück	K8 MPD250100
Step-On-Personenwaage MPD	MPD 200K-1EM	1 Stück	K8 MPD200K-1EM

Waage inkl. 69,- Euro Eichkosten



Personenwaage Kern MPC

- » Ideal für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser
- » Stabil und für den täglichen professionellen Einsatz konzipiert
- » Hygienisch, leicht zu reinigen und rutschfest durch höhenverstellbare GummifüÙe.
- » Inklusive Libelle für präzises Nivellieren
- » Besonders geeignet zum Wiegen von übergewichtigen Patienten im Adipositasbereich
- » Stabiler Haltegriff zum Transport der Waage
- » Große Trittfäche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
- » Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
- » BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/ Normalgewicht/Übergewicht
- » Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können
- » GLP-/ISO-Protokoll, Ausdruck von Wägewert, BMI etc. mit Datum und Uhrzeit. FLP-/GMP-konformes Druckformular in den Sprachen DE, EN, FR, nur in Verbindung mit RS-232 Schnittstellenkabel KERN CFS-A01 + MPC-A01 und Drucker KERN YKB-01N
- » Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- » Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten



Typ	VE	REF
Personenwaage Kern MPC	1 Stück	K8 MPC300K-1LM

Waage inkl. 69,- Euro Eichkosten



IoT-Line Babywaage Kern MBA 10K-3M

Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Eich- und Medizin-
zulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik

- » Modernes Design
- » 1 Safe-Guard-Liegefläche: Vertiefte, hygienische Kunststoff-Liegefläche mit hochgezogenen Seitenwangen für sicheres Säuglingswiegen. Leicht zu reinigen, transportieren und verstauen. Rutschfest durch höhenverstellbare GummifüÙe.
- » Einfache Bedienung
- » Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Schonung der Batterie

Technische Daten: LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm, Abmessungen Liegefläche 600 x 260 mm (B x T), Gesamtabmessungen 600 x 360 x 141 mm (BxTxH), Batterien inklusive, 6 x 1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 20 h (bis zu 50 h ohne WLAN-Verwendung), Nettogewicht ca. 4,6 kg

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF
IoT-Line Babywaage MBA	MBA 10K-3M	1 Stück	K8 10
Größenmessstab, Länge: 80 cm, Unterteilung: 0,1 cm		1 Stück	K8 MBA-A01
Datenschnittstelle WLAN / WiFi Modul, zur kabellosen Datenübertragung, nicht nachrüstbar		1 Stück	K8 YMI-A01

Waage inkl. 69,- Euro Eichkosten



Personenwaage Kern MPE



- » Geeicht nach Klasse III / Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- » Rückseitige Zweitanzeige
- » Nur MPE-HM: Im Stativ integrierter, ausziehbarer Größenmessstab, Messbereich 88-205 cm
- » Data-Hold Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste für 10 s „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen
- » Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können
- » 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage

Auch als integrationsfähiges Modell mit WLAN-Schnittstelle auf Anfrage“ oder „auch mit Wifi-Schnittstelle verfügbar“ (MPN-Serie)

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF
Personenwaage MPE mit Stativ	MPE 250K100PM	1 Stück	K8 250100PM
Personenwaage MPE mit Stativ und Größenmessstab	MPE 250K100HM	1 Stück	K8 250100HM

Waage inkl. 69,- Euro Eichkosten



Personenwaage Kern MPN



- » Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- » Große Trittfäche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
- » Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können
- » BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- » Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
- » Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
- » Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional

Typ	VE	REF
Personenwaage MPN-P	1 Stück	K8 MPN200K-1PM
Personenwaage MPN-H, inkl. im Stativ integrierten, ausziehbaren Größenmessstab	1 Stück	K8 MPN200K-1HM

Waage inkl. 69,- Euro Eichkosten





seca
Präzision für die Gesundheit

Digitale Säulenwaage mit BMI-Funktion seca 799

Durch die stabile Bauweise aus Stahl und Aluminium ist die seca 799 besonders strapazierfähig und für die hohen Anforderungen in Krankenhäusern, Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen perfekt geeignet. Dank der Säule ist das Display genau in der richtigen Höhe für komfortables Ablesen und Bedienen. Mit ihren belastbaren Transportrollen kann sie schnell zu einem anderen Einsatzort geschoben werden.

Lieferumfang: 6 x AA Batterien

Optional: Meßstab seca G3 220 und seca G3 224, Netzgerät seca 447 = G3 6832

Technische Daten: Tragkraft: 200 kg, Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g, Maße (BxHxT): 294 x 831 x 417 mm, Eigengewicht: 6,3 kg, Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional, Funktionen: TARA, HOLD, BMI, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik, Eichklasse: III

Typ	VE	REF
seca 799 - Digitale Säulenwaage	1 Stück	G3 799

Waage inkl. 69,- Euro Eichkosten



seca
Präzision für die Gesundheit



Flachwaage mit individualisierbarem Namensschild seca 878 dr

Den Namen des Arztes oder des Krankenhauses direkt neben der Anzeige zu sehen, schafft Vertrauen in die Richtigkeit der Messung. Außer dem Namenslabel verfügt die Flachwaage seca 878 dr über ein Doppeldisplay, das sowohl dem Arzt als auch dem Patienten das Messergebnis anzeigt. Fußtasten sorgen für die komfortable Bedienung im Stehen und die Mutter-Kind-Funktion ermöglicht das Wiegen von Kindern auf dem Arm der Mutter.

Lieferumfang: 6 x AA Batterien, Optional: Individualisierbares Label seca 478

Technische Daten: Tragkraft: 200 kg, Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g, Funktionen: Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Abschaltautomatik, Batteriebetrieben oder per Netzgerät seca 447

Typ	Hersteller-Nr.	VE	REF
seca 878 dr - Flachwaage	878 7041 019	1 Stück	G3 878-DR

Waage inkl. 69,- Euro Eichkosten



seca
Präzision für die Gesundheit

Digitale Personenwaage mit extra hoher Tragkraft seca 813

Mit extra breiter Trittpläche für große Herausforderungen. Weil immer mehr Menschen immer mehr wiegen, gibt es jetzt diese Waage, die spielerisch 200 Kilogramm aushält und eine extra breite Trittpläche hat. Ihr robuster Gummibelag nimmt selbst höchste Herausforderungen nicht schwer, und die flache Bauweise macht das Betreten äußerst leicht.

Technische Daten: Tragkraft: 200 kg, Teilung (g): 100 g, Stromversorgung: Batterien, Maße komplett (BxHxT): 433 x 47 x 373 mm, Maße Plattform (BxHxT): 400 x 45 x 300 mm, Eigengewicht: 2,9 kg, Funktionen: Tip-on Einschaltautomatik, Abschaltautomatik, Kg/lbs/sts-Umschaltung, Step-Off, Auto-HOLD

Typ	VE	REF
seca 813 - Waage	1 Stück	G3 813



seca
Präzision für die Gesundheit

Mobile Säuglingswaage und Flachwaage für Kleinkinder in einem seca 384

Zwei Waagen in einer: Die seca 384 ist zunächst eine Säuglingswaage mit sanft gewölbter Mulde. Doch ein einziger Handgriff genügt und sie fungiert als Flachwaage für Kinder. Die Wandelbarkeit zusammen mit dem leichten Gewicht machen diese geeichte Babywaage zu einem idealen Begleiter für alle, die für die Gesundheit der Jüngsten unterwegs sind.

Lieferumfang: 6 x AA Batterien

Optional: Taschen seca G3 414 und seca G3 413

Technische Daten: Tragkraft: 20 kg, Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g, Maße (BxHxT): 552 x 164 x 362 mm, Maße Wiegefläche (BxHxT): 525 x 87 x 250 mm, Eigengewicht: 2,8 kg, Stromversorgung: Batterien, Funktionen: TARA, BMIF, HOLD, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik, Eichklasse: III

Typ	VE	REF
seca 384 - Mobile Säuglingswaage und Flachwaage	1 Stück	G3 384

Waage inkl. 45,- Euro Eichkosten



MED+ORG Terminplaner

MED+ORG Zeitmanagement in der Praxis.

Die Termingestaltung ist von entscheidender Bedeutung für den täglichen Arbeitsablauf und den wirtschaftlichen Erfolg einer Arztpraxis. Der im medizinischen Bereich universell einsetzbare MED+ORG Terminplaner verschafft Ärzten, Helferinnen, Ambulanzen und Krankenschwestern die notwendige „Sofort-Übersicht“. Der aufgeschlagene Monatskalender gibt durch die schuppenförmige Anordnung der Tagesblätter auf einen Blick Auskunft über bereits belegte und noch freie Termine bzw. Räume.

So einfach funktioniert der Terminplaner:

1. Tagesseite aufschlagen und den entsprechenden Wochentag in die Datumsleiste eintragen.
2. Raumverteilung vornehmen, Sprechzeiten zuweisen.
3. Patientennamen und Nutzungshinweise werden in den waagerechten Feldern der Zeitleiste zugeordnet.
4. Zeiteintragungen werden per Bleistift in das vorgegebene 15-Minuten-Kästchen quittiert.

Ein Schulungsvideo für den Terminplaner erhalten Sie auf Anforderung. Die 10-spaltigen Terminplaner sind nur in Verbindung mit der Grundplatte (REF: R1 60012GP) verwendbar. Diese Terminplaner sind natürlich auch für die Folgejahre erhältlich. Bitte die entsprechende Endnummer der REF mit der Jahreszahl abändern:

2025 = 25


2026 = 26

Aufgeschlagenes Buchformat:

4- und 6-spaltige Terminplaner: 32 x 55 cm

10-spaltige Terminplaner: 77 x 36 cm

Typ	Zeitraum	VE	REF
Terminplaner 2025, 4-spaltig, Spaltenbreite 54 mm			
für 12 Monate	Jan - Dez 2025	1 Stück	R1 60005-25
für 6 Monate	Jan - Juni 2025	1 Stück	R1 60005-25-1
für 6 Monate	Juli - Dez 2025	1 Stück	R1 60005-25-3
Terminplaner 2025, 6-spaltig, Spaltenbreite 36 mm			
für 12 Monate	Jan - Dez 2025	1 Stück	R1 60006-25
für 6 Monate	Jan - Juni 2025	1 Stück	R1 60006-25-1
für 6 Monate	Juli - Dez 2025	1 Stück	R1 60006-25-3
Terminplaner 2025, 10-spaltig, Spaltenbreite 38 mm			
für 12 Monate	Jan - Dez 2025	1 Stück	R1 60012-25
für 6 Monate	Jan - Juni 2025	1 Stück	R1 60012-25-1
für 6 Monate	Juli - Dez 2025	1 Stück	R1 60012-25-3
Terminplaner 2026, 4-spaltig, Spaltenbreite 54 mm			
für 12 Monate	Jan - Dez 2026	1 Stück	R1 60005-26
für 6 Monate	Jan - Juni 2026	1 Stück	R1 60005-26-1
für 6 Monate	Juli - Dez 2026	1 Stück	R1 60005-26-3
Terminplaner 2026, 6-spaltig, Spaltenbreite 36 mm			
für 12 Monate	Jan - Dez 2026	1 Stück	R1 60006-26
für 6 Monate	Jan - Juni 2026	1 Stück	R1 60006-26-1
für 6 Monate	Juli - Dez 2026	1 Stück	R1 60006-26-3
Terminplaner 2026, 10-spaltig, Spaltenbreite 38 mm			
für 12 Monate	Jan - Dez 2026	1 Stück	R1 60012-26
für 6 Monate	Jan - Juni 2026	1 Stück	R1 60012-26-1
für 6 Monate	Juli - Dez 2026	1 Stück	R1 60012-26-3
Grundplatte für 10-spaltige Terminplaner			
Grundplatte		1 Stück	R1 60012GP



MED+ORG Kartei Aufkleber

Für das Aus- und Ansehen einer Praxis-Kartei ist das Beste gerade gut genug. Alle Aufkleber sind extrem strapazierfähig, elastisch, vergilbungssicher und selbstklebend.

Typ	VE	REF
Adreßfeld-Aufkleber für Karteitaschen / für DIN A5 und DIN A4, 2 Stück je Blatt	1000 Stück	R1 60173
Adreßfeld-Aufkleber im Rezeptformat / 2 Stück je Blatt	500 Stück	R1 60173M
Adreßfeld-Aufkleber im Rezeptformat / 2 Stück je Blatt	100 Stück	R1 60173MH
Alphabeteisten-Aufkleber / für DIN A5 Karteitaschen, weiß	100 Stück	R1 60180
Verstärker-Streifen / für Karteitasche DIN A4: R1 60204 C, R1 60204EA / und R1 60201C, Transparentfolie, 100 x 5 Streifen	500 Stück	R1 60184
Verstärker-Streifen / für DIN A5 Karteitasche, Transparentfolie / 50 x 10 Streifen	500 Stück	R1 60185



MED+ORG Alt-Ablage und -Archiv

Die Alt-Ablage entlastet die „aktive Stammkartei“: Alle dort entbehrlichen Unterlagen werden in MED+ORG Ablageetaschen übernommen und gesondert aufbewahrt. Die Zuordnung erfolgt über das MED+ORG Doppelnummer-System. Daten und Schriftgut von Patienten, die der Praxis nicht mehr zugehören, kommen bis zu Ihrer fristgerechten Vernichtung in die variablen beschriftbaren und raumsparenden MED+ORG Alt-Archiv-Kartons.

Typ	Größe	VE	REF
Alt-Archiv-Karton für DIN A5, weiß mit Deckel	420 x 238 x 167 mm	1 Stück	R1 60156
Alt-Archiv-Karton für DIN A5, weiß mit Deckel	420 x 238 x 167 mm	25 Stück	R1 60156-25
Alt-Archiv-Karton für DIN A5, weiß mit Deckel	420 x 238 x 167 mm	50 Stück	R1 60156-50
Alt-Archiv-Karton für DIN A4, weiß mit Deckel	153 x 322 x 255 mm	1 Stück	R1 60158
Alt-Archiv-Karton für DIN A4, weiß mit Deckel	153 x 322 x 255 mm	50 Stück	R1 60158-50



MEDISPRAY

Medispray Ölspray

Ideal zur Pflege und schonenden Behandlung chirurgischer Instrumente! Wirksamer Korrosionsschutz, beste Scharnier-Schmierwirkung. Bei Verwendung von Dampf- oder Gassterilisation kann danach wie üblich sterilisiert werden. Keine Reizstoffe, gute Verträglichkeit.

Mit verbessertem, roten Sprühkopf. Der Sprühkopf hat jetzt ein kurzes Verlängerungsrohr zum besseren Zielen.

Instrumente im gereinigten, geöffneten Zustand aus ca. 20 - 30 cm Entfernung ansprühen. Ein dünner Film ist vollkommen ausreichend.

Inhalt = 400 ml flüssiges Paraffin (reinst)

Inhalt	UK	VE	REF
400 ml	12 Stück	1 Stück	I7 1010



MEDISPRAY

Medispray Silikon spray

Besonders wirtschaftlich, ergiebig und preiswert. 500 ml-Sprayflasche. Zur Schmierung von beweglichen Teilen in der Medizintechnik, soweit Silikone zugelassen sind. Zuverlässiges Gleitmittel für Gummi- und Kunststoffprodukte. Speziell zur Schmierung und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen, chirurgischen Instrumenten hervorragend geeignet.

Nicht zum/als Gleitmittel oder zum leichteren Einführen von Tuben oder Kathetern zu verwenden.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF
500 ml	01287788	12 Stück	1 Stück	I7 10



servoclean

Servoclean Heissluftschrank

- » Komplet aus Edelstahl, Isolierung aus Glasfaser
- » Display für Zeit und Temperaturanzeige
- » Mit elektronischer Temperaturkontrolle
- » Leistung: 500 Watt / 220 V
- » Temperatur einstellbar von 140 ° – 200 °C
- » Zeitintervall einstellbar von 0 – 120 Minuten
- » Mit Temperatur- und Fehlalarm-Anzeige
- » Abschließbare Fronttür, mit Wandmontagezubehör
- » Inklusive 2 Edelstahl-Tabletts

Technische Daten: Abmessungen: Außen: 560 x 370 x 380 mm, Innen: 385 x 235 x 218 mm

Typ	VE	REF
Heißluftschrank	1 Stück	E3 102431HS





Sterikrepp in Lagen

In Lagen - 62 g/m², gekreppt

Maße	VE	REF
weiß		
40 x 40 cm	500 Stück	F5 40W
50 x 50 cm	500 Stück	F5 50W
60 x 60 cm	500 Stück	F5 60W
75 x 75 cm	250 Stück	F5 75W
80 x 80 cm	250 Stück	F5 80W
90 x 90 cm	250 Stück	F5 90W
100 x 100 cm	5000 Stück	F5 100W
grün		
40 x 40 cm	500 Stück	F5 40G
50 x 50 cm	500 Stück	F5 50G
60 x 60 cm	500 Stück	F5 60G
75 x 75 cm	250 Stück	F5 75G
80 x 80 cm	250 Stück	F5 80G
90 x 90 cm	250 Stück	F5 90G
100 x 100 cm	250 Stück	F5 100G



Sterikrepp auf der Rolle

Auf Rollen - 62 g/m², gekreppt

Maße	VE	REF
weiß		
50 cm x 100 m	2 Rollen	F5 50R
75 cm x 100 m	1 Rolle	F5 75R
grün		
50 cm x 100 m	2 Rollen	F5 50RG
60 cm x 100 m	1 Rolle	F5 60RG
75 cm x 100 m	1 Rolle	F5 75RG
100 cm x 100 m	1 Rolle	F5 100RG



Sterilisiervlies

Das ideale Vlies zum Einschlagen und Verpacken von Sterilisationsware im Dampfautoclaven.

Auch ideal als Filtereinlage und Unterlage in Siebschalen und Trommeln. Fertig in Bögen geschnitten.

Farbe: blau/violett.

Gemäß Hersteller: DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2.

Maße	VE	REF
50 x 50 cm	500 Stück	F5 51261
75 x 75 cm	200 Stück	F5 51262
90 x 90 cm	200 Stück	F5 51263
100 x 100 cm	200 Stück	F5 51264
120 x 120 cm	120 Stück	F5 51265
140 x 140 cm	120 Stück	F5 51266



Autoclav Klarsichtrollen mit Falte

Papier und Transparentfolie, sterilisierbar bis 134 °C.
70 g/m² - gemäß DIN EN 868.

Maße	VE	REF
100 m x 75 mm	4 Rollen	F5 1400
100 m x 100 mm	3 Rollen	F5 1401
100 m x 150 mm	2 Rollen	F5 1402
100 m x 200 mm	2 Rollen	F5 1403
100 m x 250 mm	2 Rollen	F5 1404
100 m x 300 mm	1 Rolle	F5 1405
100 m x 380 mm	1 Rolle	F5 1406



Autoclav Klarsichtrollen ohne Falte

Papier und Transparentfolie, 70 g/m², gemäß DIN EN 868-2:2017-05.
Sterilisierbar bis 134 °C.

Maße	VE	REF
200 m x 50 mm	1 Rolle	F5 1508
200 m x 75 mm	1 Rolle	F5 1506
200 m x 100 mm	1 Rolle	F5 1501
200 m x 150 mm	1 Rolle	F5 1502
200 m x 200 mm	1 Rolle	F5 1503
200 m x 250 mm	1 Rolle	F5 1504
200 m x 300 mm	1 Rolle	F5 1505
200 m x 380 mm	1 Rolle	F5 1507



Stericlin Klarsichtflachschläuche Papier/Folie ohne Falte

Mit STEAM-, EO- und FORM- Indikator - ISO 11607 und EN 868

Klarsichtflachschläuche sind das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation: Nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente und Sets können hiermit verpackt werden. Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier ist eine wirksame Barriere gegen Keime, aber durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisiergase. Die drei Indikatoren für STEAM-, EO- und FORM-Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt.

Maße	VE	REF
200 m x 50 mm	6 Rollen	F5 1508-CLEAN
200 m x 75 mm	4 Rollen	F5 1506-CLEAN
200 m x 100 mm	3 Rollen	F5 1501-CLEAN
200 m x 150 mm	2 Rollen	F5 1502-CLEAN
200 m x 200 mm	2 Rollen	F5 1503-CLEAN
200 m x 250 mm	2 Rollen	F5 1504-CLEAN
200 m x 300 mm	1 Rolle	F5 1505-CLEAN