



## DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

### DCT Vernebler-Set mit Maske

Patienten-Maske komplett mit vorgeschaltetem Vernebler für die direkte Applikation vernebelter Arzneimittel.

#### Das Set besteht aus:

- » Maske
- » 2,10 m Sicherheitsschlauch
- » Vernebler

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF
Erwachsene	03353118	1 Stück	H7 1493
Kinder	03353093	1 Stück	H7 1494



## DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

### DCT Vernebler-Set

Für Patienten, die ihre Atmung koordinieren können, kann dieser Vernebler mit Mundstück eingesetzt werden.

Hierbei wird der Anteil des Aerosols erhöht, welches in die Lunge eindringt und damit auch der Grad der Deposition.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF
Vernebler-Set	03353130	1 Stück	H7 1495



## DCT DISPOSABLE CATHETERS + TUBES

### DCT Verneblerteil, einzeln

Mit 22 mm ISO-Anschluß und Konnektor für Sauerstoffschlauch. Ideale Verneblung für Tracheal- und Bronchiendispositionen.

Bei einem Flow von 8 l/min erfolgt die Verneblung von 2 ml Lösung innerhalb von 7 Minuten.

Zur Keimreduktion mit Ethylenoxid begast.

Typ	PZN	VE	REF
Verneblerteil	03353147	1 Stück	H7 1501



### Universal-Blasenschlauch

Zum Selbsttrennen: Durch Zuschneiden können Sie den richtigen Anschlußdurchmesser der Blase (alle 1 m) bestimmen. Transparent. Im Spenderkarton.

Innendurchmesser	Länge	VE	REF
5 mm	30 m	1 Stück	H7 740
6 mm	50 m	1 Stück	H7 750
3 mm	30 m	1 Stück	H7 1170



### Atemtrainer Triball

Der preiswerte Atemtrainer mit Flowkontrolle

Beim tiefen Einatmen kann der Patient 2 Kugeln in der Schwebelage halten. Die 3. Kugel darf nicht gehoben werden. Damit wird eine ruhige, tiefe Inspiration erreicht. Mit Patientenetikett.

**Technische Daten:** Flow: 0,6 - 0,9 l/sek

Typ	UK	VE	REF
Atemtrainer Triball	48 Stück	1 Stück	H7 690490



### Atemtrainer Triflo II

Das Qualitätsprodukt

Praktisch und wiederverwendbar, für das kontrollierte Atemtraining.

Mit dem Triflo kann der Patient gezielte Einatemübungen durchführen. Die Ansaugleistung wird durch drei individuelle Anzeigekugeln dem Patienten verdeutlicht und animiert diesen zur weiteren Übung.

Komplett mit 1 Mundstück und Atemschlauch, glasklarer Kunststoff.

Dieses Präzisionsgerät ermöglicht reproduzierbare Trainingsbedingungen im Gegensatz zu billigen Geräten!

Typ	PZN	UK	VE	REF
Atemtrainer Triflo II	03027790	12 Stück	1 Stück	H7 0300



### Atemtrainer Respirogram

Mit Luftfilter, ausziehbarem Faltenschlauch und Mundstück.

Flowbereich 600 cc/Sekunde, 900 cc/Sekunde, 1200 cc/Sekunde.

Einzelkartonverpackt.

Typ	VE	REF
Atemtrainer Respirogram	1 Stück	H7 400100



### Atemtrainer Respivol

Für Erwachsenen- wie auch Pädiatrieeinsatz.

Zeigt durch eine tiefe und lange Einatmung das richtige Volumen an. Einzelkartonverpackt.

Typ	Volumen	VE	REF
Atemtrainer Respivol 25	200 - 2500 cc	1 Stück	H7 410211
Atemtrainer Respivol 50	300 - 5000 cc	1 Stück	H7 410210



### Atemtrainer Respilift

Um Atemübungen durch Ausatmung zu unterstützen kann dieses Gerät nur in Verbindung mit Respirogram oder Respivol eingesetzt werden. Somit kann ein kompletter Kreislauf der Ein- wie auch Ausatmung ohne Unterbrechung vollzogen werden.

Typ	VE	REF
Atemtrainer Respilift, ohne Faltenschlauch	1 Stück	H7 400250/01



# PRAXISEINRICHTUNG

## GRUPPE 4





2-Stufen-Auftritt 240

## A

Abdeckung Liegen 254  
 Abfallbeutel 264f  
 Abfallbeutel in Rollenform 278  
 Abfalleimer 263f  
 Abfallsäcke 242, 265  
 Abfallsammler 278  
 Abtropfglas Infusionsständer 260ff  
 Abwurfbehälter 239, 280  
 Ampullenöffner Cupfix 277  
 Armauflage 243  
 Armlehnen für Arbeitsstuhl 258  
 Armlehnen für Ruhesessel 235  
 Auftritt 240, 280

## B

Baldachin für Deckenleuchte 247  
 Befestigungswinkel 278  
 Befestigung Universalkloben 244  
 Behandlungsleuchten 246ff  
 Beinauflage 243  
 Bereitschaftswagen 240  
 Bett Abfallbeutel 264  
 Blutentnahmestuhl 243  
 Brabantia Abfalleimer 263f

## C

Comfort Abwurfbehälter 239  
 Comfort Bereitschaftswagen 240  
 Comfort Drehrollhocker 256ff  
 Comfort Instrumentenwagen 240  
 Comfort LED  
 Untersuchungsleuchten 249  
 Comfort Notfallwagen 238  
 Comfort Ruhesessel 231ff  
 Comfort Sattelhocker 256f  
 Cupfix 277

## D

Deckenleuchte 247  
 Decken Patient 252  
 Derungs Artikel 248  
 Desinfektionsmittel 251  
 Drehrollhocker 255ff, 266, 280

## E

Ersatzbezug Wandschirm 250

## F

Fahrbarer OP-Stiz 258  
 Fahrbarer Ruhesessel 231ff  
 Fahrbarer Wandschirm 250  
 Faltbare Liege 250  
 Folienbeutel 265  
 Frotteebettstoff 253  
 Frotteebezüge Liegen 253  
 Fußauflage 243  
 Fußstützen für Ruhesessel 235

## G

Gerätetisch 245, 276  
 Gummispanner 254

## H

Halterung für Abtropfglas 262  
 HDPE Beutel 265  
 Hochdruckfolienbeutel 265  
 Hocker 255ff, 266  
 Hockerbezug 253  
 Höhenverstellbare  
 Untersuchungsliege 273

## I

Infusionshalter 260  
 Infusionsmittelspender 278  
 Infusionsständer 244, 260ff  
 Infusionsstange 277  
 Infusionsstange für Ruhesessel 235  
 Injektionskissen 243  
 Instrumententisch 241, 279  
 Instrumentenwagen 236f, 240

## K

Kabelausleger und  
 Befestigungskloben 277  
 Kabel- u. Schlauchhalter 244  
 Kanülenspender 259  
 Kickstep 242  
 Kissen 243  
 Koffer Massageliege 250  
 Konsole für Vielzweckwagen 277  
 Kopfkissen 253  
 Kopfkissenbezug 253  
 Kopfstütze für Ruhesessel 231ff  
 Kunststoff Tablett 235

## L

Labor Hocker 255, 258  
 Lampen 246  
 LDPE Beutel 265  
 LED Untersuchungsleuchten 246f, 249  
 Leuchten 246ff  
 Liegen 251, 267ff, 272f  
 Liegenauflagen 254  
 Liegenbezüge 253f  
 Liegesessel 231ff

## M

Massageliege 250  
 Medi-Müll 278  
 Medi-net Vielzwecktisch 245, 276  
 Meliseptol Foam pure 251  
 Müllbeutel 242, 264f  
 Mülleimer 263f

## N

Nackenrollenbezug 253  
 Narkosewagen 274  
 Niederdruckfolienbeutel 265  
 Notfallwagen 238, 274f

## O

OP-Auftritt 280  
 OP-Hocker 259, 280  
 OP-Sitz 258, 281

## P

Papierrollenhalter 235, 267ff  
 Paravent 250  
 Patientenwärmedecke 252  
 Praxishocker 255, 258  
 Praxisleuchte 246f  
 Praxisliege 250  
 Praxis Schalenständer 245  
 Praxiswagen 236f, 240, 245, 274f  
 Praxis Zubehör 241, 261

## R

Reanimationswagen 238  
 Rollen für Comfort Dehhocker 257  
 Rollen für Comfort Sattelhocker 257  
 Rolltritthocker 242  
 Ruhe-Liegesessel 231ff

## S

Sammler Wäsche 242  
 Sattelhocker 256f  
 Sauerstoffflaschenhalter  
 für Ruhesessel 235  
 Schalenständer 245, 280  
 Schmitz Artikel 266ff, 276ff  
 Schnelldesinfektion 251  
 Seitengitter und Seitenschiene  
 für Untersuchungsliegen 270  
 Sessel 231ff  
 Spanner für Liegenbezüge 254  
 Spritzenspender 259  
 Ständer Schalen 245  
 Stufenauftritt 280

## T

Tablett 235  
 Transportstuhl 231ff  
 Tretabfalleimer 263f  
 Trittfix 242

## U

Universalkloben 244  
 Universalpraxiswagen 236f, 239f  
 Universalwagen 240, 245  
 Untersuchungsleuchten 246ff  
 Untersuchungsliege 267f  
 Untersuchungssitz 266  
 Untersuchungs- und  
 Blutentnahmestuhl 271  
 Untersuchungs- und Massageliege 270  
 Urinbeutelhalter für Ruhesessel 235

## V

Verbandwagen 238, 275

## W

Wand-Infusionshalter 260  
 Wandschienenbefestigung 246  
 Wandschirm 250  
 Wäschesammler 242

## Z

Zubehör Comfort Notfallwagen 238  
 Zubehör Comfort Ruhesessel 231ff  
 Zubehör Medi-Net 276  
 Zureichetisch 279  
 Zureichewagen 245



# comfort

MEDICAL EQUIPMENT

## Die Vorteile der Comfort Ruhesessel

- Entspannte Ruheposition und schnellere Erholung
- Verbesserte Blutzirkulation und Vermeidung von Dekubitus
- Höhere Mobilität von Gelenken und Muskeln
- Größere Autonomie des Patienten
- Erhöhtes Wohlbefinden
- Verbesserung der Verdauung
- Operative Entlastung des Pflegepersonals



## Comfort Transportstuhl - Ruhesessel VARIO

Fahrbarer Ruhesessel mit Verstellung von Höhe, Sitz, Rückenplatte und Armstützen. Die Armauflagen aus weichem Polyurethan bieten einen optimalen Komfort für den Patienten. Inkl. 2 Fußstützen.

Das brems- und feststellbare Rollenfahrgestell garantiert hohe Standicherheit und die in der Höhe verstellbare Sitzposition erleichtert dem Patienten den Auf- und Abstieg.

Leichte Fahrbarkeit durch vier Lenkrollen, davon die beiden hinteren mit gleichzeitig wirkender Feststellbremse.

Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze für optimalen Sitzkomfort und einem integrierten Schiebegriff für den leichten Transport ausgestattet. Lieferung ohne Kopfstütze.

Alle Verkleidungen bestehen aus tiefgezogenen ABS, für die optimale Reinigung und Desinfektion. Zur Unterstützung der Hygiene sind alle Rahmenteile mit antibakteriellem INTERPON beschichtet.

Das Modell VARIO ist in zwei Ausführungen und 13 modernen Farben bestellbar.

In der vollelektrischen Variante VARIO E und in der teilelektrischen Ausführung VARIO EG mit gasfederunterstützter Justierung von Rückenlehne und Beinplatte.

Eine breite Zubehörpalette ermöglicht die vielseitige Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des Patienten.



**Technische Daten:** Abmessung Sitzposition: 750 x 950 x 1440 mm (B x T x H), Abmessung Liegeposition: 750 x 1920 mm (B x L), Breite Sitzfläche: 540 mm, Tiefe Sitzfläche: 450 mm, Sitzhöhe: 550 mm bis 820 mm, Armlehnen verstellbar: 480 bis 710 mm, Verstellung der Rückenlehne: 90° bis 162°, Verstellung der Beinplatte: -90° bis 10°, Rollendurchmesser: 125 mm, Tragkraft maximal: 135 kg, Gewicht: 67 kg

Typ	VE	REF
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel VARIO EG	1 Stück	R8 1268
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel VARIO E	1 Stück	R8 1278

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.  
Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 235.



## Kopfstütze für Comfort Ruhesessel

Kopfstütze, in Polsterfarbe, höhenverstellbar zur Montage an Comfort Ruhesesseln.

Nur einfarbig lieferbar.

Typ	VE	REF
Kopfstütze	1 Stück	R8 1058

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.  
Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 235.





# comfort

MEDICAL EQUIPMENT 



## Comfort Transportstuhl - Ruhessel VARIO OLEO

Fahrbarer Ruhessel mit Verstellung von Höhe, Sitz, Rückenplatte und Armstützen, zuverlässig und sicher für Patienten mit eingeschränkter Mobilität.

Die Armauflagen aus weichem Polyurethan bieten einen optimalen Komfort für Patienten. Die Rückenlehne und die Sitzfläche aus ergonomisch geformtem Polyurethan Schaumstoff unterstützen eine entspannte Sitzposition und bieten eine sehr gute Entlastung des Kreuzbeins. Inkl. 2 Fußstützen.

Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze für optimalen Sitzkomfort und einem integrierten Schiebegriff für den leichten Transport ausgestattet.

Die in der Höhe verstellbare Sitzposition und das Bremssystem, erleichtern den Patienten den sicheren Auf- und Abstieg. Leichte Fahrbarkeit durch 4 Lenkrollen, davon 2 hinten mit gleichzeitig wirkender Feststellbremse. Lieferung ohne Kopfstütze.

Alle Verkleidungen bestehen aus tiefgezogenen ABS für die optimale Reinigung und Desinfektion. Zur Unterstützung der Hygiene sind alle Rahmenteile mit antibakteriellem INTERPON beschichtet.

Das Modell VARIO OLEO ist in zwei Ausführungen und 13 modernen Farben bestellbar. Bei der Variante OLEO HD können Rückenlehne und Beinplatte unabhängig voneinander über Gasfedern verstellbar werden.

Beim Modell VARIO OLEO GD erfolgt die Verstellung synchron. Die Höhe ist in beiden Ausführungen über einen hydraulischen Scherenantrieb variabel einstellbar.

Eine breite Zubehörpalette ermöglicht die vielseitige Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse der Patienten.



**Technische Daten:** Abmessung Sitzposition: 750 x 950 x 1440 mm (B x T x H), Abmessung Liegeposition: 750 x 1920 mm (B x L), Breite Sitzfläche: 540 mm, Tiefe Sitzfläche: 450 mm, Sitzhöhe: 550 mm bis 820 mm, Armlehnen verstellbar: 480 bis 710 mm, Verstellung der Rückenlehne: 90° bis 162°, Verstellung der Beinplatte: -90° bis 10°, Rollendurchmesser: 125 mm, Tragkraft maximal: 135 kg, Gewicht: 70 kg

Typ	VE	REF
Comfort Transportstuhl - Ruhessel VARIO OLEO HD	1 Stück	R8 1078
Comfort Transportstuhl - Ruhessel VARIO OLEO GD	1 Stück	R8 1076

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 235.



## Kopfstütze für Comfort Ruhessel

Kopfstütze, in Polsterfarbe, höhenverstellbar zur Montage an Comfort Ruhesseln.

Nur einfarbig lieferbar.

Typ	VE	REF
Kopfstütze einfarbig, in Polsterfarbe, höhenverstellbar	1 Stück	R8 1058

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 235.





# comfort

MEDICAL EQUIPMENT



## Comfort Transportstuhl - Ruhesessel FREE

Fahrbarer Ruhesessel mit fester Sitzhöhe und über Gasfedern verstellbarer Sitz und Liegefläche, speziell für die Bedürfnisse von Patienten mit mittlerer Mobilität.

Rückenlehne und Sitzfläche bestehen aus ergonomisch geformtem Polyurethan Schaumstoff, unterstützen eine entspannte Sitzposition und bieten eine sehr gute Entlastung des Kreuzbeins.

Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze für optimalen Sitzkomfort und einem integrierten Schiebegriff für den leichten Transport ausgestattet.


Die höhenverstellbaren Armlehnen erleichtern den seitlichen Patienten-Transfer vom Bett auf den Sessel und zurück, auf maximale Höhe positioniert bieten die Armlehnen sehr guten seitlichen Halt und unterstützen den Patienten beim selbständigen Aufstehen.

Leichte Fahrbarkeit durch 4 Lenkrollen mit Feststellbremse. Alle Verkleidungen bestehen aus tiefgezogenen ABS für die optimale Reinigung und Desinfektion. Zur Unterstützung der Hygiene sind alle Rahmenteile mit antibakteriellem INTERPON beschichtet.

Lieferung ohne Kopfstütze

Das Modell FREE ist in zwei Ausführungen und 13 modernen Farben bestellbar.

Die Ausführung FREE PLUS wird mit einem Paar nach hinten schwenkbaren Fußstützen und die Ausführung FREE G wird ohne Fußstützen geliefert.



**Technische Daten:** Abmessung Sitzposition: 740 x 900 x 1420 mm (B x T x H),  
 Abmessung Liegeposition: 740 x 1920 mm (B x L), Breite Sitzfläche: 510 mm,  
 Tiefe Sitzfläche: 450 mm, Sitzhöhe: 520 mm,  
 Armlehnen verstellbar: 480 bis 710 mm,  
 Verstellung der Rückenlehne: 90° bis 162°,  
 Verstellung der Beinplatte: -90° bis 10°, Rollendurchmesser: 125 mm,  
 Tragkraft maximal: 150 kg, Gewicht: 40 kg

Typ	VE	REF
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel FREE PLUS	1 Stück	R8 1068
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel FREE G	1 Stück	R8 1065

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 235



## Kopfstütze für Comfort Ruhesessel

Kopfstütze, in Polsterfarbe, höhenverstellbar zur Montage an Comfort Ruhesesseln.

Nur einfarbig lieferbar.

Farbe	VE	REF
Kopfstütze einfarbig, in Polsterfarbe, höhenverstellbar	1 Stück	R8 1058

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 235.





# comfort

MEDICAL EQUIPMENT 



## Comfort Transportstuhl - Ruhesessel SINCRO

Mit fester Sitzhöhe und über Gasfedern verstellbarer Sitz und Liegefläche, speziell für die Bedürfnisse von Patienten mit guter Mobilität.

Die höhenverstellbaren Armlehnen erleichtern den seitlichen Patienten-Transfer vom Bett auf den Sessel und zurück, auf maximale Höhe positioniert bieten die Armlehnen sehr guten seitlichen Halt.

Rückenlehnen und Sitzflächen bestehen aus ergonomisch geformtem Polyurethan Schaumstoff, unterstützen eine entspannte Sitzposition und bieten eine sehr gute Entlastung des Kreuzbeins.

Die Rückenlehne ist mit einer Lendenwirbelstütze für optimalen Sitzkomfort und einem integrierten Schiebegriff für den leichten Transport ausgestattet. Lieferung ohne Kopfstütze.

Alle Verkleidungen bestehen aus tiefgezogenen ABS für die optimale Reinigung und Desinfektion. Zur Unterstützung der Hygiene sind alle Rahmenteile mit antibakteriellem INTERPON beschichtet.

Das Modell SINCRO ist in drei Ausführungen und 13 modernen Farben bestellbar.

Die Ausführung SINCRO PLUS SF verfügt über 4 Lenkrollen mit Feststellbremse und ist mit einem Paar nach hinten schwenkbaren Fußstützen ausgestattet.

Das Modell SINCRO S wird ohne Fußstützen mit Rollen und das Basismodell SINCRO BASIC M wird als reines Standmodell ohne Rollen und ohne Fußstützen geliefert.



**Technische Daten:** Abmessung Sitzposition: 740 x 900 x 1420 mm (B x T x H),  
Abmessung Liegeposition: 740 x 1920 mm (B x L),  
Breite Sitzfläche: 510 mm, Tiefe Sitzfläche: 450 mm, Sitzhöhe: 520 mm, Armlehnen verstellbar: 480 bis 710 mm,  
Verstellung der Rückenlehne: 90° bis 162°,  
Verstellung der Beinplatte: -90° bis 10°, Rollendurchmesser: 125 mm,  
Tragkraft maximal: 150 kg, Gewicht: 40 kg

Typ	VE	REF
Comfort Ruhesessel SINCRO BASIC M	1 Stück	R8 1062
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel SINCRO S	1 Stück	R8 1063
Comfort Transportstuhl - Ruhesessel SINCRO PLUS SF	1 Stück	R8 1066

\*Artikel mit reduzierter MwSt.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.

Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 235.



## Kopfstütze für Comfort Ruhesessel

Kopfstütze, in Polsterfarbe, höhenverstellbar zur Montage an Comfort Ruhesesseln.

Nur einfarbig lieferbar.

Typ	VE	REF
Kopfstütze einfarbig, in Polsterfarbe, höhenverstellbar	1 Stück	R8 1058

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.


Eine Farbmusterkarte finden Sie auf Seite 235.





# comfort

MEDICAL EQUIPMENT 



### Zubehör für Comfort Ruhesessel

Typ	VE	REF
1 Infusionsstange mit Halterung für die seitliche Montage rechts, 120 cm lang, nicht höhenverstellbar	1 Stück	R8 514963
1 Infusionsstange mit Halterung für die seitliche Montage links, 120 cm lang, nicht höhenverstellbar	1 Stück	R8 514964
2 Urinbeutel-Halter zur seitlichen Montage	1 Stück	R8 5062
3 ABS-Kunststofftablett, inkl. Klemmen	1 Stück	M1 506166
4 Halterung für Sauerstoff-Flasche	1 Stück	R8 5120
5 Papierrollenhalter	1 Stück	R8 1048
6 Fußstützen aus ABS-Kunststoff, paarweise, abnehmbar	1 Paar	R8 5046
7 Armlehnen mit geformtem Polster zur Infusion oder Blutentnahme, graues Polster	1 Paar	R8 7060

### Farbkarte für Comfort Transportstuhl - Ruhesessel



Weiss 1



Rot 2



Orange 3



Sisal 4



Safran 5



Vanille 6



Pistazie 7



Parakeet 8




Türkis 9



Azur 10



Delft 11



Schwarz 12



Grau 13





## Praxiswagen Kombi Universal Modell 9062

- » Mit 4 Schubladen
- » Oberes und unteres Tablett aus Edelstahl
- » Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

**Technische Daten:** Breite: 800 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 870 mm, Gewicht: 33 kg, Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF
Praxiswagen	1 Stück	F8 9062



## Praxiswagen Kombi Universal Modell 9070

Aus Edelstahlrohr mit abgerundeten Kanten. Die Ablagen und Schubladen sind aus kräftigem ABS-Kunststoff bzw. Edelstahl. Die Schubladen mit integriertem Griffteil sind kugelgelagert. Komplett mit 4 Schubladen, Edelstahl-Ablagen oben und unten, inkl. Edelstahl-Abfallbehälter mit Deckel, schwenkbares Edelstahl-Tablett, mit Schiebegriff, Infusionshalter mit Klemmenbefestigung, gummibereitete Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 feststellbar und Stoßschutz-Polstern. Komplett fertig montiert im Karton.

**Technische Daten:** Breite: 800 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 870 mm, Gewicht: 40 kg, Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF
Praxiswagen	1 Stück	F8 9070



## Praxiswagen Universal Modell 9046 / 9048

- » Metallrahmen kunststoffbeschichtet
- » Mit 2 bzw. 3 abnehmbaren Kunststoff-Tabletts
- » Mit 4 Lenkrollen 80 mm Ø, kugelgelagert, davon 2 feststellbar

**Technische Daten:** Breite: 800 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 820 mm, Gewicht: 18/20 kg, Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF
ömit 2 abnehmbaren Kunststofftablets	1 Stück	F8 9046
mit 3 abnehmbaren Kunststofftablets	1 Stück	F8 9048



**Praxiswagen Modell 9068**

- » Universalwagen mit Edelstahl-Rahmen
- » 8 Schubladen
- » Schiebegriff
- » ABS-Kunststofftablett
- » Mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar

**Technische Daten:** Breite: 800 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 870 mm, Gewicht: 44 kg, Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF
Praxiswagen	1 Stück	F8 9068



**Praxiswagen Modell 9066**

- » Universalwagen mit Edelstahl-Rahmen
- » Mit 5 Schubladen und 1 Klapptür
- » Schiebegriff
- » ABS-Kunststofftablett
- » Mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar

**Technische Daten:** Breite: 800 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 870 mm, Gewicht: 43 kg, Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF
Praxiswagen	1 Stück	F8 9066



**Praxiswagen Universal Modell 9040 / 9052**

- » Metall-Rahmen verchromt, mit Schiebegriff
- » Mit 2 bzw. 3 abnehmbaren Kunststoff-Tabletts
- » Auf 4 Rollen 80 mm Ø, davon 2 feststellbar

**Technische Daten:** Breite: 600 mm, Tiefe: 400 mm, Höhe: 820 mm, Gewicht: 14/15 kg, Max. Belastbarkeit: 40 kg

Typ	VE	REF
mit 2 abnehmbaren Kunststofftablets	1 Stück	F8 9040
mit 3 abnehmbaren Kunststofftablets	1 Stück	F8 9052



## comfort

MEDICAL EQUIPMENT

### Comfort Notfallwagen Metal-Line

- » Schwingungsgedämpfter Stahlrahmen mit grauer Pulverbeschichtung
- » Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl mit 12 mm Rahmen und vier abgerundeten Kunststoff-Sicherheits-elementen (ABS) an den Ecken
- » 4 Schubladen mit auswechselbaren Körben aus hochfestem Kunststoff für die einfache Aufteilung mit Hilfe einfacher Trennwände
- » Die Schublade ist mit einer kompakten Fläche aus gehärtetem Kunststoff mit abgerundeten Ecken und Kanten verkleidet
- » Schubladenfront in Signalfarbe rot
- » Schubladen mit Gummiprofil für eine perfekte Staubbichtung
- » Schubladen-Gleitschienen mit Teleskopkugelverlängerung und Schließ-Dämpfung ausgestattet
- » Schubladengriffe und Schiebegriff aus Edelstahl mit Kunststoff-Clips
- » Zentralverriegelung für die sichere Aufbewahrung
- » Der Wagen ist im unteren Teil durch vier runde Abstands-Elemente aus robustem schlagfestem Kunststoff (PE) geschützt
- » Hochwertige Kunststoffräder mit Schutz  $\varnothing = 125$  mm, zwei Rollen mit integriertem Feststeller



### Im Lieferumfang des Notfallwagens enthaltenes Zubehör:

- Infusionsständer
- Halterung für Sauerstoffflasche
- Seitlich montierter Abfalleimer

### Optional erhältlich:

1. Reanimationsboard mit Halterung
  2. Halterung für Kanülenabwurfbehälter
  3. Halterung für Ampullenöffner inkl. 5 Stück Einwegbehälter
  4. Gerätehalterung aus Edelstahl, drehbar mit Spanngurten
- Katheterköcher (ohne Abbildung)

**Technische Daten:** Höhe: 890 mm, Breite: 750 mm, Tiefe: 550 mm, Gewicht: 70 kg, Max. Belastbarkeit: 150 kg

Typ	VE	REF
Comfort Notfallwagen Metal-Line	1 Stück	R8 74405
1 Reanimationsboard mit Halterung	1 Stück	R8 5762
2 Halterung für Kanülenabwurfbehälter	1 Stück	R8 5757
3 Halterung für Ampullenöffner inkl. 5 Stück Einwegbehälter	1 Stück	R8 5763
Katheterköcher (ohne Abbildung)	1 Stück	R8 5780
4 Gerätehalterung aus Edelstahl, drehbar mit Spanngurten	1 Stück	R8 5756



**Praxiswagen Universal Modell 9042 / 9044**

- » Edelstahl-Rahmen mit Schiebegriff
- » Auf 4 Rollen 80 mm Ø, davon 2 feststellbar

**Technische Daten:** Breite: 600 mm, Tiefe: 400 mm, Höhe: 820 mm, Gewicht: 16/18 kg, Max. Belastbarkeit: 40 kg

Typ	VE	REF
mit 2 abnehmbaren Edelstahlatablets	1 Stück	F8 9044
mit 3 abnehmbaren Edelstahlatablets	1 Stück	F8 9042



**Praxiswagen Universal Modell 9056**

- » Edelstahl-Rahmen
- » 2 abnehmbare Edelstahl-Tabletts
- » Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

**Technische Daten:** Breite: 800 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 870 mm, Gewicht: 19 kg, Max. Belastbarkeit: 50 kg

Typ	VE	REF
Praxiswagen	1 Stück	F8 9056



**comfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Comfort Abwurfbehälter**

Fahrbarer Abwurfbehälter mit stabilem, leichtgängigem Fahrgestell aus Edelstahl zur Verwendung im OP oder in der Ambulanz.

- » Fahrgestell aus Edelstahl mit 4 leichtgängigen Rollen
- » Entnehmbarer Eimer mit abnehmbarem Deckel aus Chromnickelstahl (10 Liter)
- » 4 Lenkrollen (50 mm Durchmesser, elektrisch leitfähig)
- » Ohne Schiebegriff

**Technische Daten:** Höhe: 40 cm, Durchmesser: 30 cm, Gewicht: ca. 6 kg, Max. Belastbarkeit: ca. 20 kg

Typ	VE	REF
OP-Abwurfbehälter	1 Stück	R8 40602





### Comfort Instrumentenwagen

Ideal für OP und Ambulanz, aus rostfreiem Edelstahl (Typ 304) gefertigt, mit abgerundeten Kanten, auf 4 Rollen (Modell: F und AF mit zwei feststellbaren Rollen), zerlegt im Karton, leichte Montage.

In 3 Größen lieferbar.

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 40 kg

Maße	VE	REF
<b>Rollendurchmesser 75 mm</b>		
600 x 400 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1260
700 x 500 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1261
900 x 600 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1262
<b>Rollendurchmesser 75 mm, zwei davon feststellbar</b>		
600 x 400 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1260F
700 x 500 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1261F
900 x 600 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1262F
<b>Rollendurchmesser 75 mm, antistatisch, zwei davon feststellbar</b>		
600 x 400 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1260AF
700 x 500 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1261AF
900 x 600 x 800 mm (B/T/H)	1 Stück	R8 1262AF



### Comfort Universalwagen

Komplett aus rostfreiem Chromnickelstahl gefertigt, mit 2 Griffen, auf 4 Rollen (2 Stück fixierbar), mit Abstandshaltern. 2 fixierte Tablettts mit innen abgerundeten Kanten, ideal zu reinigen, zerlegt im Karton, leicht zu montieren.

**Technische Daten:** Maße: 920 x 600 x 945 mm (B x T x H), Max. Belastbarkeit: 50 kg je Etage, Gewicht: 10 kg

Typ	VE	REF
Universalwagen	1 Stück	R8 4486



### Auftritt mit 2 Stufen

- » Die ideale Praxishilfe um leicht an höher gelegene Gegenstände zu gelangen.
- » Auftrittplatten: Kunststoffbeschichtet.
- » Gestell: Verchromtes Rundrohr.

**Technische Daten:** Trittfläche: 400 x 225 mm, Höhe: 335 mm

Typ	VE	REF
2-Stufen-Auftritt	1 Stück	M1 352



**Instrumenten Zureichtisch OP Modell**

Mit Hydraulik-Fußpumpe, auf 4 Rollen.

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm, Tablett: 680 x 450 mm, Gewicht: 19 kg, Max. Belastbarkeit: 24 kg

Typ	VE	REF
feststellbare Rollen	1 Stück	F8 50061F



**Instrumententisch Praxismodell**

Alugestell mit Rollen. Edelstahl-Tablett ist nicht abnehmbar.

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm, Gewicht: 10 kg, Tablett: 680 x 450 x 25 mm, Max. Belastbarkeit: 18 kg

Typ	VE	REF
nicht feststellbare Rollen	1 Stück	F8 5006
feststellbare Rollen	1 Stück	F8 5006F



**Instrumententisch Mayo Edelstahl**

Mit Hydraulik-Fußpumpe zur Höhenverstellung. Komplett hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, mit abnehmbarem Tablett. Mit 3 antistatischen Rollen (Ø 50 mm) und Bremsen.

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm, Tablett: 480 x 710 mm (B x L), Gewicht: 23 kg, Max. Belastbarkeit: 24 kg

Typ	VE	REF
Edelstahl-Instrumententisch Mayo	1 Stück	F8 5006-EDEL





**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Servocomfort Fahrständer für Müllsäcke und Wäschesäcke

Stabiler Fahrständer für die großen blauen Müllsäcke (REF I2 0103) oder die autoklavierbaren Sicherheitsbeutel (REF I2 135130). Wahlweise auch für die Wäschesäcke aus Nylon mit den Abmessungen 85 x 100 cm geeignet. Der kräftige Stahldeckel (feststellbar) öffnet auf Fußpedaldruck. Auf 4 Lenkrollen, 2 x feststellbar, mit Querstreben zum sicheren Aufbewahren von gefüllten Beuteln oder Säcken. Der Müllbeutel/Wäschesack wird durch einen Rahmen sicher fixiert. Flachkartonverpackt, einfache Montage.

Typ	VE	REF
Fahrständer, allein	1 Stück	I2 8200

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Müllsäcke aus blauer, reißfester Folie	10 Rollen x 25 = 250 Beutel	I2 0103
Müllsäcke aus blauer, reißfester Folie	10 Rollen x 25 = 250 Beutel	I2 0103-ECO
Wäschesäcke aus Nylon, grün	1 Stück	M1 2030100N



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Servocomfort Fahrständer für Wäschesäcke

Fahrständer mit Metallrahmen, verchromt, zusammenklappbar, ohne Deckel.

Typ	VE	REF
Fahrständer, allein	1 Stück	M1 2030

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Wäschesack aus Nylon, grün	1 Stück	M1 2030140N



### Rollhocker Step Kunststoff

Rollhocker aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Bei Belastung steht er unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistrandring. Die Montage erfolgt sekundenschnell - Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken. Werkzeuge sind nicht erforderlich. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F. Auf den Kunststoffkorpus des Rollhockers Step gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie! Farbe: grau (RAL 7012).

**Technische Daten:** Höhe unbelastet: ca. 43 cm, Höhe belastet: ca. 42,5 cm, Durchmesser oben: ca. 29 cm, Durchmesser unten: ca. 44 cm, Tragkraft: 150 kg.

Typ	Farbe	VE	REF
Rollhocker Step Kunststoff	grau	1 Stück	F8 212212



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Servocomfort Blutentnahmestuhl**

Blutentnahmestuhl, grau-aluminium lackiert RAL 9007, mit Kunstlederbezug. Lieferbare Bezugsfarben: weiß und schwarz

**Technische Daten:** Breite: 650 mm, Tiefe: 470 mm, Höhe: 850 mm, Sitzhöhe: 470 mm, Max. Belastbarkeit: 225 kg

Typ	VE	REF
weißer Bezug	1 Stück	F8 1186-W
schwarzer Bezug	1 Stück	F8 1186-S



**Injektionskissen keilförmig**

- » Mit weißem Kunstlederbezug
- » Keilförmig

Typ	VE	REF
30 cm lang	1 Stück	F6 1341301
45 cm lang	1 Stück	F6 0401



**Arm- und Beinauflage**

- » Auf standfestem, verchromtem 5-Fußgestell
- » Drehbar und im Neigewinkel stufenlos sicher fixierbar
- » Hygienisches, nahtloses Polster aus Integral-Schaum
- » Polsterfarbe: schwarz
- » Höhenverstellbar: ohne Rollen: 63 - 86 cm, mit Rollen: 68 - 86 cm

Typ	VE	REF
mit 5 Rollen	1 Stück	G1 2027
ohne Rollen	1 Stück	G1 2037



**Injektionskissen**

- » Mit weißem Kunstlederbezug
- » Armfixierung durch Klett/Haftband

Typ	VE	REF
30 cm lang	1 Stück	F6 1341303
45 cm lang	1 Stück	F6 1341304





**provita**<sup>®</sup>  
medical

### Kabel- und Schlauchhalter

Kabel- und Schlauchhalter zur Befestigung am Universalwagen, inkl. 4 Halteklemmen, flexibler Schwanenhals ca. 20 cm lang, gesamte Ausladung ca. 110 cm (Universalkloben REF: G1 0600 – bitte extra bestellen).

Typ	VE	REF
Kabel- und Schlauchhalter	1 Stück	G1 06528



**provita**<sup>®</sup>  
medical

### Universalkloben

Zur Befestigung von Stangen an 20 x 20 mm Vierkantrohr oder Rundrohr bis Ø 22 mm. Passend für Infusionsstange REF: G1 0112 und Kabelhalter REF: G1 06528.

Typ	VE	REF
Universalkloben	1 Stück	G1 0600



**provita**<sup>®</sup>  
medical

### Infusionsstange zur Wagenbefestigung

- » Verchromtes Stahlrohr mit 4-fach Kreuz
- » Mit Universalkloben (REF: G1 0600 - extra bestellen) am Vierkantrohr des Tisches zu befestigen
- » Höhenverstellbar

Typ	VE	REF
Infusionsstange für Wagenbefestigung	1 Stück	G1 0112



**Universal Gerätetisch**

- » Die Schubladen sind aus stabiler Holzkonstruktion (kein Plastik)
- » Besonders leicht laufend auf Kugellagerführung
- » Einfache Montage mit Inbusschrauben
- » Auf 4 Rollen, davon 2 feststellbar
- » Rahmen pulverbeschichtet
- » Kartonverpackt zur Selbstmontage

**Technische Daten:** Breite: 580 mm, Tiefe: 450 mm, Höhe: 750 mm, Gewicht: 18,5 / 20 kg

Typ	VE	REF
1 Schublade, Rahmen grauweiß	1 Stück	F9 4088
2 Schubladen, Rahmen grauweiß	1 Stück	F9 4255



**Vielzwecktisch Medi-net**

- » Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet, RAL 9007 graualuminium
- » Abgerundete Kantenprofile
- » Einlegeboden, perlweiß
- » Schublade auf leicht gleitender Kugellagerführung
- » Verdeckte Doppelrollen
- » Kartonverpackt zur Selbstmontage
- » Eine Schublade ist im Lieferprogramm enthalten
- » Dieser Wagen kann mit einer weiteren Schublade (REF: S7 201300) nachgerüstet werden. Maximal sind 2 Schubladen möglich.

**Technische Daten:** Breite: 580 mm, Tiefe: 450 mm, Höhe: 750 mm

Typ	VE	REF
Vielzwecktisch	1 Stück	F7 0101



**Schalenständer**

- » Fährbares Modell auf 5-Fuß-Gestell, verchromt
- » Kann durch die ausgewogene Halterung in die günstigste Arbeitsposition geschwenkt werden
- » Kippsichere Konstruktion durch Fußbeschwerung mit Stahleinlagen in den Fußauslegern.
- » Elektrisch leitfähige Rollen mit Kugellagerung, 2 Rollen mit soliden Feststellern
- » Schalen aus 18/8 Edelstahl
- » Gesamthöhe: 825 mm, nicht höhenverstellbar
- » Schalenvolumen jeweils 5,5 Liter/Durchmesser: 320 mm
- » Fußdurchmesser: 635 mm
- » Wird ohne Schiebegriff geliefert. Schiebegriff ist optional bestellbar!

Typ	VE	REF
mit einer Schale	1 Stück	G1 2107
mit zwei Schalen	1 Stück	G1 2207





## LED-Untersuchungsleuchten Wand und Mobil

- » Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung mittels Gestensteuerung (AN/AUS und stufenloser Dimm-Funktion)
- » Untersuchungsleuchte made in Germany, mit modernster LED-Technologie für einen langfristig ökonomischen Einsatz
- » Die integrierten LED-Leuchtmittel haben eine Lebensdauer von über 25.000 h und liefern einen Lichtstrom von 550 lm (ca. 70.000 LUX)

### Technische Daten:

Robuster Flexarm:	800 mm Ausladung
Farbe:	weiß
Leuchtmittel:	9 Watt LED
Lichtleistung:	70.000 LUX / 550 lm bei 500 mm Abstand
Lichtfarbe:	4000 K (+/- 200K)
Farbindex:	90 Ra
Lichtfeld:	130-250 mm bei 500/1000 mm Abstand
	Stabiler Aluminium-Handgriff
Lebensdauer:	> 25.000 h
Stromversorgung:	100-240 Volt / 50-60 Hz
Gestensteuerung:	An/Aus, Dimmen
Gewicht:	3,1 kg

Typ	VE	REF
<b>Flexarm Wand</b>		
1 Leuchte mit Flexarm, ohne Halterung	1 Stück	G1 100011A
2 Wandhalterung Aluminium, weiß beschichtet, Ø 18 mm, seitliche Madenschraube, 80 x 80 x 70 mm	1 Stück	G1 617A
3 Wandschienenklaue	1 Stück	G1 0643
<b>Flexarm Mobil</b>		
4 Leuchte mit Flexarm auf Standrohr, komplett	1 Stück	G1 111111A
5 Leuchte mit Flexarm auf Stativ, mit Einhand-Höhenverstellung, komplett	1 Stück	G1 121111A





**Mobile LED-Untersuchungsleuchte mit Flexarm und Fahrgestell**

- » Fahrbare LED Untersuchungsleuchte auf stabilem Rollgestell, mit Doppelaufrollen
- » Ein-/Ausschalter direkt im Trafogehäuse integriert
- » Leistungsstarke Niedervolt LED mit 8 W Dauerleistung und ca. 67.000 h Lebensdauer
- » Leuchtstärke 23.300 LUX bei 50 cm
- » Farbtemperatur 4.300 K
- » Leuchtfeld-Durchmesser 220 mm bei 50 cm Abstand
- » Leuchtfeld-Durchmesser 425 mm bei 100 cm Abstand

**Technische Daten:** Farbe: weiß, Leuchtmittel: LED 8 W, Lichtleistung: ca. 23.300 Lux / 500 mm, Lichtfelddurchmesser: 220 / 425 mm bei 500 / 1.000 mm, Lichtfarbe: ca. 4.300 K, Lebensdauer: bis zu 67.000 h (Leuchtmittel), Eingangsspannung: 230 V / 50-60 Hz, Ausladung Leuchte: ≈ 800 mm, Höhe Fahrgestell: ca. 1.070 mm

Typ	VE	REF
mit Flexarm und Fahrgestell	1 Stück	G1 220226



**LED-Untersuchungsleuchten Decke und Wand**

Untersuchungsleuchte made in Germany, mit modernster LED-Technologie für einen langfristig ökonomischen Einsatz.

Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung mittels Gestensteuerung (AN/AUS und stufenloser Dimmfunktion)

Die integrierten LED-Leuchtmittel haben eine Lebensdauer von über 25.000 h und liefern einen Lichtstrom von 550 lm (ca. 70.000 Lux)

- » Robuster Gelenkarm aus Metall
- » Ergonomischer Handgriff
- » Hochwertige Pulverbeschichtung mit höchster Vergilbungsstabilität
- » Alle Kunststoffe sind Lichtecht und desinfizierbar
- » Hohe Lebensdauer der integrierten Leuchtmittel
- » Geringer Instandhaltungsaufwand
- » Geschützte Kabelführung
- » Sicherheitstransformator und Leuchtengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- » Kratzfestes Sicherheitsschutzglas
- » Leuchtenkopf mit Aluminiumkühlkörper

**Technische Daten:** Farbe: weiß, Leuchtmittel: LED Zentralreflektor 18 V / 12 W, Lichtleistung: ca. 55000 Lux (0,5 m Entfernung), ca. 12750 Lux (1,0 m Entfernung), Lichtfeld-Ø: ca. 100 mm (0,5 m Entfernung), ca. 200 mm (1,0 m Entfernung), Lichttemperatur: ca. 4300 Kelvin ± 200

Typ	VE	REF
<b>Gelenkarm Decke</b>		
Deckenmodell mit Gelenkarm, ohne Baldachin (Abdeckplatte)	1 Stück	G1 L127080A
Baldachin für Deckenleuchte	1 Stück	G1 Z2K0679A
<b>Gelenkarm Wand</b>		
Wandmodell mit Gelenkarm	1 Stück	G1 L140080A

Für Deckenhöhe 2,70 m  
(andere Höhen auf Anfrage)





## Derungs



MEDICAL LIGHTING



reddot winner 2014



### Zubehör DERUNGS Untersuchungsleuchten

Typ	VE	REF
Rollstativ passend für Untersuchungsleuchte HALUX und VISIANO	1 Stück	G1 656247
Tischklemme passend für Untersuchungsleuchte HALUX und VISIANO	1 Stück	G1 625467
Wandhalter aus Kunststoff passend für Untersuchungsleuchte HALUX und VISIANO	1 Stück	G1 522182
Wandhalter aus Aluminium passend für Untersuchungsleuchte HALUX und VISIANO	1 Stück	G1 659957
Schienenbefestigung passend für Untersuchungsleuchte HALUX und VISIANO	1 Stück	G1 132697069

### Behandlungsleuchte DERUNGS TRIANGO 60

- » 60.000 Lux Beleuchtungsstärke auf 1 Meter Abstand.
- » Abnehmbarer, sterilisierbarer Handgriff und Handgriffüberzüge als Zubehör.
- » Zwischendeckenadapter sowie ablängbares Deckenrohr.
- » Als Wand- und Deckenmodell sowie als mobile Version verfügbar.
- » Bedienung über Folientaster an der Kardanik.
- » Lange Lebensdauer.
- » Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- » Farbtemperatur: 4.700 Kelvin.
- » Stufenlos dimmbar.
- » Einzigartige Diamantoptik.
- » Federentlasteter Gelenkarm.
- » Beleuchtungsfeld: 18 cm Durchmesser fix bei 1 m Abstand.
- » Hochwertige, langlebige LEDs - praktisch ohne Wärmeabstrahlung.

Artikel-Beschreibung	Typ	VE	REF
<b>TRIANGO 60-1 C</b>			
LED Behandlungsleuchte TRIANGO 60-1C, 60.000 Lux, stufenlos dimmbar, Farbtemperatur 4700 K, Deckenrohr ablängbar (25-125cm) (D16.250.000)	Deckenmodell	1 Stück	G1 16250000
<b>TRIANGO 60-1 W</b>			
LED Behandlungsleuchte TRIANGO 60-1W, 60.000 Lux, stufenlos dimmbar, Farbtemperatur 4700 K (D16.256.000)	Wandmodell	1 Stück	G1 16256000
<b>TRIANGO 60-1 F</b>			
LED Behandlungsleuchte TRIANGO 60-1F, mobile Version, 60.000 Lux, stufenlos dimmbar, Farbtemperatur 4700 K (D16.259.000)	Stativmodell	1 Stück	G1 16259000

### Untersuchungsleuchte DERUNGS VISIANO 20

Die VISIANO 20 ist mit 60.000 Lux auf 0,5 m die leistungsstärkste Untersuchungsleuchte von Derungs. Die kompakte Leuchte überzeugt durch das herausragend große Beleuchtungsfeld und LEDs in 2 Farbtemperaturen.

- » **Innovativ:** zwei einstellbare Farbtemperaturen für ideales Kontrastsehen
- » **Extrem groß:** Ø 21 cm homogenes Beleuchtungsfeld bei 0,5 m Abstand
- » **Beweglich:** 360° Bewegungsradius des Leuchtenkopfes, positionstreuere Federarmssystem mit großem Aktionsbereich
- » **Ergonomisch:** einfache Bedieneinheit am Kopf
- » **Anpassungsfähig:** 4-stufig dimmbares Lichtfeld
- » **Hygienisch:** einfache Reinigung durch geschlossene Konstruktion
- » **Vielseitig:** Zubehör für universelle Montagemöglichkeiten

**Technische Daten:** Lichtleistung: 60.000 Lux @ 0,5 m, Farbtemperatur: 3.500 K / 4.500 K, Beleuchtungsfeld @ 0,5 m: Ø 21 cm, Farbwiedergabe-Index: Ra 95, Bedienung: Folientastatur am Kopf, geprüfte Sicherheit: EN 60601-1, EN 6601-2-41, Gewicht Federarmmodell: 2 kg, Gewicht Deckenmodell: 9 kg

Typ	VE	REF
Visiano 20-2 PTX, mit Federarm, 4-fach dimmbar	1 Stück	G1 633107
Visiano 20-2 CT1, Deckenmodell, 4-fach dimmbar	1 Stück	G1 633104

### Untersuchungsleuchte DERUNGS HALUX N50

Die Untersuchungsleuchte HALUX N50 ist mit 50.000 Lux auf 0,5 m ein bewährtes Mittelklasseprodukt mit hohem Qualitätsstandard.

- » **Optimal:** Ø 18 cm homogenes Beleuchtungsfeld bei 0,5 m Abstand
- » **Dimmbar:** 5-stufig dimmbares Lichtfeld
- » **Durchdacht:** geschlossene Konstruktion für einfaches reinigen
- » **Individuell:** positionstreuer Federarm
- » **Vielseitig:** Zubehör für variable Montagemöglichkeiten, Gyn-Version zur Befestigung an Untersuchungsliegeln auf Anfrage

**Technische Daten:** Lichtleistung: 50.000 Lux @ 0,5 m, Farbtemperatur: einstellbar: 3.300 K / 3.800 K / 4.400 K, Beleuchtungsfeld @ 0,5 m: Ø 18 cm, Farbwiedergabe-Index: Ra 93, Bedienung: Folientastatur, geprüfte Sicherheit: EN 60601-1, EN 6601-2-41, Gewicht: 1,3 kg

Typ	VE	REF
Halux N50-3 P FX, mit Federarm, 5-fach dimmbar, Farbtemperatur regelbar	1 Stück	G1 806682
Halux N50-1 P SX, mit Flexarm, nicht dimmbar, Farbtemperatur 4.400 K	1 Stück	G1 806679
Halux N50-3 P SX, mit Flexarm, 5-fach dimmbar, Farbtemperatur regelbar	1 Stück	G1 806680



# comfort

MEDICAL EQUIPMENT 

## Comfort LED Untersuchungsleuchte auf 5-Fuß Fahrstativ

Kompakte Untersuchungsleuchte mit separat angeordneten LED-Modulen.

Die moderne LED-Technik sorgt für ein schattenarmes Licht und eine lange Betriebsdauer bei niedrigem Stromverbrauch.

Leuchtstärke 44.000 Lux bei 50 cm Abstand bzw. 16.000 Lux bei einem Abstand von 100 cm.

Durch die sehr guten Farbwiedergabewerte und das homogene Leuchtfeld wird eine natürliche und kontrastreiche Darstellung des Gewebes erreicht.

- » Homogenes Leuchtfeld
- » Sehr gute Farbwiedergabe
- » Helligkeitsregulierung in 5 Stufen
- » Geringe Wärmeentwicklung
- » Bedienelemente im Netzteilgehäuse integriert
- » 5-Fuß Fahrgestell mit gebremsten Rollen
- » Niedervolt LED mit langer Lebensdauer

### Technische Daten:

Lichtleistung:	ca. 44.000 Lux (0,5 m Entfernung)
Lichtleistung:	ca. 16.000 Lux (1,0 m Entfernung)
Lichtfeld-Ø:	ca. 180 mm (0,5 m Entfernung)
Lichtfeld-Ø:	ca. 300 mm (1,0 m Entfernung)
Lichttemperatur:	ca. 4000 - 5500 Kelvin
Helligkeitsregulierung:	elektronisch in 5 Stufen
Netzspannung:	230 Volt 50Hz
Leistungsaufnahme:	< 10 Watt
Höhenverstellung:	700 - 1850 mm
Länge Flexarm:	600 mm
Gewicht:	5,5 kg

### Typ

Untersuchungsleuchte auf 5-Fuß Fahrstativ

### VE REF

1 Stück R8 5900





### Servocomfort Wandschirm, 3-teilig

- » Fahrbar
- » Die ideale Abschirmung bzw. Trennung zwischen Patientenbett und Waschbecken
- » Kann zusammengeklappt werden und ist schnell aufgestellt
- » Rahmen aus Aluminium, mit schwer entflammarem PVC-Bezugsstoff
- » Ideal für jedes Krankenzimmer und die Praxis
- » Preiswert, kartonverpackt

**Technische Daten:** Einzelbreite: 68 cm, Gesamtbreite: 204 cm, Höhe: 180 cm

Typ	VE	REF
Wandschirm	1 Stück	M1 10295
Ersatzbezug, 3-teilig	1 Set	M1 10295E



### Koffer Massageliege Stabil

Dieses Modell hat ein 3-faches Gestell und eine extra stabile Konstruktion für die optimale Standsicherheit während der Massage.

- » Rahmen und Gestell aus hochfestem Aluprofil
- » Bezug aus schwarzem Kunstleder, kräftig gepolstert, mit Metall-Eckschutzverstärkungen
- » Nasenschlitz im Kopfteil, mit herausnehmbarem Polsterteil
- » Doppelte Raster tragen die verstellbare Kopfplatte

Maße	VE	REF
1970 x 560 x 750 mm (L/B/H)	1 Stück	F9 1425
1970 x 700 x 750 mm (L/B/H)	1 Stück	F9 1470





**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Servocomfort Untersuchungsliege Economy**

- » Die besonders preiswerte Praxisliege
- » 2-teilig, Kopfteil verstellbar
- » Gestell pulverbeschichtet RAL 9002, ohne Querstreben
- » Polsterstärke 50 mm
- » Mit Abstandshalter

**Technische Daten:** Breite: 650 mm, Höhe: 650 mm, Länge: 1950 mm, Gewicht: 35 kg, Belastbarkeit: 225 kg

Typ	Farbe	VE	REF
Gestell beschichtet: grauweiß - RAL 9002	Bezug weiß	1 Stück	F8 211108W
Gestell beschichtet: grauweiß - RAL 9002	Bezug schwarz	1 Stück	F8 211108S

**Meliseptol Foam pure**

Schaum zur Schnelldesinfektion auch für empfindliche Flächen

- » Gute Materialverträglichkeit bei alkoholempfindlichen Materialien wie z. B. Kunststoffoberflächen medizinischer Geräte, Acrylglas, Ultraschallköpfe und -sonden, (inkl. Vaginalsonden) und Untersuchungsliegen
- » Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, ist begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma- und aviäre Influenzaviren
- » DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste



Typ	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
750 ml Schaum-sprühflasche	19171/19796	07314546	12 Stück	1 Stück	E1 19171
5 Liter Kanister		07314552		1 Stück	E1 19288

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.





### Patienten Wärmedecke

Ideal zum Abdecken der Patienten vor bzw. während einer Behandlung oder im Warte-/ Aufwachbereich.

- » Aus Waffelpiqué, 100 % Baumwolle.
- » Waschbar bis 60 °C, trocknergeeignet.
- » Format: 150 x 210 cm
- » Waschbeständig

### Erhältlich in den Farben:

Farbe	Farb-Nr.
weiß	01
vanille	14
aquablau	36
maisgelb	04
kornblumenblau	40
apfelgrün	66

Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF
Patienten Wärmedecke	1 Stück	G1 D0015



### Kuscheldecke Warm up

Diese hochwertige Decke (350 g/m<sup>2</sup>) aus doppelt gebürsteter Microfaser mit verstärkten Saumkanten ist besonders warm, kuschelig und pflegeleicht.

- » Waschbar bis 60 °C, Trockner geeignet
- » Größe 150 x 200 cm

### Anwendungsbereiche:

- Arztpraxen
- Dialyse- & Onkologische Praxen
- Tageskliniken
- Krankenhäuser
- Alten- und Pflegebereiche
- Massage- und Physiotherapiepraxen
- Beauty- und Wellnessbereiche

### Erhältlich in den Farben:

Farbe	Farb-Nr.
weiß	01
camel	04
dunkelbraun	12
royalblau	27
bordeauxrot	28
hellgrau	46
schwarz	82

Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben

Typ	VE	REF
Kuscheldecke	1 Stück	G1 8150





Farbnummer bei Auftrag bitte ergänzen:

**Frottee Bezüge für Liegen**

- » Aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyamid
- » Leicht beziehbar
- » Mit abgenähten Ecken und Gummizug
- » Bügelfrei, waschmaschinenfest, farbecht
- » 220 g/m<sup>2</sup> Materialgewicht

**Pflege:**

- » weiß 95 °C waschbar
- » farbig 60 °C waschbar
- » absolut bügelfrei, Trockner geeignet.

Lieferbar in 2 Standardgrößen.  
Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Größe	VE	REF
ca. 200 x 80 cm	1 Stück	G1 3012
ca. 195 x 65 cm	1 Stück	G1 3010

Farben	Farb-Nr.:
1 nougat	69
2 graphit	48
3 apfelgrün	752
4 marine	12
5 natur	08
6 weiß	09
7 beige	723
8 terra	776
9 mint	714
10 silbergrau	05
11 royalblau	716
12 gelb	724
13 bordeaux	720
14 viola	755
15 apricot	708
16 brombeer	719
17 jade	42
18 aqua	703



**Kopfkissen**

aus Polyester, 40 x 40 cm, weiß, waschbar bis 95 °C. Atmungsaktiv, formbeständig, antiallergisch, ohne Bezug.

Typ	VE	REF
Kopfkissen	1 Stück	G1 0050

**Easy Stretch Kopfkissenbezug**

Mit Reißverschluss, nur paarweise lieferbar. Maß: 40 x 40 cm.  
Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF
Kopfkissenbezug	1 Paar	G1 50



**Easy Stretch Nackenrollenbezug**

Mit Gummi an beiden Seiten. Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF
für 40 cm Nackenrolle, Ø 13 cm	1 Stück	G1 70
für 50 cm Nackenrolle, Ø 15 cm	1 Stück	G1 80

**Easy Stretch Hockerbezug**

Bitte gewünschte Farb-Nr. angeben.

Typ	VE	REF
Hockerbezug Ø 45 cm	1 Stück	G1 90





## Liegenbezüge mit PU-Beschichtung

Mit Rundungsgummi, öl- und wasserresistent, weiß/creme.

Material: 40 % Polyester / 60 % Polyurethan, 95 °C waschbar, Trockner geeignet.

Maße	VE	REF
65 bis 80 cm x 200 cm	1 Stück	G1 001



## Gummispanner

Zum Querbefestigen unterhalb der Liege. Es werden pro Bett 2 Stück benötigt. Einzeln verpackt.

Typ	VE	REF
Gummispanner	1 Stück	G1 1998



## Liegen-Fußauflage

- » Sanitized veredelt, d. h. Bakterien und Pilze können sich nicht entwickeln
- » Aus elastischem Vinylschaum mit Textil-Inlay
- » Rutschsichere Oberfläche
- » Format: 600 x 400 x 6 mm
- » Pflegeleicht durch handelsübliche, ungefärbte Flächendesinfektionsmittel zu reinigen

Farbe	VE	REF
grau	1 Stück	G1 0230-05
blau	1 Stück	G1 0230-07
grün	1 Stück	G1 0230-61



## Liegen-Fußauflage transparent

- » Aus PVC
- » Format: 600 x 400 x 2 mm

Farbe	VE	REF
transparent	1 Stück	G1 0230-00



**Praxis- und Laborhocker Luxus**

- » Große, hochgepolsterte Sitzfläche mit Kunstlederbezug
- » Mit poliertem 5-Fuß Aluminiumgestell
- » Verdeckte Doppelrollen
- » Mit stufenloser Sicherheitsgasfeder zur Höhenverstellung
- » Ein formschönes, deutsches Markenfabrikat

**Technische Daten:** Sitz-Ø: 41 cm, Höhenverstellbar: 44 - 56 cm

Farbe	VE	REF
<b>Mit harten Rollen für weiche Böden</b>		
weiß	1 Stück	F8 0200
schwarz	1 Stück	F8 0250
<b>Mit weichen Rollen für harte Böden</b>		
weiß	1 Stück	F8 0200-WEICH
schwarz	1 Stück	F8 0250-WEICH



**Drehrollhocker Economy**

- » Mit hochgepolstertem Sitz, Kunstlederbezug
- » Stufenlos höhenverstellbar
- » Auf formschönem Kunststoffkreuz
- » Mit intervallgebremsten Rollen

**Technische Daten:** Polsterhöhe: 5 cm, Sitz-Ø: 38,5 cm, Höhenverstellbar: 45 - 57 cm

Farbe	VE	REF
<b>Mit harten Rollen für weiche Böden</b>		
weiß	1 Stück	F8 688318
schwarz	1 Stück	F8 688320
grau	1 Stück	F8 688322
<b>Mit weichen Rollen für harte Böden</b>		
weiß	1 Stück	F8 688318-WEICH
schwarz	1 Stück	F8 688320-WEICH





### Comfort Sattelhocker Xpert

- » Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- » 5-Fuß Aluminiumgestell
- » Verdeckte Doppelrollen für Hartböden
- » Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- » TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, groß, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9996S

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 41,5 – 52,5 cm, Sitzfläche: Sattelsitz, Polsterhöhe: ca. 5 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg, Gewicht: 4,8 kg

Farbe	VE	REF
brillantschwarz	1 Stück	F8 1297SW
polarweiß	1 Stück	F8 1297W
kristallgrau	1 Stück	F8 1297G
karibikblau	1 Stück	F8 1297B
graphitgrau	1 Stück	F8 1297GG
apfelgrün	1 Stück	F8 1297AG



**comfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Comfort Drehhocker Kenny

- » Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- » 5-Fuß Kunststoffgestell schwarz
- » Verdeckte Doppelrollen
- » Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- » Höhenverstellung mittels Ringauslöser
- » TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9991S

Weichbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9992S

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 39 – 50 cm, Sitz-Ø: 40 cm, Polsterhöhe: ca. 5 cm, Max. Belastbarkeit: 100 kg, Gewicht: 6,5 kg

Farbe	VE	REF
brillantschwarz	1 Stück	F8 1282SSW
polarweiß	1 Stück	F8 1282SW
kristallgrau	1 Stück	F8 1282SG
karibikblau	1 Stück	F8 1282SB
graphitgrau	1 Stück	F8 1282SGG
apfelgrün	1 Stück	F8 1282SAG



**comfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Comfort Drehhocker Xpert

- » Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- » 5-Fuß Aluminiumgestell
- » Verdeckte Doppelrollen für Hartböden
- » Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- » TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, groß, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9996S

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 41,5 – 52,5 cm, Sitz-Ø: 39 cm, Polsterhöhe: ca. 5 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg, Gewicht: 5,8 kg

Farbe	VE	REF
brillantschwarz	1 Stück	F8 1296SW
polarweiß	1 Stück	F8 1296W
kristallgrau	1 Stück	F8 1296G
karibikblau	1 Stück	F8 1296B
graphitgrau	1 Stück	F8 1296GG
apfelgrün	1 Stück	F8 1296AG



**comfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Comfort Funktionsdrehstuhl Quizz**

- » Sitz- und Rücken gepolstert mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- » 5-Fuß Kunststoffgestell schwarz mit Ringauslösung
- » Rückenlehne mit Raster-Höhenverstellung
- » Verdeckte Doppelrollen für Hartböden
- » Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- » TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9991S

Weichbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9992S

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 84 – 110 cm, Sitz-Ø: 40 cm, Polsterhöhe: 5 cm, Rückenhöhe verstellbar: 28 - 34 cm (ab Sitzfläche), Max. Belastbarkeit: 120 kg, Gewicht: 11,2 kg

Farbe	VE	REF
brillantschwarz	1 Stück	F8 1281SW
polarweiß	1 Stück	F8 1281W
kristallgrau	1 Stück	F8 1281G
karibikblau	1 Stück	F8 1281B
graphitgrau	1 Stück	F8 1281GG
apfelgrün	1 Stück	F8 1281AG



**comfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Comfort Drehhocker Conference**

- » Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- » 5-Fuß Aluminiumgestell
- » Verdeckte Doppelrollen für weiche Böden
- » Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- » TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9991S

Weichbodenrollen, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9992S

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 40 – 51 cm, Sitz-Ø: 39 cm, Polsterhöhe: 5 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg, Gewicht: 5,7 kg

Farbe	VE	REF
brillantschwarz	1 Stück	F8 1256SSW
polarweiß	1 Stück	F8 1256SW
kristallgrau	1 Stück	F8 1256SG
karibikblau	1 Stück	F8 1256SB
graphitgrau	1 Stück	F8 1256SGG
apfelgrün	1 Stück	F8 1256SAG



**comfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Comfort Sattelhocker Profi**

- » Gepolsterte Sitzfläche mit desinfizierbarem Kunstlederbezug
- » 360° Bewegungsfreiheit
- » 5-Fuß Aluminiumgestell
- » Verdeckte Doppelrollen für Hartböden
- » Sicherheits Gasfeder mit stufenloser Verstellung
- » Auslöseteller aus Stahl mit verchromter Oberfläche
- » TÜV Rheinland LGA geprüft

Optionales Zubehör:

Hartenbodenrollen, groß, Satz: 5 Rollen, REF: F8 9996S

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 56 – 75 cm, Sitzfläche: Sattelsitz, Polsterhöhe: ca. 5 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg, Gewicht: 6,7 kg

Farbe	VE	REF
brillantschwarz	1 Stück	F8 1397SW
polarweiß	1 Stück	F8 1397W
kristallgrau	1 Stück	F8 1397G
karibikblau	1 Stück	F8 1397B
graphitgrau	1 Stück	F8 1397GG
apfelgrün	1 Stück	F8 1397AG

**Farbkarte Comfort Drehhocker Kunstleder**

**Kunstleder für höchste Ansprüche im Objektbereich. Äußerst strapazierfähig und robust, schmutzabweisend, desinfizierbar, hygienisch und leicht mit Wasser und Neutraseife zu reinigen. Hautverträglich – angenehm weich. Sehr gute Lichtechtheit.**

100 % Polyesterstrick mit Beschichtung 100 % Vinyl, Gewicht: ca. 615 g / lfm., ca. 140 cm breit. OEKO-TEX® Standard 100, Brandschutzgeprüft nach EN 1021-1 (Zigarettentest), Lichtechtheit: 6 (ISO 105 – B02), Scheuertouren nach Martindale > 50.000.

**Pflege und Reinigung**

Zur täglichen Pflege kann der Bezug mit einem nebelfeuchten Wischtuch abgewischt werden. Bei normaler Verschmutzung eignet sich zum Reinigen eine lauwarmer neutrale Seifenlösung. Bitte wischen Sie in dem Fall den Bezug sofort mit einem Baumwolltuch trocken.



brillantschwarz



polarweiß



kristallgrau



karibikblau



graphitgrau



apfelgrün





**comfort**  
MEDICAL EQUIPMENT 

## Comfort chirurgischer Arbeitsstuhl

Dieser Arbeitsstuhl ermöglicht langfristiges, ermüdungsfreies Arbeiten.

- » Auf 5 antistatischen Rollen
- » Mit hydraulischer Fußpumpe höhenverstellbar von 720 - 920 mm
- » Mit Zentralbremse für alle Rollen, d.h. besonders standfest
- » Ergonomischer, bequemer, hochgepolsteter Sitz für lange, sitzende Tätigkeiten
- » Gepolsterte, verstellbare Rückenlehne
- » Universell in der Höhe und Distanz verstellbar und um 360° drehbar

Armlehnen müssen optional bestellt werden.



Typ	VE	REF
Arbeitsstuhl, ohne Armlehnen	1 Stück	F8 50951
Armlehnen, paarweise	1 Paar	F8 5094100



**comfort**  
MEDICAL EQUIPMENT 

## Comfort Labor-/OP-Hocker ECO

Diese Labor-/OP-Hocker haben eine besonders hohe Polsterung und sind außergewöhnlich preiswert.

- » Hohe Polsterung, mit schwarzem Kunstlederbezug
- » Auf 5-Fuß-Aluminiumgestell mit antistatischen Rollen von 50 mm Ø, 2 davon mit Bremse
- » Mit Gasdruck-Höhenverstellung per Handhebel

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 64 - 88 cm, Polster: Ø 35 cm, Polsterhöhe: 9 cm

Typ	VE	REF
Labor-/OP-Hocker	1 Stück	F8 5093
Labor-/OP-Hocker, mit Rückenlehne	1 Stück	F8 5094
Labor-/OP-Hocker, mit Fußstütze	1 Stück	F8 5095
Labor-/OP-Hocker, mit Rückenlehne und Fußstütze	1 Stück	F8 5096




**Comfort Edelstahl OP-Hocker**

- » 5-Fußgestell
- » Sitzfläche aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und absolut hygienisch.

**Technische Daten:** Höhenverstellbar: 47 - 57 cm, Gewicht: 7 kg

Typ	VE	REF
mit Standardrollen	1 Stück	F8 50171
mit antistatischen Rollen	1 Stück	F8 50171A



**Spritzen- und Kanülenspender**

Universalbehälter

Aus stabilem Kunststoff. Kästen transparent. Stapelbar, Stand-/Wandhalter, einzeln im Karton verpackt. Gestanzte Öffnung auf der Rückseite für noch größere Stabilität.

Typ	Farbe	Maße	VE	REF
2 Fächer	hellgrau, mit transparenten Griffen	600 x 245 x 355 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1203
3 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 160 x 240 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1201-WB
4 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 140 x 205 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1204-WB
5 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 100 x 160 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1202-WB
6 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 94 x 112,5 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1206-WB
9 Fächer	hellgrau, mit blauen Griffen	600 x 64,5 x 76,5 mm (B x T x H)	1 Stück	H7 1207-WB





**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Servocomfort Infusionsständer Economy

- » 5-Fuß-Gestell mit Fußkreuz aus Stahl-/Glasfaserkunststoff Kombination und 2 feststellbaren Rollen
- » Schraubhöhenverstellung
- » 4-fach Flaschenhalter aus Kunststoff
- » Abtropfglas
- » Hochglanzverchromt
- » Einzeln im Karton verpackt
- » Besonders preiswertes Modell

**Technische Daten:** Durchmesser der Stellfläche: 650 mm, Höhenverstellbarkeit: von 1300 - 2150 mm, Belastbarkeit Flaschenkreuz: 8 kg (Gesamtbelastung)

Typ	VE	REF
Infusionsständer Economy	1 Stück	G1 02

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Ersatz-Abtropfglas, einzeln	1 Stück	G1 012



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

### Servocomfort Infusionsständer Stabil

- » Auf besonders großen, leicht laufenden Spezialrollen (80 mm Durchmesser) mit Gummibelag, geräuscharm und rostfrei
- » Mit stabilem 5-fach Metallfuß
- » Hochglanzverchromt
- » Einzeln im Karton verpackt
- » Leicht zu montieren

**Technische Daten:** Durchmesser der Stellfläche: 650 mm, Höhenverstellbarkeit: von 1300 - 2150 mm, Max. Belastbarkeit: 8 kg

Typ	VE	REF
Infusionsständer Stabil	1 Stück	G1 03

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Ersatz-Abtropfglas, einzeln	1 Stück	G1 012



**provita**<sup>®</sup>  
medical

### Wand-Infusionshalter gebogen

Stabile Konstruktion aus poliertem Edelstahl/Aluminium mit Sicherheitsflaschenkreuz, inkl. Abtropfglas und Glashalter. Wandbefestigung mittels M6 Senkkopfschrauben (nicht enthalten).

**Technische Daten:** Sichere Schraub-Höhenverstellung: von 730 - 1040 mm, Anzahl der Haken: 4 Stück, Max. Belastbarkeit je Haken: 2 kg

Typ	VE	REF
Wand-Infusionshalter gebogen	1 Stück	G1 219440



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Servocomfort Infusionsständer Praxis Design**

Die blaue Farbe passt in jede moderne Praxis.

- » Formschöner, rostfreier 5-Rad Kreuzfuß aus blauem Kunststoff, mit Rollen, 2 davon feststellbar und elektrisch leitend
- » Leichte Montage, einzeln im Karton verpackt

**Technische Daten:** Material: Edelstahl, Anzahl der Haken: 4, Fußgröße: 635 mm im Durchmesser, Rollen: Doppelaufrollen 50 mm, elektr. leitfähig, davon 2 mit Feststeller, Max. Höhe: 2150 mm, Min. Höhe: 1350 mm, Tragkraft je Haken: 2 kg, Produktgewicht: 4 kg

Typ	VE	REF
Praxis-Design	1 Stück	G1 04

**Passendes Zubehör**

Artikel	VE	REF
Ersatz-Abtropfglas, einzeln	1 Stück	G1 012



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Servocomfort Infusionsständer 5 Fuss**

- » Infusionsständer mit 5-fach Fußkreuz und 4-fach Infusionshalterung aus Metall
- » Farbe der Kunststoffteile: blau
- » Fahrbar auf elektrisch leitfähigen Doppelaufrollen, davon 2 mit Feststeller
- » Höhenverstellung mit Knebelschraube
- » Halterung mit Abtropfglas

**Technische Daten:** Material: Stahl verchromt, Anzahl der Haken: 4, Fußgröße: 635 mm im Durchmesser, Rollen: Doppelaufrollen 50 mm, elektr. leitfähig, davon 2 mit Feststeller, Höhenverstellbarkeit: von 1251 - 2091 mm, Tragkraft je Haken: 2 kg, Produktgewicht: 4,1 kg

Typ	VE	REF
5-Fuss, einzeln	1 Stück	G1 0101
5-Fuss, paarweise	2 Stück	G1 01

**Passendes Zubehör**

Artikel	VE	REF
Ersatz-Abtropfglas, einzeln	1 Stück	G1 012



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Servocomfort Infusionsständer mit Einhandverstellung**

Wenn es schnell gehen soll, ist die umständliche Höhenverstellung des Infusionsständers mit Hilfe der Klemmschraube zeitaufwendig. Es geht viel schneller mit der neuen Einhandhöhenverstellung: Infusionsstange greifen, dabei den Ring etwas anheben und gewünschte Höhe einstellen. Ring loslassen: Der Infusionsständer ist fixiert.

- » Komplett mit Abtropfglas
- » Aufhängevorrichtung für 4 Flaschen
- » Auf 5 Doppelaufrollen, davon 2 feststellbar, 2 elektrisch leitfähig
- » Der Infusionsständer ist hochglanz verchromt

**Technische Daten:** Material: Stahl verchromt, Farbe der Kunststoffteile: schwarz, Anzahl der Haken: 4, Fußgröße: 635 mm im Durchmesser, Rollen: Doppelaufrollen 50 mm, elektr. leitfähig, davon 2 mit Feststeller, Höhenverstellbarkeit: von 1350 - 2150 mm, Tragkraft je Haken: 2 kg, Produktgewicht: 4 kg

Typ	VE	REF
Einhand	1 Stück	G1 10017

**Passendes Zubehör**

Artikel	VE	REF
Ersatz-Abtropfglas, einzeln	1 Stück	G1 012



**servocomfort**  
MEDICAL EQUIPMENT

**Servocomfort Infusionsständer aus Edelstahl**

- » Auf schwerem 5-Rollen-Fahrgestell (Aluminium)
- » Stativstange Edelstahl, rostfrei
- » Edelstahlkreuz mit 4 Haken
- » Stufenlos höhenverstellbar von 162 bis 222 cm

**Technische Daten:** Material Fahrgestell: anodisiertes Aluminium, Material Stativ: Edelstahl, Farbe der Kunststoffteile: schwarz, Anzahl der Haken: 4, Fußgröße: 635 mm im Durchmesser, Rollen: Doppelaufrollen 50 mm, Höhenverstellbarkeit: von 1620 - 2200 mm, Tragkraft je Haken: 2 kg, Produktgewicht: 5 kg

Typ	VE	REF
Edelstahl, rostfrei	1 Stück	F8 5032





PRE 001  
PRE 002



PRE 003

## Servocomfort Infusionsständer Premium Care

Material: Edelstahl/Aluminium

- » Optisch ein innovativer und ansprechender Infusionsständer, der in allen Einsatzgebieten eines Krankenhauses ein zuverlässiger Begleiter ist
- » Ausleger aus poliertem Edelstahl-Rundrohr bieten wenig Fläche zur Ablagerung von Schmutz und Keimen und sind somit aus hygienischen Aspekten sehr fortschrittlich
- » Ein hochwertiges Aluminium-Fußmittelteil sorgt für eine hohe Stabilität und einem geringeren Montageaufwand
- » Eine integrierte Fußbeschwerung ermöglicht die sichere Befestigung von diversen Pumpen und weiteren medizintechnischen Geräten
- » Die Infusionsständer Premium Care haben elektrisch leitfähige Rollen und entsprechen der DIN EN 60601

### Servocomfort Infusionsständer „Premium Care“

Modell:	PRE001	PRE002	PRE003
Material:	Edelstahl/Aluminium	Edelstahl/Aluminium	Edelstahl/Aluminium
Kunststoffteile:	Blaugrau	Blaugrau	Blaugrau
Rohrdurchmesser:	25/18 mm	25/18 mm	33,7/25 mm
Flaschenkreuz belastbar mit:	4 Edelstahl-Haken 2 kg je Haken	4 Edelstahl-Haken 2 kg je Haken	4 Edelstahl-Haken 5 kg je Haken
Höhenverstellung:	1500 mm - 2300 mm	1500 mm - 2300 mm	1430 mm - 2260 mm
Arretierung:	Einhand-Höhenverstellung	Einhand-Höhenverstellung	Edelstahl-Schraubhöhenverstellung „Kontroll-Absensystem“
Länge Außenrohr:	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Fußdurchmesser:	630 mm	630 mm	630 mm
Auslegerprofil:	33,7 mm Rundrohr	25 mm Rundrohr	33,7 mm Rundrohr
Rollen:	Doppelaufrollen 75 mm Ø elektr. leitfähig und feststellbar	Doppelaufrollen 75 mm Ø elektr. leitfähig und feststellbar	Doppelaufrollen 75 mm Ø elektr. leitfähig und feststellbar
Gesamtgewicht (inkl. Fußbeschwerung):	11 kg	7 kg	12 kg

#### Typ

Typ	VE	REF
Infusionsständer mit Einhand-Höhenverstellung „PRE001“	1 Stück	G1 PRE001
Infusionsständer mit Einhand-Höhenverstellung „PRE002“	1 Stück	G1 PRE002
Infusionsständer mit Kontroll-Absensystem „PRE003“	1 Stück	G1 PRE003

#### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Abtropfglas-Halterung, Kunststoff, ultramarinblau	1 Stück	G1 PRE001-H
Ersatz-Abtropfglas, einzeln	1 Stück	G1 012



## Servocomfort Infusionsständer farbig

Infusionsständer made in Germany. Stabiles Stahlrohr mit farbiger Pulverbeschichtung zur Anpassung an Ihre Praxiseinrichtung.

Alternativ können die Farben auch bestimmten Räumen oder Stationen zugeteilt werden.

Ausführung mit 5-Fuß Fahrgestell in der gewählten Farbe, Tropfglas, Flaschenkreuz, Montagewerkzeug und Anleitung, einzeln im Karton verpackt.

- » Stativrohr ausziehbar mit Kunststoff-Flaschenkreuz und 4-farbigen Haken
- » Schraubhöhenverstellung mit Abdeckung
- » 1 Tropfglashalter schwarz mit Abtropfglas

**Technische Daten:** Max. Belastbarkeit: 2 kg pro Haken, Höhenverstellbar: 1,35 m - 2,15 m, Rollen: Laufrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig, 2 Rollen feststellbar

Typ	VE	REF
blau, RAL 5002	1 Stück	G1 0150
weiß, RAL 1013	1 Stück	G1 0151
rot, RAL 3020	1 Stück	G1 0152
gelb, RAL 1028	1 Stück	G1 0153
grün, RAL 6024	1 Stück	G1 0154



Die Newlcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise.

- » Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion
- » Geruchsdichter Deckel
- » Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand
- » Inklusive Probepackung der Brabantia PerfectFit Müllbeutel – einfache und unsichtbare Anbringung
- » 10 Jahre Garantie und Service
- » Cradle to Cradle zertifiziert. Gutes zu tun ist ein gutes Gefühl



**Tret Abfalleimer Newlcon 5 Liter**

Dieser 5 Liter Eimer passt perfekt in Ihr Badezimmer, WC oder Kinderzimmer. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise.

**Technische Daten:** Volumen: 5 Liter, Maße: Ø 205 x H 291 mm

Farbe	VE	REF
<b>Mit Kunststoffeinsatz-Eimer</b>		
weiß	1 Stück	I2 112065
chrom	1 Stück	I2 112621



**Tret Abfalleimer Newlcon 12 Liter**

Der 12 Liter Newlcon Treteimer ist groß genug für den anfallenden Abfall, aber trotzdem klein genug, um ihn platzsparend unter Ihrer Anrichte zu platzieren. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise.

**Technische Daten:** Volumen: 12 Liter, Maße: Ø 251 x H 411 mm

Farbe	VE	REF
<b>Mit Kunststoffeinsatz-Eimer</b>		
chrom	1 Stück	I2 113581
weiß	1 Stück	I2 111969
matt steel	1 Stück	I2 113604
platin	1 Stück	I2 113628
<b>Mit Zinkeinsatz-Eimer</b>		
chrom	1 Stück	I2 113888
weiß	1 Stück	I2 113864



**Tret Abfalleimer Newlcon 20 Liter**

Dieser 20 Liter Eimer passt perfekt in Ihre Küche oder in Ihr Büro: dank der großen Einwurfföffnung geht kein Abfall mehr daneben. Durch die einzigartige Soft-Close-Funktion schließt der Deckel sanft und leise.

**Technische Daten:** Volumen: 20 Liter, Maße: Ø 290 x H 467 mm

Farbe	VE	REF
<b>Mit Kunststoffeinsatz-Eimer</b>		
weiß	1 Stück	I2 111846
schwarz	1 Stück	I2 114106
<b>Mit Zinkeinsatz-Eimer</b>		
weiß	1 Stück	I2 114243
chrom	1 Stück	I2 114267





## Tret Abfalleimer Newlcon 30 Liter

Dieser große 30 Liter Eimer hat genügend Kapazität für den gesamten Familienabfall. Eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Küche oder Ihren Hobbyraum. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise.

**Technische Daten:** Volumen: 30 Liter, Maße: Ø 293 x H 679 mm


Farbe	VE	REF
<b>Mit Kunststoffeinsatz-Eimer</b>		
weiß	1 Stück	I2 111785
platin	1 Stück	I2 114441
schwarz	1 Stück	I2 114540
<b>Mit Zinkeinsatz-Eimer</b>		
weiß	1 Stück	I2 114748
chrom	1 Stück	I2 114762



## Brabantia Müllbeutel

Müllbeutel sind exakt auf die Form Ihres Brabantia Abfallbehälters zugeschnitten.

Aus HDPT, neutral verbrennbar, starke, weiße reißfeste Folie, ideal für kontaminierte Abfälle. Mit doppeltem Zug-Verschlußband zum sicheren Entsorgen.



Volumen	Maße	VE	REF
3 Liter	170 x 250 mm	12 Rollen a 20 Beutel	I2 311727
5 Liter	205 x 280 mm	12 Rollen a 20 Beutel	I2 311741
12 Liter	250 x 400 mm	12 Rollen a 20 Beutel	I2 245343
20 - 25 Liter	550 x 535 mm	12 x 20 Beutel	I2 115585
23 - 30 Liter	760 x 412 mm	12 Rollen a 20 Beutel	I2 246265
50 Liter	370 x 685 mm	12 Rollen a 10 Beutel	I2 246784



## Abfallbeutel mit Klebefestigung

Einfach an Tisch oder Wand andrücken: Aufnahmebereit für Abfälle, Tücher etc.

Anschließend problemlos zu entfernen. Ideal im Labor, am Krankenbett und am Visitenwagen. Transparent.

Maße	VE	REF
220 x 250 x 40 mm	1000 Stück	I2 0200
300 x 350 x 40 mm	1000 Stück	I2 0221



**Müllsäcke**

Aus blauer, reißfester Folie.

Typ	Größe	VE	REF
Müllsäcke aus blauer, reißfester Folie	70 Liter, 57,5 x 100 cm, Stärke 35 µ	10 Rollen x 25 = 250 Beutel	I2 0109
Müllsäcke aus blauer, reißfester Folie	120 Liter, 70 x 110 cm, Stärke 43 µ	10 Rollen x 25 = 250 Beutel	I2 0103
Müllsäcke aus blauer, reißfester Folie	120 Liter, 70 x 110 cm, Stärke 34 µ	10 Rollen x 25 = 250 Beutel	I2 0103-ECO



**Abfallbeutel lose**

Lose, weiß, Stärke = 23 µ.

Volumen	Typ	Maße	UK	VE	REF
15 Liter	Curver Eimer	240/150 x 500 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0104
20 Liter	Hanau Eimer	260/240 x 500 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0105
30 Liter	Hanau Eimer	260/240 x 600 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0106
40 Liter	Mauser Eimer	315/305 x 520 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0107
60 Liter	Curver Eimer	315/305 x 750 mm	1000 Stück	100 Stück	I2 0108



**Abfallbeutel**

Für Papierwischtücher, weiß, Stärke = 16 µ.

Volumen	Maße	VE	REF
63 Liter	630 x 850 mm	9 Rollen a 40 Beutel	I2 22229



**Folienbeutel mit hoher Dichte (HDPE)**

Folienbeutel aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE).

Reißfeste Folienbeutel mit glatter Struktur auf der Rolle, mit Perforation zur leichten Trennung.

Materialfarbe: grau

Materialstärke: 25µ

Volumen	Maße	VE	REF
15 Liter	205/195 x 520 mm	1 Rolle a 48 Beutel	I2 0101
30 Liter	255/245 x 620 mm	1 Rolle a 24 Beutel	I2 0102



**Folienbeutel mit niedriger Dichte (LDPE)**

Polyethylen Folienbeutel mit niedriger Dichte.

reißfeste Folienbeutel mit leicht knitternder Struktur auf der Rolle, mit Perforation zur leichten Trennung.

Volumen	Farbe	Maße	VE	REF
16 Liter	transparent	390 x 500 mm	1 Rolle a 50 Beutel	I2 0110
30 Liter	grau	500 x 600 mm	1 Rolle a 50 Beutel	I2 0111



**Praxismöbel von  
SCHMITZ medical, Wickede (Ruhr)**

**Qualität und Stabilität  
auf höchstem Niveau!**


## varimed® Hocker, Drehhocker, Untersuchungssitze



**Die unentbehrlichen Helfer  
für die tägliche Routine**

### Drehhocker

- » 5-strahliger Aluminium-Fuß (222276) bzw. Kunststoff-Fuß (222281)
- » Säule verchromt
- » Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder
- » Sitz kunstlederbezogen
- » Mit gebremsten Doppelrollen
- » Standard: Doppelrollen für glatte Böden
- » Sichere Arbeitslast: 135 kg




Typ	VE	REF
Kunststoff-Fuß, schwarz mit gebremsten Doppelrollen, für glatte Böden*	1 Stück	S7 222281
Aluminium-Fuß poliert, mit gebremsten Doppelrollen, für glatte Böden*	1 Stück	S7 222276

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

### Untersuchungssitz Spezialpolstersitz

- » Mit Kunstlederbezug nach Farbkarte
- » Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm
- » Mit Fußringauslösung
- » 5-Fußkreuz, pulverbeschichtet, grau-aluminium RAL 9007
- » Mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte Böden
- » Umlaufender, schwarzer Stoßschutz
- » Sichere Arbeitslast: 135 kg




Typ	VE	REF
Mit Rückenlehne	1 Stück	S7 222157
Ohne Rückenlehne	1 Stück	S7 222155

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

**varimed®****Liegen, Hocker, Vielzwecktisch, Untersuchungssitze***Die unentbehrlichen Helfer für die tägliche Routine*

  
**SCHMITZ**
**Untersuchungsliege Modell 211.108/211.118**

Gestell aus Vierkantrrohr, Polster 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°. Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen! Sichere Arbeitslast: 225 kg.


Typ	VE	REF
pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben) / Polster 50 mm	1 Stück	S7 211108
pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben) / Polster 70 mm	1 Stück	S7 211118
Aufpreis für Gestellbeschichtung nach Farbkarte, für pulverbeschichtete Modelle	1 Stück	S7 200650

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

**Passendes Zubehör**

Artikel	VE	REF
Aufpreis für andere Höhe bis 830 mm, passend für Modell 211.118 und 211.131	1 Stück	S7 200000
Fahrbarkeit gegen Aufpreis, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, passend für Modell 211.118 und 211.131	1 Stück	S7 200001
Rollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite, passend für Modell 211.108/211.118/211.9301.0	1 Stück	S7 200097
Papierrolle 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103
Aufpreis für Nasenschlitz im Kopfteil, passend für Modell 211.118	1 Stück	S7 200438
Aufpreis für Füllstück für Nasenschlitz, passend für Modell 211.118	1 Stück	S7 200439








## varimed®

### Liegen, Hocker, Vielzwecktisch, Untersuchungsstühle

Die unentbehrlichen Helfer für die tägliche Routine



#### EKG Untersuchungsstühle Modell 211.131

Breite 800 mm, Gestell aus Vierkantrohr, einschlagbare Fußpaare, mit Querverstrebung, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°. Sichere Arbeitslast: 225 kg. Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!

#### Hinweis!

Für die Orthopädie und für die Massage empfiehlt es sich, Liegen mit Längs- und Querverstrebung einzusetzen.

Typ	VE	REF
pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	1 Stück	S7 211131
Aufpreis für Gestellbeschichtung nach Farbkarte, für pulverbeschichtete Modelle	1 Stück	S7 200650

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.



Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

#### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Aufpreis für andere Höhe bis 830 mm, passend für Modell 211.118 und 211.131	1 Stück	S7 200000
Fahrbarkeit gegen Aufpreis, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, passend für Modell 211.118 und 211.131	1 Stück	S7 200001
Rollenhalter für 800 mm breite Liegen, passend für Modell 211.131 und 211.1330.1	1 Stück	S7 200094
Längsstrebe, zusätzlich, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 + RAL 9007, für Modell 211.131	1 Stück	S7 200510
Längsstrebe, zusätzlich, pulverbeschichtet nach Farbkarte, für Modell 211.131	1 Stück	S7 200512



**varimed®**  
Schwerlastliege



**Schwerlastliege Modell 211.1330.1**

- » Breite: 800 mm
- » Höhe: 680 mm
- » Gestell pulverbeschichtet, einschlagbare Fußpaare, mit Quer- und Längsverstrebung
- » Nivellierfüße
- » Polster 70 mm, 2-teilig
- » Kopfteilverstellung + 40°
- » Sichere Arbeitslast: 300 kg

Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!

**In fahrbarer Ausführung und in Sonderabmessungen nicht lieferbar!**


Typ	VE	REF
pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	1 Stück	S7 21113301

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.



**Passendes Zubehör**

Artikel	VE	REF
Rollenhalter für 800 mm breite Liegen, passend für Modell 211.131 und 211.1330.1	1 Stück	S7 200094
Papierrolle 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103





## varimed® Untersuchungs- und Massageliege



### Untersuchungs- und Massageliege Modell 211.9301.0

Gestell aus Vierkantröhre, mit Quer- und Längsstrebe, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, 2-teiliges Polster 70 mm, Kopfteilverstellung +40°. Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!

Sichere Arbeitslast: 225 kg.


Typ	VE	REF
pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	1 Stück	S7 2119301
Aufpreis für Gestellbeschichtung nach Farbkarte, für pulverbeschichtete Modelle	1 Stück	S7 200650

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Rollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite, passend für Modell 211.108/211.118/211.9301.0	1 Stück	S7 200097
Papierrolle 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103
Seitengitter mit Seitenschiene, verchromt. Mit Befestigungskloben, für Vierkantröhrliegen, absenkbar bis auf Polsterhöhe, verschiebbar, einzeln.	1 Stück	S7 200490
Ablagekorb zum Einhängen an Längs- und Querstrebe, 520 x 490 x 140 mm, aus Edelstahl	1 Stück	S7 200550



**Papierrollenhalter**

Für diverse Schmitz-Liegen-Modelle 211.108 / 211.118 / 211.131 / 211.1330.1 / 211.410 / 211.411 / 211.4200.1 / 211.4210.1 / 211.9301.0

Typ	VE	REF
Rollenhalter für 800 mm breite Liegen, passend für Modell 211.131 und 211.1330.1	1 Stück	S7 200094
Rollenhalter für Papierrolle bis 590 mm Breite, passend für Modell 211.410/211.411/211.420/211.421/211.420.0.1/211.4210.1	1 Stück	S7 200093
Rollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite, passend für Modell 211.108/211.118/211.9301.0	1 Stück	S7 200097



**Papierrolle**

Für diverse Schmitz-Liegen-Modelle 211.108 / 211.118 / 211.131 / 211.1330.1 / 211.410 / 211.411 / 211.4200.1 / 211.4210.1 / 211.9301.0

Typ	VE	REF
Papierrolle 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103




**Untersuchungs- und Blutentnahmestuhl Modell 221.186**

- » Gestell aus Vierkantrohr
- » Pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007
- » Sitz, Rückenlehne und Armlehnen mit Kunstlederbezug
- » Sichere Arbeitslast: 225 kg

Typ	VE	REF
Untersuchungsstuhl, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	1 Stück	S7 221186
Aufpreis für Gestellbeschichtung, gemäß Farbkarte	1 Stück	S7 200661


In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.  
Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen.  
Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.





## varimed®

### Universal Untersuchungs- und Behandlungsliegen



#### Untersuchungsliege höhenverstellbar Modell 211.4200.1/211.4210.1

- » Elektromotorische Höhenverstellung von 500 bis 920 mm, über Fußbedienung
- » Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil
- » Auf Wunsch statt Fernbedienung auch Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar
- » Weitere Hand- und/oder Fußbedienungskombinationen auf Anfrage
- » Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20 °C bis + 40 °C
- » Polster 70 mm, 2-teilig
- » Gestell pulverbeschichtet in RAL 9002, 9006 oder RAL 9007
- » Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau
- » Mit 4 Nivellierfüßen, nicht elektrisch leitfähig
- » Sichere Arbeitslast: 225 kg
- » Standardausführung: nicht fahrbar

Ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement.

Aus Sicherheitsgründen wird die Funktion der Höhenverstellbarkeit mittels Doppelklick auf Hand- oder Fußbedienung ausgelöst.

Typ	Breite	Hersteller-Nr.	VE	REF
elektromotorisch höhenverstellbar, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	650 mm	211.4200.1	1 Stück	S7 211420
elektromotorisch höhenverstellbar, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	800 mm	211.4210.1	1 Stück	S7 211421
Aufpreis für Gestellbeschichtung nach Farbkarte			1 Stück	S7 200653

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.

Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

#### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Aufpreis für Fahrbarkeit	1 Stück	S7 200025
Rollenhalter für Papierrolle bis 590 mm Breite, passend für Modell 211.410/211.411/211.420/211.421/211.4200.1/211.4210.1	1 Stück	S7 200093
Papierrolle 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103
Seitengitter, paarweise, pulverbeschichtet RAL 9006	1 Paar	S7 200040
Halterung für Fußbedienung, pulverbeschichtet RAL 9006, hängend, gegen versehentliches Auslösen gesichert	1 Stück	S7 200006



# varimed®

## Untersuchungsliege höhenverstellbar



### Untersuchungsliege höhenverstellbar Modell 211.410/211.411

- » Hydraulische Höhenverstellung über Fußpumpenhebel von 500 bis 920 mm
- » Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20° bis + 40°
- » Polster 70 mm, 2-teilig
- » Gestell pulverbeschichtet in RAL 9002, 9006 oder RAL 9007
- » Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau
- » Mit 4 Nivellierfüßen, nicht elektrisch leitfähig
- » Sichere Arbeitslast: 225 kg


Typ	Breite	VE	REF
hydraulisch höhenverstellbar, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	650 mm	1 Stück	S7 211410
hydraulisch höhenverstellbar, RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	800 mm	1 Stück	S7 211411
Aufpreis für Gestellbeschichtung nach Farbkarte		1 Stück	S7 200653

In Kunstleder classic bzw. comfort lieferbar.  
Bei Bestellung REF mit Farbnummer ergänzen. Farbmusterkarte siehe Ende dieser Gruppe.

### Passendes Zubehör

Artikel	VE	REF
Aufpreis für Fahrbarkeit	1 Stück	S7 200025
Rollenhalter für Papierrolle bis 590 mm Breite, passend für Modell 211.410/211.411/211.420/211.421/211.4200.1/211.4210.1	1 Stück	S7 200093
Papierrolle 500 mm breit, 50 m lang	1 Stück	S7 200103
Seitengitter, paarweise, pulverbeschichtet RAL 9006	1 Paar	S7 200040





## Notfallwagen Modell 260.0400.0

Selbsttragende Ganzmetall-Konstruktion in Sandwichbauweise, glatte Flächen innen und außen.

Rechts ergonomischer Schiebegriff aus Stahlrohr, pulverbeschichtet.

4 geschlossene Doppel-Leichtlauf-Rollen D = 125 mm, kugelgelagert. 2 Rollen davon elektrisch leitend mit Totfeststeller, 1 Lenkrolle und 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebfrei. Wandabweiser, Fahrgestellabdeckung aus ABS, Farbe silbergrau.

Fugenlos verarbeitete Tischplatte aus ABS, Farbe silbergrau, Unterseite versiegelt, mit erhöhtem Rand.

Schrankkörper mit oben 2 Schubladen Typ 3D, darunter 1 Schublade Typ 6D, unten offenes Fach. Austauschbare Schubladenblenden mit Bügelgriffe, Griffe tomatenrot RAL 3013 pulverbeschichtet, Schubkästen mit verdeckten und geräuscharmen Schienen mit Vollauszug, Einziehautomatik und Airmatic Dämpfung. Belastbarkeit pro Schublade 20 kg.

### Serienmässiges Zubehör:

- » rechts hinten 202.4700.0 Infusionsstange
- » links hinten 202.5110.0 Abstellplatte
- » Farbe des Körpers RAL 9002 - grauweiß
- » Farbe der Blenden RAL 9002 - grauweiß
- » Bügelgriffausführung halbrund
- » Bügelgrifffarbe RAL 2002 - blutorange
- » Schiebegrifffarbe RAL 2002 - blutorange
- » Schiebegriff gebogen rechts
- » Gebrauchsanweisung deutsch

**Technische Daten:** Körper: 600 x 560 x 620 mm (BxTxH), Tischplatte: 645 x 605 x 30 mm (BxTxH), Stellfläche: 820 x 665 x 930 mm (BxTxH), Arbeitshöhe: 860 mm

Typ

Notfallwagen (Modell 260.0400.0)

VE REF

1 Stück 57 26004000



**Verbandswagen Modell 260.0420.0**

Selbsttragende Ganzmetall-Konstruktion in Sandwichbauweise, glatte Flächen innen und außen.

Rechts ergonomischer Schiebegriff aus Stahlrohr, pulverbeschichtet.

4 geschlossene Doppel-Leichtlauf-Rollen D = 125 mm, kugelgelagert. 2 Rollen davon elektrisch leitend mit Totalfeststeller, 1 Lenkrolle und 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebfrei. Wandabweiser, Fahrgestellabdeckung aus ABS, Farbe silbergrau.

Fugenlos verarbeitete Tischplatte aus ABS, Farbe silbergrau, Unterseite versiegelt, mit 3-seitiger Galerie (202.0020.0).


Schrankkörper mit 1 Schublade Typ 6D und 6 Schubladen Typ 3D.

Auswechselbare Schubladenblenden mit Bügelgriffe, Schubkästen mit verdeckten und geräuscharmen Schienen mit Vollauszug, Einziehaufzug und Airmatic Dämpfung. Belastbarkeit pro Schublade 20 kg.



**Serienmäßiges Zubehör:**

- » 1 x 202.3000.0 Seitenschiene links montiert
- » 1 x 205.1550.0 varimed Entsorgungsboxen-Set 1,5 Ltr.
- » 1 x 205.1350.0 Halterung
- » 1 x 205.1460.0 Kunststoffschale
- » 1 x 202.3000.0 Seitenschiene rechts montiert
- » 1 x 202.3810.0 Abwurfgestell
- » Farbe des Körpers RAL 9006 - weissaluminium
- » Farbe der Blenden RAL 1003 - signalgelb
- » Bügelgriffausführung halbrund
- » Bügelgrifffarbe RAL 9006 - weissaluminium
- » Schiebegrifffarbe RAL 1003 - signalgelb
- » Schiebegriff gebogen rechts
- » Zubehörgestell ohne Gestell für Zubehör
- » Gebrauchsanweisung deutsch



**Technische Daten:** Körper: 600 x 560 x 620 mm (BxTxH), Tischplatte: 645 x 605 x 30 mm (BxTxH), Stellfläche: 820 x 665 x 930 mm (BxTxH) ohne Zubehör, Arbeitshöhe : 860 mm

Typ	VE	REF
Verbandwagen (Modell 260.0420.0)	1 Stück	S7 26004200



**Narkosewagen Modell 260.0390.0**

Selbsttragende Ganzmetall-Konstruktion in Sandwichbauweise, glatte Flächen innen und außen.

Rechts ergonomischer Schiebegriff aus Stahlrohr, pulverbeschichtet.

4 geschlossene Doppel-Leichtlauf-Rollen D=125 mm, kugelgelagert. 2 Rollen davon elektrisch leitend mit Totalfeststeller, 1 Lenkrolle und 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, kontaktverfärbungs- und abriebfrei. Wandabweiser, Fahrgestellabdeckung aus ABS, Farbe silbergrau.


Fugenlos verarbeitete Tischplatte aus ABS, Farbe silbergrau, Unterseite versiegelt, mit erhöhtem Rand.

Schrankkörper mit 2 Schubladen Typ 6B und 6 Schubladen Typ 3D.

Auswechselbare Schubladenblenden mit Bügelgriffe, Schubkästen mit verdeckten und geräuscharmen Schienen mit Vollauszug, Einziehaufzug und Airmatic Dämpfung. Belastbarkeit pro Schublade 20 kg.

**Serienmäßiges Zubehör:**

- » 1 x 202.3000.0 Seitenschiene links montiert
- » 1 x 205.1550.0 varimed Entsorgungsboxen-Set 1,5 Ltr.
- » 1 x 200.1380.0 Köcher für Katheter
- » Farbe des Körpers RAL 9007 - graualuminium
- » Farbe der Blenden RAL 9006 - weissaluminium
- » Bügelgriffausführung halbrund
- » Bügelgrifffarbe RAL 2003 - safranhellorange
- » Schiebegrifffarbe RAL 2003 - safranhellorange
- » Schiebegriff gebogen rechts
- » Zubehörgestell ohne Gestell für Zubehör
- » Gebrauchsanweisung deutsch



**Technische Daten:** Körper: 600 x 560 x 620 mm (BxTxH), Tischplatte: 645 x 605 x 30 mm (BxTxH), Stellfläche: 820 x 665 x 930 mm (BxTxH) ohne Zubehör, Arbeitshöhe: 860 mm

Typ	VE	REF
Narkosewagen (Modell 260.0390.0)	1 Stück	S7 26003900





## medi-net Vielzwecktisch





### medi-net Vielzwecktisch Modell 233.606

- » Gestell aus Vierkantrrohr, zerlegbar
- » Schublade mit vormontierten kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisionsschienen
- » Tischplatte, Boden und Schubladenblende kunststofffurniert, perlweiß 60
- » Bügelgriff für Schubladenblende pulverbeschichtet in RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007
- » 4 Doppelrollen Ø 75 mm

Der medi-net Tisch kann gegen Aufpreis mit einer zusätzlichen Schublade ausgestattet werden!

Eine Schublade ist im Lieferprogramm enthalten. Maximal sind 2 Schubladen möglich.

Typ	VE	REF
Vielzwecktisch Gestell pulverbeschichtet RAL9002, RAL 9006 oder RAL 9007 (bitte angeben)	1 Stück	S7 233606






### Zubehör für medi-net Vielzwecktisch

Typ	VE	REF
1 feststellbare Rollen 75 mm Ø	1 Paar	S7 201005
Befestigungskloben 10 mm Ø	1 Stück	S7 201190
Befestigungskloben 16 mm Ø	1 Stück	S7 201191
Befestigungskloben 18 mm Ø	1 Stück	S7 201192




SCHMITZ

### Zubehör für medi-net Vielzwecktisch



### Zubehör für medi-net Vielzwecktisch

Typ	VE	REF
1 Konsole Chromnickelstahl mit Befestigungswinkel, nur für 580 mm breite medi-nets	1 Stück	S7 201180
2 Ampullenöffner Cupfix mit Halterung, nur für 580 mm breite medi-nets	1 Stück	S7 201260
3 runde Schale aus Chromnickelstahl, 320 mm Ø, mit Befestigungskloben S7 201190, 10 mm Ø	1 Stück	S7 201117
4 Kabelausleger mit Befestigungskloben S7 201191, 16 mm Ø	1 Stück	S7 201130
5 Infusionsstange mit 4 Haken und Befestigungskloben S7 201192, 18 mm Ø, 2-teilig, pro Haken max. 2 kg	1 Stück	S7 201125











## Zubehör Spender und Abfallsammler



### Zubehör Spender und Abfallsammler

Typ	VE	REF
1 Befestigungswinkel für S7 201161, S7 201164 und S7 201165	1 Paar	S7 201170
2 Injektionsmittelspender, grau. First-in/First-out System, mit Kombi-Set, Tupferspender und Befechter. Befestigungswinkel S7 201170 erforderlich	1 Stück	S7 201161
3 Injektionsmittelspender, grau. First-in/First-out System, ohne Kombi-Set. Befestigungswinkel S7 201170 erforderlich	1 Stück	S7 201164
4 Injektionsmittelspender, grau. Entnahme und Bestückung von oben, mit Kombi-Set, Tupferspender und Befechter. Befestigungswinkel S7 201170 erforderlich	1 Stück	S7 201165
5 Abfallsammler mit Beutel in Rollenform, Gestell grauweiß, pulverbeschichtet	1 Stück	S7 201280
5 Ersatzbeutel in Rollenform	1 Stück	S7 201285
6 varimed Entsorgungsboxen Set, Halterung mit 20 Boxen	1 Set	S7 201270
6 varimed Entsorgungsboxen Set, mit 100 Boxen	100 Stück	S7 201271






**varimed®**  
Ambulanz- und OP-Mobiliar



**Hydraulischer Instrumentenzureichungstisch**

- » Hydraulische Höhenverstellung durch Trittbügel von 950 bis 1.350 mm
- » Nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus Chromnickelstahl 18/10, 700 x 500 mm, abnehmbar 360° drehbar und in jeder Position fixierbar, Kanten und Ecken abgerundet
- » Standrohr und Tragrahmen aus Chromnickelstahl 18/10, Fußgestell mit Chromnickelstahlverkleidung
- » 3 geschlossene Doppelrollen Ø 75 mm, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei
- » Sichere Arbeitslast in jeder Position der Tischplatte: 30 kg




**Typ**  
hydraulisch höhenverstellbar (Modell 232.4170.0)

**VE REF**  
1 Stück S7 232417



**Instrumentenzureichungstisch**

- » Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
- » Tischplatte 600 x 400 mm aus Chromnickelstahl 18/10, nicht drehbar
- » In der Höhe von 900 bis 1.320 mm verstellbar
- » 3 Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei
- » Sichere Arbeitslast der Tischplatte: 12 kg




**Typ**  
manuell höhenverstellbar (Modell 232.4260.0)

**VE REF**  
1 Stück S7 232426



**Instrumententisch**

- » Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
- » Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet
- » Tischplatten 600 x 450 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar
- » Tischhöhe 800 mm
- » Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz
- » 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen
- » Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg



**Typ**  
Gestell aus Chromnickelstahl, (Modell 232.5210.0)

**VE REF**  
1 Stück S7 232521






## varimed®

### Ambulanz- und OP-Mobiliar



#### Schalenständer Modell 242.1310.0

- » Mit Heizung zur Erwärmung von physiologischer Kochsalzlösung
- » Temperatur von 35 °C bis max. 60 °C, durch Taste direkt einstellbar
- » Eingestellte Temperatur leicht ablesbar
- » Sicherheitsthermostat, Anzeige, wenn Temperatur unter oder über dem vorgewählten Wert liegt, bzw. der gewünschten Temperatur entspricht
- » Heizplatte teflonbeschichtet für eine problemlose Reinigung
- » Gestell aus Chromnickelstahl
- » Gasfederunterstützte Höhenverstellung von 1.020 bis 1.310 mm
- » 5 Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, feststellbar, 3 davon elektrisch leitend, rostfrei
- » Chromnickelstahlschale mit Liter-Skala (5 Liter)
- » Potentialausgleich, Netzspannung 230 V, 50 Hz, 400 Watt
- » Anschlusskabel 5 m mit Netzstecker



#### Typ


Schalenständer mit Heizung

VE	REF
1 Stück	S7 242131



#### OP-Hocker varimed

- » 5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10
- » Mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, rostfrei
- » Sitzröhre Ø 350 mm aus Chromnickelstahl 18/10
- » Aufgepolstert mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz
- » Höhenverstellung über Gewindespindel, 485 bis 655 mm, mit Arretierung gegen Herausdrehen
- » Sichere Arbeitslast: 135 kg



#### Typ


ohne Rückenlehne (Modell 222.1530.0)

VE	REF
1 Stück	S7 222153



#### Auftritt

- » Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
- » Trittflächen geriffelt, aus Chromnickelstahl
- » Tritthöhe 435 mm
- » Sichere Arbeitslast: 185 kg



#### Typ


2-Stufen-Auftritt (Modell 251.1020.0)

VE	REF
1 Stück	S7 251102



#### Abwurfgestell

- » Herausnehmbarer 12 l Eimer aus Chromnickelstahl 18/10
- » Gestell aus Chromnickelstahl 18/10
- » Mit umlaufendem Kunststoffprofil
- » Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei
- » Gestellhöhe 370 mm
- » Ohne Schiebegriff



#### Typ

Abwurfgestell auf Rollen, ohne Schiebegriff (Modell 252.1180.0)

VE	REF
1 Stück	S7 252118