


VERBANDMITTEL GRUPPE 5





3M / Solventum Artikel
290, 292ff, 309, 317, 319f, 323, 350f,
375, 382, 388, 390, 426, 429ff

A

Acrylastic 420
Acticoat 339
Acticoat Flex 3 339
Actisorb Silver 351
Adaptic 351, 390
Adaptic Digit 390
Adaptic Touch 351
Aircast Artikel 433, 435
Akupunkturtape 297
Algisite M 340
Allevyn Artikel 334ff
AMD Verbände 361
Applica I. V. Kanülenpflaster 317
AQ Tape 297
Aquacel 345, 364f
Aquacel Ag Foam 364f
Aquacel Ag Plus 365
Artiflex 427
Artistep 433
Askina Braunocel 370
Askina Elast Fine 396
Askina Ideal 405
Askina Injektionspflaster 312
Askina Mullkompressen 377
Askina Schlinggazetupfer 372
Askina Schlitzkompressen 382
Askina Skin Freeze 394
Askina Soft 308, 316
Atrauman 362
Augenklappe 366
Augenkompressen 366

B

Bactigras 333
Bandagen 387, 396, 409, 436
Beiersdorf Artikel 291, 304, 310f,
313ff, 392
Biatain 346f
Biatain Silicone 347
Binden 404, 406, 416, 425, 427, 430
Biosyn Nahtmaterial 331
Boxen Zellstofftupfer 371
Braun Artikel 308, 312, 316, 330f, 350,
370, 372, 377, 382, 384,
394, 396, 405
Braun Nahtmaterial 330f
BSN Artikel 288f, 291, 293ff, 298ff,
306f, 310, 313ff, 318f, 321, 323,
333, 341ff, 346, 360f, 367, 372,
376, 385ff, 389, 394, 399f, 402,
404ff, 411, 413, 415, 420ff, 427f,
431, 433, 436

C

Calciumalginat Kompressen 352
Cavilon 351
Cellacast Longuetten 429
Cellacast Xtra 429
Cellona 426, 428
Cervicalstützen 436
Cica Care Silikonplatten 360
Colorbinden 406, 408
Comfeel Plus 344
Compidur Binden 413
Comprihaft 412
Comprihan Binden 411
ConvaMax 364
Convatec Artikel 296, 345, 364f
Cosmopor 303, 309, 317
Cosmopor silicone 350
Coverflex fast 389
Cryotherapie 395
Curafix 302
Curafix i.v. Control 316
Curafix i.v. Soft 316
Curaplast 310, 312
Curapor 305
Curatest 320
Cuticell Classic 333
Cuticell Contact 341
Cuticerin 333
Cutimed Alginate 341
Cutimed Gel 346
Cutimed Siltec 341f
Cutimed Siltec Plus 342
Cutimed Siltec Sorbact B 342
Cutimed Sorbact 360f
Cutimed Sorbion Sachet S 343f
Cutimed Sorbion Sana 344
Cutimed Sorbion Sorbact 319
Cutiplast 304, 308

D

Dafilon Nahtmaterial 330
Dauerbinden 406, 417, 419
Debrisoft 352
Delta-Cast Conformable 431
Delta Terry-Net 386
Dermabond 327
Dermafreezer Ersatzapplikatoren 395
Dermafreezer Warzenentfernung 395
Dermoplast Soft 312
Dreiecktücher 393
Durafiber 340
Duramax 339
Durapore 292
Dynacast 428

E

Elastische Binden 406, 411

Elastische Fixierbinde 399, 403
Elastische Klebebinde 420f, 423
Elastische Kurzzugbinde 413, 415
Elastische Langzugbinde 417, 419
Elastofix Verbände 385
Elastomull 399f, 403
Elastus activ comfort Fixierbinde 298
Eloflex Gelenkbinde 415
Epikutantestpflaster 320
Ersatzapplikatoren Dermafreezer 395
Ersatzapplikatoren Histofreezer 395
Esenta Pflasterentferner 296
ES Kompressen 374, 378
Ethicon Nahtmaterial 324ff
Exufiber 359
Eycopad 366, 387

F

Fersenverband 334, 356
Fingerfixierverband 384
Fingerkuppenpflaster 314
Fingerlinge 388
Fingerschiene nach Stack 432
Fingerstrips 314
Fingerverband 390
Fixierbinden 298ff, 396f, 399ff, 406
Fixierpflaster 290f, 302, 316, 318
Fixierverband 319
Fixomull 298ff
Fix.Tape Stützverband 295
Flexible Binden 405ff
Folien Wundverband 354
Frottee-Schlauchverband 386
Fußschiene 435

G

Gazetupfer 372f
Gazin Mullkompressen 374, 378
Gazin Tamponadebinden 391
Gazofix 402
Gehschuhe 433
Gelcast Sprunggelenkschienen 434
Gelenkbinde 415
Gelenkschienen Aircast 435
Gelkompressen 361
Gelocast Binden 422
Gelostretch 422
Gewebekleber 323, 327, 331f
Gilchrist Verbände 436
Gipsbinden 428
Gipssäge 427
Grassolind 362

H

Haftbinden 398, 402, 406
Haftelast Fixierbinden 400, 406
Hämostyptikum 350

Hansaplast	291, 310f, 313ff, 392	Lenkideal	404	Mullbinden	397
Hansaplast Soft	314	Leukofix	294	Mullkompressen	361, 374f, 377f
Hansapor	304	Leukoflex Pflaster	293	Mullro	369
Hartmann Artikel	290, 301ff, 309, 312, 317, 322, 348ff, 362, 366, 368f, 371, 373f, 378ff, 382, 385, 389f, 396, 398, 406f, 410, 414ff, 425f	Leukomed	306	Multipore Dry Polyesterpflaster	293
Hautklammergerät	323	Leukomed I.V. Film	318	M.Ware fix Pflaster	299
Hautkleber	323, 327, 331f	Leukomed skin sensitive	306	M.Ware plast Pflaster	288
Haut Nahtset	330	Leukomed T	307	M.Ware pore Pflaster	291
Hautschutz	339	Leukomed T plus	307	N	
Heftpflaster	290	Leukoplast 288, 293, 301, 310, 313ff, 372		Nahtmaterial	324ff
Histofreezer Ersatzapplikatoren	395	Leukoplast Kompressen	367, 376	Non Woven Dreieckstuch	393
Histofreezer Warzenentfernung	394f	Leukopor	291	Novosyn Nahtmaterial	330
Hydroclean	349	Leukosan Strip	319, 321	Nu-Gel	351
Hydrocoll	348	Leukosilk	289	O	
Hydrofilm roll	301	Leukostrip	322	Omnifix	302
Hydrokolloid Verband	354	Leukotape	295	Omnifix silicone	302
HydroTac	349	Leukotape K	296	Omnisilk	290
Hypafix	298ff	Leukotape Remover	296	Omnistrip	322
Hypafix skin sensitive	298	Leukoplast Hautkleber	323	Opraclean	391
I		Lohmann Artikel 290, 302, 305, 310, 312, 316, 320, 352ff, 366ff, 373f, 378, 381, 383f, 388, 391, 397, 400f, 404, 408, 412, 414, 416f, 419, 422, 424, 426, 429		Opsite	316, 338, 392
Idealast	406f	Lomatuell H	391	Opsite Post-OP Visible	338
Idealbinden	404ff	Lomatuell Pro	391	Optiplaste-C	421
Inadine	350	Longuetten	429, 431	Optiskin Kompressen	392
Injektionspflaster	311ff	Lyostypt	350	P	
Intrasite Gel	338	M		Pagasling	373
J		M-Cast	434f	Panelast	423
Jelonet	333	Medicast Gipssäge	427	Patientenschuh	433
Johnson & Johnson Artikel	350	Medipore	294, 309	Peha Crepp	396
K		Medipore auf Liner Klebevlies	294	Peha Haft	398
Kältebehandlung Warzen	394	Mediware Fix.Tape Stützverband	295	Peha Haft Color	398
Kaltostat	345	Mediware Kompressen	374, 377	Peha Lastotel	396
Kanülen Fixierpflaster	316	Mediware Mullbinden	397	Peha Schlitzkompressen	382
Kanülenpflaster	318	Mediware Mullkompressen	374, 377	PermaFoam	348
Katheterpflaster	317	Mediware Pflaster	289, 291, 317	Pflaster 288ff, 298f, 310ff, 317, 392	
Kerlix	361	Mefix	355	Pflasterbinden	422
Kinderpflaster	311	Melolin	360	Pflasterentferner	296
Kinesiologisches Tape	297	Mepilex	356ff	Pflasterspender	314
Klebevlies	294, 298f	Mepilex AG	358	Polsterwatte	426f
Kohäsive elastische Mullbinde	401	Mepilex Border	356	Polysorb Nahtmaterial	331
Kompressen	348f, 352, 354, 360ff, 367f, 374ff, 382ff, 393	Mepilex Border Flex	357	Porelast	422
Kompressionsbinden	405, 415ff	Mepilex Border Flex Lite	357	Portverband	317
Kryo-Behandlung	394	Mepitac	359	Primapore	304
Kryotherapie	395	Mepitel	355f	Prolene Nahtmaterial	324
Kurzzugbinden	412	Mepore	355	Pro-Ophta	366
L		Mesoft	374	Pur-Zellin	371
Lastobind	414	Metalline	383	Pütterbinden	410, 416
Lastodur	414	Mextra	359	Pütterflex	414
Lavanid Wundverband	350	Microfoam	294	Pütterhaft	415
Leimbinden	425	Micropore	292	PütterPro 2 Kompressionssystem	416
Lenkelast	408	Micropore Silikonpflaster	292	R	
		Mollelast	397, 401	Resolon Nahtmaterial	332
		Mölnlycke Artikel	355ff, 384	Resorba Nahtmaterial	332
		Monocryl Plus Nahtmaterial	326	Rollenpflaster	288ff, 310f, 313ff
		M.Silk Pflaster	289	Rolta Soft	426

Rosidal Binden	412, 414	Sporttape	295	Urgosoft	308, 312
Rosidal Elko	412	Sprühkleber	296, 392	Urgosterile	303
Rosidal sys	417	Sprühpflaster	392	Urgostrip	322
Rosidal TCS	416	Sprunggelenkschienen	434f	Urgosyval	290
S		Stack Fingerschiene	432	Urgotül	363
Sägeblatt Gipssäge	427	Steristrip Verschlussstreifen	323	Urgotupfer	373, 400
Salbenkompressen	333, 362	Stomaversorgung	368	Urgozink	424
Saugkompressen	352, 360f, 367, 379, 381	Stratafix Nahtmaterial	326	V	
Schaumverband	320, 335f, 341f, 346ff, 353, 356ff, 364f	Stülpa	390	Varicex	424
Schienenmaterial	432	Stülpa-Fix	385	Varihesive	345
Schlauchverband	384, 386f, 389, 408	Stützverband	295, 429f	Varolast Binden	425
Schlinggazetupfer	372f	Sulene Nahtmaterial	329	Verbandfixierung	294, 299, 384
Schlitzkompressen	367f, 376, 382	Superabsorber	344, 359, 364	Verbandklammern	393
Schuhe Patienten	433	Supramid Nahtmaterial	329	Verbandmull	369
Schulterbandage	436	Suprasorb	352ff	Verbandpäckchen	393
Scotchcast Binden	429ff	Suprasorb Liquacel Pro	354	Verbandstoffe	393
Scotchcast Longuetten	431	Surgicel	350	Verbandtücher	393
Scotchcast Quick Step Splint	431	Synthetikwatte	426	Verbandvlies	298f
Seidenpflaster	289	T		Vicryl Nahtmaterial	325
Serafit Nahtmaterial	328	Tamponadenbinde	359, 361, 365, 390f	Viskose Dreieckstuch	393
Serag Wiessner Nahtmaterial	328f	Tape	297	Vlieskompressen	367f
Seralon Nahtmaterial	328	Tegaderm	309, 317, 320	Vliesschlitzkompressen	367f, 376
Serapid Nahtmaterial	329	Tegaderm CHG	319	Vliesstoffpflaster	291
Serapren Nahtmaterial	328	Tensospray	296	Vliwaktiv	352
Serasynth Nahtmaterial	329	Testpflaster	320	Vliwasoft	367
Servix	425	Textilpflaster	288	Vliwasorb	383
Servocomp Elast	413	TG-Fix Netzverband	385	Vliwazell	381
Servoderm	305, 317	TG-Grip Stütz-Schlauchverband	386	Vliwazell Pro	381
Servodur Binden	417, 419	TG-Schlauchverband	388	W	
Servofast	389	Topper Kompressen	375, 382	Warzenentfernungsmittel	394f
Servoflex	405, 407	Transpore	290	Watte	369, 426f
Servogrip	387	Tricodur Tubular	387	Wundauflagen	304, 319, 334ff, 339ff, 344, 348, 350ff, 354f, 358, 361, 363, 365
Servolan	411, 415	Tricodur Verbände	387, 436	Wundkissen	349
Servomull Color-Haft	403	Tricoplast	423	Wundnahtstreifen	321f
Servomull Elast	399	Trikotschläuche	388ff	Wundpflaster	306, 312
Servomull Elast-Haft	401	Tubifast	384	Wundschnellverband	310, 350, 383
Servoplast	423	Tupfer	367, 370ff, 400	Wundverband	304ff, 334f, 344, 350, 354f, 357f, 365, 383, 392
Servoplast Acryl	420	Tupferbox	371	Wundverschlussstreifen	323
Servoplast Bi-Elast	423	U		Y	
Servoplast Elastic	421	Uhrglas-Augenklappe	366	Ypsimed Augenklappe	366
Servosport Color Bandagen	409	Ultrapro Netz	326	Z	
Servotape Sporttape	295	Uniflex	404, 407	Zehenverband	390
Servozink	425	Unihaft	406	Zelletten	370
Sicherheitsnadeln	393	Universalbinden	408	Zellstoff Tupfer	370f
Silikonpflaster	292	Urgo Artikel	290, 302f, 308, 312, 322, 363, 370, 373ff, 392, 397, 400, 406, 408, 415, 418, 424	Zelltip Tupfer	371
Silikonplatten	360	Urgoband	415	Zemuko Kompressen	370
Silkafix Heftpflaster	290	Urgoclean	363	Zetuvit	379f
Smith & Nephew Artikel	304, 308, 316f, 322, 333ff, 360, 392	Urgoderm	302	Zetuvit E	380
Soft Cast	430	Urgo Idealbinde	406	Zinkleimbinden	425
Solvaline N	384	Urgo K1 Kompressionssystem	418	Zinkpflaster Urgo	424
Solventum Artikel	290, 292ff, 309, 317, 319f, 323, 350f, 375, 382, 388, 390, 426, 429ff	Urgo K2 Kompressionssystem	418		
Sorbalgon Classic	348	Urgolast	408		
Sportbandagen	409	Urgomull	397, 400		
		Urgopflaster	308		

m.ware plast

m.silk

m.ware pore

fix.tape *mediware*

m.ware fix

m.cast

Gute Wahl, guter Preis: Unsere Verbandstoffe

In unserer Kategorie der Verbandstoffe haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Produkten anzubieten. Neben den bewährten Markenprodukten präsentieren wir Ihnen auch kostengünstige Alternativen. Auf einen Blick sehen Sie die bekannten Produkte sowie die dazu passenden, preiswerten Optionen.

Unsere alternativen Marken aus dem Hause Mediware überzeugen in Qualität und stehen den renommierten Herstellern in nichts nach. So können Sie Ihr Budget effizient gestalten und gleichzeitig mehr für Ihr Geld erhalten.

Zusätzlich zu den preiswerten Optionen finden Sie bei uns selbstverständlich auch die etablierten Produkte namhafter Marken wie 3M/Solventum, BSN-Essity, Beiersdorf, Braun, Convatec, Coloplast, Ethicon, Hartmann, Lohmann & Rauscher, Maimed, Mölnlycke, Noba, Resorba, Serag Wiessner, Smith & Nephew, Solventum/3M und Urgo zur Verfügung – stets in einwandfreier und zuverlässiger Qualität.

Mit dieser breiten Auswahl können Sie sicher sein, dass Sie stets die beste Wahl für Ihre individuellen Bedürfnisse treffen.

m.ware plast

Textilpflaster

Zur Sicherer Verbandfixierung



m.ware plast

m.ware plast, Textilpflaster

Zur sicheren Verbandfixierung für den normalen Hauttyp. m.ware plast ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss.

Produkteigenschaften:

m.ware plast hautfarbenes Textilpflaster

- » Mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, sicher haftend
- » Luft- und wasserdampfdurchlässig
- » Besonders zugfest und strapazierfähig
- » Hohe Sofort- und Dauer-Klebekraft
- » Für normale Haut



Anwendung:

- » Für Verbandfixierungen aller Art
- » **Klebmasse:** Zinkoxid-Kautschuk
- » **Träger:** Zellwolle
- » **Farbe:** hautfarben
- » **Hauttyp:** normale Haut

Maße	PZN	UK	VE	REF
ohne Schutzring				
1,25 cm x 5 m	18296923	480 Stück	12 Stück	J8 700941
2,5 cm x 5 m	03178514	360 Stück	12 Stück	J8 700942

Leukoplast BSN

Das starke hautfarbene Rollenpflaster mit großer Klebekraft. In der Anstaltspackung.

Maße	PZN	UK	VE	REF
ohne Schutzring				
1,25 cm x 5 m	04593474	240 Stück	24 Stück	G9 1531
2,5 cm x 5 m	04593480	120 Stück	12 Stück	G9 1532
5 cm x 5 m	04593497	60 Stück	6 Stück	G9 1534
1,25 cm x 9,2 m	04593505	240 Stück	24 Stück	G9 1536
2,5 cm x 9,2 m	04593511	120 Stück	12 Stück	G9 1537
5 cm x 9,2 m	04593528	60 Stück	6 Stück	G9 1539
mit Schutzring				
1,25 cm x 5 m	00625987	240 Stück	24 Stück	G9 1521R
2,5 cm x 5 m	00625993	120 Stück	12 Stück	G9 1522R
5 cm x 5 m	00626001	60 Stück	6 Stück	G9 1524R

Leukoplast Hospital BSN

Das bewährte weiße Rollenpflaster, ohne Metallschutzring.

Maße	PZN	UK	VE	REF
1,25 cm x 9,2 m	04593534	240 Stück	24 Stück	G9 1756
2,5 cm x 9,2 m	04593540	120 Stück	12 Stück	G9 1757
5 cm x 9,2 m	04593557	60 Stück	6 Stück	G9 1758
ohne PZN				
2,5 cm x 9,2 m		120 Stück	12 Stück	G9 7682100



m.silk

Seidenpflaster

Sicher haftend,
universell einsetzbar



m.silk

m.silk, Seidenpflaster

Rollenpflaster zur sicheren Verbandfixierung sind aus der klinischen oder ambulanten Versorgung kaum noch wegzudenken. **m.silk** ist aufgrund seiner Eigenschaften universell einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- » Weißes, hypoallergenes Fixierpflaster
- » Leicht abreißbar, sicher haftend, universell einsetzbar
- » Luft- und wasserdampfdurchlässig
- » Ideal für Patienten mit empfindlicher Haut
- » Problemlos ohne Rückstände zu entfernen



Anwendung:

- » Fixierung von Verbänden jeder Art
- » Befestigung von Sonden, Kanülen etc.
- » **Klebmasse:** hypoallergene Polyacrylate
- » **Träger:** weiße Acetat-Seide

Maße	PZN	UK	VE	REF
ohne Schutzring				
1,25 cm x 5 m	17397846	480 Stück	12 Stück	J8 702451
2,5 cm x 5 m	03178537	360 Stück	12 Stück	J8 702452



Leukosilk BSN

Rollenpflaster aus weißer Kunstseide für die empfindliche Haut. Leicht abreißbar.

Maße	PZN	UK	VE	REF
ohne Schutzring				
1,25 cm x 5 m	04593646	240 Stück	24 Stück	G9 1031
2,5 cm x 5 m	04593652	120 Stück	12 Stück	G9 1032
5 cm x 5 m	04593669	60 Stück	6 Stück	G9 1034
1,25 cm x 9,2 m	04593675	240 Stück	24 Stück	G9 9566
2,5 cm x 9,2 m	04593681	120 Stück	12 Stück	G9 9567
5 cm x 9,2 m	04593698	60 Stück	6 Stück	G9 9569
mit Schutzring				
1,25 cm x 5 m	00626219	240 Stück	24 Stück	G9 1021
2,5 cm x 5 m	00626225	120 Stück	12 Stück	G9 1022
5 cm x 5 m	00626231	60 Stück	6 Stück	G9 1024



Leukosilk S BSN

Rollenpflaster aus weißer Kunstseide für die empfindliche Haut. Klinikpackung, ohne Schutzring.

- » Besonders hautverträglich
- » Leicht luftdurchlässig
- » Leicht zu reißen

Maße	PZN	UK	VE	REF
1,25 cm x 9,2 m	06349896	240 Stück	24 Stück	G9 46833
2,5 cm x 9,2 m	06349904	120 Stück	12 Stück	G9 46834



Omnisilk Hartmann

Aus weißer Kunstseide mit synthetischem Kleber als Streifenanstrich, wasserabstoßend imprägniert, sehr luftdurchlässig, mit Zickzack-Rand.

Maße	PZN	UK	VE	REF
auf Kunststoffspulen, 5 m lang				
1,25 cm	11163538	300 Stück	1 Stück	H2 9004302
2,5 cm	11163544	240 Stück	1 Stück	H2 9004312
5 cm	11163550	120 Stück	1 Stück	H2 9004322
auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1,25 cm	11163509	300 Stück	1 Stück	H2 9004182
2,5 cm	11163515	240 Stück	1 Stück	H2 9004192
5 cm	11163521	120 Stück	1 Stück	H2 9004202



Transpore / Transpore White Pflaster 3M/Solventum

Hypoallergenes Kunststoffpflaster, ideal zur Fixation von Kanülen und Infusionsleitungen. Jumborollen.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
transparent, ohne Abroller					
1,25 cm x 9,1 m		01405360	240 Stück	24 Stück	S6 1527-0
2,5 cm x 1,37 m		16740354	500 Stück	100 Stück	S6 1527S-1
2,5 cm x 5 m		12483133	120 Stück	12 Stück	S6 1527NP-1S
2,5 cm x 9,1 m		01405377	120 Stück	12 Stück	S6 1527-1
5 cm x 9,1 m		01405383	60 Stück	6 Stück	S6 1527-2
transparent, mit Abroller					
2,5 cm x 5 m	1527NP-1SD	00913309	48 Stück	1 Stück	S6 1527-1D
weiß, ohne Abroller					
1,25 cm x 9,1 m		02520488	240 Stück	24 Stück	S6 1534-0
2,5 cm x 9,1 m		02520548	120 Stück	12 Stück	S6 1534-1
5 cm x 9,1 m		02520583	60 Stück	6 Stück	S6 1534-2



Silkafix Heftpflaster Lohmann & Rauscher

Kunstseidentaft, weiß, 100 % Acetat, hautfreundlicher Polyacrylatkleber.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Rolle auf Kunststoff-Knipsspule				
1,25 cm x 5 m	03277050	450 Stück	18 Stück	L2 143853
2,5 cm x 5 m	03277067	336 Stück	12 Stück	L2 143854
5 cm x 5 m	03268789	150 Stück	6 Stück	L2 143855
Rolle auf Pappkern				
2,5 cm x 5 m	04860283	300 Stück	12 Stück	L2 143856
1,25 cm x 9,2 m	04860314	480 Stück	24 Stück	L2 143857
2,5 cm x 9,2 m	04860320	240 Stück	12 Stück	L2 143858
5 cm x 9,2 m	04860337	120 Stück	6 Stück	L2 143859



Urgosyval

Ist ein hautfreundliches Heftpflaster zur sicheren Verbandfixierung. Es besteht aus weißem Taftgewebe. Leicht längs- und quer reißbar. Für empfindliche Haut. Der Spezial-Zinkoxid-Kleber zeichnet sich durch eine sehr hohe Haftwirkung aus. Das Heftpflaster ist gut beschriftbar. Dank des gezackten Randes gibt es keine Fadenablösung. Ohne Schutzring.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
1,25 cm x 5 m	511450/754143	00299743	144 Stück	12 Stück	L7 0450
2,5 cm x 5 m	511451/754144	00299766	96 Stück	12 Stück	L7 0451
2,5 cm x 9 m	511454/754147	00299795	96 Stück	12 Stück	L7 0454
5 cm x 9 m	511455	00299803	48 Stück	6 Stück	L7 0455

m.ware pore

Vliespflaster

Für die hochempfindliche Haut



m.ware pore

m.ware pore, Vliespflaster

Rollenpflaster sollten möglichst auf den Hauttyp und die Anwendung abgestimmt sein. **m.ware pore** eignet sich hervorragend für Patienten mit hochempfindlicher, sensibler Haut. Ohne Schutzring.

Produkteigenschaften:

- » Besonders weiches, anschmiegsames mikroporöses Vlies
- » Fixierung ohne Spannung und sehr sicher
- » Hervorragende luft- und wasserdampfdurchlässigkeit
- » Auch bei Dauerverbänden keine Hautmazerationen
- » Ideal bei Patienten mit hochempfindlicher Haut

Anwendung:

- » Fixierung von Verbänden/Instrumenten auf der sensiblen Haut.
- » **Klebmasse:** hypoallergene Polyacrylate
- » **Träger:** weißes, mikroporöses Vlies

Maße	PZN	UK	VE	REF
1,25 cm x 5 m	17397852	480 Stück	12 Stück	J8 701451
2,5 cm x 5 m	03178595	360 Stück	12 Stück	J8 701452
2,5 cm x 9,14 m	03178626	120 Stück	12 Stück	J8 751392



Beiersdorf

Hansaplast Fixierpflaster Sensitive BDF

Hansaplast Sensitive hypoallergene Fixier- und Heftpflaster sind besonders hautfreundlich und lassen sich rückstandsfrei wieder entfernen. Sie sind damit besonders gut für die erste Hilfe auch bei empfindlicher Haut geeignet. Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Hansaplast Sensitive Fixier- und Heftpflaster lassen sich leicht per Hand reißen.

Maße	PZN	UK	VE	REF
2,5 cm x 5 m	04778096	10 Stück	10 Stück	G9 46042

Leukopor BSN

Das Rollenpflaster aus Vliesstoff für die hochempfindliche Haut.



Maße	PZN	UK	VE	REF
ohne Schutzring				
1,25 cm x 5 m	04593563	240 Stück	24 Stück	G9 2481
2,5 cm x 5 m	04593586	120 Stück	12 Stück	G9 2482
5 cm x 5 m	04593592	60 Stück	6 Stück	G9 2484
mit Schutzring				
1,25 cm x 5 m	01698793	240 Stück	24 Stück	G9 2471
2,5 cm x 5 m	01698801	120 Stück	12 Stück	G9 2472
5 cm x 5 m	01698818	60 Stück	6 Stück	G9 2474
auf Kunststoffkern				
1,25 cm x 9,2 m	04593600	240 Stück	24 Stück	G9 2453
2,5 cm x 9,2 m	04593617	120 Stück	12 Stück	G9 2454
5 cm x 9,2 m	04593623	60 Stück	6 Stück	G9 2455

Micropore S 3M/Solventum

Die innovativen Produkteigenschaften machen das neue 3M silikonbeschichtete Pflaster einzigartig.



- » Atmungsaktives, patentiertes Trägermaterial – lässt die Haut atmen und vermindert das Risiko von Hautmazeration
- » Hypoallergen und besonders hautschonend
- » Anwenderfreundlich per Hand längs und quer reißbar
- » Hohe Wiedererkennung bei Patienten und Personal durch Blaufärbung
- » Seitenschoner beugen Verschmutzung vor
- » Einzigartiger Silikonkleber: Die neue Generation des Rollenpflasters vereint Hautfreundlichkeit und Sicherheit

Maße	Farbe	PZN	UK	VE	REF
2,5 cm x 1,3 m	blau	16015535	500 Stück	100 Stück	S6 27705-1
2,5 cm x 5 m	blau	16015512	120 Stück	12 Stück	S6 2770-1
5 cm x 5 m	blau	16015529	60 Stück	6 Stück	S6 2770-2

Micropore Silicone 3M/Solventum

- » Hautschonend ablösbar durch Silikontechnologie
- » Komfort: Saubere Entfernung, ohne empfindliche Hautschichten zu verletzen oder den Patienten Schmerzen zu bereiten
- » Extrem hoher Patientenkomfort
- » Sicherheit durch konstante Klebkraft
- » Blau, ohne Abroller



Maße	PZN	VE	REF
2,5 cm x 5 m	09079813	96 Stück	S6 2775NP-1

Durapore Pflaster 3M/Solventum

Ist ein multifunktionales, besonders hochwertiges Kunstseidenpflaster. Ohne Abroller.



Maße	PZN	UK	VE	REF
1,25 cm x 9,1 m	01593433	240 Stück	24 Stück	S6 1538-0
2,5 cm x 1,37 m	16740377	500 Stück	100 Stück	S6 15485-1
2,5 cm x 9,1 m	01593551	120 Stück	12 Stück	S6 1538-1
5 cm x 9,1 m	01593568	60 Stück	6 Stück	S6 1538-2

Micropore Pflaster 3M/Solventum

Micropore-Tape ist die Nummer 1 der hypoallergenen „Papier“-Tapes für die Wundauflagenbefestigung.



Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
weiß, ohne Abroller					
2,5 cm x 5 m		12483073	120 Stück	12 Stück	S6 1530NP-15
1,25 cm x 9,1 m		01319732	240 Stück	24 Stück	S6 1530-0
2,5 cm x 1,37 m		16740360	500 Stück	100 Stück	S6 1530S-1
2,5 cm x 9,1 m		01319749	120 Stück	12 Stück	S6 1530-1
5 cm x 9,1 m		01319755	60 Stück	6 Stück	S6 1530-2
7,5 cm x 9,1 m		03187772	40 Stück	4 Stück	S6 1530-3
weiß, mit Abroller					
1,25 cm x 5 m	1530NP-OSD	06337930	6 Stück	1 Stück	S6 1530-0D
2,5 cm x 5 m	M1530NP-1SD	06337947	6 Stück	1 Stück	S6 1530-1D
weiß, Jumborolle im Spender					
1,25 cm x 9,1 m		03187789	240 Stück	24 Stück	S6 1535-0
2,5 cm x 9,1 m	1535E-1	03187795	120 Stück	12 Stück	S6 1535-1
5 cm x 9,1 m		03187803	60 Stück	6 Stück	S6 1535-2
hautfarben, ohne Abroller					
1,25 cm x 9,1 m		01319695	240 Stück	24 Stück	S6 1533-0
2,5 cm x 5 m		12483104	120 Stück	12 Stück	S6 1533NP-15
2,5 cm x 9,1 m		01319703	120 Stück	12 Stück	S6 1533-1
5 cm x 9,1 m		01319726	60 Stück	6 Stück	S6 1533-2
hautfarben, mit Abroller					
2,5 cm x 5 m		12483110	48 Stück	48 Stück	S6 1533NP-1SD



Multipore Dry 3M/Solventum

- » Hautfreundliches Polyesterpflaster auf Trägerpapier zum Zuschneiden (mit Liner): für die effektive Fixierung von Tuben und Sonden
- » Einfache Längenanpassung durch rückseitiges Maßband
- » Wasserabweisend, schnell trocknend, längs- und querelastisch
- » Trägermaterial: Polyester
- » Klebstoff: Polyacrylat
- » ohne Abroller

Maße	PZN	UK	VE	REF
1,25 cm x 5 m	12650424	48 Stück	4 x 12 Stück	S6 3730-0
2,5 cm x 5 m	12650430	96 Stück	4 x 24 Stück	S6 3730-1
5 cm x 5 m	12650447	48 Stück	4 x 12 Stück	S6 3730-2



Leukoplast wasserfest BSN

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoplast® wasserfest ist immer dann indiziert, wenn die Fixierung auch unter Wassereinwirkung sicher haften und nach längerem Tragen hygienisch sauber bleiben soll. Leukoplast wasserfest ist ein zugfestes, weißes Fixierpflaster für normal empfindliche Haut. Der Träger besteht aus Zellwolle und ist wasserfest imprägniert, wodurch das Pflaster auch unter Wassereinwirkung sicher haftet. Durch die hohe Sofort- und Dauerklebkraft sitzt es auch bei starker Belastung fest und sicher. Leukoplast wasserfest besteht aus einem Viskoseträger, beschichtet mit Kautschuk Harz-Kleber. Mit Schutzring.

Maße	PZN	UK	VE	REF
1,25 cm x 5 m	00626142	240 Stück	24 Stück	G9 2321
2,5 cm x 5 m	00626159	120 Stück	12 Stück	G9 2322
5 cm x 5 m	00626165	60 Stück	6 Stück	G9 2324



Leukoflex BSN

Rollenpflaster aus transparenter Folie, luft- und wasserdicht, für dichte Verbände.

Maße	PZN	UK	VE	REF
ohne Schutzring				
1,25 cm x 5 m	04593445	240 Stück	24 Stück	G9 1131
2,5 cm x 5 m	04593451	120 Stück	12 Stück	G9 1132
5 cm x 5 m	04593468	60 Stück	6 Stück	G9 1134
mit Schutzring				
1,25 cm x 5 m	00624947	240 Stück	24 Stück	G9 1121
2,5 cm x 5 m	00624953	120 Stück	12 Stück	G9 1122
5 cm x 5 m	01155012	60 Stück	6 Stück	G9 1124

Leukofix BSN

Für schnelle Fixierung. Rollenpflaster aus transparenter Polyethylen-Folie, längs- u. querreißbar, perforiert, Anstaltspack, luft- u. dampfdurchlässig



Maße	PZN	UK	VE	REF
ohne Schutzring				
1,25 cm x 5 m	04593379	240 Stück	24 Stück	G9 2131
2,5 cm x 5 m	04593385	120 Stück	12 Stück	G9 2132
5 cm x 5 m	04593391	60 Stück	6 Stück	G9 2134
mit Schutzring				
1,25 cm x 5 m	01698586	240 Stück	24 Stück	G9 2121
2,5 cm x 5 m	01698592	120 Stück	12 Stück	G9 2122
5 cm x 5 m	01698600	60 Stück	6 Stück	G9 2124
auf Kunststoffkern				
1,25 cm x 9,2 m	04593416	240 Stück	24 Stück	G9 2136
2,5 cm x 9,2 m	04593422	120 Stück	12 Stück	G9 2137
5 cm x 9,2 m	04593439	60 Stück	6 Stück	G9 2138



Microfoam 3M/Solventum

Microfoam ist hypoallergen, elastisch, sehr anschmiegsam, wasserdicht, atmungsaktiv und ausserdem beschreibbar. Es besteht aus einem Vinylschaumstoff, der Klebstoff ist ein hautfreundliches Polyacrylat mit solider Klebkraft.



Maße	PZN	VE	REF
2,5 cm x 1,5 m (gedehnt 5 m)	02024269	12 Stück	S6 1528-1
5 cm x 2,5 m (gedehnt 5 m)	02024275	6 Stück	S6 1528-2
7,5 cm x 2,5 m (gedehnt 5 m)	03189274	4 Stück	S6 1528-3
10 cm x 2,7 m (gedehnt 5 m)	03190308	3 Stück	S6 1528-4



Medipore H Klebevlies perforiert 3M/Solventum

Medipore H ist ein idealer Vliesverband für die flächige Verbandfixierung.



- » Medipore H Klebevlies ist gleichmäßig perforiert und dadurch verlustfrei abzureißen
- » Das medizinische Pflaster Medipore H ist latexfrei, hypoallergen
- » Bearbeitung ohne Schere möglich
- » Medipore H mit hoher Sofort- und Dauerklebkraft

Maße	PZN	VE	REF
2,5 cm x 9,1 m	07478957	24 Stück	S6 2861
5 cm x 9,1 m	07478963	12 Stück	S6 2862
7,6 cm x 9,1 m	07478986	12 Stück	S6 2863
10 cm x 9,1 m	07478992	12 Stück	S6 2864
15 cm x 9,1 m	19403835	6 Stück	S6 2860-6
20 cm x 9,1 m	07479017	6 Stück	S6 2868



Medipore auf Liner Klebevlies auf Trägerpapier 3M/Solventum

Wenn 3M Medipore in exakt zugeschnittenen Formaten appliziert werden soll, bietet sich das querelastische Klebevlies auf einem speziellen Trägerpapier an. Leichter Zuschnitt gewährleistet eine optimale Passform und einen sicheren Sitz. Ohne Abroller.



- » Individueller Zuschnitt mit der Schere
- » Weich, querelastisch und anschmiegsam
- » Hohe Klebkraft
- » Hypoallergen
- » Atmungsaktiv
- » Hautfreundlich

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 cm x 10 m	18907172	12 Stück	1 Stück	S6 2991/1
10 cm x 10 m	18907189	12 Stück	1 Stück	S6 2991/2
15 cm x 10 m	18844230	12 Stück	1 Stück	S6 2991/3
15 cm x 10 m	00225727	12 Stück	1 Stück	S6 2991NP-3
20 cm x 10 m	18844247	6 Stück	1 Stück	S6 2991/4

fix.tape *mediware*

Unelastischer Stützverband



fix.tape *mediware*

Mediware fix.tape Unelastischer Stützverband

Ideal für das Anlegen von funktionellen Verbänden. Diese Klebebinde läßt sich gut verarbeiten, sitzt rutschsicher, stützt und schützt. Das leichte Abrollen und die Längs- und Quer-Reißbarkeit ermöglichen ein schnelles Arbeiten ohne Hilfsmittel.

Produkteigenschaften:

- » Verfügt über eine hohe Klebekraft
- » Gewährleistet einen sicheren Halt der Verbände auf der Haut und auf Unterzugbinden
- » Lässt sich mühelos in Quer- und Längsrichtung abreißen
- » Das Gewebe ist wasserabweisend imprägniert

Anwendung:

- » Funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Gelenken etc.

Farbe	Maße	PZN	UK	VE	REF
weiß	3,75 cm x 10 m	02512520	120 Stück	12 Stück	J8 752501
blau	3,75 cm x 10 m	02512543	120 Stück	12 Stück	J8 752501B
gelb	3,75 cm x 10 m	02512566	48 Stück	12 Stück	J8 752501G
rot	3,75 cm x 10 m	02512589	48 Stück	12 Stück	J8 752501R
schwarz	3,75 cm x 10 m	02512649	120 Stück	12 Stück	J8 752501S

Leukotape Classic BSN

Für funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken.



Farbe	Maße	PZN	UK	VE	REF
Einzelrolle in Faltschachtel					
weiß	2 cm x 10 m	00499695	105 Stück	5 Stück	G9 2204
weiß	3,75 cm x 10 m	00499726	90 Stück	5 Stück	G9 2206
blau	3,75 cm x 10 m	00669453	90 Stück	5 Stück	G9 76185
grün	3,75 cm x 10 m	00669482	90 Stück	5 Stück	G9 76186
rot	3,75 cm x 10 m	00669476	90 Stück	5 Stück	G9 76187
gelb	3,75 cm x 10 m	00669499	90 Stück	5 Stück	G9 76188
schwarz	3,75 cm x 10 m	00885949	90 Stück	5 Stück	G9 2380
weiß	5 cm x 10 m	00499732	45 Stück	5 Stück	G9 2207
Einzelrolle lose im Karton					
weiß	2 cm x 10 m	00499755	72 Stück	12 Stück	G9 1191
weiß	2,5 cm x 10 m			12 Stück	G9 1632
weiß	3,75 cm x 10 m	00499749	120 Stück	12 Stück	G9 2205
weiß	3,75 cm x 10 m		120 Stück	12 Stück	G9 47109
blau	3,75 cm x 10 m	00669507	120 Stück	12 Stück	G9 9318
grün	3,75 cm x 10 m	00669542	120 Stück	12 Stück	G9 9319
rot	3,75 cm x 10 m	00669513	120 Stück	12 Stück	G9 9317
gelb	3,75 cm x 10 m	00669536	120 Stück	12 Stück	G9 9263
schwarz	3,75 cm x 10 m	00886162	48 Stück	12 Stück	G9 2381



Leukotape Foam BSN

Schaumgummi-Polstermaterial als Druckschutz, sowie zur gezielten lokalen Druckerhöhung.

Maße	PZN	UK	VE	REF
20 cm x 30 cm	00567847	140 Stück	10 Stück	G9 9776





Leukotape K elastischer Klebeverband BSN

Die Klebefläche hat sinusförmige Aussparungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Das elastische Tape Material kann von Kopf bis Fuß eingesetzt werden. Das Material ist den Eigenschaften der Haut angepasst. Ob im Leistungssport oder Alltag, Leukotape K macht das aktive Leben der Patienten wieder bunt und es bleibt die volle Beweglichkeit erhalten. Um einen optimalen Sitz des elastischen Tapes zu erzielen, empfehlen wir Patienten, Leukotape K durch einen Arzt oder Therapeuten anlegen zu lassen.

Farbe	Maße	PZN	UK	VE	REF
hautfarben	2,5 cm x 5 m	01907340	50 Stück	5 Stück	G9 7297810
hautfarben	5 cm x 5 m	01907357	50 Stück	5 Stück	G9 7297811
hautfarben	7,5 cm x 5 m	01907363	40 Stück	5 Stück	G9 7297812
rot	2,5 cm x 5 m	01907386	50 Stück	5 Stück	G9 7297815
rot	5 cm x 5 m	01907392	50 Stück	5 Stück	G9 7297816
rot	7,5 cm x 5 m	01907400	40 Stück	5 Stück	G9 7297817
blau	2,5 cm x 5 m	01907417	50 Stück	5 Stück	G9 7297820
blau	5 cm x 5 m	01907423	50 Stück	5 Stück	G9 7297821
blau	7,5 cm x 5 m	01907446	40 Stück	5 Stück	G9 7297822
schwarz	5 cm x 5 m	06110184	50 Stück	5 Stück	G9 7297823
hellblau	5 cm x 5 m	06110190	50 Stück	5 Stück	G9 7297824
pink	5 cm x 5 m	06110178	50 Stück	5 Stück	G9 7297825



Leukotape Remover BSN

- » Zum sanften Ablösen von Klebeverbänden von der Haut
- » Auch zum Entfernen von Kleberückständen geeignet
- » Auch bei starker Behaarung anwendbar
- » Besteht aus Ethanol, Butanol, Glycerol, Myristylalkohol & Petrolether

Inhalt	UK	PZN	VE	REF
350 ml	20 Stück	08630539	1 Stück	G9 97285-03



Tensospray Sprühkleber BSN

Zur Befestigung von nichtklebenden Wundabdeckungen und Tapeverbänden.

Inhalt	PZN	VE	REF
300 ml	00895439	12 Stück	G9 71602



ESENTA Pflasterentferner Spray Convatec

- » Für eine schnelle und einfache Pflasterentfernung
- » Verringert schmerzvolle Hautablösungen und Hautschäden
- » Entfernt schnell alle Klebstoffreste
- » Fühlt sich seidig und glatt an, keine Rückstände
- » Nicht mit Naturlatex hergestellt
- » 100 % silikonbasiert
- » CHG-kompatibel

Inhalt	PZN	VE	REF
50 ml	16866813	1 Stück	H7 423289

AQ[®] TAPE

Kinesiologie-Tape aus der PainMate Alternativ-Medizinserie

AQ-Tapes

Kinesiologie AQ-Tapes - OHNE STECHEN, OHNE SCHMERZEN „AKUPUNKT-THERAPIE“ OHNE NADEL!



- » Behandlung bei schmerzenden Gelenken
- » Ideal für den Einsatz in der Prophylaxe
- » Sport-Physiotherapie
- » Bei Schmerzproblemen
- » Orthopädie
- » Lymphologie
- » Neurologie
- » Ihr Vorteil: Rollenlänge jetzt 5,5 m

Das kinesiologische Taping wurde Anfang der 70er Jahre in Japan entwickelt. Mit dem elastischen Tape und einer entsprechenden Anlegetechnik ist es möglich, Schmerzen ohne Bewegungseinschränkungen erfolgreich zu behandeln.

Die Tapemethode nutzt den körpereigenen Heilungsprozess. Man erzielt eine stimulierende Wirkung der geklebten Muskelpartien, der Gelenke und des Lymph- und Nervensystems.

Die AQ Tapes sind in 3 Breiten und 7 Farben lieferbar:

- » 2,5 cm breit / 2 Rollen á 5,5 m in der Spenderdose
- » 5,0 cm breit / 1 Rolle á 5,5 m in der Spenderdose
- » 7,5 cm breit / 1 Rolle á 5,5 m in der Spenderdose

Je 6 bzw. 12 Rollen im Display verpackt. Die rückseitig bedruckte Maßeinteilung erleichtert das Abmessen und Schneiden der Tape-Länge.



IHR VORTEIL: Rollenlänge jetzt 5,5 m!



Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Heilmittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.

Farbe	PZN	VE	REF
Standard: Rolle 5,5 m x 5 cm, VE = 1 Rolle			
pink	06055580	1 Stück	S8 AT001
blau	06055597	1 Stück	S8 AT002
beige	06055605	1 Stück	S8 AT003
grün	01675125	1 Stück	S8 AT105
gelb	04700289	1 Stück	S8 AT106
orange	04700295	1 Stück	S8 AT107
schwarz	01675102	1 Stück	S8 AT104
Schmal: Rolle 5,5 m x 2,5 cm, VE = 2 Rollen			
beige	06055611	2 Stück	S8 AT004
pink	01675154	2 Stück	S8 AT015
blau	01675332	2 Stück	S8 AT016
schwarz	01675415	2 Stück	S8 AT017
grün	01675444	2 Stück	S8 AT018
orange	04700326	2 Stück	S8 AT020
Breit: Rolle 5,5 m x 7,5 cm, VE = 1 Rolle			
beige	04700332	1 Stück	S8 AT075





Fixomull Stretch BSN

Luftdurchlässiges Klebvlies mit 2-teiligem Splitliner. Dieser Splitliner erleichtert die Applikation von Fixomull Stretch erheblich.

Maße	PZN	UK	VE	REF
mit PZN				
10 cm x 2 m	08441442	12 Stück	1 Stück	G9 70022
15 cm x 2 m	04539500	12 Stück	1 Stück	G9 2033
5 cm x 10 m	04539517	24 Stück	1 Stück	G9 9084
10 cm x 10 m	04539523	24 Stück	1 Stück	G9 9085
15 cm x 10 m	04539546	24 Stück	1 Stück	G9 9086
20 cm x 10 m	04539552	24 Stück	1 Stück	G9 9087
30 cm x 10 m	04539569	24 Stück	1 Stück	G9 9088
10 cm x 20 m	04919272	12 Stück	1 Stück	G9 47375
15 cm x 20 m	04919289	12 Stück	1 Stück	G9 47376
20 cm x 20 m	04919295	12 Stück	1 Stück	G9 47377
ohne PZN				
15 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 2038
20 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 2039

Hypafix BSN

Verbände anlegen und fixieren erfordert höchste Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Mit Hypafix können großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend. Hypafix ist durch seine Querelastizität anschmiegsam und passt sich stark konturierten Körperpartien gut an. Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen werden verhindert. Hypafix stretch verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und gute Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Es beugt Kontaminationen vor und wird von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen. Hypafix besteht aus einem Polyestervlies, beschichtet mit Polyacrylatkleber.



Maße	PZN	UK	VE	REF
Großpackung mit geschnittenem Abdeckpapier				
5 cm x 10 m	09080213	24 Stück	1 Stück	G9 7144301
10 cm x 10 m	09080236	24 Stück	1 Stück	G9 7144302
15 cm x 10 m	09080242	24 Stück	1 Stück	G9 7144303
20 cm x 10 m	09080259	24 Stück	1 Stück	G9 7144304
30 cm x 10 m	09080207	24 Stück	1 Stück	G9 7144305
Großpackung mit geschnittenem Abdeckpapier, ohne PZN				
2,5 cm x 10 m		24 Stück	24 Stück	G9 7144300
5 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 7144301-N
5 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	G9 7144902
10 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 7144302-N
10 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	G9 7144903
15 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 7144303-N
15 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	G9 7144904
20 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 7144304-N
20 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	G9 7144905
30 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 7144305-N
30 cm x 20 m		6 Stück	1 Stück	G9 7144906
Großpackung mit ungeschnittenem Abdeckpapier				
10 cm x 20 m	18889801	12 Stück	1 Stück	G9 7144907
15 cm x 20 m	18889818	12 Stück	1 Stück	G9 7144908
20 cm x 20 m	18889824	12 Stück	1 Stück	G9 7144909
Großpackung mit ungeschnittenem Abdeckpapier, ohne PZN				
10 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	G9 7144907-N
15 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	G9 7144908-N
20 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	G9 7144909-N
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier, ohne PZN				
10 cm x 2 m			1 Stück	G9 7193900

m.ware fix

Verbandvlies

Verbandfixierung an Gelenken etc.



m.ware fix, Verbandvlies

m.ware fix für die individuelle Wundversorgung an Gelenken und bewegten, konturierten Körperpartien.

m.ware fix ist eine weiße Vliesfixierung, die sich den Körperpartien sehr gut anpasst und wird selbst von empfindlichen Patienten sehr gut vertragen. Mit 2-teiligem Splitliner.

Anwendung:

- » Vollflächige Verbandfixierung, insbesondere an Gelenken und bewegten Körperpartien
- » **Klebmasse:** hypoallergene Polyacrylate
- » **Träger:** elastisches Polyestervlies
- » **Farbe:** weiss
- » **Hauttyp:** normale, sensible Haut

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 cm x 10 m	02512661	40 Stück	1 Stück	J8 752512
15 cm x 10 m	02512655	20 Stück	1 Stück	J8 752514



Fixomull skin sensitive BSN

Besonders sanfte und hautfreundliche Fixierung

Zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittener Abdeckfolie.

Rolle in Faltschachtel, latexfrei.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 cm x 5 m	15190928	24 Stück	1 Stück	G9 79965-01
10 cm x 2 m	15190880	12 Stück	1 Stück	G9 79965-04
10 cm x 5 m	15190934	12 Stück	1 Stück	G9 79965-02
15 cm x 5 m	15190940	12 Stück	1 Stück	G9 79965-03



Hypafix skin sensitive BSN

Hypafix skin sensitive ist eine vollflächige Fixierung zur Befestigung von Wundverbänden und Geräten mit einem hautfreundlichen Silikonkleber. Diese Fixierung garantiert eine geringes Allergierisiko und eine atraumatische Entfernung und eignet sich somit hervorragend für empfindliche und fragile Haut.

- » Atmungsaktiv
- » Schonende Fixierung
- » Niedriges Allergiepotenzial

Maße	PZN	VE	REF
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
10 cm x 2 m	18760065	1 Stück	G9 7996604
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier, ohne PZN			
10 cm x 2 m		1 Stück	G9 7996604-N
Anstaltspackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
5 cm x 5 m	18760036	1 Stück	G9 7996601
10 cm x 5 m	18760042	1 Stück	G9 7996602
15 cm x 5 m	18760059	1 Stück	G9 7996603
Anstaltspackung mit geschnittenem Abdeckpapier, ohne PZN			
5 cm x 5 m		1 Stück	G9 7996601-N
10 cm x 5 m		1 Stück	G9 7996602-N
15 cm x 5 m		1 Stück	G9 7996603-N



Fixomull transparent BSN

Wasser- & keimdichte Klebefolie zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittenem Abdeckpapier.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 cm x 10 m	03643158	12 Stück	1 Stück	G9 72216-00
10 cm x 2 m	03643282	12 Stück	1 Stück	G9 72217
10 cm x 10 m	03643201	12 Stück	1 Stück	G9 72216-01
15 cm x 10 m	03643218	12 Stück	1 Stück	G9 72216-02



Hypafix transparent BSN

Die transparente vollflächige Verbandfixierung

Bei klebenden Verbänden geht es um gute Klebeeigenschaften, einfache Handhabung sowie Tragekomfort und einen effektiven Schutz vor Kontaminationen. Hypafix transparent ist eine wasserdichte vollflächige Verbandfixierung, mit der ohne zusätzlichen Schutz oder Verband wechseln duschen und baden ermöglicht wird.

Des Weiteren schützt Hypafix transparent vor Reibung, ermöglicht die Beobachtung der Wundumgebungshaut und ist besonders atmungsaktiv.

Hypafix transparent besteht aus einer besonders dünnen und hochflexiblen Polyurethanfolie, die mit einem Polyacrylatkleber beschichtet ist.

- » Zur wasserdichten vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, auch im Bereich von Gelenken und Extremitäten
- » Zur wasserdichten Fixierung von Instrumenten, Kathetern, Messelementen und Sonden
- » Zur hygienischen Fixierung von Salbenverbänden bei Hydrotherapie

Maße	PZN	VE	REF
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
10 cm x 2 m	18889876	1 Stück	G9 7237803
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier, ohne PZN			
10 cm x 2 m		1 Stück	G9 7237803-N
Anstaltspackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
5 cm x 10 m	18889830	1 Stück	G9 7237800
10 cm x 10 m	18889847	1 Stück	G9 7237801
15 cm x 10 m	18889853	1 Stück	G9 7237802
Anstaltspackung mit geschnittenem Abdeckpapier, ohne PZN			
5 cm x 10 m		1 Stück	G9 7237800-N
10 cm x 10 m		1 Stück	G9 7237801-N
15 cm x 10 m		1 Stück	G9 7237802-N



Fixomull BSN

Luftdurchlässiger Klebemull zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittenem Abdeckpapier.

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 cm x 10 m	01598695	24 Stück	1 Stück	G9 2110
15 cm x 10 m	01598703	24 Stück	1 Stück	G9 2111



Leukoplast Fixomull stretch BSN

Mit Fixomull stretch können sogar großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Es haftet sicher, ist durch die Querelastizität anschmiegsam und passt sich gut stark konturierten Körperpartien an. Ideal zur Fixierung von Verbänden an Gelenken und Extremitäten.

- » Fixiert zuverlässig und flexibel
- » Verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft
- » Gute Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
- » Anschmiegsam
- » In verschiedenen Rollenbreiten erhältlich, individuell zuschneidbar
- » Latexfreie Rezeptur Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 cm x 10 m	14219972	24 Stück	1 Stück	G9 7999200
10 cm x 2 m	14219995	12 Stück	1 Stück	G9 7999205
10 cm x 10 m	14219989	24 Stück	1 Stück	G9 7999202



Hydrofilm roll Hartmann

Der wasserdichte Folienverband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen. Fixierrolle aus einer transparenten Polyurethanfolie zur Fixierung von nicht selbstklebenden Wundauflagen (Wundauflagen und herkömmliche Gaze), Verbänden und Schläuchen von Kanülen, Sonden, Kathetern, durch die Hafteigenschaften des Produktes.

Maße	PZN	UK	VE	REF
2 m lang				
5 cm	03536356	24 Stück	1 Stück	H2 6857911
10 m lang				
10 cm	03535925	24 Stück	1 Stück	H2 6857901
10 cm	03536563	32 Stück	1 Stück	H2 6857921
20 cm	03537522	20 Stück	1 Stück	H2 6857930



Omnifix Elastic Hartmann

Stark klebendes Pflasterband aus 100 % Zellwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber; außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise und dauerhaft sichere Fixierung von Gelenken und Bändern; starke Haftung auch auf textilen Unterzügen und Kompressionsbinden; durch gezackte Kanten mühelos von Hand abreißbar; ebenso gut reißfähig in Längsrichtung; weiß.

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 cm x 2 m	04377374	64 Stück	1 Stück	H2 9006011
5 cm x 10 m	00255579	63 Stück	1 Stück	H2 9006021
10 cm x 10 m	00255585	36 Stück	1 Stück	H2 9006031
15 cm x 10 m	00255616	24 Stück	1 Stück	H2 9006041
20 cm x 10 m	00255622	18 Stück	1 Stück	H2 9006051



Omnifix silicone Hartmann

Omnifix Silicone ist ein selbstklebendes, hautfreundliches Fixiervlies. Das Fixiervlies besteht aus einem Trägermaterial aus Polyester und einer mit einer Applikationsfolie geschützten Silikon-Haftschrift, wodurch sich das Produkt sogar auf empfindlicher oder vorgeschädigter Haut schmerzlos entfernen lässt. Omnifix Silicone haftet zuverlässig, ist wasserfest und bietet sowohl eine effektive Barriere gegen das Eindringen von Bakterien als auch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Das Fixiervlies ermöglicht eine klebende Fixierung auf einem neuen Niveau.

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 cm x 2 m	16830956	64 Stück	1 Stück	H2 9000020
10 cm x 5 m	16830933	12 Stück	1 Stück	H2 9000010



Urgoderm Stretch

Urgoderm Stretch ist ein Klebevlies zur großflächigen Fixierung auf empfindlicher Haut. Das Trägermaterial aus Polyester ist mikroperforiert und hautfreundlich. Aufgrund der hervorragenden Querelastizität passt sich der Verband auch stark konturierten Körperpartien an. Die Bewegungsabläufe werden nicht eingeschränkt. Die Polyacrylat-Klebmasse gewährleistet einen sicheren Halt und lässt sich sanft wieder ablösen.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
5 cm x 10 m	754105	03157794	72 Stück	1 Stück	L7 554009
10 cm x 10 m	754103	03033589	36 Stück	1 Stück	L7 554010
15 cm x 10 m	754107	03033595	24 Stück	1 Stück	L7 554011
20 cm x 10 m	754114	03033603	18 Stück	1 Stück	L7 5689



Curafix H breitflächiges Fixierpflaster Lohmann & Rauscher

Vliesstoff: weiß, 100 % Polyester, Polyurethanmembran mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 cm x 10 m	07299640	48 Stück	1 Stück	L2 138941
10 cm x 2 m	03295711	96 Stück	1 Stück	L2 138946
10 cm x 10 m	07299657	24 Stück	1 Stück	L2 138942
15 cm x 2 m	07299634	96 Stück	1 Stück	L2 138940
15 cm x 10 m	07299663	24 Stück	1 Stück	L2 138943
20 cm x 10 m	07299686	16 Stück	1 Stück	L2 138944
30 cm x 10 m	07299692	16 Stück	1 Stück	L2 138945

HARTMANN



Cosmopor steril Hartmann

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde; rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; gute Saugkraft und Polsterwirkung; hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber.



Maße	PZN	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm	16875918	50 Stück	5 Stück	H2 9010400
7,2 x 5 cm	04960553	200 Stück	10 Stück	H2 9008336
7,2 x 5 cm	04302005	1000 Stück	50 Stück	H2 9008003
10 x 6 cm	10324784	100 Stück	5 Stück	H2 9010920
10 x 6 cm	04302011	675 Stück	25 Stück	H2 9008021
10 x 8 cm	16875924	50 Stück	5 Stück	H2 9010410
10 x 8 cm	04302034	550 Stück	25 Stück	H2 9008067
10 x 10 cm	10102150	200 Stück	25 Stück	H2 9008200
10 x 20 cm	10324821	180 Stück	5 Stück	H2 9010940
15 x 6 cm	04302028	450 Stück	25 Stück	H2 9008049
15 x 8 cm	10324815	100 Stück	5 Stück	H2 9010930
15 x 8 cm	04302040	350 Stück	25 Stück	H2 9008085
15 x 15 cm	10102167	200 Stück	25 Stück	H2 9008230
20 x 8 cm	04302057	300 Stück	25 Stück	H2 9008102
20 x 10 cm	04302063	300 Stück	25 Stück	H2 9008129
25 x 10 cm	04302086	200 Stück	25 Stück	H2 9008147
35 x 10 cm	04302092	200 Stück	25 Stück	H2 9008165

HARTMANN



Cosmopor E Hartmann

Der selbsthaftende, sterile Wundverband für sicheren Wundschutz

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen; gute Saugkraft und Polsterwirkung; hautfreundlich durch hypoallergenen synthetischen Kautschuk-Kleber.

Zur postoperativen Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit empfindlicher Haut.



Maße	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm	1000 Stück	50 Stück	H2 9008700
10 x 6 cm	675 Stück	27 x 25 Stück	H2 9008715
10 x 8 cm	550 Stück	25 Stück	H2 9008730
15 x 8 cm	350 Stück	25 Stück	H2 9008740
20 x 8 cm	300 Stück	25 Stück	H2 9008750
20 x 10 cm	300 Stück	12 x 25 Stück	H2 9008760
25 x 10 cm	200 Stück	8 x 25 Stück	H2 9008770
35 x 10 cm	200 Stück	25 Stück	H2 9008780

URGO MEDICAL
Healing people

Urgosterile

Urgosterile ist ein steriler Wundschnellverband für postoperative Wunden. Er klebt rundum, ist sehr hautfreundlich und lässt sich ohne Kleberückstände sanft von der Haut lösen. Das spezielle Schutzvlies verhindert ein Verkleben mit der Wunde. Sterilisiert mit Ethylenoxid



Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 7 cm	17165573	2000 Stück	50 Stück	L7 754087
10 x 8 cm	17165596	1000 Stück	50 Stück	L7 754086
10 x 10 cm	17165604	800 Stück	50 Stück	L7 754085
10 x 15 cm	17165610	320 Stück	20 Stück	L7 754083
20 x 10 cm	17165627	440 Stück	20 Stück	L7 754084



Cutiplast Plus steril Smith & Nephew

Die Wasserdampfdurchlässigkeit beugt Hautmazerationen vor. Der hautfreundliche Kleber ist auch für sensible Haut geeignet. Die spezielle Beschichtung sorgt für einen atraumatischen Verbandwechsel und polstert die Wunde. Weich, anschiemig, latexfrei.



Maße	PZN	UK	VE	REF
7 x 5 cm (4 x 2,5 cm Wundauflage)	09732638	150 Stück	5 Stück	L6 66801166
7 x 5 cm (4 x 2,5 cm Wundauflage)	09732561	1100 Stück	110 Stück	L6 66801160
10 x 7,8 cm (5,3 x 4,5 cm Wundauflage)	09732644	150 Stück	5 Stück	L6 66801167
10 x 7,8 cm (5,3 x 4,5 cm Wundauflage)	09732578	440 Stück	55 Stück	L6 66801161
15 x 7,8 cm (15,5 x 5,3 cm Wundauflage)	10325430	150 Stück	5 Stück	L6 66801599
15 x 7,8 cm (15,5 x 5,3 cm Wundauflage)	09732590	440 Stück	55 Stück	L6 66801162
19,8 x 10 cm (15,5 x 5,3 cm Wundauflage)	10325447	150 Stück	5 Stück	L6 66801600
19,8 x 10 cm (15,5 x 5,3 cm Wundauflage)	09732609	385 Stück	55 Stück	L6 66801163
24,8 x 10 cm (20 x 5,3 cm Wundauflage)	09732615	385 Stück	55 Stück	L6 66801164
29,8 x 10 cm (25 x 5,3 cm Wundauflage)	09732621	385 Stück	55 Stück	L6 66801165

Cutiplast steril Smith & Nephew

Anschiemiger Vliesstoffverband – steril. Polsternd, luft- und wasserdampfdurchlässig. Hält auch an konturierten Körperteilen. Hautfreundlicher Polyacrylatkleber verhindert Hautreizungen. Hohe Saugfähigkeit. Atraumatischer Verbandwechsel durch nicht haftendes Wundkissen.



Maße	Hersteller-Nr.	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm (4 x 2,7 cm Wundauflage)	66076825	30 Stück	5 Stück	L6 76825
7,2 x 5 cm (4 x 2,7 cm Wundauflage)	66001478	1000 Stück	100 Stück	G9 1478
10 x 8 cm (6 x 4 cm Wundauflage)	66076826	30 Stück	5 Stück	L6 76826
10 x 8 cm (6 x 4 cm Wundauflage)	66001473	400 Stück	50 Stück	G9 1473
15 x 8 cm (11 x 4 cm Wundauflage)	66001474	400 Stück	50 Stück	G9 1474
20 x 10 cm (16 x 5 cm Wundauflage)	66001475	350 Stück	50 Stück	G9 1475
25 x 10 cm (20 x 5 cm Wundauflage)	66001476	350 Stück	50 Stück	G9 1476
30 x 10 cm (25 x 5 cm Wundauflage)	66001477	350 Stück	50 Stück	G9 1477

Primapore Smith & Nephew

Hochaufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril -

- » Sicherer, anschiemiger Sitz
- » Hohe Saugfähigkeit
- » Nichthaftendes Wundkissen sorgt für eine ungestörte Wundheilung
- » Hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber verhindert Hautreizungen




Maße	PZN	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm (4 x 2,7 cm Wundauflage)	07478124	1800 Stück	100 Stück	L6 7133
8,3 x 6 cm (6 x 3,5 cm Wundauflage)	02783006	600 Stück	50 Stück	L6 7135
10 x 8 cm (5 x 4,5 cm Wundauflage)	07738855	200 Stück	20 Stück	L6 66000317
15 x 8 cm (11 x 4 cm Wundauflage)	07738861	200 Stück	20 Stück	L6 66000318
20 x 10 cm (14 x 5 cm Wundauflage)	07738878	200 Stück	20 Stück	L6 66000319
25 x 10 cm (18 x 5 cm Wundauflage)	07738884	200 Stück	20 Stück	L6 66000320

Beiersdorf

Hansapor steril BDF

Steriler Wundverband für post-operative Wunden sowie Schnitt- und Schürfwunden

- » Verklebt nicht mit der Wunde
- » Besteht aus atmungsaktiven Materialien
- » Zeichnet sich durch seinen sicheren Halt aus
- » Besonders geeignet für empfindliche Haut
- » Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt



Maße	PZN	UK	VE	REF
6 x 7 cm	12439936	250 Stück	25 Stück	G9 48645
8 x 10 cm	12439988	250 Stück	25 Stück	G9 48646
10 x 15 cm	14062571	250 Stück	25 Stück	G9 48647

servoderm

Nicht haftendes,
stark saugfähiges
Wundkissen



Servoderm, Wundkissen

Postoperativer, steriler Wundverband

- » Vlies-Trägermaterial
- » Elastisch
- » Hypoallergener Acrylatkleber
- » Atmungsaktiv
- » Sekret-resistent

Maße	PZN	UK	VE	REF
9 x 5 cm	02512684	800 Stück	50 Stück	J8 753109-B
10 x 9 cm	02512690	500 Stück	25 Stück	J8 753110-B
15 x 9 cm	02512709	400 Stück	25 Stück	J8 753115-B

servoderm



LR People.Health.Care.

Curapor steriler Wundverband Lohmann & Rauscher

Gebrauchsfertiger Wundverband zur sterilen Erstversorgung und Verbandwechsel. Zuverlässiger Rundumverschluss, kein Wundverkleben, elastischer Vliesträger, in der praktischen Großpackung. Luft- und dampfdurchlässig, querdehnbar.

Maße	PZN	UK	VE	REF
weiß				
7 x 5 cm	10756905	100 Stück	5 Stück	L2 32902
7 x 5 cm	10757170	600 Stück	50 Stück	L2 32897
7 x 5 cm	10757069	600 Stück	100 Stück	L2 32890
10 x 8 cm	10757052	100 Stück	5 Stück	L2 32903
10 x 8 cm	10757075	300 Stück	50 Stück	L2 32891
10 x 15 cm	10757081	300 Stück	50 Stück	L2 32892
10 x 20 cm	10757106	450 Stück	50 Stück	L2 32893
10 x 30 cm	10757158	250 Stück	50 Stück	L2 32895
weiß, ohne PZN				
7 x 5 cm		600 Stück	100 Stück	L2 32912
10 x 8 cm		300 Stück	50 Stück	L2 32913
10 x 15 cm		300 Stück	50 Stück	L2 32914
10 x 20 cm		450 Stück	50 Stück	L2 32915
10 x 25 cm		250 Stück	50 Stück	L2 32916
10 x 30 cm		250 Stück	50 Stück	L2 32917
transparent				
7 x 5 cm	02913124	170 Stück	5 Stück	L2 13099
7 x 5 cm	02913733	500 Stück	50 Stück	L2 13101
10 x 8 cm	02913555	170 Stück	5 Stück	L2 13100
10 x 8 cm	02913756	200 Stück	25 Stück	L2 13102
10 x 15 cm	02914098	225 Stück	25 Stück	L2 13103
10 x 20 cm	02914170	225 Stück	25 Stück	L2 13104



Leukomed hospital BSN

Hautfreundlicher Wundverband - elastisch, saugfähig, atmungsaktiv, latexfrei, einzeln steril eingeschleppelt.

- » Aus querelastischem Polyester-Vlies - passt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an
- » Extra weiche, saugfähige Wundaufgabe aus Viskose-Vlies mit Polypropylen beschichtet,
- » verhindert das Verkleben mit der Wunde
- » Rundum klebend mit guter Sofort- und Dauerklebkraft
- » Anschmiegsam mit abgerundeten Ecken
- » Hautfreundlich durch Beschichtung mit Polyacrylatkleber - rückstandsfrei zu entfernen
- » Herausragende Wasserdampf- und Luftdurchlässigkeit des Trägermaterials

Maße	UK	VE	REF
7,2 cm x 5 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-18
10 cm x 8 cm	300 Stück	50 Stück	G9 72380-19
15 cm x 8 cm	300 Stück	50 Stück	G9 72380-20
10 cm x 20 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-21
10 cm x 25 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-22
10 cm x 30 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-23
10 cm x 35 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-24



Leukomed BSN

Steriler Wundverband aus querelastischem Polyester-Vlies, latexfrei und besonders anschmiegsam.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm	01050922	180 Stück	5 Stück	G9 72380-07
7,2 x 5 cm	01050690	400 Stück	50 Stück	G9 72380-00
8 x 10 cm	01050939	180 Stück	5 Stück	G9 72380-08
8 x 10 cm	01050715	300 Stück	50 Stück	G9 72380-01
8 x 15 cm	01050945	180 Stück	5 Stück	G9 72380-09
8 x 15 cm	01050738	300 Stück	50 Stück	G9 72380-02
10 x 20 cm	01050744	180 Stück	5 Stück	G9 72380-10
10 x 20 cm	01050827	400 Stück	50 Stück	G9 72380-03
10 x 25 cm	01050721	180 Stück	5 Stück	G9 72380-11
10 x 25 cm	01050856	400 Stück	50 Stück	G9 72380-04
10 x 30 cm	01050833	180 Stück	5 Stück	G9 72380-12
10 x 30 cm	01050879	400 Stück	50 Stück	G9 72380-05
10 x 35 cm	01050862	180 Stück	5 Stück	G9 72380-13
10 x 35 cm	01050891	400 Stück	50 Stück	G9 72380-06



Leukomed skin sensitive BSN

Leukomed skin sensitive ist bei postoperativen und traumatischen Wunden immer dann die richtige Lösung, wenn der Patient eine fragile Haut aufweist und eine besonders sanfte Versorgung benötigt. Das sterile, querelastische Polyester-Vlies verfügt über eine Wundaufgabe, die für leicht bis mäßig sezernierende Wunden geeignet ist. Die Patienten schätzen besonders die weiche Oberfläche und die schmerzarme Entfernung des Wundverbandes.

Mit Leukomed skin sensitive wird die Haut geschont und eine erfolgreiche Therapie unterstützt. Leukomed skin sensitive besteht aus einem weichen Polyester-Vlies, beschichtet mit einem Silikonanstrich. Die Wundaufgabe ist aus einem Viskose-Vlies, beschichtet mit Polypropylen.

- » Schmerzarmer Entfernung
- » Strahlenindifferent
- » Sanft zu empfindlicher oder geschädigter Haut

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm	17410914	200 Stück	20 Stück	G9 7123900
8 x 10 cm	17410920	200 Stück	20 Stück	G9 7123901
8 x 15 cm	17410966	200 Stück	20 Stück	G9 7123902
10 x 25 cm	17410972	200 Stück	20 Stück	G9 7123903



Leukomed T BSN

Ein Wundverband, zwei Anwendungen: Leukomed T fixiert einerseits Katheter, Kanülen, Wundauflagen sowie medizinische Hilfsmittel wasser- und keimdicht. Andererseits werden nicht mehr sezernierende Wunden vor Reibung und Scherkräften geschützt. Hierdurch können auch dekubitusgefährdete Hautstellen entlastet werden. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie bietet einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut. Leukomed T ist steril und stellt einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Viren dar. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine sichere Fixierung. Die Transparenz ermöglicht eine kontinuierliche Inspektion der Wunde oder Fixierung. Das intuitive Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte, schnelle Anwendung, auch mit Handschuhen. Leukomed® T besteht aus einer transparenten und extradünnen Polyurethanfolie, vollflächig beschichtet mit Polyacrylatkleber.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm	01051011	190 Stück	5 Stück	G9 72381-03
7,2 x 5 cm	01050951	500 Stück	50 Stück	G9 72381-00
8 x 10 cm	01051028	180 Stück	5 Stück	G9 72381-04
8 x 10 cm	01050974	300 Stück	50 Stück	G9 72381-01
10 x 12,5 cm	05561022	180 Stück	5 Stück	G9 72381-11
10 x 12,5 cm	05560985	400 Stück	50 Stück	G9 72381-08
10 x 25 cm	07411166	400 Stück	5 Stück	G9 72381-15
10 x 25 cm	05135354	400 Stück	50 Stück	G9 72381-14
11 x 14 cm	01051034	180 Stück	5 Stück	G9 72381-05
11 x 14 cm	01050997	400 Stück	50 Stück	G9 72381-02
15 x 20 cm	05561039	190 Stück	5 Stück	G9 72381-12
15 x 25 cm	05561045	180 Stück	5 Stück	G9 72381-13
15 x 25 cm	05561016	400 Stück	50 Stück	G9 72381-10



Leukomed T plus BSN

Leukomed T plus bietet nicht nur dem Anwender eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch der Patient profitiert von den wasser- und keimdichten Eigenschaften des sterilen Wundverbands. Dieser postoperative Folienverband mit seiner stark saugfähigen Wundauflage ermöglicht es dem Patienten, seine gewohnten Alltagsaktivitäten frühzeitig wieder aufzunehmen. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie bietet einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut. Leukomed T plus ist steril und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Keime. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine sichere Fixierung und verhindern ungewolltes Aufrollen. Das intuitive Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte, schnelle Anwendung, auch wenn Handschuhe getragen werden.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm	01051198	190 Stück	5 Stück	G9 72382-06
7,2 x 5 cm	01051040	400 Stück	50 Stück	G9 72382-00
10 x 8 cm	01051206	180 Stück	5 Stück	G9 72382-07
10 x 8 cm	01051063	300 Stück	50 Stück	G9 72382-01
15 x 8 cm	01051092	300 Stück	50 Stück	G9 72382-02
15 x 8 cm	01051212	180 Stück	5 Stück	G9 72382-08
20 x 10 cm	05561051	400 Stück	50 Stück	G9 72382-14
20 x 10 cm	05561068	180 Stück	5 Stück	G9 72382-15
25 x 10 cm	01051100	180 Stück	5 Stück	G9 72382-09
25 x 10 cm	01051117	400 Stück	50 Stück	G9 72382-03
30 x 10 cm	01051086	180 Stück	5 Stück	G9 72382-10
30 x 10 cm	01051146	400 Stück	50 Stück	G9 72382-04
35 x 10 cm	01051057	180 Stück	5 Stück	G9 72382-11
35 x 10 cm	01051175	400 Stück	50 Stück	G9 72382-05



Askina Soft steril B. Braun

Gebrauchsfertiger, hautfreundlicher Vliesstoffwundverband für die postoperative Primär- und Folgeversorgung sezernierender Wunden nach Unfallverletzungen, chirurgischen Eingriffen oder einfach als sanfte Wundabdeckung.

- » Für alle Formen der postoperativen, stationären und ambulanten Wundversorgung
- » Neuartiges Wundpad mit mikrofeinem Gitternetz. Die saugfähige, nichthaftende Wundaufgabe garantiert eine hohe Polsterwirkung und ungestörte Wundheilung
- » Kein Verkleben mit der Wunde durch das hydrophobe, microfeine Netz
- » Besonders hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber
- » Elastischer Wundverband mit atmungsaktivem Vliesstoff
- » Weiches, anschmiegsames Vliesmaterial, daher besonders gut anmodellierbar
- » Abgerundete Ecken, dadurch kein lästiges Aufrollen des Verbandes

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 7,5 cm	08711137	900 Stück	50 Stück	H7 9086480
9 x 5 cm	06645896	900 Stück	50 Stück	H7 9086501
9 x 10 cm	06645904	600 Stück	50 Stück	H7 9086510
9 x 15 cm	06645910	400 Stück	40 Stück	H7 9086528
9 x 20 cm	06645927		30 Stück	H7 9086536



Urgosoft

Urgosoft ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer Wundschnellverband. Er ist sehr hautfreundlich und lässt sich ohne Kleberückstände sanft ablösen. Der Verband lässt sich durch individuelles Zuschneiden optimal anpassen und somit sparsam verwenden.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 5 m	601537	07563284	48 Stück	1 Stück	L7 2958
6 cm x 5 m	601538	07563290	32 Stück	1 Stück	L7 2957
8 cm x 5 m	502956	07563309	28 Stück	1 Stück	L7 2956



Cutiplast Smith & Nephew

Querelastischer Wundverband zur Versorgung sezernierender Wunden. Aus Polyestervlies für atraumatischen Verbandwechsel.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 5 m	66001464	02033015	18 Stück	1 Stück	G9 1464
6 cm x 5 m	66001466	02033021	12 Stück	1 Stück	G9 1466
8 cm x 5 m	66001468	02033038	9 Stück	1 Stück	G9 1468



Cosmopor advance Hartmann

Cosmopor advance ist mit der innovativen DryBarrier Technologie ausgestattet, die ermöglicht, dass das Wundexsudat in das Wundkissen aufgenommen, aber nicht wieder abgegeben wird – selbst unter Druck. Diese Kombination von hoher Saugkapazität und geringster Rücknässung erlaubt, dass der Post-OP-Verband länger auf der Wunde verweilen kann. Bei advance handelt es sich um einen sterilen selbstklebenden Wundverband aus weichem Trägervlies, ausgestattet mit einem hoch absorbierenden Wundkissen.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm	03546490	200 Stück	10 Stück	H2 9010180
7,2 x 5 cm	03546509	500 Stück	25 Stück	H2 9010101
10 x 6 cm	03546515	600 Stück	25 Stück	H2 9010110
10 x 8 cm	03546538	450 Stück	25 Stück	H2 9010131
15 x 8 cm	03546544	300 Stück	25 Stück	H2 9010141
20 x 10 cm	03546550	250 Stück	25 Stück	H2 9010151
25 x 10 cm	03546478	80 Stück	10 Stück	H2 9010160
35 x 10 cm	03546484	80 Stück	10 Stück	H2 9010170



Medipore + Pad 3M/Solventum

Steriler Fertigverband mit Wundaufgabe

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 7,2 cm	01681143	400 Stück	50 Stück	S6 3562E
6 x 10 cm	01681189	400 Stück	50 Stück	S6 3564E
10 x 10 cm	01681203	200 Stück	25 Stück	S6 3566E
10 x 15 cm	01681232	200 Stück	25 Stück	S6 3569E
10 x 20 cm	01681249	200 Stück	8 x 25 Stück	S6 3570E
10 x 25 cm	01681284	200 Stück	25 Stück	S6 3571E
10 x 35 cm	01681367	200 Stück	25 Stück	S6 3573E



Tegaderm + Pad 3M/Solventum

Tegaderm + Pad Transparentverband mit absorptionsfähiger Wundaufgabe ist ein vielseitig verwendbarer, steriler Fertigverband mit den Vorteilen eines Transparentverbandes: wasserdicht, keimdicht, abwischbar (auch mit alkoholischen Desinfektionsmitteln) und doch atmungsaktiv.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
5 x 7 cm	3582E	07590418	200 Stück	50 Stück	S6 3582
6 x 10 cm	3584E	03100481	200 Stück	50 Stück	S6 3584
9 x 10 cm	3586E	07590424	100 Stück	25 Stück	S6 3586
9 x 15 cm	3589E	07590430	100 Stück	25 Stück	S6 3589
9 x 20 cm	3590E	07590447		25 Stück	S6 3590
9 x 25 cm	3591E	07590453		25 Stück	S6 3591
9 x 35 cm	3593E	07590476		25 Stück	S6 3593





Leukoplast Soft BSN

Für die empfindliche Haut.

- » Besonders hautfreundlich
- » Hoher Tragekomfort
- » Passt sich den Körperkonturen an, latexfrei

Maße	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 5 m	13838383	28 Stück	1 Stück	G9 7929700
6 cm x 5 m	13838408	20 Stück	1 Stück	G9 7929701
8 cm x 5 m	13838414	16 Stück	1 Stück	G9 7929702
1,9 x 7,2 cm	13838420	3600 Stück	100 Stück	G9 7929703
2,8 x 7,2 cm	13838437	3600 Stück	100 Stück	G9 7929704



Leukoplast Soft white BSN

Ein Pflaster für anspruchsvolle Anwender sollte mehr als nur besonders hautverträglich sein. Das Sortiment von Leukoplast Soft white ist auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten.

Maße	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 5 m	15424119	50 Stück	1 Stück	G9 7645000
6 cm x 5 m	15424125	20 Stück	1 Stück	G9 7645001
8 cm x 5 m	15424131	16 Stück	1 Stück	G9 7645002



Curaplast Sensitive Lohmann & Rauscher

Weiches, anschmiegsames Vliespflaster bei sensibler Haut. Für den schnellen Verband in Klinik und Praxis. Im Spenderkarton.

Maße	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 5 m	07366796	36 Stück	1 Stück	L2 30616
6 cm x 5 m	07366804	40 Stück	1 Stück	L2 30617
8 cm x 5 m	07366810	24 Stück	1 Stück	L2 30618
Ø 2,3 cm	07632921	2400 Stück	100 Stück	L2 30626



Hansaplast Soft BDF

- » Besonders hautfreundlich
- » Anschmiegsam, querelastisch & luftdurchlässig
- » Zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- » Für empfindliche Haut
- » Latexfrei

Maße	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 5 m	08861291	32 Stück	1 Stück	G9 48736
6 cm x 5 m	08861345	24 Stück	1 Stück	G9 48737
8 cm x 5 m	08861351	20 Stück	1 Stück	G9 48738



Beiersdorf

Hansaplast Sensitive BDF

- » Für empfindliche Haut
- » Besonders hautfreundliches & hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt)
- » Schmerzlos zu entfernen
- » Für Diabetiker geeignet

Maße	PZN	UK	VE	REF
Meterware				
6 cm x 5 m	13576670	24 Stück	1 Stück	G9 48698
8 cm x 5 m	13576687	20 Stück	1 Stück	G9 48699
Strips (Injektionspflaster)				
4 cm x 1,9 cm	13578249	3600 Stück	100 Stück	G9 48702



Beiersdorf

Hansaplast Universal BDF

- » Wasser- und schmutzabweisend
- » Widerstandsfähiges Material
- » Zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen

Maße	PZN	UK	VE	REF
Injektionspflaster				
4 cm x 1,9 cm	01215346	3600 Stück	100 Stück	G9 48694
Strips				
1,9 cm x 7,2 cm	01215292	12000 Stück	100 Stück	G9 48691
3 cm x 7,2 cm	01215263	5000 Stück	100 Stück	G9 48695



Beiersdorf

Hansaplast Kinderpflaster BDF

Die Hansaplast Kinderpflaster zeigen die Lieblingscharaktere Ihrer Kinder und sind für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen geeignet. Sie schützen Kinderwunden vor Schmutz und Bakterien.

- » Farben sind für Kinder ungefährlich
- » Die nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde
- » Starke Klebkraft
- » Schmerzlos zu entfernen

Typ	PZN	UK	VE	REF
Kids Strips	14420059	1000 Stück	100 Stück	G9 48717



Urgosoft Injektionspflaster

Die fertig geschnittenen Pflaster ersparen das umständliche Zuschneiden der Meterware. Sie besitzen ein Wundkissen mit Schutzvlies, das ein Verkleben mit der Wunde verhindert. Die abgerundeten Ecken von Urgosoft Injektionspflaster verhindern ein Aufrollen der Enden.

Trägermaterial: weißes Vlies, Klebmasse: Polyacrylat-Kleber, Wundkissen: aus Viskose mit einem Schutzvlies aus Polyethylen. Nur zum Einmalgebrauch bestimmt.

Maße	PZN	UK	VE	REF
2 x 4 cm	17419795	6000 Stück	500 Stück	L7 601535
2 x 6 cm	02217347	3000 Stück	500 Stück	L7 601536



Curaplast Sensitiv Injektionspflaster Lohmann & Rauscher

Fertige Pflasterabschnitte von der Rolle, ideal bei Blutabnahme, Injektionen etc.

Maße	PZN	UK	VE	REF
2 x 4 cm	07378575	4000 Stück	250 Stück	L2 30625



Askina Injektionspflaster B. Braun

Hypoallergenes Injektionspflaster
Anschmiegsames und hautfreundliches Injektionspflaster.

- » Sehr hautfreundliches Injektionspflaster
- » Bereits fertig geschnitten
- » Ein Wundkissen mit Schutzvlies verhindert Wundverklebungen
- » Strapazierfähig und zugfest
- » Abgerundete Ecken sorgen für besseren Halt und verhindern ein Aufrollen der Enden


Maße	PZN	UK	VE	REF
2 x 4 cm	09915043	4000 Stück	250 Stück	H7 9082204



DermaPlast Soft Hartmann

Aus weichem, querelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; insbesondere zur Versorgung an konischen Körperteilen oder besonders empfindlichen Körperpartien bei sehr sensibler Haut.

Maße	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 1,6 cm	16600110	15000 Stück	250 Stück	H2 5353812
4 cm x 5 cm	16600050	32 Stück	1 Stück	H2 5353512
6 cm x 5 m	16600067	32 Stück	1 Stück	H2 5353612
8 cm x 5 m	16600073	24 Stück	1 Stück	H2 5353712
Ø 2,2 cm	16600104	7200 Stück	200 Stück	H2 5353822



Injektionspflaster

Das neue, preiswerte Injektionspflaster

- » Spenderpackung = 250 einzeln abreibare Pflaster (20 x 40 mm) = doppelte Menge
- » Aus freundlichem, hautfarbenem Vlies mit hypoallergenem Kleber

Die Abreiverpackung ermglicht die hygienische Entnahme und vermeidet das Berhren mit den Fingern, welches bei geschtteter Ware nicht vermeidbar ist.

Mae	PZN	UK	VE	REF
2 x 4 cm	02512862	33000 Stck	250 Stck	J8 2990



Beiersdorf

Hansaplast Soft Injektionspflaster BDF

- » Besonders hautfreundlicher, luft- und wasserdampfdurchlssiger Wundschnellverband
- » Fr empfindliche Haut
- » Mit besonders anschmiegsamen Trgermaterial
- » Latexfrei

Mae	PZN	UK	VE	REF
1,9 x 4 cm	00757967	3600 Stck	100 Stck	G9 48741



Leukoplast Soft Injektionspflaster BSN

Fr empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Krperkonturen an, latexfrei.

Mae	PZN	UK	VE	REF
1,9 x 4 cm	13838443	3600 Stck	100 Stck	G9 7929705



Leukoplast Soft white Injektionspflaster BSN

Leukoplast Soft ist ein besonders hautfreundlicher Wundschnellverband fr empfindliche Haut. Das Trgermaterial ist besonders anschmiegsam und passt sich den Krperkonturen an. Leukoplast Soft bietet einen hohen Tragekomfort.

Mae	PZN	UK	VE	REF
1,9 x 4 cm	15424102		500 Stck	G9 7645026



Beiersdorf

Hansaplast Classic BDF

- » Qualitativ hochwertige Pflaster als Meterware oder Strips für die Versorgung verschiedenster Wunden
- » Besonders geeignet für Arztpraxen, Pflegedienste und Großbetriebe
- » Atmungsaktives Material
- » Extra starke Klebekraft

Maße	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 5 m	07577553	32 Stück	1 Stück	G9 48688
6 cm x 5 m	07577576	24 Stück	1 Stück	G9 48689
8 cm x 5 m	07577582	20 Stück	1 Stück	G9 48690



Leukoplast Classic BSN

Für die schnelle Versorgung von Alltagsverletzungen.

- » Atmungsaktiv
- » Starke Haftkraft
- » Robust und strapazierfähig

Maße	PZN	UK	VE	REF
4 cm x 5 m	13838199	28 Stück	1 Stück	G9 7929600
6 cm x 5 m	13838207	20 Stück	1 Stück	G9 7929601
8 cm x 5 m	13838213	16 Stück	1 Stück	G9 7929602



Beiersdorf

Hansaplast Elastic BDF

- » Speziell für Gelenke & viel bewegte Körperstellen
- » Atmungsaktives Material
- » Zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- » Besonders flexibel, anschiessam und zuverlässig klebend

Maße	PZN	UK	VE	REF
Fingerstrips				
1,9 cm x 12 cm	18906698		80 Stück	G9 48828
Meterware				
6 cm x 5 m	07577613	24 Stück	1 Stück	G9 48684



Leukoplast Elastic BSN

Für Wunden an konturierten und viel bewegten Körperteilen.

- » Besonders flexibel
- » Zuverlässige Haftkraft
- » Atmungsaktiv

Maße	PZN	UK	VE	REF
Fingerkuppenpflaster				
4,4 x 5 cm	13838236	1800 Stück	50 Stück	G9 7929800
Fingerstrips				
1,9 x 12 cm	13838242	3600 Stück	100 Stück	G9 7929801
1,9 x 18 cm	13838259	3600 Stück	100 Stück	G9 7929802
Meterware				
4 cm x 5 m	13838265	28 Stück	1 Stück	G9 7929803
6 cm x 5 m	13838271	20 Stück	1 Stück	G9 7929804
8 cm x 5 m	13838288	16 Stück	1 Stück	G9 7929805



Leukoplast Soft Wundstrips BSN

Für empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Körperkonturen an, latexfrei.

Maße	PZN	UK	VE	REF
1,9 x 7,2 cm	13838420	3600 Stück	100 Stück	G9 7929703
2,8 x 7,2 cm	13838437	3600 Stück	100 Stück	G9 7929704



Leukoplast Universal BSN

Für Verletzungen unter feuchten oder schmutzigen Bedingungen.

- » Wasser- und schmutzabweisend
- » Hautfreundlich
- » Atmungsaktiv

Maße	PZN	UK	VE	REF
Strips				
1,9 x 7,2 cm	13838302	3600 Stück	100 Stück	G9 7646101
2,8 x 7,2 cm	13838360	1200 Stück	100 Stück	G9 7646100
Ø 2,2 cm	13838377	3000 Stück	250 Stück	G9 7646103
Meterware				
6 cm x 5 m	13838319	20 Stück	1 Stück	G9 7646106
Fingerstrips				
1,9 x 12 cm	13838325	3600 Stück	100 Stück	G9 7646107
Injektionspflaster				
1,9 x 4 cm	13838354	3600 Stück	100 Stück	G9 7646108



LR People.Health.Care.

Curafix i.v. Classic Kanülen-Fixierpflaster Lohmann & Rauscher

Vliesstoff-Fixierverband zur engumschließenden Applikation von Verweilkanülen; mit separatem Tupf-/Polsterkissen. Fein elastischer Vliesstoff, 100 % Polyester, hautverträglicher Polyacrylatkleber, einzeln steril eingeschiegelt.

Maße	PZN	UK	VE	REF
2,5 x 12,5 cm, ohne Schlitz, hautfarben	02429629	2000 Stück	20 Stück	L2 30102

Opsite IV3000 Smith & Nephew

Hochatmungsaktive, transparente Polyurethanfolie – steril

- » Einfache Applikation „mit einer Hand“ auch an schwierigen Körperstellen
- » Verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit
- » Sichere, dauerhafte Fixierung
- » Hautfreundlicher Polyacrylatkleber rasterförmig aufgetragen
- » Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, bis zu 8-fach höher als andere Filmprodukte
- » Kontrolle der Punktionsstelle durch Transparenz der Folie
- » Sichere Keim- und Bakterienbarriere

Maße	PZN	UK	VE	REF
Einhandapplikation				
6 x 7 cm	07478153	1800 Stück	100 Stück	L6 4007
7 x 9 cm	07498902	2000 Stück	100 Stück	L6 4006
10 x 12 cm	03412329	100 Stück	10 Stück	L6 66004005
10 x 12 cm	07478176	400 Stück	50 Stück	L6 4008



LR People.Health.Care.

Curafix i.v. Soft Kanülenfixierpflaster Lohmann & Rauscher

Curafix i.v. Soft besteht aus reinem Vliesstoff und lässt sich schnell und einfach applizieren. Das Wundkissen dient zur Aufnahme von Blut und Exsudat.* Besonders Kanülen mit Injektionsport können durch die Lochstanzung und den überlappenden Pflasterflügel sicher fixiert werden.* Zudem verfügt Curafix i.v. Soft über eine latexfreie Formulierung und ist hautfreundlich.**

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

**Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Steril, einzeln eingeschiegelt

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,5 x 6 cm	14212361	400 Stück	50 Stück	L2 33696



LR People.Health.Care.

Curafix i.v. Control Lohmann & Rauscher

Curafix i.v. Control besteht aus einer Vliesstoff- und Folienlamination. Das transparente Sichtfenster ermöglicht die Beobachtung und Kontrolle der Punktionsstelle ohne den Verband wechseln zu müssen. Besonders Kanülen mit Injektionsport können durch die Lochstanzung und den überlappenden Pflasterflügel sicher fixiert werden.* Zudem lässt sich Curafix i.v. Control rückstandsarm entfernen und ist hautfreundlich.** Steril, einzeln eingeschiegelt.

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

**Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Typ	Maße	PZN	UK	VE	REF
mit Sichtfenster	7,5 x 6 cm	14212378	400 Stück	50 Stück	L2 33697



LR People.Health.Care.

Askina Soft I. V. B.Braun

Hypoallergener Fixierverband für Venenverweilkanülen

Ermöglicht eine sanfte und sichere Fixierung von Venenverweilkanülen

- » Hoher Tragekomfort durch elastisches, atmungsaktives Vliesmaterial
- » Steril, kontaminations- und Infektionsschutz durch saugfähige Wundauflage
- » Separater Mehrschichttupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers
- » Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebekraft

Maße	PZN	UK	Hersteller-Nr.	VE	REF
8 x 6 cm	00427738	1500 Stück	WIN9086919	50 Stück	H7 9086919

servoderm i.v.



servoderm

Servoderm I.V. Katheter, Kanülenfixierung

In 2 verschiedenen Ausführungen zur engumschliessenden Applikation von Kanülen lieferbar. Einzel steril eingeschleut.

Maße	PZN	UK	VE	REF
mit Pad, non woven				
9,5 x 6 cm	02512885	1000 Stück	50 Stück	J8 753139
ohne Pad, non woven				
9,5 x 6 cm	02512891	1000 Stück	50 Stück	J8 753135



Applica I. V. 100 Smith & Nephew

- » Sichere Vliesstoff-Kanülenfixierung mit Wundpad – steril
- » Hautfreundlicher Polyacrylatkleber verhindert Hautreizungen
- » Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- » Luft- und wasserdampfdurchlässig
- » Sichere Fixierung der gesamten Kanüle
- » Extra-Pad zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers
- » Einzel, steril

Maße	PZN	UK	VE	REF
8 x 6 cm	04393798	400 Stück	50 Stück	L6 66047717



Cosmopor I.V. Kanülenfixierverband Hartmann

Selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen; zusätzliches, separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber.

Maße	PZN	UK	VE	REF
8 x 6 cm	01798968	400 Stück	50 Stück	H2 9008054



Tegaderm I.V. Portverband 3M/Solventum

Tegaderm I.V. Portverbände wurden speziell für implantierte venöse Zugänge (Portkatheter) entwickelt und bieten sowohl antimikrobiellen Schutz als auch den Komfort, den Ihre Patienten verdienen.

Maße	PZN	UK	VE	REF
12 x 12 cm	13196832	100 Stück	25 Stück	S6 1668



Tegaderm I.V. 3M/Solventum

Steriler Transparentverband

Maße	PZN	UK	VE	REF
7 x 8,5 cm	04999874	400 Stück	100 Stück	S6 1633
8,5 x 10,5 cm	00300245	200 Stück	50 Stück	S6 1635



Leukomed I.V. Film BSN

Verschiedene Formen und Größen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Fixierung von zentralen und peripheren Venenkathetern und Kanülen mit und ohne Injektionsport. Die transparenten Leukomed I.V. film Fixierpflaster bieten eine hohe Therapiesicherheit bei einfacher und schneller Handhabung. Dank der Transparenz kann die Einstichstelle, während sie keim- und wasserdicht abgedeckt ist, jederzeit kontrolliert werden, ohne dass ein Verbandwechsel erforderlich ist. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie bietet einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt wie eine zweite Haut. Die aus Polyestervlies bestehenden Flügel sind querelastisch und daher sehr anschmiegsam. Sie sorgen für zusätzliche Stabilisierung in der Fixierung (gilt nicht für REF: G9 72390-04). Leukomed I.V. film Fixierpflaster sind steril und bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien, Viren und Infektionen. Die abgerundeten Ecken und die zusätzlichen Fixierstreifen gewährleisten eine sichere Anwendung.

Maße	PZN	UK	VE	REF
4,5 x 4,5 cm	07706909	500 Stück	50 Stück	G9 72390-04
8 x 6 cm	04535726	400 Stück	50 Stück	G9 72390
9 x 7 cm	07706967	300 Stück	50 Stück	G9 72390-05



Leukomed I.V. BSN

Sterile Kanülenfixierung aus Polyestervlies mit Wundauflage und zusätzlichem Vliespad. Pflaster einzeln steril eingeschleut.

Maße	PZN	UK	VE	REF
8 x 6 cm	04535703	400 Stück	50 Stück	G9 72389



Cutimed Sorbion Sorbact BSN

Cutimed Sorbion Sorbact wird verwendet zur Infektionsprophylaxe und bei sauberen, kontaminierten, kolonisierten oder infizierten Wunden mit starker bis übermäßiger Exsudation, wie z.B.:

- » Dekubitus
- » Diabetisches Ulcus cruris
- » Vasculäres Ulcus
- » Postoperative Wunden
- » Traumatische Wunden

Der Wundverband kann auch in der Kompressionstherapie verwendet werden.

Verbandstandzeit: abhängig vom Zustand der Wunde, max. drei Tage

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 x 10 cm	10526387	144 Stück	12 Stück	G9 7269820
10 x 20 cm	10526393	72 Stück	12 Stück	G9 7269821
20 x 20 cm	10526401	48 Stück	12 Stück	G9 7269822
20 x 30 cm	10526418	48 Stück	12 Stück	G9 7269823



Tegaderm CHG Chlorhexidingluconat I.V. Fixierverband 3M/Solventum

- » Anhaltende antimikrobielle Wirkung direkt an der Einstichstelle über einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen
- » Saugfähiges CHG Gelpissen nimmt kleinere Mengen Flüssigkeit rund um die Einstichstelle auf
- » Transparentfolie über der Einstichstelle mit netzförmig aufgebrachtem Kleber: sichert und schützt den Katheter und erlaubt eine Ableitung der Feuchtigkeit der Haut
- » Transparentfolie und das integrierte Gelpissen über der Einstichstelle erlauben erlaubt eine Beobachtung derselben ohne Verbandwechsel
- » Vliesverstärkung für erhöhte Stabilität
- » Laminierte Dokumentations- und Fixierstreifen bieten zusätzlichen Schutz
- » Berührungsfreie Applikation durch seitliche Haltetaschen

Maße	PZN	VE	REF
7 x 8,5 cm (Gelpadgröße 2 x 2 cm)	05879209	25 Stück	S6 1660R
8,5 x 11,5 cm (Gelpadgröße 3 x 4 cm)	05992271	25 Stück	S6 1657R
10 x 12 cm (Gelpadgröße 3 x 4 cm)	05992294	25 Stück	S6 1658R
10 x 15,5 cm (Gelpadgröße 3 x 7 cm)	05992319	25 Stück	S6 1659R



Tegaderm Foam Adhesive 3M/Solventum

Schaumverband mit Kleberand, für perfekten Halt insbesondere an Ferse, Vorfuß, Zehe und Sakrum.

3M Tegaderm Foam Adhesive ist ein dünner, stark absorbierender Schaumverband mit Superabsorber und feuchtigkeits-kontrollierender Schicht für schwach bis stark exsudierende Wunden. Sein besonders dünner Kleberand und das patentierte Speichenapplikationssystem ermöglichen eine passgenaue, einhändige Applikation auch an schwierigen Stellen.

Anpassung an unterschiedliche Exsudatmengen

- » Reduziertes Risiko von Mazeration oder Wundaustrocknung durch intelligentes Exsudatmanagement
- » Patentiertes Speichenapplikationssystem ermöglicht die Applikation mit nur einer Hand
- » Perfekter Sitz auch an prominenten Stellen
- » Sicherer Halt durch extradünnen Kleberand und hydrophilen Klebstoff

Maße	UK	VE	REF
6,9 x 6,9 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90615
6,9 x 7,6 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90614
8,8 x 8,8 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90610
10 x 11 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90611
13,9 x 13,9 cm	20 Stück	5 Stück	S6 90619
14,3 x 14,3 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90612
14,3 x 15,6 cm	30 Stück	5 Stück	S6 90613



Tegaderm Film 3M/Solventum

Steriler Transparentverband

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
4,4 x 4,4 cm	1622W	02094790	400 Stück	100 Stück	S6 1622 W
6 x 7 cm	1624W5/1624NP	07194898	30 Stück	5 Stück	S6 1624P
6 x 7 cm	1624W	02097989	400 Stück	100 Stück	S6 1625
6 x 7 cm		02105513	400 Stück	100 Stück	S6 1623W
10 x 12 cm	1626W5/1626NP	07194929	30 Stück	5 Stück	S6 1626P
10 x 12 cm	1626W	02098411	200 Stück	50 Stück	S6 1626
10 x 25 cm		02100361	80 Stück	20 Stück	S6 1627
15 x 20 cm		02100378	80 Stück	10 Stück	S6 1628
20 x 30 cm		02105542	80 Stück	10 Stück	S6 1629



Curatest Epikutantestpflaster Lohmann & Rauscher

Klebebeschichteter Vliesstoff aus Curapor, mit beschriftbarem Seitenrand, mit je 10 Testkammern, verwendbar wie ein Schnellverband, gut hautverträglich. Mit 10 Testkammern pro Streifen.

Maße	PZN	VE	REF
7,5 x 12,5 cm	07666311	50 Stück	L2 163055



Tegaderm Roll 3M/Solventum

Unsteriler Transparentverband von der Rolle, der sich individuell zuschneiden und unkompliziert anwenden läßt.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 cm x 10 m	03816506	4 Stück	1 Stück	S6 16002
10 cm x 10 m	03816512	4 Stück	1 Stück	S6 16004
15 cm x 10 m	03816529	4 Stück	1 Stück	S6 16006



Leukoplast wound closure strip BSN

Wundnahtstreifen sind eine etablierte Größe im Bereich des Wundverschlusses. Bei der Entwicklung von Leukoplast wound closure strip wurde besonderer Wert auf qualitativ hochwertige Materialien und eine dauerhafte und zugleich flexible Wundrandadaption gelegt. Das speziell gewirkte Material verringert das Risiko von Hautmazerationen und lässt die Feuchtigkeit hindurch. Die miteinander verwobenen Polyamidfäden garantieren die besondere Elastizität von Leukoplast wound closure strip. Diese intelligente Struktur passt sich den unterschiedlichen Heilungsstadien einer Wunde an. Der kräftige und zugleich hautfreundliche Kleber garantiert eine schnelle und sichere Adaption der Wundränder. Abgerundete Ecken verhindern das Aufrollen des Materials und sorgen für eine lange Haltbarkeit auf der Haut. Bei frühzeitiger Entfernung der Hautnaht bzw. -klammer kann durch Leukoplast wound closure strip das kosmetische Narbenergebnis verbessert werden.

Leukoplast wound closure strips bestehen entweder aus weißem oder beige, mikroporösem Polyamidgewebe, beschichtet mit einem Acryl-Polymer-Kleber.

Latexfreie Rezeptur - nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Maße	PZN	VE	REF
weiß – Faltschachtel mit 10 Peelbeuteln, steril			
6 x 38 mm	17875665	10 x 6 Stück	G9 7129200
6 x 75 mm	17875671	10 x 3 Stück	G9 7129202
6 x 100 mm	17875688	10 x 10 Stück	G9 7129203
12 x 100 mm	17875694	10 x 6 Stück	G9 7129204
weiß – Faltschachtel mit 50 Peelbeuteln, steril			
6 x 38 mm	17875719	50 x 6 Stück	G9 7274000
3 x 75 mm	17875725	4 x 50 x 5 Stück	G9 7274001
6 x 75 mm	17875731	50 x 3 Stück	G9 7274002
6 x 100 mm	17875748	50 x 10 Stück	G9 7274003
12 x 100 mm	17875754	4 x 50 x 6 Stück	G9 7274004
weiß – Faltschachtel mit 25 Peelbeuteln, steril			
25 x 100 mm	17875760	4 x 25 x 4 Stück	G9 7274005
beige – Faltschachtel mit 50 Peelbeuteln, steril			
6 x 38 mm	17875777	50 x 6 Stück	G9 7274006
6 x 75 mm	17875808	50 x 3 Stück	G9 7274007
12 x 100 mm	17875814	50 x 6 Stück	G9 7274008
beige – Kleinpackung mit 2 Peelbeuteln, steril			
6 x 38 mm (6 Streifen) & 6 x 75 mm (3 Streifen)	17875702	16 x 9 Stück	G9 7129214



LeukoStrip Smith & Nephew

Elastische Wundverschlüßstreifen als Primär- und Sekundärverschlüß in der großen und kleinen Chirurgie. Als Ersatz der Hautnaht.

Maße	PZN	UK	VE	REF
LeukoStrip				
4 x 38 mm	07610374	1600 Stück	10 x 8 Stück	L6 66072954
4 x 38 mm	03374362	1600 Stück	50 x 8 Stück	G9 2876
6,4 x 76 mm	07610380	600 Stück	10 x 3 Stück	L6 2952
6,4 x 76 mm	03374379	600 Stück	50 x 3 Stück	G9 2878
6,4 x 102 mm	07610397	1000 Stück	10 x 5 Stück	L6 66072955
6,4 x 102 mm	03374385	1000 Stück	50 x 5 Stück	G9 2879
13 x 102 mm	07610405	1200 Stück	10 x 6 Stück	L6 2953
13 x 102 mm	03374391	1200 Stück	50 x 6 Stück	G9 2880
26 x 102 mm	03374416	400 Stück	25 x 4 Stück	G9 2881
LeukoStrip S				
4 x 38 mm	08828253	800 Stück	50 x 4 Stück	L6 66002882
6,4 x 76 mm	08828276	600 Stück	50 x 3 Stück	L6 66002883



Omnistrip, steril Hartmann

Hypoallergene Wundnahtstreifen aus hautfarbenem Vliesstoff mit Polyacrylat-Kleber, mit abgerundeten Ecken, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig, keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent, temperatur- und alterungsbeständig.

Maße	PZN	UK	VE	REF
steril, eingesiegelt zu 3 Stück				
6 x 76 mm	11126365	960 Stück	6 Stück	H2 5400201
6 x 76 mm	00761650	900 Stück	150 Stück	H2 5406833
steril, eingesiegelt zu 4 Stück				
25 x 127 mm	00761696	1200 Stück	200 Stück	H2 5406863
steril, eingesiegelt zu 5 Stück				
3 x 76 mm	00761638	1500 Stück	250 Stück	H2 5406813
steril, eingesiegelt zu 6 Stück				
6 x 38 mm	11126359	1440 Stück	12 Stück	H2 5400101
6 x 38 mm	00761644	1800 Stück	300 Stück	H2 5406823
12 x 101 mm	00761673	1800 Stück	300 Stück	H2 5406853
steril, eingesiegelt zu 10 Stück				
6 x 101 mm	00761667	3000 Stück	500 Stück	H2 5406843



UrgoStrips

Sterile Wundnahtstreifen, weiß. Hohe Hautverträglichkeit, zugfest, auf Silikonschutzpapier aufgebracht, gute Klebekraft, zuverlässige und sichere Fixierung der Wundränder.

Maße	PZN	UK	VE	REF
75 x 3 mm	08437073	3000 Stück	50 x 5 Stück	L7 554003
75 x 6 mm	02717481	3000 Stück	50 x 3 Stück	L7 554002



Steri-Strip Wundverschlussstreifen 3M/Solventum

Fertige, sterile Wundverschlussstreifen.

Ohne Nadel und Faden können Wunden geschlossen werden, mit sehr gutem kosmetischen Ergebnis.

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
3 x 75 mm	R1540	04586066	1000 Stück	50 x 5 Stück	S6 1540
3 x 75 mm	1540P/1540NP-12	03328853	1200 Stück	12 x 5 Stück	S6 1540-P
6 x 38 mm	R1542	04586089	1200 Stück	50 x 6 Stück	S6 1542
6 x 38 mm	1542P	03211938	1440 Stück	12 x 6 Stück	S6 1542-P
6 x 75 mm	R1541	04586072	600 Stück	50 x 3 Stück	S6 1541
6 x 75 mm	1541P/1541NP-12	03328876	720 Stück	12 x 3 Stück	S6 1541-P
6 x 100 mm	R1546	04586095	2000 Stück	50 x 10 Stück	S6 1546
6 x 100 mm	1546P/1546NP-12	03328882	2400 Stück	12 x 10 Stück	S6 1546-P
12 x 50 mm	R1549	06309112	1200 Stück	50 x 6 Stück	S6 R-1549
12 x 100 mm	R1547	04586103	1200 Stück	50 x 6 Stück	S6 1547
12 x 100 mm	1547P	03328899	1440 Stück	12 x 6 Stück	S6 1547-P
25 x 125 mm	R1548	04586126	400 Stück	25 x 4 Stück	S6 1548

Steri-Strip Blendtone 3M/Solventum

Unverstärkte, mikroporöse, hautfarbene Wundverschlussstreifen, hautfarben.

Maße	PZN	UK	VE	REF
6 x 75 mm	08754514	600 Stück	50 x 3 Stück	S6 B-1551
12 x 100 mm	08754537	1200 Stück	50 x 6 Stück	S6 B-1557

Leukoplast Skin Adhesive Hautkleber BSN

Leukoplast skin adhesive ist ein steriler, visköser Hautkleber für den topischen Hautverschluss. Die hohe Viskosität ermöglicht ein präzises Auftragen von Leukoplast skin adhesive und reduziert das Risiko eines versehentlichen Verlaufes des Hautklebers in unerwünschte Areale. Der Hautkleber sorgt mit nur einer Klebschicht für eine schnelle und einfache Applikation und passt sich der Haut flexibel an. Für ein vielseitiges Einsatzspektrum verfügt Leukoplast skin adhesive über einen 2-in-1 Applikator. Die feine Seite des Applikators ist für einen präzisen Wundverschluss geeignet. Durch Umgreifen bietet die breite Seite darüber hinaus die Möglichkeit, einen breiten Schutzfilm aufzutragen. Der Hautkleber polymerisiert durch die vorhandene Hautfeuchtigkeit innerhalb kurzer Zeit zu einem flexiblen Film, der die Wundränder sicher zusammenhält und die Wunde schützt. Zur leichten Dosierbarkeit wird Leukoplast skin adhesive in einer Aluminiumtube mit einem 2-in-1 Applikator geliefert, der sofort geruchsfertig ist.

Leukoplast skin adhesive besteht aus 2-Octyl- und n-Butyl-Cyanoacrylat-Monomeren, die zur besseren Sichtbarkeit leicht violett gefärbt sind.



Typ	PZN	VE	REF
Tube 0,36 ml, mit 2-in-1 Applikator	18240029	10 Tuben	G9 7254105
Tube 0,7 ml, mit 2-in-1 Applikator	18240012	10 Tuben	G9 7254104



Einmal-Hautklammerinstrument Appose ULC 35 W

Appose ULC-Einmal-Hautklammerinstrument, inkl. 35 Klammern mit 0,5 mm Durchmesser.

Gibt bei jeder Betätigung des Auslösers eine Klammer ab. Die Klammern durchdringen zunächst die Haut und werden dann so geformt, dass sie das Gewebe zusammenhalten.

Typ	PZN	VE	REF
Einmal-Hautklammerinstrument Appose ULC	16055457	12 Stück	I4 8886803712

Chirurgisches Nahtmaterial wird in verschiedenen Fadenstärken hergestellt. Dabei werden zwei verschiedene Maßsysteme – das amerikanische **USP-System** (United States Pharmacopeia) und das **metrische System** – verwendet. Die Stärke des Fadens ist neben dem verwendeten Material ausschlaggebend für die Festigkeit einer chirurgischen Naht. Generell gilt, dass das Nahtmaterial stets so dünn wie möglich gewählt wird: Ziel ist also eine ausreichende Reißfestigkeit bei möglichst geringer Gewebsschädigung. Bei resorbierbarem Nahtmaterial hat die Dicke auch einen Einfluss auf den vom Körper zu leistenden Auflösungsprozess. - Die auf einer Verpackung aufgedruckte Fadenstärke ist immer die Mindestdicke, zumeist liegt die wirkliche Fadenstärke im jeweiligen oberen Milimeterbereich.

Alle anderen Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

USP	metrisch	mm-Bereich
11-0	0,1	0,010–0,019
10-0	0,2	0,020–0,029
9-0	0,3	0,030–0,039
8-0	0,4	0,040–0,049
7-0	0,5	0,050–0,059
6-0	0,7	0,070–0,079
5-0	1	0,100–0,149
4-0	1,5	0,150–0,199
3-0	2	0,200–0,249
2-0	2,5	0,250–0,299
1-0	3	0,300–0,349
0	3,5	0,350–0,399
1	4	0,400–0,499
2	5	0,500–0,599
3+4	6	0,600–0,699
5	7	0,700–0,799
6	8	0,800–0,899
7	9	0,900–0,999
8	10	1,000–1,099



Prolene, Ethicon

Monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau, hohe Reißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, hervorragende Gewebeverträglichkeit. Erhältliche Fadenstärken: metric: 0,5 bis 3,5; USP 7-0 bis 0.

Nadel	Metric	USP	Länge	Typ	VE	REF
FS1	2	3/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 8684H
FS1	1,5	4/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 8629H
FS2	1	5/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 8661H
FS2	1,5	4/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 EH7151H
FS2	1,5	4/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 8683H
FS2	2	3/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 8665H
FS3	0,7	6/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 8660H
PS2	1,5	4/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 EH7168H
PS2 Prime MP	1,5	4/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 8682SLH
PS3	1	5/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 8681H
PS3	1,5	4/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 EH7764H
V5	1,5	4/0	0,75 m	blau monofil	36 Stück	I4 8952H
TF	1	5/0	0,75 m	blau monofil	36 Stück	I4 EH7404H
TF1	0,7	6/0	0,45 m	blau monofil	36 Stück	I4 EH7830H
PS1	2	3/0	0,45 m	blau monofil MULTIPASS	12 Stück	I4 8663G
PS2	1	5/0	0,45 m	blau monofil MULTIPASS	36 Stück	I4 8686H
PS2	2	3/0	0,75 m	blau monofil MULTIPASS	36 Stück	I4 EH7691H
PS2	2,0	3/0	0,45 m	blau monofil MULTIPASS	36 Stück	I4 8687H
P3	1	5/0	0,45 m	blau monofil MULTIPASS	36 Stück	I4 8698H
P3	1,5	4/0	0,45 m	blau monofil MULTIPASS	36 Stück	I4 8699H
P3	0,7	6/0	0,45 m	blau monofil PRIME	36 Stück	I4 8695H
P1	0,7	6/0	0,45 m	blau monofil PRIME	36 Stück	I4 8697H
PS1	2	3/0	0,75 m	blau monofil PRIME	36 Stück	I4 EH7568H
PS2	2,5	2/0	0,45 m	blau monofil PRIME	36 Stück	I4 EH7555H
PS2	1,5	4/0	0,45 m	blau monofil VISI-BLACK	36 Stück	I4 EH7291H
PS2	2	3/0	0,45 m	blau monofil VISI-BLACK	36 Stück	I4 EH7293H



Vicryl, Ethicon

VICRYL ist ein steriles Nahtmaterial für die Adaptation von Weichgewebe und/oder Ligaturen, einschließlich der Verwendung u. a. in der Ophthalmologie, für periphere Nervennähte und Mikrochirurgie an Gefäßen von < 2 mm Durchmesser. Außerdem kann es beispielsweise in der Allgemeinchirurgie, Gastro-Intestinal-Chirurgie, Gynäkologie, Urologie und Orthopädie verwendet werden.

- » Polyglactin 910
- » Resorbierbar
- » Polyfil (bis USP 9-0)
- » Synthetisch

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
ungefärbt geflochten	P3	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 J494H
ungefärbt geflochten	FS2	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 V292H
ungefärbt geflochten	FS2	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 V293H
violett geflochten	RB1 Plus	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 V305H
violett geflochten	SH1	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 V311H
violett geflochten	FS1	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 V452-H
violett geflochten Sutupak	ohne	2	3/0	3 x 0,45 m	36 Stück	I4 V634H

Vicryl Plus, Ethicon

Vicryl Plus ist ein steriles, antibakterielles Nahtmaterial für die Adaptation von Weichgewebe und/oder Ligaturen. Es kann u. a. in der Allgemeinchirurgie, Mikrochirurgie, Gastro-Intestinal-Chirurgie, Gynäkologie, Urologie und Orthopädie verwendet werden.

- » Antibakteriell beschichtet mit Triclosan IRGACARE MP
- » Polyglactin 910
- » Resorbierbar
- » Polyfil
- » Synthetisch



Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
Plus, violett geflochten	RB1 Plus	1,5	4/0	0,70 m	36 Stück	I4 VCP304H
Plus, violett geflochten	RB1 Plus	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 VCP305H
Plus, violett geflochten	SH1 Plus	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 VCP311H
Plus violett geflochten	SH Plus	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 VCP316H
Plus violett geflochten	SH Plus	2,5	2/0	0,70 m	36 Stück	I4 VCP317H
Plus violett geflochten VISI-BLACK	SH Plus	2	3/0	0,90 m	36 Stück	I4 VCP2420H
Plus violett geflochten Multipak, Control release	CT2	3,5	0	8 x 0,45 m	24 Stück	I4 VCP744E
Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	P3	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 MPVCP494H
Plus ungefärbt geflochten MULTIPASS	PS2	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 MPVCP496H
Plus, ungefärbt geflochten	RB1 Plus	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 VCP215H
Plus, ungefärbt geflochten	FS2	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 VCP293H
Plus, ungefärbt geflochten PRIME	P3	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 VCP494H
Plus, ungefärbt geflochten PRIME	PS2	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 VCP496H
Plus violett geflochten Sutupak	ohne	2	3/0	3 x 0,45 m	36 Stück	I4 VCP634H
Plus violett geflochten Sutupak	ohne	2,5	2/0	3 x 0,45 m	36 Stück	I4 VCP635H
Plus violett geflochten Sutupak	ohne	2	3/0	6 x 0,45 m	36 Stück	I4 VCP1225H

Vicryl Rapide, Ethicon

Resorbierbarer, geflochtener Synthetikfaden, ungefärbt, beschichtet, gute Knotengleiteigenschaften, sicherer Knotensitz, minimale Gewerberreaktion und Sägewirkung, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: 35 bis 42 Tage. Erhältliche Fadenstärken: metric 0,7 – 2,5; USP 6-0 bis 2-0.



Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
ungefärbt geflochten	RB1-Plus	1	5/0	0,70 m	36 Stück	I4 V2130H
ungefärbt geflochten	RB1-Plus	1,5	4/0	0,70 m	36 Stück	I4 V2140H
ungefärbt geflochten	RB1-Plus	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 V2150H
ungefärbt geflochten	RB1-Plus	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 V2190H
ungefärbt geflochten	FS2	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 V2930H
ungefärbt geflochten	SH Plus	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 V4160H
ungefärbt geflochten MULTIPASS	P3	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 V4930H





Ethilon / Ethilon II / Ethicon

Monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau/schwarz, hohe Reißfestigkeit, glatte Oberfläche, gute Knotengleiteigenschaften. Erhältliche Fadenstärken: metric 0,5 bis 3,5; USP 7-0 bis 0.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
schwarz monofil	FS1	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 663H
schwarz monofil	FS2	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 661H
schwarz monofil	FS2	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 EH7145H
schwarz monofil	FS2S	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 662SLH
schwarz monofil	FS2	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 653H
schwarz monofil	C2	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 668H
schwarz monofil PRIME	PS2	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 EH7163H
schwarz monofil MULTIPASS	PS2	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 1669H
schwarz monofil MULTIPASS	P3	2	5/0	0,45m	36 Stück	I4 698H
schwarz monofil MULTIPASS	P3	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 699H
schwarz monofil MULTIPASS	PS3	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 EH7761H



Monocryl Plus Nahtmaterial Ethicon

MONOCRYL Plus Nahtmaterial von Ethicon ist ein monofiles Material, das Irgacare MP, die reinste Form von Triclosan, enthält und somit eine Hemmzone gegen die häufigsten gram-positiven und gram-negativen Erreger postoperativer Wundinfektionen bildet. Der gefärbte Faden behält nach 7 Tagen noch 60 % seiner Ausgangsreißkraft, die nach 28 Tagen auf 0 sinkt. Der ungefärbte Faden erreicht seine Halbwertzeit nach etwa 7 Tagen und verliert seine Ausgangsreißkraft nach 21 Tagen. Nach ca. 90 - 120 Tagen ist die Resorption des Materials abgeschlossen.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
Plus ungefärbt monofil	FS2	1,5	4/0	0,70 m	36 Stück	I4 MCP292H
Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	P1	0,7	6/0	0,70 m	36 Stück	I4 MCP489H
Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	P3	1	5/0	0,70 m	36 Stück	I4 MCP493H
Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	P3	1,5	4/0	0,70 m	36 Stück	I4 MCP494H
Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	PS2	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 MCP496H
Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	PS2	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 MCP497H
Plus violett monofil MULTIPASS	P3	1	5/0	0,70 m	36 Stück	I4 MCP491H
Plus ungefärbt monofil VISI-BLACK	P3	1	5/0	0,45m	36 Stück	I4 MCP4930H



Stratafix, Ethicon

Stratafix ist ein zeitsparendes Nahtmaterial mit Widerhaken, das einen festen und sicheren Verschluss ohne Abbinden ermöglicht und speziell für hochbelastete Bereiche entwickelt wurde.

- » Das Stratafix PGA-PCL ist dem Monocryl-Nahtmaterial ähnlich
- » Hohe Absorptionsrate: 90-120 Tage
- » Ausgestattet mit einer Nadel an beiden Enden

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
Spiral PGA-PCL ungefärbt monofil, bidirektional	2xFS2	2	3/0	0,60 m	12 Stück	I4 SXMD2B408



ULTRAPRO Netz Ethicon

Das ULTRAPRO Netz ist ein steriles Einweg-Produkt für alle spannungsfreien Techniken der Leistenhernienchirurgie nach Lichtenstein, TAPP oder TEP sowie für die Narbenhernien-Versorgung nach dem Sublay-Verfahren (retromuskulär). MONOCRYL-PROLENE-Kompositnetz, großporig, ungefärbt mit blauen Streifen, individuell zuschneidbar.

Typ	Maße	VE	REF
Ultrapro Netz, steril	6 x 11 cm	3 Stück	I4 UMS3


*Artikel mit reduzierter MwSt.



PDS II, Ethicon

Monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, violett/ungefärbt, hohe Ausgangsreißfestigkeit, langsamer Reißfestigkeitsverlust, sehr glatte Oberfläche, nicht kapillar, Resorptionszeit: 180 – 210 Tage. Erhältliche Fadenstärken: metric 0,7 bis 4; USP 6-0 bis 1.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
PDS II violett monofil PRIME	P3	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 Z463H
PDS II violett monofil PRIME	P3	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 Z464H
PDS II ungefärbt monofil PRIME	P3	1,5	4/0	0,45 m	24 Stück	I4 Z494E
PDS II ungefärbt monofil VISI-BLACK	PS2	1,5	4/0	0,45 m	24 Stück	I4 Z500E
PDS II violett monofil	V7	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 Z998H
PDS II violett monofil	SH	2,5	2/0	0,70 m	36 Stück	I4 Z317H



PDS II Plus, Ethicon

PDS II PLUS ist ein langsam resorbierbares Nahtmaterial für die generelle Adaption von Weichgeweben wie z. B. dem Bauchwandverschluss und Darmanastomosen. Es kann u. a. in der pädiatrischen Herz- und Gefäßchirurgie, in der Augenchirurgie (außer in Kontakt mit Kornea und Sklera) sowie zur Bänder- und Sehnenadaption in der Handchirurgie verwendet werden.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
PDS Plus violett monofil	2xSH1	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 PDP1311H
PDS Plus violett monofil	RB1	1,5	4/0	0,70 m	36 Stück	I4 PDP304H
PDS Plus violett monofil	RB1	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 PDP305H
PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	PS1	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 PDP683H
PDS Plus violett monofil	SH1	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 PDP311H
PDS Plus violett monofil MULTIPASS	P3	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 PDP464H
PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	P3	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 PDP493H
PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	P3	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 PDP494H
PDS Plus ungefärbt monofil MULTIPASS	PS2	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 PDP497H
PDS Plus violett monofil MULTIPASS	PS2	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 PDP514ZH



Dermabond Hautkleber, Ethicon

Dermabond ist ein topischer Hautkleber aus 2-Octyl-Cyanoacrylat, vorgesehen für die unkomplizierte Wundversorgung von Platzwunden und kleinen Inzisionen bis 4 cm Länge.

- » Schnell und preiswert
- » Einfaches und präzises Auftragen
- » Definierter Aushärtungsprozess des Klebers
- » Mikrobielle Barriere zum Schutz vor Infektionen
- » Lagerung bei Raumtemperatur

Typ	PZN	VE	REF
Ampullen mit je 0,35 ml	00492227	12 Stück	I4 AHVM12
Ampullen mit je 0,5 ml	06341191	6 Stück	I4 AHV6
Ampullen mit je 0,5 ml	02934669	12 Stück	I4 AHV12



Dermabond HVD ProPen Ethicon

Schneller, sicherer und angenehmer Hautkleber zum Wundverschluss oberflächlicher Hautschnitte und -risse bis 16 cm Länge, minimale Vorbereitungszeit, keine Notwendigkeit der Lokalanästhesie, Wundrandkorrekturen innerhalb der ersten Sekunden nach Auftragen des Films möglich, durchbeständig, hohe Festigkeit durch 2-Lagen-Applikation, Material: 2-Octyl Cyanoacrylat, Farbe: violett-transparent, Packung enthält 6 Applikationsstifte à 0,5 ml einzeln steril verpackt.

Typ	PZN	VE	REF
Ampullen mit je 0,5 ml	11130036	6 Stück	I4 AHV6



Seralon, Serag Wiessner

SERALON ist ein Polyamidfaden, der vergleichsweise zu herkömmlichem monofilem Nahtmaterial auffallend weich und geschmeidig ist. Sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft bei feiner Ausmessung.



Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
blau, monofil	DS-10	0,7	6/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0071711
blau, monofil	DS-12	1	5/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0101712
blau, monofil	DS-12	1,5	4/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0151712
blau, monofil	DSS-13	1	5/0	0,50 m	24 Stück	I4 V010171L
blau, monofil	DS-15	1	5/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0101713
blau, monofil	DS-15	1,5	4/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0151713
blau, monofil	DS-15	2	3/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0201713
blau, monofil	DSS-15	1,5	4/0	0,50 m	24 Stück	I4 V015171T
blau, monofil	DS-18	1	5/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0101714
blau, monofil	DS-18	1,5	4/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0151714
blau, monofil	DS-18	1,5	4/0	0,75 m	24 Stück	I4 V0153414
blau, monofil	DS-18	2	3/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0201714
blau, monofil	DS-18	2	3/0	0,75 m	24 Stück	I4 V0203414
blau, monofil	DSS-18	1,5	4/0	0,50 m	24 Stück	I4 V015171M
blau, monofil	DSS-18	2	3/0	0,50 m	24 Stück	I4 V020171M
blau, monofil	DSS-18	2	3/0	0,75 m	24 Stück	I4 V020341M
blau, monofil	DS-21	2	3/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0201797
blau, monofil	DS-25	2	3/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0201715
blau, monofil	HR-12	1	5/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0101738
blau, monofil	HR-15	1,5	4/0	0,50 m	24 Stück	I4 V0151761

Serafit, Serag Wiessner

SERAFIT ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz.



Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
violett, multifil	DSS-13	1,5	4/0	0,45 m	24 Stück	I4 6015131L
ungefärbt, multifil	DSS-13	1,5	4/0	0,45 m	24 Stück	I4 5015131L
ungefärbt, multifil	DSS-18	2	3/0	0,45 m	24 Stück	I4 5020131M
ungefärbt, multifil	DSS-18	3	2/0	0,45 m	24 Stück	I4 5030131M
violett, multifil	HR-12	1,5	4/0	0,70 m	24 Stück	I4 60153238
violett, multifil	HR-22	2	3/0	0,70 m	24 Stück	I4 6020322C
violett, multifil	HR-17	1,5	4/0	0,70 m	24 Stück	I4 60153276
violett, multifil	HR-17	2	3/0	0,70 m	24 Stück	I4 60203276
violett, multifil	ohne	2	3/0	12 x 0,45 m	24 Stück	I4 6N207400

Serapren, Serag Wiessner

SERAPREN ist ein nicht resorbierbares Nahtmaterial aus Polypropylen, dem bewährten Standardmaterial in der Gefäßchirurgie.

- » Nachgewiesene Linear- und Knotenreißkraft
- » Geprüfte Knotenhaltbarkeit
- » Reduzierter Memory-Effekt in der Langpackung
- » Biokompatibel



Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
blau, monofil	DSS-18	1,5	4/0	0,50 m	24 Stück	I4 C015171M
blau, monofil	DSS-18	2	3/0	0,50 m	24 Stück	I4 C020171M



Supramid, Serag Wiessner

Ab der Stärke 4/0 und dicker hat SUPRAMID multifilen Charakter. Es besteht aus gezwirnten Polyamidfasern, die ummantelt sind. SUPRAMID besitzt eine hohe Zugfestigkeit, gute Knüpf Eigenschaften und die Vorzüge eines monofilen Fadens. In den dünnen Durchmessern 7/0, 6/0 und 5/0 ist SUPRAMID ein Monofilament.

- » Sicherer Knotensitz
- » Gute Gleitfähigkeit
- » Hohe Linear- und Knotenreißkraft

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
schwarz, multifil	HR-17	1,5	4/0	0,50 m	24 Stück	I4 T0151776



Sulene, Serag Wiessner

SULENE ist ein multifiler, geflochtener Polyesterfaden. Die verwendete Silikonbeschichtung reduziert die bei Geflechten typische Sägewirkung.

- » Gute Gleitfähigkeit
- » Geprüfte Linear- und Knotenreißkraft
- » Nachgewiesenes Handling

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
grün, multifil	DS-18	2	3/0	0,50 m	24 Stück	I4 Q0201714
grün, multifil	HRT-17	2	3/0	0,50 m	24 Stück	I4 Q0201756



Serapid, Serag Wiessner

SERAPID besitzt eine geschmeidige Flechtstruktur und zeichnet sich vor allem durch seine kurze Resorptionszeit und eine nachgewiesene Knotenreißkraft aus.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
ungefärbt, multifil	HR-17	1,5	4/0	0,70 m	24 Stück	I4 30153276
ungefärbt, multifil	HR-17	2	3/0	0,70 m	24 Stück	I4 30203276
ungefärbt, multifil	HR-22	2	3/0	0,70 m	24 Stück	I4 3020322C



Serasynt, Serag Wiessner

Der monofile Aufbau und eine zuverlässig langfristige Resorption zeichnen diesen Faden aus. Eingesetzt wird SERASYNTH® zur Adaption von Weichgeweben oder zur Ligatur, bei denen langfristig resorbierbares Fadenmaterial indiziert ist.

Hervorragende Gleitfähigkeit, hohe Linear- und Knotenreißkraft, geschmeidiges Handling, zuverlässiges Resorptionsverhalten

Polydioxanon, monofil, langfristig resorbierbar, violett.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
violett, monofil	DSS-13	1,5	4/0	0,45 m	24 Stück	I4 9015131L
violett, monofil	DS-18	1,5	4/0	0,45 m	24 Stück	I4 90151314
violett, monofil	DS-18	2	3/0	0,45 m	24 Stück	I4 90201314
violett, monofil	DSS-18	1,5	4/0	0,45 m	24 Stück	I4 9015131M
violett, monofil	HRT-17	1	3/0	0,70 m	24 Stück	I4 90203256



Dafilon, B.Braun

Dafilon ist indiziert für den Hautverschluss als Einzelknopf- oder Intracutannaht und zur Fixierung von Drainagen und Kathetern sowie dentalen Indikationen.

Fadenaufbau monofil, Farbe: blau, ungefärbt. Material Polyamid 6/6,6, Beschichtung keine. Stärke 11/0 bis 2, nicht resorbierbar.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
blau, monofil	DSMP 13	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 C0936090
blau, monofil	DS 16	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 C0932132
blau, monofil	DS 19	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 C0932205
blau, monofil	DS 19	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 C0932213
blau, monofil	DSMP 19	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 C0936243
blau, monofil	DGMP 16	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 C0933909
blau, monofil	DS 24	2	3/0	0,75 m	36 Stück	I4 C0935352



Dafilon Haut-Nahtset, B.Braun

Set bestehend aus 4 x 6 Nadel-Faden Kombinationen Dafilon:

- » Nadel: DS 16 USP: 4/0 Metric: 1,5 Fadenlänge: 45 cm
- » Nadel: DS 19 USP: 4/0 Metric: 1,5 Fadenlänge: 45 cm
- » Nadel: DS 24 USP: 3/0 Metric: 2,0 Fadenlänge: 45 cm
- » Nadel: DS 30 USP: 2/0 Metric: 3,0 Fadenlänge: 45 cm

Typ	VE	REF
Dafilon Haut-Naht-Set	24 Stück	I4 B0995100



Novosyn, B.Braun

Mittelfristig reißfestes, resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial aus Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10) Novosyn ist ein mittelfristig reißfestes, resorbierbares, geflochtenes chirurgisches Nahtmaterial, das aus einem Copolymer aus 90 % Glykolat und 10 % L-Laktat besteht.

- » Hervorragender Knotenlauf
- » Exzellenter Knotensitz bereits bei der ersten Schlinge
- » Ausgezeichnete Knotenrepositionierung
- » Deutlich geringere Gewebereaktion für eine optimierte Wundheilung
- » Hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen

Typ	Nadel	Metric	Länge	USP	VE	REF
violett	ohne	1,5	6 x 0,45 m	4/0	36 Stück	I4 C0058644
violett	HR 17	2	0,70 m	3/0	36 Stück	I4 C0068014
ungefärbt	DSMP 19 RCP	1,5	0,45 m	4/0	36 Stück	I4 C0069629N1



Optilene, B.Braun

Nicht-resorbierbares monofiles Nahtmaterial bestehend aus Polypropylen und Polyethylen

Optilene ist ein steriles nicht-resorbierbares, monofiles chirurgisches Nahtmaterial, welches aus Polypropylen und Polyethylen besteht. Für eine bessere Sichtbarkeit, ist es in der Farbe blau erhältlich.

Optilene wird in einer RacePack und LongPack Verpackung angeboten, welches den Memory-Effekt reduziert. Zudem ist es mit PremiPatch PTFE Pledgets verfügbar.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
blau, monofil	DS 19	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 C3090220
blau, monofil	DS 19	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 C3090221
blau, monofil	DSMP 19	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 C3090676



PremiCron B. Braun

PremiCron ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, geflochtenes Multifilament bestehend aus Polyesterfasern. PremiCron Nahtmaterial ist gleichmäßig mit Silikon beschichtet, um das Gleitverhalten und damit das Handling zu verbessern.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
C0026552, grün, geflochten	DS 19	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 C0026552



Monosyn, B. Braun

Monosyn ist ein synthetisches, mittelfristig reißfestes, resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Glykonat, erhältlich in ungefärbt und violett. Nach einer Implantationszeit von 13 - 14 Tagen verbleiben noch 50 % der ursprünglichen Knotenreißkraft. Die Resorption des Fadenmaterials erfolgt zum größten Teil nach 60 bis 90 Tagen. Monosyn wird zur Adaptation von Weichgeweben und/oder zur Ligatur verwendet.

Findet häufig Anwendung bei:

- » Subkutaner und intrakutaner Hautverschluss
- » Verschluss von Episiotomien
- » Gastrointestinale Anastomosen

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
ungefärbt	DS 19	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 C2023204
ungefärbt	DSMP 19	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 C2023625



Histoacryl B. Braun

Gewebekleber aus 2-Butyl-Cyanoacrylat zum Hautverschluss, Sklerosierungstherapie und Fixierung von Herniennetzen

Der Gewebekleber Histoacryl besteht aus n-Butyl-2-Cyanoacrylat, einem Monomer, das in Verbindung mit Gewebeflüssigkeit sehr schnell polymerisiert. Histoacryl, Farbe: blau, ermöglicht eine einfache Kontrolle in verschiedenen zugelassenen Anwendungsbereichen.

Typ	PZN	VE	REF
Ampullen mit je 0,5 ml	04929052	4 x 5 Ampullen	H7 9381104




Biosyn, Covidien

Das resorbierbare Synthetik-Nahtmaterial Biosyn wird aus Gylcomer 631, einem synthetischen Polyester bestehend aus Glykolid (60 %), Dioxanon (14 %) und Trimethylencarbonat (26 %) gefertigt. Dieses Nahtmaterial ist violett gefärbt, um seine Sichtbarkeit zu verbessern: es ist ebenfalls ungefärbt erhältlich. Der fortschrittliche Extrusionsprozess des Moleküls von Gylcomer 631 gibt dem Nahtmaterial:

- » Ausgezeichnete Anfangsstärke
- » Exzellente in-vivo Stärke über die kritische Periode der Wundheilung hinweg
- » Exzellente Knotensicherheit
- » Minimalen Memory-Effekt für einfache Handhabung

Biosyn Nahtmaterial ist indiziert zur allgemeinen Adaption und/oder Ligatur von Weichteilgewebe (u.a. bei ophthalmologischen Eingriffsverfahren), jedoch nicht bei kardiovaskulären oder neurologischen Eingriffsverfahren

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
violett	CV-25	2,5	2/0	0,75 m	36 Stück	I4 GM183



Polysorb, Covidien

Das geflochtene, synthetische, resorbierbare Polysorb Nahtmaterial besteht aus dem Copolymer Lactomer, einem aus Glykol- und Laktatsäure gewonnenem synthetischen Polyesterderivat. Die Beschichtung der synthetischen, resorbierbaren Polysorb Fäden besteht aus einer Mischung des Copolymers Caprolactone/Glykolid und Calcium Stearoyl Lactylat.

Typ	Metric	USP	Länge	VE	REF
SL5687, ungefärbt, geflochten	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 SL5687
SL5690, ungefärbt, geflochten	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 SL5690





Mopylen, Resorba

Synthetisch monofil nicht-resorbierbar, blau.

Verfügbare Fadenstärken: USP 2 bis 10/0.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
blau, monofil	DSM 13	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 7156
blau, monofil	DS 18	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 7148
blau, monofil	DS 18	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 7149
blau, monofil	DSM 18	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 71513
blau, monofil	DSM 18	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 71514



Resolon, Resorba

Synthetisch monofil nicht-resorbierbar, blau.

Verfügbare Fadenstärken: USP 1 bis 7/0.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
blau, monofil	DS 16	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 88141
blau, monofil	DS 16	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 88142
blau, monofil	DSM 16	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 88155
blau, monofil	DS 18	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 88144
blau, monofil	DS 18	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 88146
blau, monofil	DSM 21	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 88153
blau, monofil	DSM 11	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 88152



PGA resoquick, Resorba

Synthetisch geflochten resorbierbar, ungefärbt, beschichtet. Knotenreißfestigkeit 50 %: 5 - 6 Tage. Massenresorption: ca. 42 Tage. Verfügbare Fadenstärken: USP 2 bis 9/0.

Typ	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF
ungefärbt, geflochten	HR 17	1,5	4/0	0,70 m	24 Stück	I4 PR30204



Liquiband Optima - Hautkleber, Resorba

Liquiband OPTIMA transparenter topischer Hautkleber für den schnellen Wundverschluss.

- » Entwickelt für den Verschluss sauberer, frischer Wunden mit einfacher Apposition der Wundränder, die nicht unter Zugspannung stehen
- » Enthält ein steriles Gemisch aus 90 % Butyl- und 10 % Octyl-Cyanoacrylat
- » Geeignet für den Verschluss akuter Wunden, einschließlich von Lazerationen an der Kopfhaut, am Kinn und im Gesicht
- » Wirkt als wasserfeste Barriere
- » Einfache Dosierung durch Applikationsflügel

Typ	VE	REF
Ampullen mit je 0,5 g	10 Ampullen	I4 OPT001



Cuticerin Smith & Nephew

Eucerinhaltige, salbenbeschichtete Kunstseidengaze für flächige, sezernierende Wunden, steril.

- » Verklebt nicht mit der Wunde
- » Ermöglicht schmerzlosen Verbandwechsel
- » Luft- und sekretdurchlässig
- » Definierte Maschenweite

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,5 x 7,5 cm	03744758	120 Stück	10 Stück	L6 45562
7,5 x 7,5 cm	03182384	300 Stück	50 Stück	L6 45560
20 x 40 cm	08706892	150 Stück	25 Stück	L6 66045502



Cuticell Classic BSN

Cuticell Classic ist die wirtschaftliche Alternative in der klassischen Versorgung exsudierender Wunden. Die sterile Salbenkomresse ist mit Weichparaffin imprägniert, um ein Verkleben mit der Wunde weitgehend zu verhindern und einen schmerzarmen Verbandwechsel zu gewährleisten. Cuticell Classic ist latexfrei, luft- und sekretdurchlässig und gewährleistet Wundruhe. Die Imprägnierung unterstützt darüber hinaus das feuchte Wundmilieu.

Cuticell Classic besteht aus offen gewebter Baumwollgaze, die mit Weichparaffin imprägniert ist.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	04979067	120 Stück	5 Stück	G9 72538-00
5 x 5 cm	04979073	600 Stück	50 Stück	G9 72538-01
10 x 10 cm	04979096	600 Stück	10 Stück	G9 72538-02
10 x 10 cm	04979104	600 Stück	100 Stück	G9 72538-03
40 x 10 cm	04979110	300 Stück	10 Stück	G9 72538-04



Bactigras Smith & Nephew

Antiseptischer Paraffingazeverband – steril

- » Enthält Chlorhexidin, das gegen eine Vielzahl von Bakterien wirksam ist
- » Reduziert das Infektionsrisiko
- » Schmerzlindernd und nicht klebend

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	08407362	600 Stück	50 Stück	L6 7456
10 x 10 cm	08407379	120 Stück	10 Stück	L6 7457
15 x 20 cm	08407385	120 Stück	10 Stück	L6 7461
15 x 100 cm	08752679	48 Stück	12 Stück	L6 66007505



Jelonet Smith & Nephew

Paraffinbeschichtete Baumwollgaze für flächige, sezernierende Wunden, steril.

- » Verhindert das Verkleben mit der Wundfläche und garantiert einen ungehinderten Exsudatfluss nach außen
- » Schmerzlindernd durch Beschichtung aus Weichparaffin
- » Atraumatischer Verbandwechsel

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	03039534	600 Stück	50 Stück	L6 7403
10 x 10 cm	02782432	120 Stück	10 Stück	L6 7404
10 x 10 cm	02782449	900 Stück	100 Stück	L6 7409
10 x 40 cm	02782426	60 Stück	10 Stück	L6 7459
15 cm x 2 m	03039540	48 Stück	12 Stück	L6 7415



Allevyn Gentle Border Smith & Nephew

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silikon-Gel Beschichtung für mäßig bis stark nässende Wunden – steril.

- » Schmerzarter Verbandwechsel, besonders geeignet für empfindliche Haut
- » Minimiertes Risiko von Hautmazerationen
- » Keine sekundäre Fixierung notwendig
- » Anschmiegsam und polsternd für hohen Patientenkomfort
- » Bakterien- und wasserdicht
- » Verbandszeiten bis zu sieben Tagen

Maße	PZN	UK	VE	REF
Allevyn Gentle Border				
7,5 x 7,5 cm	06087427	30 Stück	5 Stück	L6 66800259
10 x 10 cm	06087456	30 Stück	5 Stück	L6 66800260
10 x 20 cm	07751904	30 Stück	5 Stück	L6 66800901
12,5 x 12,5 cm	06087433	30 Stück	5 Stück	L6 66800262
17,5 x 17,5 cm	06087462	30 Stück	5 Stück	L6 66800263
Allevyn Gentle Border, ohne PZN				
7,5 x 7,5 cm		300 Stück	10 Stück	L6 66800269
10 x 10 cm		100 Stück	10 Stück	L6 66800270
10 x 20 cm			10 Stück	L6 66800900
12,5 x 12,5 cm			10 Stück	L6 66800272
17,5 x 17,5 cm			10 Stück	L6 66800273
Allevyn Gentle Border Sacrum, ohne PZN				
16,8 x 17,1 cm			6 Stück	L6 66800897
Allevyn Gentle Border Multisite, ohne PZN				
17,1 x 17,9 cm			10 Stück	L6 66800959



Allevyn Gentle Border Heel Smith & Nephew

Fersenverband

Maße	PZN	UK	VE	REF
23 x 23,2 cm	02691416	35 Stück	5 Stück	L6 66800506

Allevyn Gentle Smith & Nephew

Sanft haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Soft-Gel Beschichtung für mäßig bis stark nässende Wunden – steril.

- » Schmerzarter Verbandwechsel
- » Minimiertes Risiko von Hautmazerationen
- » Sanfte Haftung erleichtert Sekundärfixierung
- » Anschmiegsam und polsternd für hohen Patientenkomfort
- » Bakterien- und wasserdicht
- » Verbandszeiten bis zu sieben Tagen



Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	66802135	06087367	30 Stück	5 Stück	L6 66800242
10 x 10 cm	66802136	06087373	30 Stück	5 Stück	L6 66800243
10 x 20 cm	66802137	06087396	30 Stück	5 Stück	L6 66800244
15 x 15 cm	66802138	06087404	30 Stück	5 Stück	L6 66800245
20 x 20 cm	66802139	06087410	30 Stück	5 Stück	L6 66800246
ohne PZN					
5 x 5 cm			60 Stück	10 Stück	L6 66802128
10 x 10 cm			60 Stück	10 Stück	L6 66802129
10 x 20 cm			40 Stück	10 Stück	L6 66802130
15 x 15 cm			40 Stück	10 Stück	L6 66802131
20 x 20 cm			20 Stück	10 Stück	L6 66802132



Allevyn Schaumverband haftend Smith & Nephew

- » Hydrozellulärer, adhesiver Wundverband – steril –
- » Exzellente Trageigenschaften der selbsthaftenden Wundauflage
- » Hohe Absorptionsfähigkeit
- » Bakterien- und wasserundurchlässig
- » Wundheilungsfördernd durch feuchte Wundumgebung
- » Bei sekundärer Wundheilung oberflächlicher, mäßig bis stark exsudierender Wunden wie z. B. Dekubitus, Ulcus cruris, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Traumata und Spalthautentnahmestellen.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Allevyn Schaumverband haftend				
7 x 8 cm	09686542	144 Stück	12 Stück	L6 66801111
12 x 13 cm	09686559	144 Stück	12 Stück	L6 66801112
13 x 22 cm	09686565	72 Stück	12 Stück	L6 66801113
17 x 18 cm	09686571	96 Stück	12 Stück	L6 66801114
22 x 23 cm	09686588	72 Stück	12 Stück	L6 66801115
Allevyn Adhesive Schaumverband haftend				
7,5 x 7,5 cm	16222116	30 Stück	3 Stück	L6 66000348
7,5 x 7,5 cm	16222122	300 Stück	10 Stück	L6 66800009
10 x 10 cm	16222174	100 Stück	10 Stück	L6 66000599
12,5 x 12,5 cm	16222139	120 Stück	10 Stück	L6 66800010
Allevyn Adhesive Schaumverband haftend - ohne PZN				
12,5 x 12,5 cm		30 Stück	3 Stück	L6 66000349



Allevyn Thin Smith & Nephew

Selbsthaftende Schaumstoff-Wundauflage mit Superabsorbent für schwach bis mäßig nässende Wunden – steril.

- » Bakterien- und wasserdicht
- » Schmerzarmen Verbandwechsel
- » Auch für empfindliche Umgebungshaut geeignet
- » Anschmiegsam, zuschneidbar
- » Verbandszeit bis zu sieben Tagen

Maße	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF
5 x 6 cm		03126902	100 Stück	10 Stück	L6 66012615
10 x 10 cm		03126919	100 Stück	5 Stück	L6 66012616
15 x 15 cm	66045124	03126931	48 Stück	3 Stück	L6 66045124
15 x 20 cm	66047579	03126925	48 Stück	3 Stück	G9 47579
ohne PZN					
5 x 6 cm			100 Stück	10 Stück	G9 47576
10 x 10 cm			100 Stück	5 Stück	G9 47578



Allevyn Ag Gentle Border Smith & Nephew

Sanft haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit integrierten Silberpartikeln für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation bei empfindlicher Haut – steril.

- » Antimikrobielle Wirkung bis zu sieben Tagen
- » Wirksam gegen ein breites Spektrum von Erregern
- » Flächige Silikon-Gel-Beschichtung inklusive Hafttrand für sanften, sicheren Halt
- » Keine zusätzliche Fixierung notwendig
- » Für empfindliche Umgebungshaut

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,5 x 7,5 cm	03296142	300 Stück	10 Stück	L6 66800436
10 x 10 cm	03296159	100 Stück	10 Stück	L6 66800437
12,5 x 12,5 cm	03296194	120 Stück	10 Stück	L6 66800438
17,5 x 17,5 cm	03296202	80 Stück	10 Stück	L6 66800439



Allevyn Schaumverband nicht haftend, Tracheostomy / Ferse Smith & Nephew

Nichthaftender, hydrozellulärer Wundverband – steril –

- » Vielseitig, sehr anschmiegsam
- » Extrem hohes Absorptionsvermögen durch hydrozellolöses Schaummaterial
- » Reduziert die Häufigkeit aufwendiger Verbandwechsel
- » Kein Verkleben mit der Wundfläche, atraumatischer Verbandwechsel
- » Kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde bleiben
- » Erhaltung eines idealen, feuchten Wundmilieus
- » Polstereffekt des Schaummaterials

Maße	PZN	UK	VE	REF
Allevyn Schaumverband, nicht haftend				
4,5 x 5,5 cm	09686594	72 Stück	12 Stück	L6 66801116
9 x 11 cm	09686602	72 Stück	12 Stück	L6 66801117
9 x 21 cm	09686619	72 Stück	12 Stück	L6 66801118
14 x 16 cm	09686625	72 Stück	12 Stück	L6 66801119
19 x 21 cm	09686631	72 Stück	12 Stück	L6 66801120
Allevyn Schaumverband, nicht haftend, ohne PZN				
10 x 20 cm		70 Stück	10 Stück	L6 66800020
Allevyn Tracheostomy, nicht haftend				
9 x 9 cm	07524640	80 Stück	10 Stück	L6 66007640
Allevyn Schaumverband Ferse, nicht haftend				
10,5 x 13,5 cm	16222352	30 Stück	5 Stück	L6 66800021
10,5 x 13,5 cm	09686648	42 Stück	7 Stück	L6 66801121
Allevyn Schaumverband Ferse, nicht haftend, ohne PZN				
10,5 x 13,5 cm		30 Stück	5 Stück	L6 66007630



ALLEVYN Life Smith & Nephew

ALLEVYN Life ist die neue Generation von Silikonschaumverbänden. ALLEVYN Life wurde für ein erhöhtes Wohlbefinden von Patienten im Alltag mit einer Wunde entwickelt. Der Verband besitzt einen mehrlagigen Aufbau aus einem hydrozellulären Schaumkissen, das für ein ideal-feuchtes Wundmilieu sorgt und somit eine schnelle Heilung fördert. Die hoch atmungsaktive äußere Folie lässt überschüssiges Exsudat nach Außen abdampfen. Die bakteriendichte Außenfolie hilft, eine bakterielle Kontamination der Wunde zu verhindern. Sie ermöglicht zudem dem Patienten zu duschen. Das neue Verbanddesign mit dem breiten Haftrand sorgt für einen sicheren Sitz des Verbandes und minimiert das Risiko des Verrutschens. Dies kann vorzeitige Verbandwechsel vermeiden und gibt dem Patienten in der Öffentlichkeit ein sicheres Gefühl.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Allevyn Life				
10,3 x 10,3 cm	09634019	100 Stück	10 Stück	L6 66801067
12,9 x 12,9 cm	09634031	50 Stück	10 Stück	L6 66801068
15,4 x 15,4 cm	09634048	60 Stück	10 Stück	L6 66801069
21 x 21 cm	09634060	40 Stück	10 Stück	L6 66801070
Allevyn Life Heel				
25 x 25,2 cm	07116438	40 Stück	5 Stück	L6 66801304
Allevyn Life Sacrum				
17,2 x 17,5 cm	02495000	60 Stück	10 Stück	L6 66801306
21,6 x 23 cm	02495129	40 Stück	10 Stück	L6 66801307



Allevyn Gentle Border Lite Smith & Nephew

Sanft haftender, hochflexibler Wundverband mit einer Silikon-Gel-Beschichtung

ALLEVYN Gentle Border Lite ist ein sanft haftender, hochflexibler Wundverband mit Silikon-Gel-Beschichtung. Der absorbierende Schaumkern unterstützt die Versorgung von Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation. Die zuverlässige Haftung des anschmiegsamen und polsternden Verbandes benötigt keine Sekundärfixierung. ALLEVYN Gentle Border Lite ist auch für empfindliche Haut sehr gut geeignet. Die wasser- und keimdichte Außenfolie bietet sicheren Schutz vor bakterieller Kontaminationen von außen und erlaubt dem Patienten zu duschen.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	09431196	60 Stück	10 Stück	L6 66800833
5,5 x 12 cm	09431233	60 Stück	10 Stück	L6 66800836
7,5 x 7,5 cm	09431210	60 Stück	10 Stück	L6 66800834
8 x 15 cm	09431256	60 Stück	10 Stück	L6 66800837
10 x 10 cm	09431227	60 Stück	10 Stück	L6 66800835
15 x 15 cm	09431204	60 Stück	10 Stück	L6 66800840



Opsite / Opsite Flexigrid / Opsite Flexifix Smith & Nephew

- » Transparenter Wundverband aus Polyurethan-Folie mit Applikationshilfe
- » Steril – (Opsite Flexifix – unsteril – nur zur Fixierung)
- » Einfache und sichere Handhabung
- » Idealflechtes, schmerzarmes Wundklima
- » Langanhaltende Haftung bei hautschonenden Klebeeigenschaften
- » Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbandes
- » Exakte Positionierung und Wunddokumentation durch Folienträger mit Gitterstruktur
- » Problemlose, schmerzarme Entfernung
- » Atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig

Maße	PZN	UK	VE	REF
Opsite Inzisionsfolie				
10 x 14 cm	08408574	200 Stück	50 Stück	L6 4975
14 x 25 cm	08869157	120 Stück	20 Stück	L6 4967
15 x 28 cm	08869163	60 Stück	10 Stück	L6 4986
28 x 30 cm	08869186	60 Stück	10 Stück	L6 4987
45 x 55 cm	02142129	40 Stück	10 Stück	L6 4989
Opsite Flexigrid				
6 x 7 cm	03833539	1800 Stück	100 Stück	L6 4628
10 x 12 cm	03722283	80 Stück	10 Stück	L6 4629
10 x 12 cm	03722308	500 Stück	50 Stück	L6 4630
15 x 20 cm	03722314	100 Stück	10 Stück	L6 4631
12 x 25 cm	03722320	200 Stück	10 x 20 Stück	L6 4632
Opsite Flexifix				
5 cm x 1 m	17670058	72 Stück	6 Stück	L6 66030569
5 cm x 10 m	07478012	24 Stück	1 Stück	L6 66000040
10 cm x 1 m	17670064	72 Stück	6 Stück	L6 66030570
10 cm x 10 m	07478029	12 Stück	1 Stück	L6 66000041
15 cm x 10 m	08653144	12 Stück	1 Stück	L6 66000375
Opsite Flexifix Gentle				
2,5 cm x 5 m	09897121	12 Stück	1 Stück	L6 66801195
5 cm x 5 m	09897138	24 Stück	1 Stück	L6 66801196
10 cm x 5 m	09897144	12 Stück	1 Stück	L6 66801197

Opsite Post-OP Visible Smith & Nephew

Folienverband mit durchsichtiger Wundauflage

OPSITE Post-OP Visible ist ein postoperativer Wundverband mit einem einzigartigen wabenförmigen Wundkissen, das den direkten Blick auf die Wunde ohne Verbandwechsel ermöglicht. Darüber hinaus verhindert die bakteriendichte Folie das Eindringen von Keimen von außen (auch MRSA) und schützt so vor Sekundärinfektionen. Die transparente, wasserdichte Folie ermöglicht dem Patient zudem das Duschen. Eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und beugt so Hautmazerationen vor. Der besonders hautfreundliche Kleber reduziert die Gefahr von Hautreizungen. Die Elastizität der Folie vermindert zusätzlich das Risiko von Spannungsblasen.



Maße	PZN	UK	VE	REF
10 x 8 cm	03725117	240 Stück	20 Stück	L6 66800136
15 x 10 cm	00919306	200 Stück	20 Stück	L6 66800137
20 x 10 cm	00919329	120 Stück	20 Stück	L6 66800138
25 x 10 cm	00919335	200 Stück	20 Stück	L6 66800139
30 x 10 cm	03726424	120 Stück	20 Stück	L6 66800140
35 x 10 cm	03726447	120 Stück	20 Stück	L6 66800141

Intrasite Gel Smith & Nephew

- » Hydrogel-Wundverband zur Wundreinigung im Applikationsspendler
- » Steril
- » Schnelle Rehydrierung von nekrotischem Gewebe
- » Absorption von Nekrosen, Belägen und überschüssigen Exsudat
- » Unterstützt die idealfleuchte Wundheilung
- » Hohe Therapiesicherheit
- » Wundreinigung von sekundärheilenden, flachen und tiefen Wunden (z. B. Dekubitus, Ulcus cruris), postoperative Wunden etc.



Inhalt	PZN	UK	VE	REF
8 g	07537252	40 Stück	10 Stück	L6 7308
15 g	07537269	40 Stück	10 Stück	L6 7311
25 g	07537275	40 Stück	10 Stück	L6 7313



Acticoat Smith & Nephew

Silberbeschichteter, mehrlagiger Wundverband zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter Wunden.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	01675562	100 Stück	20 x 5 Stück	L6 66000808
10 x 10 cm	02760703	50 Stück	5 Stück	L6 66000789
10 x 10 cm	01885650	240 Stück	12 Stück	L6 66000791
10 x 20 cm	01885667	240 Stück	12 Stück	L6 66000792
10 x 120 cm	01885733	24 Stück	6 Stück	L6 66000795
20 x 40 cm	01885710	120 Stück	6 Stück	L6 66000793
40 x 40 cm	01885727	30 Stück	6 Stück	L6 66000794



Acticoat Flex 3 Smith & Nephew

Antimikrobielle Wundauflage mit hochdosierter, kontinuierlicher Silberfreisetzung

ACTICOAT Flex 3 ist ein antimikrobieller Wundverband und basiert auf einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung. ACTICOAT Flex 3 kann schnell und hochdosiert Silber freisetzen und bildet eine bis zu drei Tagen wirksame Barriere gegen bakterielle Kontamination. Er ist wirksam gegen pathogene Mikroorganismen und reduziert so das Risiko einer Infektion. ACTICOAT Flex 3 unterstützt so eine schnelle Wundheilung. ACTICOAT Flex 3 passt sich den Bewegungen des Patienten und komplexen Wundsituationen an. Dies führt zu einem hohen Tragekomfort. Zugleich minimiert die verklebungsarme Oberfläche die Schmerzen bei Verbandwechseln.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	05372835	100 Stück	5 Stück	L6 66800396
10 x 10 cm	05372841	50 Stück	5 Stück	L6 66800398
10 x 10 cm	05372858	240 Stück	12 Stück	L6 66800399
10 x 20 cm	05372864	240 Stück	12 Stück	L6 66800409
10 x 120 cm	05372893	24 Stück	6 Stück	L6 66800435
20 x 40 cm	05372870	120 Stück	6 Stück	L6 66800419
40 x 40 cm	05372887	30 Stück	5 x 6 Stück	L6 66800432



Duramax S Smith & Nephew

Superabsorber mit Silikon-Wundkontaktschicht

DURAMAX S Wundauflagen sind für stark riechende Wunden mit sehr starker Exsudation indiziert, einschließlich diabetischem Fußsyndrom, Ulcus cruris Venosum, arterieller Geschwüre, Verbrennungen zweiten Grades sowie postoperativer und traumatischer Wunden. Das 6-lagige Design absorbiert und schließt viskoses Exsudat ein – auch unter Kompression – und verfügt über eine wasserdampfdurchlässige Deckfolie.

Maße	PZN	VE	REF
10 x 10 cm	17944461	10 Stück	L6 66803131
15 x 20 cm	17944478	10 Stück	L6 66803132
20 x 20 cm	17944484	10 Stück	L6 66803133
20 x 25 cm	17944490	10 Stück	L6 66803134
20 x 40 cm	17944509	10 Stück	L6 66803135



Secura reizfreier Hautschutz Applikator Smith & Nephew

Hautschutz zur Pflege des Wundrandes und der Wundumgebungshaut

SECURA ist ein steriles, reizfreies Hautschutzprodukt, das beim Auftragen einen dünnen Schutzfilm auf der Haut bildet. Der Film hilft, sowohl intakte als auch beschädigte Haut vor Irritationen durch Flüssigkeiten und vor Trauma durch Entfernen von Verbänden zu schützen.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF
1 ml	09384858	100 Stück	5 Stück	L6 66800789
1 ml	09384864	100 Stück	25 Stück	L6 66800790
3 ml	09384769	100 Stück	5 Stück	L6 66800787
3 ml	09384835	100 Stück	25 Stück	L6 66800788



Durafiber Smith & Nephew

Absorbierende, gelbildende Wundauflage

DURAFIBER kann für die Versorgung von chronischen und akuten Wunden, Vollhaut-/Teilhautwunden oder flachen, granulierenden exsudierenden Wunden eingesetzt werden, wie zum Beispiel:

- » Beingeschwüre
- » Druckgeschwüre
- » Diabetischen Geschwüre
- » Chirurgische Wunden
- » Sekundär heilende Wunden
- » Hautentnahmestellen
- » Fistelgänge und untertunnelte Wunden
- » Verbrennungen zweiten Grades
- » Traumatische Wunden
- » Wunden die zur Blutung neigen, wie z.B. Wunden die chirurgisch oder mechanisch debridiert wurden

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	00283015	200 Stück	10 Stück	L6 66800029
10 x 10 cm	00283156	200 Stück	10 Stück	L6 66800030
15 x 15 cm	00283185	60 Stück	5 Stück	L6 66800031
2 x 45 cm	03425993	60 Stück	5 Stück	L6 66800033

Durafiber Ag Smith & Nephew

Antimikrobieller, gelbildender Faserverband mit Silber

Durafiber Ag ist ein antimikrobieller, gelbildender Faserverband mit Silber und ist geeignet für eine effiziente Behandlung infizierter und exsudierender Wunden. Wirkt bis zu 7 Tage antimikrobiell gegen ein breites Spektrum von pathogenen Keimen: aerobe und anaerobe Bakterien inklusive antibiotikaresistente Keime (MRSA und VRE), Hefen, Fadenpilze (in-vitro).

- » Reduktion der Keimbelastung durch Entfernung von Bakterien aus der Wunde und Einschluss im Wundverband, unterstützt das autolytische Debridement.
- » Vergelt innerhalb von 4 Sekunden
- » Verringeres Mazerationsrisiko durch vertikale Exsudataufnahme
- » Hohe Aufnahmekapazität und sicherer Einschluss auch unter Kompression
- » Aufrechterhaltung eines heilungsfördernden Wundmilieus
- » Einfache Entfernung in einem Stück dank der besonderen Mischung aus Zellulose- und Zellstoff-Fasern
- » Passt sich dem Wundgrund an
- » Zuschneidbar
- » Kann als Wundauflage und Tamponade genutzt werden



Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	03426159	200 Stück	10 Stück	L6 66800034
10 x 10 cm	04120899	120 Stück	10 Stück	L6 66800035
15 x 15 cm	03426202	60 Stück	5 Stück	L6 66800036
20 x 30 cm	03426219	40 Stück	5 Stück	L6 66800037
2 x 45 cm	03426314	60 Stück	5 Stück	L6 66800038

Algisite M Smith & Nephew

Alginatverband zur Unterstützung der schnellen Heilung

Ist eine Kalziumalginat-Wundauflage, die nach Aufnahme von Wundexsudat ein weiches strukturstabiles Gel bildet und damit die feuchte Wundheilung unterstützt. ALGISITE M verklebt nicht mit der Wunde und sorgt durch seine hohe Faserstabilität für ein schmerzarmes Entfernen des Verbandes. Die hervorragende Anpassungsfähigkeit an alle Wundkonturen bietet hohen Tragekomfort. Eine Verbandliegezeit von bis zu sieben Tagen unterstützt Sie bei der wirtschaftlichen Versorgung.



Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	08798664	200 Stück	10 Stück	L6 66000519
10 x 10 cm	08798670	100 Stück	10 Stück	L6 66000520
15 x 20 cm	08818533	100 Stück	10 Stück	L6 66000521
2 x 30 cm	08818556	100 Stück	5 Stück	L6 66000522



Cuticell Contact BSN

Cuticell Contact ist eine sterile Primärauflage für schwach bis stark exsudierende Wunden, die an der Wundumgebung haftet, aber nicht auf der feuchten Wunde (Siltec-Technologie). Während das Wundexsudat ungehindert durch die silikonbeschichtete Auflage durchtreten kann, wird gleichzeitig ein Einwachsen der absorbierenden Sekundärauflage in die Wunde verhindert. Auf diese Weise kann der Sekundärverband jederzeit erneuert werden, ohne die Wunde zu traumatisieren. Das Ergebnis ist ein ungestörter Heilungsverlauf und eine hohe Sicherheit in der Therapie. Cuticell Contact besteht aus einem dünnen, elastischen Polyurethanfilm, der einseitig mit weichem Silikon beschichtet ist.

Maße	UK	PZN	VE	REF
7,5 x 5 cm	30 Stück	08515117	5 Stück	G9 7268000
10 x 7,5 cm	20 Stück	08515123	5 Stück	G9 7268001
18 x 10 cm	20 Stück	08515146	5 Stück	G9 7268002
25 x 15 cm	10 Stück	08515324	5 Stück	G9 7268003



Cutimed Siltec BSN

Superabsorbierender Silikon-Schaumverband, nicht haftend.

Zur Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, einzeln steril eingeschelt, in Falt-schachtel.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 6 cm	07337659	120 Stück	12 Stück	G9 7328505
10 x 10 cm	07337984	120 Stück	12 Stück	G9 7328506
10 x 20 cm	07337990	120 Stück	12 Stück	G9 7328507
15 x 15 cm	07338015	120 Stück	12 Stück	G9 7328508
20 x 20 cm	07338044	60 Stück	6 Stück	G9 7328509



Cutimed Alginate BSN

Cutimed Alginate ist ein aus natürlichen Meeresalgen hergestelltes Alginat, das zu 70 % aus Calcium- und 30 % Natriumalginat besteht. Das Trägermaterial ist ein halbdurchlässiger Vliesstoff, welcher beidseitig mit Naturfasern aus Meeresalgen beschichtet ist. Eine im Produktkern enthaltene Integritätsschicht verleiht dem Verband eine verbesserte Nassstabilität. Während des Austausches der Calciumionen des Wundverbandes mit den Natriumionen des Exsudates wandelt sich das Alginat unter Flüssigkeitsaufnahme in ein Gel um. Cutimed Alginate besticht durch ein sehr hohes und schnelles Absorptions- und Retentionsvermögen, wodurch die Anzahl der Verbandwechsel reduziert und das Mazerationsrisiko verringert wird. Seine gelartige Konsistenz ermöglicht einen einfachen Verbandwechsel, da Flüssigkeit sicher im Kern eingeschlossen bleibt. Der Verband lässt sich in einem Stück und für den Patienten schmerzarm entfernen. Cutimed Alginate wirkt blutstillend bei leicht blutenden Wunden. Dank der hochflexiblen Fasern passt es sich an jeden Wundgrund an und lässt sich leicht zuschneiden. Cutimed Alginate besteht aus 70 % Calcium- und 30 % Natriumalginat.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Alginatkomresse				
5 x 5 cm	01179076	60 Stück	10 Stück	G9 72634-08
10 x 10 cm	01179082	40 Stück	10 Stück	G9 72634-09
20 x 10 cm	01179099	20 Stück	10 Stück	G9 72634-10
Alginattamponade				
30 x 2,5 cm	01179107	80 Stück	5 Stück	G9 72634-11



Cutimed Siltec Heel 3D BSN

- » Anatomisch geformt für eine zeitsparende und einfache Applikation
- » Extra dicker Schaum (7 mm) polstert die Wunde und unterstützt die Druckentlastung
- » Fixierung notwendig
- » Zuschneidbar

Maße	PZN	UK	VE	REF
16 x 24 cm	07342353	24 Stück	6 Stück	G9 7328602



Cutimed Siltec Plus BSN

Cutimed Siltec Plus ist ein hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mäßig starke Exsudatmengen.

Sein Silikonfilm mit dem Plus an Haftung zeichnet sich durch eine stärkere Anfangshaftung für eine einfache und zuverlässige Applikation des Schaumverbands aus und ist deshalb auch für schwer zugängliche Wunden geeignet. So werden Anwender durch den „Dritte-Hand-Effekt“ beim Anlegen der Sekundärfixierung effektiv entlastet. Des Weiteren schützt der Silikonfilm bei Cutimed Siltec Plus neu gebildetes Gewebe und verhindert, dass der Verband mit der exsudierenden Wunde verklebt. Kombiniert mit der speziellen Cutimed Siltec-Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed Siltec Plus durch ein schnelles und zuverlässiges Exsudatmanagement aus.

Vorteile

- » „Dritte-Hand-Effekt“ erleichtert die Applikation, besonders bei schwer zugänglichen Wunden
- » Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- » Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Cutimed Siltec Plus besteht aus einem Polyurethanschaum mit einem stark-haftenden Silikonfilm für eine effektive Anfangshaftung.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 6 cm	10204212	120 Stück	12 Stück	G9 7328806
10 x 10 cm	10204229	120 Stück	12 Stück	G9 7328807
15 x 15 cm	10204241	120 Stück	12 Stück	G9 7328809



Cutimed Siltec Sorbact B BSN

Der hochabsorbierende antimikrobielle Schaumverband mit Silikon-Haftrand vereint das effektive Exsudatmanagement von Cutimed Siltec mit der wirkstofffreien bakterienbindenden Wirkung von Cutimed Sorbact. Dank des rein physikalischen Wirkprinzips bindet und entfernt Cutimed Sorbact Bakterien, ohne antimikrobielle Wirkstoffe freizusetzen (Sorbact-Technologie): Die spezielle Sorbact-Beschichtung verleiht dem Produkt starke hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften. Viele pathogene Bakterien und Pilze sind von Natur aus hydrophob und binden sich deshalb an das Sorbact-Gewebe. So wird mit jedem Verbandwechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,5 cm x 7,5 cm	07342672	120 Stück	12 Stück	G9 7325133
10 cm x 7 cm, oval	13574429	120 Stück	12 Stück	G9 7325142
10 cm x 10 cm	13574412	120 Stück	12 Stück	G9 7325141
12,5 cm x 12,5 cm	07342689	120 Stück	12 Stück	G9 7325134
15 cm x 15 cm	07343140	120 Stück	12 Stück	G9 7325135
17,5 x 17,5 cm	07343157	60 Stück	6 Stück	G9 7325136
22,5 cm x 10 cm	13574398	120 Stück	12 Stück	G9 7325140
ohne PZN				
7,5 cm x 7,5 cm		100 Stück	10 Stück	G9 7325166
12,5 x 12,5 cm		100 Stück	10 Stück	G9 7325167
15 x 15 cm		100 Stück	10 Stück	G9 7325168



Cutimed Siltec B BSN

Superabsorbierender Silikon-Schaumverband, mit Haftrand.

Zur Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, latexfrei, einzeln steril eingeschiegelt, in Faltschachtel.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,5 x 7,5 cm	07340650	120 Stück	12 Stück	G9 7328407
10 x 10 cm	10204198	120 Stück	12 Stück	G9 7328412
10 x 22,5 cm	10204206	120 Stück	12 Stück	G9 7328413
12,5 x 12,5 cm	07340791	120 Stück	12 Stück	G9 7328408
15 x 15 cm	07340816	120 Stück	12 Stück	G9 7328409
17,5 x 17,5 cm	07340822	60 Stück	6 Stück	G9 7328410
22,5 x 22,5 cm	07341253	60 Stück	6 Stück	G9 7328411
ohne PZN				
7,5 x 7,5 cm			10 Stück	G9 7328400
10 x 10 cm			10 Stück	G9 7328405
12,5 x 12,5 cm			10 Stück	G9 7328401



Cutimed Sorbion Sachet S BSN


Cutimed Sorbion Sachet S ist ein superabsorbierender Wundverband zur Versorgung von stark bis mäßig exsudierenden Wunden. Die hydrokinetische Fasermatrix mit integrierten stark wasserspeichernden Polymeren (Superabsorbent) schafft ein feuchtes Wundmilieu, absorbiert hohe Mengen an Wundexsudat und schließt es sicher im Produktkern ein. Auf diese Weise kann das Risiko von Mazerationen reduziert und der Heilungsprozess optimal unterstützt werden.

Durch die hohe Exsudataufnahmekapazität und die hohe Retentionsleistung von Cutimed Sorbion Sachet S sind weniger Verbandwechsel notwendig, sodass eine heilungsfördernde Wundruhe geboten sowie der Behandlungsaufwand reduziert werden kann. Zusätzlich sorgt der Expansionsrand für einen breitflächigen Wundkontakt.

- » Sehr hohe Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung
- » Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- » Schaffung eines feuchten Wundmilieus
- » Kontinuierliche Wundbettreinigung
- » Reduktion der Geruchsbelastung

Cutimed® Sorbion® Sachet S besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Sorbion Sachet S				
7,5 x 7,5 cm	11361310	912 Stück	12 Stück	G9 7323240
7,5 x 7,5 cm	11361327	1440 Stück	24 Stück	G9 7323241
7,5 x 7,5 cm	11361333	1584 Stück	48 Stück	G9 7323242
10 x 10 cm	11361362	912 Stück	12 Stück	G9 7323244
10 x 10 cm	11361379	912 Stück	24 Stück	G9 7323245
10 x 10 cm	11361385	864 Stück	48 Stück	G9 7323246
12 x 5 cm	11361356	744 Stück	12 Stück	G9 7323243
15 x 15 cm	11361439	384 Stück	12 Stück	G9 7323250
15 x 15 cm	11361445	288 Stück	24 Stück	G9 7323251
20 x 10 cm	11361391	564 Stück	12 Stück	G9 7323247
20 x 10 cm	11361416	528 Stück	24 Stück	G9 7323248
20 x 10 cm	11361422	480 Stück	48 Stück	G9 7323249
20 x 20 cm	11361451	252 Stück	12 Stück	G9 7323252
20 x 20 cm	11361468	312 Stück	24 Stück	G9 7323253
20 x 20 cm	11361474	288 Stück	48 Stück	G9 7323254
30 x 20 cm	11361505	204 Stück	12 Stück	G9 7323255
30 x 20 cm	11361511	240 Stück	24 Stück	G9 7323256
Sorbion Sachet S, XL				
25 x 45 cm	11361698	84 Stück	12 Stück	G9 7324003
25 x 45 cm	11361681	96 Stück	6 Stück	G9 7324004



Varihesive extra dünn Convatec

Hydrokolloidverband, Primär- und Sekundärverband.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 10 cm	03892677	450 Stück	10 Stück	H7 3892677
5 x 20 cm	03892683	450 Stück	10 Stück	H7 3892683
7,5 x 7,5 cm	03892648	150 Stück	5 Stück	H7 3892648
10 x 10 cm	03892654	150 Stück	5 Stück	H7 3892654
15 x 15 cm	03892660	150 Stück	5 Stück	H7 3892660



Varihesive E Convatec

Hydrokolloidverband, Primär- und Sekundärverband.

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 x 10 cm	07522807	200 Stück	10 Stück	H7 7522807
10 x 10 cm	07522813	100 Stück	20 Stück	H7 7522813



Varihesive E Border Convatec

Hydrokolloid Verband zur Versorgung von problematischen Körperstellen.

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 x 10 cm (6 x 6 cm Wundauflage)	04474700	150 Stück	5 Stück	H7 4474700
14 x 14 cm (10 x 10 cm Wundauflage)	04474717	150 Stück	5 Stück	H7 4474717



Kaltostat Convatec

Alginateverband

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	06965365	600 Stück	10 Stück	H7 6965365
7,5 x 12 cm	06965313	300 Stück	10 Stück	H7 6965313
10 x 20 cm	06965336	100 Stück	10 Stück	H7 6965336
15 x 25 cm	07511318	340 Stück	10 Stück	H7 7511318
Tamponade 2 g	06965359	120 Stück	5 Stück	H7 6965359





Cutimed Gel BSN

Nekrosen oder Fibrinbeläge sind häufig auftretende Barrieren im Heilungsverlauf chronischer Wunden. Neben dem mechanischen oder chirurgischen Débridement können Wundbeläge auch autolytisch, d.h. durch Unterstützung des Selbstreinigungsprozesses, entfernt werden. Der Vorteil liegt in der gewebeschonenden Art dieses Verfahrens. Cutimed Gel ist ein transparentes, amorphes Hydrogel zur Behandlung nekrotischer und fibrinöser Beläge chronischer Wunden. Das Gel gibt kontinuierlich Feuchtigkeit an die Wunde ab und führt so zu einem wirksamen und zugleich gewebeschonenden Débridement. Die hohe Gelstabilität und Viskosität ermöglichen eine gute Applikation und einen sicheren Verbleib des Gels in der Wunde. Cutimed Gel kann mit physiologischer Kochsalz- oder Ringerlösung aus dem Wundbett gespült werden. Cutimed Gel besteht aus Carbomer 940, gereinigtem Wasser, Glycerin, Natriumhydroxid und EDTA Natrium.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF
8 g	02879485	80 Stück	10 Stück	G9 72610-00
15 g	02880040	80 Stück	10 Stück	G9 72610-01
25 g	02880057	80 Stück	10 Stück	G9 72610-02



Biatain Schaumverband Coloplast

Der Biatain Schaumverband bietet aufgrund seiner kapillaren 3-D-Polymerstruktur exzellentes Exsudatmanagement. Das Exsudat wird von dem Polyurethanschäum schnell aufgenommen, vertikal von der Wunde weggeleitet und sicher im weichen und flexiblen Verband gespeichert.

Maße	PZN	UK	VE	REF
nicht-haftend				
5 x 7 cm	06156387	240 Stück	10 Stück	H7 6105
10 x 10 cm	00568232	240 Stück	10 Stück	H7 3410
15 x 15 cm	00568249	80 Stück	5 Stück	H7 3413
20 x 20 cm	00975546		5 Stück	H7 975546
selbst-haftend				
7,5 x 7,5 cm	04636054	320 Stück	10 Stück	H7 3462
12,5 x 12,5 cm	01146898	240 Stück	10 Stück	H7 3420
17 x 17 cm	01883355	80 Stück	5 Stück	H7 3483
sanft-haftend				
10 x 10 cm	04474166	240 Stück	5 Stück	H7 3470



Biatain Ag Schaumverband Coloplast

Biatain Ag Schaumverband ist ein antibakterieller Verband mit ionischem Silber, der ein optimales Wundheilungsmilieu schafft und erhält. Er basiert auf der bewährten 3-D-Polymerstruktur von Biatain und enthält zusätzlich homogen verteilte antibakteriell wirksame Silberkomplexe.

Maße	PZN	UK	VE	REF
nicht-haftend				
10 x 10 cm	06155028	240 Stück	5 Stück	H7 9622
10 x 20 cm	06155034	80 Stück	5 Stück	H7 9623



Biatain Silicone Coloplast

Biatain Silicone ist ein weicher, flexibler Schaumverband mit hohem Absorptionsvermögen und sanfter Silikonhaftung. Biatain Silicone kann bei einem breiten Spektrum an exsudierenden Wunden eingesetzt werden und ist daher eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl an exsudierenden Wunden.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Biatain Silicone				
7,5 x 7,5 cm	03875348	320 Stück	10 Stück	H7 334343
10 x 10 cm	03879292	240 Stück	10 Stück	H7 334353
12,5 x 12,5 cm	03879702	240 Stück	10 Stück	H7 334363
15 x 15 cm	03879731	120 Stück	5 Stück	H7 334373
17,5 x 17,5 cm	03880585	80 Stück	5 Stück	H7 334383
Biatain Silicone Sakrum				
15 x 19 cm	11486023	80 Stück	5 Stück	H7 33404
25 x 25 cm	11486069	40 Stück	5 Stück	H7 33406



Biatain Silicone Lite Coloplast

Biatain Silicone Lite ist ein dünner, sehr flexibler Schaumverband mit sanfter Silikonhaftung. Er kann bei einem breiten Spektrum exsudierender Wunden eingesetzt werden und bietet sich an, wenn ein dünner und flexibler Schaumverband benötigt wird. Biatain Silicone Lite zeichnet sich durch eine exzellente Absorption und eine sehr hohe Flexibilität aus.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,5 x 7,5 cm	03880639	320 Stück	10 Stück	H7 334443
10 x 10 cm	03880697	240 Stück	10 Stück	H7 334453
12,5 x 12,5 cm	03880705	240 Stück	10 Stück	H7 334463
ohne PZN				
10 x 10 cm			10 Stück	H7 3344533



Biatain Silicone Ag Coloplast

Biatain Silicone Ag ist ein weicher, flexibler und stark absorbierender Schaumverband mit sanfter Silikonhaftung. Biatain Silicone Ag enthält Silber, das kontinuierlich in die Wunde abgegeben wird. Kann bei infizierten Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko eingesetzt werden.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,5 x 7,5 cm	03880711	160 Stück	5 Stück	H7 396363
10 x 10 cm	03880728	240 Stück	5 Stück	H7 396373
ohne PZN				
7,5 x 7,5 cm			5 Stück	H7 3963633
10 x 10 cm			5 Stück	H7 3963733



Sorbalgon Classic Hartmann

Die Calciumalginat-Fasern der Sorbalgon Kompressen bilden in Kombination mit den Natriumsalzen aus Blut und Sekreten ein hydrophiles, nicht verklebendes Gel, das die Wunde in engem Wundkontakt ausfüllt, Keime einschließt und ein heilungsförderndes Mikroklima schafft. So eignet sich Sorbalgon zur Versorgung aller äußerlichen Wunden, speziell blutender und sezernierender Wunden, wie zum Beispiel bei Ulcus cruris venosum, Dekubitus, Abszessen, Furunkeln und Verbrennungen. Auch bei schwierig zu versorgenden Wunden in der Unfall- und Tumorchirurgie kommen die Calciumalginat-Kompressen zum Einsatz. Ausgezeichnete Tamponierbarkeit. Einzeln, steril verpackt.

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 5 cm	17834376	280 Stück	10 Stück	H2 9990110
10 x 10 cm	17834399	180 Stück	18 x 10 Stück	H2 9990130
10 x 20 cm	17834413	60 Stück	5 Stück	H2 9990140



PermaFoam Classic Hartmann

PermaFoam Classic ist ein Schaumverband, bestehend aus einem hydrophilen Polymer in dreidimensionaler Struktur, der wirksam Wundexsudat aufnimmt und für ein feuchtes Wundmilieu sorgt. Die Ausführungen mit Kleberand haben eine umlaufende Fläche, die mit Polyacrylat-Kleber beschichtet ist. Einzeln, steril verpackt.



Maße	PZN	UK	VE	REF
PermaFoam Classic				
10 x 10 cm		60 Stück	10 Stück	H2 8820003
15 x 15 cm		60 Stück	10 Stück	H2 8820010
20 x 10 cm		60 Stück	10 Stück	H2 8820020
20 x 20 cm		60 Stück	10 Stück	H2 8820030
Ø 6 cm rund		240 Stück	10 Stück	H2 8820040
PermaFoam Classic Tracheostomy				
8 x 8 cm		240 Stück	10 Stück	H2 8820050
PermaFoam Classic Border				
10 x 10 cm		60 Stück	6 x 10 Stück	H2 8820060
15 x 15 cm		60 Stück	6 x 10 Stück	H2 8820070
30 x 10 cm		60 Stück	10 Stück	H2 8820080
PermaFoam Classic Concave				
16,5 x 18 cm		60 Stück	6 x 10 Stück	H2 8820090
PermaFoam Classic Sacral				
18 x 18 cm	15744516	60 Stück	10 Stück	H2 8820110
22,5 x 22,5 cm		100 Stück	10 Stück	H2 8820120



Hydrocoll Hartmann

Zur Behandlung von schwach bis mittelstark sezernierenden Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau. Einzeln steril verpackt.



Maße	PZN	UK	VE	REF
Hydrocoll				
5 x 5 cm	01690633	200 Stück	10 Stück	H2 9007401
7,5 x 7,5 cm	01690656	200 Stück	10 Stück	H2 9007421
10 x 10 cm	04419865	200 Stück	10 Stück	H2 9007461
15 x 15 cm	04419871	80 Stück	5 Stück	H2 9007481
20 x 20 cm	07547658	80 Stück	5 Stück	H2 9007491
Hydrocoll thin				
7,5 x 7,5 cm	01690751	200 Stück	10 Stück	H2 9007571
10 x 10 cm	07547670	200 Stück	10 Stück	H2 9007581
15 x 15 cm	07547687	80 Stück	5 Stück	H2 9007601
Hydrocoll concave				
8 x 12 cm	01690745	200 Stück	20 x 10 Stück	H2 9007561



HydroClean Hartmann

Das interaktive Wundkissen mit dem Saug-Spül-Mechanismus.

HydroClean gibt bis zu drei Tage Ringerlösung an die Wunde ab. Da die Wundaufgabe gleichzeitig Wundexsudat aufnimmt, setzt eine interaktive und kontinuierliche Wundspülung ein. Steril, einzeln eingeschiegelt.

Maße	PZN	UK	VE	REF
3 cm, rund	12440721	60 Stück	10 Stück	H2 6090010
4 x 8 cm	11692975	60 Stück	10 Stück	H2 6092220
7,5 x 7,5 cm	00127433	60 Stück	10 Stück	H2 6092260
10 x 10 cm	00127456	60 Stück	10 Stück	H2 6092280
10 x 17 cm	13649386	60 Stück	6 x 10 Stück	H2 6092320
8 x 14 cm oval	13649363	60 Stück	6 x 10 Stück	H2 6092300
Ø 4 cm	00127404	60 Stück	10 Stück	H2 6092200
Ø 5,5 cm	00127410	60 Stück	10 Stück	H2 6092240



HydroClean cavity Kompressen Hartmann

HydroClean cavity gibt bis zu drei Tage Ringerlösung an die Wunde ab, wenn es zusätzlich mit einem HydroClean Wundkissen abgedeckt oder mit einem Filmverband fixiert wird. Da die Wundaufgabe gleichzeitig Wundexsudat aufnimmt, setzt eine interaktive und kontinuierliche Wundspülung ein.

Maße	PZN	UK	VE	REF
4 cm, rund	00127462	60 Stück	10 Stück	H2 6090020
4 x 8 cm	11693182	60 Stück	10 Stück	H2 6090040
7,5 x 7,5 cm	00127491	60 Stück	10 Stück	H2 6090080



HydroTac Hartmann

Der hydrophile Schaumstoffverband, der trockene Wunden feucht und feuchte Wunden trocken hält.

Schaumstoffverband mit wundseitig netzförmiger Hydrogel-Schicht und wasserdampfdurchlässiger, flüssigkeits- und keimdichter Polyurethan-Deckfolie; der saugfähige Schaumstoff nimmt überschüssiges Wundexsudat schnell auf, ohne die Wunde auszutrocknen; bei relativ trockenen Wunden gibt das Hydrogel Feuchtigkeit ab und unterstützt die Bildung und Aufrechterhaltung des feuchten Wundmilieus, wodurch Granulation und Epithelisierung gefördert werden; die Wundaufgabe ist weich und geschmeidig, verfügt über eine gute Polsterwirkung und kann schmerzarm entfernt werden; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich. Steril, einzeln eingeschiegelt.

Maße	PZN	UK	VE	REF
HydroTac				
6 cm Ø	03451128	40 Stück	10 Stück	H2 6858490
5 x 7,5 cm	12801685	120 Stück	10 Stück	H2 6859050
10 x 10 cm	03451312	40 Stück	10 Stück	H2 6858320
HydroTac Comfort				
8 x 8 cm	03452636	60 Stück	10 Stück	H2 6858100
12,5 x 12,5 cm	03452688	60 Stück	10 Stück	H2 6858150
HydroTac transparent				
20 x 20 cm	12801722	30 Stück	3 x 10 Stück	H2 6859080





Lyostypt B. Braun

Hämostyptikum für die Gefäßchirurgie

Lyostypt ist ein nasstables Kollagenvlies bovines Ursprungs für die lokale Hämostase bei kapillären, venösen, kleinen arteriellen Blutungen und Sickerblutungen.

- » Als Trägersubstanz für Fibrin und Antibiotika geeignet
- » Bessere Geweheadhäsion und einfachere Handhabung als oxidierte regenerierte Zellulose
- » Einfache Handhabung
- » Reduzierte Operationszeit gegenüber oxidiertes, regenerierter Zellulose
- » Weniger Materialverbrauch im Vergleich zu oxidiertes regenerierter Zellulose
- » Effektiverer Hämostase als oxidierte regenerierte Zellulose
- » Geringe Gewebereaktion
- » Sehr gute Gewebeerträglichkeit
- » Schnellere Resorption im Vergleich zu oxidiertes regenerierter Zellulose
- » Hervorragendes Hämostyptikum für die mikrovaskuläre Chirurgie
- » Vollständige Resorption innerhalb von 3 Wochen

Maße	PZN	VE	REF
3 x 5 cm	00811951	12 Stück	H7 1069128
5 x 8 cm	00811968	6 Stück	H7 1069152
10 x 12 cm	00811980	4 Stück	H7 1069209
5 x 30 cm	00811974	4 Stück	H7 1069306



Inadine 3M/Solventum

3M Inadine nicht haftende Wundauflage mit PVP Iod für die Behandlung von leichten Verbrennungen und Hautabschürfungen sowie traumatischen Verletzungen mit Hautverlust.

Maße	PZN	VE	REF
5 x 5 cm	07584205	25 Stück	J7 P01481
9,5 x 9,5 cm	07584211	10 Stück	J7 P01491
9,5 x 9,5 cm	07584228	25 Stück	J7 P01512



Cosmopor silicone Hartmann

Der sterile Wundschnellverband mit Silikon-Haftschiicht zur sanften und zugleich sicheren Wundabdeckung bei empfindlicher und geschädigter Haut.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,2 x 5 cm	17417810	100 Stück	5 Stück	H2 9011110
7,2 x 5 cm	17417750	200 Stück	20 x 10 Stück	H2 9011060
7,2 x 5 cm	17417690	500 Stück	25 Stück	H2 9011010
7,2 x 5 cm	17417684	800 Stück	50 Stück	H2 9011000
10 x 8 cm	17417827	120 Stück	5 Stück	H2 9011120
10 x 8 cm	17417767	220 Stück	10 Stück	H2 9011070
10 x 8 cm	17417715	500 Stück	25 Stück	H2 9011020
15 x 8 cm	17417833	100 Stück	5 Stück	H2 9011130
15 x 8 cm	17417773	200 Stück	10 Stück	H2 9011080
15 x 8 cm	17417721	450 Stück	25 Stück	H2 9011030
20 x 10 cm	17417796	200 Stück	10 Stück	H2 9011090
20 x 10 cm	17417738	300 Stück	25 Stück	H2 9011040



Surgicel Original Johnson & Johnson

Surgicel resorbierbare hämostatische Verbände werden bei chirurgischen Eingriffen verwendet und helfen, kapillare, venöse und arterielle Blutungen zu kontrollieren, wenn eine Ligatur oder andere Mittel zur Blutungskontrolle unpraktisch oder unwirksam sind.

- » Effektive Blutstillung
- » Biologische Resorption
- » Geringes Nebenwirkungsrisiko
- » Vielseitige Anwendbarkeit

Maße	PZN	VE	REF
5 x 1,25 cm	18798984	10 Stück	J7 19065K
5 x 7,5 cm	18798978	10 Stück	J7 19035K
5 x 35 cm	18798955	10 Stück	J7 19015K
10 x 20 cm	18798961	10 Stück	J7 19025K



Adaptic Touch 3M/Solventum

Haftende, sterile Silikon Wundauflage aus feingestricktem Cellulose-Acetat-Netz mit einer weichen Silikonbeschichtung als Primärverband. Die offene Netzstruktur verklebt nicht mit der Wunde und haftet nicht am Wundgrund. Es verrutscht nicht und gewährleistet einen atraumatischen Verbandwechsel.

Maße	PZN	UK	VE	REF
7,6 x 5 cm	06579892	50 Stück	10 Stück	J7 TCH501
7,6 x 11 cm	06579900	50 Stück	10 Stück	J7 TCH502
12,7 x 15 cm	06579917	50 Stück	10 Stück	J7 TCH503
20 x 32 cm	06579923		5 Stück	J7 TCH504



Adaptic 3M/Solventum

Ist eine nicht-haftende, wirkstofffreie, feuchte Wundauflage.

- » Trockene bis stark sezernierende Wunden wie Ulcus cruris, Dekubitus und diabetisches Fußsyndrom
- » Verbrennungen 1. und 2. Grades
- » Schürfwunden
- » Chirurgische Nähte
- » Öl-Wasser-Emulsion verhindert ein Verkleben mit dem Wundgrund

Maße	PZN	UK	Hersteller-Nr.	VE	REF
7,6 x 7,6 cm	01228159	30 Stück		10 Stück	J7 2012Z
7,6 x 7,6 cm	18059614	600 Stück	2012DE/2012	50 Stück	J7 2012
7,6 x 20,3 cm	03135309	108 Stück		36 x 3 Stück	J7 2013
7,6 x 20,3 cm	18059620	144 Stück	2015DE/2015	24 Stück	J7 2015
7,6 x 20,3 cm	01228165	600 Stück		10 Stück	J7 2015Z
10 x 10 cm		630 Stück		63 x 10 Stück	J7 2010F
12,7 x 22,9 cm	06641036	72 Stück	2019	12 Stück	J7 2019



NU-Gel 3M/Solventum

Hydrogel mit Alginat zum sanften Lösen von Nekrosen und Fibrinbelägen.

Inhalt	PZN	UK	Hersteller-Nr.	VE	REF
15 g	00165468	45 Stück	MNG415N	3 Stück	J7 MNG415N
15 g	18059637	40 Stück	MNG415	10 Stück	J7 MNG415



Cavilon Hautschutzfilm 3M/Solventum

Reizfreier Hautschutzfilm

Inhalt	PZN	VE	REF
1 ml Lolly		25 Stück	S6 3343E
1 ml Lolly	06916728	100 Stück	S6 3343P
3 ml Lolly		25 Stück	S6 3345E
28 ml Spray		12 Stück	S6 3346E
28 ml Spray		12 Stück	S6 3346P



Actisorb Silver 220 3M/Solventum

Ist die Silber-Aktivkohle-Auflage für die Reinigung von infizierten, infektionsgefährdeten sowie übelriechenden Wunden.

Maße	PZN	UK	VE	REF
9,5 x 6,5 cm	01098768	50 Stück	10 Stück	J7 MAS065-10
10,5 x 10,5 cm	01098774	50 Stück	10 Stück	J7 MAS105-10
19 x 10,5 cm	01098780	50 Stück	10 Stück	J7 MAS190-10



Debrisoft Pad Lohmann & Rauscher

Debrisoft ist eine schnelle, einfache und schmerzarme Methode des Debridements, die schnell mit sichtbaren Ergebnissen überzeugt. Es ermöglicht eine zuverlässige Entfernung von Debris und Exsudat aus einer Wunde sowie Schuppen und Keratosen von der umliegenden Haut. Bereits neu eingewachsenes Granulationsgewebe und Epithelzellen werden geschont. Steril einzeln eingeschiegelt.

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 x 10 cm	13155158	50 Stück	5 Stück	L2 34321



Vliwaktiv Lohmann & Rauscher

Sterile Aktivkohle-Saugkomresse. Ideale Kombination einer nicht verklebenden Saugkomresse mit einem geruchs- und bakterienabsorbierenden Wundverband; zur Versorgung infizierter, eiterner Wunden mit unangenehmer Geruchsentwicklung wie zum Beispiel Ulcus cruris, Dekubitus oder Analfisteln. Eine hautfreundliche, atmungsaktive Vliesumhüllung fördert die Weiterleitung des Exsudats in den Saugkern. Bakterien und Gerüche werden in Vliwaktiv gebunden. Der Wäscheschutz verhindert den Durchtritt von Wundexsudat.

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 x 10 cm	04464280	400 Stück	20 Stück	L2 20254
10 x 20 cm	04464297	200 Stück	20 Stück	L2 20255



Vliwaktiv Ag Lohmann & Rauscher

Aktivkohle-Saugkomresse, Tamponade mit Silber.

Eine hautfreundliche, atmungsaktive Vliesumhüllung fördert die Weiterleitung des Exsudats in den Saugkern. Die Aktivkohle besitzt die Eigenschaft, Bakterien zu adsorbieren. Der flüssigkeitshemmende Wäscheschutz verhindert in hohem Maße das Durchdringen von Exsudat.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Aktivkohle-Tamponade mit Silber				
6,5 x 10 cm	04862796	300 Stück	30 x 10 Stück	L2 20700
10 x 10 cm	04862804	300 Stück	10 Stück	L2 20701
10 x 15 cm	04862827	340 Stück	10 Stück	L2 20702
Aktivkohle-Saugkomresse mit Silber				
10 x 10 cm	04862833	150 Stück	10 Stück	L2 20705
10 x 20 cm	04862856	110 Stück	10 Stück	L2 20706
20 x 20 cm	04862862	130 Stück	10 Stück	L2 20707



Suprasorb A + Ag Antimikrobieller Calciumalginat-Verband mit Silber Lohmann & Rauscher

Suprasorb A + AG reduziert die Keimlast direkt im Wundbett und ist daher vor allem für infizierte oder infektfähige Wunden geeignet - auch bei Infektionen mit MRSA oder VRE*. Neben diesen Eigenschaften ist Suprasorb A + AG auch eine weiche, anschmiegsame Wundabdeckung, die sich gut an jeden Wundgrund anpasst. Gerade bei stark exsudierenden Wunden zeigt sich das hohe Exsudataufnahmevermögen von Suprasorb A + AG. Bei Kontakt mit Exsudat formt Suprasorb A + AG ein Gel. In diesem Gel werden Bakterien und Keime aufgenommen, was neben einem feuchten Wundklima auch zu einer Säuberung der Wunde führt. Insgesamt sorgt das hohe Exsudataufnahmevermögen für eine Förderung der Wundheilung. *Erregerspektrum in vitro nachgewiesen, siehe Gebrauchsanweisung.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Komresse, steril, einzeln eingeschiegelt				
5 x 5 cm	18749738	240 Stück	10 Stück	L2 149265
10 x 20 cm	04829534	60 Stück	5 Stück	L2 149267
Komresse, steril, einzeln eingeschiegelt, ohne PZN				
5 x 5 cm			10 Stück	L2 20570
10 x 10 cm		50 Stück	10 Stück	L2 20571
Tamponade, steril, einzeln eingeschiegelt, ohne PZN				
30 x 2 cm		20 Stück	5 Stück	L2 20573



Suprasorb P + PHMB Lohmann & Rauscher

Antimikrobieller PU Schaumverband

Suprasorb P + PHMB mit perforierter Wundkontaktschicht besticht durch eine zuverlässige Exsudataufnahme. Das im Schaum eingelagerte PHMB wirkt sowohl im Verband als auch in der Wunde. Aus diesem Grunde ist Suprasorb P + PHMB als Medizinprodukt der Klasse III eingestuft. Das Material ist weich und anschmiegsam. Die besondere Oberflächenbeschaffenheit der Wundkontaktschicht von Suprasorb P + PHMB ist sanft zu leicht verletzlichen Oberflächen wie zu heilenden Wunden. Die semipermeable PU-Trägerschicht erhält ein feuchtes Wundmilieu. Er ist bakterien- und wasserdicht. Suprasorb P + PHMB ist für die Anwendung unter Kompressionsverbänden geeignet.

Maße	PZN	UK	VE	REF
10 x 10 cm	11596800	100 Stück	10 Stück	L2 34542
10 x 20 cm	11596817	50 Stück	5 Stück	L2 34543
15 x 15 cm	11596823	50 Stück	5 Stück	L2 34544
20 x 20 cm	11596846	50 Stück	5 Stück	L2 34545



Suprasorb P Lohmann & Rauscher

Steriler PU-Schaumverband saugt Wundexsudat schnell und sicher auf bei mittel exsudierenden Wunden.

- » Guter Wundgrund-Kontakt
- » Bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- » Überschüssiger Wasserdampf verdunstet

Maße	PZN	UK	VE	REF
nicht selbstklebend				
7,5 x 7,5 cm	18001046	100 Stück	10 Stück	L2 20406
10 x 10 cm	18001052	100 Stück	10 Stück	L2 20407
selbstklebend				
7,5 x 7,5 cm	18001098	100 Stück	10 Stück	L2 20416
10 x 10 cm	18001106	100 Stück	10 Stück	L2 20417



Suprasorb P sensitive Lohmann & Rauscher

Silikon-Schaumverband

Suprasorb P sensitive ist ein Silikon-Schaumverband speziell für empfindliche Haut. Sein mehrschichtiger Aufbau ermöglicht ein dynamisches Exsudatmanagement für ein optimales feuchtes Wundmilieu. Die Silikon-Wundkontaktschicht minimiert das Risiko eines Verklebens mit der Wunde und reduziert den Schmerz beim Verbandwechsel. Der äußere Schutzfilm ist wasserdicht, bakterienabweisend und, gleichzeitig ist er wasserdampfdurchlässig. Steril, einzeln eingeschiegelt.

Suprasorb P sensitive ist je nach Exsudatinsgrad in drei Ausführungen erhältlich: „border“, „border lite“ und „non-border“

Maße	PZN	VE	REF
Border (mit superabsorbierendem Saugkern)			
7,5 x 7,5 cm	15814659	10 Stück	L2 140161
10 x 10 cm	15786354	10 Stück	L2 139061
Border lite (ohne superabsorbierenden Saugkern)			
7,5 x 7,5 cm	15814671	10 Stück	L2 140163
Multisite border (mit superabsorbierendem Saugkern)			
7,5 x 9,5 cm	17178239	10 Stück	L2 168075



Suprasorb H Hydrokolloid Verband Lohmann & Rauscher

Hydrokolloid-Verband. Suprasorb H ist ein hypoallergener Verband, der die Wundheilung fördert und ein feuchtes Wundmilieu schafft. Suprasorb H bindet Exsudat und Gewebetrümmern in ein Gel, welches die saugfähige Hydrokolloidschicht in Verbindung mit dem Wundexsudat bildet. Das Gel bietet zum einen günstige Bedingungen für ein feuchtes Wundmilieu und zum anderen verhindert es, dass bei Erneuerung des Verbandes neugebildetes Gewebe geschädigt wird. Steril, einzeln eingeseigelt.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Standard				
10 x 10 cm	15563298	660 Stück	10 Stück	L2 108830
15 x 15 cm	15563306	50 Stück	5 Stück	L2 108831
20 x 20 cm	15563312	50 Stück	5 Stück	L2 108832
Dünn				
5 x 5 cm	15563329	1650 Stück	10 Stück	L2 108860
5 x 10 cm	15563335	480 Stück	10 Stück	L2 108861
5 x 20 cm	15563341	250 Stück	10 Stück	L2 108862
10 x 10 cm	15563358	720 Stück	10 Stück	L2 108863
15 x 15 cm	15563364	50 Stück	5 Stück	L2 108864
20 x 20 cm	15563370	50 Stück	5 Stück	L2 108865
Border				
14 x 14 cm	15563387	200 Stück	5 Stück	L2 108866
Sacrum				
14 x 16 cm	15563393	200 Stück	5 Stück	L2 108867



Suprasorb F Folien-Wundverband Lohmann & Rauscher

Suprasorb F ist ein selbstklebender, transparenter Wundverband, der sich herausfordernden Körperkonturen flexibel anpasst und einen hohen Tragekomfort bietet. Der transparente Folienverband ermöglicht eine einfache Wundkontrolle und schützt frisches Epithelgewebe vor äußeren Einflüssen wie Keimen und Flüssigkeit. Suprasorb F hält ein feuchtes Wundmilieu aufrecht und unterstützt somit die Wundheilung. Suprasorb F gibt es als sterilen Folien-Wundverband und als unsterilen Folienverband von der Rolle.

Maße	PZN	UK	VE	REF
steril, einzeln eingeseigelt				
5 x 7 cm	00432998	380 Stück	10 Stück	L2 20460
10 x 12 cm	00433012	100 Stück	10 Stück	L2 20462
gerollt, unsteril				
10 cm x 1 m	01806248	16 Stück	1 Stück	L2 20467
10 cm x 10 m	02650185	16 Stück	1 Stück	L2 20468
15 cm x 10 m	02650191	10 Stück	1 Stück	L2 20469



Suprasorb Liquacel Pro Lohmann & Rauscher

Suprasorb Liquacel Pro ist ein weicher, anpassungsfähiger Vliesstoffverband, der aus Natriumcarboxymethylcellulose und verstärkenden Zellulosefasern besteht. Bei Kontakt mit Wundexsudat oder Blut bildet der saugfähige Verband ein Gel, das eine feuchte Wundumgebung schafft. Durch die Lock-in-Technologie können Zelltrümmer und Bakterien, die sich im Wundexsudat befinden, im Inneren des Faserverbandes zurückgehalten und beim Verbandwechsel entfernt werden. Die hohe vertikale Absorption von Exsudat in den Faserverband schützt das Wundmilieu und den Wundrand und unterstützt so den Heilungsprozess.

Maße	PZN	UK	VE	REF
Kompresse				
5 x 5 cm	18772625	260 Stück	10 Stück	L2 149710
10 x 10 cm	18772660	130 Stück	10 Stück	L2 149711
15 x 15 cm	18772677	75 Stück	5 Stück	L2 149712
Tamponade				
2 x 45 cm	18772683	120 Stück	5 Stück	L2 149713



Mefix Fixiervlies Mölnlycke

Hautfreundliches Fixiervlies, luftdurchlässig und dehnbar. Zur vollflächigen Fixierung aller Verbände. Bindemittelfreies Polyestervlies mit Polyacrylatkleber auf Basis einer Wasseremulsion.

Maße	PZN	UK	VE	REF
2,5 cm x 10 m	03042795	40 Stück	40 Stück	K7 310250
5 cm x 10 m	03042803	40 Stück	1 Stück	K7 310500
10 cm x 10 m		20 Stück	1 Stück	K7 311000
10 cm x 11 m	04518142	20 Stück	1 Stück	K7 311090
15 cm x 10 m		15 Stück	1 Stück	K7 311500
15 cm x 11 m	04518159	22 Stück	22 Stück	K7 311590
20 cm x 10 m	03042849	10 Stück	1 Stück	K7 312000



Mepore Mölnlycke

Wundverband zum Abdecken und Schützen von leicht bis mittelstark sezernierenden Wunden. Hautfreundlicher Polyacrylatkleber. Ideal geeignet zur Erstversorgung und als Folgeverband. Steril.

Maße	PZN	UK	VE	REF
6 x 7 cm		480 Stück	60 Stück	K7 670800
7 x 8 cm	02839847	660 Stück	55 Stück	K7 670700
10 x 9 cm		400 Stück	50 Stück	K7 670900
15 x 9 cm		400 Stück	50 Stück	K7 671000
11 x 10 cm	04608253	280 Stück	40 Stück	K7 671500
11 x 15 cm	04608276	280 Stück	40 Stück	K7 671600
20 x 9 cm	03137403	180 Stück	30 Stück	K7 671100
25 x 9 cm	03137432	180 Stück	30 Stück	K7 671200
30 x 9 cm	03137455	270 Stück	9 x 30 Stück	K7 671300
35 x 9 cm	03852732	180 Stück	6 x 30 Stück	K7 671400



Mepore Pro Mölnlycke

Wasserfester, selbstklebender Folienverband. Zum Abdecken und Schützen von leicht bis mittelstark sezernierenden Wunden. Ermöglicht das Duschen und Baden. Verhindert die Wundkontamination. Steril.

Maße	PZN	UK	VE	REF
6 x 7 cm	00755371	480 Stück	60 Stück	K7 670820
10 x 9 cm	04656654	320 Stück	40 Stück	K7 670920
15 x 9 cm	04656683	320 Stück	40 Stück	K7 671020
20 x 9 cm	00755431	180 Stück	6 x 30 Stück	K7 671120
25 x 9 cm	00755454	210 Stück	7 x 30 Stück	K7 671220
30 x 9 cm	00755477	270 Stück	9 x 30 Stück	K7 671320



Mepitel Mölnlycke

» Nicht haftender Silikonnetzverband für granulierende Wunden, steril
 » Atraumatischer, nahezu schmerzfreier Verbandwechsel
 » Kann in Einzelfällen bis zu 14 Tagen auf der Wunde verbleiben

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 7 cm	02818443	25 Stück	5 Stück	K7 290500
5 x 7 cm		50 Stück	5 x 10 Stück	K7 290510
7,5 x 10 cm		40 Stück	10 Stück	K7 290710
8 x 10 cm	02818472	50 Stück	5 Stück	K7 290700
12 x 15 cm	02818503	60 Stück	5 Stück	K7 291000
20 x 30 cm	04660472	30 Stück	6 x 5 Stück	K7 292005



Mepitel One Mölnlycke

Hoch transparente, einseitig beschichtete Wundkontaktauflage, die eine Begutachtung der Wunde ermöglicht, ohne den Verband entfernen zu müssen. Mepitel One ist ein schonendes, einseitiges Wunddistanzgitter mit Safetac, der originalen Kontaktschicht mit Silikonhaftung, die die Schmerzen beim Verbandswechsel minimiert. Es liegt sanft auf der Haut auf, ohne mit der feuchten Wunde zu verkleben, sodass Sie den Verband ganz leicht entfernen können, ohne die Haut zu beschädigen. Dadurch ist der Verbandswechsel für Ihre Patienten weniger schmerzhaft. Steril, einzeln verpackt

Maße	PZN	UK	VE	REF
5 x 7,5 cm	03089727	70 Stück	7 x 10 Stück	K7 289100
7,5 x 10 cm	03090015	40 Stück	10 Stück	K7 289300
10 x 18 cm	09504759	70 Stück	7 x 10 Stück	K7 289500
13 x 15 cm	14333113	50 Stück	10 x 5 Stück	K7 289470

Mepilex Mölnlycke

Silikonbeschichteter, absorbierender Schaumverband. Weicher Polyurethanschaum absorbiert überschüssiges Wundexsudat und eignet sich gut zum Abdecken flacher, exsudierender Wunden. Einzigartige Silikonbeschichtung (Safetac-Technologie) schützt die Wundränder sowie das empfindliche Gewebe und ermöglicht atraumatische Verbandwechsel. Steril.



Maße	PZN	UK	VE	REF
Mepilex Schaumverband				
5 x 5 cm	09313054	40 Stück	8 x 5 Stück	K7 294015
10 x 10 cm		70 Stück	5 Stück	K7 294100
10 x 12 cm	01603338	50 Stück	5 Stück	K7 294150
10 x 20 cm		45 Stück	5 Stück	K7 294200
12 x 20 cm	01603350	50 Stück	5 Stück	K7 294250
15 x 15 cm		25 Stück	5 Stück	K7 294300
20 x 20 cm		20 Stück	4 x 5 Stück	K7 294400
15 x 17 cm	01603373	25 Stück	5 Stück	K7 294350
20 x 22 cm	01603404	20 Stück	5 Stück	K7 294450
Mepilex Heel Schaumverband				
13 x 20 cm	04791062	25 Stück	5 x 5 Stück	K7 288100



Mepilex Border Heel Mölnlycke

Mepilex Border ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband zur Versorgung mittel bis sehr stark exsudierender Wunden. Der integrierte Superabsorber verhindert, auch unter Kompression, ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes. Der Haftrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung, ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel und schützt das wundumgebende Gewebe vor Schädigung und Mazeration.

Maße	PZN	UK	VE	REF
22 x 23 cm	12496093	30 Stück	10 Stück	K7 282710



Mepilex Border Sacrum Mölnlycke

Schaumverband mit fünf Schichten für die Dekubitusprävention und die Behandlung von Wunden im Sakralbereich. Mepilex Border wurde für eine große Bandbreite von exsudierenden Wunden entwickelt, z. B. Dekubitus, Fußgeschwüre sowie traumatische Wunden (beispielsweise Hautabrisse) und chirurgische Wunden.

Maße	PZN	UK	VE	REF
16 x 20 cm	17871466	25 Stück	5 x 5 Stück	K7 282060
22 x 25 cm	17871472	25 Stück	5 x 5 Stück	K7 282460

Mepilex Border Flex Mölnlycke

Hochgradig anpassungsfähiger Schaumverband mit Superabsorber und Flex-Technologie.

Mepilex Border Flex ist ein besonders flexibler und angenehm zu tragender haftender Schaumverband. Er verfügt über ein hohes Flüssigkeitsaufnahmevermögen und ist für verschiedene Exsudatarten, auch visköses, geeignet. Die Flex-Technologie bietet 360°-Flexibilität, um sich an Körperbewegungen anpassen zu können und eine vorzeitige Ablösung zu verhindern. Die Kombination aus Flexibilität und Fluidhandling sorgt dafür, dass der Verband länger getragen werden kann. Steril.



Maße	PZN	VE	REF
7,5 x 7,5 cm	12595984	6 x 10 Stück	K7 595260
7,8 x 10 cm, oval	14412143	5 Stück	K7 583500
10 x 10 cm	12596009	7 x 10 Stück	K7 595360
10 x 20 cm	17146216	10 Stück	K7 595800
12,5 x 12,5 cm	12596015	8 x 10 Stück	K7 595060
13 x 16 cm, oval	14412195	5 Stück	K7 583300
15 x 15 cm	12596021	10 x 10 Stück	K7 595411
15 x 19 cm, oval	14412203	9 x 5 Stück	K7 583400
15 x 20 cm	12596038	10 Stück	K7 595611
ohne PZN			
7,5 x 7,5 cm		10 x 5 Stück	K7 595250
10 x 10 cm		10 x 5 Stück	K7 595350
12,5 x 12,5 cm		10 x 5 Stück	K7 595050

Mepilex Border Flex Lite Mölnlycke

Haftet – wirklich. Flexibel – überall.

All-in-One-Verband für nicht bis mäßig exsudierende Wunden, der so konzipiert ist, dass er sicher auf der Wunde haften bleibt und sich einzigartig anpasst. Steril, einzeln verpackt.

- » Die innovative 360° Flex Technologie bietet ausgezeichnete Flexibilität in alle Richtungen, was die Belastung der Haut reduziert, den Komfort erhöht und vorzeitiges Ablösen verhindert.
- » Bis zu 77 % bessere Anpassungsfähigkeit als Mepilex Border Lite.
- » Exsudat-Kontroll-Punkte auf der Außenfolie zur Beobachtung, Dokumentation und Kontrolle von Exsudatausbreitung, zur Vermeidung unnötiger Verbandwechsel.



Maße	PZN	UK	VE	REF
4 x 5 cm	16226491	70 Stück	7 x 10 Stück	K7 581060
5 x 12,5 cm	16226522	65 Stück	13 x 5 Stück	K7 581100
7,5 x 7,5 cm	16226516	70 Stück	14 x 5 Stück	K7 581260
10 x 10 cm	16226539	50 Stück	10 x 5 Stück	K7 581360
15 x 15 cm	16226545	50 Stück	10 x 5 Stück	K7 581500
ohne PZN				
4 x 5 cm		70 Stück	7 x 10 Stück	K7 581050
7,5 x 7,5 cm		70 Stück	14 x 5 Stück	K7 581250
10 x 10 cm		50 Stück	10 x 5 Stück	K7 581350

Mepilex Lite Mölnlycke

Dünnere, silikonbeschichteter Silikonverband. Mepilex Lite ist für die Anwendung bei einer Vielzahl von nicht bis leicht exsudierenden Wunden geeignet, wie z. B. Fuß- und Druckgeschwüren, thermischen Verletzungen und Epidermolysis Bullosa. Es kann zum Schutz geschädigter und verletzlicher Haut eingesetzt werden. Steril.



Maße	UK	VE	REF
6 x 8,5 cm	70 Stück	14 x 5 Stück	K7 284000
7,5 x 8,5 cm	70 Stück	14 x 5 Stück	K7 284010
10 x 10 cm	50 Stück	10 x 5 Stück	K7 284100
12,5 x 12,5 cm	50 Stück	5 Stück	K7 284110
15 x 15 cm	50 Stück	5 Stück	K7 284300
17,5 x 17,5 cm	30 Stück	5 Stück	K7 284310
20 x 50 cm	24 Stück	6 x 4 Stück	K7 284500