

Mobilumo įtaisų/įtvarų ir protezų naudojimo gidas

(Tinka ilgalaikiam įvairaus tipo įtvarų ar protezų naudojimui gyvūnams, esant įvairioms galūnių ar kūno dalių traumoms arba anatominiams pakitimams.)

1. Įrenginio paskirtis ir bendrosios nuostatos

- Šis įtaisas skirtas **stabilizuoti/apsaugoti/papildyti** tam tikrą gyvūno galūnę ar kūno dalį, užtikrinant geresnę atramą ir kompensuojant sutrikusią judėjimo funkciją.
- Įtvaras/protezas gaminamas iš **tamprių, lanksčių ir tvirtų** medžiagų su metalinėmis dalimis bei specialiais sujungimais, kad ilgalaikis nešiojimas būtų kuo patogesnis ir saugesnis.
- Tinka tiek **pooperaciniu**, tiek **ilgalaikiu laikotarpiu** (esant lėtiniais sąnarių susirgimams, traumoms ar įgimtiems pakitimams).

2. Pirmoji diena su įtaisu

- **Trumpi nešiojimo intervalai:** Pirmąją dieną rekomenduojama įtaisą uždėti tik kelioms valandoms, stebėti gyvūno reakciją ir eiseną.
- **Laipsniškas pripratimas:** Kasdien palaipsniui ilginkite nešiojimo laiką, kad gyvūnas po truputį priprastų prie įrenginio ir nejaustų diskomforto.
- **Pasitikėjimo ugdymas:** Kartu su įtaisu galite duoti gyvūnui mėgstamų skanėstų ar užsiimti trumpais žaidimais, kad šis naujas daiktas sukeltų teigiamas emocijas.

3. Teisingas uždėjimas ir pritaikymas

1. **Visada naudokite kojine**
 - Po įtvaru ar protezu *visais atvejais* turi būti *minkšta, orui pralaidi kojine*, sauganti odą nuo trinties bei prakaitavimo.
 - Kojinę keiskite kasdien ar net dažniau, jei gyvūnas labai aktyvus.
2. **Tvirtinimas**
 - Reguluokite dirželius ar užsegimus taip, kad jie per stipriai neveržtų, bet ir nebūtų laisvi. Įtaisas turi tvirtai priglusti prie kūno dalies, kuriai jis skirtas.
3. **Judėjimo testas**
 - Po uždėjimo leiskite gyvūnui žengti kelis žingsnius ir įsitikinkite, jog nepasireiškia skausmo požymiai ar diskomfortas.

4. Kasdienė veikla ir ko reikėtų vengti

- **Lipimas laiptais**
 - Pradžioje rekomenduojama vengti staigių krūvių, lipant ar bėgant laiptais. Jei įmanoma, padėkite gyvūnui, kad sumažintumėte apkrovą.
- **Šuoliai**

- Venkite šuolių iš aukščio, pavyzdžiui, iššokimo iš automobilio, nuo laiptų ar baldų. Jei būtina, švelniai palaikykite gyvūną.
- **Bėgiojimas ir žaidimai**
 - Leiskite gyvūnui palaipsniui grįžti prie įprastų žaidimų, tačiau stebėkite, kad jis nepervargtų.
 - Po intensyvesnės veiklos apžiūrėkite odą ir įtaisą kontaktines vietas dėl galimų trynimų ar paraudimų.
- **Ilgos išvykos ir pasivaikščiavimai**
 - Pirmomis savaitėmis geriau rinktis trumpus, bet dažnesnius pasivaikščiavimus.
 - Jei gyvūnas laižo, kandžioja įtaiso vietą ar matyti kiti nepatogumo požymiai, nuimkite įtaisą ir patikrinkite, ar jis tinkamai uždėtas.
- **Kita kasdienė veikla**
 - Jei gyvūnas mėgsta braidyti vandenyje ar purve, nuimkite įtaisą grįžę iš lauko, nuvalykite, o kojine pakeiskite švaria.

5. Valymas ir priežiūra

- **Po pasivaikščiavimų**
 - Įtaisą nuvalykite *švelnia drėgna šluoste* arba nuplaukite drungnu vandeniu.
 - Galima naudoti *švelnų, neutralios pH ploviklį* ir minkštą kempinėlę, kad pašalintumėte prilipusį purvą.
- **Džiovinimas**
 - Nenaudokite plaukų džiovintuvo didžiausiu karščiu ir tiesioginio karščio šaltinio. Geriausia džiovinėti kambario temperatūroje, gerai vėdinamoje vietoje.
 - Įsitikinkite, kad tiek įtaisas, tiek kojine būtų visiškai sausi prieš vėl uždėdami juos gyvūnui, kad išvengtumėte sudirginimo ar odos maceracijos.
- **Reguliari apžiūra**
 - Tikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių varžtų, atplyšusių detalių ar išsitampiusių dirželių. Jei pastebite rimtesnių defektų, susitarkite ir atvykite į konsultaciją. Įtaiso tuo metu nenaudokite, kol jis nebus apžiūrėtas.

6. Gyvūno psichologinė gerovė

- **Laipsniškas pripratimas**
 - Kai kurie gyvūnai prie naujo įrenginio pripranta lėčiau, tad padės kantrybė ir teigiami paskatinimai (skanėstai, trumpi žaidimai).
- **Elgesio stebėjimas**
 - Jei gyvūnas bando įkasti įtaisą ar jį intensyviai laižo, laikinai jį nuimkite ir bandykite vėl uždėti po kurio laiko.
- **Nuolatinė priežiūra**
 - Kasdien stebėkite gyvūno elgesį ir užtikrinkite, kad įtaisas nesukeltų neigiamos reakcijos ar skausmo.

7. Kada atvykti vizitui pas specialistą

- Jei nepaisant visų pastangų, gyvūnas akivaizdžiai patiria diskomfortą, nepritampa prie įtaiso ar pastebite odos dirginimą, žaizdeles.
- Jei įtaisas reikšmingai deformuojasi, tampa netvirtas ar aiškiai nebeatitinka gyvūno poreikių (pavyzdžiui, augant jauniems gyvūnams).

Baigiamasis žodis

Laikydamiesi šių rekomendacijų, padėsite savo augintiniui lengviau adaptuotis prie protezo ar įtaiso bei užtikrinsite komfortą ir stabilią atramą. Kiekvienas gyvūnas yra unikalus, tad nuolatos stebėkite jo savijautą ir elgseną. Jei kiltų klausimų ar problemų, visuomet galima pasikonsultuoti su veterinaru ortopedu.

