




muñequera metacarpiana

rodillera

muñequera con férula

codera para epicondilitis

collarín cervical blando

faja máxima aireación

faja torácica

codera

zapato para escayola

muñequera abductor pulgar

ropillera

cinta sujeción tobillo

rodillera con silicona

bolsa soporte para brazo

bandas elásticas compresivas

faja tubular en lana

media corta fuerte

faja con cierre regulable

ganty compresión fuerte

Intex

CATÁLOGO **PRODUCTOS**

Intex

GAMA BEIGE	4
MALLAFIX	6
MALLAFIX PLUS	8
FORTIFLEX	9
GAMA FAJAS TORÁCICAS	10
GAMA NEGRA	11
GAMA AZUL	12
MUÑEQUERAS/CODERAS	14
ESCAYOLADOS	15
GAMA FAJAS	16
ORTESIS TÉRMICAS	17
RENGO	18
BENTERM	19
GAMA MEDIAS	20
GAMA VARIOS	22

Artículos especialmente indicados ante lesiones articulares, esguinces, dolencias crónicas, traumatismos, síndrome del túnel carpiano (muñequeras), etc.

- Ortesis bi-elásticas en tejido anatómico.
- Grosor de malla variable.
- Gran comodidad de uso.

7.133 / Rodillera. *Rotuliana con flejes laterales.*

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	30,0 a 33,5	156210-4
Mediana	33,5 a 37,0	156211-1
Grande	37,0 a 40,5	156212-8
Extra	40,5 a 44,0	156213-5

Las medidas se refieren al contorno de la rodilla sin flexionarla.



ART. 7.133

7.135 / Muñequera. *Metacarpiana con férula.*

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	13,0 a 16,0	156206-7
Mediana	17,0 a 20,0	156209-8
Grande	21,0 a 24,0	156207-4

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.
 Valida para ambas manos.
 Con cinta de refuerzo.



ART. 7.135



7.137 / Cinta elástica. Sujeción para muñeca.

TALLA UNIVERSAL

C.N. 156215-9

Cintas elásticas. Muñeca y Tobillo.

- Cintas elásticas, que adhieren uno de sus extremos en cualquier parte de las mismas.
- Permiten configurar diversos tipos de vendajes compresivos.
- No necesitan clips de sujeción.
- Pueden usarse de forma individualizada o como acompañamiento de refuerzo a una ortesis.

7.138 / Cinta elástica. Sujeción para tobillo.

TALLA UNIVERSAL

C.N. 156214-2

7.134 / Tobillera

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	18,0 a 20,5	156202-9
Mediana	20,5 a 23,0	156203-6
Grande	23,0 a 25,5	156204-3
Extra	25,5 a 28,0	156205-0

Las medidas se refieren al contorno del tobillo por encima de los maleolos.

7.136 / Muñequera. Metacarpiana cerrada.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Super pequeña	12,0 a 14,0	156197-8
Pequeña	14,0 a 16,0	156198-5
Mediana	16,0 a 18,0	156199-2
Grande	18,0 a 20,0	156200-5
Extra	20,0 a 22,0	156201-2

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.



Tecnología Multi - malla

Las ortesis Mallafix son soportes elásticos destinados a la protección de las articulaciones. La ausencia de férulas rígidas permite mantener una movilidad controlada de las articulaciones. Además de su uso ante lesiones articulares son especialmente recomendadas como medida preventiva ante esfuerzos o exposiciones prolongadas a vibraciones, golpeteos o sobrecargas. Están fabricadas con tecnología multimalla, en tejido bi-elástico. Gran adaptabilidad y comodidad de uso.



7.097 / Muñequera. Metacarpiana cerrada.

- Protege la articulación de muñeca, carpo y metacarpo, permitiendo su movilidad.
- Disponible en color blanco y azul.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N. (Blanco)	C.N. (Azul)
Super Pequeña	12,0 a 14,0		no disponible
Pequeña	14,0 a 16,0	245308-1	239286-1
Mediana	16,0 a 18,0	245316-6	239284-7
Grande	17,5 a 20,0	245381-4	239283-0
Extra Grande	19,0 a 21,5	245530-6	239282-3

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.



ART. 7.097

7.098 / Coderas

- Alta eficacia como medida preventiva ante la epicondilitis lateral y medial.
- Disponible en color blanco.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	23,0 a 26,5	245548-1
Mediana	25,0 a 29,0	245597-9
Grande	27,5 a 31,0	245860-4
Extra Grande	29,5 a 33,5	245878-9

Las medidas se refieren al contorno de la articulación del codo, sin doblarlo.



ART. 7.098



ART. 7.094

7.094 / Faja Lumbar

- Altura delantera 14 centímetros.
- Altura trasera 24 centímetros.
- Disponible en color blanco.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	68,5 a 84,0	243642-8
Mediana	84,0 a 100,0	243659-6
Grande	99,0 a 115,5	243667-1

Las medidas se refieren al contorno de la cintura.



ART. 7.095

7.095 / Tobillera

- Evita arrugas en la zona del empeine.
- Disponible en color blanco y azul.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N. (Blanco)	C.N. (Azul)
Pequeña	19,0 a 21,5	243675-6	239295-3
Mediana	21,0 a 24,0	244053-1	239294-6
Grande	23,0 a 26,5	244814-8	239292-2
Extra Grande	25,0 a 29,0	244897-1	239291-5

Las medidas se refieren al contorno del tobillo por encima de los maleolos.



ART. 7.096

7.096 / Rodillera

- Evita arrugas detrás de la rodilla (zona poplítea).
- Disponible en color blanco y azul.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N. (Blanco)	C.N. (Azul)
Pequeña	29,5 a 33,5	244996-1	239290-8
Mediana	31,5 a 36,0	245266-4	239289-2
Grande	33,5 a 38,5	245274-9	239288-5
Extra Grande	35,5 a 41,0	245290-9	239287-8

Las medidas se refieren al contorno de la rodilla sin flexionarla.



Ortesis bi elásticas similares a la gama Mallafix, incorporan almohadillas de silicona para un mayor efecto terapéutico.

7.120 / Faja Lumbar

- Incorpora una almohadilla de silicona en la zona lumbar a la altura del sacro.

TALLA	CONTORNO (cm.)
Pequeña	68,5 a 84,0
Mediana	84,0 a 100,0
Grande	99,0 a 115,5

Las medidas se refieren al contorno de la cintura.



ART. 7.120

7.121 / Tobillera

- Incorpora dos almohadillas de silicona en los huecos retromaleolares.

TALLA	CONTORNO (cm.)
Pequeña	19,0 a 21,5
Mediana	21,0 a 24,0
Grande	23,0 a 26,5
Extra Grande	25,0 a 29,0

Las medidas se refieren al contorno del tobillo por encima de los maleolos.



ART. 7.121

7.122 / Rodillera

- Cuenta con dos flejes laterales.
- Incorpora un aro de silicona alrededor de la rótula.

TALLA	CONTORNO (cm.)
Pequeña	29,5 a 33,5
Mediana	31,5 a 36,0
Grande	33,5 a 38,5
Extra Grande	35,5 a 41,0

Las medidas se refieren al contorno de la rodilla sin flexionarla.



ART. 7.122

FORTIFLEX

7.123 / Faja Sacrolumbar

- Altura trasera de 26,5 cm.
- Altura delantera entre 17 y 19 cm.
- Bandas de refuerzo trasero para una mayor compresión de la zona lumbar.
- Tirador para facilitar su cierre.
- Incorpora seis ballenas autoadaptables.

TALLA	CONTORNO (cm.)	CN
Pequeña	69 a 84	190638-0
Mediana	80 a 95	190639-7
Grande	91 a 106	190640-3
Extra Grande	102 a 117	190641-0

Las medidas se refieren al contorno de la cintura.




ART. 7.123

6.160 / Faja Torácica una banda (16 cms)

- Realizada en tejido transpirable.

TALLA	MEDIDAS (cm.)
Pequeña	65 a 90
Mediana	75 a 100
Grande	85 a 110



ART. 6.160

Fajas Torácicas de 2, 3 y 4 bandas

- Fajas torácicas, realizadas con bandas de 8 centímetros unidas entre sí, por lo que presentan alturas de 16, 24 y 32 centímetros.
- La forma de unión entre las bandas, favorece su adaptación sin formar pliegues o arrugas.

7.077 / 7.070 Faja Torácica 2 bandas

TALLA	MEDIDAS (cm.)	C.N.
ÚNICA (7.077)	Universal	Masculina - 195404-6
ÚNICA (7.070)	Universal	Femenina - 195412-1



ART. 7.077

7.077 3B / 4B Faja Torácica 3 y 4 bandas

TALLA	MEDIDAS (cm.)
1	75 a 95
2	85 a 105
3	100 a 120
4	110 a 130



ART. 7.077

7.072 / Faja Máxima Aireación

- Faja lumbar transpirable, altura de 27 centímetros.

TALLA	MEDIDAS (cm.)	C.N.
1	62 a 82	195420-6
2	75 a 95	195438-1
3	88 a 107	195446-6
4	100 a 120	330761-1



ART. 7.072

Intex

GAMANEGRA

7.128 / Faja Lumbar Negra

- Faja lumbar con cierre velcro y alas laterales regulables que permiten un ajuste preciso y personalizado de su compresión, permitiendo adaptar la misma a la actividad realizada en cada momento.
- Cuenta con cuatro ballenas flexibles en la zona lumbar de material plástico, auto adaptables.
- En su parte posterior tiene una altura de 27cm, y en su parte anterior de 17cm.
- Su especial tejido elástico, de fácil adaptación anatómica, ofrece un tacto suave y una gran comodidad de uso.

TALLA	CONTORNO (cm.)
Pequeña	80 a 94
Mediana	95 a 109
Grande	110 a 125



esfuerzos
puntuales y
repetitivos



periodos
prolongados de
conducción



actividades
deportivas



exposición prolon-
gada a golpes o
vibraciones



levantamiento
de peso

ART. 7.128

La “Gama Azul” es una colección de ortesis para el miembro superior, en tejido anatómico de punto bi elástico.

7.126 / Muñequera. *Abductor pulgar corta.*

- Destinada a mantener el dedo pulgar en abducción, por lesión en la articulación metacarpo-falángica del pulgar.
- Incorpora una férula lateral extraíble y moldeable manualmente.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	13 a 16	239856-6
Mediana	17 a 20	239854-2
Grande	21 a 24	239853-5

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.



ART. 7.126

7.125 / Muñequera. *Meta-Pulgar.*

- Muñequera metacarpiana con férula y abductor del dedo pulgar.
- Alto grado de estabilización e inmovilización.
- Similar a la referencia 7124 a la que se ha añadido un abductor de pulgar, dotado de una segunda férula

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Dcha. - Pequeña	13 a 16	240156-3
Dcha. - Mediana	17 a 20	240155-6
Dcha. - Grande	21 a 24	240154-9
Izq. - Pequeña	13 a 16	240159-4
Izq. - Mediana	17 a 20	240158-7
Izq. - Grande	21 a 24	240157-0

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.



ART. 7.125



7.127 / Codera para Epicondilitis

- Recomendado tanto para casos de epicondilitis lateral como medial.
- Incorpora dos férulas metálicas móviles lo que permite situarlas en los puntos precisos.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	24 a 30	239852-8
Grande	27 a 34	239851-1



7.124 / Muñequera. *Metacarpiana con férula.*

- Protección e inmovilización de la articulación radio cubital inferior, del carpo y metacarpo.
- Alto grado de estabilización e inmovilización.
- Férula palmar extraíble y moldeable manualmente.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Dcha. - Pequeña	13 a 16	239859-7
Dcha. - Mediana	17 a 20	239858-0
Dcha. - Grande	21 a 24	239857-3
Izq. - Pequeña	13 a 16	240153-2
Izq. - Mediana	17 a 20	240152-5
Izq. - Grande	21 a 24	240151-8

Las medidas se refieren al contorno de la articulación de la muñeca.

7.006 / Muñequera. *Velcro.*

- Anchura de 8 centímetros.
- Incorpora aro elástico para facilitar su colocación.

TALLA UNIVERSAL

C.N. 185942-6



ART. 7.006

7.035 / Vendaje Antiepicondilitis

- Recomendado tanto para casos de epicondilitis lateral como medial.
- Incorpora dos férulas metálicas móviles lo que permite situarlas en los puntos precisos.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	24 a 30	195479-4
Grande	27 a 34	195487-9



ART. 7.035

7.104 / Muñequera. *Metacarpiana con férula.*

- Protección e inmovilización de la articulación radio cubital inferior, del carpo y metacarpo.
- Alto grado de estabilización e inmovilización.
- Férula palmar extraíble y moldeable manualmente.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Dcha. - Pequeña	13 a 16	160531-3
Dcha. - Mediana	17 a 20	160549-8
Dcha. - Grande	21 a 24	160556-6
Izq. - Pequeña	13 a 16	160564-1
Izq. - Mediana	17 a 20	160572-6
Izq. - Grande	21 a 24	160580-1



ART. 7.104



ART. 7.048

7.048 / Zapato para escayolados

- Suela antideslizante e impermeable. Cada talla es válida tanto para pie derecho como izquierdo. Para su uso con pie escayolado o en procesos post operatorios.

TALLA	C.N.
Pequeña	195222-6
Mediana	195230-1
Grande	195248-6



ART. 7.081

7.081 / Bolsa soporte. *Para brazo.*

- Indicado para quienes deben llevar el brazo en cabestrillo.
- Ofrece apoyo al brazo y a la mano, evitando que quede caída.

TALLA UNIVERSAL	C.N. 195214-1
-----------------	---------------



ART. 7.080

7.080 / Tirante soporte. *Para brazo.*

- Indicado para llevar el brazo en cabestrillo.
- Incorpora hebilla para regular la altura del brazo.

TALLA	C.N.
Adulto	195206-6
Infantil	195198-4

Fajas tradicionales que nos aportan una eficaz protección de la cintura. Ofrecen una ligera compresión y una temperatura constante. Tejido de gran suavidad.

7.017 / Faja en Lana. Cierre regulable.

- La talla 1 tiene una altura de 27 cm. y la talla 2 de 33 cm.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
1	60 a 90	195453-4
2	90 a 120	195461-9

7.087 / Faja en Lana. Tubular.

- Disponibles en altura de 27 ó 33 cm.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
27/5	60 a 75	396119-6
27/6	75 a 90	329656-4
27/7	90 a 105	201970-6
27/8	105 a 120	209445-1
33/5	60 a 75	313627-3
33/6	75 a 90	325787-9
33/7	90 a 105	325795-4
33/8	105 a 120	329433-1

7.086 / Faja en Algodón. Cierre regulable.

- La talla 1 tiene una altura de 26 cm. y la talla 2 y 3 de 30 cm.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
1	70 a 88	178806-1
2	88 a 114	232462-6
3	110 a 130	

7.086 / Faja en Algodón. Tubular.

- Las tallas pequeña y mediana tienen una altura de 26 cm.
- Las tallas grande y extra grande tienen una altura de 30 cm.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	75 a 82	330787-1
Mediana	82 a 88	330795-6
Grande	88 a 95	330852-6
Extra Grande	95 a 105	330860-1



Artículos confeccionados en lana merino extrafina 100%, exceptuando los hilos elásticos. Constituyen una agradable protección térmica. Alta capacidad para absorber la humedad. Compresión muy ligera. Excelente regulador térmico. No producen picazón.



ART. 7.150

7.150 / Faja Lana Merino

TALLA	CONTORNO (cm.)	ALTURA
Pequeña	60 a 75	27
Mediana	75 a 90	27
Grande	90 a 105	33
Extra	105 a 120	33

Las medidas se refieren al contorno de la cintura.



ART. 7.151

7.151 / Rodillera Lana Merino

TALLA	CONTORNO (cm.)
Pequeña	29,5 a 33,5
Mediana	31,5 a 36,0
Grande	33,5 a 38,5
Extra	35,5 a 41,0

Las medidas se refieren al contorno de la rodilla sin flexionarla.



ART. 7.152

7.152 / Cadera Lana Merino

TALLA	CONTORNO (cm.)
Pequeña	23,0 a 26,5
Mediana	25,0 a 29,0
Grande	27,5 a 31,0
Extra	29,5 a 33,5

Las medidas se refieren al contorno de la articulación del codo sin doblarlo.

Gama de ortesis con financiación de la Seguridad Social, a excepción de la muñequera metacarpiana.

PRODUCTO	TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
7.089 / MUÑEQUERA CERRADA	1	16 a 18	405.589
	2	17 a 19	405.597
	3	18 a 20	419.044
	4	19 a 21	419.051
	5	20 a 22	419.069
7.090 / RODILLERA	2	25	405.324
	3	26	405.332
	4	27	405.340
	5	28	405.357
	6	29	405.365
	7	30	405.373
	8	31	405.381
	9	32	405.399
	10	33	405.407
	11	34	405.415
	12	35	405.423
	13	36	405.431
	14	37	405.449
7.091 / TOBILLERA	2	13 a 17	405.191
	3	14 a 18	405.209
	4	15 a 19	405.217
	5	16 a 20	405.225
	6	17 a 21	405.233
	7	18 a 22	405.241
	8	19 a 23	405.258
	9	20 a 24	405.266
	10	21 a 25	405.274
	11	22 a 26	405.282
	12	23 a 27	405.290
	13	24 a 28	405.308
	14	25 a 29	405.316
7.092 / MEDIA CORTA FUERTE	2	30	400.564
	3	31	400.572
	4	32	400.580
	5	33	400.598
	6	34	400.606
	7	35	400.614
	8	36	400.622
	9	37	400.630
	10	38	400.648
	11	39	400.655
	12	40	400.663
	13	41	400.671
	14	42	400.689
7.093 / MUÑEQUERA METACARPIANA	1	14,5 a 15,5	321596-1
	2	15,5 a 16,5	321604-3
	3	16,5 a 18,0	321612-8
	4	18,0 a 19,5	321620-3
	5	19,5 a 21,0	321638-8

Muñequera cerrada



ART. 7.089

Rodillera




ART. 7.090

Tobillera



ART. 7.091

Media corta



ART. 7.092

Muñequera Metacarpiana



ART. 7.093

3ENTERM®

Fabricadas con fibra termógena de alto valor calórico. Suave elasticidad y tacto agradable. Amplia gama de colores.



ART. 7.088

7.088 / Muñequera. Cierre regulable.

- Soporte elástico de cierre regulable.
- Anchura de 6 centímetros.
- Aro elástico para una correcta posición.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Única - beige	Universal	191353-1
Única - blanco	Universal	191361-6



ART. 2.761

2.761 / Faja. Cierre regulable.

- Todas las tallas tienen una altura de 30 centímetros.
- Disponible en color blanco.

TALLA	CONTORNO (cm.)	C.N.
Pequeña	75 a 93	191445-3
Grande	87 a 120	191437-8
Súper	108 a 150	326983-4



ART. 2.760



2.760 / Faja. Tubular.

TALLA	CONTORNO (cm.)	ALTURA (cm.)	C.N.
Beige, 1	60 a 72	26	191569-6
Beige, 2	73 a 85	28	191551-1
Beige, 3	86 a 98	30	191544-3
Beige, 4	99 a 111	32	191536-8
Beige, 5	112 a 120	34	191528-3
Beige, 6	121 a 140	36	191510-8
Blanco, 1	60 a 72	26	191684-6
Blanco, 2	73 a 85	28	191676-1
Blanco, 3	86 a 98	30	191668-6
Blanco, 4	99 a 111	32	191650-1
Blanco, 5	112 a 120	34	191643-3
Blanco, 6	121 a 140	36	191635-8
Azul, 1	60 a 72	26	191627-3
Azul, 2	73 a 85	28	191619-8
Azul, 3	86 a 98	30	191601-3
Azul, 4	99 a 111	32	191593-1
Azul, 5	112 a 120	34	191585-6
Azul, 6	121 a 140	36	191577-1



MEDIAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN DECRECIENTE. Medias con máxima compresión en el tobillo y mínima en el muslo, para el tratamiento de la insuficiencia venosa.

Atenúan los factores de riesgo y aminoran la evolución de la enfermedad.

Existen diferentes niveles de compresión, ligera (40 Den), normal (140 Den) o fuerte (280 Den).

Las medias de compresión deben colocarse a primera hora del día, nada más levantarnos, ya que posteriormente las piernas se van hinchando y ello hace más difícil su colocación. Esto es especialmente importante en las de compresión fuerte.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA COMPRESIÓN.

COMPRESIÓN	DEN.	PRESIÓN	INDICACIONES
LIGERA	40 - 70	15-21 mm Hg.	Viajes prolongados. Trabajos en ortostatismo.
NORMAL	140	22-29 mm Hg.	Embarazos con riesgo. Riesgo de insuficiencia venosa en profesiones que requieran estar de pie.
FUERTE	280	30-40 mm Hg.	Prevención de varices primarias. Insuficiencia venosa crónica leve. Tromboflebitis. Varices sintomáticas.

Tabla de tallas (cm.).

Talla	Tobillo	Pantorrilla	Muslo
2	18/19	30/31	41/42
3	20/22	32/34	43/45
4	23/25	35/38	46/49
5	26/28	39/41	50/53
6	26/28	42/44	54/59



ART.	DENOMINACIÓN	TALLA	COLOR	C.N .
7.203	PANTY COMPRESIÓN FUERTE	2	Beige	468389.9
		3	Beige	468397.4
		4	Beige	468405.6
		5	Beige	468413.1
		6	Beige	468421.6
7.203	PANTY COMP.FUERTE, PRE-MAMÁ	2	Beige	468439.1
		3	Beige	468447.6
		4	Beige	468454.4
		5	Beige	468462.9
7.203	MEDIA LARGA, COMP.FUERTE, BLONDA	2	Beige	468348.6
		3	Beige	468355.4
		4	Beige	468363.9
		5	Beige	468371.4
7.203	MEDIA CORTA COMPRESIÓN FUERTE	2	Beige	468306.6
		3	Beige	468314.1
		4	Beige	468322.6
		5	Beige	468330.1
7.022	PANTY COMPRESIÓN NORMAL	2	Beige	185850.4
		3	Beige	185843.6
		4	Beige	185835.1
		5	Beige	185827.6
		6	Beige	185819.1
7.022	MEDIA CORTA COMPRESIÓN NORMAL	2	Beige	185934.1
		3	Beige	185926.6
		4	Beige	185918.1
		5	Beige	185900.6
7.201	MEDIA CORTA 40 DEN.	ÚNICA	Negro	185496.4
		ÚNICA	Tortora	185488.9
		ÚNICA	Marrón	185470.4
		ÚNICA	Grafito	185462.9
7.201	CALCETÍN CABALLERO 40 DEN.	ÚNICA	Negro	349449.6

7.079 / Vendas elásticas compresivas

- Vendas elásticas de alta compresión para el tratamiento de la insuficiencia venosa, o para el vendaje compresivo de las articulaciones.
- Incorpora unos "clips" para su sujeción.
- La largura de las tres referencias es de dos metros en reposo y cinco en extensión.
- Las anchuras son de 5, 7 y 10 centímetros.

TALLA	C.N.
5 x 5	160648-8
7 x 5	160655-6
10 x 5	160663-1



ART. 7.079

7.550 / Collarín cervical blando

- Collarín de goma espuma para su uso en casos de esguinces cervicales, luxaciones o contusiones en la zona cervical.
- Su uso mantiene el cuello y la columna cervical recta.

TALLA	MEDIDAS DEL PACIENTE (cm.)
Pequeña	36 a 41
Mediana	41 a 48
Grande	46 a 51



ART. 7.550

NOTAS

[illegible]

Intex, s.a.

Paseo Lizarkola s/n.
Apdo. Correos 22
20140 Andoain (Guipúzcoa)
España

Tel.: 943 59 09 00
Fax: 943 59 14 00

intex@intex-sa.com

www.intex-sa.com

NRI 20/3625