

# BOMBA DE INFUSIÓN HP-60



| Especificaciones     |  |
|----------------------|--|
| Dimensiones          | 214 x 75 x 142 mm  |
| Peso                 | 1.4 kg incluyendo batería  |
| Pantalla             | Pantalla táctil LCD de 3,0 pulgadas<br>10 niveles ajustables de brillo<br>7 colores seleccionables |
| Set compatible       | Set IV del fabricante  |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación; Mango; Abrazadera de poste  |
| Certificaciones      |  |

| Parámetros básicos    |   |
|-----------------------|---|
| Rango de VTBI         | 0.1-9999.99 ml                            |
| Tiempo preestablecido | 00:00:01-99:59:59 (incrementos en 1 seg.) |
| Volumen acumulable    | 0.0-99999.999.99 ml                       |
| Tasa de KVO           | 0.1-5ml/h ajustable paso por 0.01 ml/h    |

| Incrementos         |                 |
|---------------------|-----------------|
| Incrementos 0.01 ml | 0.1-99.99 ml    |
| Incrementos 0.1 ml  | 100-999.99 ml/h |
| Incrementos 1 ml    | 1000-2000 ml/h  |

| Fuente de alimentación     |  |
|----------------------------|--|
| CA                         | 100-240,50/60 Hz, consumo de energía 45VA      |
| Alimentación de CC externa | DC 12 V, 1A                                    |
| Duración de la batería     | 10 horas con batería nueva infundiendo 5 mL/hr |
| Tiempo de carga            | Min 6 horas cuando se apaga                    |

| Sistema de alarmas audibles y visibles |   |
|--|---|
| Roja (Prioritaria)                     | Batería muy baja<br>Vía abierta<br>Oclusión<br>Burbujas |
| Naranja (Recordatoria)                 | Cerca del final<br>Batería baja                         |

| Requisitos de seguridad       |   |
|-------------------------------|---|
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 5°C a 40°C<br>Humedad: 15% a 95% HR<br>Altitud de presión: 57.0kPa-106.0kPa    |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20°C a +55°C<br>Humedad: 10% a 93% HR<br>Altitud de presión: 22.0kPa-107.4kPa |

| Funciones especiales               |   |
|------------------------------------|---|
| Memoria de terapias recientes      | 20 terapias recientes se registran y se pueden utilizar para la infusión rápida   |
| Tasa de cambio durante la infusión | La tasa de infusión se puede cambiar en cualquier momento durante la infusión, no es necesario detener la infusión antes del cambio |
| Grabación de eventos               | Máximo 2000 eventos se pueden almacenar y reproducir  |
| Repetición de alarmas              | Cada 2 minutos, si después de la 1ra alarma hay otra esta se silencia   |



## Tipos de bolos seleccionables

- 1 Automático
  - 2 Manual
  - 3 Bolo Rápido Cuantitativo Triple Protección
- Resistente al polvo y salpicaduras
  - Resistente a corrosión
  - Resistente a caídas

- Niveles de oclusión 150mmHg a 975mmHg
- Tasa de purgado mL/hr con set del fabricante



Instalación de Set en 1 paso.



Sistema Peristáltico Autoadaptable



Pide tu cotización al [ventas@siebsa.com](mailto:ventas@siebsa.com)

+52 55 4665 4530 ó +52 961 113 9837

<https://siebsa.com/>

