

SPRING 2



📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

OSTEOMAX



📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

DISCECTOMIA PERCUTÂNEA EVOLUZIONE



📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

7 STAR-SCOPE




📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

DISCECTOMIA PERCUTÂNEA




📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

TUBO ENDOTRAQUEAL COM ELETRODO DE LARINGE




📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

SONDAS PARA MAPEAMENTO



📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

ELETRODOS DE AGULHA SUBDÉRMICA



📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

LINHA SIGNATURE



📞 PLANTÃO 24H
11-91784-7838

RÁDIO FREQUÊNCIA STRYKER



PLANTÃO 24H
11-91784-7838

INTRODUTORES PARA TRATAMENTO DA DOR

INTRODUTORES DISPONÍVEIS LINHA SIGNATURE

INTRODUTOR CANULADO **Randomizda STP**

Eletrodo acoplado para o gerador de Radiofrequência TLG-10 da Top Corporation, possibilitando a utilização do modo de radiofrequência randomizado STP (Sluijter Teixeira Poison) Extensão para medicação Medida disponível:

- 100mm 22G 2mm

INTRODUTOR CANULADO **TRIPOLAR**

Eletrodo acoplado para o gerador de Radiofrequência TLG-10 da Top Corporation, possibilitando a utilização do modo de radiofrequência de maneira tripolar, ideal para ser utilizada em região sacroilíaca. Extensão para medicação Medida disponível:

- 100mm 18G 10mm

INTRODUTOR CANULADO **ROHOF**

Eletrodo acoplado, ideal para ser utilizada procedimentos de Hiato Sacral, com a técnica Rohof Extensão para medicação Medida disponível:

- 150mm 20G 15mm



INTRODUTORES PARA TRATAMENTO DA DOR

INTRODUTORES DISPONÍVEIS LINHA SIGNATURE

INTRODUTORES CANULADOS **START e REGEN**

Introdutores que conferem penetração suave para liberação de medicamentos locais, com medidas que pode ser utilizada em diversas regiões. Medida disponível:

- 100mm 22G

INTRODUTORES CANULADOS **EVO VCS e VISCO PLUS**

Introdutores que conferem penetração suave para liberação de medicamentos locais, além de possuírem diâmetro ideal par viscosuplementação. Medida disponível:

- 145mm 20G

INTRODUTORES CANULADOS **DIRIGÍVEL e DIRIGÍVEL PLUS**

Introdutores que conferem penetração suave para liberação de medicamentos paraloais, com diâmetro ideal viscosuplementação. Possui ponta curva, o que confere praticidade durante o procedimento. Disponíveis nas medidas:

- Dirigível: 100mm 20G
- Dirigível Plus: 150mm 20G

**INTRODUTORES DISPONÍVEIS
LINHA SIGNATURE****KIT BLOQUEIO DA DOR
EVO HUMAN**

Possui extensão que confere praticidade na aplicação de anestesia local, estrutura que proporciona medidas e penetração versáteis

- 60mm 24G
- 100mm 22G

**KIT BLOQUEIO DA DOR
EVO PLUS**

Extensão para aplicação de anestesia local e eletrodo para localização de nervos com equipamentos de estimulação de baixa aplicação garantindo uma frequência, anestésica local com maior precisão.

- Medidas disponíveis:
- 30mm 23G 1mm
 - 50mm 23G 1mm
 - 60mm 23 G 1mm
 - 100mm 23G 1mm
 - 150mm 23G 1mm

**INTRODUTOR CANULADO
SLUIJTER**

Extensão para aplicação de anestesia local e eletrodo para localização de nervos com o gerador de Radiofrequência TLG-10 da Top Corporation – realize estimulação sensitiva e motora com precisão e garanta uma aplicação anestésica local segura.

Medidas disponíveis:

- 60mm 23G 5mm
- 100mm 23G 5mm
- 150mm 23G 5mm
- 200mm 23G 5mm

**INTRAOPERATÓRIA****KITS DISPONÍVEIS****KIT MNIO
FACIAL EVO**

1 sonda monopolar ponta reta esférica,
2 eletrodos agulha simples. 5 eletrodos
agulha pareado.

**KIT MNIO
OTORRINO EVO**

1 sonda monopolar ponta fina
5 eletrodos agulha pareado
2 eletrodos agulha simples

**KIT
ESVAZIAMENTO
CERVICAL EVO**

1 sonda monopolar reta
1 eletrodo de laringe com
endotraqueal
2 eletrodos agulha pareado
2 eletrodos agulha simples
1 cabo adaptador

**KIT MNIO
COLUNA EVO**

1 sonda monopolar ponta reta esférica,
3 eletrodos agulha simples,
8 eletrodos agulha pareado

**KIT MNIO
NEUROFISIOLOGICA
EVO**

1 sonda monopolar reta.
6 eletrodos agulha simples.
18 eletrodos agulha pareado.
1 tubo laringeo 7,0mm.
1 cabo adaptador.



ENTRE EM CONTATO CONOSCO
PLANTÃO 24H 11-91784-7838
TELEFONE FIXO 4239-1032
FINANCEIRO@OZMEDIC.MED.BR
LOGISTICA@OZMEDIC.MED.BR
COMERCIAL@OZMEDIC.MED.BR