

FICHA TÉCNICA

PROTACID CX

Producto Veterinario de Uso Acuícola



DESCRIPCIÓN:

Premezcla acidificante constituida por Ácido Fórmico, y Ácido Lignosulfónico. Potente acidificante que controla el desarrollo de microorganismos patógenos en camarón. Acidificante no corrosivo, mediante la aplicación de la tecnología Softacid®

INGREDIENTES:

- Ácido fórmico (85%):	60%
- Ácido lignosulfónico	40%

Director Técnico
José Mª Planas

ANÁLISIS GARANTIZADO:

Ácido fórmico 45% mínimo

DOSIFICACIÓN Y USOS:

Añadir a materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos balanceados para su uso en organismos acuáticos para reducir el riesgo de acción de diferentes microorganismos patógenos. Para uso en camarón. Puede aplicarse en el agua (larvas) o en el alimento balanceado (camarón adulto).

A) EN LABORATORIOS: Aplicar en el agua, haciendo previamente una dilución al 10%. Utilizar una dosis de Protacid CX de 2 ppm/día (Zoea), 6 ppm/día (Mysis) y de 8 (PL1-PL8) a 20 (PL8 – PL20) ppm/día repartidas en 4 aplicaciones a lo largo de la jornada.

B) EN PRODUCCIÓN: Aplicar al alimento. Preventivo de eventos por vibriosis. Utilizar una dosis entre 10 g/kg en precrías y 5 g/kg en engorde.

Importante: Consulte con su técnico el protocolo de aplicación más adecuado para su empresa.

MECANISMO ACCIÓN:

Penetra al interior del patógeno (*Vibrio*, *Pseudomonas*, etc.) acidificando el interior del mismo y generando su destrucción.

ESPECIFICACIONES:

- Densidad:	1,160-1,200 g/ml
- pH (10%)	<3
- Aerobios totales	<10 ufc/ml

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar seco y fresco en su envase original a una temperatura ambiente máxima de 45°C.

VIDA ÚTIL:

Utilizar antes de los 12 meses después de la fabricación.

PRESENTACIONES:

Caneca HDPE de 25 litros e IBC de HDPE y estructura de acero de 1000 litros.

TRANSPORTE:

Carga debidamente clasificada y etiquetada. La carga debe estar distribuida en pallet de 16 canecas o un IBC por pallet.

Distribuir uniformemente la carga para evitar accidentes y derrames.

La carga debe ser cubierta y protegida.